

AGELOC® GALVANIC SPA® Opstartsguide

Oplev dit ungdommelige look med synlige fordele for din hud og hår på fem minutter eller mindre.

ageLOC Galvanic Spa er et personligt plejeapparat, der ved hjælp af galvanisk strøm synligt forbedrer din hud og dit hårs udseende.

Brug oversigten herunder til at vælge den korrekte elektrode og produkter til din galvaniske påføring.

PRODUKT OG FORDELE		ELEKTRODE	PÅFØRING NUMMER	ANVENDELSE
ageLOC Galvanic Spa Facial Gels Opstrammer og løfter huden, mens de fjerner urenheder og hjælper med synligt at reducere linjer og rynker*.		ageLOC Face Conductor 	Pre-Treat Gel  Treatment Gel 	Hver 2-trins-påføring varer 5 minutter. Anvend to til tre gange om ugen.
Tru Face® Line Corrector Går efter og blødgør forekomsten af fine linjer og rynker omkring munden, øjnene og i panden.		Focus Area Conductor 		5-minutters-session. Området omkring øjnene: et til to minutter. Større områder: tre til fem minutter. Anvendes to gange om dagen, både morgen og aften.
ageLOC Body Shaping Gel Opnå synligt kontureret, fast og glat hud på arme, lår, mave og balder.		Body Conductor 		Hvert fokusområde: fem minutter. Anvendes tre gange om ugen.
ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum Styrker tyndt, livløst hår, mens hovedbunden plejes og genopfriskes.		Scalp Conductor 		To-minutters-session. Brug to gange om dagen, både morgen og aften.

*Resultaterne kommer fra en ekstern, professionel undersøgelse fra 2020 baseret på en fire uger langt in vivo-, enkeltblind- og vilkårlig forbrugerundersøgelse med 33 kvindelige testpersoner, der brugte systemet tre gange om ugen.

BEMÆRK: Denne guide indeholder ikke alle de oplysninger, du skal bruge for at betjene apparatet eller udføre en påføring. Læs venligst hele brugervejledningen, inden du anvender ageLOC Galvanic Spa-apparatet eller de tilhørende produkter. Konsulter din læge, før du bruger ageLOC Galvanic Spa-apparatet, hvis du har meget sensitiv hud, hudsygdomme, er gravid, har en pacemaker, lider af epilepsi, har metalbøjler på tænderne eller et metalimplantat. **ANVEND IKKE** på udslett, ødelagte kapillærer eller betændte og åbne sår. **ANVEND IKKE** i længere tid eller hyppigere end anbefalet herover. Dette kosmetiske apparat egner sig eventuelt ikke til alle brugere og hudtyper. Stands straks brug af apparatet, hvis du oplever en reaktion.