

[Manuals.plus](#) /

› [Ya-man](#) /

› Ya-man Photo Plus Deep Lift Facial Device YJFA1T - Instruction Manual

Ya-man YJFA1T

Ya-man Photo Plus Deep Lift Facial Device YJFA1T - Instruction Manual

1. INTRODUCTION

Welcome to your Ya-man Photo Plus Deep Lift facial device. This manual provides essential information for the safe and effective use of your YJFA1T model. This device is designed to provide advanced aging care through its D×LIFT technology, combining deep lift and moisture penetration. It includes Power Booster Pads for enhanced daily and special skincare routines, aiming for superior hydration and firmness.



Image: The Ya-man Photo Plus Deep Lift facial device (YJFA1T) shown with two boxes of Power Booster Pads (Clean and Hydrate) and a Ya-man branded paper bag.

2. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Please read all safety instructions carefully before using the device. Failure to follow these instructions may result in injury or damage to the device.

- Do not use if you have a medical condition, skin disease, or are pregnant. Consult a doctor before use if you have any concerns.
- Keep the device away from water and do not use it in wet environments such as bathrooms or showers.
- Do not disassemble, repair, or modify the device. Contact customer support for service.
- Keep out of reach of children.
- Do not use on damaged or irritated skin.

- Discontinue use immediately if you experience any discomfort or adverse reactions.
- Use only the provided charging cable and adapter.

3. PRODUCT COMPONENTS AND FEATURES

3.1 Package Contents

- Ya-man Photo Plus Deep Lift Facial Device (Model YJFA1T)
- Power Booster Pad (Clean) - 15 sheets
- Power Booster Pad (Hydrate) - 15 sheets
- AC Adapter
- Charging Cable
- User Manual

3.2 Device Features

The Ya-man Photo Plus Deep Lift YJFA1T incorporates advanced technologies for comprehensive facial care, including:

- **RF (Radio Frequency):** Warms deep skin layers for efficient aging care.
- **EMS (Electrical Muscle Stimulation):** Stimulates facial muscles for lifting effects.
- **LED Light:** Supports skin rejuvenation.
- **Ion Cleansing:** Deeply cleanses pores.
- **Cooling Function:** Helps to tighten pores and soothe skin.

上げる。^{*1} 満たす。 次世代D×LIFT

フォトプラス ディープリフト



*1... D×LIFT モードにより角質層のすみずみまで温めながら引き上げるように動かすケア *2... (株) 富士経済『美容家電&健康家電マーケティング
トレンドデータ 2020』2018-2019 年実績、『美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ 2023-2024』2020-2022 年実績、美顔器カテゴリにお
いて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして美の不可能を、技術で超える

Image: Close-up of the Ya-man Photo Plus Deep Lift device highlighting its "Next Generation DXLIFT" technology.

	最上位モデル	上位モデル	標準モデル
	フォトプラス ディープリフト 	フォトプラス シャイニーネオ 	フォトプラス シャイニー 
温感 (RF)	★★★★	★★★	★★
EMS	★★★★	★★	★
うるおいケア	★★	★	★
目もとケア	★★	★	★
LED	★★★★	★★★★	★
角質・ くすみ*・ケア *…古い角質やよごれ	○	○	○
ひんやり 引き締め	○	○	○

Image: A comparison chart illustrating the features of different Photo Plus models, including the Deep Lift, Shiny Neo, and Shiny standard models, detailing RF warmth, EMS, moisture care, eye care, LED, pore/exfoliation care, and cooling functions.

4. SETUP AND PREPARATION

4.1 Charging the Device

1. Connect the charging cable to the device and the AC adapter.
2. Plug the AC adapter into a power outlet.
3. The charging indicator light will illuminate. A full charge typically takes approximately 2.5 hours.
4. Once fully charged, the indicator light will change or turn off. Disconnect the device from the charger.

4.2 Attaching Power Booster Pads

For optimal results with certain modes, attach a Power Booster Pad to the device head.

1. Peel off the protective film from the Power Booster Pad.
2. Carefully align the pad with the device head and press gently to secure it.
3. Ensure the pad is flat and fully adhered to the device head.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

5.1 Understanding the Modes

The device offers both DAILY and SPECIAL care modes to suit your skincare needs.



*1... 引き上げるように動かすこと *2... D×LIFTモードにより角質層のすみずみまで温めながら引き上げるように動かすケア *3... 角質層まで

Image: A diagram explaining the DAILY and SPECIAL care modes. DAILY mode is for everyday use (approximately 3 minutes) focusing on lift care and moisture. SPECIAL care (2-3 times a week) includes CLEAN, DXLIFT, EYE CARE, and COOL modes for intensive treatment.

5.1.1 DAILY Mode (Approx. 3 minutes)

This mode is designed for daily use, combining lift care and moisture for consistent skin maintenance.

5.1.2 SPECIAL Modes (2-3 times per week)

These modes offer more intensive treatments for specific concerns.

CLEAN Mode

Utilizes ion cleansing to deeply remove impurities from pores. Use with the 'Clean' Power Booster Pad.

DXLIFT Mode (Deep Lift & Deep Moisture)

This mode combines deep RF warming and EMS for lifting effects, along with high-penetration technology for enhanced moisture. Use with the 'Hydrate' Power Booster Pad.

次世代D×LIFT技術

肌を上げて*¹満たす
2つの土台ケア



肌のハリケア 表情筋ケア

うるおい・透明感*⁴ケア

*1...引き上げるように動かすこと *2...DXLIFT モードにより角質層のすみずみまで温めながら引き上げるように動かすケア
*3...角質層まで *4...うるおうことによる肌の見え方

Image: A woman using the device, illustrating the dual benefits of Deep Lift and Deep Moisture technologies for skin care.

深層リフトケア*1


肌の
ハリケア

肌深部*1までムラなく温め、
弾むようなハリ感を叶える
ディープアクティブRF

肌のハリ
約110%*2

RF(ラジオ波)とは

肌深部*1を温めることで
効率的なエイジングケ
ア*3を叶える美容クリニ
ックやエステサロンから
着想を得た技術。



(株) SOUKEN調べ

*1... 角質層まで *2... 【試験方法】 30～50代 女性13名で実施。化粧品のみ、本品＋化粧品をそれぞれ半顔に2.5分間使用。皮膚弾力値と肌水分量について、使用前を100%としたときの使用後の相対値を、化粧品のみと本品＋化粧品で比較した結果。（化粧品は当社製のものを使用）表情筋研究所調べ

Image: Explains RF (Radio Frequency) technology, showing thermal images of skin before and after use, demonstrating how it warms deep skin layers for efficient aging care.

深層リフトケア*1

1~4MHzのRFで「層」にアプローチ

4種類のRFを複合的に搭載することで
表層から深層まで幅広い領域に一気にアプローチ。



肌を面で捉える形状

独自開発の「並行電極」により肌を、広く、深く、均一に肌を温めることが可能。

*1... 角質層まで *2... 特許第6212608号



Image: A technical diagram comparing single RF and complex RF, showing how complex RF (1-4MHz) warms a wider and deeper area from the epidermis.

深層浸透ケア^{*1}


うるおい
透明感^{*2}
ケア

これまでのイオン導入^{*5}を
超える独自の
高浸透^{*1}テクノロジー

肌の
うるおい
約120^{*3}%

浸透^{*1}効率の高いDYHP(ダイナミックハイパーパルス)

肌深部^{*1}のすみずみにまで美容成分を届け、透明感^{*2}とうるおいで
満ち溢れる肌へ導きます。さらに美白成分^{*4}の浸透^{*1}効率を高める導入波形搭載。



^{*1}...角質層まで ^{*2}...うるおいことによる肌見え方 ^{*3}...【試験方法】30～50代女性13名で実施。化粧品のみ、本品+化粧品をそれぞれ半顔に2.5分間使用。皮膚弾力値と肌水分量について、使用前を100%としたときの使用後の相対値を、化粧品のみと本品+化粧品で比較した結果。(化粧品は当社製のものを使用) 表情筋研究所調べ ^{*4}...ビタミンC誘導体、トラネキサム酸、ナイアシンアミド ^{*5}...当社従来品 HRF-10T

Image: Illustrates the Deep Moisture technology, showing how high voltage is applied for a short time to create pathways for beauty ingredients to penetrate efficiently.

深層浸透ケア*1

D×LIFTモード1回の使用で化粧品よりも
しっかりうるおう

化粧品 + **製品** を使用することで（化粧品のみと比較して）



肌のうるおい

約120%^{*2}

肌のハリ

約110%^{*2}

*1...角質層まで *2...【試験方法】30～50代 女性13名で実施。化粧品のみ、本品＋化粧品をそれぞれ半顔に2.5分間使用。皮膚弾力値と肌水分量について、使用前を100%としたときの使用後の相対値を、化粧品のみと本品＋化粧品で比較した結果。（化粧品は当社製のものを使用）表情筋研究所調べ

Image: A woman demonstrating the device's use, with text indicating approximately 120% increase in skin moisture and 110% increase in skin firmness compared to using cosmetics alone.

深層浸透ケア^{*1}

美容成分の浸透^{*1}効率



これまでのイオン導入^{*3}に比べ、
浸透^{*1}効率の高い独自技術を採用

角層のすみずみまで美容成分を届け
透明感^{*4}とうるおいに満ちあふれる肌へ導きます。

*1... 角質層まで *2...【試験方法】前腕部に各種成分を含有した水溶液を塗布、1分間使用したときの角質層中の浸透量を製品使用と不使用で比較。【被験者】男性10名で実施。ビタミンC誘導体、トラネキサム酸平均38.4±7.4歳、ナイアシンアミド平均24.4±4.0歳。効果には個人差があります。 *3... 当社従来品 HRF-10T *4... うるおうことによる肌見え方

Image: A graphic showing the enhanced penetration efficiency of beauty ingredients like Vitamin C derivatives (approx. 170%), Tranexamic Acid (approx. 140%), and Niacinamide (approx. 170%) when used with the device, compared to conventional ion introduction.

EYE CARE Mode

Gentle care specifically designed for the delicate skin around the eyes.

COOL Mode

Provides a cooling sensation to help tighten pores and soothe the skin after other treatments.

5.2 Application Areas

The device can be used on various areas of the face and neck. Refer to the illustrations for proper technique.

気になるエイジングサイン*に集中アプローチ



目もと



口もと・ほうれい線



頬



フェイスライン



額



胸鎖乳突筋



小鼻

*...年齢による肌の乾燥、ハリ不足

Image: A series of images demonstrating how to use the device on various areas of the face and neck, including around the eyes, mouth, cheeks, jawline, forehead, sternocleidomastoid muscle, and nose.

6. POWER BOOSTER PADS

The Ya-man Photo Plus Deep Lift comes with two types of Power Booster Pads, each formulated for specific skincare benefits.

深層浸透ケア^{*1}

美容成分の浸透^{*1}効率



これまでのイオン導入^{*3}に比べ、
浸透^{*1}効率の高い独自技術を採用

角層のすみずみまで美容成分を届け
透明感^{*4}とうるおいに満ちあふれる肌へ導きます。

*1... 角質層まで *2...【試験方法】前腕部に各種成分を含有した水溶液を塗布、1分間使用したときの角質層中の浸透量を製品使用と不使用で比較。【被験者】男性10名で実施。ビタミンC誘導体、トラネキサム酸平均38.4±7.4歳、ナイアシンアミド平均24.4±4.0歳。効果には個人差があります。 *3... 当社従来品 HRF-10T *4... うるおうことによる肌見え方

Image: Close-up images of the "Power Booster Pad Clean" and "Power Booster Pad Hydrate", detailing their respective ingredients and benefits such as pore cleansing, exfoliation, hydration, and firmness.

6.1 Clean Pad

Designed for deep pore cleansing and exfoliation, helping to remove impurities and dead skin cells. Key ingredients include AHA and Artichoke Extract.

6.2 Hydrate Pad

Formulated for intense hydration and firmness, providing a plump and moisturized feel to the skin. Key ingredients include Hyaluronic Acid, Small Molecule Collagen, and Niacinamide.

7. CARE AND MAINTENANCE

7.1 Cleaning the Device

1. After each use, turn off the device and disconnect it from any power source.

- 2. Wipe the device head and body with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents.
- 3. Ensure no moisture enters the charging port or other openings.
- 4. Allow the device to air dry completely before storing.

7.2 Storage

- Store the device in a cool, dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Keep the device in its original packaging or a protective case to prevent damage.

8. TROUBLESHOOTING

If you encounter any issues with your device, please refer to the following common problems and solutions:

- **Device does not turn on:** Ensure the device is fully charged. Press and hold the power button for a few seconds.
- **No sensation during use:** Ensure the device head is in full contact with your skin and that sufficient gel or serum is applied. Adjust the intensity level.
- **Charging indicator not working:** Check if the charging cable and adapter are properly connected to both the device and the power outlet.
- **Skin irritation:** Discontinue use immediately. Ensure you are using the correct skincare products and not applying excessive pressure. Consult a dermatologist if irritation persists.

If the problem persists after trying these solutions, please contact customer support.

9. PRODUCT SPECIFICATIONS

Feature	Specification
Manufacturer	Ya-man
Model Number	YJFA1T
Style	Premium Model with 2 types of dedicated pads, 30 sheets
Product Dimensions (LxWxH)	47 x 44 x 176 mm
Color	Bronze
Battery Type	Lithium Ion
Battery Included	Yes
Package Weight	1.11 Kilograms

10. WARRANTY AND SUPPORT

Your Ya-man Photo Plus Deep Lift facial device is covered by a manufacturer’s warranty. Please refer to the warranty card included in your package for specific terms and conditions.

For technical support, troubleshooting assistance, or warranty claims, please contact Ya-man customer service through their official website or the contact information provided in your product documentation.

ASK A QUESTION ABOUT THIS MANUAL

Ask about setup, troubleshooting, compatibility, parts, safety, or missing instructions. Manuals+ will review the question and use this page's manual context to help answer it.

Name

Anonymous

Email

you@example.com

After a successful submission, we securely hash the supplied account or form email before sending it to Microsoft Advertising for conversion attribution. [Privacy details](#).

Question

Example: How do I reset this device or fix this error?

Details

Model number, symptoms, what you tried, or the section of the manual you are using.

Submit question