

ACTIVESHOP®

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА МАШИНА ЗА ФРЕЗОВАНЕ PODO LINE



Вносител:


ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Полша
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2025



Сканиран
е за
различни
езици



ПРЕГЛЕД НА ПАНЕЛА И УСТРОЙСТВОТО



- 1 ГЛАВЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
(ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ)
- 2 КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
БРОЯЧА НА ЧАСОВЕТЕ
- 3 ВЪРТУЩО СЕ КОПЧЕ ЗА СКОРОСТ / ПОСОКА
ВЪРТЕНЕ
- 4 Дисплей
- 5 РЕГУЛИРАНЕ НА СМУКАТЕЛНАТА
МОЩНОСТ
- 6 СМУКАТЕЛЕН МАРКУЧ
(ТЯСНО СВЪРЗАН С ФИЛТЪРНАТА КАМЕРА)

- 7 СВАЛЯЕМ КАПАК НА ФИЛТЪРНАТА КАМЕРА /
КАПАК, СЪДЪРЖАЩ КОНТАКТИТЕ НА ГЛАВАТА
- 8 ШЛАЙН
- 9 ГЛАВА С МИКРОПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

- ЗАДНА ЧАСТ НА УСТРОЙСТВОТО
- 10 ГНЕЗДО ЗА СВЪРЗВАНЕ ЗА
ПЕДАЛ ЗА КРАКА
- 11 ПРЕДПАЗИТЕЛ




СЪДЪРЖАНИЕ

I. ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ		
1. СГЛОБЯВАНЕ НА ФИЛТЪРА И СМУКАТЕЛНАТА ГЛАВА		5
2. ВКЛЮЧВАНЕ		5
II. ФУНКЦИИ		
1. НАСТРОЙКИ НА СКОРОСТТА И ПОСОКАТА		6
2. НАСТРОЙКИ НА СМУКАТЕЛНАТА МОЩНОСТ		6
3. ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ НА СМУКАТЕЛНАТА ГЛАВА		7
4. ЗАМЯНА НА ПРЪСТА		7
5. ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ НА СМУКАТЕЛНАТА ТУРБИНА		8
6. ИЗМЕРВАТЕЛ НА РАБОТНИТЕ ЧАСОВЕ		9
III. СВЪРЗВАНЕ НА КРАЧЕН/ПЕДАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ	S.	11
IV. ПОДДРЪЖКА И ГРИЖИ	S.	12
1. ПОЧИСТВАНЕ НА СМУКАТЕЛНАТА ТУРБИНА	 S.	12
2. ПОЧИСТВАНЕ НА ШПИНДЕЛА	 S.	13
3. СМЯНА НА ФРЕЗА	 S.	13
4. БЕЗОПАСНОСТ	 S.	14
V. СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	S.	14
VI. УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ	S.	15
VII. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	S.	15
VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА	S.	16

II. ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ

Благодарим ви, че сте избрали и закупили резачката SYIS PODO LINE. Това устройство е проектирано и произведено в съответствие с Директива 93/42/ЕИО за медицинските изделия и следващите, за да се гарантира качеството и безопасността. Устройството е предназначено за използване само от квалифициран ортопед и маникюрист за лечение на поди и маникюр. Устройството не трябва да се използва за цели, различни от подиатрия/маникюр.

Всички гаранции, дадени срещу лица и материални щети, когато се използват за цели, различни от горепосочените, престават да важат.

- 
- 1 Прочетете внимателно инструкциите и ги запазете на сигурно място за бъдеща справка.
 - 2 Уверете се, че уредът не е бил повреден по време на транспортиране.
 - 3 Съхранявайте опаковката- необходима за евентуални бъдещи ремонти. Не използвайте уреда:
 - Ако електрическият кабел или щепсел е повреден
 - Ако уредът е повреден или е бил изпуснат.
 - Без чиста филтърна торбичка, поставена правилно
 - 4 Преди да използвате устройството, се уверете, че напрежението на контролния блок е свързано с електрическата мрежа (230 V / 50 Hz или 115 V / 60 Hz).
 - 5 Монтирайте уреда върху равна и стабилна повърхност. Уверете се, че изходът на димоотвода в задната част на кутията за управление не е блокиран и че в задната част на уреда има достатъчно място за циркулация на въздуха и димните газове. Поставете уреда на чисто и сухо място. Избягвайте да поставяте уреда в близост до източници на топлина или почистване с пара.
 - 6 Избягвайте резки промени в температурата, дължащи се на кондензация върху уреда. Изчакайте, докато уредът достигне температурата на околната среда. работната температура е между 15 °C и + 40 °C.

1. ПОДГОТОВКА

1 СГЛОБЯВАНЕ НА РЪКАВНИЯ ФИЛТЪР И СВЪРЗВАНЕ НА СМУКАТЕЛНАТА ГЛАВА

2 СВЪРЗВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО И ВКЛЮЧВАНЕ

1. СГЛОБЯВАНЕ НА ФИЛТЪРА И СВЪРЗВАНЕ НА СМУКАТЕЛНАТА ГЛАВА

Смукателната тръба е ⑧ здраво свързана с капака на филтърната камера ⑦. В капака се намират контактите за захранване на държката. Вкарайте капака ⑦ във филтърната камера. Уверете се, че електрическите контакти в долната част са правилно свързани. Това може просто да се свърже, без да се използва прекомерна сила.

Извадете главата ⑨ от защитната торбичка и я поставете в държача в предната част на уреда.

2. СВЪРЗВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО И ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

Уверете се, че захранващият кабел е здраво монтиран и снабден с плосък евро щепсел. Вкарайте щепсела в подходящ електрически контакт.

Включете уреда, като натиснете ①.

Логото на SYIS PODO LINE ще се покаже на дисплея за няколко секунди ④ а след което на дисплея ще се покажат оставащите работни часове за около 3 секунди:



След това дисплеят ще покаже ④ към "стандартната индикация":



След рестартиране на машината последните избрани настройки ще бъдат заредени и показани на дисплея (напр. посока на въртене; скорост, мощност на засмукване и т.н.).

Сега можете да регулирате настройките и да поставите необходимия режещ инструмент.

II. ФУНКЦИИ

- 1 НАСТРОЙКИ НА ОБОРОТИТЕ И ПОСОКАТА НА ВЪРТЕНЕ
- 2 НАСТРОЙКА НА СМУКАТЕЛНАТА МОЩНОСТ
- 3 ЗАЩИТА НА ГЛАВАТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ
- 4 СМЯНА НА ФИЛТЪРА
- 5 ЗАЩИТА ОТ СМУКАТЕЛНА ТЕМПЕРАТУРА
- 6 ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТНИЯ ЧАС

1. НАСТРОЙКИ НА ОБОРОТИТЕ И ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ

Можете да изберете скоростта и посоката, като завъртите копчето ③  напред или назад. Посоката на въртене се указва на дисплея със стрелка (► = ДЯСНО; ◄ = ЛЯВО)

Двете големи цифри на дисплея показват броя на оборотите в хиляди обороти в минута. Ако искате да зададете скорост от 15000, циферблатът трябва да се настрои на посочената на дисплея стойност.



2. НАСТРОЙКА НА СМУКАТЕЛНАТА МОЩНОСТ

Завъртете въртящото се копче ⑤ до желаното от вас количество на засмукване. Животът на двигателя за аспирация може да бъде удължен, като настроите циферблата в средно (икономично) положение.

Чрез завъртане на въртящото се копче ⑤ на позиция "0" аспирационният мотор ще бъде

изключен. Производителността на засмукване се показва на дисплея чрез графична лента във



формата на фуния:

малка
Засмукване



средна
засмукване



голяма
прием

3. ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ НА ГЛАВАТА

Ако двигателят е блокиран или претоварен, електронната защита от претоварване прекъсва захранването и главата и смукателната турбина спират.

Ще се чуе звуков сигнал; на дисплея ще се появи мигащо съобщение за грешка " HEAD OVERHEAT" (Прегряване на главата).



Устройството трябва да се активира отново, като се върне копчето за регулиране на скоростта ③ в средно положение (нула "0").

3. СМЯНА НА ФИЛТЪРА

НАВРЕМЕННАТА СМЯНА НА ФИЛТЪРА УДЪЛЖАВА ЖИВОТА НА СМУКАТЕЛНАТА ТУРБИНА.

Смяната трябва да се извърши, когато се забележи спад в смукателната мощност; най-късно, когато филтърът е пълен на 2/3.

При работа със запълнен филтър турбината ще получава по-малко подаван въздух и следователно работната температура ще се повиши.

Това може да доведе до повреда на смукателната турбина. В този случай не важат всички гаранции за повреди!

Филтърната торба е за еднократна употреба, затова никога не изпразвайте напълнена торба. Това не е хигиенично и ще доведе до перфорация на филтъра. Винаги поддържайте вътрешността на камерата чиста.

Това ще помогне да се избегне попадането на мръсотия във всмукателния двигател.

Връзката ⑥ на смукателната тръба е здраво прикрепена към капака ⑦. За да свалите целия капак на филтърното отделение ⑦, внимателно издърпайте част от връзката на смукателната тръба ⑥. След това задръжте филтъра с дланта на ръката си отпред, за да предотвратите навлизането на прах, и издърпайте маншона на маркуча от отвора. Извадете целия филтър и го заменете с нов. Заменете и сглобете отново - в обратен ред.

СЪВЕТ:

СТАНДАРТНИТЕ - АРОМАТИЗИРАНИ ПАТРОНИ, КАТО ТЕЗИ ЗА ДОМАШНИТЕ ПРАХОСМУКАЧКИ, ВЛИЗАТ В ОТВОРА НА ФИЛТЪРНАТА ТОРБИЧКА И ПРЕДОТВРЯВАТ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН НЕПРИЯТНАТА МИРИЗМА.

5. ТЕМПЕРАТУРНА ЗАЩИТА НА СМУКАТЕЛНАТА ТУРБИНА

Ако температурата на въздуха в смукателната турбина надвиши 80° C., турбината и противоударният накрайник ще се изключат.

На дисплея ще се появи съобщението "TURBINE OVERHEAT" (Прегряване на турбината):



Устройството може да се активира отново, след като температурата в корпуса на смукателната турбина спадне с около 10 - до 15 °C, като се постави копчето за регулиране на скоростта ③ обратно в центъра ("0").

ВАЖНО:

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕГРЯВАНЕ НА СМУКАТЕЛНАТА ТУРБИНА:

- Блокиране на дръжката на смукателния или всмукателния маркуч
(вж. глава V, точка 1 "Почистване на дръжката на смукателния маркуч", страница 11)
- Препълване на ръкавния филтър
(вж. глава III, точка 4 "Смяна на филтъра", страница 8)
- Недостатъчен въздушен поток от задната част на уреда
(вж. глава I, точка 5-6, страница 4)

Ако гореспоменатите възможни причини са изключени, ви съветваме да се свържете с вашия оторизиран дилър.

6. ИЗМЕРВАНЕ НА РАБОТНИЯ ЧАС

НАВРЕМЕННАТА СМЯНА НА ФИЛТРИТЕ УДЪЛЖАВА ЖИВОТА НА СМУКАТЕЛНАТА ТУРБИНА.

Смяната трябва да се извърши, когато се забележи спад в смукателната мощност; най-късно, когато филтърът е пълен на 2/3.

При работа със запълнен филтър турбината ще получава по-малко подаван въздух и следователно работната температура ще се повиши.

Това може да доведе до повреда на смукателната турбина. В този случай не важат всички гаранции за повреди!

Филтърната торбичка е за еднократна употреба, затова никога не изпразвайте напълнена торбичка. Тя не е хигиена и ще доведе до перфорация на филтъра. Винаги поддържайте вътрешността на камерата чиста.

Фрезовата машина SYIS PODO LINE е оборудвана с брояч на работните часове като помощно средство и ориентир за проверка и подмяна на филтъра.

Софтуерът е програмиран да ви информира, че трябва да смените филтъра след 20 часа работа.

Тези 20 часа ще бъдат отброявани, докато машината е в експлоатация. С натискане на  ② на дисплея ще се покажат оставащите часове.



Когато бъдат достигнати пълните 20 часа, ще бъдете уведомени със звуков сигнал "бип" и на дисплея ще се появи следното съобщение:



(сменете филтъра)

След звуковия сигнал и съобщението "Смяна на филтъра" трябва да регулирате копчето за регулиране на скоростта ③, за да се върнете към стандартния дисплей.



Ако рестартирате уреда с главния бутон  ①, на дисплея ще се появи съобщението "Смяна на филтъра" ④ ще чуете интервал от звукови сигнали, за да ви напомни да смените филтъра.

Когато регулирате скоростта с копчето ③, ще чуете звуков сигнал и няма да нулирате брояча на часовете на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА:

След смяна на филтъра е необходимо "нулиране" на брояча на работното време.

Нулирането на брояча се настройва по следния начин:

Натиснете  ⑪ за около 4 секунди, за да нулирате брояча на работните часове на 20 часа. Отчитането на 20-те часа ще бъде настроено отново, за да се гарантира, че филтърът е сменен навреме.

ВАЖНО !

Моля, имайте предвид, че това е само помощно средство за ориентация и индикаторът не контролира и не показва състоянието на филтъра - той измерва само часовете след нулирането.

Не забравяйте не само да нулирате брояча, но и да смените ръкавния филтър.

III. СВЪРЗВАНЕ НА КРАЧНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ И ПЕДАЛА

Като аксесоари се предлагат крачен превключвател (ON / OFF)/педал. Те могат да бъдат свързани към гнездото в задната част на уреда ⑩.

След свързване на дисплея ще се появи символът .



С помощта на крачния превключвател (ВКЛ/ИЗКЛ) устройството може да се активира в съответствие с настройките на скоростта и стойностите на пръскане. Чрез изваждане на крачето от превключвателя засмукването на главата I ще спре.

Ако педалът е свързан, педалът за регулиране на скоростта ще ви позволи да се движите плавно и много внимателно до избраната максимална скорост. Програмираният брой обороти служи като "предварителна настройка" за максималната скорост.

По този начин възможността за управление на крака е ограничена до броя на оборотите, показани на дисплея, в противен случай той определя максималната скорост **30** (= 30 000 об./мин.), за да може целият диапазон на скоростта да се избира с педала

IV. ПОДДРЪЖКА И ЗАЩИТА

1. ПОЧИСТВАНЕ НА ГЛАВАТА
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДРЪЖКАТА
3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОЖА
4. ПРЕДПАЗИТЕЛ

1. ПОЧИСТВАНЕ НА ГЛАВАТА

W zależności od częstości użytkowania, głowicę należy czyścić co najmniej raz w tygodniu.

1. Delikatnie rozdziel głowicę w miejscu styku przyłącza rury ssącej i osłony silnika (zdjęcia 1 - 3).



1



2



3

2. Wyciągnij silnik i uchwyt z osłony silnika, w sposób pokazany poniżej (zdjęcia 4 – 6). Wyczyść wnętrze osłony silnika szczoteczką i złożź głowicę z powrotem. Do czyszczenia wewnętrznej części osłony nie wolno używać żadnych płynów.



4



5



6

3. Podczas składania ręczki upewnij się czy silnik dokładnie wpasowa się w rowki w osłonie silnika, jak pokazano poniżej, na zdjęciu 7. Złożenie jest możliwe tylko przy właściwym dopasowaniu ustawienia silnika i nie wymaga użycia siły.



4. Gdy silnik został umieszczony z powrotem w osłonie, dopasuj odpowiednio przyłącze rury ssącej do styków silnika, aby uniknąć ich uszkodzenia (zdjęcia 8 - 9).

Uwaga: Należy pamiętać, że prace konserwacyjne w obrębie ręczki należy wykonywać bez użycia siły.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДРЪЖКАТА

Jeśli wewnątrz uchwytu zgromadziły się śmieci, przez co narzędzie robocze nie jest bezpiecznie zamocowane lub nie może być wprowadzone do końca uchwytu, uchwyt należy wyczyścić postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Rączka dostarczana jest ze specjalnym przyrządem, służącym do czyszczenia mechanizmu mocującego.



Przyrząd należy delikatnie wprowadzić do uchwytu, obracając nim palcami zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie ostrożnie wyciągnąć. Czynność tę należy wykonać kilkakrotnie, aż do całkowitego oczyszczenia uchwytu. Metoda ta zapewnia delikatne usunięcie zabrudzeń, które przedostały się do uchwytu, nie powodując jego uszkodzenia.



3. СМЯНА НА НОЖА

Винаги се уверявайте, че машината е превключена в режим на готовност чрез микропревключателя на главата ⑦ след смяна на режещия инструмент. Ръкохватката е оборудвана с центробежен механизъм "Quick-Grip". Не е необходимо усукване, за да се отвори или заключи главата. Поставете ножа докрай в дръжката.

За да извадите режещия инструмент, просто го издърпайте с ръка.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО НОЖОВЕ С ДИАМЕТЪР Ø 2,35 мм !!!

Никога не използвайте фрези, които са с нарушен център или са повредени.
Препоръчваме ви фрези с максимален диаметър на главата Ø 6 mm.

Не превишавайте максималната скорост, препоръчана от производителя на фрезата

Винаги носете предпазни очила, за да предотвратите инциденти.

При по-високи скорости движенията на двигателя не са "плавни" (вибрации в дръжката); сачмените лагери или грес може да се повредят.

Ако се съмнявате, винаги се съобразявайте със скоростта, препоръчана от производителя на фрезата....

4. ПРЕДПАЗИТЕЛ

Предпазителят е разположен на задната страна на машината. За да го смените, отвийте държача на предпазителя и с помощта на отвертка заменете повредения микропредпазител с нов:
T 2,5 A (версия 115 V: T 5A).

IV. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

*Изключете щепсела от електрическата мрежа, преди да почистите уреда или да смените предпазителя.

*След като изключите уреда, уверете се, че уредът е в режим на готовност, преди да натиснете превключвателя за включване/изключване ON. !

*Уредът трябва да се почиства с мека, влажна кърпа. Внимавайте да не позволите на водата да попадне в корпуса на уреда. Избършете със суха и мека кърпа.

* Ако в уреда попадне течност или какъвто и да е чужд предмет, незабавно изключете уреда и го извадете от контакта. Свържете се с оторизиран търговец за допълнителна информация и техническа помощ, преди да подновите работата на уреда.

* Ако използвате режещи инструменти, които са изработени от инструментална стомана (ръжда), използвайте дезинфектанти, които съдържат защита от корозия.

* Консултирайте се само с упълномощени дилъри за всякакви заявки за помощ, поддръжка или технически ремонти!

VI УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Urządzenie można przewozić wyłącznie w oryginalnym opakowaniu dostawcy.

temperatura podczas transportu
i przechowywania: +5°C - +50°C
temperatura robocza: +10°C - +40°C
wilgotność względna: maks. 90% bez kondensacji

Когато съхранявате уреда след употреба или го изпращате в оторизиран сервиз, не забравяйте да отстраните всички използвани филтърни торбички.

VII ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напрежение:	230V / 50 Hz (опция 115V 50/60 Hz)
Захранване:	макс. 350 VA
Глава:	макс. 50 Watt / 24 V / 30 000 U/min
размери:	(В x Н x Т) 320 x 125 x 220 mm
размери на смукателната глава:	L= 118 mm, D= 17-27-31 mm
тегло:	около 4,0 кг (комплект)
Предпазител:	T 2,5 A (115V-версия: T 5 A)
Клас на изолация:	2  Тип B 

VIII. СЪДЪРЖАНИЕ

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:

- Единица
- Глава 30.000 U/min
- с вградено засмукване

ВАРИАНТНО:

- Крачен превключвател
- Педал

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в салони за красота. Работата с устройството се избягва само от квалифициран козметичен персонал нежелани ефекти по време на лечението.
 2. Устройството не трябва да се разглобява или да се правят опити да се използва за цели, различни от посочените в тези инструкции за употреба. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIV Tomasz Pacholczyk).
 3. Не инсталирайте и не работете с устройството в близост до течности, мокри места или с мокри ръце - така че в устройството да не могат да попаднат течности.
 4. Незабавно извадете щепсела от контакта и се обърнете към оторизирания сервиз, осигурен от ACTIV Tomasz Pacholczyk, в следните случаи:
(а) в уреда е попаднала течност, (б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, (в) захранващият кабел е повреден, (г) уредът е бил съборен или уредът е бил повреден.
 5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
 6. С цел безопасност изваждайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда.
 7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. В случай че чужд предмет попадне в отвор, изключете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
 8. Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Устройството може да се повреди, ако бъде изпуснато.
 9. За да се гарантира продължителността на живота на уреда, се препоръчва интервал от интервал от една минута, преди да натиснете отново бутона за захранване (между включването и изключването и обратно).
 10. Електрическото захранване трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката с данни. W
- противен случай съществува риск от неправилно функциониране на уреда неговото повреждане или дори изгаряне.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете всякаква опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на оборудването, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица без достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилна употреба или контакт с Електрическият уред може да представлява риск за здравето или да доведе до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на места, недостъпни за деца.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие със защитата на

околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. За да се опази околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, използваните електрически уреди трябва да се събират отделно и след това да се предаде в пунктовете за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване.

Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и поради това трябва да се предават за рециклиране. Поради това те следва да бъдат предават на съответните пунктове за събиране, както и на ACTIVESHOP Sp. z o.o.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Устройството трябва да се транспортира при температури между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Устройството трябва да се съхранява на добре проветриво място. проветриво помещение и при относителна влажност на въздуха не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.