

Inserimento e sostituzione della punta per l'irrigazione (#2)

Mettere la punta per l'irrigazione sul connettore della punta per l'irrigazione. Tenere la punta e ruotare il connettore in senso orario per fissarlo.

Carica dell'apparecchio (#3-4)

- Caricare l'apparecchio tramite la porta USB-C e il cavo di ricarica in dotazione.
- Durante il processo di carica, ogni LED si accende e indica lo stato di carica percentuale di ciascun LED.
- Quando tutti i LED si accendono, l'apparecchio è completamente carico.
- Quando la batteria è scarica, tutti e 3 i LED si accendono contemporaneamente e lampeggiano. Indicano che la batteria è scarica e che è necessario caricare l'apparecchio.

Impostazioni di pressione e pulizia dell'orecchio (#4)

Sono disponibili 3 diverse impostazioni di pressione per la pulizia.

Livello di pressione bassa 1,

Livello di pressione media 2

Livello di pressione alta 3

La nostra punta a triplo spruzzo dirige l'acqua ai lati del condotto uditivo per rimuovere efficacemente il cerume. Iniziare a sciappare le orecchie con un livello di pressione 1. Una volta abituati, si può passare al livello 2 e così via. Per la pulizia generale delle orecchie, il livello di pressione 1 è sufficiente e può essere utilizzato 2 volte alla settimana sotto la doccia o sul lavandino. Nella maggior parte dei casi, 10-15 secondi sono sufficienti per rimuovere lo sporco. Per rimuovere l'acqua in eccesso dal condotto uditivo, inclinare la testa verso l'orecchio per far defluire l'acqua residua. Tirate delicatamente il lobo dell'orecchio per raddrizzare il condotto uditivo in modo che l'acqua possa defluire. Asciugare l'orecchio con un asciugamano morbido.

Rimozione e pulizia del serbatoio dell'acqua (#5)

- Estrarre il contenitore dal'unità principale.
- Rimuovere l'acqua in contenitore e lavarlo all'interno e all'esterno con un detergente delicato e acqua calda.
- Asciugare l'esterno del contenitore con un panno asciutto e lasciarlo asciugare all'aria all'interno.

Uso (#6-9)

- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, sciacquarlo e lasciare asciugare all'aria il serbatoio dell'acqua.
- Caricare l'apparecchio tramite il cavo USB-C.
- Riempire il serbatoio con acqua. UTILIZZARE SOLO ACQUA CALDA!!! Aprire lo sportello di accesso rapido e riempire con acqua calda (temperatura corporea).
- Solvere il braccio.
- Impostare la pressione (per il primo utilizzo si consiglia di iniziare con un'impostazione bassa).
- Inserire delicatamente la punta per l'irrigazione nel condotto uditivo.
- Premere il tasto di accensione/spegnimento, per avviare la pompa dell'acqua. Quando si sciacqua l'orecchio destro, inclinare la testa verso destra in modo da far defluire l'acqua e le secrezioni auricolari. Quando si sciacqua l'orecchio destro, inclinare la testa verso destra in modo da far defluire l'acqua e le secrezioni auricolari.
- Usare sotto la doccia o tenere il vassoio in dotazione sotto l'orecchio per raccogliere l'acqua che scorre. (Se utilizzato nella doccia, non è necessaria la vaschetta).
- Una volta finito, spegnere l'apparecchio e svuotare l'acqua rimasta nel serbatoio dell'acqua.

Dati tecnici:

Input: 5V == 1A

Batteria: 3,7V == 2000mAh 7,4Wh

WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Lees voorafgaand aan het gebruik alle aanwijzingen. Gebruik dit product uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt aangeduid of zoals door uw arts geadviseerd.

- Raadpleeg voor gebruik uw arts als u tijd aan een ooraandoening.
- NIET GEBRUIKEN als u buisjes in uw trommelvlies heeft, een ooroperatie heeft ondergaan, als u vermoedt dat bijv. uw trommelvlies is geperforeerd of als u een oorontsteking heeft. Raadpleeg uw KNO-arts.
- Gebruik voor de verwijdering van oorsmeer alleen warm water (op lichaamstemperatuur). Maak geen gebruik van koud of heet water, wat dit kan leiden tot duizeligheid.
- U hoeft geen gebruik te maken van zoutoplossing of steriel water.
- Staat het gebruik onmiddellijk als er prikkeling, bloeding of ander letsel in de gehoorgang optreedt.
- Tijdens het gebruik kan er hard geluid en druk ontstaan. Dit is te verwachten en normaal. Staat het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts als u op een bepaald moment tijdens het gebruik pijn ervaart.
- Watechidele IPX 5 - kan onder de douche worden gebruikt.
- Dit apparaat dient niet gebruikt te worden door kinderen
- Buiten bereik van kinderen bewaren. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en laat ze er niet mee spelen. Dit product is geen speelgoed. Gooi het apparaat onmiddellijk weg als het beschadigd is.
- Apparaten mogen worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Plaatsen en omwisselen van het spoeluiteinde (#2)

Zet het spoeluiteinde op de aansluiting voor de spoeluiteinden. Houd hierbij het uiteinde vast en draai de aansluiting met de klok mee om het vast te zetten.

Opladen van het apparaat (#3-4)

- Laad het apparaat op via de USB-C-aansluiting en de meegeleverde oplaadkabel.
- Tijdens het opladen gaat elk led branden om het oplaadpercentage per led aan te duiden.
- Als alle leds branden, is het apparaat volledig opgeladen.
- Bij een lage batterijstand gaan alle 3 de leds gelijktijdig branden en knipperen. Dat geeft aan dat de batterij zwak is en het apparaat opgeladen moet worden.

Drukinstellingen en oorreiniging (#4)

Er zijn 3 verschillende drukinstellingen om te reinigen.

Laag - drukstand 1

Medium - drukstand 2

Hoog - drukstand 3

Ons driebovidge sproei-uiteinde leidt het water langs de wanden van de gehoorgang om het oorsmeer zacht te verwijderen. Begin met de oorspoeling op drukstand 1. Zodra u hieraan gewend bent, kunt u verdergaan op drukstand 2 enz. Voor de algemene oorreiniging is drukstand 1 voldoende en kan tweemaal per week onder de douche of boven de wastafel worden gebruikt. In de meeste gevallen is 10-15 seconden voldoende om het vuil te verwijderen. Om het overtollige water uit de gehoorgang te verwijderen buigt u uw hoofd naar de richting van het oor om de waterrest uit het oor te laten lopen. Trek voorzichtig aan uw oorlel om de gehoorgang recht te zetten zodat het water naar buiten kan lopen. Droog uw oor af met een zachte handdoek.

Verwijderen en reinigen van het waterservoir (#5)

- Trek het reservoir uit de basisenheid.
- Neem het reservoir uit en reinig het van binnen en buiten met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Droog het reservoir van buiten af met een droge doek en laat de binnenkant aan de lucht drogen.

Gebruik (#6-9)

- Spoel het apparaat voor het eerste gebruik af en laat het watersreservoir aan de lucht drogen.
- Laat het apparaat op met de USB-C-kabel.
- Vul het watersreservoir met water. UITSLUITEND WARM WATER GEBRUIKEN!!! Open de dop voor sneltoegang en vul met warm water (op lichaamstemperatuur).
- Doe de arm omhoog.
- Stel de druk in (bij het eerste gebruik raden wij aan met de laagste stand te beginnen).
- Breng het spoeluiteinde behoedzaam in de gehoorgang.
- Druk op de aan/uit-knop om de waterpomp te starten. Als u uw rechteroor spoelt, buig uw hoofd dan naar rechts om het water en oorvuil naar buiten te laten lopen. Wenn Sie Ihr linkes Ohr spülen, neigen Sie Ihren Kopf nach links, damit Wasser und Ohrensekret herausfließen.
- Gebruiken onder de douche of het meegeleverde opvangbakje onder het oor houden om het naar buiten lopende water op te vangen. (bij gebruik onder de douche is geen opvangbakje nodig).
- Schakel na het gebruik het apparaat uit en leeg het resterende water uit het watersreservoir.

Technische gegevens:

Invoer: 5V == 1A

Batterij: 3,7V == 2000mAh 7,4Wh

FIGYELMEZTŐ ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Kérjük, a készülék használatá előtt olvasson el minden útmutatást. Ezt a terméket csak a jelen útmutatóban leírt vagy az orvosa által javasolt módon használja.

- Használat előtt konzultáljon orvosával, ha már fülbetegségben szenved.
- NE HASZNÁLJA, ha dobhártyaképző (dobhártyát áthatoló kanülje) van, fülműtétet esett át, ha gyanítja, hogy dobhártyája perforált, vagy ha fülgyulladás van. Kérje ki fül-orr-gégész orvosa tanácsát.
- A fülzsír eltávolításához csak (testhőmérsékletű) meleg vizet használjon. Ne használjon hideg vagy forró vizet, mert az szédülést okozhat.
- Konyhasoldat vagy steril víz használata nem szükséges.
- A készülék használatát azonnal hagyja abba, ha irritációt, vörzést vagy más hallójáratí károsodást észlel.
- Használat közben hangos zaj és nyomás léphet fel. Ez várható és természetes jelenség. Ha a készülék használatá során bármikor fájdalom érez, azonnal hagyja abba a fül tisztítását, és forduljon orvoshoz.
- Vizdőlő IPX 5 - zuhany alatt is használható
- Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják
- Mindig tartsa gyermekektől elzárva. A készülékek vagy annak közelében gyermekek nem játszhatnak. A termék nem gyermekek kezébe való játék. Ha a termék megsérül, azonnal dobja ki.
- A készülékektől csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy a szükséges ismeretekkel és/vagy tapasztalattal nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatáról tájékoztatást kaptak, és megértették az ezzel kapcsolatos veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékekkel.

A tisztítófej behelyezése és cseréje (#2)

A tisztítófejet helyezze rá a tisztítófej-csatlakozóra. Erősen tartsa meg a fejet, a rögzítéshez pedig forgassa el a csatlakozót az óramutató járásával megegyező irányba.

A készülék feltöltése (#3-4)

- Töltse fel a készüléket az USB-C-csatlakozó és a csomagban található töltőkábel segítségével.
- A töltési folyamat során minden LED kigyullad, és szálazékos értékben mutatja meg az egyes LED-ek töltöttségi állapotát.
- Amikor az összes LED világít, a készülék teljesen fel van töltve.
- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, mind a 3 LED egyszerre világít és villog. Azt jelzik, hogy az akkumulátor lemerült, és a készüléket fel kell tölteni.

Nyomásbeállítások és fűltöltítés (#4)

A fűlek tisztításához 3 különböző nyomásbeállítás áll rendelkezésre.

Alacsony - 1. nyomásfokozat, Középes - 2. nyomásfokozat Magas - 3. nyomásfokozat

A háromdarabos tisztítófej a fűlszr finom eltávolítása érdekében a vizet a hallójárat oldalaira irányítja. A fűl tisztítását kezdje el az 1. nyomásfokozattal. Miután ezt megszokta, továbbléphet a 2. fokozatra, és így tovább. Az általános fűltisztításhoz elegendő az 1. fokozat, amellyel a készülék hetente 2 alkalommal használható a zuhany alatt vagy a mosdókagyló fölött. A legtöbb esetben 10-15 másodperc elegendő a szennyeződésektől eltávolításához. A felesleges víznek a hallójáratból történő eltávolítása érdekében döntse fejt a fűle irányába, hogy a fűleben maradt víz elfolyhasson. Hallójáratra kiegészítéséhez finoman húzza meg a fűlcimpáját, hogy a víz elfolyhasson. Fűlet puha törökzölével törölje szárazra.

A víztartály eltávolítása és tisztítása (#5)

- Vegye ki a tartályt a központi gépegységből.
- Vegye ki a tartályt, és kívül-beli enyhé hatású mosószerrel és meleg vízzel mossa el.
- A tartály külsőjét száraz ruhával törölje szárazra, a belsejét pedig levegőn hagyja megszáradni.

Alkalmazás (#6-9)

- Első használat előtt öblítse le a készüléket, és hagyja levegőn megszáradni a víztartályt.
- Töltse fel a készüléket az USB-C-kábel segítségével.
- Töltse fel a víztartályt. KIZÁRÓLAG MELEG VÍZET HASZNÁLJON!!! Nyissa fel a gyors hozzáférést biztosító zárkupakot, és töltse fel (testhőmérsékletű) meleg vízzel.
- Emelje meg a kart.
- Állítsa be a nyomást (első használatkor ajánlatos alacsony fokozattal kezdeni).
- A tisztítófejet óvatosan vezesse be a hallójáratba.
- A vízszivattyú elindításához nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot. A jobb fűl kiöblítésekor döntse jobbra a fejt, hogy a víz és a fűlfolyadék kifolyjon. A bal fűl kiöblítésekor döntse balra a fejt, hogy a víz és a fűlfolyadék kifolyjon.
- Használja a zuhany alatt, vagy tartsa a csomagban található felfüggetlenyét a fűle alá, hogy felfogja a kifolyó vizet. (Zuhany alatt történő használat esetén felfüggetlenyre nincs szükség).
- Ha elkészült fűlet megtisztításával, kapcsolja ki a készüléket, és ürítse ki a víztartályban megmaradt vizet.

Műszaki adatok:

Bemenet: 5V == 1A

Akkumulátor: 3,7V == 2000mAh 7,4Wh

VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Prečítajte si prosím před použitím všechny pokyny. Používejte tento produkt jen způsobem uvedeným v tomto návodu nebo doporučeným vaším lékařem.

- Pokud již trpíte ušním onemocněním, předem konzultujte použití se svým lékařem.
- NEPOUŽÍVEJTE, pokud máte Paukenovu trubičku (Tympanostomická trubička), operované ucho, máte podezření na perforaci bubínku, resp. pokud trpíte ušní infekcí. Konzultujte prosím se svým ORL lékařem.
- K odstraňování ušního mazu používejte jen teplou vodu (tělesná teplota). Nepoužívejte studenou nebo horkou vodu, protože to může vést k pocitům závratě.
- Není potřebné použití roztoku kuchyňské soli nebo sterilizované vody.
- Při výskytu podráždění, krvácení nebo jiných poruchách sluchovou přerušeni okamžitě přerušete.
- Během používání mohou být vnímány hlasité zvuky a tlak. To lze očekávat a je to normální. Pokud v některém okamžiku během použití pocítíte bolest, ihned přestaňte a vyhleďte lékaře.
- Vodotěsný IPX 5 - lze používat pod sprchou.
- Tento přístroj nesmí být používán dětmi.
- Vždy ho uchovávejte tak, aby byl nedostupný pro děti. Nenechávejte děti v blízkosti přístroje nebo si s ním hrát. Přístroj není hračka.
- Pokud je produkt poškozený, ihned ho prosím vyhoďte.
- Přístroje mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly instruovány o bezpečném používání přístroje a byly obezpečeny se z toho plynoucími nebezpečími. Děti si s přístrojem nesmí hrát.

Používání a výměny výplachovací špičky (#2)

Nasaďte výplachovací špičku na přípojkou výplachovacích špiček. Pevně držte špičku a k jejímu zajištění si n otáčejte ve směru hodinových ručiček.

Nabítí přístroje (#3-4)

- Nabíjete přístroj přes přípojkou USB-C pomocí dodaného nabíjecího kabelu.
- Během nabíjení se rozsvítí všechny LED a zobrazují procentuální stav nabíjení jednotlivých LED.
- Když svítí všechny LED, je přístroj úplně nabitý.
- Při nízkém stavu nabítil baterie svítí všechny 3 LED současně a blikají. Tim indikují, že je baterie slabá a je nutné nabít přístroj.

Nastavení tlaku & čištění uší (#4)

Jsou k dispozici 3 různá nastavení tlaku pro čištění.

Nízké - stupeň tlaku 1

Střední - stupeň tlaku 2

Vysoký - stupeň tlaku 3

Třílínový výplachovací špička vede vodu na strany sluchovodu k jemnému odstranění ušního mazu. Výplachování ucha začněte na stupni tlaku 1. Jakmile si na něj zvyknete, přejděte na stupeň 2 atd. Pro běžné čištění uší je dostatečný stupeň tlaku 1 a může být používán 2 krát týdně ve sprše nebo nad umyvadlem. Ve většině případů dostačuje k odstranění nečistot 10-15 sekund. K odstranění přebytné vody ze sluchovodu nakloňte hlavu ve směru ucha, aby mohla zbývajcí voda vytéct. K narovnání sluchovodu a umožnění vytečení vody opatrně zatáhnete za svůj ušní lalůček. Osušte ucho měkkým ručníkem.

Výměti & čištění nádržky na vodu (#5)

- Stáhněte nádobku z hlavní jednotky.
- Vyjměte nádobku a omylej ji zevnitř i zvenku jemným mycím prostředkem a teplou vodou.
- Nádobku zevně otřete suchou utěrkou a nechte ji zevnitř uschnout na vzduchu.

Použití (#6-9)

- Před prvním použitím přístroje ho vypláchněte a nechte vodní nádržku uschnout na vzduchu.
- Nabíjete přístroj pomocí kabelu USB-C.
- Napíñte nádobku na vodu. POUŽÍVEJTE JEN TEPLOU VODU!!! Otevřete klapku rychlého přístupu a napíñte teplou vodou (tělesná teplota).
- Zdvihnite paži.
- Nastavte tlak (při prvním použití se doporučuje začít nastavením nízkého tlaku).
- Opatrně zavedte výplachovací špičku do sluchovodu.
- Ke spuštění čerpadla vodou stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Při výplachování vašeho pravého ucha nakloňte hlavu doprava, aby mohla vytékat voda a ušní sekret. Při výplachování vašeho levého ucha nakloňte hlavu doleva, aby mohla vytékat voda a ušní sekret.
- Používejte ve sprše nebo držte pod uchem dodanou záchytnou miskú, aby byla zachycena vytékající voda. (při použití ve sprše není potřeba miska).
- Když jste hotoví, přístroj vypínáte a vyprázdníte zbývajcí vodu z nádobky na vodu.

Technické údaje:

Vstup: 5V == 1A

Baterie: 3,7V == 2000mAh 7,4Wh

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si prečítajte všetky pokyny. Prístroj používajte iba podľa pokynov v tomto návode alebo v súlade s odporúčaniami vášho lekára.

- Ak trpíte akýmkoľvek ušným ochorením, poraďte sa pred použitím prístroja so svojim lekárom.
- PRODUKT NEPOUŽÍVAJTE, ak máte v ušnom bubínku vloženú tympanostomickú trubičku (priechodku), prekonali ste operáciu ucha, máte podozrenie na perforáciu alebo momentálne máte prechípnutý ušný bubienok, príp. ak máte ušnú infekciu. Poradte sa, prosím, so svojim otolaryngológom (ušno-krčno-nosovým) lekárom.
- Na odstránenie ušného mazu používajte len vodu telesnej teploty. Nepoužívajte studenú alebo horúcu vodu, mohli by vám spôsobiť závraty.
- Použitie fyziologického roztoku alebo sterilnej vody nie je potrebné.
- Ak dôjde k podráždeniu, krvácaniu alebo inému poškodeniu sluchovodu, okamžite používajte prístroja prerušte.
- Používanie prístroja môže byť spravidlané hlasným hlukom a pocitom tlaku. To je očakávané a normálne. Ak by ste kedykoľvek počas používania pocítili bolesť, prístroj okamžite zastavte a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vodotesný IPX 5 je vhodný aj na použitie v sprche.
- Tento prístroj nie je určený na používanie deťmi
- Vždy ho uchovávaťe mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom hrať sa s týmto prístrojom alebo v jeho blízkosti. Toto nie je hračka pre deti. Ak sa produkt poškodí, ihneď ho vyhoďte.
- Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/í vedomostí môžu prístroj používať, iba ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a porozumeli súvisiacim nebezpečenstvám. Tento prístroj nie je určený deťom na hranie.

Nasadenie a výmena výplachovacej špičky (#2)

Výplachovací špičku nasaďte na konektor pre výplachovaciu špičku. Na zaistenie špičku na konektore podržte a konektor otočte v smere hodinových ručičiek.

Nabíjanie prístroja (#3-4)

- Prístroj nabíjajte cez USB-C port za použitia priloženého nabíjacieho kábla.
- Počas procesu nabíjania sa postupne rozsvietí každá z LED diód zobrazujúcich percento nabíatia.

- Keď sa rozsvietia všetky LED diódy, znamená to, že prístroj je úplne nabitý.
- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, všetky 3 LED diódy sa rozsvietia súčasne a začnú blikať. Signalizujú, že batéria je takmer vybitá a prístroj je potrebné nabiť.

Nastavenie tlaku a čistenie uší (#4)

Na čistenie sú k dispozícii 3 rôzne nastavenia tlaku.

Nízky - tlakový stupeň 1

Stredný - tlakový stupeň 2

Vysoký - tlakový stupeň 3

Trojsmerová výplachovacia špička smeruje vodu do strán zvukovodu, aby bol ušný maz odstránený jemne. Pri výplachovaní uší začnite s nastavením tlakového stupňa 1. Keď si naň privyknete, môžete prejsť na tlakový stupeň 2 atď. Na bežné čistenie uší zvyšvane stačí tlakový stupeň 1, ktorý je možné použiť v sprche alebo nad umývadlom dvakrát do týždňa. Vo väčšine prípadov na odstránenie nečistôt stačí 10-15 sekúnd. Na odstránenie prebytočnej vody zo zvukovodu, jednoducho nakloňte hlavu na stranu tak, aby prebytočná voda mohla vytiecť. Jemne zatiahnite za ušný lalôček, aby ste zvukovod narovnali a voda mohla vytiecť. Ucho osušte mäkkým uterákom.

Odstránenie a vyčistenie nádobky na vodu (#5)

- Vytlahnite nádobku na vodu z hlavnej jednotky.
- Nádobku zvonka aj zvnútra umyte jemným čistiacim prostriedkom a opláchnite po teplou vodou.
- Vonkajšiu stranu nádobky osušte suchou handričkou a vnútornú nechajte vyschnúť na vzduchu.

Použitie (#6-9)

- Pred prvým použitím prístroj opláchnite a nádobku na vodu nechajte vyschnúť na vzduchu.
- Prístroj nabitý za použitia priloženého USB-C kábla.
- Napíñte nádobku na vodu. POUŽÍVAJTE IBA VODU TELESNEJ TEPLOTY!!! Otvorte uzáver umožňujúci rýchly prístup a nádobku napíñte vodou telesnej teploty.
- Zdvihnite ruku.
- Nastavte tlakový stupeň (pri prvom použití sa odporúča začať s nízkym nastavením).
- Opatrne zasuňte výplachovacia špičku do zvukovodu.
- Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a spustíte čerpanie vody. Pri výplachovaní pravého ucha nakloňte hlavu na pravú stranu, aby ste voda a ušnej tekutine umožniť vytiecť. Pri výplachovaní ľavého ucha nakloňte hlavu na ľavú stranu, aby ste voda e ušnej tekutine umožniť vytiecť.
- Používajte v sprche alebo si pod ucho podložte pribehlou odkvapkavicu miskú, do ktorej necháte vodu odkátať. (Pri použití v sprche misku nebudete potrebovať).
- Po dokončení čistenia prístroj vypnite a zvýsniť vodu z nádobky na vodu vylejte.

Technické špecifikácie:

Vstup: 5V == 1A

Batéria: 3,7V == 2000mAh 7,4Wh

INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE ȘI SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți toate instrucȚiunile înainte de utilizare. Utilizați acest produs numai așa cum este specificat în aceste instrucȚiuni sau așa cum vă recomandă medicul dumneavoastră .

- Dacă suferiți deja de boli ale urechii, înainte de utilizare, consultați-vă medicul.
- NU UTILIZAȚI dacă aveți tuburi pentru ventilaerea urechilor (tuburi de timpanostomie), dacă ați suferit o intervenție chirurgicală la nivelul urechii, dacă suspectați sau aveți o perforare a timpanului sau dacă aveți o infecție a urechii. Vă rugăm să consultați medicul ORL-ist înainte de a utiliza produsul.
- Pentru a îndepărta ceara din urechii, utilizați doar apă caldă (la temperatura corpului). Nu folosiți apă rece sau fierbinte, deoarece aceasta poate provoca amețeli.
- Nu este necesară utilizarea de ser fiziologic sau apă sterilă.
- Dacă apar iritații, sângerări sau alte leziuni ale canalului auditiv, întrerupeți imediat utilizarea aparatului.
- În timpul utilizării pot apărea zgomote puternice și presiune. Acest lucru este de așteptat și este normal. Dacă simțiți durere în orice moment în timpul utilizării, vă rugăm să vă opriți imediat și să solicitați sfatul unui medic.
- IPX5 rezistent la apă – poate fi folosit la dus.
- Nu este permis ca acest aparat să fie folosit de copii
- A nu se lăsa niciodată la îndemâna copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu sau în apropierea acestui aparat. Nu este o jucărie. Dacă produsul se deteriorează, vă rugăm să-l aruncați imediat.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoanele cu abilități/capacități fizice, senzoriale, mentale reduce care nu dispun de experiența și cunoștințele necesare, numai dacă sunt supravegheate corespunzător, sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului, și au înțeles pericolule rezultate la utilizare! Nu este jucărie! Copiii nu au voie să se joace cu aparatul!

Introducerea și înlocuirea vârfului de clătire (#2)

Așezați vârful de clătire pe conectorul vârfului de clătire. Țineți vârful și rotiți conectorul în sensul de mers al acelor de ceasornic pentru a se fixa.

Încărcarea aparatului (#3-4)

- Încărcați aparatul prin intermediul port-ului USB-C și al cablului de încărcare furnizat.
- În timpul procesului de încărcare, fiecare LED se aprinde și afișează procentul de încărcare al fiecărui LED.
- Când toate LED-urile se aprind, aparatul este complet încărcat.
- Când acumulatorul este descărcat, toate cele 3 LED-uri se aprind și clipeșc în același timp. Acestea indică faptul că acumulatorul este descărcat și că aparatul trebuie încărcat.

Reglarea presiunii și curățarea urechilor (#4)

Există 3 trepte diferite de reglare a presiunii pentru curățare.

Treapta 1: Nivel de presiune scăzut

Treapta 2: Nivel de presiune mediu

Treapta 3: Nivel de presiune ridicat

Vârful nostru cu pulverizare triplă direcționează apa către părțile laterale ale canalului auditiv pentru a îndepărta delicat cerumenul.

Înșeptați clătirea urechilor la treapta de presiune 1-a. După ce vă obișniți, puteți trece la treapta a 2-a, și așa mai departe. Pentru curățarea generală a urechilor, treapta de presiune 1-a este suficientă și poate fi utilizată de 2 ori pe săptămână la dus sau deasupra chiuvetei. În majoritatea cazurilor, 10-15 secunde sunt suficiente pentru a îndepărta murdăria. Pentru a îndepărta excesul de apă din canalul urechii, înclinați capul pe partea urechii curățate pentru a permite scurgerea apei rămase. Trageți ușor de lobul urechii pentru a îndrepta canalul auditiv, pentru a permite scurgerea apei. Uscăți-vă urechea cu un prosop moale.