

KOPF-AUGENMASSAGEGERÄT

(Luftdruck + Vibration + Heiße Komresse
+ Eingebaute Musik + Sprachübertragung)

ANWEISUNG MANUELL

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dieses Handbuch enthält Serviceanweisungen, bitte bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Grundlegende Produktinformationen


Produkte

Das intelligente Kopf-Augen-Massagegerät verwendet eine Mikrocomputer-Chip-Steuerungstechnologie, die durch den Luftdruck-/Vibrations-/Heißkompressionseffekt auf die Kopf- und Augenpartie den Kopf- und Augenmuskeln hilft, sich zu entspannen, und bietet Ihnen ein rundum komfortables Erlebnis. Dieses Produkt ist für alle Arten von Menschen geeignet, die Computer, Mobiltelefone und andere elektronische Geräte verwenden.

Produktparameter

[Produktmerkmale] Kopfmassage	[Batteriekapazität] 1000mAh
[Massage-Modus] Fünf Modi einstellbar	[Arbeitszeit] 15 Minuten
[Nennspannung] DC 5V	[Nennstrom] 1A
[Packliste] Host *1 USB-Kabel *1 Bedienungsanleitung *1	
[Produktmerkmale] Luftdruck Heiße Komresse Vibrationsmassage Eingebaute Musik Sprachübertragung	

Produktmix



(Hinweis: Die obige Abbildung ist eine schematische Darstellung, das Erscheinungsbild des Produkts hängt von der tatsächlichen ab)

Vorbereitung und Aufladen vor dem Gebrauch

Vorbereitung vor dem Gebrauch

Richten Sie das Kopfmassagegerät auf Ihre Stirn, legen Sie das Gerät an, stellen Sie das Gummiband auf die bequemste Größe ein und stellen Sie das Gerät auf und ab in die bequemste Position.

Bitte entfernen Sie vor dem Tragen Brillen, Kontaktlinsen, Haarspangen, Haarschmuck usw., um Beschwerden während des Gebrauchs zu vermeiden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit nassen Händen. Fallen oder treten Sie nicht auf dieses Produkt.

Aufladung

Der USB-Stecker des USB-Ladekabels wird in die USB-Buchse des Netzteils (5V-1A) eingesteckt, dann das Netzteil (5V-1A) in die Steckdose und schließlich der Stecker des USB-Ladekabels in den Ladeanschluss des Produkts.

Warm reminder

Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte und die Kontrollleuchte leuchtet immer, wenn sie vollständig aufgeladen ist.

Während des Ladevorgangs kann das Produkt nicht eingeschaltet werden und funktioniert, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie bitte das Netzteil. Wenn das Produkt während der Arbeit aufgeladen wird, funktioniert das Produkt automatisch nicht mehr.

Gebrauchen

Schalten Sie das Produkt ein oder aus

Drücken Sie die Taste "⏻" 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Nachdem die Maschine eingeschaltet wurde, die Kontrollleuchte aufleuchtet und die Maschine zu drehen beginnt, ist die Standardeinstellung der Automatikmodus. Die Arbeitszeit beträgt 15 Minuten, Musik abspielen.

Während das Produkt arbeitet, halten Sie die Taste "⏻" 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, oder das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Gebrauch automatisch aus.

Umschalten des Modus

Drücken Sie die Taste "⏻" weniger als eine Sekunde lang, um den Modus zu wechseln. Einmal betätigen, um in den zweiten Modus zu wechseln; Zweimal betätigen, um in den dritten Modus zu wechseln; Und so weiter.

Musiksteuerung

Drücken Sie die Taste "⏻" zweimal hintereinander für weniger als zwei Sekunden, um die Musik aus- oder einzuschalten.

Einführung in den Modus

Automatikmodus = Luftdruckmassage + heiße Kompressenmassage + Vibrationsmassage + Musik
Dekompressionsmodus = Luftdruckmassage + heiße Kompressenmassage + Musik
Vitality Mode = Luftdruckmassage + Vibrationsmassage + Musik
Komfortmodus = Heiße Kompressenmassage + Musik
Schlafmodus = Luftdruckmassage + Musik

(Hinweis: Da die Produktversion ständig aktualisiert wird, kann der tatsächliche Modus vom Handbuch abweichen)

Transport und Lagerung

Speicherumgebung

Raumtemperatur, keine korrosiven Gase, gut belüfteter, trockener Raum.

Transport

Dieses Produkt verfügt über einfache stoßfeste Einrichtungen, die für den Luft-, Schienen-, Straßen- und Schiffstransport geeignet sind und Regen, Exposition, Inversion und Kollision sowie andere schlechte Bedingungen vermeiden sollten.

Reinigung und Lagerung

Bitte verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen (bitte schalten Sie die Maschine während der Reinigung aus, verwenden Sie kein Benzol oder Verdünnungsmittel und andere ätzende Reinigungsmittel, da dies sonst zu Ausbleichen, Oberflächenalterung, strukturellen Schäden und anderen Problemen führt).

Bitte stellen Sie das Produkt in einen gut belüfteten, trockenen Raum und decken Sie es mit einer Schutzhülle ab, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Wenn die Lagerzeit 3 Monate überschreitet, öffnen Sie bitte die Box zur Inspektion und laden Sie sie für mehr als eine halbe Stunde auf.

Warnung

11. Nicht verwenden, wenn Symptome einer Augenerkrankung auftreten. Personen, die Augenoperationen durchgeführt haben, an Glaukom, Katarakt, Netzhautablösung und anderen schweren Augenkrankheiten litten, ist die Verwendung untersagt.
2. Waschen Sie dieses Produkt nicht direkt mit Wasser. Bitte wischen Sie es mit in Alkohol oder Wasser getränkter Watte ab.
3. Dieses Produkt hat eine heiße Oberfläche, bitte achten Sie auf die Verwendung von Personen, die nicht hitzeempfindlich sind. Minderjährige, Behinderte, ältere Menschen usw. sollten unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

4. Bei empfindlicher Haut, Neurodermitis, kosmetischen Materialien, die auf der Website platziert sind, und solchen speziellen Gruppen verwenden Sie dieses Produkt bitte unter Anleitung eines Arztes.
5. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst, Dieses Produkt enthält Batterien, legen Sie es nicht trocken bei hohen Temperaturen (über 50° C) oder ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht.
6. Dieses Produkt ist ein Massageprodukt für die persönliche Gesundheit, das Medikamente oder medizinische Geräte nicht ersetzen kann.
7. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern allein verwendet werden, es sei denn, Eltern oder Erziehungsberechtigte haben es im Voraus eingerichtet oder den Kindern eine angemessene Anleitung zur Verwendung gegeben.
8. Die Verwendung dieses Produkts blockiert die Sichtlinie, nicht beim Gehen, Fahren und anderen Behaviors verwenden.
9. Nach der Verwendung dieses Produkts müssen die Augen aus dem entspannten Zustand in den angespannten Zustand zurückkehren, und es kommt zu kurzfristig verschwommenem Sehen, was ein normales Phänomen ist. Bitte schließen Sie Ihre Augen für 1-3 Minuten, und Ihre Sicht wird allmählich klar.
10. Die Lager- und Gebrauchstemperatur dieses Produkts beträgt -10 °C ~ 50 °C, es ist verboten, es in extremen Umgebungen zu lagern und zu verwenden (niedrige Trockentemperatur minus 10 °C oder mehr als 50 °C).
11. Dieses Produkt sollte mindestens alle 3 Monate aufgeladen werden, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
12. Aufgrund von Produkthardware- und Software-Updates beziehen Sie sich bitte auf die Produktfunktionen.

Häufige Probleme und Lösungen

Probleme	Mögliche Ursache	Behandlungsmethode
Automatische Abschaltung Einschalten nicht möglich	Schwache Batterie	Bitte aufladen
Die Ladeanzeige Licht ist von	Der USB-Port ist falsch an die Stromversorgung angeschlossen	Stecken Sie die USB-Aufladung ein Kabel/Stromkabel

Wenn die oben genannte Verarbeitung durchgeführt wird und eine abnormale Phänomen, wenden Sie sich bitte an Schalten Sie den Strom aus und wenden Sie sich an den Händler, den Sie gekauft haben, oder an das Unternehmen.

Bitte zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung, und das Unternehmen haftet nicht für Produktschäden, Personenschäden oder andere Verluste.

MASSEUR OCULAIRE DE TÊTE

(Pression atmosphérique + Vibration + Compresse chaude +Musique intégrée+ Diffusion vocale)

INSTRUCTION MANUELLE

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit Ce manuel contient des instructions d'entretien, veuillez le conserver en un endroit sûr.

Informations de base sur le produit


Produits

Le masseur oculaire intelligent adopte la technologie de contrôle de puce de micro-ordinateur, grâce à l'effet de pression d'air/vibration/compresse chaude sur la tête et les yeux, il aide les muscles de la tête et des yeux à se détendre et vous apporte un confort expérience. Ce produit convient à tous les types de personnes qui utilisent des ordinateurs, des téléphones portables et Autres appareils électroniques

Paramètres du produit

[Caractéristiques du produit] Massage de la tête [Capacité de la batterie] 1000mAh
[Mode massage] Cinq modes réglables [Temps de travail] 15 minutes
[Tension nominale] Dc 5V [courant nominal]1A
[Liste de colisage] Hôte *1 Câble USB *1 Mode d'emploi *1
[Caractéristiques du produit] Pression atmosphérique Compresse chaude Massage par vibration Musique intégrée Diffusion vocale

Gamme de produits



(Remarque : la figure ci-dessus est un schéma de principe, l'apparence du produit doit être soumise à la réalité)

Préparation et charge avant utilisation

Préparation avant utilisation

Dirigez le masseur de tête vers votre front, mettez la machine, ajustez l'élastique à la taille la plus confortable, et ajustez la machine de haut en bas dans la position la plus confortable.

Veuillez retirer les lunettes, les lentilles de contact, les pinces à cheveux, les accessoires pour cheveux, etc. avant de les porter Évitez l'inconfort pendant l'utilisation. N'utilisez pas ce produit avec les mains mouillées. Ne pas tomber ou marcher dessus ce produit.

Charge

La prise UsB du câble de charge USB est insérée dans la prise USB de l'adaptateur secteur (5V-1A), puis l'adaptateur secteur (5V-1A) dans la prise de courant, et enfin insérez la fiche du Câble de charge USB dans le port de charge du produit.

Rappel chaleureux

Pendant la charge, le voyant clignote et le voyant est toujours allumé lorsqu'il est complètement chargé. Pendant la charge, le produit ne peut pas être allumé et fonctionner, une fois la charge terminée, Veuillez débrancher l'adaptateur secteur. Si le produit est en charge pendant qu'il fonctionne, le produit cessera de fonctionner automatiquement.

Usage

Allumer ou éteindre le produit

Appuyez sur la touche " " pendant 2 secondes pour allumer la machine. Une fois la machine allumée, le voyant s'allume et la machine commence à fonctionner, la valeur par défaut est le mode automatique. Le travail Le temps est de 15 minutes, en jouant de la musique.

Pendant que le produit fonctionne, maintenez la touche " " enfoncée pendant 2 secondes pour éteindre la machine ou la machine s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'utilisation.

Mode de commutation

Appuyez sur la touche " " pendant moins d'une seconde pour changer de mode. Actionnez une fois pour passer à l' deuxième mode ; opérer deux fois pour passer au troisième mode ; et ainsi de suite.

Contrôle de la musique

Appuyez sur la touche " " deux fois de suite pendant moins de - secondes pour éteindre ou allumer la musique.

Présentation du mode

Mode automatique = Massage par pression d'air + massage par compresse chaude + massage par vibration + musique
Mode de décompression = massage par pression d'air + massage par compresse chaude + musique
Mode vitalité = Massage par pression d'air + massage vibratoire + musique
Mode confort = Massage par compresse chaude + musique
Mode veille = Massage par pression d'air + musique

(Remarque : étant donné que la version du produit est constamment mise à jour, le mode réel peut différer de le manuel)

Transport et entreposage

Environnement de stockage

Température ambiante, pas de gaz corrosifs, bien ventilé, pièce sèche.

Transport

Ce produit dispose d'installations simples antichocs, adaptées à l'air, au chemin de fer, à la route et au navire Le transport doit éviter la pluie, l'exposition, l'inversion et la collision et d'autres mauvaises conditions.

Nettoyage et stockage

Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit (veuillez éteindre la machine lors du nettoyage, N'utilisez pas de benzène ou de diluant et d'autres agents de nettoyage corrosifs, sinon cela causera décoloration, vieillissement de surface, dommages structurels et autres problèmes. Veuillez placer le produit dans une pièce bien ventilée et sèche et le couvrir d'une housse de protection lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Lorsque la durée de conservation dépasse 3 mois, veuillez ouvrir la boîte pour inspection et charge pendant plus d'une demi-heure.

Avertissement

1. Ne pas utiliser en cas de symptômes de maladie oculaire. Personnes qui ont effectué des chirurgie, souffrait de glaucome, de cataracte, de décollement de la rétine et d'autres maladies oculaires majeures sont interdits d'utilisation.
2. Ne lavez pas ce produit directement à l'eau. Veuillez l'essuyer avec un coton imbibé d'alcool ou de l'eau.
3. Ce produit a une surface chaude, veuillez faire attention à l'utilisation de personnes qui ne sont passibles à la chaleur. Les mineurs, les handicapés, les personnes âgées, etc., doivent être utilisés sous la rubrique supervision.

4. Pour les peaux sensibles, la dermatite atopique, les matériaux cosmétiques placés sur le site et autres Groupes spéciaux, veuillez utiliser ce produit sous la direction d'un médecin.
5. Ne démontez pas ce produit par vous-même. ce produit contient des piles, ne mettez pas sécher à haute température (au-dessus de 50° C) ou dans le feu, sinon il y aura un risque d'explosion.
6. Ce produit est un produit de massage de soins de santé personnels, ne peut pas remplacer les médicaments ou équipement médical.
7. Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants seuls, à moins que les parents ou Les tuteurs l'ont mis en place à l'avance ou ont donné aux enfants des conseils adéquats sur son utilisation.
8. L'utilisation de ce produit bloquera la ligne de vue, ne pas utiliser à pied, en voiture et autres Benaviors.
9. Après avoir utilisé ce produit, les yeux doivent passer de l'état détendu à l'état tendu, Et il y aura une vision floue à court terme, ce qui est un phénomène normal. Veuillez fermer vos yeux pendant 1 à 3 minutes, et votre vision deviendra progressivement claire.
10. La température de stockage et d'utilisation de ce produit est de -10°c ~ 50°c, il est interdit de stocker et utilisation dans un environnement extrême (basse température sèche négative 10°C ou supérieure à 50°C).
11. Ce produit doit être chargé au moins une fois tous les 3 mois lorsqu'il n'est pas utilisé pour une longtemp.
12. En raison de la mise à niveau matérielle et logicielle du produit, des fonctions du produit, veuillez vous référer à la réel.

Problèmes courants et solutions

Problèmes rencontrés	Cause possible	Méthode de traitement
Arrêt automatique Impossible d'allumer	Batterie faible	Veuillez facturer
L'indicateur de charge la lumière est de	Le port UsB n'est pas correctement connecté à l'alimentation électrique	Branchez la charge usB câble/câble d'alimentation

Si le traitement ci-dessus est effectué et qu'il y a une abnorma ! phénomène, tournez-vous et contactez le revendeur que vous avez acheté ou l'entreprise.

Veuillez ne pas démonter ou réparer le produit sans autorisation, et l'entreprise ne sera pas responsable des dommages au produit, des blessures corporelles ou d'autres pertes.

ヘッドアイマッサージャー

(気圧+バイブレーション+ホットラップ+
内蔵音楽+音声伝送)

命令マニュアル

製品を使用する前に、このマニュアルをよくお読みくださいこのマニュアルにはお
手入れ方法が含まれていますので、安全な場所に保管してください。

商品の基本情報


生み出す

インテリジェントアイマッサージャーは、頭への空気圧/振動/熱湿布の影響により、マイ
クロチップコンピューター制御技術を採用し、頭と目の筋肉をリラックスさせ、快適さを
体験させます。
この製品は、コンピューター、コンピューター、携帯電話、その他の電子機器を使用する
あらゆる種類の人々に適しています

製品パラメータ

【製品特徴】ヘッドマッサージ 【バッテリー容量】1000mAh
【マッサージモード】5つの調整可能なモード 【作業時間】15分
【定格電圧】DC 5V 【定格電流】1A
【包装内容明細書】ホスト* 1USBケーブル* 1ユーザーマニュアル* 1
【製品特徴】振動による温湿布による空気圧マッサージ 内蔵音楽 音声伝送

製品範囲



(注:上の図は概略図であり、製品の外観は現実の影響を受ける必要があります)

使用前の準備と充電

使用前の準備

マッサージャーを頭から額に向け、マシンの電源を入れ、最も快適な伸縮性ウエストバンドを調整
し、マシンを上下に最も快適な位置に調整します。

眼鏡、コンタクトレンズ、ヘアクリップ、ヘアアクセサリ、髪の毛などを外します。使用前に使用中
の不快感を避けてください。濡れた手で作ったものは使用しないでください。この製品を落としたり、踏んだりしないでください。

叱る

USB充電ケーブルのUSBプラグを電源アダプター(5V-1A)のUSBソケットに挿入し、次に電源アダプ
ター(5V-1A)を電源コンセントに差し込み、最後に電源アダプターを電源コンセントに差し込みます。
USB充電ケーブルを製品の充電ポートに差し込みます。

温かいリマインダー

充電中はライトが点滅し、完全に充電されるとライトは常に点灯します。

充電中は、充電中は電源を入れたり操作したりすることはできません。充電が終了したら、
電源を切ってください。

製品が動作中に充電中の場合、製品は自動的に動作を停止します。

使う

製品の電源をオンまたはオフにします

「」ボタンを2秒間押し、マシンの電源を入れます。マシンの電源がオンになり、インジケータ
ライトが点灯し、マシンが稼働を開始すると、設定設定は自動モードになります。作業時間は15分で、
音楽を演奏します。

製品の実行中に、「」ボタンを2秒間押し続けて電源を切ります 機械または機械は、15分間の
使用後に自動的に電源が切れます。

スイッチングモード

「」ボタンを1秒未満押し、モードが切り替わります。しばらく歩いて2番目のモードに切り替
えます。2回操作して3番目のモードに切り替えます。などなど。

音楽コントロール

「」ボタンを2回続けて・秒未満押し、音楽がオフになったりオンになったりします。

モードの概要

オートモード=空気圧マッサージ+温湿布マッサージ+バイブレーションマッサージ+音楽

減圧モード=空気圧マッサージ+温湿布マッサージ+音楽

バイタリティモード=空気圧マッサージ+バイブレーションマッサージ+音楽

コンフォートモード=温湿布マッサージ+音楽

スタンバイモード=空気圧マッサージ+音楽

(注:製品バージョンは常に更新されているため、有効なモードがマニュアルと異なる場合があります)

輸送と保管

ストレージ環境

周囲温度、腐食性ガスの不在、換気が良好で乾燥したチャンバー。

輸送

この製品は、空気、レール、輸送に適したシンプルな耐衝撃設備を備えており、雨、露出、逆転、
衝突、およびその他の悪条件を避ける必要があります。

クリーニングと保管

柔らかく乾いた布で製品を拭いてください(機械の電源を切ります 清掃するときは、ベンゼンや
シンナーなどの腐食性クリーナーを使用しないでください)。

製品を乾燥した換気の良い部屋に置き、長期間使用しないときはシールドで覆ってください。
保管期間が3か月を超える場合は、箱を開けて検査し、次の方法でロードしますあと30分。

警告

- 眼疾患の症状がある場合は使用しないでください。手術を主導した人は、緑内障、白内障、
網膜剥離など、主な眼疾患の使用は禁止されています。
- 本製品を直接水で洗わないでください。綿棒で拭いてください。アルコールまたは水に浸し
た綿綿。
- この製品は表面が高温ですので、使用しないでください そうでない人は熱に敏感ではありません。
未成年者、障害者、高齢者など、監督下で使用する必要があります。

- 敏感肌、アトピー性皮膚炎、ホームページ等に掲載されている化粧品材料については、医師の
指導のもと、本品をご使用ください。
- この製品を自分で分解しないでください、この製品には電池が含まれています、高温(50°C以上)
で乾燥させたり火にかけたりしないでください、さもなければ爆発の危険があります。
- この製品は、パーソナルヘルスマッサージ製品であり、医薬品や医療機器に取って代わることは
できません。
- この製品はおもちゃではなく、親または保護者が事前に手配するか、子供に使用についてアド
バイスを与えた場合を除き、子供だけが使用しないでください。
- 本製品を使用すると視線が遮られますので、徒歩、車内、その他ベナビアーズ。
- この製品を使用した後、目はリラックスした状態から緊張した状態、そして短い状態に変わります
長期的には、視界がぼやけますが、これは正常な現象です。目を閉じてください
1〜3分間行くと、視界が徐々にクリアになります。
- この製品の保管および使用温度は-10°C〜50 ° Cです。禁止 極端な環境(低い負の温度)での
保管および使用10°Cまたは50°C以上)。
- この製品は、使用しないときは少なくとも3か月に1回充電する必要がありますずっと。
- 製品のハードウェアとソフトウェアのアップグレードにより、製品の機能、実物の参考にしてくだ
さい。

一般的な問題と解決策

問題	考えられる原因	治療方法
自動シャットダウン 電源が入らない	ローバッテリー	アップロードしてください
充電インジケータ ー光は	USBポートが電源に正常に 接続されていません	USB充電を接続する 電源ケーブル/ケーブル

上記の処理を行って異常が発生した場合!現象、回してください
電源を切り、購入した販売店または会社に連絡してください。

許可なく製品を分解または修理しないでください。
製品の損傷、人身傷害、またはその他の損失について、お客様は責任を負いません。

MASAJEADOR DE OJOS DE CABEZA

(Presión atmosférica + vibración + envoltura
Caliente + Música incorporada + Transmisión de voz)

INSTRUCCIÓN MANUELLE

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto Este manual contiene instrucciones de cuidado, por favor Mantenga un lugar seguro.

Información básica del producto

Producir


El masajeador de ojos inteligente adopta la tecnología de control de microchip computadora, debido al efecto de la presión del aire / vibración / compresa caliente en el cabeza y ayuda a que los músculos de la cabeza y los ojos se relajen y te lleva a experimentar Consuelo.

Este producto es adecuado para todo tipo de personas que utilizan computadoras, computadoras, Teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos

Parámetros del producto

[Características del producto] Masaje de cabeza [Capacidad de la batería] 1000mAh
[Modo de masaje] Cinco modos ajustables [Tiempo de trabajo] 15 minutos
[Voltaje nominal] CC 5V [Corriente nominal] 1A
[Lista de empaque] Host *1 Cable USB *1 Manual de usuario *1
[Características del producto] Masaje de presión de aire con compresas tibias a través de la vibración Música incorporada Transmisión de voz

Gama de productos



(Nota: La figura anterior es un diagrama esquemático, la apariencia de la el producto debe estar sujeto a la realidad)

Preparación y carga antes de usar

Preparación antes de usar

Dirija el masajeador de cabeza a la frente, encienda la máquina, ajuste la cintura elástica más cómodo y ajuste la máquina hacia arriba y hacia abajo a la posición más cómoda.

Quítese las gafas, lentes de contacto, pinzas para el cabello, accesorios para el cabello, cabello, etc. Antes de usar Evite molestias durante el uso. No use esto Hecho con las manos mojadas. No deje caer ni pise este producto.

Reproche

El enchufe USB del cable de carga USB se inserta en la toma USB del adaptador de corriente (5V-1A), luego el adaptador de corriente (5V-1A) en la toma de corriente y, finalmente, conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente. enchufe el cable de carga USB en el puerto de carga del producto.

Cálido recordatorio

Al cargar, la luz parpadeará y la luz siempre estará encendida cuando esté Completamente cargado.
Al cargar, el producto no se puede encender y funcionar, una vez que se está cargando Cuando termine, desconecte la fuente de alimentación.
Si el producto se está cargando mientras está funcionando, el producto dejará de funcionar automáticamente.

Uso

Encender o apagar el producto

Presione el botón "⏻" durante 2 segundos para encender la máquina. Una vez que la máquina encendido, la luz indicadora se enciende y la máquina comienza a funcionar, el valor de El ajuste El valor predeterminado es el modo automático. El tiempo de trabajo es de 15 minutos, tocando música.

Mientras el producto está funcionando, mantenga presionado el botón "⏻" durante 2 segundos Para apagarlo La máquina o máquina se apagará automáticamente después de 15 minutos de uso.

Modo de conmutación

Presione el botón "⏻" durante menos de un segundo para cambiar de modo. Camina un tiempo para cambiar al segundo modo; opere dos veces para cambiar al tercer modo; Y así sucesivamente.

Control de música

Presione el botón "⏻" dos veces seguidas durante menos de - segundos para apagar o Enciende la música.

Descripción general del modo

Modo automático = Masaje de presión de aire + Masaje con compresas calientes + Masaje por vibración + música
Modo de descompresión = masaje con presión de aire + masaje con compresas calientes + música
Modo Vitalidad = Masaje de Presión de Aire + Masaje de Vibración + Música
Modo confort = Masaje con compresa tibia + música
Modo de espera = Masaje de presión de aire + Música

(Nota: Debido a que la versión del producto se actualiza constantemente, el modo efectivo puede diferir del manual)

Transporte y almacenamiento

Entorno de almacenamiento

Temperatura ambiente, ausencia de gases corrosivos, cámara bien ventilada y seca.

Transporte

Este producto tiene instalaciones simples a prueba de golpes, adecuadas para aire, rieles, El transporte debe evitar la lluvia, la exposición, la marcha atrás y la colisión, y otras malas condiciones.

Limpieza y almacenamiento

Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto (apague la máquina Al limpiar, no use benceno ni diluyente ni otros limpiadores corrosivos, de lo contrario, Causará decoloración, envejecimiento de la superficie, daño estructural y otros problemas. Coloque el producto en una habitación seca y bien ventilada y cúbralo con un protección cuando no se utiliza durante mucho tiempo. Cuando la duración de la A El almacenamiento supera los 3 meses, abra la caja para su inspección y cargue por media hora más.

Advertencia

1. No lo use si tiene síntomas de enfermedad ocular. Las personas que lideraron cirugía, padecía glaucoma, cataratas, desprendimiento de retina y otros Está prohibido el uso de la Principales enfermedades oculares.
2. No lave este producto directamente con agua. Por favor, límpialo con un bastoncillo de algodón algodón empapado en alcohol o agua.
3. Este producto tiene una superficie caliente, tenga cuidado de no usarlo Las personas que no lo hacen no son sensibles al calor. Menores de edad, discapacitados, ancianos, etc., Debe utilizarse bajo supervisión.

4. Para pieles sensibles, dermatitis atópica, materiales cosméticos colocados en el sitio web y otros paneles, utilice este producto bajo la guía de un médico.
5. No desmonte este producto usted mismo, este producto contiene baterías, no ponga seco a alta temperatura (más de 50° C) o en llamas, de lo contrario corre el riesgo explosión.
6. Este producto es un producto de masaje de salud personal, no puede Reemplace medicamentos o equipos médicos.
7. Este producto no es un juguete y no debe ser utilizado solo por niños, a menos que que los padres o tutores lo hayan dispuesto con antelación o hayan dado a sus hijos una Asesoramiento sobre su uso.
8. El uso de este producto bloqueará la línea de visión, no lo use a pie, en un automóvil y OtrosBenaviors.
9. Después de usar este producto, los ojos deben cambiar de relajados a tensos, Y a corto plazo habrá una visión borrosa, que es un fenómeno normal. Por favor Cierre los ojos durante 1-3 minutos y su visión se aclarará gradualmente.
10. La temperatura de almacenamiento y uso de este producto es de -10 °C ~ 50 °C, está prohibida Para almacenamiento y uso en ambientes extremos (baja temperatura negativa seca 10 °C o más de 50 °C).
11. Este producto debe cargarse al menos una vez cada 3 meses cuando no esté en uso durante mucho tiempo.
12. Debido a la actualización de hardware y software del producto, las funciones del producto, Por favor, refiérase al real.

Problemas comunes y soluciones

Problemas	Posible causa	Método de tratamiento
Apagado automático No se puede encender	Batería baja	Por favor, cargue
El indicador de carga La luz es	El puerto USB no es Conectado con éxito a Fuente de alimentación	Conectar carga USB Cable/Cable de alimentación

Si se lleva a cabo el procesamiento anterior y hay un anormal! fenómeno, por favor gire Apague la alimentación y comuníquese con el distribuidor que compró o con la compañía.

Por favor, no desmonte ni repare el producto sin la autorización y la empresa Usted no será responsable de ningún daño al producto, lesiones personales u otra pérdida.

MASSAGGIATORE OCCHI PER LA TESTA

(Pressione atmosferica + Vibrazione + Impacco Hot + Musica integrata + Trasmissione vocale)

ISTRUZIONE MANUELLE

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto Questo manuale contiene istruzioni per la cura, per favore Mantieni un luogo sicuro.

Informazioni di base sul prodotto


Produrre

Il massaggiatore oculare intelligente adotta la tecnologia di controllo micro-chip computer, grazie all'effetto della pressione dell'aria/vibrazione/impacco caldo sulla testa e Aiuta i muscoli della testa e degli occhi a rilassarsi e ti porta a esperienza di comfort. Questo prodotto è adatto a tutti i tipi di persone che utilizzano computer, computer, laptop Telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici

Parametri del prodotto

[Caratteristiche del prodotto] Massaggio alla testa [Capacità della batteria] 1000mAh [Modalità massaggio] Cinque modalità regolabili [Orario di lavoro] 15 minuti [Tensione nominale] CC 5 V [corrente nominale] 1 A [Lista imballaggio] Host *1 Cavo USB *1 Manuale utente *1 [Caratteristiche del prodotto] Pressione dell'aria Massaggio con impacco caldo tramite vibrazione Musica integrata Streaming vocale

Gamma prodotti



(Nota: la figura sopra è un diagramma schematico, l'aspetto del prodotto deve essere soggetto alla realtà)

1

Preparazione e caricamento prima dell'uso

Preparazione prima dell'uso

Dirigi il massaggiatore per la testa sulla fronte, metti la macchina, regola l'elastico in vita più comodo e regolare la macchina su e giù nella posizione più comoda.

Si prega di rimuovere occhiali, lenti a contatto, fermagli per capelli, accessori per capelli, ecc. Prima di indossare Evitare disagi durante l'uso. Non utilizzare questo Prodotto con le mani bagnate. Non cadere o calpestare questo prodotto.

Accusa

La spina USB del cavo di ricarica USB è inserita nella presa USB dell'adattatore di alimentazione (5V-1A), quindi l'adattatore di alimentazione (5V-1A) nella presa di corrente e infine inserire la spina delCavo di ricarica USB nella porta di ricarica del prodotto.

Promemoria caldo

Durante la ricarica, la luce lampeggerà e la luce sarà sempre accesa quando lo è Completamente carico. Durante la ricarica, il prodotto non può essere acceso e funzionante, una volta in carica Terminato, scollegare l'alimentatore. Se il prodotto è in carica mentre è in funzione, il prodotto smetterà di funzionare automaticamente.

Usare

Accendere o spegnere il prodotto

Premere il pulsante " " per 2 secondi per accendere la macchina. Una volta che il macchina accesa, la spia si accende e la macchina inizia a funzionare, il valore per L'impostazione predefinita è la modalità automatica. Il tempo di lavoro è di 15 minuti, suonando musica.

Mentre il prodotto è in funzione, tenere premuto il pulsante " " per 2 secondi Per spegnere la macchina o la macchina si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo.

Modalità di commutazione

Premere il tasto " " per meno di un secondo per cambiare modalità. Passeggiata una volta per passare alla seconda modalità; operare due volte per passare alla terza modalità; E così via.

Controllo della musica

Premere il pulsante " " due volte di seguito per meno di - secondi per spegnere o accendi la musica.

2

Panoramica della modalità

Modalità automatica = Massaggio a pressione d'aria + massaggio con impacco caldo + massaggio da vibrazione + musica

Modalità di decompressione = massaggio a pressione d'aria + massaggio con impacco caldo + musica

Modalità Vitalità = Massaggio a Pressione Aria + Massaggio Vibratorio + Musica

Modalità comfort = Massaggio con impacco caldo + musica

Modalità standby = Massaggio a pressione d'aria + musica

(Nota: poiché la versione del prodotto viene costantemente aggiornata, la modalità effettiva potrebbe differire dal manuale)

Trasporto e stoccaggio

Ambiente di archiviazione

Temperatura ambiente, assenza di gas corrosivi, camera ben ventilata e asciutta.

Trasporto

Questo prodotto ha semplici installazioni antiurto, adatte per aria, ferrovia, Il trasporto deve evitare pioggia, esposizione, inversione e collisione e altre cattive condizioni.

Pulizia e stoccaggio

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il prodotto (spegnere la macchina Durante la pulizia, non utilizzare benzene o diluenti e altri detergenti corrosivo, altrimenti causerà scolorimento, invecchiamento superficiale, danni strutturali e altri problemi. Si prega di posizionare il prodotto in un locale ben ventilato e asciutto e di coprirlo con un protezione quando non viene utilizzato per lungo tempo. Quando la durata del La conservazione supera i 3 mesi, si prega di aprire la scatola per l'ispezione e addebitare per ulteriori di mezz'ora.

Avvertimento

1. Non utilizzare se si hanno sintomi di malattie degli occhi. Le persone che hanno condotto chirurgia, sofferiva di glaucoma, cataratta, distacco di retina e altri È vietato l'uso delle principali malattie degli occhi.
2. Non lavare questo prodotto direttamente con acqua. Si prega di pulirlo con un batuffolo di cotone imbevuto alcool o acqua.
3. Questo prodotto ha una superficie calda, si prega di fare attenzione a non utilizzare persone che non lo fanno non sono sensibili al calore. Minori, disabili, anziani, ecc., deve essere utilizzato sotto supervisione.

3

4. Per pelli sensibili, dermatite atopica, materiali cosmetici posizionati sul sito web e altri pannelli, si prega di utilizzare questo prodotto sotto la guida di un medico.
5. Non smontare questo prodotto da soli, questo prodotto contiene batterie, non mettere asciugare ad alta temperatura (superiore a 50° C) o al fuoco, altrimenti si corre il rischio esplosione.
6. Questo prodotto è un prodotto per il massaggio della salute personale, non può Sostituire farmaci o apparecchiature mediche.
7. Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere utilizzato da soli bambini, a meno che i genitori o i tutori lo hanno predisposto in anticipo o hanno dato ai figli Adeguata consulenza sul suo utilizzo.
8. L'uso di questo prodotto bloccherà la linea di vista, non utilizzare a piedi, in auto e AltriBenaviors.
9. Dopo aver utilizzato questo prodotto, gli occhi dovrebbero cambiare da rilassati a tesi, E a breve termine ci sarà una visione offuscata, che è un fenomeno normale. Si prega di chiudere i tuoi occhi per 1-3 minuti e la tua vista diventerà gradualmente chiara.
10. La temperatura di conservazione e utilizzo di questo prodotto è -10 °C ~ 50 ° C, è vietata per lo stoccaggio e l'uso in ambienti estremi (bassa temperatura secca negativa 10°C o superiore a 50° C).
11. Questo prodotto deve essere caricato almeno una volta ogni 3 mesi quando non è in uso per molto tempo.
12. A causa dell'aggiornamento hardware e software del prodotto, le funzioni del prodotto, Si prega di fare riferimento a quello effettivo.

Problemi comuni e soluzioni

Problematica	Possibile causa	Metodo di trattamento
Spegnimento automatico Impossibile accendere	Batteria scarica	Si prega di caricare
L'indicatore di carica la luce è	La porta Usb non lo è Collegato correttamente a Alimentatore	Collega la ricarica USB Cavo/Cavo di alimentazione

Se la lavorazione di cui sopra viene eseguita e c'è un abnorme! fenomeno, si prega di girare Speggnere l'alimentazione e contattare il rivenditore acquistato o l'azienda.

Si prega di non smontare o riparare il prodotto senza autorizzazione e l'azienda Non sarà responsabile per eventuali danni al prodotto, lesioni personali o altre perdite.

4

HEAD EYE MASSAGER

(Air pressure+ Vibration + Hot compress
+Built-in music+ Voice broadcast)

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using the product This manual contains service instructions, please keep it in a safe place.

Basic Product Information

Products


Intelligent head eye massager adopts microcomputer chip control technology, through the air pressure/vibration/hot compress effect on the head and eye area, it helps the head and eye muscles to relax, and brings you an all-round comfortable experience.

This product is suitable for all kinds of people who use computers, cell phones and other electronic

Product Parameters

[Product Features] Head massage [Battery Capacity] 1000mAh
[Massage Mode] Five modes adjustable [Working Time] 15 minutes
[Rated Voltage] Dc 5V [Rated Current]1A
[Packing List] Host *1 USB cable *1 Instruction manual *1
[Product Features] Air pressure Hot compress Vibration massage Built-in music
Voicebroadcast

Product mix



(Note: The figure above is a schematic diagram, product appearance shall be subject to the actual)

1

Preparation and charging before use

Pre-use Preparation

Aim the head massager at your forehead, put on the machine, adjust the elastic band to the most comfortable size, and adjust the machine up and down to the most comfortable position.

Please remove glasses, contact lenses, hair clips, hair accessories, etc. before wearing to avoid discomfort during use. Do not use this product with wet hands. Do not fall or step on this product.

Charging

The USB plug of the USB charging cable is inserted into the USB socket of the power adapter (5V-1A), then the power adapter (5V-1A) into the power outlet, and finally insert the plug of the USB charging cable into the charging port of the product.

Warm reminder

During charging, the indicator light flashes, and the indicator light is always on when fully charged.

During charging, the product can not be turned on and work, after charging is completed, please disconnect the power adapter.

If the product is charging while working, the product will stop working automatically.

Usage

Turn the product on or off

Press the "⏻" key for 2 seconds to turn on the machine. After the machine is turned on, the indicator light is lit and the machine starts to work, default is automatic mode. The working time is 15 minutes, playing music.

While the product is working, keep pressing the "⏻" button for 2 seconds to turn off the machine or the machine will turn off automatically after 15 minutes of use.

Switching Mode

Press the "⏻" key for less than one second to switch modes. Operate once to switch to the second mode; operate twice to switch to the third mode; and so on.

Music control

Press the "🔊" key twice in a row for less than - seconds to turn the music off or on.

2

Mode introduction

Automatic mode = Air pressure massage + hot compress massage + vibration massage + music

Decompression mode = Air pressure massage + hot compress massage + music

Vitality mode = Air pressure massage + vibratory massage + music

Comfort mode = Hot compress massage + music

Sleep mode = Air pressure massage + music

(Note: Because the product version is constantly updated, the actual mode may differ from the manual)

Transportation and storage

Storage environment

Room temperature, no corrosive gases, well ventilated, dry room.

Transport

This product has simple shock-proof facilities, suitable for air, railway, road and ship transport, should avoid rain, exposure, inversion and collision and other bad conditions.

Cleaning and storage

Please use a dry soft cloth to clean the product (please turn off the machine when cleaning, do not use benzene or diluent and other corrosive cleaning agents, otherwise it will cause fading, surface aging, structural damage and other problems).

Please put the product in a well-ventilated, dry room, and cover it with a protective cover when it is not used for a long time. When the storage time exceeds 3 months, please open the box for inspection and charge for more than half an hour.

Caveat

1. Do not use when there are symptoms of eye disease. People who have performed eye surgery, suffered from glaucoma, cataract, retinal detachment and other major eye diseases are prohibited from using.

2. Do not wash this product directly with water. Please wipe it with cotton soaked in alcohol or water.

3. This product has a hot surface, please pay attention to the use of people who are not sensitive to heat. Minors, the disabled, the elderly, etc., should be used under adult supervision.

3

4. For sensitive skin, atopic dermatitis, cosmetic materials placed on the site and such special groups, please use this product under the guidance of a doctor.

5. Do not disassemble this product by yourself, This product contains batteries, do not put dry high temperature (above 50° C) or into the fire, otherwise there will be explosion risk.

6. This product is a personal health care massage product, can not replace medicine or medical equipment.

7. This product is not a toy and should not be used by children alone unless parents or guardians have set it up in advance, or have given children adequate guidance on its use.

8. The use of this product will block the line of sight, do not use in walking, driving and other behaviors.

9. After using this product, the eyes need to return from the relaxed state to the tense state, and there will be short-term blurred vision, which is a normal phenomenon. Please close your eyes for 1-3 minutes, and your vision will gradually become clear.

10. The storage and use temperature of this product is -10°c ~ 50°c, it is prohibited to store and use in extreme environment (low dry temperature negative 10°C or more than 50°C).

11. This product should be charged at least once every 3 months when it is not used for a long time.

12. Due to product hardware and software upgrade, product functions, please refer to the actual.

Common problems and solutions

Problems encountered	Possible cause	Treatment method
Automatic shutdown unable to turn on	Low battery	Please charge
The charging indicator light is of	The UsB port is improperly connected to the power supply	Plug in the usB charging cable/power cable

If the above processing is carried out and there is an abnormal phenomenon, please turn off the power and contact the dealer you purchased or the company.

Please do not disassemble or repair the product without authorization, and the company will not be responsible for any product damage, personal injury or other losses.

4