




Quick Start Guide

iTalk2™ communication device

www.ablenetinc.com

Updated: December 10, 2020 4:21 PM

Colored switch top
activation surface



Levels
switch

Clear snap cap for
symbol overlays

Recording indicator
light

Sound output speaker

Microphone

Record button

On/off and
volume control

1/8-in (3.5-mm) accessibility
switch input/output jacks

#6-32 threaded inserts
for AbleNet Universal
Mounting Plate
attachment (mounting
plate not included)

Requires one
alkaline 9-volt
battery (battery
not included)

Getting Started

1. Add one alkaline 9-volt battery to device (battery not included). To open battery door, rotate D-ring counterclockwise and lift up. To lock battery door, rotate D-ring clockwise.
2. Turn device on
3. Select desired level
4. Press and hold record button until recording indicator light turns on
5. Press and hold one colored switch top. Begin speaking into microphone after you hear beep.
6. When done recording message, release colored switch top
7. Repeat steps 5 and 6 for other colored switch top
8. Press the record button to turn the recording indicator light off
9. Adjust volume as needed
10. Your device is ready to use

Picture Symbol Overlays

A picture symbol can be placed under the clear snap cap to give additional context to what will happen when the colored switch top is activated. Symbol overlays should fit within a 2-in (5-cm) circle area.

Activate Switch Adapted Toys or Appliances

By default, the accessibility switch input/output jacks of this device will activate a switch adapted toy or appliance.

1. Plug your toy or appliance into one or both of the 1/8-in (3.5-mm) accessibility switch input/output jacks on the device. Some toys or appliances may require the included plug-to-plug adapter to be used to connect to the device.
2. The toy or appliance will activate as long as the message is playing.

Note: Some electrical appliances will require a PowerLink to be activated.

Play Message With an Accessibility Switch

By default, the accessibility switch input/output jacks of this device will activate a switch adapted toy or appliance. The following steps will change the accessibility switch input/output jacks so that they can be used with an accessibility switch.

1. Turn device off
2. Plug an AbleNet accessibility switch with 1/8-in (3.5-mm) switch plug into the accessibility switch input/output jacks on the device. One or two switches may be used.
3. Activate the AbleNet accessibility while turning device on

Note: When the device is turned off, the accessibility switch input/output jacks will revert to the toy/appliance functionality. To use accessibility switches again, repeat the above steps.




Guía de inicio rápido iTalk2™ dispositivo de comunicación

www.ablenetinc.com

Actualizado: diciembre 10, 2020 4:21 p. m.

Superficie de activación
superior del interruptor
de color




Niveles
interruptor

Tapa transparente
para superposiciones
de símbolos

Luz indicadora de
grabación

Altavoz de salida de sonido


Micrófono



Conectores de entrada/salida
del interruptor de accesibilidad
de 1/8 in (3,5 mm)

Botón de grabación
Encendido/apagado
y control de volumen

Insertos roscados n.º
6-32 para el accesorio
de placa de montaje
universal AbleNet
(placa de montaje no
incluida)



Requiere una
pila alcalina de
9 voltios (pila no
incluida)

Introducción

1. Agregue una pila alcalina de 9 voltios al dispositivo (pila no incluida). Para abrir la tapa de la pila, gire el anillo en D en sentido contrario a las agujas del reloj y levántelo. Para bloquear la tapa de la pila, gire el anillo en D en el sentido de las agujas del reloj.
2. Encienda el dispositivo.
3. Seleccione el nivel deseado.
4. Mantenga presionado el botón de grabación hasta que se encienda la luz indicadora de grabación.
5. Mantenga presionada la parte superior del interruptor de color. Comience a hablar por el micrófono después de escuchar el pitido.
6. Cuando termine de grabar el mensaje, suelte la parte superior del interruptor de color.
7. Repita los pasos 5 y 6 para otro interruptor de color superior.
8. Presione el botón de grabación para apagar la luz indicadora de grabación.
9. Ajuste el volumen según sea necesario.
10. Su dispositivo está listo para usar.

Superposiciones de símbolos de imagen

Se puede colocar un símbolo de imagen debajo de la tapa transparente para dar un contexto adicional a lo que sucederá cuando se active la parte superior del interruptor de color. Las superposiciones de símbolos deben caber dentro de un área circular de 2 in (5 cm).

Activación del interruptor de juguetes o dispositivos adaptados

Por defecto, las tomas de entrada/salida del interruptor de accesibilidad de este dispositivo activarán un juguete o dispositivo adaptado al interruptor.

1. Enchufe su juguete o dispositivo en una o ambas tomas de entrada/salida del interruptor de accesibilidad de 1/8 in (3,5 mm) en el dispositivo. Algunos juguetes o dispositivos pueden requerir que se use el adaptador de enchufe a enchufe incluido para conectarse al dispositivo.
2. El juguete o dispositivo se activará mientras se reproduce el mensaje.

Nota: Algunos dispositivos eléctricos requerirán que se active un PowerLink.

Reproducción de un mensaje con un interruptor de accesibilidad

Por defecto, las tomas de entrada/salida del interruptor de accesibilidad de este dispositivo activarán un juguete o dispositivo adaptado al interruptor. Los siguientes pasos cambiarán las tomas de entrada/salida del interruptor de accesibilidad para que puedan usarse con un interruptor de accesibilidad.

1. Apague el dispositivo.
2. Conecte un interruptor de accesibilidad AbleNet con conector de 1/8 in (3,5 mm) en las tomas de entrada/salida del interruptor de accesibilidad del dispositivo. Se pueden usar uno o dos interruptores.
3. Active la accesibilidad AbleNet mientras enciende el dispositivo.



Nota: Cuando el dispositivo está apagado, las tomas de entrada/salida del interruptor de accesibilidad volverán a la funcionalidad del juguete/dispositivo. Para usar los interruptores de accesibilidad de nuevo, repita los pasos anteriores.

AbleNet®

Kurzanleitung iTalk2™ Kommunikationsgerät

www.ablenetinc.com

Aktivierungsfläche der
farbigen Schattoberfläche



Aktualisiert: Dezember 10, 2020 4:21 PM

Allgemeine Beschreibung

1. Stecken Sie eine 9-Volt-Alkalibatterie (Batterie nicht enthalten) in das Gerät. Drehen Sie den D-Ring gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn an, um das Batteriefach zu öffnen. Drehen Sie den D-Ring im Uhrzeigersinn, um das Batteriefach zu schließen.
2. Schalten Sie das Gerät an.
3. Wählen Sie das gewünschte Level.
4. Drücken und halten Sie den Record-Knopf, bis die Aufnahmeanzeige aufleuchtet.
5. Drücken und halten Sie die farbige Schattoberfläche. Sprechen Sie in das Mikrofon, nachdem Sie das Piepen hören.
6. Lassen Sie die farbige Schattoberfläche los, wenn sie mit der Aufnahme fertig sind.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für die andere farbige Schattoberfläche.
8. Drücken Sie den Record-Knopf, um die Aufnahme-Anzeigelampe auszuschalten.
9. Passen Sie die Lautstärke falls nötig an.
10. Ihr Gerät ist jetzt einsatzbereit.

Bild-Symbolschablonen

Es kann ein Bildsymbol unter dem durchsichtigen Schnappdeckel angebracht werden, um anzuzeigen, was passiert, wenn die farbige Schattoberfläche aktiviert wird. Symbolschablonen sollten in einen kreisförmigen Bereich von 5 cm (2 in) passen.

Schalterangepasste Spielzeuge oder Geräte aktivieren

Standardmäßig aktivieren die Ein-/Ausgangsbuchsen des Zugangsschalters dieses Geräts ein an den Schalter angepasstes Spielzeug oder Gerät.

1. Stecken Sie Ihr Spielzeug oder Gerät in eine oder beide der 3,5 mm (1/8 in) Ein-/Ausgangsbuchsen des Zugangsschalters auf dem Gerät. Einige Spielzeuge oder Geräte benötigen den mitgelieferten Steckeradapter für den Anschluss an das Gerät.
2. Das Spielzeug oder Gerät wird aktiviert, solange die Mitteilung abgespielt wird.

Hinweis: Einige elektrische Geräte benötigen einen PowerLink, um aktiviert werden zu können.

Mitteilung mit einem Zugangsschalter abspielen

Standardmäßig aktivieren die Ein-/Ausgangsbuchsen des Zugangsschalters dieses Geräts ein an den Schalter angepasstes Spielzeug oder Gerät. Die folgenden Schritte ändern die Ein-/Ausgangsbuchsen des Zugangsschalters so, dass Sie mit einem Zugangsschalter verwendet werden können.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Stecken Sie einen AbleNet-Zugangsschalter mit einem 3,5 mm (1/8 in) Taster-Stecker in die Ein-/Ausgangsbuchsen des Zugangsschalters am Gerät. Es können ein oder zwei Schalter verwendet werden.
3. Aktivieren Sie den AbleNet-Zugang beim Einschalten des Geräts.

Hinweis: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird die Funktion der Ein-/Ausgangsbuchsen des Zugangsschalters wieder auf die Spielzeug-/Geräte-Funktion gestellt. Um Zugangsschalter erneut zu verwenden, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.




Guide de démarrage rapide

Appareil de communication iTalk2™

www.ablenetinc.com

Surface d'activation du
dessus du contacteur
de couleur



Sélecteur
de niveaux

Capuchon par
enclenchement
transparent pour les
calques de symbole

Voyant
d'enregistrement

Haut-parleur de sortie du son

Microphone

Bouton d'enregistrement
(REC)

Contrôle du volume et
Marche/Arrêt (On/Off)

Prises d'entrée/sortie
de 3,5 mm (1/8 po) pour
commande d'accessibilité

Inserts taraudés
n°6-32 pour la fixation
de la plaque de montage
universelle AbleNet (plaque
de montage non incluse)

Requiert une
pile alcaline de
9 volts (pile non
incluse)

Mise à jour : décembre 10, 2020 4:21 PM

Mise en route

1. Insérer une pile alcaline de 9 volts dans l'appareil (pile non incluse). Pour ouvrir le volet du compartiment des piles, tourner l'anneau en D dans le sens anti-horaire et soulever. Pour verrouiller le volet du compartiment des piles, tourner l'anneau en D dans le sens horaire.
2. Allumer l'appareil
3. Sélectionner le niveau souhaité
4. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'enregistrement (REC) jusqu'à ce que le voyant d'enregistrement s'allume
5. Appuyer et maintenir enfoncé un des dessus du contacteur de couleur. Commencer à parler dans le microphone après avoir entendu un bip.
6. Une fois l'enregistrement du message terminé, relâcher le dessus du contacteur de couleur
7. Répéter les étapes 5 et 6 pour un autre dessus du contacteur de couleur
8. Appuyer sur le bouton d'enregistrement (REC) pour éteindre le voyant d'enregistrement
9. Régler le niveau de volume en fonction des besoins
10. Votre appareil est prêt à être utilisé

Calques de pictogramme

Il est possible de placer un calque de pictogramme sous le capuchon par enclenchement transparent pour fournir des informations contextuelles supplémentaires à ce qui se passera lorsque le dessus du contacteur de couleur sera activé. Les calques de pictogramme doivent tenir dans une zone circulaire de 2 pouces (5 cm).

Activation des jouets ou appareils adaptés pour interrupteur

Par défaut, les prises d'entrée/sortie de la commande d'accessibilité de cet appareil activeront un jouet ou appareil adapté pour interrupteur.

1. Brancher votre jouet ou appareil à l'une des deux prises d'entrée/sortie de la commande d'accessibilité de 3,5 mm (1/8 po) de l'appareil. Pour certains jouets ou appareils, il est nécessaire d'utiliser l'adaptateur de prise à prise fourni pour les brancher à l'appareil.
2. Le jouet ou l'appareil sera activé à la lecture du message.

Remarque : Certains appareils électriques nécessiteront l'activation d'un PowerLink.

Lecture d'un message via une commande d'accessibilité

Par défaut, les prises d'entrée/sortie de la commande d'accessibilité de cet appareil activeront un jouet ou appareil adapté pour interrupteur. Les étapes suivantes permettront de modifier les prises d'entrée/sortie de la commande d'accessibilité de sorte qu'elles puissent être utilisées avec un commutateur d'accessibilité.

1. Éteindre l'appareil
2. Brancher une commande d'accessibilité AbleNet dotée d'une prise de 1/8 po (3,5 mm) dans les prises d'entrée/sortie de la commande d'accessibilité de l'appareil. Une ou deux commandes peuvent être utilisées.
3. Activer l'accessibilité AbleNet en allumant l'appareil

Remarque : Lorsque l'appareil est éteint, les prises d'entrée/sortie de la commande d'accessibilité retournent à la fonction jouet/appareil. Pour utiliser à nouveau les commandes d'accessibilité, répéter les étapes ci-dessus.

Warranty & Contact Information

AbleNet manufactured products include a two-year limited warranty. This warranty is against defects in materials and manufacturing for two-years from the date of purchase. Warranty in full text, along with return/repair information is available at www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(800) 322-0956
(651) 294-2200
www.ablenetinc.com

Garantía e información de contacto

Los productos fabricados por AbleNet incluyen una garantía limitada de dos años. Esta es una garantía contra defectos materiales y de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Puede consultar el texto completo de la garantía, así como la información relativa a reparación o devoluciones en www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
Estados Unidos de América
(800) 322-0956
(651) 294-2200
www.ablenetinc.com

Garantie et contact

Les produits fabriqués par AbleNet sont fournis avec une garantie limitée de deux ans. Cette garantie est applicable aux défauts de matériels ou de fabrication sur deux ans à compter de la date d’achat. La garantie en version texte complète et toutes les informations sur les réparations et les retours sont disponibles sur www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
États-Unis
(800) 322-0956
(651) 294-2200
www.ablenetinc.com

Garantia e informações de contato

Os produtos fabricados pela AbleNet incluem uma garantia limitada a dois anos. Esta garantia contempla defeitos de material e fabrico por dois anos a partir da data da compra. O texto completo da garantia, juntamente com as informações de devolução/reparação, estão disponíveis em www.ablenetinc.com.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
E.U.A.
(800) 322-0956
(651) 294-2200
www.ablenetinc.com

Garantie und Kontaktinformationen

Für alle von AbleNet hergestellten Produkte gilt eine zweijährige beschränkte Garantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler und gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum. Den vollständigen Garantietext können Sie zusammen mit Informationen zu Rückgabe und Reparatur auf www.ablenetinc.com einsehen.

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
Vereinigte Staaten von Amerika
(800) 322-0956
(651) 294-2200
www.ablenetinc.com

保証&連絡先情報

AbleNet 製品には 2 年間の限定保証が付いています。 本保証は製品の欠陥および故障に対して、購入日から 2 年間保証いたします。保証の全文および返品/修理情報は、www.ablenetinc.com からご覧いただけます。

AbleNet 製品には 2 年間の限定保証が付いています。本保証は製品の欠陥および故障に対して、購入日から 2 年間保証いたします。保証の全文および返品/修理情報は、www.ablenetinc.com からご覧いただけます。

AbleNet, Inc.
2625 Patton Road
Roseville, MN 55113
United States of America
(800) 322-0956
(651) 294-2200
www.ablenetinc.com

For private households:

Information on Disposal of Users of WEEE

This symbol  on the product and/or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union:

If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union:

This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Para hogares particulares:

Información sobre la eliminación para usuarios de WEEE.

Este símbolo  en el producto o en los documentos que lo acompañan significa que los equipos eléctricos y electrónicos usados (WEEE) no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. Para un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, lleve este producto a los puntos de recogida designados donde se lo aceptará de forma gratuita. En algunos países, otra opción es devolver sus productos al minorista local al comprar un producto nuevo equivalente.

La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitará posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medioambiente, que de otro modo podrían surgir del manejo inadecuado de los desechos. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre su punto de recogida designado más cercano. Pueden aplicarse sanciones por la eliminación incorrecta de estos residuos conforme a la legislación nacional.

Para usuarios profesionales en la Unión Europea:

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos (EEE), comuníquese con su distribuidor o proveedor para obtener más información.

Para la eliminación en países fuera de la Unión Europea:

Este símbolo solo es válido en la Unión Europea (UE). Si desea desechar este producto, comuníquese con su distribuidor o las autoridades locales y consulte el método correcto de eliminación.

Pour les foyers particuliers :

Renseignements quant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Ce symbole  sur le produit et les documents qui l'accompagnent indique qu'un déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE) ne doit pas être mélangé avec les déchets ménagers. Afin d'en assurer le traitement, la collecte et le recyclage, veuillez apporter ce produit à un point de dépôt prévu à cet effet où il sera accepté gratuitement. Dans certains pays, il est possible que vous puissiez rapporter vos produits directement chez votre revendeur à l'achat d'un produit neuf équivalent.

L'élimination de ce produit selon la méthode appropriée contribue à la revalorisation de ressources importantes et à prévenir d'éventuels effets négatifs sur la santé et sur l'environnement pouvant être dus à une gestion inadéquate des déchets. Veuillez contacter votre administration locale afin d'obtenir plus de renseignements concernant l'emplacement du point de dépôt le plus près de chez vous. Selon les réglementations nationales, des amendes peuvent sanctionner l'élimination inappropriée des déchets.

Pour utilisateurs professionnels de l'Union européenne :

Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur ou votre fournisseur pour connaître la marche à suivre pour vous débarrasser d'équipements électriques ou électroniques (EEE).

Pour l'élimination de déchets dans des pays non membres de l'Union européenne :

Ce symbole n'est valide qu'à l'intérieur des frontières de l'Union européenne (UE). Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter votre administration locale ou votre revendeur afin de connaître la manière appropriée de procéder à l'élimination de ce produit.

Para casas particulares:

Informações sobre eliminação de REEE pelos utilizadores

Este símbolo  no produto e/ou nos documentos anexos significa que o equipamento elétrico e eletrônico usado (REEE) não deve ser misturado com o lixo doméstico comum. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto aos pontos de recolha designados, onde serão aceites gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, poderá devolver os seus produtos ao revendedor local após a compra de um novo produto equivalente.

A correta eliminação deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e a evitar possíveis efeitos negativos à saúde humana e ao meio ambiente, que poderiam resultar do manuseio inadequado de resíduos. Entre em contacto com a autoridade local para obter mais informações sobre o ponto de recolha designado mais próximo. Podem ser aplicáveis sanções à incorreta eliminação desses resíduos, de acordo com a legislação nacional.

Para utilizadores profissionais na União Europeia:

Se deseja descartar equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE), entre em contacto com o seu revendedor ou fornecedor para obter mais informações.

Para eliminação em países fora da União Europeia:

Este símbolo é válido apenas na União Europeia (UE). Se deseja descartar este produto, entre em contacto com as autoridades ou revendedor local e peça o método correto de eliminação.

Für private Haushalte:

Informationen zum fachgerechten Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Dieses Symbol  auf dem Produkt und/oder den Begleitdokumenten weist darauf hin, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermisch werden dürfen. Bringen Sie dieses Produkt zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und zum Recycling zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Die Annahme erfolgt kostenlos. Alternativ können Sie in einigen Ländern Ihre Produkte nach dem Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts an Ihren lokalen Händler zurücksenden.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die ansonsten durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen über die nächstgelegene benannte Sammelstelle an Ihre örtlichen Behörden. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen verhängt werden.

Für professionelle Benutzer in der Europäischen Union:

Wenden Sie sich bitte vor der Entsorgung an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen bezüglich der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) zu erhalten.

Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union:

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union (EU) gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung.

一般家庭の場合：

WEEE 利用に伴う廃棄関連の情報

製品や付随ドキュメントにあるこの記号  は、電気電子廃棄物（WEEE）を一般の家庭ごみと混合してはいけないことを意味しています。適切な処分、再生およびリサイクルのため、無償で引き取ってくれる指定回収場所へこの製品を持ち込んでください。あるいは一定の国においては同等の新製品の購入と引き換えに地元量販店に製品を持ち込むことができる場合もあります。

この製品を適切に廃棄することで貴重な資源の無駄遣い防止に役立ち、不適切な廃棄物取り扱いがされた場合に生じるおそれのある健康や環境への潜在的な悪影響を防ぐことになります。最寄りの指定回収場所の詳細については地元の地方自治体に問い合わせてください。この廃棄物の誤った処分は国の法令に基づいて処罰の対象となる場合があります。

欧州連合域内の法人ユーザーの場合：

電子電気機器（EEE）を廃棄したい場合、詳細についてディーラーまたはサプライヤーに問い合わせてください。

欧州連合域外の国における廃棄の場合：

この記号は欧州連合（EU）においてのみ有効です。この製品を廃棄したい場合、地方自治体やディーラーに連絡し、適切な廃棄処分の方法について相談してください。

Verwendungszweck des Produkts

Bei diesem AbleNet-Gerät handelt es sich um eine ergänzende Kommunikationshilfe. Sie wird bei Personen angewendet, die aufgrund einer physischen oder kognitiven Diagnose nicht in der Lage sind, effektiv zu kommunizieren.

Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Das Gerät ist ein benutzerfreundliches Kommunikationsmittel mit Sprachfunktion und richtet sich an Personen, die nicht in der Lage sind, komplexere statische oder dynamische Systeme zu verwenden.

Anzeige: „Einschränkungen der kognitiven Sprachfunktionen, der Sprach- oder Sprechfunktion oder einer Kombination dieser Funktionen, aufgrund einer neurologischen, onkologischen oder psychischen Erkrankung“.

Kontraindikationen: Das Produkt sollte niemals als einzige Form der Kommunikation wichtiger Informationen verwendet werden. Für den Fall eines Geräteausfalls sollte der Benutzer über eine technisch einfache Ersatzlösung verfügen.

Allgemeine Verwendung: -

Zur Verwendung zu Hause, in der Klinik und in kommunalen Einrichtungen.

Betriebstemperatur

Das Gerät funktioniert am besten unter trockenen Bedingungen bei Raumtemperatur. Die empfohlenen Bereiche für Temperatur und Feuchtigkeit für das Gerät sind wie folgt:

Umgebungstemperatur 32 °F - 95yyy °F (0 °C - 35 °C)

Luftfeuchtigkeit: 10 % - 95 % (keine Kondensation auf dem Gerät)

Das Gerät ist weder wasserdicht noch vollständig wasserbeständig. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät verschüttet werden.

Transport und Lagerung

Für Transport und Lagerung wird folgender Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich für das Gerät empfohlen:

Temperatur: -25 °F - 158 °F

Luftfeuchtigkeit: 10 % - 95 % (kein Kondenswasser auf dem Gerät)

Das Gerät ist weder wasserdicht noch vollständig wasserbeständig. Tauchen Sie das Gerät weder in Wasser noch eine andere Flüssigkeit ein. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät verschüttet werden.Wartung:

Wartung:

Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf. Es ist keine planmäßige Wartung erforderlich.

Reinigung und Desinfizieren Ihres Geräts

Reinigung Ihres Geräts

Entfernen Sie vor der Desinfektion Ihres Geräts jeglichen Schmutz oder Ablagerungen, die sich auf dem Gerät befinden könnten.

Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die Batterien.

Entfernen Sie alle großen Partikel, sichtbaren starken Verschmutzungen oder Ablagerungen, die am Gerät haften.

Wischen Sie das Gerät mit Reinigungstüchern sauber.

Verwenden Sie ein mit Reinigungsmittel getränktes Wattestäbchen, um in die engen Bereiche zu gelangen, die mit den Reinigungstüchern nicht zugänglich waren.

Trocknen Sie das Gerät vollständig ab.

Desinfizieren Ihres Geräts

Jetzt, da das Gerät sauber ist, ist es an der Zeit, es zu desinfizieren. Unter Umständen müssen vor der Desinfektion des Geräts die Schutzhandschuhe gewechselt werden, um sicherzustellen, dass kein Schmutz und keine Ablagerungen zurück in das Gerät gelangen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer noch ausgeschaltet ist und die Batterien herausgenommen wurden.

Verwenden Sie zur Desinfektion der Oberflächen des Geräts ein sauberes Handtuch oder Wischtücher mit viruzidem, bakterizidem, pseudomonazidem, tuberkulozidem oder fungizidem Mittel. Es ist unbedingt zu beachten, dass diese Chemikalien nur in nassem Zustand desinfizieren und daher mindestens 4 Minuten lang nass auf dem Gerät belassen werden sollten.

Verwenden Sie ein mit viruzidem, bakterizidem, pseudomonazidem, tuberkulozidem oder fungizidem Mittel getränktes Wattestäbchen, um in die engen Bereiche zu gelangen, die mit dem Handtuch oder den Reinigungstüchern nicht zugänglich waren. Stellen Sie sicher, dass die Chemikalie mindestens 4 Minuten lang auf dem Gerät benetzt bleibt.

Lassen Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig an der Luft trocknen.

Wenn Ihr Gerät über einen Touchscreen verfügt, verwenden Sie vor der Benutzung einen flüssigen Glasreiniger, um Flecken oder Schmierflecken zu entfernen.

Wiederverwendung:

Gerät nach Anleitung reinigen und desinfizieren. Speicher gemäß Anweisungen löschen.

Halterung

Für die Tisch- oder Rollstuhlmontage verwenden Sie das Lochmuster der AbleNet Universal-Montageplatte D (separat erhältlich, um es an einem der AbleNet-Montagesysteme zu befestigen iTalk2. Befestigungslöcher mit Gewinde befinden sich an der Unterseite von iTalk2.

iTalk2 verfügt über rutschfeste Stoßfänger, die Bewegungen verhindern, wenn sie nicht montiert sind.

Produkt	iTalk2
Materialien	Gehäuse - ABS-Kunststoff
Aktivierungsoberfläche	6.4cm
Aktivierungskraft	57 – 142 g
Abmessungen:	16.8 cm x 12 cm x 8.9 cm
Gewicht	354 g
Stromanschluss	Qty 1 - 9V Alkaline Batterien
Betriebszeit der Batterie	6 Stundenlange Wiedergabe vor dem Wiederaufladen/Austausch
Speicherung von Mitteilungen	4 Minuten nichtflüchtiger Nachrichtenspeicher.Nachrichten bleiben auch dann gespeichert, wenn die Stromversorgung entfernt wird.
Mitteilungsebenen	3
Mitteilungsfeld	2