

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

MASSAGE GUN

BOOSTER M2-C

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you for choosing our booster massage gun. Before using it, please read this manual carefully to ensure proper operation and keep this manual for future reference.

Main functions:

Relieving muscle soreness, stimulating the circulation of blood, relieving stiffness of cervical vertebra, and improving muscle recovery.

PRECAUTIONS

To avoid harm, fault, electric shock, fire, death and other equipment damage, please read the instructions and warnings carefully.

PROHIBITION

1. Minors are forbidden to use this product. It is not a toy.
2. Forbid to put this product into water. If it falls into water accidentally, please send it for inspection in time.
3. Forbid to put this product near or into the fire.
4. Forbid to use it on head, neck, heart or genital.
5. Forbid to use it on bones. Use it on soft tissues only when not feeling pain or discomfort.
6. Forbid to use non-original charger to charge the product, otherwise it may cause a fire.
7. Forbid to drop the product intentionally.
8. Forbid to remove the screws or try to disassemble the product.
9. The product is not an alternative or complement of medical treatment. If you are feeling pain, undergoing medical treatment or using any other medical devices, please consult your doctor before using this product.
10. Forbid to put fingers, hair or other body parts near to the back of the massage heads in case of the squashing.



Do not touch this part when the machine is running without the massage heads being installed.



Do not touch this part when the machine is running with the massage heads installed.

DISCLAIMER

If you have any of the following situations, or any health-related problems, please consult your doctor before using this product.


1. Pregnancy, diabetes, mental disorder, retinal damage and other complications.
2. Pacemaker usage, recent surgery, epilepsy, migraine, lumbar disc protrusion, and spondylolisthesis.
3. Recent joint replacement surgery, Intrauterine contraceptive device placing surgery, metal parts implantation, or other concerns about your own body.

Ongoing research on the effect of vibration training toward specific medical diseases may reduce the number of contraindications. Practical experience shows that, in many cases, vibration-training-combined treatment is also an effective medical guidance. However, it must be done with doctor advice.

1. PRODUCT INTRODUCTION

Quick release massage head

Control panel



MASSAGE HEADS



Round head

For large muscle group massage and relaxation.



Round head

For whole body muscle massage and relaxation.



Spinal head

For spine massage.
Strong intensity



Air cushion head

For soft tissue and whole body relaxation.



Flat head


For large muscle group massage and relaxation.



Bullet head

For pain point relaxation.
Strong intensity.

2. INSTRUCTION FOR USE



AI AI vibration

The intensity is adjusted automatically according to the force applied by the user.

▮▮ Fade-out vibration

Decreasing vibration intensity, suitable for muscle relaxation after exercise.

▮▮▮ Crescendo vibration

Increasing vibration intensity, suitable for muscle activation before exercise.

〰 Wave vibration

Vibration fluctuates, suitable for various scenes to relax.

MULTI-FUNCTION BUTTON USE

- Switch the power on key to ON, and the device is on.
- Long press of multifunction button for 2 seconds to switch mode (standard mode / automatic mode):
 - Under the standard mode: short press the adjustment gear briefly, and each time you press it, add a gear. The last one is AI intelligent vibration mode.
 - Under the auto mode: short press to adjust the vibration mode, and switch one mode every time you press. Four modes adjustable (fade-out vibration, crescendo vibration, wave vibration).

CHARGING

The charging port is on the bottom of the massage gun handle.

- Please fully charge the battery for the first use.
- Turn it off when charging.
- Connect the power supply. Charging indicators will flash in turn and it shows that the machine is charging.
- When the power display turns to 100%, it means that the battery is full.
- Do not move the machine when it is charging.

3. SPECIFICATIONS

Product name: Muscle massage gun	Charging interface: DC, 18V $\pm$ 1A
Type: BOOSTER M2-C	Battery capacity: 2500mAh
Rated input: 100-240V~50/60Hz	Stroke: 10mm

4. FAQ

UNABLE TO POWER ON

a. Low temperature:

Keeping the massage gun below 0°C for a long time will reduce the activity of battery and prevent normal functioning. The product cannot work normally while being power on.

Solutions: Lay the product for two hours at temperature above 0°C, or raise the machine temperature fast with a hair-drier.

b. Low battery:

When the battery is low, or user does not charge it for a long time, the battery will enter the low battery protection mode. The product will not work normally at this time when you start it again.

Solutions: Turn it off with charger connected. Make sure it is fully charged, and it can run normally.

TROUBLESHOOTING	
Slight abnormal noise during use	Slight noise is a normal phenomenon in the period of new machine. If the noise gets louder after a period of use, please send it for inspection.
Battery does not charge	Replace the battery please, for the aging or poor contact of battery.

5. MAINTENANCE

- When you do not use the product for a long time, turn it off and hold electricity while safe-keeping it. Store it in a safe, cool and dry place.
- Charge the product every half a year if you do not use it for a long time. Holding electricity prevents battery damage due to stains.
- Please choose neutral detergent and soft cloth for daily maintenance. Do not use engine oil, organic solvents or other chemicals for cleaning.
- Please turn off the power after using the product, or before cleaning the product.
- The product should be well fixed during transportation. Avoid violent vibration, collision, rolling and falling.

6. ENVIRONMENTAL PROTECTION

Do not discard this product with general household waste at the end of its service life. Put this product in the recycle bin designated by the government or send this product back to the manufacturer's after-sales service center. The service center staff will recycle it in an environmental-friendly manner.

a. Name and content of harmful substances in the product

Part name	Poisonous and harmful substances and elements					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Shell	○	○	○	○	○	○
Circuit board	×	○	○	○	○	○
Metal parts	×	○	○	○	○	○
Rubber parts	○	○	○	○	○	○
Adapter	×	○	○	○	○	○
Connecters	○	○	○	○	○	○
Handle cover	○	○	○	○	○	○

This form is based on the rules of SJ/T 11364.

O: The content of harmful substances in all parts meet the limited requirements of GB/T 26572.

X: The content of harmful substances in at least one part exceeds the limitation of GB/T 26572.

b. Environmental protection use period

The time limit of environmental pollution, serious damage to people and property, or the leakage of toxic and harmful substances, is 10 years in normal use as described in this manual.



This sign indicates that the environmental protection period of this product is 10 years in normal use. Some components may also have environmental protection period signs. The specific period of environmental protection for each component shall be subject to its own sign.

7. WARRANTY

The warranty period of this product is 18 months, and the authority is not transferable. From the date of purchase, you enjoy free warranty within the warranty period with valid documents. (Outward appearance is not covered.)

Disclaimer:

1. Accidental damage, improper use or transportation;
2. Improper maintenance;
3. Operation without following the manual instructions;
4. Unable to provide formal purchase certificate;

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

BATTERY DISPOSAL



Li-Ion

To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life, laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling. Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Manufacturer: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Address: ROOM C705, NO.1 GUANTANG ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, SUZHOU City, JIANGSU PROVINC, CHINA.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support


PISTOLET DE MASSAGE BOOSTER M2-C

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISTOLET DE MASSAGE



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser.

VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Merci d'avoir choisi notre pistolet de massage booster. Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir un bon fonctionnement et conserver ce manuel pour une utilisation ultérieure.

référence.

Fonctions principales:

Soulager les douleurs musculaires, stimuler la circulation sanguine, soulager la raideur des vertèbres cervicales et améliorer la récupération musculaire.

PRÉCAUTIONS

Pour éviter tout dommage, panne, choc électrique, incendie, mort et autres dommages matériels, veuillez lire attentivement les instructions et les avertissements.

INTERDICTION

1. Il est interdit aux mineurs d'utiliser ce produit. Ce n'est pas un jouet.
2. Interdire de mettre ce produit dans l'eau. S'il tombe accidentellement dans l'eau, veuillez l'envoyer pour inspection à temps.
3. Interdire de mettre ce produit à proximité ou dans le feu.
4. Interdire de l'utiliser sur la tête, le cou, le cœur ou les organes génitaux.
5. Interdire de l'utiliser sur les os. Utilisez-le sur les tissus mous uniquement lorsque vous ne ressentez ni douleur ni inconfort.
6. Interdire d'utiliser un chargeur non original pour charger le produit, sinon cela pourrait provoquer un incendie.
7. Interdire de laisser tomber le produit intentionnellement.
8. Interdisez de retirer les vis ou essayez de démonter le produit.
9. Le produit ne constitue pas une alternative ou un complément à un traitement médical. Si vous ressentez des douleurs, suivez un traitement médical ou utilisez tout autre dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
10. Interdisez de placer les doigts, les cheveux ou d'autres parties du corps près de l'arrière des têtes de massage en cas d'écrasement.



Ne touchez pas cette pièce lorsque la machine fonctionne sans les têtes de massage en cours d'installation.



Ne touchez pas cette pièce lorsque la machine fonctionne avec les têtes de massage installées.


CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Si vous rencontrez l'une des situations suivantes ou des problèmes de santé, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.

1. Grossesse, diabète, troubles mentaux, lésions rétinienues et autres complications.
2. Utilisation d'un stimulateur cardiaque, chirurgie récente, épilepsie, migraine, saillie discale lombaire et spondylolisthésis.
3. Chirurgie récente d'arthroplastie, chirurgie de pose de dispositif contraceptif intra-utérin, implantation de pièces métalliques ou autres préoccupations concernant votre propre corps.

Les recherches en cours sur l'effet de l'entraînement par vibrations sur des maladies spécifiques pourraient réduire le nombre de contre-indications. L'expérience pratique montre que, dans de nombreux cas, un traitement combiné à un entraînement par vibration constitue également une orientation médicale efficace. Cependant, cela doit être fait avec l'avis d'un médecin.

1. PRÉSENTATION DU PRODUIT



TÊTES DE MASSAGE



Tête ronde

Pour le massage et la relaxation des grands groupes musculaires.



Tête ronde

Pour le massage et la relaxation des muscles de tout le corps.



Tête vertébrale

Pour le massage de la colonne vertébrale.
Forte intensité



Tête à coussin d'air

Pour les tissus mous et entiers détente du corps.



Tête plate


Pour le massage et la relaxation des grands groupes musculaires.



Tête de balle

Pour la relaxation des points douloureux.
Forte intensité.

2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



UTILISATION DES BOUTONS MULTIFONCTIONS

un. Mettez la touche de mise sous tension sur ON et l'appareil est allumé. b. Appuyez

longuement sur le bouton multifonction pendant 2 secondes pour changer de mode (mode standard/mode automatique) : En mode standard : appuyez

brèvement sur le bouton de réglage, et chaque fois que vous appuyez dessus, ajoutez un rapport. Le dernier est le mode de vibration intelligent AI.

En mode automatique : appuyez brièvement pour régler le mode de vibration et changez de mode à chaque fois que vous appuyez.

Quatre modes réglables (vibration en fondu, vibration crescendo, vibration ondulée).

MISE EN CHARGE

Le port de chargement se trouve au bas de la poignée du pistolet de massage.

un. Veuillez charger complètement la batterie lors de la première utilisation.

b. Éteignez-le lors du chargement.

c. Connectez l'alimentation. Les indicateurs de charge clignoteront à tour de rôle et indiqueront que la machine est en charge.

d. Lorsque l'affichage de la puissance atteint 100 %, cela signifie que la batterie est pleine. e. Ne déplacez pas la machine lorsqu'elle est en charge.

3. SPÉCIFICATIONS

Nom du produit : pistolet de massage musculaire.	Interface de charge : CC, 18 V 1 A. 
Type : BOOSTER M2-C	Capacité de la batterie : 2500 mAh
Entrée nominale : 100-240 V~50/60 Hz	Course : 10 mm

4. FAQ

IMPOSSIBLE DE MISE SOUS TENSION

un. Basse température:

Garder le pistolet de massage en dessous de 0 pendant une longue période réduira l'activité de la batterie et empêchera son fonctionnement normal. Le produit ne peut pas fonctionner normalement lorsqu'il est sous tension sur.

Solutions : Posez le produit pendant deux heures à une température supérieure à 0 , ou augmentez rapidement la température de la machine avec un sèche-cheveux.

b. Batterie faible:

Lorsque la batterie est faible ou que l'utilisateur ne la charge pas pendant une longue période, la batterie entre en mode de protection de batterie faible. Le produit ne fonctionnera pas normalement à ce moment-là lorsque vous le redémarrerez.

Solutions : éteignez-le avec le chargeur connecté. Assurez-vous qu'il est complètement chargé et qu'il peut fonctionner normalement.

DÉPANNAGE	
Légèrement anormal bruit pendant l'utilisation	Un léger bruit est un phénomène normal pendant la période d'utilisation d'une nouvelle machine. Si le bruit devient plus fort après une période d'utilisation, veuillez l'envoyer pour inspection.
La batterie fait ne pas facturer	Remplacez la batterie s'il vous plaît, en raison du vieillissement ou du mauvais contact de la batterie.

5. ENTRETIEN

un. Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, éteignez-le et maintenez l'électricité tout en le gardant en sécurité. Conservez-le dans un endroit sûr, frais et sec.

b. Chargez le produit tous les six mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Le maintien de l'électricité évite les dommages à la batterie dus aux taches.

c. Veuillez choisir un détergent neutre et un chiffon doux pour l'entretien quotidien. N'utilisez pas d'huile moteur, de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage. d.

Veuillez couper l'alimentation après avoir utilisé le produit ou avant de nettoyer le produit.

e. Le produit doit être bien fixé pendant le transport. Évitez les vibrations violentes, les collisions, les roulements et les chutes.

6. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères générales à la fin de sa durée de vie.

Mettez ce produit dans la corbeille désignée par le gouvernement ou envoyez ce produit au centre de service après-vente du fabricant. Le personnel du centre de service

recyclez-le de manière respectueuse de l'environnement.

un. Nom et contenu des substances nocives dans le produit

Nom de la pièce	Substances et éléments toxiques et nocifs					
	Pb	Hg	CD	Cr()	ONU	PBDE
Coquille	•	•	•	•	•	•
Circuit imprimé	x	•	•	•	•	•
Pièces en métal	x	•	•	•	•	•
Pièces en caoutchouc	•	•	•	•	•	•
Adaptateur	x	•	•	•	•	•
Connecteurs	•	•	•	•	•	•
Couvercle de poignée	•	•	•	•	•	•

Ce formulaire est basé sur les règles du SJ/T 11364.

O : Le contenu de substances nocives dans toutes les pièces répond aux exigences limitées de GB/T 26572.

X : La teneur en substances nocives dans au moins une partie dépasse la limitation du GB/T 26572.

b. Période d'utilisation de la protection de l'environnement

Le délai en cas de pollution de l'environnement, de dommages graves aux personnes et aux biens, ou de fuite de substances toxiques et nocives, est de 10 ans en utilisation normale comme décrit dans ce manuel.



Ce signe indique que la durée de protection de l'environnement de ce produit est de 10 ans en utilisation normale. Certains composants peuvent également comporter des panneaux de protection de l'environnement. La période spécifique de protection de l'environnement pour chaque composant doit faire l'objet de son propre signe.

7. GARANTIE

La période de garantie de ce produit est de 18 mois et l'autorité n'est pas transférable.

À compter de la date d'achat, vous bénéficiez d'une garantie gratuite pendant la période de garantie avec des documents valides. (L'apparence extérieure n'est pas couverte.)

Clause de non-responsabilité:

1. Dommages accidentels, utilisation ou transport inappropriés ;
2. Mauvais entretien ;
3. Fonctionnement sans suivre les instructions manuelles ;
4. Impossible de fournir un certificat d'achat formel ;

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les

accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE



Li-Ion

Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement à l'issue de ce durée de vie du produit, les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive relative aux déchets d'accumulateurs exigent que vous jetiez ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé afin de retirer les piles et pour un recyclage approprié. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus de détails sur le recyclage et l'élimination en toute sécurité de ces produits dans votre région.

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des solutions suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant : SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Adresse : SALLE C705, NO.1 GUANTANG ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, SUZHOU City, JIANGSU PROVINCE, CHINE.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

MASSAGEPISTOLE


BOOSTER M2-C

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASSAGEPISTOLE



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Booster-Massagepistole entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, und bewahren Sie dieses Handbuch für die Zukunft auf Referenz.

Hauptfunktionen:

Lindert Muskelkater, regt die Durchblutung an, lindert Steifheit der Halswirbel und verbessert die Muskelregeneration.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Um Schäden, Störungen, Stromschläge, Feuer, Tod und andere Geräteschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte die Anweisungen und Warnungen sorgfältig durch.

VERBOT

1. Minderjährigen ist die Verwendung dieses Produkts untersagt. Es ist kein Spielzeug.
2. Es ist verboten, dieses Produkt ins Wasser zu legen. Sollte es versehentlich ins Wasser fallen, schicken Sie es bitte rechtzeitig zur Inspektion.
3. Stellen Sie dieses Produkt nicht in die Nähe oder ins Feuer.
4. Die Anwendung am Kopf, am Hals, am Herzen oder im Genitalbereich ist verboten.
5. Die Verwendung auf Knochen ist verboten. Verwenden Sie es nur dann auf Weichgewebe, wenn Sie keine Schmerzen oder Beschwerden verspüren.
6. Verwenden Sie zum Laden des Produkts kein Originalladegerät, da es sonst zu einem Brand kommen kann.
7. Lassen Sie das Produkt nicht absichtlich fallen.
8. Entfernen Sie nicht die Schrauben und versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.
9. Das Produkt stellt keine Alternative oder Ergänzung einer medizinischen Behandlung dar. Wenn Sie Schmerzen verspüren, sich einer medizinischen Behandlung unterziehen oder andere medizinische Geräte verwenden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
10. Halten Sie Ihre Finger, Haare oder andere Körperteile nicht in die Nähe der Rückseite der Massageköpfe, damit diese gequetscht werden.



Berühren Sie diesen Teil nicht, wenn die Maschine ohne läuft
Die Massageköpfe werden installiert.



Berühren Sie diesen Teil nicht, wenn die Maschine mit dem läuft
Massageköpfe installiert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Wenn Sie eine der folgenden Situationen haben oder gesundheitliche Probleme haben, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

1. Schwangerschaft, Diabetes, psychische Störungen, Netzhautschäden und andere Komplikationen.
2. Verwendung eines Herzschrittmachers, kürzliche Operation, Epilepsie, Migräne, Bandscheibenvorfall und Spondylolisthesis.
3. Kürzlich durchgeführte Gelenkersatzoperationen, Operationen zur Platzierung eines intrauterinen Verhütungsmittels, Implantation von Metallteilen oder andere Bedenken hinsichtlich Ihres eigenen Körpers.


Laufende Forschungen zur Wirkung von Vibrationstraining auf bestimmte medizinische Erkrankungen können die Anzahl der Kontraindikationen verringern. Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass in vielen Fällen eine Vibrations-Training-Kombinationsbehandlung auch eine wirksame medizinische Anleitung darstellt.

Dies muss jedoch mit ärztlicher Beratung erfolgen.

1. PRODUKTEINFÜHRUNG

Massagekopf mit Schnellverschluss

Bedienfeld



MASSAGEKÖPFE



Runder Kopf

Zur Massage und Entspannung großer Muskelgruppen.



Runder Kopf

Zur Ganzkörper-Muskelmassage und Entspannung.



Wirbelsäulenkopf

Zur Wirbelsäulenmassage. Starke Intensität



Luftkissenkopf

Für Weichgewebe und Ganzgewebe Körperentspannung.



Flachkopf


Zur Massage und Entspannung großer Muskelgruppen.



Kugelkopf

Zur Schmerzpunktentspannung. Starke Intensität.

2. GEBRAUCHSANWEISUNG



VERWENDUNG DER MULTIFUNKTIONSTASTEN

A. Schalten Sie den Einschaltsschlüssel auf ON und das Gerät ist

eingeschaltet. B. Langes Drücken der Multifunktions-taste für 2 Sekunden, um den Modus zu wechseln (Standardmodus / Automatikmodus): $\dot{\gamma}$ Im

Standardmodus: Drücken Sie kurz kurz auf das Einstellrad und fügen Sie bei jedem Drücken einen Gang hinzu. Der letzte ist der intelligente AI-Vibrationsmodus.

$\dot{\gamma}$ Im Automatikmodus: Drücken Sie kurz, um den Vibrationsmodus anzupassen, und wechseln Sie bei jedem Drücken einen Modus. Vier Modi einstellbar (Fade-Out-Vibration, Crescendo-Vibration, Wellenvibration).

AUFLADEN

Der Ladeanschluss befindet sich an der Unterseite des Massagepistolengriffs.

A. Bitte laden Sie den Akku beim ersten Gebrauch vollständig auf.

B. Schalten Sie es beim Laden aus.

C. Schließen Sie die Stromversorgung an. Die Ladeanzeigen blinken abwechselnd und zeigen an, dass das Gerät aufgeladen wird.

D. Wenn die Leistungsanzeige 100 % anzeigt, bedeutet dies, dass der Akku voll ist. e. Bewegen Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird.

3. SPEZIFIKATIONEN

Produktname: Muskelmassagepistole	Ladeschnittstelle: DC, 18 V 1 A 
Typ: BOOSTER M2-C	Batteriekapazität: 2500 mAh
Nenneneingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz	Hub: 10 mm

4. FAQ

Das Einschalten ist nicht möglich

A. Niedrige Temperatur:

Wenn die Massagepistole längere Zeit unter 0 °C gehalten wird, verringert sich die Aktivität der Batterie und die normale Funktion wird beeinträchtigt. Das Produkt kann im eingeschalteten Zustand nicht normal funktionieren.
An.

Lösungen: Legen Sie das Produkt zwei Stunden lang bei einer Temperatur über 0 °C oder erhöhen Sie die Maschinentemperatur schnell mit einem Haartrockner.

B. Niedriger Batteriestatus:

Wenn der Akku fast leer ist oder der Benutzer ihn längere Zeit nicht auflädt, wechselt der Akku in den Schutzmodus bei niedrigem Akkustand. Das Produkt funktioniert zu diesem Zeitpunkt nicht normal, wenn Sie es erneut starten.

Lösungen: Schalten Sie es bei angeschlossenem Ladegerät aus. Stellen Sie sicher, dass es vollständig aufgeladen ist und normal laufen kann.

FEHLERBEHEBUNG	
Leicht abnormal Geräusche während des Gebrauchs	Leichte Geräusche sind im Neuzustand der Maschine ein normales Phänomen. Wenn die Wenn das Geräusch nach einiger Zeit stärker wird, senden Sie es bitte zur Überprüfung ein.
Batterie tut es Nicht aufladen	Ersetzen Sie bitte die Batterie, da die Batterie altert oder schlechten Kontakt hat.

5. WARTUNG

A. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie es aus, unterbrechen Sie die Stromversorgung und bewahren Sie es sicher auf. Bewahren Sie es an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort auf.

B. Laden Sie das Produkt alle sechs Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden. Das Halten von Strom verhindert Schäden an der Batterie durch Flecken.

C. Bitte wählen Sie für die tägliche Pflege ein neutrales Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung kein Motoröl, organische Lösungsmittel oder andere

Chemikalien. D. Bitte schalten Sie den Strom aus, nachdem Sie das Produkt verwendet oder bevor Sie es reinigen.

e. Das Produkt sollte während des Transports gut befestigt sein. Vermeiden Sie heftige Vibrationen, Kollisionen, Rollen und Stürze.

6. UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll.

Werfen Sie dieses Produkt in den von der Regierung vorgesehenen Papierkorb oder schicken Sie es ein zurück zum Kundendienstzentrum des Herstellers. Die Mitarbeiter des Servicecenters werden dies tun

Recyceln Sie es umweltfreundlich.

A. Name und Gehalt an Schadstoffen im Produkt

Teilname	Giftige und schädliche Substanzen und Elemente					
	Pb	Hg	CD	Cr(Ⅵ)	UN	PBDE
Hülse	•	•	•	•	•	•
Leiterplatte	x	•	•	•	•	•
Metallteile	x	•	•	•	•	•
Gummitteile	•	•	•	•	•	•
Adapter	x	•	•	•	•	•
Steckverbinder	•	•	•	•	•	•
Griffabdeckung	•	•	•	•	•	•

Dieses Formular basiert auf den Regeln von SJ/T 11364.

O: Der Schadstoffgehalt in allen Teilen entspricht den begrenzten Anforderungen von GB/T 26572.

X: Der Gehalt an Schadstoffen in mindestens einem Teil überschreitet den Grenzwert von GB/T 26572.

B. Umweltschutz-Nutzungszeitraum

Die Zeitspanne für Umweltverschmutzung, schwere Schäden an Personen und Eigentum oder das Austreten giftiger und schädlicher Substanzen beträgt bei normalem Gebrauch, wie in dieser Anleitung beschrieben, 10 Jahre.



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass die Umweltschutzdauer dieses Produkts bei normalem Gebrauch 10 Jahre beträgt. Einige Komponenten können auch mit Umweltzeichen versehen sein. Der konkrete Zeitraum des Umweltschutzes ist für jede Komponente mit einem eigenen Zeichen zu versehen.

7. GARANTIE

Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 18 Monate und die Befugnis ist nicht übertragbar.

Ab Kaufdatum genießen Sie innerhalb der Garantiezeit mit gültigen Dokumenten kostenlose Garantie. (Das äußere Erscheinungsbild ist nicht abgedeckt.)

Haftungsausschluss:

1. Unfallschäden, unsachgemäße Verwendung oder Transport;
2. Unsachgemäße Wartung;
3. Betrieb ohne Befolgung der manuellen Anweisungen;
4. Es kann kein formelles Kaufzertifikat vorgelegt werden;

RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der

Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle

Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

ENTSORGUNG DER BATTERIE



Li-Ion

Letztendlich sollen Gefahren für Gesundheit und Umwelt minimiert werden

Aufgrund der Gesetze zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und der Richtlinie über Altbatterien müssen Sie dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle entsorgen, wo es zur Entfernung der Batterien und zum ordnungsgemäßen Recycling verschickt wird. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung dieser Produkte in Ihrer Region zu erhalten.

FCC-INFORMATIONEN

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen.

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Hersteller: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Adresse: RAUM C705, GUANTANG ROAD Nr. 1, BEZIRK XIANGCHENG, Stadt SUZHOU, PROVINZ JIANGSU, CHINA.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Büro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezeugnis
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PISTOLA DA MASSAGGIO


BOOSTER M2-C

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISTOLA DA MASSAGGIO



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie per aver scelto la nostra pistola per massaggio booster. Prima di utilizzarlo, leggere attentamente questo manuale per garantire il corretto funzionamento e conservare questo manuale per il futuro riferimento.

Funzioni principali:

Alleviare il dolore muscolare, stimolare la circolazione del sangue, alleviare la rigidità della vertebra cervicale e migliorare il recupero muscolare.

PRECAUZIONI

Per evitare danni, guasti, scosse elettriche, incendi, morte e altri danni all'apparecchiatura, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze.

DIVIETO

1. Ai minori è vietato utilizzare questo prodotto. Non è un giocattolo.
2. Vietare di mettere questo prodotto in acqua. Se cade accidentalmente nell'acqua, inviarlo per l'ispezione in tempo.
3. Vietare di mettere questo prodotto vicino o nel fuoco.
4. Vietare di usarlo su testa, collo, cuore o genitali.
5. Vietare di usarlo sulle ossa. Usarlo sui tessuti molli solo quando non si avverte dolore o fastidio.
6. Vietare di utilizzare un caricabatterie non originale per caricare il prodotto, altrimenti potrebbe causare un incendio.
7. Vietare di far cadere intenzionalmente il prodotto.
8. Vietare di rimuovere le viti o tentare di smontare il prodotto.
9. Il prodotto non costituisce un'alternativa o un complemento al trattamento medico. Se avverti dolore, ti stai sottoponendo a cure mediche o utilizzi altri dispositivi medici, consulta il tuo medico prima di utilizzare questo prodotto.
10. Vietare di avvicinare dita, capelli o altre parti del corpo alla parte posteriore delle testine massaggianti in caso di schiacciamento.



Non toccare questa parte quando la macchina è in funzione senza le testine massaggianti vengono installate.



Non toccare questa parte quando la macchina è in funzione con il testine massaggianti installate.

DISCLAIMER

Se si verifica una delle seguenti situazioni o qualsiasi problema correlato alla salute, consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto.

1. Gravidanza, diabete, disturbi mentali, danni alla retina e altre complicazioni.
2. Utilizzo di pacemaker, intervento chirurgico recente, epilessia, emicrania, protrusione del disco lombare e spondilolistesi.
3. Recente intervento chirurgico di sostituzione dell'articolazione, intervento chirurgico di posizionamento di un dispositivo contraccettivo intrauterino, impianto di parti metalliche o altre preoccupazioni relative al proprio corpo.


La ricerca in corso sugli effetti dell'allenamento vibrante su specifiche malattie mediche può ridurre il numero di controindicazioni. L'esperienza pratica dimostra che in molti casi il trattamento combinato con vibrazione e allenamento costituisce anche un'efficace guida medica.

Tuttavia, è necessario farlo dietro consiglio del medico.

1. INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Testina massaggiante a sgancio rapido

Pannello di controllo



TESTE DI MASSAGGIO



Testa rotonda

Per il massaggio e il rilassamento di grandi gruppi muscolari.



Testa rotonda

Per il massaggio muscolare e il rilassamento di tutto il corpo.



Testa spinale

Per il massaggio della colonna vertebrale.
Forte intensità



Testa a cuscino d'aria

Per tessuti molli e interi rilassamento del corpo.



Testa piatta


Per il massaggio e il rilassamento di grandi gruppi muscolari.



Testa di proiettile

Per il rilassamento dei punti dolenti.
Forte intensità.

2. ISTRUZIONI PER L'USO



UTILIZZO DEI PULSANTI MULTIFUNZIONE

UN. Posizionare il tasto di accensione su ON e il dispositivo si accende. B.

Premere a lungo il pulsante multifunzione per 2 secondi per cambiare modalità (modalità standard/modalità automatica): γ In modalità standard:

premere brevemente la marcia di regolazione e ogni volta che la si preme, aggiungere una marcia. L'ultima è la modalità di vibrazione intelligente AI.

γ In modalità automatica: premere brevemente per regolare la modalità di vibrazione e cambiare modalità ogni volta che si preme.

Quattro modalità regolabili (vibrazione in dissolvenza, vibrazione in crescendo, vibrazione d'onda).

RICARICA

La porta di ricarica si trova nella parte inferiore dell'impugnatura della pistola per massaggio.

UN. Si prega di caricare completamente la batteria per il primo utilizzo.

B. Spegnerlo durante la ricarica.

C. Collegare l'alimentazione. Gli indicatori di carica lampeggeranno a turno e mostreranno che la macchina si sta caricando.

D. Quando il display della potenza arriva al 100%, significa che la batteria è carica. e. Non spostare la macchina mentre è in carica.

3. SPECIFICHE

Nome del prodotto: pistola per massaggio muscolare	Interfaccia di ricarica: CC, 18 V 1 A ⁼⁼
Tipo: BOOSTER M2-C	Capacità della batteria: 2500 mAh
Ingresso nominale: 100-240 V-50/60 Hz	Corsa: 10 mm

4. Domande frequenti

IMPOSSIBILE ACCENDERE

UN. Bassa temperatura:

Mantenere la pistola per massaggio al di sotto di 0 °C per un lungo periodo ridurrà l'attività della batteria e ne impedirà il normale funzionamento. Il prodotto non può funzionare normalmente mentre è alimentato SU.

Soluzioni: Lasciare riposare il prodotto per due ore a temperatura superiore a 0°C, oppure alzare velocemente la temperatura della macchina con un phon.

B. Batteria scarica:

Quando la batteria è scarica o l'utente non la carica per un lungo periodo, la batteria entrerà in modalità di protezione batteria scarica. Il prodotto non funzionerà normalmente in questo momento quando lo si riavvia.

Soluzioni: spegnerlo con il caricabatterie collegato. Assicurati che sia completamente carico e che possa funzionare normalmente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	
Leggermente anormale rumore durante l'uso	Un leggero rumore è un fenomeno normale nel periodo della nuova macchina. Se la il rumore diventa più forte dopo un periodo di utilizzo, inviarlo per un'ispezione.
La batteria lo fa non addebitare	Sostituire la batteria, per favore, per l'invecchiamento o il cattivo contatto della batteria.

5. MANUTENZIONE

UN. Quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, spegnerlo e trattenere l'elettricità conservandolo al sicuro. Conservarlo in un luogo sicuro, fresco e asciutto.

B. Caricare il prodotto ogni sei mesi se non lo si utilizza per un lungo periodo. Trattenere l'elettricità previene danni alla batteria dovuti a macchie.

C. Scegliere un detergente neutro e un panno morbido per la manutenzione quotidiana. Non utilizzare olio motore, solventi organici o altri prodotti chimici per la pulizia. D. Spegnere

l'alimentazione dopo aver utilizzato il prodotto o prima di pulirlo.

e. Il prodotto deve essere ben fissato durante il trasporto. Evitare vibrazioni violente, collisioni, rotolamenti e cadute.

6. TUTELA DELL'AMBIENTE

Non smaltire questo prodotto insieme ai rifiuti domestici generici al termine della sua vita utile.

Metti questo prodotto nel cestino designato dal governo o invia questo prodotto tornare al centro di assistenza post-vendita del produttore. Lo farà il personale del centro servizi riciclarlo in modo rispettoso dell'ambiente.

UN. Nome e contenuto di sostanze nocive nel prodotto

Nome della parte	Sostanze ed elementi velenosi e nocivi					
	Pb	Hg	CD	Cr(ÿ)	ONU	PBDE
Conchiglia	•	•	•	•	•	•
Scheda di circuito	x	•	•	•	•	•
Parti metalliche	x	•	•	•	•	•
Parti in gomma	•	•	•	•	•	•
Adattatore	x	•	•	•	•	•
connettori	•	•	•	•	•	•
Copertura della maniglia	•	•	•	•	•	•

Questo modulo si basa sulle regole di SJ/T 11364.

O: Il contenuto di sostanze nocive in tutte le parti soddisfa i requisiti limitati di GB/T 26572.

X: Il contenuto di sostanze nocive in almeno una parte supera il limite GB/T 26572.

B. Periodo di utilizzo della protezione ambientale

Il limite temporale in caso di inquinamento ambientale, danni gravi a persone e cose, o fuoriuscita di sostanze tossiche e nocive, è di 10 anni in uso normale come descritto in questo manuale.



Questo simbolo indica che il periodo di protezione ambientale di questo prodotto è di 10 anni in uso normale. Alcuni componenti possono anche riportare i simboli del periodo di protezione ambientale. Il periodo specifico di tutela ambientale per ciascun componente sarà soggetto ad apposita segnaletica.

7. GARANZIA

Il periodo di garanzia di questo prodotto è di 18 mesi e l'autorità non è trasferibile.

Dalla data di acquisto, usufruisci della garanzia gratuita entro il periodo di garanzia con documenti validi. (L'aspetto esteriore non è coperto.)

Disclaimer:

1. Danni accidentali, uso o trasporto improprio;
2. Manutenzione impropria;
3. Funzionamento senza seguire le istruzioni manuali;
4. Impossibile fornire un certificato di acquisto formale;

CORRETTO SMALTIMENTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

SMALTIMENTO BATTERIA



Li-Ion

Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente

durata del prodotto, le leggi relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) e la Direttiva sullo smaltimento delle batterie richiedono di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta adeguato dove verrà inviato per rimuovere le batterie e per un riciclaggio appropriato. Contatta le autorità locali per maggiori dettagli sul riciclaggio e sullo smaltimento sicuro di questi prodotti nella tua zona.

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti soluzioni
le misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Produttore: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Indirizzo: ROOM C705, NO.1 GUANTANG ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, SUZHOU City,
JIANGSU PROVINC, CINA.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULTAZIONE LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PISTOLA DE MASAJE


REFUERZO M2-C

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISTOLA DE MASAJE



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Gracias por elegir nuestra pistola de masaje de refuerzo. Antes de usarlo, lea atentamente este manual para garantizar un funcionamiento adecuado y consérvelo para futuras referencia.

Funciones principales:

Alivia el dolor muscular, estimula la circulación sanguínea, alivia la rigidez de las vértebras cervicales y mejora la recuperación muscular.

PRECAUCIONES

Para evitar daños, fallas, descargas eléctricas, incendios, muerte y otros daños al equipo, lea atentamente las instrucciones y advertencias.

PROHIBICIÓN

1. Los menores tienen prohibido el uso de este producto. No es un juguete.
2. Prohibido poner este producto en agua. Si cae al agua accidentalmente, envíelo para su inspección a tiempo.
3. Prohibido poner este producto cerca o dentro del fuego.
4. Prohibido usarlo en la cabeza, el cuello, el corazón o los genitales.
5. Prohibido usarlo en huesos. Úselo en tejidos blandos sólo cuando no sienta dolor o molestias.
6. Prohibido utilizar un cargador no original para cargar el producto, de lo contrario podría provocar un incendio.
7. Prohibido dejar caer el producto intencionadamente.
8. Prohibido quitar los tornillos o intentar desmontar el producto.
9. El producto no es una alternativa ni complemento de un tratamiento médico. Si siente dolor, está recibiendo tratamiento médico o utiliza cualquier otro dispositivo médico, consulte a su médico antes de usar este producto.
10. Prohibido poner dedos, cabello u otras partes del cuerpo cerca de la parte posterior de los cabezales de masaje en caso de aplastamiento.



No toque esta pieza cuando la máquina esté funcionando sin los cabezales de masaje que se están instalando.



No toque esta pieza cuando la máquina esté funcionando con el Cabezales de masaje instalados.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Si tiene alguna de las siguientes situaciones o algún problema relacionado con la salud, consulte a su médico antes de usar este producto.

1. Embarazo, diabetes, trastornos mentales, daños a la retina y otras complicaciones.
2. Uso de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia, migraña, protrusión de disco lumbar y espondilolistesis.
3. Cirugía reciente de reemplazo de articulaciones, cirugía de colocación de dispositivo anticonceptivo intrauterino, implantación de piezas metálicas u otras inquietudes sobre su propio cuerpo.


Las investigaciones en curso sobre el efecto del entrenamiento con vibraciones en enfermedades médicas específicas pueden reducir el número de contraindicaciones. La experiencia práctica demuestra que, en muchos casos, el tratamiento combinado de entrenamiento con vibraciones también es una orientación médica eficaz.

Sin embargo, debe hacerse con consejo médico.

1. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Cabezal de masaje de liberación rápida

Panel de control



CABEZALES DE MASAJE



Cabeza redonda

Para masaje y relajación de grandes grupos musculares.



Cabeza redonda

Para masaje y relajación muscular de todo el cuerpo.



cabeza espinal

Para masaje de columna.
Fuerte intensidad



Cabezal con cojín de aire

Para tejidos blandos y enteros relajación corporal.



cabeza plana

Para masaje y relajación de grandes grupos musculares.



Cabeza de bala

Para la relajación de los puntos dolorosos.
Fuerte intensidad.

2. INSTRUCCIONES DE USO



USO DEL BOTÓN MULTIFUNCIÓN

- Cambia la tecla de encendido a ON y el dispositivo estará encendido.
- Mantenga presionado el botón multifunción durante 2 segundos para cambiar de modo (modo estándar / modo automático): En el modo estándar: presione brevemente el engranaje de ajuste y cada vez que lo presione, agregue un engranaje. El último es el modo de vibración inteligente AI.

En el modo automático: presione brevemente para ajustar el modo de vibración y cambie un modo cada vez que presione. Cuatro modos ajustables (vibración de desvanecimiento, vibración en crescendo, vibración de onda).

CARGANDO

El puerto de carga está en la parte inferior del mango de la pistola de masaje.

- Cargue completamente la batería para el primer uso.
- Apágalo cuando estés cargando.
- Conecte la fuente de alimentación. Los indicadores de carga parpadearán a su vez y mostrarán que la máquina se está cargando.
- Cuando la pantalla de energía llega al 100%, significa que la batería está llena. No mueva la máquina mientras se está cargando.

3. ESPECIFICACIONES

Nombre del producto: pistola de masaje muscular	Interfaz de carga: CC, 18 V 1 A. 
Tipo: REFUERZO M2-C	Capacidad de la batería: 2500 mAh
Entrada nominal: 100-240V~50/60Hz	Carrera: 10 mm

4. Preguntas frecuentes

NO SE PUEDE ENCENDER

a. Baja temperatura:

Mantener la pistola de masaje por debajo de 0 °C durante mucho tiempo reducirá la actividad de la batería e impedirá el funcionamiento normal. El producto no puede funcionar normalmente mientras está encendido en.

Soluciones: Deje el producto durante dos horas a una temperatura superior a 0 °C o aumente rápidamente la temperatura de la máquina con un secador de pelo.

b. Batería baja:

Cuando la batería está baja o el usuario no la carga durante mucho tiempo, la batería entrará en el modo de protección de batería baja. El producto no funcionará normalmente en este momento cuando lo inicie nuevamente.

Soluciones: Apáguelo con el cargador conectado. Asegúrese de que esté completamente cargado y que pueda funcionar normalmente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
Ligeramente anormal ruido durante el uso	Un ligero ruido es un fenómeno normal en el período de máquina nueva. Si el El ruido aumenta después de un período de uso, envíelo para su inspección.
La batería no sin carga	Reemplace la batería por favor, debido al envejecimiento o mal contacto de la batería.

5. MANTENIMIENTO

- a. Cuando no utilice el producto durante un período prolongado, apáguelo y mantenga la electricidad mientras lo guarda. Guárdelo en un lugar seguro, fresco y seco.
- b. Cargue el producto cada medio año si no lo utiliza durante mucho tiempo. Mantener la electricidad evita daños a la batería debido a las manchas.
- c. Elija detergente neutro y un paño suave para el mantenimiento diario. No utilice aceite de motor, disolventes orgánicos u otros productos químicos para la limpieza. d. Apague la alimentación después de usar el producto o antes de limpiarlo.
- mi. El producto debe estar bien fijado durante el transporte. Evite vibraciones violentas, colisiones, rodaduras y caídas.

6. PROTECCIÓN AMBIENTAL

No deseche este producto con la basura doméstica general al final de su vida útil.

Coloque este producto en la papelería de reciclaje designada por el gobierno o envíe este producto de vuelta al centro de servicio postventa del fabricante. El personal del centro de servicio reciclarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.

a. Nombre y contenido de sustancias nocivas en el producto.

Nombre de la pieza	Sustancias y elementos venenosos y nocivos.					
	Pb	Hg	Cd	Cr()	Restos de plomo	PBDE
Capa de protección	•	•	•	•	•	•
Placa de circuito	x	•	•	•	•	•
Partes de metal	x	•	•	•	•	•
Piezas de goma	•	•	•	•	•	•
Adaptador	x	•	•	•	•	•
Conectores	•	•	•	•	•	•
Cubierta del mango	•	•	•	•	•	•

Este formulario se basa en las reglas de SJ/T 11364.

O: El contenido de sustancias nocivas en todas las piezas cumple con los requisitos limitados de GB/T 26572.

X: El contenido de sustancias nocivas en al menos una parte excede la limitación de GB/T 26572.

b. Período de uso de protección del medio ambiente.

El límite de tiempo de contaminación ambiental, daños graves a personas y bienes, o fuga de sustancias tóxicas y nocivas, es de 10 años en uso normal como se describe en este manual.



Este letrero indica que el período de protección ambiental de este producto es de 10 años en uso normal. Algunos componentes también pueden tener señales de período de protección ambiental. El período específico de protección ambiental para cada componente estará sujeto a su propio signo.

7. GARANTÍA

El período de garantía de este producto es de 18 meses y la autoridad no es transferible.

A partir de la fecha de compra, disfruta de garantía gratuita dentro del período de garantía con documentos válidos. (La apariencia exterior no está cubierta).

Descargo de responsabilidad:

1. Daño accidental, uso o transporte inadecuado;
2. Mantenimiento inadecuado;
3. Operación sin seguir las instrucciones del manual;
4. No se puede proporcionar un certificado de compra formal;

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA



Li-Ion

Minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de este

La vida útil del producto, las leyes relativas a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) y la Directiva sobre residuos de baterías exigen que deseches este producto en una instalación de recogida adecuada a la que será enviado para retirar las baterías y realizar un reciclaje adecuado. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estos en su área.

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Fabricante: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Dirección: SALA C705, NO.1 GUANTANG ROAD, DISTRITO DE XIANGCHENG, Ciudad DE SUZHOU, PROVINC DE JIANGSU, CHINA.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

PISTOLET DO MASAŻU


WZMACNIACZ M2-C

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź do połowy”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISTOLET DO MASAŻU



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy za wybranie naszego pistoletu do masażu wspomagającego. Przed użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić prawidłowe działanie i zachować ją na przyszłość odniesienie.

Główne funkcje:

Łagodzi ból mięśni, stymuluje krążenie krwi, łagodzi sztywność kręgosłupa szyjnych i poprawia regenerację mięśni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby uniknąć obrażeń, usterek, porażenia prądem, pożaru, śmierci i innych uszkodzeń sprzętu, należy uważnie przeczytać instrukcje i ostrzeżenia.

ZAKAZ

1. Nieleżymy nie wolno używać tego produktu. To nie jest zabawka.
2. Zabronić umieszczania tego produktu w wodzie. Jeżeli przypadkowo wpadnie do wody, prosimy o terminowe przesłanie go do kontroli.
3. Zabronić umieszczania tego produktu w pobliżu ognia lub w nim.
4. Zabronić używania go na głowie, szyi, sercu lub narządach płciowych.
5. Zabronić używania go na kościach. Stosuj go na tkanki miękkiej tylko wtedy, gdy nie odczuwasz bólu ani dyskomfortu.
6. Zabrania się używania do ładowania produktu nieoryginalnej ładowarki, gdyż grozi to pożarem.
7. Zabraniać celowego upuszczania produktu.
8. Zabronić wykręcania śrub lub prób demontażu produktu.
9. Produkt nie stanowi alternatywy ani uzupełnienia leczenia. Jeśli odczuwasz ból, jesteś w trakcie leczenia lub używasz innych wyrobów medycznych, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
10. Zabrania się zbliżania palców, włosów i innych części ciała do tylnej części głowic masujących w przypadku zgniecenia.



Nie dotykaj tej części, gdy maszyna pracuje bez niej zamontowane głowice masujące.



Nie dotykaj tej części, gdy maszyna pracuje z zamontowane głowice masujące.

ZASTRZEŻENIE

Jeżeli występuje którakolwiek z poniższych sytuacji lub występują u Ciebie problemy zdrowotne, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.

1. Cięża, cukrzyca, zaburzenia psychiczne, uszkodzenie siatkówki i inne powikłania.
2. Używanie rozrusznika serca, niedawna operacja, epilepsja, migrena, wysunięcie dysku kręgosłupowego i kręgosłup.
3. Niedawna operacja wymiany stawu, operacja wszczepienia wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, wszczepienie części metalowych lub inne obawy dotyczące własnego ciała.


Trwające badania nad wpływem treningu wibracyjnego na określone schorzenia mogą zmniejszyć liczbę przeciwwskazań. Praktyczne doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach leczenie skojarzone z treningiem wibracyjnym jest również skuteczną wskazówką medyczną.

Należy to jednak zrobić za radą lekarza.

1. WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Szybko zwalniana głowica masująca

Panel sterowania



GŁOWICE MASAŻOWE



Okrągła głowa

Do masażu i relaksacji dużych grup mięśniowych.



Okrągła głowa

Do masażu i relaksacji mięśni całego ciała.



Głowa kręgosłupa

Do masażu kręgosłupa. Silna intensywność



Głowa z poduszką powietrzną

Do tkanek miękkich i całego ciała.



Płaska głowa


Do masażu i relaksacji dużych grup mięśniowych.



Głowa pociśku

Do rozluźnienia punktów bólowych. Silna intensywność.

2. INSTRUKCJA UŻYCIA



KORZYSTANIE Z PRZYCISKÓW WIELOFUNKCYJNYCH

A. Przełącz kluczyk zasilania do pozycji ON, a urządzenie będzie włączone. B. Długie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego przez 2 sekundy, aby przełączyć tryb (tryb standardowy/tryb automatyczny): W trybie standardowym: naciśnij krótko pokrętkę regulacyjną i za każdym razem, gdy go naciśniesz, dodaj bieg. Ostatni to inteligentny tryb wibracji AI.

W trybie automatycznym: krótkie naciśnięcie powoduje regulację trybu wibracji i przełączanie jednego trybu po każdym naciśnięciu. Regulowane cztery tryby (wibracje zanikające, wibracje crescendo, wibracje falowe).

ŁADOWANIE

Port ładowania znajduje się na spodzie uchwytu pistoletu do masażu.

A. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

B. Wyłącz go podczas ładowania.

C. Podłącz zasilanie. Wskaźniki ładowania będą migać po kolei, co oznacza, że urządzenie się ładuje.

D. Gdy wyświetlacz mocy zmieni się na 100%, oznacza to, że bateria jest pełna.

Nie przesuwaj urządzenia podczas ładowania.

3. SPECYFIKACJE

Nazwa produktu: Pistolet do masażu mięśni	Interfejs ładowania: DC, 18 V 1A
Typ: BOOSTER M2-C	Pojemność baterii: 2500 mAh
Znamionowe napięcie wejściowe: 100-240 V ~ 50/60 Hz	Skok: 10 mm

4. Często zadawane pytania

NIE MOŻNA WŁĄCZYĆ

A. Niska temperatura:

Trzymanie pistoletu do masażu w temperaturze poniżej 0°C przez dłuższy czas zmniejszy aktywność akumulatora i uniemożliwi normalne funkcjonowanie. Produkt nie może normalnie działać, gdy jest zasilany NA.

Rozwiązania: Pozostaw produkt na dwie godziny w temperaturze powyżej 0°C lub szybko podnieś temperaturę urządzenia za pomocą suszarki do włosów.

B. Niski poziom baterii:

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski lub użytkownik nie ładuje go przez dłuższy czas, akumulator przejdzie w tryb ochrony przed niskim poziomem naładowania akumulatora. Po ponownym uruchomieniu produkt nie będzie działał normalnie.

Rozwiązania: Wyłącz go przy podłączonej ładowarce. Upewnij się, że jest w pełni naładowany i może działać normalnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	
Lekko nienormalne hałas podczas użytkowania	Nieznaczny hałas jest zjawiskiem normalnym w okresie użytkowania nowej maszyny. Jeśli po pewnym czasie użytkowania hałas staje się głośniejszy, prosimy o przesłanie urządzenia do kontroli.
Bateria tak nie pobierać opłat	Wymień baterię ze względu na jej starzenie się lub słaby kontakt.

5. KONSERWACJA

A. Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, wyłącz go i przechowuj w bezpiecznym miejscu. Przechowuj go w bezpiecznym, chłodnym i suchym miejscu.

B. Ładuj produkt co pół roku, jeśli nie bę dziesz go używać przez dłuższy czas. Trzymanie prądu zapobiega uszkodzeniu baterii na skutek płam.

C. Do codziennej konserwacji wybierz neutralny detergent i mię kką ściereczkę . Do czyszczenia nie należy używać oleju silnikowego, rozpuszczalników organicznych ani innych środków chemicznych. D. Proszę wyłączyć zasilanie po użyciu produktu lub przed jego czyszczeniem.

mi. Produkt powinien być dobrze zamocowany na czas transportu. Unikaj gwałtownych wibracji, kolizji, toczenia się i upadku.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj tego produktu wraz z odpadami domowymi.

Umieść ten produkt w koszu wyznaczonym przez rząd lub wyślij ten produkt z powrotem do centrum obsługi posprzedażnej producenta. Zrobi to personel centrum serwisowego poddać go recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.

A. Nazwa i zawartość substancji szkodliwych w produkcie

Czę ściowe imię	Substancje i pierwiastki trujące i szkodliwe					
	Pb	Hg	Pb/Cd	Cr()	ONZ	PBDE
Powłoka	•	•	•	•	•	•
Płytk drukowana	x	•	•	•	•	•
Czę ści metalowe	x	•	•	•	•	•
Czę ści gumowe	•	•	•	•	•	•
Adapter	x	•	•	•	•	•
Łączniki	•	•	•	•	•	•
Oslona uchwyty	•	•	•	•	•	•

Formularz ten opiera się na zasadach SJ/T 11364.

O: Zawartość substancji szkodliwych we wszystkich czę ściach spełnia ograniczone wymagania normy GB/T 26572.

X: Zawartość substancji szkodliwych w co najmniej jednej czę ści przekracza ograniczenie GB/T 26572.

B. Okres użytkowania ochrony środowiska

Maksymalny czas zanieczyszczenia środowiska, poważnych szkód w ludziach i mieniu lub wycieku substancji toksycznych i szkodliwych wynosi 10 lat przy normalnym użytkowaniu zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.



Ten znak oznacza, że okres ochrony środowiska tego produktu wynosi 10 lat przy normalnym użytkowaniu. Niektóre elementy mogą posiadać także oznaczenia okresu ochrony środowiska. Określony okres ochrony środowiska dla każdego elementu będzie opatrzony własnym oznaczeniem.

7. GWARANCJA

Okres gwarancji na ten produkt wynosi 18 miesięcy, a uprawnienia nie podlegają przeniesieniu.

Od dnia zakupu możesz cieszyć się bezpłatną gwarancją w okresie gwarancyjnym z ważnymi dokumentami. (Wygląd zewnętrzny nie jest uwzględniony.)

Zastrzeżenie:

1. Przypadkowe uszkodzenia, niewłaściwego użytkowania lub transportu;
2. Niewłaściwa konserwacja;
3. Obsługa bez przestrzegania instrukcji obsługi;
4. Nie można przedstawić formalnego certyfikatu zakupu;

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

UTYLIZACJA BATERII



Li-Ion

Aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia i środowiska, należy to zakończyć życia produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają utylizacji tego produktu w odpowiednim punkcie zbiórki, gdzie zostanie on wysłany w celu usunięcia baterii i odpowiedniego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji tych odpadów w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń w jeden lub więcej z poniższych sposobów:

środki.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Producent: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Adres: POKÓJ C705, NR 1 GUANTANG ROAD, DYSTRYKT XIANGCHENG, miasto SUZHOU, PROWINCJA JIANGSU, CHINY.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

MASSAGEPISTOOL


BOOSTER M2-C

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASSAGEPISTOOL



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Bedankt dat u voor ons booster-massagepistool hebt gekozen. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt, zodat u verzekerd bent van een goede werking. Bewaar deze handleiding voor de toekomst referentie.

Hoofdfuncies:

Het verlichten van spierpijn, het stimuleren van de bloedcirculatie, het verlichten van de stijfheid van de halswervels en het verbeteren van het spierherstel.

VOORZORGSMATREGELEN

Om letsel, storingen, elektrische schokken, brand, overlijden en andere schade aan de apparatuur te voorkomen, dient u de instructies en waarschuwingen zorgvuldig te lezen.

VERBOD

1. Het is minderjarigen verboden dit product te gebruiken. Het is geen speelgoed.
2. Verbied dit product in water te plaatsen. Mocht het per ongeluk in het water vallen, stuur het dan tijdig op voor inspectie.
3. Verbied dit product in de buurt van of in het vuur te plaatsen.
4. Verbied het gebruik op hoofd, nek, hart of geslachtsorganen.
5. Verbied het gebruik op botten. Gebruik het alleen op zachte weefsels als u geen pijn of ongemak voelt.
6. Verbied het gebruik van een niet-originele oplader om het product op te laden, anders kan er brand ontstaan.
7. Verbied het opzettelijk laten vallen van het product.
8. Verbied het verwijderen van de schroeven of probeer het product te demonteren.
9. Het product is geen alternatief of aanvulling op een medische behandeling. Als u pijn voelt, een medische behandeling ondergaat of andere medische hulpmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.
10. Verbied het om vingers, haar of andere lichaamsdelen dichtbij de achterkant van de massagekoppen te plaatsen in geval van pletten.



Raak dit onderdeel niet aan als de machine zonder draait de massagekoppen worden geïnstalleerd.



Raak dit onderdeel niet aan als de machine draait met de massagekoppen geïnstalleerd.

VRIJWARING

Als u een van de volgende situaties heeft of gezondheidsproblemen heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.

1. Zwangerschap, diabetes, psychische stoornissen, schade aan het netvlies en andere complicaties.
2. Pacemakergebruik, recente operatie, epilepsie, migraine, uitsteeksel van de lumbale tussenwervelschijf en spondylolisthesis.
3. Recente gewrichtsvervangende chirurgie, een operatie voor het plaatsen van een intra-uterien anticonceptiemiddel, implantatie van metalen onderdelen of andere zorgen over uw eigen lichaam.


Lopend onderzoek naar het effect van vibratietraining op specifieke medische ziekten kan het aantal contra-indicaties verminderen. Uit de praktijk blijkt dat een gecombineerde behandeling met vibratietraining in veel gevallen ook een effectieve medische begeleiding is.

Dit moet echter gebeuren op advies van een arts.

1. PRODUCTINTRODUCTIE

Massagekop met snelsluiting

Controlepaneel



MESSAGEHOOFDEN



Rond hoofd

Voor massage en ontspanning van grote spiergroepen.



Rond hoofd

Voor spiermassage en ontspanning van het hele lichaam.



Ruggengraat hoofd

Voor rugmassage. Sterke intensiteit.



Luchtkussen hoofd

Voor zacht weefsel en heel ontspanning van het lichaam.



Platte kop


Voor massage en ontspanning van grote spiergroepen.



Kogelkop

Voor pijnpuntontspanning. Sterke intensiteit.

2. GEBRUIKSAANWIJZING



MULTIFUNCTIONEEL KNOPGEBRUIK

A. Zet de aan/uit-knop op AAN en het apparaat staat aan. B. Druk de multifunctionele knop gedurende 2 seconden lang in om van modus te wisselen (standaardmodus / automatische modus): $\bar{y}$ In de standaardmodus:

druk kort op de verstelversnelling en voeg elke keer dat u erop drukt een versnelling toe. De laatste is de AI-intelligente vibratiemodus.

$\bar{y}$ In de automatische modus: kort indrukken om de trilmodus aan te passen en elke keer dat u op drukt, schakelt u naar een modus. Vier instelbare modi (fade-out-vibratie, crescendo-vibratie, golft trilling).

OPLADEN

De oplaadpoort bevindt zich aan de onderkant van de handgreep van het massagepistool.

A. Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op.

B. Schakel het uit tijdens het opladen.

C. Sluit de voeding aan. De oplaadindicatoren knipperen beurtelings en geven aan dat de machine aan het opladen is.

D. Wanneer de vermogensweergave naar 100% gaat, betekent dit dat de batterij vol is. e. Verplaats de machine niet tijdens het opladen.

3. SPECIFICATIES

Productnaam: Spiermassagepistool	Oplaadinterface: DC, 18V 1A 
Type: BOOSTER M2-C	Batterijcapaciteit: 2500 mAh
Nominaal ingangsvermogen: 100-240V-50/60Hz	Slag: 10 mm

4. Veelgestelde vragen

KAN NIET INSCHAKELLEN

A. Lage temperatuur:

Als u het massagepistool langere tijd onder 0 °C houdt, wordt de activiteit van de batterij verminderd en wordt de normale werking verhinderd. Het product kan niet normaal werken als het onder stroom staat op.

Oplossingen: Leg het product twee uur op een temperatuur boven 0°C, of verhoog de temperatuur van de machine snel met een föhn.

B. Lage batterij:

Wanneer de batterij bijna leeg is, of als de gebruiker deze langere tijd niet oplaadt, gaat de batterij naar de beveiligingsmodus voor een bijna lege batterij. Het product zal op dit moment niet normaal werken als u het opnieuw start.

Oplossingen: Schakel het uit terwijl de oplader is aangesloten. Zorg ervoor dat hij volledig is opgeladen en dat hij normaal kan werken.

PROBLEEMOPLOSSEN	
Licht abnormaal geluid tijdens gebruik	Licht geluid is een normaal verschijnsel in de periode van een nieuwe machine. Als de het geluid wordt luider na een periode van gebruik, stuur het apparaat ter inspectie op.
Batterij wel niet opladen	Vervang de batterij alstublieft, vanwege veroudering of slecht contact van de batterij.

e. Het product moet tijdens transport goed worden vastgezet. Vermijd hevige trillingen, botsingen, rollen en vallen.

6. MILIEUBESCHERMING

Gooi dit product in de door de overheid aangewezen prullenbak of stuur dit product op terug naar de klantenservice van de fabrikant. Het personeel van het servicecentrum zal dat wel doen recycleer het op een milieuvriendelijke manier.

A. Naam en inhoud van schadelijke stoffen in het product

Onderdeelnaam	Giftige en schadelijke stoffen en elementen					
	Pb	Hg	CD	Cr(ÿ)	VN	PBDE
Schelp	•	•	•	•	•	•
Printplaat	x	•	•	•	•	•
Metalen onderdelen	x	•	•	•	•	•
Rubberen onderdelen	•	•	•	•	•	•
Adapter	x	•	•	•	•	•
Connectoren	•	•	•	•	•	•
Handvatafdekking	•	•	•	•	•	•

Dit formulier is gebaseerd op de regels van SJ/T 11364.

O: Het gehalte aan schadelijke stoffen in alle onderdelen voldoet aan de beperkte eisen van GB/T 26572.

X: Het gehalte aan schadelijke stoffen in ten minste één deel overschrijdt de beperking van GB/T 26572.

B. Gebruiksperiode voor milieubescherming

De tijdslimiet voor milieuvervuiling, ernstige schade aan mensen en eigendommen, of het lekken van giftige en schadelijke stoffen, bedraagt 10 jaar bij normaal gebruik zoals beschreven in deze handleiding.



Dit teken geeft aan dat de milieubeschermingsperiode van dit product bij normaal gebruik 10 jaar bedraagt. Op sommige onderdelen kunnen ook tekens voor de milieubeschermingsperiode staan. De specifieke periode van milieubescherming voor elk onderdeel is onderworpen aan een eigen teken.

7. GARANTIE

De garantieperiode van dit product bedraagt 18 maanden en de bevoegdheid is niet overdraagbaar.

Vanaf de aankoopdatum geniet je binnen de garantietermijn van gratis garantie met geldige documenten.

(Uiterlijke verschijning wordt niet gedekt.)

Vrijwaring:

1. Onopzettelijke schade, oneigenlijk gebruik of transport;
2. Onjuist onderhoud;
3. Bediening zonder de handmatige instructies te volgen;
4. Kan geen formeel aankoopcertificaat overleggen;

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese

Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met

dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig gemarkeerd, mogen niet bij het

normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor

recycling van elektrische en elektronische apparaten.

VERWIJDERING VAN BATTERIJEN



Li-Ion

Om uiteindelijk de gevaren voor de gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken levensduur van het product, de wetgeving inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de richtlijn betreffende afgedankte batterijen vereisen dat u dit product weggooit bij een geschikt inzamelpunt waar het naartoe wordt gestuurd, zodat de batterijen kunnen worden verwijderd en het op de juiste wijze kan worden gerecycled. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering hiervan in uw regio.

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Fabrikant: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Adres: ROOM C705, NO.1 GUANTANG ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, SUZHOU City, JIANGSU PROVINCE, CHINA.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support


MASSAGEVISTAN

BOOSTER M2-C

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASSAGEVISTAN



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Tack för att du valde vår boostermassagepistol. Innan du använder den, vänligen läs den här bruksanvisningen noggrant för att säkerställa att den fungerar korrekt och spara den för framtiden referens.

Huvud funktioner:

Lindrar muskelömheter, stimulerar blodcirkulationen, lindrar stelhet i halskotan och förbättrar muskelåterhämtningen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

För att undvika skador, fel, elektriska stötar, brand, dödsfall och andra skador på utrustningen, läs instruktionerna och varningarna noggrant.

FÖRBUD

1. Minderåriga är förbjudna att använda denna produkt. Det är ingen leksak.
2. Förbjud att lägga denna produkt i vatten. Om den faller i vattnet av misstag, skicka den för inspektion i tid.
3. Förbjud att placera denna produkt nära eller i elden.
4. Förbjud att använda den på huvud, hals, hjärta eller könsorgan.
5. Förbjud att använda den på ben. Använd den endast på mjuka vävnader när du inte känner smärta eller obehag.
6. Förbjud att använda icke-originalladdare för att ladda produkten, annars kan det orsaka brand.
7. Förbjud att tappa produkten avsiktligt.
8. Förbjud att ta bort skruvarna eller försök att demontera produkten.
9. Produkten är inte ett alternativ eller komplement till medicinsk behandling. Om du känner smärta, genomgå medicinsk behandling eller använder någon annan medicinsk utrustning, kontakta din läkare innan du använder denna produkt.
10. Förbjud att placera fingrar, hår eller andra kroppsdelar nära baksidan av massagehuvudena i händelse av squashing.



Rör inte denna del när maskinen körs utan massagehuvudena som installeras.



Rör inte denna del när maskinen körs med massagehuvuden installerade.

VARNING

Om du har någon av följande situationer eller några hälsorelaterade problem, kontakta din läkare innan du använder denna produkt.

1. Graviditet, diabetes, psykisk störning, näthinneskador och andra komplikationer.
2. Pacemakeranvändning, nyligen genomförd operation, epilepsi, migrän, utskjutande länddisk och spondylolistes.
3. Nyligen genomförd ledplastik, placering av intrauterin preventivmedel, implantation av metalledar eller andra bekymmer om din egen kropp.


Pågående forskning om effekten av vibrationsträning mot specifika medicinska sjukdomar kan minska antalet kontraindikationer. Praktisk erfarenhet visar att vibrations-träning-kombinerad behandling i många fall också är en effektiv medicinsk vägledning.

Det måste dock göras med läkares råd.

1. PRODUKTINTRODUKTION

Snabbfrigörande massagehuvud

Kontrollpanel



MESSAGEHUVUD



Runt huvud

För massage och avslappning av stora muskelgrupper.



Runt huvud

För muskelmassage och avslappning av hela kroppen.



Spinal huvud

För ryggradsmassage. Stark intensitet



Luftkuddehuvud

För mjukvård och hel kroppsavslappning.



Platt huvud


För massage och avslappning av stora muskelgrupper.



Kulhuvud

För smärtpunktsavslappning. Stark intensitet.

2. BRUKSANVISNING



ANVÄNDNING AV MULTIFUNKTIONSKNAPP

- Slå på strömbrytaren till ON och enheten är påslagen.
- Långt tryck på multifunktionsknappen i 2 sekunder för att byta läge (standardläge / automatiskt läge):
 - Under standardläget: tryck kort på justeringsväxeln och lägg till en växel varje gång du trycker på den. Den sista är AI intelligent vibrationsläge.
 - Under autoläget: kort tryck för att justera vibrationsläget och växla ett läge varje gång du trycker. Fyra lägen justerbara (fade-out vibration, crescendo vibration, våg vibration).

LADDNING

Laddningsporten finns på botten av massagepistolens handtag.

- Ladda batteriet helt för första användningen.
- Stäng av den när du laddar.
- Anslut strömförsörjningen. Laddningsindikatorerna blinkar i tur och ordning och det visar att maskinen laddas.
- När strömdisplayen vänder till 100 % betyder det att batteriet är fullt.
- Flytta inte maskinen när den laddas.

3. SPECIFIKATIONER

Produktnamn: Muskelmassagepistol	Laddningsgränssnitt: DC, 18V 1A 
Typ: BOOSTER M2-C	Batterikapacitet: 2500mAh
Nominell ingång: 100-240V~50/60Hz	Slaglängd: 10 mm

4. Vanliga frågor

KAN INTE SLÅ PÅ

a. Låg temperatur:

Att hålla massagepistolen under 0 °C under lång tid kommer att minska batteriets aktivitet och förhindra normal funktion. Produkten kan inte fungera normalt medan den är strömförsörjd på.

Lösningar: Lagg produkten i två timmar vid en temperatur över 0 °C, eller höj maskinens temperatur snabbt med en hårtork.

b. Låg batterinivå:

När batteriet är lågt eller användaren inte laddar det under en längre tid, kommer batteriet att gå in i skyddsläget för lågt batteri. Produkten kommer inte att fungera normalt vid denna tidpunkt när du startar den igen.

Lösningar: Stäng av den med laddaren ansluten. Se till att den är fulladdad och att den kan fungera normalt.

FELSÖKNING	
Lite onormalt buller under användning	Lätt brus är ett normalt fenomen under den nya maskinen. Om ljudet blir högre efter en tids användning, skicka det för inspektion.
Batteri gör det inte ladda	Byt ut batteriet, för att batteriet åldras eller har dålig kontakt.

5. UNDERHÅLL

- När du inte använder produkten under en längre tid, stäng av den och håll ström samtidigt som du förvarar den. Förvara den på en säker, sval och torr plats.
- Ladda produkten vart halvår om du inte använder den under en längre tid. Att hålla elektricitet förhindrar batteriskador på grund av fläckar.
- Välj neutralt tvättmedel och mjuk trasa för dagligt underhåll. Använd inte motorolja, organiska lösningsmedel eller andra kemikalier för rengöring. d. Stäng av strömmen efter att du har använt produkten eller innan du rengör produkten.
- Produkten ska vara väl fixerad under transport. Undvik våldsamma vibrationer, kollision, rullning och fall.

6. MILJÖSKYDD

Kasta inte denna produkt tillsammans med hushållsavfallet när dess livslängd är slut.

Lägg denna produkt i papperskorgen som utsetts av regeringen eller skicka den här produkten tillbaka till tillverkarens servicecenter. Servicecentrets personal kommer

återvinna den på ett miljövänligt sätt.

a. Namn och innehåll av skadliga ämnen i produkten

Delnamn	Giftiga och skadliga ämnen och grundämnen					
	Pb	Hg	CD	Cr(Ⅵ)	FN	PBDE
Skal	•	•	•	•	•	•
Kretskort	×	•	•	•	•	•
Metalldelar	×	•	•	•	•	•
Gummidelar	•	•	•	•	•	•
Adapter	×	•	•	•	•	•
Anslutningar	•	•	•	•	•	•
Handtagsskydd	•	•	•	•	•	•

Denna blankett är baserad på reglerna i SJ/T 11364.

O: Innehållet av skadliga ämnen i alla delar uppfyller de begränsade kraven i GB/T 26572.

X: Innehållet av skadliga ämnen i minst en del överskrider begränsningen i GB/T 26572.

b. Användningsperiod för miljöskydd

Tidsgränsen för miljöföroreningar, allvarliga skador på människor och egendom eller läckage av giftiga och skadliga ämnen är 10 år vid normal användning enligt beskrivningen i denna manual.



Detta tecken indikerar att miljöskyddsperioden för denna produkt är 10 år vid normal användning. Vissa komponenter kan också ha miljöskyddsperiodskyttar. Den specifika miljöskyddsperioden för varje komponent ska vara föremål för ett eget tecken.

7. GARANTI

Garantiperioden för denna produkt är 18 månader och behörigheten kan inte överföras.

Från inköpsdatumet får du gratis garanti inom garantiperioden med giltiga dokument. (Ytre utseende täcks inte.)

Varning:

1. Oavsiktlig skada, felaktig användning eller transport;
2. Felaktigt underhåll;
3. Användning utan att följa de manuella instruktionerna;
4. Kan inte tillhandahålla formellt köpbevis;

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU.

Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU.

Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

AVFALLSHANTERING AV BATTERI



Li-Ion

Att minimera riskerna för hälsa och miljö i slutet av detta

produktens livslängd, lagar som handlar om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och direktivet om avfallsbatterier kräver att du kasserar denna produkt till en lämplig insamlingsanläggning dit den kommer att skickas för att ta bort batterierna och för lämplig återvinning. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.

FCC-INFORMATION

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med ett eller flera av följande

åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Tillverkare: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Address: ROOM C705, NO.1 GUANTANG ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, SUZHOU City, JIANGSU PROVINCE, KINA.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support