

EN
FR
DE

WITHINGS

PRODUCT GUIDE

INSTRUCTIONS FOR USE

EN – US & NON-US REGIONS

Content

2-3

INTRODUCTION

Important notice

DISCLAIMER

About the Withings U-Scan Reader
About the Withings U-Scan System
Warnings & safety notice

THE WITHINGS U-SCAN SYSTEM

Overview

U-Scan Reader Box content
U-Scan Cartridge Box content

Component names and functions

Withings U-Scan Reader
Status Light
Button

SETUP PROCESS

1 – Download the Withings App
and create a Withings account
2 – Open your Withings U-Scan Reader
3 – Charge your Withings U-Scan Reader
4 – Pair and link your U-Scan Reader
5 – Cartridge installation
6 – Toilet installation

4 HOW TO PERFORM A URINALYSIS

4 Measurement Plan
Using the automatic measurement
4 Launching a manual measurement

4 MAINTENANCE

5 Cleaning and maintenance
Troubleshooting
6 Wireless information

7 GENERAL INFORMATION

7 Technical specifications
7 Disposal
European Union – Declarations

8 of Conformity
8 Federal Communication Commission
10 interference statement

11 Warranty

12 Security

Equipment symbol description

18 EN

18

19

19

20

21

22

23

24

24

25

24

25

26

26

26

27

Introduction

Disclaimer

EN

Important notice

Thank you for choosing Withings U-Scan Reader. Before using Withings U-Scan Reader, review the information in this guide. You may also find this guide online at <https://www.withings.com/guides>

Retain this documentation for future reference. Installation instructions are available within the Quick Start Guide provided alongside this Product guide.

Please contact Withings when in need of assistance for setting up, using or maintaining the device or to report unexpected operations or events.

Information in this guide may change without notice. You will need an iOS (15.0 or higher) or Android (8.0 and higher) tablet or smartphone to install your Withings U-Scan Reader. Thereafter, the device can be used without your mobile device on you, thanks to the Wi-Fi and Bluetooth® connections. While it is possible to launch a measurement without a mobile device, the use of a mobile device is required for the installation of the Withings U-Scan Reader, and to synchronize and consult your results.

About the Withings U-Scan Reader

The Withings U-Scan Reader is an automatic at-home urine analyzer. Used in conjunction with Withings U-Scan Cartridges, it is intended to be used for tracking levels of a variety of urinary parameters.

Measurement results are displayed in the Withings App.

About the Withings U-Scan System

In order to use the Withings U-Scan System, you need to have the Withings U-Scan Reader and a Withings U-Scan Cartridge.

Then, you must create an account on the Withings App. Once you have installed the Withings App and created your account, you will need to connect/pair your device via Bluetooth. Once the device is connected, please follow the installation instructions. Please refer to the "Setup Process" section for details on how to accomplish the steps above.

The Withings U-Scan Reader is equipped with Bluetooth Low Energy (BLE) and Wi-Fi connectivity. The test results are transmitted by Wi-Fi, as a result the Withings U-Scan Reader cannot be used without a functional Wi-Fi connection.

Warnings & safety notice

Before using this equipment, be sure to read this manual carefully. Withings U-Scan Reader is not a medical device, and is not intended for use in the diagnosis, treatment or monitoring of any control of disease condition. Self-diagnosis and self-treatment can be dangerous. Always consult your doctor in case of questions or doubts.

- Withings U-Scan Reader is only compatible with Withings U-Scan Cartridges.
- The data provided is for informational purposes only, and is not intended to replace the results of laboratory medical analysis tests.
- This device is intended for adults only.
- Samples to be used with the Withings U-Scan Reader device are exclusively human urine.
- Do not use Withings U-Scan Reader if it is damaged. Use of a damaged device could cause injury or equipment failure.
- Do not try to repair or modify this equipment yourself. Do not open or disassemble the device for battery replacement.
- Follow the cleaning and maintenance instructions provided in this guide. Use of cleaning agents other than specified in this manual may damage the device.
- The power cable of the charger may cause strangulation due to excessive length. Keep it away from children and pets.

- Follow the operational and storage conditions indicated in the technical specifications section of this manual. Otherwise, measurement accuracy may be impacted.
- Do not use accessories, detachable parts, or materials that are not described in this guide. Use of parts and components other than those specified or provided by Withings could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and resulted in improper operation. To plug the station, use the provided power cord.
- Do not conduct a test when the Withings U-Scan Reader is charging.
- Do not conduct a test when the Withings U-Scan Reader is not properly closed.
- Do not conduct tests while having periods. Blood might contaminate the fluidic circuit.
- Certain substances or intakes can affect the accuracy of the results, so please refer to the Withings U-Scan Cartridge instruction manual.
- Do not expose the Withings U-Scan Reader to strong impact or vibrations (ie: dropping or shaking).

EN

EN

U-SCAN READER Box content



Withings U-Scan Reader



Withings U-Scan Station



Toilet Clip (sizes: S, M, L)



Quick start guide
and product guide



USB-C Power cable

U-SCAN CARTRIDGE Box content

EN



Withings U-Scan Cartridge



Protective gloves



Cleanser powder




Product guide

If something is missing,
please contact support.withings.com

EN

WITHINGS U-SCAN READER


Inside view



WITHINGS U-SCAN READER

Back view

EN



EN

STATUS LIGHT

General

Blue breathing		Waiting for App installation
Blue continuous		Installation ongoing
Red continuous		Error
Green continuous		Success

Manual Launch

Green slow blinking		Ready to collect
Green continuous		Enough urine collected
Red continuous		Fail collecting enough urine

Charge (when plugged)

Orange continuous		Battery charging
Green continuous		Battery charged

BUTTON

1 second = 1 flash on the device.

Wake Up	1-second press, the led flashes blue if the device is not installed yet, green otherwise
Factory Reset	10-seconds press, the led will turn red after those 10 seconds then do 5 short presses
Hard Reset	20-seconds press, the led will turn red after 10 seconds

EN

EN

1 – Download the Withings App and create a Withings account


Download and install the Withings App on your phone before the first use. Follow the on-screen instructions to (1) sign in with your existing Withings account or (2) create a new Withings account.



2 – Charge your Withings U-Scan Reader

To charge the Withings U-Scan Reader, first plug in the Withings U-Scan Station with the supplied USB-C cable and follow these steps:

1. Place the Withings U-Scan Reader inside of the Withings U-Scan Station,
 - a. The sample collection point should face downward with the shell side aligned with the charging wall of the Withings U-Scan Station




2. Close the Withings U-Scan Station.

3. You can see the status light of the Withings U-Scan Reader through the lid of the Withings U-Scan station. It will turn orange as it charges and green once charged, and you will receive a notification once your device is fully charged.

3 – Open your Withings U-Scan Reader

To open the Withings U-Scan Reader, hold it between your two palms with the smooth side facing up, press and rotate the cover in a counterclockwise direction with your upper palm.

Opening the Withings U-Scan Reader will allow you access to the power button, which will be required during installation.



EN

EN

4 – Pair and link your Withings U-Scan Reader

Once connected to your Withings account, you must install your device in the Withings App.

To install your device, follow these steps:

1. Open the Withings App.
2. Go to the Devices tab and click on the “+” icon in the top right corner.
3. Tap U-Scan and then “Install.”
4. If the device is asleep, press and hold the power button for one second.
5. The status light of your device will start to glow blue when the device is ready to connect with your phone.

6. The Withings App will search for your device via Bluetooth and once it is found, you will be offered to pair your Withings U-Scan Reader with your mobile device.

7. Tap “Accept” to pair your device.

The status light will turn solid blue when the device is connected.

8. Once you have agreed to pair the Withings U-Scan Reader, it will update its internal firmware. Wait for the update to complete and you will then be prompted to connect your device to your Wi-Fi network.

5 – Cartridge installation



To install the Cartridge, follow these steps:

1. Open the Withings U-Scan Reader.
2. Remove your Withings U-Scan Cartridge from its packaging and insert the Cartridge into the Reader.
3. While gently pushing down, rotate the Cartridge in either direction until you feel it lock in place with the Reader.

4. The status light will change from blue to green to confirm that the Cartridge has been activated and ready to use.

5. To close the device, hold it in your palm with the smooth side facing up and turn the Withings U-Scan Reader cover clockwise.

EN



EN

6 – Toilet installation

To install the Withings U-Scan Reader with your toilet, follow these steps:




1. If not already closed, hold the Withings U-Scan Reader in your palm, with the smooth side facing up and the metal anchor point facing inward.
2. Close the device by turning the Withings U-Scan Reader cover clockwise.

3. The Withings App will ask you what type of toilet you have. This information will allow you to define which size toilet clip you will have to use.

4. Attach the toilet clip to the metal anchor point by sliding the anchor point into the smaller slot of the clip to ensure a secure fit. If the device doesn't slide then the clip is facing the wrong direction.

5. Once the toilet clip has been correctly attached, lift up the toilet seat and attach the clip to the front/center of the toilet rim.

EN



How to perform a urinalysis

EN

Measurement Plan

Upon purchasing the Withings U-Scan Reader, you will gain access to various subscription models that determine the frequency of measurements you can perform each week.

During the onboarding process, you will be prompted to complete your U-Scan Health Profile.

This allows the Withings U-Scan to better understand your health and lifestyle, which will assist you in achieving your health goals. Depending on the Cartridge you are using and your Health Goal, we will suggest you perform measurements on specific days of the week and specific times of the day. Some tests will need to be carried out as soon as you wake up or at the end of the day after your last meal.

Using your habits information and the information you provide on your Health Profile, a personalized measurement plan will be created to best respond to your needs. The frequency of the Withings U-Scan Cartridge delivery will fit the frequency of measurement decided during the Withings U-Scan Reader purchase.

We recommend adhering to the measurement plan provided in the Withings App. Nevertheless, you will still have the flexibility to launch manual measurements outside of your prescribed plan.

There are two different ways to launch a measurement with the Withings U-Scan System: automatic and manual.



You will receive the results 20 minutes maximum after the end of the sample collection for either measurement method. Depending on your results, nutritional and exercise-related advice will be available to you in the App in order to improve your routine.

Using the automatic measurement

When you choose the automatic measurement option, the Withings U-Scan Reader will activate to receive a sample based on the measurement windows that you have chosen in the app. The mode can be activated either at the end of the Cartridge installation process or in the settings of your device in the Withings App.

Please note that U-Scan samples will be collected only during the measurement windows chosen in your measurement plan. Make sure that you are aware of these measurement windows before using the toilet to collect a sample. If you are unsure, please check the Withings App to view the details of your measurement windows.

Please note that the Withings U-Scan Readers automatic measurement can distinguish between two individuals of opposite sexes based on differences in urine stream patterns. Therefore, we recommend not using this mode if you share your toilet with someone of the same sex.

EN

Launching a manual measurement

We recommend that Withings U-Scan Reader measurements be taken during the measurement windows chosen in your Measurement Plan, but you always have the option to launch a manual measurement at any given time. Please note the scheduling rules of the Measurement Plan given in your Application.

To manually launch a measurement, follow these steps:

1. Open the Withings App.
2. Tap your U-Scan Mission card on the Home tab.
3. Select “Launch Measurement.” Make sure that you keep your mobile device close to the Withings U-Scan Reader during this process.
4. Once the Withings U-Scan Reader is found via Bluetooth, confirm your selection of tests and proceed to urinate.
5. When you start a manual measurement, your device will be able to collect a test sample for a maximum window of 2 minutes. The status light will be green blinking while waiting for the test sample and turn green continuous when the sample collection is a success.

Warning:

Please only use mild soap, water, and the cleaning solution provided with the Cartridge to clean the Withings U-Scan Reader. Do not apply any other cleaning products, as they may affect the Withings U-Scan Reader's lifespan and accuracy. Be cautious when cleaning the toilet bowl to avoid accidentally applying any unwanted cleaning products to the Withings U-Scan Reader.

How to clean Withings U-Scan Reader

Daily cleaning

- The device surface is designed to be rinsed with each toilet flush.
- If necessary, you can clean the device with a mild soap. Please avoid any products containing bleach, as they will deteriorate your device.


Deep cleaning

Deep cleaning of the device is highly recommended and will be suggested by the app after 3 months of use and before each cartridge change. To deep clean your Withings U-Scan Reader, follow the cleaning device process from your app:

1. Use the U-Scan toilet clip to remove the device from the toilets.
2. Put the provided cleaning detergent from the pouch and 2/3 cup (150mL) of water inside the Withings U-Scan Station, according to the level line drawn in the station.
3. Plug in the Withings U-Scan Station.
4. Place the Withings U-Scan Reader with the right position in the Withings U-Scan Station for 5 hours for it to be cleaned (see picture).
5. Remove the Withings U-Scan reader from the Withings U-Scan Station and rinse it under running water. You should hear the device pumping. The end of the rinsing water collection is confirmed by the LED, and the Withings U-Scan reader stops pumping.
6. Dry it with a kitchen or paper towel. Be careful not to use paper toilets, which may block the pumping inlet.
7. Follow the instructions to change the cartridge if necessary.
8. Place the device back in the toilets.

Storing the Withings U-Scan System

Please follow the deep cleaning instructions provided in your app before storing the device. After completing the deep cleaning process with the Withings U-Scan Station, rinse your product under running water for 10 seconds until the LED lights up and the device stops pumping. Ten minutes later, the device will purge the rinsing water, after this step you will be able to store the Withings U-Scan Reader according to the storage conditions - in a dry place and out of direct sunlight.



Cleaning and maintenance

EN

Troubleshooting

If you cannot fix the problem using the following troubleshooting instructions, please contact Withings or visit: withings.com/support.

Problem	Solution
WiFi does not seem to work	The device is out of range from the Wi-Fi source. Please get your smartphone and device closer to your Wi-Fi source.
Toilet clip does not fit my toilet	3 different sizes of toilet clips are provided. Try a different size if the one selected does not seem correct.
Bluetooth does not seem to work	Smartphone is out of range. Please bring your smartphone closer to your device. Smartphone's Bluetooth is OFF. Please switch your smartphone's Bluetooth ON.
My results seem incorrect.	Your results may vary depending on the medication, food, or activities you take. See the list of interferences that can affect the results in the manual guide of your cartridge.
The device does not detect my urine.	Make sure to urinate on the device. If it is not responding, try to charge your product thanks to the U-Scan Station.
The device does not recognize me.	If Automatic recognition always fails, you might prefer using manual measurement.
I have missed my testing window.	You can launch a manual measurement or wait until your testing window is open. Your test will be automatically rescheduled.

General information

22 - 23

EN

Wireless information

Mode	Frequency Band (MHz)	Maximum Output Power (dBm)
BT LE	2402-2480	9
WLAN	2412-2472	20

Wireless Specifications

Wireless Technology	Bluetooth BLE
Version	Supported BT5.1
Operation Frequency	2402MHz - 2480MHz
Transmission power	-0.65 (max)
Modulation	GFSK
Receiver sensitivity	-96dBm

The wireless communication of the device is supported by BLE and Wi-Fi communication. The communication is encrypted through an exchange of a paired key and established between the device and the Withings Application for BLE and Wi-Fi.

The communication latency between the device and the Withings Application takes less than 10 seconds when the device and the smartphone are less than 16 feet (5 meters) apart.

The communication between the device and the Withings Application is not modified with sources of interference located within 5 meters.

Technical specifications

Product Name: Withings U-Scan Reader

Model: WPA02

Dimension: 93 x 33 mm

Weight: 134 grams

Power source: Powered by a 3.8 Vdc Lithium-ion battery (use the wireless charging U-Scan Station included).

DC 5V 1A power adapter (not included)

USB C input connector

WPC Qi 1.2 charge

DC 5V power adapter with a minimum power of 3W and a

maximum power of 5W (not included).

100-200kHz operation (pre Qi standard)

TX power output 3W

Battery life: 3 months battery life after fully charged

Operating Conditions:

- indoor use;
- altitude up to 2,000 m;
- temperature 5 °C to 40 °C / 41°F to 104°F;
- maximum relative humidity of 80% for temperatures up to 31 °C decreasing linearly to 50 % relative humidity at 40°C;

Water and splash resistant: Yes

Storage Conditions:

- Temperature range: -25°C to 70°C / -13°F to 158°F
- Humidity range: 20% to 90
- %Pressure range: 700-1060hPa

Expected product life: 2 years

IP protection level: IP45

Withings U-Scan Station Usage Recommendations and Warnings

Product Name: Withings U-Scan Station

Model: SWPA01

Withings U-Scan Station Placement and Connection:

- Plug the Withings U-Scan Station in a dry place. Ensure that the environment around the station remains dry.
- Never immerse the Withings U-Scan Station: To avoid damaging the station, ensure that the USB-C port and the base of the Withings U-Scan Station are never in contact with water, whether during filling or usage.

Before plugging in the Withings U-Scan Station:

- Check that there are no traces of water in the USB-C port.
- Inspect the Withings U-Scan Station to ensure there are no cracks, scratches, or signs of deterioration. If any damage is visible, do not use the station.

Using the Withings U-Scan Station:

- Monitor the temperature: Use the Withings U-Scan Station in a room with an ambient temperature (0-30°C).
- Charging issues: If the Withings U-Scan Reader does not charge properly, immediately remove it from the Withings U-Scan Station, check that no water has entered the product and that it is properly closed to ensure it remains watertight.
- If no moisture is detected, unplug and replug the Withings U-Scan Station, and reinsert the Withings U-Scan Reader.

Unplug after use: Always unplug the Withings U-Scan Station from the power source after use.

Do not open or disassemble the Withings U-Scan Station. Any attempt to disassemble may compromise its functionality and result in safety risks.

In case of any issue, please contact customer support.

Failure to follow these recommendations may compromise the proper functioning of the Withings U-Scan Reader and Station. Withings will not be held responsible for any consequences that may arise.

European Union – Declaration of Conformity

Withings hereby declares that the Withings U-Scan Reader and Station are in conformity with the essential requirements of applicable EU Directives and Regulations.

The full text of the declaration of conformity can be found at: withings.com/compliance.

Disposal

Actuation of European directive 2012/19/EU, for a reduction in the use of dangerous substances in the electric and electronic devices and for garbage disposal.

The symbol applied on the device or its packaging means that at the end of its useful life, the product must not be disposed of with domestic waste.

At the end of the device's useful life, the user must deliver it to a collection center for electric and electronic garbage, or return it to the retailer when purchasing a new device. Disposing of the product separately prevents possible negative environmental and health consequences deriving from inadequate disposal.

It also allows the recovery of materials it is composed of to save energy and resources and avoid negative effects on the environment and health.

In case of abusive disposal of devices by the user, will be applied administrative endorsements in compliance with current standards. The device and its parts must be disposed of as appropriate, in accordance with national or regional regulations.



Need help?

➔ withings.com/support

Federal Communication Commission interference statement

FCC ID Withings U-Scan Reader: XNAWPA02

FCC ID Withings U-Scan Station: XNASWPA01

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Country Code selection feature to be disabled for products marketed to the US/CANADA

Distance between user and device during use: 10 cm

General information

EN

Warranty

Withings Two (2) Years Limited Warranty - Withings U-Scan

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE ("Withings") warrants the Withings-branded product ("Withings Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Withings' published guidelines include, but are not limited to, information contained in this guide or Quick Start Guide.

Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free.

Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

AU: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.

You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Security

Withings recommends that you add a passcode (personal identification number [PIN]), Face ID or Touch ID (fingerprint) to your phone to add a layer of security. It is important to secure your phone since it will be storing personal health information.

Users should follow the password and two-factor authentication guidelines when logging into the Withings App.

Users will also receive additional update notifications on the device via the Withings App, and updates are delivered wirelessly, encouraging rapid adoption of the latest security fixes. Users are able to see the currently installed firmware on the Withings App, under Devices > U-Scan.

This tab also indicates if an update is available.

- Do not install the device on a smartphone that you do not own.

- Do not use a public wifi network you are unfamiliar with. Use a trusted Wi-Fi network with your device.

- Withings also recommends upgrading your Withings App when an upgrade is available.

- The Withings Mobile App is not intended to be used on a computer. No anti-virus software is needed.

- Only use official app stores to download the Withings App. If in doubt, use the link go.withings.com.

Equipment symbol description

26 - 27

EN



Catalog number



Serial Number



Consult instructions for use or consult electronic instructions for use



Model Number



This product complies with the essential requirements of applicable EU Directives and Regulations



Regulatory Compliance Mark (RCM) with ACMA's labeling requirements



Humidity limitation



Temperature limit



Atmospheric pressure limitation



Direct current

IP45

Protected against solid foreign objects of 1,0 mm ø and greater
Protected against water jet from all directions



Do not dispose of this product as unsorted municipal waste, take it to electronic recycling.



Do not use if the package is damaged and consult instructions for use



Packaging recyclable



Packaging recyclable



Packaging recyclable



California Energy Commission (CEC) compliant



Contains Bisphenol A and Lead, substances recognized by the State of California as causing reproductive harm. www.P65Warnings.ca.gov

GUIDE UTILISATEUR

FR – RÉGIONS EUROPE

Contenu

28 – 29

INTRODUCTION	30	INFORMATIONS GÉNÉRALES	49
Remarque importante	30	Informations sans fil	49
AVERTISSEMENT	30	Caractéristiques techniques	50
À propos du lecteur Withings U-Scan	30	Union européenne — Déclaration de conformité	50
À propos du système Withings U-Scan	30	Mise au rebut	51
Avertissements et consignes de sécurité	30	Garantie	52
LE SYSTÈME WITHINGS U-SCAN	33	Sécurité	52
Vue d'ensemble	32	Description des symboles de l'appareil	53
Contenu de l'emballage du lecteur Withings U-Scan	32		
Contenu de l'emballage de la cartouche du U-Scan	33		
Contenu de l'emballage du lecteur			
Withings U-Scan	33		
Lecteur Withings U-Scan	34		
Témoin lumineux	36		
Bouton	37		
PROCÉDURE DE CONFIGURATION	38		
1 – Téléchargez l'application Withings et créez un compte Withings	38		
2 – Ouvrez votre lecteur Withings U-Scan	39		
3 – Chargez votre lecteur Withings U-Scan	39		
4 – Associez et liez votre lecteur U-Scan	40		
5 – Installation de la cartouche	41		
6 – Installation dans les toilettes	42		
COMMENT EFFECTUER UNE ANALYSE D'URINE	44		
Programme de mesure	44		
Utilisation de la mesure automatique	45		
Lancement d'une mesure manuelle	45		
MAINTENANCE	46		
Nettoyage et entretien	46		
Stockage du système Withings U-Scan	47		
Dépannage	48		

Introduction

FR

Remarque importante

Merci d'avoir choisi le lecteur Withings U-Scan. Avant d'utiliser le lecteur Withings U-Scan, veuillez prendre connaissance de ce guide. Ce guide est également disponible en ligne sur <https://www.withings.com/guides>

Conservez cette documentation à titre d'information. Les instructions d'installation sont disponibles dans le guide de démarrage rapide fourni avec ce guide produit. Veuillez contacter Withings si vous avez besoin d'aide pour configurer, utiliser ou entretenir l'appareil ou pour signaler un fonctionnement ou des événements inattendus.

Les informations figurant dans ce guide sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Afin d'utiliser votre lecteur Withings U-Scan, vous devez disposer d'une tablette ou d'un smartphone iOS (version 15.0 ou plus récente) ou Android (version 8.0 ou plus récente). Par la suite, vous pourrez utiliser le produit sans avoir votre mobile sur vous, grâce au Wi-Fi ou au Bluetooth®. Bien qu'il soit possible de lancer une mesure sans appareil mobile, l'utilisation d'un appareil mobile est nécessaire pour l'installation du lecteur Withings U-Scan, ainsi que pour la synchronisation et la consultation des résultats.

Avertissement

À propos du lecteur Withings U-Scan

Le lecteur Withings U-Scan permet d'analyser automatiquement l'urine à domicile. Utilisé avec les cartouches Withings U-Scan, il est destiné à suivre les niveaux de différents paramètres urinaires. Vous pouvez consulter les résultats dans l'application Withings.

À propos du système Withings U-Scan

Pour utiliser le système Withings U-Scan, vous devez disposer du lecteur Withings U-Scan et d'une cartouche Withings U-Scan. Ensuite, vous devez créer un compte sur l'application Withings. Une fois l'application Withings installée et votre compte créé, vous devez connecter/appairer votre appareil via Bluetooth. Une fois l'appareil connecté, suivez les instructions relatives à l'installation. Veuillez vous référer à la partie « Procédure de configuration » pour en savoir plus sur les étapes ci-dessus. Le lecteur Withings U-Scan est équipé d'une connectivité Bluetooth Low Energy (BLE) et Wi-Fi. Les résultats des tests sont transmis par Wi-Fi. Le lecteur Withings U-Scan ne peut donc pas être utilisé sans connexion Wi-Fi opérationnelle.

Avertissements et consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ce manuel d'utilisation.

Le lecteur Withings U-Scan n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à être utilisé pour le diagnostic, le traitement ou le suivi d'une maladie ou d'une pathologie.

L'auto-diagnostic et l'auto-traitement peuvent s'avérer dangereux. Consultez toujours votre médecin en cas de questions ou de doutes.

- Le lecteur Withings U-Scan est uniquement compatible avec les cartouches Withings U-Scan.
- Les données communiquées le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les résultats des analyses médicales de laboratoire.
- Cet appareil est réservé aux adultes.
- Les échantillons destinés à être utilisés avec le lecteur Withings U-Scan sont exclusivement de l'urine humaine.
- N'utilisez pas le lecteur Withings U-Scan s'il est endommagé. L'utilisation d'un appareil endommagé peut provoquer des blessures ou une défaillance matérielle.
- Ne tentez pas de réparer ou de modifier l'appareil vous-même. Veuillez ne pas ouvrir ni démonter l'appareil pour remplacer la batterie.
- Veuillez suivre les instructions de nettoyage et d'entretien fournies dans ce guide. L'utilisation de produits de nettoyage autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut endommager l'appareil.
- Le cordon d'alimentation du chargeur peut provoquer un étranglement en raison de sa longueur excessive. Conservez-le à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
- Respectez les conditions de fonctionnement et de stockage décrites dans la rubrique relative aux caractéristiques techniques de ce manuel car la précision des mesures en dépend.
- N'utilisez pas d'accessoires, de pièces détachables ou de matériaux qui ne figurent pas dans ce guide.

L'utilisation de pièces et de composants autres que ceux spécifiés ou fournis par Withings peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une réduction de l'immunité électromagnétique de cet appareil et entraîner un dysfonctionnement. Pour brancher la Withings U-Scan Station, veuillez utiliser le cordon d'alimentation fourni.

- N'effectuez pas de test lorsque le lecteur Withings U-Scan est en charge.
- N'effectuez pas de test lorsque le lecteur Withings U-Scan n'est pas correctement fermé.
- N'effectuez pas de tests en période de règles. Le sang pourrait contaminer le circuit fluide.
- Certaines substances peuvent diminuer la précision des résultats, veuillez donc vous référer au manuel d'instructions de la cartouche Withings U-Scan.
- N'exposez pas le lecteur Withings U-Scan à des vibrations ou à un choc important (tels qu'une chute ou des secousses).

FR

FR

U-SCAN READER Contenu de l'emballage



Lecteur Withings U-Scan



Station Withings U-Scan



Bras de fixation (tailles : S, M, L)



Guide de démarrage
et manuel d'utilisation



Câble USB-C



U-SCAN CARTRIDGE Contenu de l'emballage



Withings U-Scan Cartouche



Gants protecteurs



Agent nettoyant



Manuel d'utilisation


Si un élément est manquant, veuillez nous
contacter à l'adresse support.withings.com

FR

FR

LECTEUR WITHINGS U-SCAN


Vue intérieure



LECTEUR WITHINGS U-SCAN

Vue arrière

FR



FR

TÉMOIN LUMINEUX

General

Bleu à pulsations lentes		En attente de l'installation de l'application
Bleu continu		Installation en cours
Rouge continu		Erreur
Vert continu		Réussite

Lancement manuel

Vert clignotant lent		Prêt pour le prélèvement
Vert continu pendant 20 s		Mesure en cours
Rouge continu pendant 20s		Échec de collecte de l'urine

Recharge (lorsque l'appareil est branché)

Orange continu		Batterie en charge
Vert continu		Batterie rechargée

BOUTON

Voici les actions possibles, 1 seconde correspond à un clignotement de la LED sur l'appareil :

Réveil de l'appareil	Appui de 1 seconde, la LED devient bleue si l'appareil n'est pas déjà appareillé au téléphone, verte sinon
Restauration des paramètres d'usine	Appui de 10 secondes, la LED devient rouge après ces 10 secondes, puis effectuez 5 pressions courtes
Réinitialisation complète	Appui de 20 secondes, la LED devient rouge après 10 secondes

FR

Procédure de configuration

FR

1 – Téléchargez l'application Withings et créez un compte Withings

Téléchargez et installez l'application Withings sur votre téléphone avant la première utilisation. Suivez les instructions à l'écran pour

(1) vous connecter avec votre compte Withings existant ou (2) créer un compte Withings.



2 – Chargez votre lecteur Withings U-Scan

Pour ce faire, branchez d'abord la Station U-Scan Withings à l'aide du câble USB-C fourni et suivez les étapes suivantes :

1. Placez le lecteur Withings U-Scan dans la Station U-Scan Withings,
 - a. le point de prélèvement de l'échantillon orienté vers le bas et la coque alignée sur la paroi de charge de la station U-Scan Withings.




2. Fermez la Station U-Scan Withings.

3. Vous pouvez voir le témoin lumineux du lecteur U-Scan Withings à travers le couvercle de la Station U-Scan Withings. Il deviendra orange pendant la charge et vert une fois rechargé, et vous recevrez une notification lorsque votre appareil sera entièrement chargé.

3 – Ouvrez votre lecteur Withings U-Scan

Pour ce faire, tenez le lecteur Withings U-Scan entre vos deux paumes, le côté lisse vers le haut, appuyez sur le couvercle et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec votre paume supérieure.



FR

Procédure de configuration

FR

4 – Associez et liez votre lecteur U-Scan

Une fois connecté à votre compte Withings, vous devez installer votre appareil via l'application Withings.

Pour installer votre appareil, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez l'application Withings.
2. Accédez à l'onglet Appareils et cliquez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit.
3. Appuyez sur U-Scan, puis sur « Installer ». Si l'appareil est en veille, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant une seconde.
4. Le témoin lumineux de votre appareil commencera à s'allumer en bleu lorsque l'appareil sera prêt à se connecter à votre téléphone.

5. L'application Withings recherchera votre appareil par Bluetooth et, une fois qu'elle l'aura trouvé, elle vous proposera d'associer votre lecteur Withings U-Scan et votre téléphone.
6. Appuyez sur « Accepter » pour associer votre appareil. Le témoin lumineux deviendra bleu fixe lorsque l'appareil sera connecté.
7. Une fois que vous aurez accepté d'associer le lecteur Withings U-Scan, celui-ci mettra à jour son micrologiciel interne. Attendez que la mise à jour soit terminée. Vous serez ensuite invité à connecter votre appareil à votre réseau Wi-Fi.

5 – Installation de la cartouche



Pour installer la cartouche, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez le lecteur Withings U-Scan..
2. Retirez la cartouche Withings U-Scan de son emballage et insérez-la dans le lecteur.
3. Tout en appuyant délicatement, tournez la cartouche dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle s'enclenche dans le lecteur.

4. Le témoin lumineux passe du bleu au vert pour confirmer que la cartouche a été activée et est prête à l'emploi.

5. Pour fermer l'appareil, tenez-le dans votre paume en maintenant le côté lisse vers le haut et tournez le couvercle du lecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.

FR



Procédure de configuration

FR

6 – Installation dans les toilettes

Pour installer le U-Scan dans vos toilettes, suivez les étapes suivantes :




1. Tenez le lecteur Withings U-Scan dans votre paume, face lisse vers le haut et point d'ancrage métallique vers l'intérieur.
2. Fermez l'appareil en tournant le couvercle du lecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.

3. L'application Withings vous demandera d'indiquer votre type de toilettes. Cette information vous permettra de définir la taille du bras de fixation à utiliser.

4. Fixez le bras de fixation au point d'ancrage métallique en faisant glisser le point d'ancrage dans la plus petite fente du clip pour garantir un bon maintien. Si l'appareil ne glisse pas, cela signifie que le clip est orienté dans la mauvaise direction.

5. Une fois le bras de fixation correctement fixé, soulevez la lunette des toilettes et fixez le clip à l'avant/au centre du rebord des toilettes.

FR



Comment effectuer une analyse d'urine

FR

Programme de mesure

Lors de l'achat du lecteur Withings U-Scan, vous aurez accès à différents types d'abonnement qui déterminent la fréquence des mesures que vous pouvez effectuer chaque semaine.

Au cours du processus d'installation, vous serez invité à remplir votre profil de santé U-Scan. Cela permettra à Withings U-Scan de mieux comprendre votre santé et votre mode de vie, ce qui vous aidera à atteindre vos objectifs de santé. En fonction de la cartouche que vous utilisez et de votre objectif de santé, nous vous suggérons d'effectuer des mesures certains jours spécifiques de la semaine et à des moments spécifiques de la journée. Certains tests devront être effectués dès votre réveil ou en fin de journée après votre dernier repas.

En utilisant les informations concernant vos habitudes et les informations que vous fournissez sur votre profil de santé, un programme de mesure personnalisé sera créé pour répondre au mieux à vos besoins. La fréquence de livraison des cartouches Withings U-Scan correspondra à la fréquence de mesure décidée lors de l'achat du lecteur Withings U-Scan.

Nous vous recommandons de respecter le programme de mesure fourni dans l'application Withings. Néanmoins, vous aurez toujours la possibilité de lancer des mesures manuelles en dehors de votre programme.

Il existe deux façons différentes de lancer une mesure avec le système Withings U-Scan : automatique et manuelle.



Vous recevrez les résultats au maximum 20 minutes après la fin du prélèvement de l'échantillon pour l'une ou l'autre méthode de mesure. En fonction de vos résultats, des conseils de nutrition et d'activité physique seront à votre disposition dans l'application pour améliorer votre routine.

Utilisation de la mesure automatique

Lorsque vous choisissez l'option de mesure automatique, le lecteur Withings U-Scan s'active pour recevoir un échantillon en fonction des créneaux de mesure que vous avez choisis dans l'application. Le mode peut être activé soit à la fin du processus d'installation de la cartouche, soit dans les paramètres de votre appareil dans l'application Withings.

Des échantillons de U-Scan seront prélevés uniquement lors des créneaux de mesure choisis dans votre programme de mesure. Assurez-vous de bien connaître ces créneaux de mesure avant d'utiliser les toilettes pour prélever un échantillon. En cas de doute, veuillez consulter l'application Withings pour afficher les détails de vos créneaux de mesure.

Veuillez noter que la mesure automatique du lecteur Withings U-Scan peut faire la distinction entre deux individus de sexes opposés en fonction des différences de flux urinaires. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas utiliser ce mode si vous partagez vos toilettes avec une personne du même sexe.

Lancement d'une mesure manuelle

Nous vous recommandons de prendre des mesures U-Scan pendant les créneaux de mesure choisis dans votre programme de mesure, mais vous avez toujours la possibilité de lancer une mesure manuelle à tout moment. Veuillez lire les règles de reprogrammation automatique de votre programme de mesure dans votre application.

Pour lancer une mesure manuelle, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez l'application Withings.
2. Appuyez sur votre carte U-Scan Mission dans l'onglet Accueil.
3. Sélectionnez « Lancer la mesure ». Gardez bien votre téléphone portable près du lecteur Withings U-Scan pendant ce processus.
4. Une fois le lecteur trouvé via Bluetooth, lancez la mesure et urinez.
5. Lorsque vous démarrez une mesure manuelle, votre appareil peut prélever un échantillon de test pendant un créneau maximal de 2 minutes. Le témoin lumineux deviendra vert clignotant en attendant l'échantillon de test et deviendra vert continu lorsque la collecte d'urine est suffisante.

FR

Nettoyage et entretien

Attention :

FR

Utilisez uniquement du savon doux, de l'eau et la solution de nettoyage fournie avec la cartouche pour nettoyer le U-Scan. N'appliquez pas d'autres produits de nettoyage, car ils pourraient diminuer la durée de vie et la précision du U-Scan. Soyez prudent lorsque vous nettoyez la cuvette des toilettes pour éviter d'appliquer des produits de nettoyage indésirables sur le U-Scan.

Comment nettoyer le lecteur Withings U-Scan

Nettoyage quotidien

- La surface de l'appareil est conçue pour être rincée à chaque chasse d'eau.
- Si nécessaire, vous pouvez nettoyer l'appareil en utilisant un savon doux. Veuillez éviter les produits contenant de l'eau de Javel, qui endommageront votre appareil.

Nettoyage complet


Un nettoyage complet de l'appareil est fortement recommandé et sera suggéré par l'application après 3 mois d'utilisation et avant le remplacement de la cartouche. Pour un nettoyage complet de votre Withings U-Scan, suivez le processus de nettoyage de l'appareil depuis votre application :

1. Utilisez le bras de fixation du lecteur Withings U-Scan pour retirer l'appareil des toilettes.
2. Versez le détergent fourni et 150 ml d'eau dans la station Withings U-Scan, en fonction du niveau indiqué sur la Station.
3. Branchez la station Withings U-Scan.
4. Placez le lecteur Withings U-Scan dans la bonne position à l'intérieur de la station U-Scan pendant 5 heures afin qu'il soit nettoyé (voir image).
5. Retirez le lecteur Withings U-Scan, rincez-le à l'eau courante. Vous devriez entendre l'appareil pomper. La fin de la collecte d'eau de rinçage est validée par la LED et le lecteur Withings U-Scan s'arrête de pomper.
6. Séchez-le à l'aide d'un torchon ou d'un essuie-tout. N'utilisez pas de papier toilette, qui risquerait de bloquer l'entrée de pompage.
7. Suivez les instructions pour remplacer la cartouche si nécessaire.
8. Remplacez l'appareil dans les toilettes.

Stockage du système Withings U-Scan

FR

Veuillez suivre les instructions de nettoyage complet fournies par votre application avant de stocker votre appareil. Après avoir terminé le processus de nettoyage complet avec la station Withings U-Scan, rincez votre produit à l'eau courante jusqu'à ce que la LED s'allume et l'appareil s'arrête de pomper. Dix minutes plus tard, l'appareil purgera l'eau de rinçage. Après cette étape, vous pourrez stocker le U-Scan selon ses conditions de stockage : dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.



Nettoyage et entretien

Dépannage

FR Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant les instructions de dépannage suivantes, veuillez contacter Withings ou consulter le site suivant : withings.com/support.

Problème	Solution
Le Wi-Fi semble ne pas fonctionner	L'appareil est hors de portée de la source de Wi-Fi. Veuillez rapprocher votre smartphone et l'appareil de la source de Wi-Fi.
Le bras de fixation n'est pas compatible avec mes toilettes	Trois tailles différentes de bras de fixation sont fournies. Essayez une taille différente si celle sélectionnée ne semble pas correcte.
Le Bluetooth semble ne pas fonctionner	Le smartphone est hors de portée. Veuillez rapprocher votre smartphone de l'appareil. Le Bluetooth du smartphone est désactivé. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
Mes résultats semblent incorrects.	Vos résultats peuvent varier selon plusieurs facteurs (médicaments, nourriture ou activités). Voir la liste des interférences pouvant altérer les résultats dans le guide utilisateur de la cartouche.
L'appareil ne détecte pas mon urine.	Assurez-vous d'uriner sur l'appareil. S'il ne répond pas, essayez de charger votre produit à l'aide de la station U-Scan.
L'appareil ne me reconnaît pas.	Si la reconnaissance automatique échoue systématiquement, utilisez plutôt la mesure manuelle.
J'ai raté ma fenêtre de test.	Vous pouvez lancer une mesure manuelle ou attendre l'ouverture de votre fenêtre de test. Votre test sera automatiquement reprogrammé.

Informations générales

48 – 49

Informations sans fil

Mode	Bande de fréquences (MHz)	Puissance de sortie maximale (dBm)
BT LE	2402-2480	9
WLAN	2412-2472	20

Spécifications sans fil :

Technologie sans fil	Bluetooth BLE
Version	BT5.1 pris en charge
Fréquence de fonctionnement	2402MHz - 2480MHz
Puissance de transmission	-0.65 (max)
Modulation	GFSK
Sensibilité du récepteur	-96dBm

La communication sans fil de l'appareil est prise en charge par les technologies de communication BLE et Wi-Fi. La communication est chiffrée par le biais de l'échange d'une clé appariée et établie entre l'appareil et l'application Withings pour les connexions BLE et Wi-Fi.

La latence de communication entre l'appareil et l'application Withings est inférieure à 10 secondes lorsque l'appareil et le smartphone se trouvent à une distance de moins de 5 mètres l'un de l'autre.

La communication entre l'appareil et l'application Withings n'est pas altérée par des sources d'interférences situées à moins de 5 mètres.

FR

Informations générales

FR

Caractéristiques techniques

Nom du produit : Lecteur Withings U-Scan
Modèle : WPA02
Dimensions : 93 x 33 mm
Poids : 134 grammes
Alimentation : Alimenté par une batterie lithium-ion de 3,8 V en CC (utilisez la station de charge incluse) et un adaptateur de 5 V en CC avec une puissance minimale de 3 W et une puissance maximale de 5 W (non inclus).
Autonomie : Durée de vie de la batterie de 3 mois après charge complète
Conditions d'utilisation :
 - utilisation à l'intérieur ;
 - altitude jusqu'à 2 000 m ;
 - Température de 5 à 40 °C ;
 - humidité relative maximale de 80 % pour des températures allant jusqu'à 31 °C diminuant linéairement jusqu'à 50 % d'humidité relative à 40 °C ;
Résistant à l'eau et aux éclaboussures : Oui
Conditions de stockage :
 - Plage de température : -25 à 70 °C / -13°F à 158°F
 - Plage d'humidité : 20 à 90 %
 - %Plage de pression : 700 - 1 060 hPa
Durée de vie prévisionnelle du produit : 2 ans
Indice de protection IP : IP45

Recommandations et Avertissements d'Utilisation de la Station Withings U-Scan

Norm du produit : Station Withings U-Scan
 Modèle : SWPA01

Emplacement et branchement de la Station Withings U-Scan:

- Branchez la Station Withings U-Scan dans un endroit sec. Assurez-vous que l'environnement autour de la Station Withings U-Scan reste sec.
- Ne jamais immerger la Station Withings U-Scan. Afin de ne pas nuire au bon fonctionnement de la Station Withings U-Scan, assurez-vous que le port USB-C de la Station Withings U-Scan ainsi que sa base ne soient jamais en contact avec l'eau, que ce soit lors du remplissage ou pendant l'utilisation.
- Avant de brancher la Station Withings U-Scan, vérifiez qu'il n'y ait pas de traces d'eau dans le port USB-C.
- Utilisez la Station Withings U-Scan dans une salle à

température ambiante (0-30°C).

- Vérifiez l'intégrité de la Station Withings U-Scan. Avant utilisation, inspectez la Station Withings U-Scan pour vérifier l'absence de fissures, rayures, ou tout signe de dégradation. Si des dommages sont visibles, n'utilisez pas la Station Withings U-Scan.

Problèmes de charge :

- Si le lecteur Withings U-Scan ne charge pas correctement, retirez-le immédiatement de la Station Withings U-Scan, vérifiez qu'aucune trace d'eau n'ait pénétré le produit et qu'il est correctement fermé garantissant une bonne étanchéité. S'il n'y a pas de traces d'humidité, débranchez et rebranchez la station, et réintroduisez le lecteur Withings U-Scan.

Débranchez toujours la Station Withings U-Scan de la source d'alimentation après utilisation.

Ne pas ouvrir ou démonter la Station Withings U-Scan. Toute tentative de démontage pourrait compromettre son fonctionnement et entraîner des risques de sécurité.

En cas de problème avec la Station Withings U-Scan, contactez le service client.

Tout non-respect de ces recommandations risque de compromettre le bon fonctionnement du lecteur Withings U-Scan et de la Station Withings U-Scan. Withings ne pourra être tenu responsable de toute conséquence qui en découle.

Union européenne - Déclaration de conformité

Withings déclare par la présente que le lecteur Withings U-Scan et la station sont conformes aux exigences essentielles des directives européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : withings.com/compliance.

Mise au rebut

Application de la directive européenne 2012/19/UE pour une réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et en vue de la mise au rebut des déchets.

Le symbole figurant sur l'appareil ou son emballage signifie qu'une fois arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté en même temps que les déchets domestiques.

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, l'utilisateur doit le remettre à un point de collecte des déchets électriques et électroniques, ou le rapporter au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil. Le tri des déchets permet d'éviter des risques de conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et la santé.

Il permet également de récupérer les matériaux de l'appareil en vue d'économiser de l'énergie et des ressources, et d'éviter tout effet nocif pour l'environnement et la santé.

Le non-respect des règles de tri ou de recyclage des déchets est passible d'amendes, conformément aux normes en vigueur. L'appareil et ses composants doivent être éliminés de façon appropriée conformément à la réglementation nationale ou régionale.



Need help?

→ withings.com/support

Déclaration de la Federal Communications Commission sur les interférences

FCC ID Withings U-Scan Reader : XNAWPA02

FCC ID Withings U-Scan Station : XNSWPA01

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Avertissement de la FCC : les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences perturbant les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que ces interférences ne puissent survenir dans une installation donnée. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles au niveau de la réception d'émissions radio ou télévisées, ce qui peut être constaté en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de remédier à ces interférences en suivant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

FR

Informations générales

REMARQUE IMPORTANTE :

Déclaration relative à l'exposition aux rayonnements :

Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être placé ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur. La fonction de sélection du code de pays est désactivée pour les produits vendus aux ÉTATS-UNIS/CANADA

Distance entre l'utilisateur et l'appareil pendant l'utilisation: 10 cm

Garantie

Garantie commerciale de Withings limitée à deux (2) ans - Lecteur Withings U-Scan

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE (« Withings ») garantit le produit de marque Withings (« Produit Withings ») contre les défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'il est utilisé normalement, conformément aux directives publiées par Withings, pendant une période de DEUX (2) ANS à compter de la date d'achat initiale par l'acheteur-utilisateur final (« Période de garantie »). Les directives publiées par Withings comprennent, sans toutefois s'y limiter, les informations contenues dans ce guide ou le Guide de démarrage rapide.

Withings ne garantit pas que le fonctionnement du Produit Withings sera exempt d'interruptions ou d'erreurs. Withings n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions relatives à l'utilisation du Produit Withings.

AUSTRALIE : Nos produits sont commercialisés avec des garanties qui ne peuvent être exclues du cadre du droit des consommateurs australien. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de panne majeure, ainsi qu'à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit d'obtenir la réparation ou le remplacement des produits si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable et que la défaillance ne relève pas d'une défaillance majeure.

Description des symboles de l'appareil

52 - 53

FR

REF

Numéro de catalogue

SN

Numéro de série



Consulter les instructions d'utilisation ou consulter les instructions électroniques d'utilisation



Numéro de modèle



Ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives applicables de l'UE



Marque de conformité réglementaire (RCM) conforme aux exigences d'étiquetage de l'ACMA



Limite d'humidité



Limite de température



Limite de pression atmosphérique



Courant continu

IP45

Protégé contre les corps étrangers solides de 1,0 mm Ø et plus - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions



Ne pas jeter ce produit avec les déchets municipaux non triés, l'apporter à un centre de recyclage électronique.



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter les instructions d'utilisation



Emballage recyclable



Emballage recyclable



Emballage recyclable



Conforme à la California Energy Commission (CEC)



Contient du Bisphénol A et du Plomb, reconnus par la Californie comme pouvant causer des dommages à la reproduction. www.P65Warnings.ca.gov

BENUTZENHANDBUCH

DE – REGIONEN EUROPAS

Inhalte

54 – 55

EINFÜHRUNG	56		
Wichtiger Hinweis	56	Eine manuelle Messung starten	71
AVERTISSEMENT	56	WARTUNG	72
Über das Withings U-Scan-Lesegerät	56	Reinigung und Wartung	72
Über das Withings U-Scan-System	56	Lagerung des Withings U-Scan-Systems	73
Warn- und Sicherheitshinweise	57	Fehlerbehebung	74
DAS WITHINGS U-SCAN-SYSTEM		ALLGEMEINE INFORMATIONEN	75
Überblick	58	Informationen zur drahtlosen Kommunikation	75
Inhalt der Verpackung der Withings U-Scan	58	Technische Spezifikationen	76
Inhalt der Verpackung der Withings U-Scan Patrone	59	Europäische Union – Konformitätserklärung	76
		Entsorgung	77
		Garantie	78
		Sicherheit	78
		Beschreibung der Gerätesymbole	79
Inhalt der Verpackung des Withings U-Scan-Lesegeräts	60		
Withings U-Scan-Lesegerät	60		
Status-Licht	62		
Taste	63		
PROZESS ZUR EINRICHTUNG	64		
1 – Laden Sie die Withings-App herunter und erstellen Sie ein Withings Konto	64		
2 – Öffnen Sie Ihr Withings U-Scan-Lesegerät	64		
3 – Laden Sie Ihr Withings U-Scan-Lesegerät auf	65		
4 – Koppeln und verknüpfen Sie Ihr U-Scan-Lesegerät	66		
5 – Installation der Patrone	67		
6 – Installation in der Toilette	68		
SO FÜHRT MAN EINE HARNANALYSE DURCH	70		
Messplan	70		
Verwendung der automatischen Messung	71		

Wichtiger Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für Withings U-Scan entschieden haben. Lesen Sie vor der Verwendung des Withings U-Scan-Lesegeräts die Informationen in dieser Bedienungsanleitung. Diese Anleitung finden Sie auch online unter <https://www.withings.com/guides>

Bewahren Sie diese Unterlagen zum späteren Nachlesen auf. Die Installationsanweisungen finden Sie in der Schnellstartanleitung, die diesem Produktleitfaden beiliegt. Bitte kontaktieren Sie Withings, wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung, Verwendung oder Wartung des Geräts benötigen oder unerwartete Vorgänge oder Ereignisse melden möchten.

Informationen in dieser Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie benötigen ein Tablet oder Smartphone mit iOS (15.0 oder höher) oder Android (8.0 und höher), um Ihr Withings U-Scan-Lesegerät zu installieren. Danach können Sie das Gerät dank der WLAN-Verbindung und Bluetooth® auch ohne Ihr mobiles Gerät verwenden. Es ist zwar möglich, eine Messung ohne ein mobiles Gerät zu starten, für die Installation des Withings U-Scan-Lesegeräts sowie für die Synchronisierung und Abfrage Ihrer Ergebnisse ist jedoch ein mobiles Gerät erforderlich.

Über das Withings U-Scan-Lesegerät

Das Withings U-Scan-Lesegerät ist ein automatisches Harnanalysegerät für zu Hause. Es wird mit Withings U-Scan-Patronen verwendet und ist dafür bestimmt, die Werte einer Vielzahl von Harnparametern zu messen. Die Messergebnisse werden in der Withings App angezeigt.

Über das Withings U-Scan-System

Um das Withings U-Scan-System nutzen zu können, benötigen Sie das Withings U-Scan-Lesegerät und eine Withings U-Scan-Patrone.

Sie müssen zunächst ein Konto in der Withings App erstellen. Nachdem Sie die Withings App installiert und Ihr Benutzerkonto erstellt haben, müssen Sie Ihr Gerät über Bluetooth verbinden/koppeln. Sobald das Gerät verbunden ist, folgen Sie bitte den Installationsanweisungen. Im Abschnitt „Prozess einstellen“ finden Sie Einzelheiten zur Durchführung der obigen Schritte. Das Withings U-Scan-Lesegerät ist mit Bluetooth Low Energy (BLE) und WLAN-Konnektivität ausgestattet. Die Testergebnisse werden über WLAN übertragen, daher kann das Withings U-Scan-Lesegerät nicht ohne eine funktionierende WLAN-Verbindung verwendet werden.

Warn- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch vor Anwendung dieses Geräts aufmerksam durch.

Das Withings U-Scan-Lesegerät ist kein medizinisches Gerät und nicht für die Diagnose, Behandlung oder Überwachung von Krankheiten oder medizinischen Beschwerden vorgesehen. Selbstdiagnose und Selbstbehandlung können gefährlich sein. Bei Fragen oder im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte immer an Ihren Arzt.

- Das Withings U-Scan-Lesegerät ist nur mit Withings U-Scan-Patronen kompatibel.
- Die bereitgestellten Daten dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht dazu bestimmt, die Ergebnisse von medizinischen Labortests zu ersetzen.
- Dieses Gerät ist nur für Erwachsene bestimmt.
- Für das Withings U-Scan-Lesegerät darf ausschließlich menschlicher Urin verwendet werden.
- Benutzen Sie das Withings U-Scan-Lesegerät nicht, wenn es beschädigt ist. Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann zu Verletzungen oder Geräteausfällen führen.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren oder zu modifizieren. Zum Auswechseln der Batterien das Gerät nicht öffnen oder zerlegen.
- Befolgen Sie die Reinigungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch. Die Verwendung anderer als der im Handbuch angegebenen Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigen.
- Das Netzkabel des Ladegeräts kann aufgrund übermäßiger Länge eine Strangulationsgefahr darstellen. Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Befolgen Sie die im Abschnitt „Technische Daten“ dieser Anleitung angegebenen Bedingungen für Betrieb und Lagerung. Andernfalls kann die Messgenauigkeit beeinflusst werden.

- Verwenden Sie kein Zubehör, keine abnehmbaren Teile oder Materialien, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Die Verwendung von Teilen und Komponenten, die nicht von Withings angegeben oder bereitgestellt werden, kann zu erhöhter elektromagnetischer Aussendung oder verringerter elektromagnetischer Störfestigkeit dieses Geräts und zu fehlerhaftem Betrieb führen. Zum Aufladen des Akkus verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel.
- Führen Sie keinen Test durch, wenn das Withings U-Scan-Lesegerät aufgeladen wird.
- Führen Sie keinen Test durch, wenn das Withings U-Scan-Lesegerät nicht ordnungsgemäß geschlossen ist.
- Führen Sie keine Tests durch, während Sie Ihre Periode haben. Das Blut könnte den Flüssigkeitskreislauf kontaminieren.
- Bestimmte Substanzen oder Aufnahmemengen können die Genauigkeit der Ergebnisse beeinträchtigen. Lesen Sie daher bitte die Bedienungsanleitung der Withings U-Scan-Patronen.
- Setzen Sie das Withings U-Scan-Lesegerät keinen starken Stößen oder Vibrationen aus (z. B. durch Fallenlassen oder Schütteln).

DE

U-SCAN READER

Inhalt der Box



Withings U-Scan Reader



Withings U-Scan Station



Toilettenclip (Größen: S, M, L)



Quick start guide
und Bedienungsanleitung



USB-C-Kabel

U-SCAN PATRONE

Inhalt der Box



Withings U-Scan Patrone



Schutzhandschuhe



Reinigungspuder



Bedienungsanleitung


Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie uns bitte
unter support.withings.com

DE

DE


NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE

Innenansicht



NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE

Rückansicht



DE

STATUS-LICHT

DE

General

Blau Atmung		Warten auf App-Installation
Blau kontinuierlich		Installation läuft
Rot kontinuierlich		Fehler
Grün kontinuierlich		Erfolgreich

Manueller Start

Grün langsam blinkend		Bereit zum Entnehmen
Grün kontinuierlich für 20 Sek.		Messung läuft
Rot kontinuierlich für 20 Sekunden		Fehlgeschlagen, nicht genug Urin gesammelt

Aufladen (wenn eingesteckt)

Orange kontinuierlich		Batterie wird geladen
Grün kontinuierlich		Batterie ist geladen

TASTE

Hier sind die möglichen Aktionen, 1 Sekunde entspricht einem LED-Blitz auf dem Gerät:

Aufwecken	Drücken Sie 1 Sekunde lang, die LED wird blau, wenn das Gerät nicht bereits mit dem Telefon gekoppelt ist, grün, wenn es bereits gekoppelt ist.
Werkseinstellung	10 Sekunden lang drücken, nach 10 Sekunden leuchtet die LED rot, dann 5 kurze Drücke
Harte Rücksetzung	20 Sekunden lang drücken, nach 10 Sekunden leuchtet die LED rot

DE

DE

1 – Laden Sie die Withings-App herunter und erstellen Sie ein Withings Konto

Laden Sie die Withings App vor der ersten Verwendung herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um (1) sich mit Ihrem bestehenden Withings-Konto anzumelden oder (2) um ein neues Withings-Konto zu erstellen.



2 – Laden Sie Ihr Withings U-Scan-Lesegerät auf

Um das Lesegerät aufzuladen, schließen Sie zunächst die U-Scan-Station mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an und befolgen Sie diese Schritte:

1. Legen Sie das U-Scan in die U-Scan-Station, a. Der Probenentnahmepunkt sollte nach unten zeigen und die Gehäuseseite an der Ladewand der U-Scan-Station ausgerichtet sein



2. Schließen Sie die U-Scan-Station.

3. Sie können die Status-Licht des Withings U-Scan Lesegeräts durch den Deckel der Withings U-Scan Station sehen. Sie wird während des Ladevorgangs orange und grün, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist.

Lesegerät

Halten Sie das Lesegerät zum Öffnen des Lesegeräts mit der glatten Seite nach oben zwischen Ihren beiden Handflächen, üben Sie Druck darauf aus und drehen Sie die Oberseite mit Ihrer Handfläche gegen den Uhrzeigersinn.

DE

3 – Öffnen Sie Ihr Withings U-Scan-

4 – Koppeln und verknüpfen Sie Ihr U-Scan-Lesegerät

Nachdem Sie die Verbindung mit Ihrem Withings Konto erstellt haben, müssen Sie Ihr Gerät über die Withings App installieren.

Um das Gerät zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Withings App.
2. Gehen Sie zur Registerkarte „Geräte“ und klicken Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke.
3. Tippen Sie auf U-Scan und dann auf „Installieren“. Wenn das Gerät im Ruhezustand ist, halten Sie die Einschalttaste eine Sekunde lang gedrückt.
4. Die Statusanzeige Ihres Geräts beginnt blau zu leuchten, wenn das Gerät bereit ist, sich mit Ihrem

Telefon zu verbinden.



5. Die Withings App sucht über Bluetooth nach Ihrem Gerät und sobald sie es gefunden hat, wird Ihnen angeboten, Ihr Withings U-Scan-Lesegerät mit Ihrem mobilen Gerät zu koppeln.
6. Tippen Sie auf „Akzeptieren“, um Ihr Gerät zu koppeln. Die Statusanzeige zeigt ein kontinuierliches blaues Licht an, wenn das Gerät verbunden ist.
7. Sobald Sie zugestimmt haben, das Withings U-Scan-Lesegerät zu koppeln, wird die interne Firmware aktualisiert. Warten Sie, bis das Update abgeschlossen ist, und Sie werden dann aufgefordert, Ihr Gerät mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

5 – Installation der Patrone

Um die Patrone zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Withings U-Scan-Lesegerät.
2. Nehmen Sie Ihre Withings U-Scan-Patrone aus der Verpackung und setzen Sie die Patrone in das Lesegerät ein.
3. Drehen Sie die Patrone in eine beliebige Richtung, während Sie sie vorsichtig nach unten drücken, bis Sie spüren, dass sie im Lesegerät einrastet.

4. Die Statusleuchte wechselt von Blau zu Grün. Dies bestätigt, dass die Patrone aktiviert und einsatzbereit ist.
5. Um das Gerät zu schließen, halten Sie es mit der glatten Seite nach oben in Ihrer Handfläche und drehen Sie die Oberseite des Lesegeräts im Uhrzeigersinn.



6 – Installation in der Toilette




Um das U-Scan mit Ihrer Toilette zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie das Withings U-Scan-Lesegerät in Ihrer Handfläche mit der glatten Seite nach oben und dem Ankerpunkt aus Metall nach innen.
2. Schließen Sie das Gerät, indem Sie die Oberseite des Lesegeräts im Uhrzeigersinn drehen.

3. Die Withings-App fragt Sie nach der Art Ihrer Toilette. Anhand dieser Information können Sie bestimmen, welche Größe die Toilettenklemme haben muss.

4. Befestigen Sie die Toilettenklemme am Ankerpunkt aus Metall, indem Sie den Ankerpunkt in den kleineren Schlitz der Klemme schieben, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Wenn sich das Gerät nicht schieben lässt, ist die Klemme falsch ausgerichtet.

5. Sobald die Toilettenklemme korrekt befestigt ist, heben Sie den Toilettensitz an und befestigen Sie die Klemme vorne mittig am Toilettenrand.



Messplan

Mit dem Kauf des Withings U-Scan-Lesegeräts erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Abonnementmodellen, die die Häufigkeit der Messungen bestimmen, die Sie jede Woche durchführen können.

Während des Onboarding-Prozesses werden Sie aufgefordert, Ihr U-Scan-Gesundheitsprofil auszufüllen. So kann das Withings U-Scan Ihre Gesundheit und Ihren Lebensstil besser verstehen, was Ihnen helfen wird, Ihre Gesundheitsziele zu erreichen. Je nach der von Ihnen verwendeten Patrone und Ihrem Gesundheitsziel empfehlen wir Ihnen, Messungen an bestimmten Wochentagen und zu bestimmten Tageszeiten durchzuführen. Einige Tests müssen durchgeführt werden, sobald Sie aufwachen oder am Ende des Tages nach Ihrer letzten Mahlzeit.

Unter Verwendung Ihrer Gewohnheitsinformationen und der Informationen, die Sie in Ihrem Gesundheitsprofil angeben, wird ein personalisierter Messplan erstellt, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Die Lieferfrequenz der Withings U-Scan Patrone wird der bei Kauf des Withings U-Scan Lesegeräts festgelegten Messfrequenz entsprechen.

Wir empfehlen die Einhaltung des in der Withings App bereitgestellten Messplans. Nichtsdestotrotz haben Sie immer noch die Flexibilität, manuelle Messungen außerhalb Ihres vorgeschriebenen Plans zu starten.

Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, eine Messung mit dem Withings U-Scansystem zu starten: automatisch und manuell.



Sie erhalten die Ergebnisse 20 Minuten nach Ende der Probenahme für beide Messmethoden. Je nach Ihren Ergebnissen stehen Ihnen ernährungs- und bewegungsbezogene Ratschläge in der App zur Verfügung, um Ihre Routine zu verbessern.

Verwendung der automatischen Messung

Wenn Sie die automatische Messung wählen, wird das U-Scan aktiviert, um eine Probe basierend auf den Messfenstern zu erhalten, die Sie in der App ausgewählt haben. Der Modus kann entweder am Ende des Installationsvorgangs der Patrone oder in den Einstellungen Ihres Geräts in der Withings App aktiviert werden.

U-Scan-Proben werden nur während der in Ihrem Messplan ausgewählten Messfenster entnommen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich dieser Messfenster bewusst sind, bevor Sie die Toilette zur Probenahme benutzen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, überprüfen Sie bitte die Withings App, um die Details Ihrer Messfenster anzuzeigen.

Bitte beachten Sie, dass die automatische Messung des U-Scans zwischen zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts unterscheiden kann, basierend auf Unterschieden in den Urinstrahlmustern. Daher empfehlen wir, diesen Modus nicht zu verwenden, wenn Sie Ihre Toilette mit jemandem des gleichen Geschlechts teilen.

Eine manuelle Messung starten

Wir empfehlen, dass U-Scan-Messungen während der in Ihrem Messplan ausgewählten Messfenster durchgeführt werden, aber Sie haben immer die Möglichkeit, jederzeit eine manuelle Messung zu starten. Bitte beachten Sie die Zeitplanregeln Ihres Messplans in der App.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Messung manuell zu starten:

1. Öffnen Sie die Withings App.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte „Startseite“ auf Ihre U-Scan-Mission-Karte.
3. Wählen Sie „Messung starten“ aus. Behalten Sie das Withings U-Scan-Lesegerät während des Installationsvorgangs in der Nähe Ihres Smartphones.
4. Sobald das Lesegerät über Bluetooth gefunden wurde, legen Sie die Messung fest und fahren Sie mit dem Urinieren fort.
5. Wenn Sie eine manuelle Messung starten, kann Ihr Gerät maximal 2 Minuten lang eine Testprobe entnehmen. Die Statusanzeige blinkt grün, während auf die Testprobe gewartet wird, und leuchtet durchgehend grün während der Durchführung der Messung.

Achtung:

Bitte verwenden Sie nur milde Seife, Wasser und die mit der Patrone gelieferte Reinigungslösung, um das U-Scan zu reinigen. Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel, da diese die Lebensdauer und Genauigkeit des U-Scans beeinträchtigen können. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Toilettenschüssel reinigen, um zu vermeiden, dass versehentlich unerwünschte Reinigungsprodukte auf das U-Scan aufgetragen werden.

Reinigung des Withings U-Scan-Lesegeräts

Tägliche Reinigung


- Die Oberfläche des Geräts ist so konzipiert, dass sie bei jeder Toilettenspülung abgespült wird.
- Bei Bedarf können Sie das Gerät mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Bitte verwenden Sie keine Produkte, die Bleichmittel enthalten, da diese Ihr Gerät beschädigen könnten.

Gründliche Reinigung

Eine gründliche Reinigung des Geräts wird dringend empfohlen und von der App nach 3 Monaten Gebrauch und vor jedem Patronenwechsel vorgeschlagen. Um Ihr Withings U-Scan gründlich zu reinigen, folgen Sie den Anweisungen zur Reinigung des Geräts in Ihrer App:

1. Verwenden Sie die U-Scan-Halterung, um das Gerät aus der Toilette zu entfernen.
2. Geben Sie das mitgelieferte Reinigungsmittel aus dem Beutel und entsprechend der in der Station gezogenen Linie 150 ml Wasser in die U-Scan-Station.
3. Schließen Sie die U-Scan-Station an.
4. Setzen Sie das U-Scan-Lesegerät für 5 Stunden in korrekter Position in die U-Scan-Station ein, um es zu reinigen (siehe Abbildung).
5. Entfernen Sie den Withings U-Scan-Leser und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab. Sie sollten das Gerät pumpen hören. Das Ende der Spülwasseraufnahme wird durch die LED bestätigt, und der Withings U-Scan-Leser hört auf zu pumpen.
6. Trocknen Sie es mit einer Küchenrolle oder einem Papiertuch ab. Achten Sie darauf, kein Toilettenpapier zu verwenden, das den Pompeinlass blockieren kann.
7. Befolgen Sie die Anweisungen zum Wechseln der Patrone, falls erforderlich.
8. Setzen Sie das Gerät wieder in die Toilette ein.

Bitte befolgen Sie vor der Lagerung die Anweisungen zur gründlichen Reinigung in Ihrer App. Nachdem Sie den vollständigen Reinigungsprozess mit der Withings U-Scan Station abgeschlossen haben, spülen Sie Ihr Produkt 10 Sekunden lang unter fließendem Wasser, bis die LED aufleuchtet und das Gerät aufhört zu pumpen. Zehn Minuten später entsorgt das Gerät das Spülwasser, nach diesem Schritt können Sie das U-Scan entsprechend den Lagerbedingungen an einem trockenen Ort und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.



Lagerung des Withings U-Scan-Systems

Reinigung und Wartung

Fehlerbehebung

Wenn Sie das Problem nicht mithilfe der folgenden Anweisungen zur Fehlerbehebung beheben können, wenden Sie sich bitte an Withings oder besuchen Sie: withings.com/support.

Problem	Lösung
Das WLAN scheint nicht zu funktionieren	Das Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite der WLAN-Quelle. Bitte legen Sie Ihr Smartphone und das Gerät näher an die WLAN-Quelle.
Die Halterung passt nicht auf meine Toilette	Es werden Halterungen in drei verschiedenen Größen mitgeliefert. Probieren Sie eine andere Größe aus, wenn die ausgewählte nicht zu passen scheint.
Bluetooth scheint nicht zu funktionieren	Das Smartphone befindet sich außerhalb der Reichweite. Bitte legen Sie Ihr Smartphone näher an das Gerät. Die Bluetooth-Funktion des Smartphones ist DEAKTIVIERT. Bitte AKTIVIEREN Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones.
Meine Ergebnisse scheinen falsch zu sein.	Ihre Ergebnisse können abhängig von Ihren Medikamenten, Lebensmitteln und Aktivitäten variieren. Siehe Liste der Störfaktoren, die die Ergebnisse beeinflussen können die Sie im Benutzerhandbuch der Kartusche finden können.
Das Gerät erkennt meinen Urin nicht.	Achten Sie darauf, auf das Gerät zu urinieren. Wenn es nicht reagiert, versuchen Sie, Ihr Produkt über die U-Scan-Station aufzuladen.
Das Gerät erkennt mich nicht.	Wenn die automatische Erkennung immer fehlschlägt, können Sie eine manuelle Messung durchführen.
Ich habe mein Testfenster verpasst.	Sie können eine manuelle Messung durchführen oder warten, bis Ihr Testfenster geöffnet ist. Ihr Test wird automatisch neu geplant.

Allgemeine Informationen

74 – 75

Informationen zur drahtlosen Kommunikation

Modus	Frequenzbereich (MHz)	Max. Ausgangsleistung (dBm)
BT LE	2402-2480	9
WLAN	2412-2472	20

Technische Daten zur drahtlosen Kommunikation:

Funktechnologie	Bluetooth BLE
Version	Unterstützte BT5.1-
Betriebsfrequenz	2402MHz - 2480MHz
Übertragungsleistung	-0.65 (max)
Modulation	GFSK
Empfängerempfindlichkeit	-96dBm

Die drahtlose Kommunikation der Geräte wird durch BLE- und Wi-Fi-Kommunikation unterstützt. Die Kommunikation wird durch den Austausch eines Schlüsselpaars verschlüsselt und zwischen dem Gerät und der Withings-App für BLE und WLAN hergestellt.

Die Kommunikationslatenz zwischen dem Gerät und der Withings-Anwendung dauert weniger als 10 Sekunden, wenn das Gerät und das Smartphone weniger als 5 Meter voneinander entfernt sind.

Die Kommunikation zwischen dem Gerät und der Withings-Anwendung wird nicht durch Störquellen innerhalb von 5 Metern verändert.

Allgemeine Informationen

Technische Spezifikationen

Produktname: Withings U-Scan-Lesegerät

Modell: WPA02

Abmessungen: 93 x 33 mm

Gewicht: 134 grammes

Stromquelle: Die Stromversorgung erfolgt intern über einen 3,87 VDC Lithium-Ionen-Akku (nutzen Sie die mitgelieferte kabellose Ladestation) und ein DC-5V-Netzteil mit einer Mindestleistung von 3 W und einer Höchstleistung von 5 W (nicht mitgeliefert).

Akkulaufzeit: 3 Monate Akkulaufzeit nach vollständiger Aufladung

Betriebsbedingungen:

- Verwendung im Innenbereich
- Höhe bis 2.000 m;
- Temperatur von 5 °C bis 40 °C / 41°F bis 104°F;
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit von 80 % für Temperaturen bis 31 °C, die linear auf 50 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C abnimmt;

Vor Wasser und Spritzwasser schützen: Ja

Aufbewahrung:

- Temperaturbereich: -25 °C bis 70 °C / -13°F bis 158°F
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 20 % bis 90 %
- %Druckbereich: 700-1.060 hPa

Erwartete Lebensdauer des Produkts: 2 Jahre

Sicherheitsniveau für geistiges Eigentum: IP45

Empfehlungen und Warnhinweise zur Verwendung der U-Scan-Station

Produktname: Withings U-Scan-Station

Modell:SWPA01

Aufstellung und Anschluss der Station: Schließen Sie die Station an einem trockenen Ort an. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung um die Station trocken bleibt.

Die Station niemals eintauchen: Um Schäden an der Station zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der USB-C-Anschluss und die Basis der Station nie mit Wasser in Kontakt kommen, weder während des Auffüllens noch während der Benutzung.

Vor dem Anschließen der Station: Überprüfen Sie, dass sich keine Wassertropfen im USB-C-Anschluss befinden.

Verwendung des kabellosen Ladegeräts:

- Überwachen Sie die Temperatur. Verwenden Sie die Station in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 0-30°C.

- Ladeprobleme: Wenn der Withings U-Scan-Lesegerät nicht richtig aufgeladen wird, entfernen Sie ihn sofort von der Station, überprüfen Sie, dass kein Wasser in das Produkt eingedrungen ist und dass es richtig verschlossen ist, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.

Wenn keine Feuchtigkeit festgestellt wird, trennen Sie die Station vom Netz, stecken Sie sie erneut ein und setzen Sie den Withings U-Scan-Lesegerät wieder ein. Nach der Verwendung ausstecken: Trennen Sie die Station nach jeder Benutzung immer von der Stromquelle.

Wartung der Station:

- Überprüfen Sie die Unversehrtheit der Station: Überprüfen Sie die Station vor jeder Benutzung auf Risse, Kratzer oder andere Anzeichen von Beschädigung. Wenn Schäden sichtbar sind, verwenden Sie die Station nicht.
- Öffnen oder zerlegen Sie die Station nicht: Jeder Versuch, die Station zu zerlegen, könnte ihre Funktion beeinträchtigen und zu Sicherheitsrisiken führen.

Bei Problemen kontaktieren Sie bitte den Kundensupport.

Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann die ordnungsgemäße Funktion des Withings U-Scan-Lesegerät und der Station beeinträchtigen. Withings haftet nicht für etwaige daraus resultierende Konsequenzen.

Europäische Union – Konformitätserklärung

Withings erklärt hiermit, dass der Withings U-Scan Reader und die Station den grundlegenden Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und -Verordnungen entsprechen. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter : withings.com/compliance.

Entsorgung

Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU zur Verringerung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und zur Abfallentsorgung.

Das Symbol auf dem Gerät oder dessen Verpackung bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Es muss vom Nutzer zur Sammelstelle für Elektro- und Elektronikabfall gebracht oder beim Kauf eines neuen Geräts dem Händler zurückgegeben werden. Die getrennte Entsorgung des Produkts verhindert mögliche negative Umwelt- und Gesundheitsfolgen, die bei unangemessener Entsorgung entstehen können.

Sie ermöglicht auch die Rückgewinnung von Materialien, aus denen sie besteht, um Energie und Ressourcen zu sparen und negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Die missbräuchliche Entsorgung von Geräten durch den Nutzer zieht administrative Konsequenzen aus der Einhaltung der geltenden Normen nach sich. Das Gerät und seine Einzelteile sind in Übereinstimmung mit den für die Entsorgung geltenden nationalen oder regionalen Vorschriften zu entsorgen.



Erklärung zu Funkstörungen seitens der Federal Communication Commission

FCC ID Withings U-Scan Reader : XNAWPA02

FCC ID Withings U-Scan Station : XNASWPA01

Das Gerät erfüllt Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Hinweis: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Grenzwerten. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz von Wohnumgebungen vor schädlichen Interferenzen. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert Hochfrequenzstrahlung. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann dies zu schädlichen Interferenzen des Funkverkehrs führen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen nicht doch Interferenzen auftreten können. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes festgestellt werden kann, ist der Benutzer angehalten, die Störungen mit Hilfe folgender Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, der von dem des Empfängers abweicht.
- Lassen Sie sich von Ihrem Händler oder einem erfahrenen Radio- und Fernstehtecher helfen.

Need help?

→ withings.com/support

Allgemeine Informationen

WICHTIGER HINWEIS:

Erklärung zur Hochfrequenzstrahlung:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten der Hochfrequenzstrahlung in einer unkontrollierten Umgebung.

Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern positioniert oder betrieben werden. Die Einstellungsfunktion für den Ländercode muss bei in den USA und Kanada vertriebenen Produkten deaktiviert werden.

Garantie

Eingeschränkte 2-Jahres-Garantie von Withings – Withings U-Scan-Lesegerät

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankreich (nachfolgend „Withings“ genannt) gewährt eine Garantie auf Geräte der Marke Withings (nachfolgend „Withings-Produkt“ genannt) im Falle von Material- und Verarbeitungsfehlern, die bei zweckmäßigem Gebrauch gemäß der von Withings veröffentlichten Bedienungsanleitung innerhalb eines Zeitraums von ZWEI (2) JAHREN ab dem Datum des ursprünglichen Kaufbelegs des Erstrutzers (nachfolgend „Gewährleistungsfrist“ genannt) auftreten. Die von Withings veröffentlichte Bedienungsanleitung enthält u. a. eine Schnellstartanleitung. Withings übernimmt keine Haftung für einen ununterbrochenen oder störungsfreien Betrieb des Withings-Produkts. Withings ist nicht für Schäden verantwortlich, die aus der Nichtbefolgung der Gebrauchsanweisung für das Withings Produkt entstehen.

AU: Für unsere Waren gelten Garantien, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem schwerwiegenden Fehler und auf Entschädigung für jeden anderen angemessenen Verlust oder Schaden. Sie haben außerdem Anspruch auf die Reparatur oder den Ersatz eines Artikels, wenn dieser Qualitätsmängel aufweist und der Fehler keinen groben Mangel darstellt.

Abstand zwischen Nutzer und Gerät während der Nutzung:

10 Zentimeter

Sicherheit

Withings empfiehlt Ihnen, Ihrem Telefon einen Passcode (persönliche Identifikationsnummer [PIN]), eine Gesichts-ID oder eine Touch-ID (Fingerabdruck) hinzuzufügen, um eine zusätzliche Sicherheitsebene einzuführen. Es ist wichtig, Ihr Telefon zu sichern, da Sie persönliche Gesundheitsinformationen speichern werden. Benutzer sollten die Richtlinien zur Passwort- und Zwei-Faktor-Authentifizierung befolgen, wenn sie sich auf der Withings-App anmelden. Benutzer erhalten außerdem zusätzliche Update-Benachrichtigungen auf dem Gerät über die Withings-Anwendung, und Updates werden drahtlos bereitgestellt, was die rasche Übernahme der neuesten Sicherheitsupdates fördert. Benutzer können die aktuell installierte Firmware in der Withings-App unter Geräte (Devices) > U-Scan einsehen. Diese Registerkarte zeigt außerdem an, ob ein Update verfügbar ist.

- Installieren Sie das Gerät nicht auf einem Smartphone, das nicht Ihr Eigentum ist.
- Verwenden Sie kein öffentliches WLAN-Netzwerk, das Sie nicht kennen. Verwenden Sie ein vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerk mit Ihrem Gerät.
- Withings empfiehlt außerdem ein Upgrade Ihrer Withings-App, sobald eines verfügbar ist.
- Die mobile Withings App ist nicht für die Verwendung auf einem Computer bestimmt. Es ist keine Antivirensoftware erforderlich.
- Verwenden Sie nur offizielle App-Stores, um die Withings App herunterzuladen. Nutzen Sie im Zweifelsfall den Link go.withings.com.

Beschreibung der Gerätesymbole

78 – 79

REF

Katalognummer

SN

Seriennummer



Gebrauchsanweisung konsultieren oder elektronische Gebrauchsanweisung konsultieren



Modellnummer



Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien



Regulierungszeichen (RCM) gemäß den Kennzeichnungsanforderungen der ACMA



Feuchtigkeitsbegrenzung



Temperaturbegrenzung



Begrenzung des atmosphärischen Drucks Gleichstrom



IP45

Geschützt gegen feste Fremdkörper von 1,0 mm ø und größer – Geschützt gegen Wasserstrahlen



Dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgen, sondern zur elektronischen Wiederverwertung bringen.



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung konsultieren



Verpackung recycelbar



Verpackung recycelbar



Verpackung recycelbar



California Energy Commission (CEC) konform



Enthält Bisphenol A und Blei, Stoffe, die vom Bundesstaat Kalifornien als reproduktionstoxisch eingestuft werden.

www.P65Warnings.ca.gov

DE

DE

WITHINGS

Withings U-Scan System | Proactive Health Tracking

2024 Withings. All rights reserved. Dec. 2024

support.withings.com - 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, France