



1



2



3



4



5



6

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE

The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable of performing the directions, warnings and cautions in the information for use.

INTENDED USE/INDICATIONS:

The DonJoy OA Lite is designed to provide support to the knee. It may be suitable for those suffering from mild uni-compartmental (one compartment) knee osteoarthritis. Soft-good/ semi-rigid designed to restrict motion through elastic or semi-rigid construction.

CONTRAINDICATIONS: Do not use if you are allergic to any of the materials contained within this product.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

- This device is to be prescribed and fitted by a qualified healthcare professional.
 - The frequency, duration of use and directions for use should be determined by your prescribing healthcare professional.
 - Do not use over open wounds.
 - Do not use the device if it is damaged and/or the packaging has been opened.
- NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

APPLICATION INFORMATION:

- Unfasten and loosen the straps at the calf and thigh. Unfasten the thigh portion of the OA Lite by grasping the outer thigh piece and pulling the hook and loop apart on the front of the leg (Fig. 1).
- Grasp the pull loops on the inside, top of the brace and pull the OA Lite onto the leg ensuring that the open end of the thigh wrap is to the front of the thigh. Pull the OA Lite far enough up the leg so that the bottom of the circle cut-out aligns with the bottom of the patella (knee cap) (Fig. 2).

Note: The hinge bar should be located on the non-painful side of the knee.

- Reattach the thigh portion by grasping the loop of the under flap with one hand and the gripping surface of the outer flap with the other hand. The OA Lite should fit snugly around the knee cap providing comfortable support without constriction or discomfort (Fig. 3).
- Fasten the calf strap, then the thigh strap to secure the brace comfortably around your knee (Fig. 4).

OPTIONAL STRAPPING INFORMATION:

For additional full-circumferential strapping at the thigh and/or calf, please follow the application instructions listed below. Both straps are fully adjustable for optimal comfort.

- Attach the longer of the two included straps to the thigh portion d-ring so that it loops through and attaches back to itself (Fig. 5).

Note: Only one end can attach back to the strap; the fuzzy loop material will be facing outward.

This strap will wrap around the back of the thigh and attach to the loop material on the upper thigh strap already fixed to the OA Lite. If the strap is too long, readjust the length at the end of the attachment to the d-ring.

- Repeat each step with the shorter of the two included straps for the calf section.

REMOVAL OF HINGE BARS (FOR WASHING):

- Unfasten the thigh portion of the OA Lite and roll back the material at the toe to expose the hinge casing and unfasten the hinge cover.

2) On the outside of the OA Lite at the center of the hinge, lift the Velcro tab away from the brace and slip a finger under the hinge to release the hook and loop.

- With the finger still under the hinge, pull on the protruding hinge bar at the thigh portion to remove the bar from the OA Lite (Fig. 6).

CLEANING INSTRUCTIONS:

Hand wash in cold water (86 °F/30 °C) using mild soap and rinse thoroughly. AIR DRY. Hinges should be removed for washing.

Note: If not rinsed thoroughly, residual soap may cause skin irritation and deterioration of the material.

USED MATERIALS

Polyester, Nylon, Spandex Lycra, Elastic, Aluminum, Steel

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

For single patient use only.
RX ONLY

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

INTENDIDO USUARIO PERFIL

El destinatario intencionado debe ser un profesional médico licenciado, el paciente o el cuidador del paciente. El usuario debe ser capaz de leer, entender y ser físicamente capaz de realizar las instrucciones, advertencias y precauciones en la información para el uso.

INTENDIDO USO/INDICACIONES:

El DonJoy OA Lite se ha diseñado para proporcionar soporte a la rodilla. Puede ser adecuado para aquellos que sufren de osteoartritis leve unicompartmental (de un compartimento) de la rodilla.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Si experimenta dolor, inflamación, cambios en la sensación o cualquier reacción inusual al usar este producto, consulte a su médico inmediatamente.

INSTRUCCIONES DE LA COLOCACIÓN:

- Desabroche y afloje las correas a la altura de la pantorrilla y el muslo. Desabroche la porción del muslo del protector OA Lite sujetando la pieza exterior del muslo y separando el gancho y el bucle en la parte delantera de la pierna (Fig. 1).

CONTRAINDICACIONES: No use si es alérgico a cualquier de los materiales contenidos en este producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este dispositivo debe ser prescrito y ajustado por un profesional de la salud calificado.
- La duración, frecuencia y duración de uso y direcciones para uso deben ser determinadas por su profesional de la salud prescriptor.
- No use sobre heridas abiertas.
- No use el dispositivo si está dañado y/o el paquete ha sido abierto.

NOTA: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN:

- Desabroche y desserrear las correas al nivel del mollet y de la cadera. Afloje la porción del muslo del protector OA Lite sujetando la pieza exterior del muslo y separando el gancho y el bucle en la parte delantera de la pierna (Fig. 1).
- Sujete los bucles de la parte interior, la parte superior de la abrazadera y tire del protector OA Lite hasta situarlo sobre la pierna, asegurándose de que el extremo abierto de la envoltura del muslo quede situado en la parte frontal del mismo. Tire hacia arriba del protector OA Lite hasta que la parte inferior de la abertura circular quede alineada con la parte inferior de la rótula (quijueza) (Fig. 2).

Nota: las barras de bisagra deben quedar situadas en el lado de la rodilla que no presenta dolor.

Hinweis: Die Gelenkschienen muss sich an der schmerzfreien Seite des Knie befinden.

- Vuelva a abrochar la porción del muslo sujetando el bucle de la solapa inferior con una mano y la superficie del solapa exterior con la otra. El protector OA Lite debe quedar cómodamente ceñido alrededor de la rótula, proporcionando una cómoda compresión, y sin producir sensación de constricción o incomodidad (Fig. 3).
- Apreté la correa de la pantorrilla y a continuación la correa del muslo, para que la abrazadera quede cómodamente ajustada alrededor de la rodilla (Fig. 4).

INFORMACIÓN SOBRE EL USO OPCIONAL DE LAS CORREAS:

Para hacer que las correas roden completamente la pierna a la altura del muslo o de la pantorrilla, siga las instrucciones de aplicación siguientes. Ambas correas son completamente ajustables para obtener un grado óptimo de comodidad.

- Alce la correa más larga de los dos incluidos a la anilla en forma de D en la porción del muslo, haciendo que atraviese el anillo y regrese para ensartarse sobre sí misma (Fig. 5).

Nota: solo uno de los extremos pueden ensartarse sobre sí misma; el material rugoso de la bucle deberá quedar hacia afuera.

Esta correa envolverá la parte trasera del muslo y se acoplará al material del bucle en la correa superior del muslo, que ya está fija al protector OA Lite. Si la correa es demasiado larga, vuelva a ajustar su longitud en el extremo que se enlaza en el anillo en forma de D.

- Repita el paso 1 con la correa más corta de las dos incluidas, en la sección de la pantorrilla.

Opcional estrapping información:

Para obtener una completa circunferencia de fijación en la pierna y/o la pantorrilla, siga las instrucciones de aplicación listadas a continuación. Ambas correas son completamente ajustables para obtener un confort óptimo.

- Atache el largo de las dos incluidas correas a la anilla en forma de D en la parte inferior del muslo y ataches de vuelta a la anilla en forma de D.

Note: Solo un end cap puede ser atachado de vuelta a la anilla en forma de D.

Este strap se envolverá la parte trasera del muslo y se acoplará al material del bucle en la correa superior del muslo, que ya está fija al protector OA Lite. Si la correa es demasiado larga, vuelva a ajustar su longitud en el extremo que se enlaza en el anillo en forma de D.

- Repita el paso 1 con la correa más corta de las dos incluidas, en la sección de la pantorrilla.

EXTRACCIÓN DE LAS BARRAS DE BISAGRA (PARA SU LAVADO):

- Desabroche la porción del muslo del protector OA Lite y tire hacia atrás de su parte superior para exponer el compartimiento de la bisagra, tire la cubierta de la bisagra.

2) En la parte posterior del protector OA Lite y en el centro de la bisagra, levante la lengüeta de Velcro, Sepárela de la abrazadera e introduzca un dedo debajo de la bisagra para soltar el gancho y el bucle.

- Con el dedo aún situado debajo de la bisagra, tire de la barra de bisagra que sobresale a la altura de la porción del muslo, para extraerla del protector OA Lite (Fig. 6).

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Lavar a mano con agua fría (86 °F/30 °C) y jabón suave.

y enjuague bien. SEQUELA AL AIRE LIBRE. Debe retirarse las bisagras para lavar el producto.

Nota: si no se enjuaga bien, los restos de jabón pueden irritar la piel y estropear el material.

CLEANING INSTRUCTIONS:

Hand wash in cold water (86 °F/30 °C) using mild soap and rinse thoroughly. AIR DRY. Hinges should be removed for washing.

Note: If not rinsed thoroughly, residual soap may cause skin irritation and deterioration of the material.

USED MATERIALS

Polyester, Nylon, Spandex Lycra, Elastic, Aluminum, Steel

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

Para uso exclusivo de cada paciente.
SÓLO CON RECETA MÉDICA

Rx only

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

APLICACIONES / INDICACIONES:

Osteoartritis (artritis degenerativa) leve unicompartmental (de un compartimento) de la rodilla.

CONTRAINDICACIONES:

Keine

WEEKBESTIMMING/INDIKATIONEN:

Milde unicompartmentale (Einkammer-)Osteoarthritis im Knie (degenerative Arthritis).

KONTRAINDIKATIONEN:

Keine

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

Sollten Sie Schmerzen, Schwellungen, Änderungen der Empfindsamkeit oder andere ungewöhnliche Reaktionen bei der Verwendung dieses Produkts feststellen, konsultieren Sie bitte sofort einen Arzt.

INSTRUKTIONEN DER COLOCACIÓN:

- Desabroche y afloje las correas a la altura de la pantorrilla y el muslo. Desabroche la porción del muslo del protector OA Lite sujetando la pieza exterior del muslo y separando el gancho y el bucle en la parte delantera de la pierna (Fig. 1).

CONTRAINDICACIONES: No use si es alérgico a cualquier de los materiales contenidos en este producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Si experimenta dolor, inflamación, cambios en la sensación o cualquier reacción inusual al usar este producto, consulte a su médico inmediatamente.




INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:

- Sujete los bucles de la parte interior, la parte superior de la abrazadera y tire del protector OA Lite hasta situarlo sobre la pierna, asegurándose de que el extremo abierto de la envoltura del muslo quede situado en la parte frontal del mismo. Tire hacia arriba del protector OA Lite hasta que la parte inferior de la abertura circular quede alineada con la parte inferior de la rótula (quijueza) (Fig. 2).

Nota: las barras de bisagra deben quedar situadas en el lado de la rodilla que no presenta dolor.

Hinweis: Die Gelenkschienen muss sich an der schmerzfreien Seite des Knie befinden.

- Vuelva a abrochar la porción del

**SVENSKA**

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER:
Låttes ensidig (en sida) knäosteartit (degenerativ artrit).

KONTRAINDIKATIONER: Inga

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
Om du känner smärta, svullnad, känselförändringar eller ovanliga reaktioner när du använder denna produkt ska du ombedelbart kontakta din läkare.

TILLÄMPningsINFORMATION:

1) Lossa remmarna vid vad och lår. Lossa lärden på OA Lite genom att fatta tag i den ytter lärden och dra isär kroken och ströppen från rälrets framsida (fig. 1).

2) Fatta tag i dragstrapparna på insidan, högst upp på ortosens och dra OA Lite på benet medan du ser till att den öppna änden av lärstdörren är på lärets framsida. Dra OA Lite tillräckligt högt upp på benet så att cirkelrättagets nedre del riktar in mot nedre delen av patella (knäskälén) (fig. 2).

OBIS! Gängjärnsstangen ska sitta på den ömma sidan av knäet.

3) Sätt tillbaka lärden genom att fatta tag i den nedre lappens ströpp med en hand och fatta tag i den ytter lappens gripsta med andra handen. OA Lite bör sitta ordentligt runt knäskälén med komfortabel tryck och utan klämning och obehag (fig. 3).

4) Sätt fast vadremmen och sedan sätt remmen för att hålla ortosens komfortabelt kring din knä (fig. 4).

YTTERLIGARE INFORMATION OM REMMAR:

För ytterligare remmardragning runt hela lärens och/eller vadens omkrets ska du följa appliceringsanvisningen nedan. Båda remmarna är helt justerbarella för optimal komfort.

1) Fäst den längre av de två medföljande remmarna vid lärdelens d-ring att den löper genom den och sätt fast tillbaka på sig själv (fig. 5).

OBS! Endast en ände kan fästs tillbaka vid remmen; det luddiga ströppmaterialet ska vara vikt ut.

Denna rem lindas kring läret bakåt och fästs vid ströppmaterialet på den övre läremmen som sedan är fästsatt vid OA Lite. Om remmen är för lång ska du justera längden vid i änden med d-ring.

2) Upprep steg med den kortare av de två medföljande remmarna för vadsektionen.

BORTTAGNING AV GÄNGJÄRNSSTÄNGERNNA (FÖR TVÄTT):

1) Lossa OA Lites lärdel och rulla tillbaka materialet för att blotta gängjärnsstängerna och lösgör gängjärnsskyddet.

2) Pätsa utståndet från OA Lite mitt på gängjärnet ska du lyfta kardborrflikken bort från ortosens och sticka in ett finger under gängjärnet för att frigöra krogen och ströppen.

3) Med en finger fortfarande under gängjärnet ska du dra in den utskjutande gängjärnstangen vid lärden för att avgånsa stängen från OA Lite (fig. 6).

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

Handtvätta i kallt vatten (86°F/30°C) med mild tvål och skölj noga. LUFTTORKA. Gängjärnen kan avlägsnas och tvättas.

OBS! Om stödet inte sköjs ordentligt kan tvärlester orsaka hudirritation och nedtryntning av materialet.

MATERIAL SOM ANVÄNDS

Polyester, nylon, Spandex Lycra, Elastic, aluminium, stål

GARANTI: DJO, LLC repararer eller byter ut hela eller delar av produkten och dess tillbehör vad gäller defekter i material- eller tillverkningsfel inom sex månader från försäljningsdatum.

Endast för användning på en patient.

RECEPTBELÄGD

GARANTI: DJO, LLC repararer eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum.

Vain yhden potilaan käyttöön.

VAIN Rx

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTÖTÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNalta.

KÄYTÖTTÄRKOTUS / INDIAKIATTO:
Lievä yksilöittoinen polven nivelrikko (rappettava artriitti).

KONTRAINDIKATIONER: Inga

VÄRNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
Om du känner smärtor, svullnad, känselförändringar eller ovanliga reaktioner när du använder denna produkt ska du ombedelbart kontakta din läkare.

TILLÄMPningsINFORMATION:

1) Lossa remmarna vid vad och lår. Lossa lärden på OA Lite genom att fatta tag i den ytter lärden och dra isär kroken och ströppen från rälrets framsida (fig. 1).

2) Tärtu tarsi sisällä yläreunassa olelevaan velenkeihin ja vedä OA Lite jalkaan varmistamaan, että reiskiäreen avoin pää tulee reiden etupuolelle. Vedä OA Lite niin korkealle jalkaan, että pyöreän aukon alareuna patellan (polvilumppion) alareunaan (Kuva 2).

Huomautus: Saratanotto tulee sijoittaa polven kivittomalle puolelle.

3) Sätt tillbaka lärden genom att fatta tag i den nedre lappens ströpp med en hand och fatta tag i den ytter lappens gripsta med andra handen. OA Lite bör sitta ordentligt runt knäskälén med komfortabel tryck och utan klämning och obehag (fig. 3).

4) Sätt fast vadremmen och sedan sätt remmen för att hålla ortosens komfortabelt kring din knä (fig. 4).

YTTERLIGARE INFORMATION OM REMMAR:

För ytterligare remmardragning runt hela lärens och/eller vadens omkrets ska du följa appliceringsanvisningen nedan. Båda remmarna är helt justerbarella för optimal komfort.

1) Fäst den längre av de två medföljande remmarna vid lärdelens d-ring att den löper genom den och sätt fast tillbaka på sig själv (fig. 5).

OBS! Endast en ände kan fästs tillbaka vid remmen; det luddiga ströppmaterialet ska vara vikt ut.

Denna rem lindas kring läret bakåt och fästs vid ströppmaterialet på den övre läremmen som sedan är fästsatt vid OA Lite. Om remmen är för lång ska du justera längden vid i änden med d-ring.

2) Upprep steg med den kortare av de två medföljande remmarna för vadsektionen.

BORTTAGNING AV GÄNGJÄRNSSTÄNGERNNA (FÖR TVÄTT):

1) Lossa OA Lites lärdel och rulla tillbaka materialet för att blotta gängjärnsstängerna och lösgör gängjärnsskyddet.

2) Pätsa utståndet från OA Lite mitt på gängjärnet ska du lyfta kardborrflikken bort från ortosens och sticka in ett finger under gängjärnet för att frigöra krogen och ströppen.

3) Med en finger fortfarande under gängjärnet ska du dra in den utskjutande gängjärnstangen vid lärden för att avgånsa stängen från OA Lite (fig. 6).

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

Handtvätta i kallt vatten (86°F/30°C) med mild tvål och skölj noga. LUFTTORKA. Gängjärnen kan avlägsnas och tvättas.

OBS! Om stödet inte sköjs ordentligt kan tvärlester orsaka hudirritation och nedtryntning av materialet.

MATERIAL SOM ANVÄNDS

Polyester, nylon, Spandex Lycra, Elastic, aluminium, stål

GARANTI: DJO, LLC repararer eller byter ut hela eller delar av produkten och dess tillbehör vad gäller defekter i material- eller tillverkningsfel inom sex månader från försäljningsdatum.

Endast för användning på en patient.

RECEPTBELÄGD

GARANTI: DJO, LLC repararer eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum.

Vain yhden potilaan käyttöön.

VAIN Rx

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍ PEČLIVĚ PŘECÍSTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

ZAMYŠLENÉ POUŽITÍ A INDIKACE:
Mirná unikompartmentální (jeden kompartment) osteoartritida kolene (degenerativ artrit).

KONTRAINDIKACE: Zádne

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
Pokud když tato používání kávového kůju, turvotusta, tunnou muotouka tai epatálouva reakciou, pýydi vältomästi neuvoa terveydenhuollon ammattilaistesta.

POUKOSET JA VAROTIMET:

Jos koet tätä tuotetta käytäessäsi kipua, turvotusta, tunnou muotouka tai epatálouva reakciou, pýydi vältomästi neuvoa terveydenhuollon ammattilaistesta.

PUKEMISOHJEET:

1) Avaa ja lösää pohje- ja reisihihnat. Avaa OA Lite reisiosa tarruttamalla ulompaan reisikkapaleeseen ja vetämällä takiaistarra eredestä (Kuva 1).

2) Tärtu tarsi sisällä yläreunassa olelevaan velenkeihin ja vedä OA Lite jalkaan varmistamaan, että reiskiäreen avoin pää tulee reiden etupuolelle. Vedä OA Lite niin korkealle jalkaan, että pyöreän aukon alareuna patellan (polvilumppion) alareunaan (Kuva 2).

Huomautus: Saratanotto tulee sijoittaa polven kivittomalle puolelle.

3) Sätt tillbaka lärden genom att fatta tag i den nedre lappens ströpp med en hand och fatta tag i den ytter lappens gripsta med andra handen. OA Lite bör sitta ordentligt runt knäskälén med komfortabel tryck och utan klämning och obehag (fig. 3).

4) Sätt fast vadremmen och sedan sätt remmen för att hålla ortosens komfortabelt kring din knä (fig. 4).

YTTERLIGARE INFORMATION OM REMMAR:

För ytterligare remmardragning runt hela lärens och/eller vadens omkrets ska du följa appliceringsanvisningen nedan. Båda remmarna är helt justerbarella för optimal komfort.

1) Fäst den längre av de två medföljande remmarna vid lärdelens d-ring att den löper genom den och sätt fast tillbaka på sig själv (fig. 5).

OBS! Endast en ände kan fästs tillbaka vid remmen; det luddiga ströppmaterialet ska vara vikt ut.

Denna rem lindas kring läret bakåt och fästs vid ströppmaterialet på den övre läremmen som sedan är fästsatt vid OA Lite. Om remmen är för lång ska du justera längden vid i änden med d-ring.

2) Upprep steg med den kortare av de två medföljande remmarna för vadsektionen.

BORTTAGNING AV GÄNGJÄRNSSTÄNGERNNA (FÖR TVÄTT):

1) Lossa OA Lites lärdel och rulla tillbaka materialet för att blotta gängjärnsstängerna och lösgör gängjärnsskyddet.

2) Pätsa utståndet från OA Lite mitt på gängjärnet ska du lyfta kardborrflikken bort från ortosens och sticka in ett finger under gängjärnet för att frigöra krogen och ströppen.

3) Med en finger fortfarande under gängjärnet ska du dra in den utskjutande gängjärnstangen vid lärden för att avgånsa stängen från OA Lite (fig. 6).

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:

Handtvätta i kallt vatten (86°F/30°C) med mild tvål och skölj noga. LUFTTORKA. Gängjärnen kan avlägsnas och tvättas.

OBS! Om stödet inte sköjs ordentligt kan tvärlester orsaka hudirritation och nedtryntning av materialet.

MATERIAL SOM ANVÄNDS

Polyester, nylon, Spandex Lycra, Elastic, aluminium, stål

GARANTI: DJO, LLC repararer eller byter ut hela eller delar av produkten och dess tillbehör vad gäller defekter i material- eller tillverkningsfel inom sex månader från försäljningsdatum.

Endast för användning på en patient.

RECEPTBELÄGD