



Basic Temp (DT-01B)


Rev.: IM-DT01B-01-03-2024

 Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., LTD, Building 2,1 # Fuzhu Nan RD, Wuchang Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 310023 China

 Shanghai International Holding Corporation GmbH, Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Dovozce pro ČR/CZ importer: Celimed s.r.o., Sociální péče 3487/5a,400 11 Ústí nad Labem, Česká republika, www.celimed.cz

Distribútor pre SR: Celimed s.r.o., Pri majeri 22, 831 06 Bratislava, www.celimed.sk



CZ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili digitální teploměr Basic Temp (DT-01B).

Před použitím vždy čtěte a uschovejte návod k obsluze. Tento digitální teploměr je určen k měření tělesné teploty a je vhodný jak pro klinické (ve zdravotnictví), tak pro domácí použití, kdykoli, kdy není třeba soustavného dozoru zdravotnického personálu. Tento teploměr je určen k orálnímu, rektálnímu a axilárnímu měření. Během měření postupujte přesně dle instrukcí uvedených v tomto návodu. Jakékoli jiné zacházení s teploměrem, než jak je uvedeno v návodu, bude považováno za nesprávné použití. Tento přístroj splňuje požadavky Směrnice Rady 93/42/EHS – Směrnice pro zdravotnické prostředky a dále Evropskou normu EN 12470-3: Klinické teploměry – část tří: Výkon kompaktních elektrických teploměrů (prediktivních a neprediktivních) s maximálním zařízením, Evropskou normu EN60601-1-2 a je subjektem k určitým opatřením vzhledem k elektromagnetické kompatibilitě. Vezměte, prosím, na vědomí, že vysokofrekvenční komunikační systémy mohou ovlivnit přístroj.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tento teploměr je určen pouze pro měření teploty těla, jakékoliv jiné použití je nevhodné a může být nebezpečné. Pokud naměříte neopadávající vysokou teplotu, zejména u dětí, prosím kontaktujte svého lékaře. Nikdy nekousejte, neohybujte a nerozebírejte teploměr. Pokud je přístroj poškozen nebo nefunguje řádně, vypněte ho a nepokoušejte se ho opravit vlastními silami, v opačném případě dojde k porušení platnosti záruky. V těchto případech vždy kontaktujte prodejce nebo autorizované centrum. Teploměr obsahuje malé části (baterie, bateriový kryt), které mohou být lehkou spolknutelné dětmi. Z tohoto důvodu nenechávejte, prosím, v přítomnosti dětí teploměr bez dozoru.

VAROVÁNÍ

Před použitím zkontrolujte produkt: nepoužívejte teploměr, pokud je poškozen. Neupustte teploměr na zem. Nenechte přístroj přijít do styku s rozpouštědly. Předejdíte vystavení nebo kontaktu se zdroji tepla. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vlhkosti nebo špině. Teploměr nerozebírejte, pouze pokud potřebujete vyměnit

baterii. Baterie musí být vždy mimo dosah dětí a od zdrojů tepla.

JAK MĚŘIT TEPLOTU

Před použitím teploměru vydesinfikujte koncovku pomocí hadříku navlhčeného v roztoku vody a alkoholu. Měření byste měli provádět vsedě (při orálním a axilárním měření). Před použitím teploměru je doporučeno se vyhybat pítí moc studených nebo moc teplých nápojů, cvičení, kouření, koupání nebo sprchování.

Při měření prosím postupujte následovně:

Stiskněte tlačítko a vyčkejte, až se zobrazí „188,8“ a následně „L °C“, přibližně 3 vteřiny, teploměr je připravený k měření. Během měření můžete vidět stoupající hodnotu teploty na displeji. Jakmile teploměr doměří, uisíteše pipnutí. Po odečtení naměřené teploty z displeje, teploměr vypnete zmáčknutím tlačítka ON/OFF, prodloužíte tím životnost baterie. Pokud tak ne učiníte, teploměr se automaticky vypne přibližně za 10 minut po měření. **Před měřením v ústech** nechejte ústa zavřená alespoň 1 minutu. Umístěte sondu teploměru pod jazyk a zavřete ústa a stiskněte tlačítko zapnout. Po naměření teploty zazní zvuková signalizace. Teplota naměřená v ústech je cca od 0,3–0,8 °C nižší než při rektálním měření. Měření trvá 50–70 vteřin.

Před měřením v podpaží osušte Vaši pokožku a ujistěte se, že je sonda teploměru v perfektním kontaktu s kůží. Zapněte teploměr a vyčkejte na zvukovou signalizaci. Teplota bývá o 0,5–1 °C nižší než při rektálním měření. Měření trvá 80–120 vteřin. **Pro přesnější výsledky se doporučuje měření v trvání 5-ti minut nelehdě na zvukovou signalizaci (pípnutí) značící konec měření.**

Při **rektálním měření** vložte sondu do rektálního otvoru maximálně 2 cm hluboko a vyčkejte, až zazní zvuková signalizace. Měření trvá 40–60 vteřin. Rektální měření je považované za nejpresnější, protože měří vnitřní teplotu těla. Pro přehled o Vašem zdravotním stavu čtěte a zaznamenávejte teplotu a čas po každém měření. Poslední údaj se také automaticky ukládá v paměti teploměru.

PAMĚŤ – VYVOLÁNÍ POSLEDNÍ NAMĚŘENÉ HODNOTY

Poslední naměřená hodnota je vždy automaticky uložena v paměti teploměru. Poslední hodnota se zobrazí na displeji, pokud teploměr vypnete a znovu zapnete hned po zobrazení "L °C". Pokud provedete další měření, nahradí v paměti předchozí hodnotu.

ÚDRŽBA

Čistěte teploměr vždy před a po použití pomocí hadříku navlhčeného ve vodě nebo v roztoku 70% ethanolu nebo isopropylu. Uchovávejte teploměr v plastovém pouzdru. Teploměr není vodotěsný, nikdy jej neponořujte do vody či jiných tekutin ani jej nedezinfikujte ponořením do dezinfekčních roztoků.

VÝMĚNA BATERIÍ

V případě, že LCD displej zobrazí symbol "□" vybité baterie v pravém spodním rohu, znamená to, že baterie potřebuje výměnit. Sundejte barevnou krytku konce teploměru. Za pomoci špičatého nekovového předmětu (např. pero) vyjměte starou baterii a nahraďte novou 1,5V typ LR41 za zachování polaritý +/--. Nasadte kryt baterie zpět.

Upozornění:

Pokud se Vaše pokožka dostane do styku s tekutinou z baterií nebo se Vám tekutina dostane do očí, opláchněte postiženou oblast vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nebezpečí udušení! Malé děti mohou spolknout nebo vdechnout baterie. Uchovávejte baterie mimo jejich dosah.

V případě, že došlo k úniku bateriové tekutiny,

oblečte si, prosím, ochranné rukavice a prostor vysušte suchým hadříkem. Chraňte baterie před horkem. Nikdy nevhazujte baterie do ohně, hrozí nebezpečí výbuchu! Baterie nenabíjejte a ani nezkratujte. Pokud se nebude přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte. Používejte pouze stejné nebo podobné baterie s příslušnými parametry. Vždy měňte všechny baterie najednou. Nepoužívejte dobíjecí baterie. Nesnažte se baterie otevřít nebo jinak mechanicky poškozovat.

SYMBOLY

 Postupujte dle návodu k obsluze
 Typ BF bezpečnostní třída
 Udržujte v suchém prostředí
 Baterie je vyráběna v souladu s Evropskou směrnicí 2006/66/CEE

 Výrobce

 Zástupce pro EU

 Basic Temp (DT-01B) splňuje všechny požadované normy v souladu se směrnicí 93/42/CEE

 Zdravotnický prostředek



LIKVIDACE ODPADU

Tento přístroj, včetně všech jeho vyměnitelných částí a příslušenství, nesmí být po skončení životnosti likvidován jako běžný odpad, nýbrž v souladu s evropskou směrnicí. Musí být zpracován odděleně od běžného odpadu, je třeba ho odnést do recyklačního centra pro elektrická a elektronická zařízení nebo jej vrátit prodejci při koupi nového ekvivalentního přístroje. Neupouštějte těchto pokynů může vést k přísným trestům. Baterie používané v tomto přístroji, musí být na konci jejich životnosti zanechány ve speciálních sběrných nádobách.

Záruka

Na tento přístroj platí záruka 2 roky od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným zacházením. Záruka se nevztahuje na baterie a obal. Záruka se nevztahuje na jakákoli další poškození. Při uplatňování záruky bude vyžadován doklad o zakoupení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kategorie produktu: Klinické elektronické teploměry
Model: Basic Temp (DT-01B)
Rozmezí pro měření teploty: 32 °C~42,0 °C
Zobrazení naměřené teploty: 3 číslice, v krocích po 0,1 °C
Teplota: < 32 °C ukáže Lo °C, > 42 °C ukáže Hi °C
Vodotěsný: NE
Přesnost měření: ±0,1 °C v rozmezí 35,5 °C~42,0 °C, mimo uvedené rozmezí: ±0,2 °C
Automatické vypnutí: cca po 10 minutách
Zvuková signalizace ukončení měření: 4 pípnutí za sebou, pokud se naměřená teplota nezmění více jak +/- 0,1 °C po dobu 16 vteřin
Displej: LCD

Napájení: 1× alkalicko-magneziová knoflíková baterie 1,5V typ LR41 – vyměnitelná
Životnost baterie: cca 100 hodin kontinuálního měření
Provozní podmínky: Teplota: +5 °C~35 °C, Vlhkost do 80% relativní vlhkosti
Podmínky pro převoz a skladování: -25~55 %, do 95 % relativní vlhkosti
Rozměry výrobku: 125 × 18 × 8 mm
Váha produktu: 12 g (vč. baterií)

Očekávaná provozní životnost přístroje: cca 5 let

INFORMACE

O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ

DŮLEŽITÉ INFORMACE TYKAJÍCÍ SE ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ (EMC): Zdravotnický teploměr Basic Temp (DT-01B) má být použit v elektromagnetickém prostředí, tak jako je uvedeno níže. Záruka nebo skladová práva zanít, se neopaker bude používat v tomto prostředí.		
Stavba emise	Škola	Papír elektromagnetického prostředí
Vyzkoušené emise (CEP001)	Skupina 1	Zdravotnický teploměr Basic Temp (DT-01B) používá RF energii pouze pro vlastní funkci. Termometra s volně náhle je neopodstatňuje žádné ne detekci přímého a vlhkosti teploty.

DEKLARACE A POPIS ELEKTROMAGNETICKÉ ENERIE UVEDENÝ VÝROBKEM Zdravotnický teploměr Basic Temp (DT-01B) má být použit v elektromagnetickém prostředí, tak jako je uvedeno níže. Záruka nebo skladová práva zanít, se neopaker bude používat v tomto prostředí.		
Stavba emise	Škola	Papír elektromagnetického prostředí
(elektromagnetický výboj (ES)) CECEN61000-4-2	±5kV při kontaktě ±5kV ve vzduchu	Požádka by měla být vyrobena z dřeva, keramiky nebo keramiky. Pokud je použit plastový materiál, měla by být vyrobena z nehořlavého materiálu, odolného ohněm by měla být max. 30%.
Magnetická pole CECEN61000-4-3	3A/m	Magnetická pole by měla být omezena prostředky typickými pro nemocnici.
Elektromagnetická záření CECEN61000-4-3	10V/m 80MHz do 2,5GHz (ne pro přímý kontakt)	

SK Návod na použití

Děkujeme Vám, že ste si zakúpili digitálny teplomer Basic Temp (DT-01B).

Pred prvým použitím si vždy prečítajte návod na použitie a uchovajte si ho pre ďalšie používanie. Tento digitálny teplomer je určený na merenie telesnej teploty a je vhodný pre klinické (v zdravotníctve), tak pre domáce použitie, kedykoľvek, kedy nie je potrebný trvalý dohľad zdravotníckeho personálu. Tento teplomer je určený špeciálne k orálnemu, rektálnemu a axilárnemu meraniu. Počas merania postupujte presne podľa inštrukcií uvedených v tomto návode. Akékoľvek iné zaobchádzanie s teplomerom, než ako je uvedené v návode, bude považované za nesprávne použitie. Digitálny elektrický teplomer Basic Temp (DT-01B) je zdravotnícky prostriedok v súlade s 93/42/CEE a ďalším harmonizovaným štandardmi. Tento prístroj spĺňa požiadavky Smernice Rady 93/42/EHS – Smernica pre zdravotnícke prostriedky a ďalej Európsku normu EN 12470-3: Klinické teploměry – časť tri: Výkon kompaktných elektrických teplomerov (prediktívnych a neprediktívnych) s maximálnym zaťažením, Európsku normu EN60601-1-2 a je subjektom k určitým opatreniam vzhľadom k elektromagnetickej kompatibilitě. Vezmite prosím na vedomie,že vysokofrekvenčné komunikačné systémy môžu ovplyvniť prístroj.

BEZPEČNOSTNÉ INSTRUKCIE

Tento teplomer je určený len pre meranie teploty tela, akékoľvek iné použitie je nevhodné a môže byť nebezpečné. Ak nameriate neznižujúcu sa vysokú teplotu, najmä u detí, prosím kontaktujte svojho lekára. Nikdy nehrýzte, neohybajte a nerozoberajte teplomer. Ak je prístroj poškodený alebo nefunguje správne, vypnite ho a nepokúšajte sa ho opraviť vlastnými silami, v opačnom prípade dôjde k porušeniu platnosti záruky. Teplomer obsahuje malé častice (baterie, batériový kryt), ktoré môžu deti ľahko prehltnúť. Z tohoto dôvodu nenechávajte, prosím, v prítomnosti detí teplomer bez dozoru. V týchto prípadoch vždy kontaktujte predajcu alebo autorizované stredisko.

VAROVANIE

Pred použitím skontrolujte produkt: nepoužívajte teplomer, ak je teplomer poškodený.. Dajte pozor, aby vám teplomer nespadol na zem. Vyhybajte sa styku teplomera s rozpúšťadlami. Predčíte vystaveniu alebo kontaktu so zdrojmi tepla. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, vlhkosti alebo špine. Teplomer nerozoberajte, iba ak potrebujete vymeniť batériu. Batérie uschovávať vždy mimo dosahu detí a zdrojov tepla.

AKO MERAŤ TEPLOTU

Pred použitím teplomeru vydezinfikujte koncovku pomocou handričky navlhčenej v roztoku vody a alkoholu. Meranie by ste mali vykonávať v sede. Pred použitím teplomera sa odporúča vyhybat' pitíu veľmi teplých nápojov, cvičeniu, fajčeniu, kúpaniu alebo sprchovaniu. Prosím postupujte nasledovne: Stlačte tlačidlo a počkajte, až sa zobrazí „188,8“ a následne „L °C“, približne na 3 sekundy, tep-

lomer je pripravený na meranie. Počas merania môžete vidieť stúpajúce hodnoty teploty na displeji. Akonáhle teplomer domeria, budete počuť pípnutie. Teplomer vypnete stlačením tlačidla ON/OFF, predĺžite tým životnosť batérie. Ak tak neurobíte, teplomer sa automaticky vypne približne za 10 minút po meraní.

Pred **meraním v ústach** nechaťte ústa zatvorené aspoň 1 minútu. Umiestnite sondu teplomera pod jazyk, zatvorte ústa a stlačte tlačidlo zapnúť. Po nameraní teploty zaznie zvuková signalizácia. Teplota nameraná v ústach je cca o 0,3–0,8 °C nižšia ako pri rektálnom meraní. Meranie trvá 50–70 sekúnd.

Pred **meraním v podpaží** osušte Vašu pokožku a uistite sa, že je sonda teplomeru v úplnom kontakte s pokožkou podpažia. Zapnite teplomer a počkajte na zvukovú signalizáciu. Teplota býva o 0,5–1 °C nižšia než pri rektálnom meraní. Meranie trvá 80–120 sekúnd. **Pre presné výsledky sa odporúča nechať si teplomer v podpaží 5 minút aj napriek zazneniu zvukovej signalizácie (pípnutia), ktoré naznačuje koniec merania.**

Pri **rektálnom meraní** vložte sondu do rekta maximálne 2 cm hlboko a počkajte, až zaznie zvuková signalizácia. Meranie trvá 40–60 sekúnd. Rektálne meranie je považované za najpresnejšie, pretože meria vnútornú teplotu tela. Pre prehľad si zaznamenávejte teplotu a čas po každom meraní. Posledný nameraný údaj sa automaticky ukladá v pamäti teplomera.

VYVOLANIE POSLEDNEJ NAMERANEJ HODNOTY

Posledná nameraná hodnota sa automaticky ukladá do pamäte teplomera. Posledná hodnota sa zobrazí na displeji, ak teplomer vypnete a znovu zapnete hneď po zobrazení „L °C“. Pokiaľ vykonáte ďalšie meranie, nahradí v pamäti predchádzajúcu hodnotu.

ÚDRŽBA

Čistíte teplomer vždy pred a po použití pomocou handričky navlhčenej vo vode alebo v roztoku vody a alkoholu. Uchovávejte teplomer v plastovom puzdre. Nikdy ho neponárajte do vody ani iných tekutín.

VÝMENA BATÉRIÍ

V prípade, že sa na LCD displeji zobrazí symbol vybitej batérie v pravom spodnom rohu, znamená to, že je potrebné batérie vymeniť. Zložte šedú krytku. S pomocou špičatého nekovového predmetu (napr. pero) vyberte starú batériu a nahraďte ju novou 1,5V typ LR41 so zachovaním polaritý +/--. Nasadte kryt batérie späť.

Upozornenie

Pokiaľ sa vaša pokožka dostane do styku s tekutinou z batérií alebo sa vám tekutina dostane do očí, opláchnite postihnuté miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Nebezpečenstvo udušenia! Malé deti môžu prehltnúť alebo vdýchnuť batérie. Uchovávaťte batérie mimo dosah detí. V prípade, že prišlo k úniku tekutiny z batérie, nasadte si prosím ochranné rukavice a priestor vysušte suchou handričkou. Chraňte batérie pred teplom. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa, hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nenabíjajte a ani neskartujte. Vždy vymeňte všetky batérie naraz. Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Nesnažte sa batérie otvoriť alebo inak mechanicky poškodiť.

SYMBOLY

 Postupujte podľa návodu na použitie
 Typ BF bezpečnostná trieda
 Skladujte v suchom prostredí
 Batéria je vyrábaná v súlade s Európskou směrnicou 2006/66/CEE

 Výrobca

 Zástupca pre EU

 Basic Temp (DT-01B) spĺňa všetky požadované normy v súlade so smernicou 93/42/CEE

 Zdravotnícky prostriedok



LIKVIDÁCIA ODPADU

Tento prístroj, vrátane všetkých jeho vymeniteľných častí a príslušenstva, musí byť spracovaný oddelene od bežného odpadu, je potrebné ho odnieť do recyklačného centra pre elektrické a elektronické zariadenia alebo ho vrátiť predajcovi pri kúpe nového ekvivalentného prístroja. Neuposúchnutie týchto pokynov môže viesť k prísnym trestom. Batérie používané v tomto prístroji musia byť na konci ich životnosti umiestnené do špeciálnych zberných nádob.

ZÁRUKA

Na tento prístroj platí záruka 2 roky od dátumu zakúpenia. Záruka se nevztahuje na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. Záruka sa nevztahuje na batérie a obal. Záruka sa nevztahuje na akékoľvek ďalšie poškodenie. Pri uplatňovaní záruky je nevyhnutné predložiť doklad o zakúpení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kategória produktu: Klinické elektronické teploměry
Model: Basic Temp (DT-01B)
Rozpätie v meranej teploty: 32 °C~42,0 °C
Zobrazenie nameranej teploty: Trojčíferné, zobrazuje teplotu v krokoch po 0,1 °C
Teplota: do 32 °C ukáže Lo °C, nad 42 °C ukáže Hi °C
Vodotesný: NIE
Presnosť merania: ±0,1 °C v rozpätí 35,5 °C~42,0 °C, vyššie ±0,2 °C
Automatické vypnutie: cca po 10 minútach
Zvuková signalizácia ukončenia merania: 4 pípnutia za sebou; po nameraní teploty ak sa výsledok nezmení viac ako +/- 0,1 °C po dobu 16 sekúnd.
Displej: LCD
Napätie: batérie 1,5V typ LR41 – vymeniteľná
Životnosť batérie: cca 100 hodín kontinuálneho merania
Prevádzkové podmienky: Teplota: +5 °C~35 °C, Vlhkosť do 80 % relatívnej vlhkosti
Podmienky pre prevádzku a skladovanie: -25~55 %, do 95 % relatívnej vlhkosti
Rozmery výrobku: 125 × 18 × 8 mm
Váha produktu: 12 g
Očakávaná prevádzková životnosť prístroja: 5 rokov

INFORMÁCIE

O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITĚ

DŮLEŽITÉ INFORMACE TYKAJÍCÍ SE ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ (EMC): Zdravotnický teploměr Basic Temp (DT-01B) má být použit v elektromagnetickém prostředí, tak ako je uvedeno níže. Záruka nebo skladová práva zanít, se neopaker bude používat v tomto prostředí.		
Stavba emise	Škola	Papír elektromagnetického prostředí
Vyzkoušené emise (CEP001)	Skupina 1	Zdravotnický teploměr Basic Temp (DT-01B) používá RF energii pouze pro vlastní funkci. Termometra s volně náhle je neopodstatňuje žádné ne detekci přímého a vlhkosti teploty.

DEKLARACE A POPIS ELEKTROMAGNETICKÉ ENERIE UVEDENÝ VÝROBKEM Zdravotnický teploměr Basic Temp (DT-01B) má být použit v elektromagnetickém prostředí, tak jako je uvedeno níže. Záruka nebo skladová práva zanít, se neopaker bude používat v tomto prostředí.		
Stavba emise	Škola	Papír elektromagnetického prostředí
(elektromagnetický výboj (ES)) CECEN61000-4-2	±5kV při kontaktě ±5kV ve vzduchu	Požádka by měla být vyrobena z dřeva, keramiky nebo keramiky. Pokud je použit plastový materiál, měla by být vyrobena z nehořlavého materiálu, odolného ohněm by měla být max. 30%.
Magnetická pole CECEN61000-4-3	3A/m	Magnetická pole by měla být omezena prostředky typickými pro nemocnici.
Elektromagnetická záření CECEN61000-4-3	10V/m 80MHz do 2,5GHz (ne pro přímý kontakt)	

POZNÁMKA: Všetky údaje sú založené na dostupných informáciách v čase tlače návodu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia

GB

For a correct usage of the product, please read carefully the following operating instructions. It is advisable to save this instruction manual for a future usage.

USE AND REFERENCE STANDARD

This digital electric thermometer model Basic Temp (DT-01B) is suitable to take body temperature for clinical and hospital use as well as for home use, as long as medical or paramedical staff are not required to be present at all times. The device is designed for oral, axillary or rectal use strictly in compliance with the Instructions specified in this manual. Any Use different from the use specified will be deemed improper use. The product complies with the following European standards: 93/42/CEE and to related EN harmonized standard. The digital electric thermometer model Basic Temp (DT-01B) is a medical device according to Clause 3.2, Section 3, Rule 10 of Directive 93/42/EEC.

SAFETY INSTRUCTIONS

Never bite, bend, drop or disassemble the thermometer. Keep the product out of children reach. Do not expose the thermometer to direct sunlight, high temperature, moisture or dirt. This Thermometer has been designed exclusively for taking body temperature; any other use is improper and therefore dangerous. Do not attempt to disassemble the unit,except for replacing empty battery. In case of persistent high temperature, especially for children, please contact your family doctor.

OPERATING INSTRUCTIONS FOR A PROPER USAGE

Before starting using the product, disinfect the probe with a cloth dampen with alcohol diluted with water. The measurement must be processed while sitting. Before using the product,it is advisable to avoid drinking hot or cold liquids, exercising, smoking, and taking a bath or a shower. Press the switch on button and the display will show: 188.8 °C for about 3 seconds, after that no flashing symbol L °C appears, and soon after flashing symbol L °C, the thermometer is ready to measure temperature. During the measurement, you can see the increasing temperature value on the display. Once the measurement has ended, you hear 4 beep sounds. Switch the unit off pressing the button. (The unit will automatically switch itself off after 10 minutes of non-usage). **Oral usage:** before taking the temperature, keep your mouth closed for 1 minute .

Place the probe under your tongue, close your mouth. When the temperature is detected device will emit 4 beep alarms. Temperature detected is between 0.3 °C e 0.8 °C lower that rectal measurement. Measurement duration lasts from 50 to 70 seconds.

Axillary usage: wipe carefully your skin and place the probe under the armpit paying attention that the probe is perfectly in contact with skin. Keep it positioned until you hear the beep alarm. Temperature detected is between 0,5 °C e 1,5 °C lower that rectal measurement. Measurement duration lasts from 80 to 120 seconds. For more accurate results it is advisable to extend the measurement duration of approximately 5 minutes despite the beep.

Rectal usage: insert the probe into the rectum about 2 cm maximum and wait till you hear the beep alarm. Measurement duration lasts from 40 to 60 seconds. Rectal measurement is considered the most accurate, because it detects the real internal body temperature.

MEMORY FUNCTION

The thermometer stores in memory the last temperature measurement for two seconds (after the following switching on of the thermometer, after the writing “188.8 °C”).

BATTERY REPLACEMENT

In case the LCD displays the symbol “□” in bottom right corner it would mean that battery needs to be replaced. Pull the battery

cover in the opposite direction of the thermometer probe. Use a non-metal pointed object like a pen and remove the old battery. Place a new 1.5V Battery, LR41 type; placing the positive pole upwards (+) and the negative one downwards (–). Put the battery cover back to its original position.

Notes on handling batteries.

If your skin or eyes come into contact with battery fluid, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.

Choking hazard! Small children may swallow and choke on batteries. Store the batteries out of the reach of small children.

If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment from excessive heat.

Risk of explosion! Never throw batteries into a fire. Do not charge or short-circuit batteries. If the device is not to be used for a long period, take the batteries out of the battery compartment. Use identical or equivalent battery types only. Always replace all batteries at the same time. Do not use rechargeable batteries. Do not disassemble, split or crush the batteries.

PRODUCT CLEANING

Clean always the thermometer, before or after each usage, with a soft cloth dumped with water or alcohol diluted with water. Store the product into its plastic

Product weight 12 gr (battery included)
Product dimensions: 125 × 18 × 8 mm
Usage conditions: Temperature: +5~+35 °C
Relative humidity: <= 80 %
Storage and transport conditions:
Temperature: -25~+55 °C
Relative humidity: <=95 %
Expected service life of device: 5 years

INFORMATION ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

This medical device needs special care as far as electromagnetic compatibility is concerned. It must be installed and used in compliance with the information given in the accompanying documents. Portable and mobile radio communication appliances may affect the operation of the thermometer.

MANUFACTURER'S GUIDE AND DECLARATION - ELECTROMAGNETIC EMISSIONS		
The digital thermometer Basic Temp (DT-01B) can be used in the following electromagnetic environment. The customer or user of the digital thermometer Basic Temp (DT-01B) must make sure that the device is used in said environment.		
Emission test	Compliance	Electromagnetic environment guide
Insulated discharges (ESD) IEC/EN1000-4-2	Group 1	The clinical thermometer Basic Temp (DT-01B) uses RF energy for its signal operation only. Consequently its RF emissions are very low and cause no interference close to electronic equipment.
MANUFACTURER'S GUIDE AND DECLARATION -ELECTROMAGNETIC IMMUNITY		
The digital thermometer Basic Temp (DT-01B) can be used in the following electromagnetic environment. The customer or user of the digital thermometer Basic Temp (DT-01B) must make sure that the device is used in said environment.		
Emission test	Compliance	Electromagnetic environment guide
Electrostatic discharges (ESD) IEC/EN1000-4-2	> 8 kV in contact > 8 kV in the air	The device should be made of wood, cement or metal cap. If the device are covered in synthetic material, relative humidity should not exceed 30%.
Magnetic field IEC/EN1000-4-3	3A/m	The magnetic field should be the typical magnetic field of a commercial or hospital environment.
Insulated immunity IEC/EN1000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz (in accordance with the equipment)	

NOTE Specifications and designs are based on the latest information available at the time of printing and subject to change without notice.

D

Um einen richtigen Gebrauch, bitte die Bedienungsanleitungen durchlesen. Bitthalten Sie diese Bedienungsanleitungen um einen zukünftigen Gebrauch.

VERWENDUNGSZW ECK UND BEZUGSVORSCHRIFT

Dieses digitale Thermometer Modell Basic Temp (DT-01B) ist ein Gerät zur Messung der Körpertemperatur keine stän dige Überwachung seitens des ärztlichen Personals und des Personals der medizinischen Assistenten gefragt ist.

Das Gerät ist zum Mundgebrauch, Achselhöhle-Gebrauch, Rektal- Gebrauch, bestimmt und muss so verwendet werden indem die in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen gewissenhaft befolgt werden: jeglicher weiter nicht verordneter Gebrauch muss als unkorrekt angesehen werden.

Basic Temp (DT-01B) ist ein Produkt, das mit den europäischen Richtlinien 93/42/CEE und den entsprechenden EN Vorschriften, die angepasst wurden, übereinstimmt.

Das elektrische Digitalthermometer Modell Basic Temp (DT-01B) ist ein medizinisches Gerät der Klausel 3.2, Sektion 3, Regel 10 der Richtlinie 93/42/CEE.

WARNUNGEN

Beißen, falten, fallen lassen oder abmontieren das Thermometer nicht. Halten Sie das Produkt von Kindern ab. Nicht stellen das Gerät direkt in das Sonnenlicht, in dem Staub oder auf Hochtemperatur. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch mit Wasser. Gebrauchen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, der in diesen Anleitungen beschreiben ist. Jede andere Verwendung ist gefährlich zu betrachten. Bitte ausbauen Sie das Produkt nur für der Batterien Ersetzung. Bei anhaltenden hohen Temperaturen, vor allem für Kinder, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.

Das Thermometer enthält Kleinteile (Batterie, Batteriefach), die von Kindern verschluckt werden können. Aus diesem Grund lassen Sie

das Thermometer nicht unbeaufsichtigt.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Bevor Sie die Messung beginnen, reinigen Sie die Sonde mit Alkohol (Empfehlungen vor dem Gebrauch: nicht rauchen, Bad oder Dusche nicht nehmen, heiße oder kalte Getränke nicht trinken und nicht sich trainieren).Die Taste zum Anschalten drücken, ein Piepton ertönt, prüfen, dass das Display in Folge nachfolgendes anzeigt: 188,8 °C ungefähr 3 Sekunden lang, nachdem das Symbol L °C nicht blinkend und dann das Symbol L °C blinkend erschienen ist, kann das Thermometer für die Temperaturmessung eingesetzt werden. Die Sonde an der Messstelle platzieren.Während der Messung, zeigt das Display den Temperaturanstieg an. Durch einen Piepton signalisiert das Thermometer das Ende des Messvorganges. Durch Drücken der Taste das Thermometer ausschalten. (Das Thermometer schaltet automatisch nach ungefähr 10 Minuten aus, wenn es nicht eingesetzt wird).**Mund-Gebrauch:** Bevor Sie beginnen zu vermessen, halten Sie den Mund geschlossen für eine Minute. Stellen Sie die Sonde unten die Zunge und halten den Mund gut geschlossen, solange die Temperatur vermisst ist und ein Beep klingelt. Die angezeigte Temperatur liegt ungefähr 0,3°C und 0,8°C unterhalb der rektalen Messung. Die Messdauer schwankt zwischen 50 und 70 Sekunden.

Achselh hle-Gebrauch: trocken Sie die Haut mit einem Tuch und dann stellen Sie die Sonde unten die Achselhöhle. Halten Sie das Thermometer auf dieser Stellung, solange ein Beep klingelt. Die angezeigte Temperatur liegt ungefähr 0,5°C und 1,5°C unterhalb der rektalen Messung. Die Messdauer schwankt zwischen 80 und 120 Sekunden. Für genauere Ergebnisse ist es ratsam, die Messdauer von ca. 5 Minuten trotz des Signals tons zu verlängern.

Rektal-Gebrauch: Die Sonde in den After einführen (maximal 2 cm), und den Piepton abwarten. Die Messdauer schwankt zwischen 40 und 60 Sekunden. Die rektale Methode wird als genauer angesehen, da sie die effektive interne Körpertemperatur anzeigt.

SPEICHER FUNKTION

Das Thermometer speichert die letzte durchgeführte Temperaturmessung. Diese wird automatisch für ungefähr 2 Sekunden angezeigt, (nach dem Anschalten des Thermometers und nach der Aufschrift “188,8 °C”). Wenn eine neue Messung vorgenommen wird, wird diese anstelle der vorherigen Messung gespeichert und beim nachfolgenden Anschalten des Thermometers angezeigt.

RSETZUNG

Wenn der Anzeige das Symbol “□” zeigt, bedeutet das, dass die Batterie ersetzt werden soll. Richtung der Sonde. Ziehen Sie vorsichtig die leeren Batterien heraus, um Hilfe gebrauchen Sie ein Kugelschreiber. Stecken Sie eine neue Batterie von 1,5 V (LR41) ein; stellen Sie die positiven Pole nach oben und die negativen Pole nach unten. Schließen Sie wieder den Batterieraum. **Hinweise zum Umgang mit Batterien.** Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.

Verschluckungsgefahr!

Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und daran ersticken. Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren! Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.

Explosionsgefahr!

Keine Batterien ins Feuer werfen.

Batterien dürfen nicht geladen oder kurzge-

schlossen werden. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts die Batterien aus dem Batteriefach nehmen. Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln. Keine Akkus verwenden! Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Thermometer mit einem soften und Wasser-befeuchteten Tuch oder mit Alkohol und Wasser. Abstellen Sie immer das Produkt in der Plastikschutzhülle. Bitte werfen Sie nicht das Produkt im Wasser oder in anderen Flüssigkeiten Alle die Anleitungen und die Bilder sind auf dem letzten Druck gebracht und können einiger Veränderung unterliegen.

SYMBOLE

 Die beigefügte Dokumentation zu Rate ziehen

 Angewandte Teile Typ BF

 Trocken halten

 Die Batterie wurde unter Beachtung der Verfügung der europäischen Richtlinien 2006/66/ CEE produziert.

 Hersteller

 Europäische vertretung

 Basic Temp (DT-01B) wurde in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 93/42/ CEE hergestellt.

 Medizinisches Gerät

ENTSORGUNG

Das Gerät, einschließlich seiner abnehmbaren Teile und Zubehöriteile darf am Ende seiner Gebrauchzeit nicht zusammen mit dem Stadtmüll entsorgt werden, sondern muss gemäß der europäischen Richtlinie entsorgt werden. Da das Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss, muss es in einen differenziertes Sammelzentrum für elektrische und elektronische Geräte gebracht werden oder erneut dem Verkäufer übergeben werden im Moment des Kaufs eines gleichwertigen Geräts. Im Falle von Übertretungen sind strenge Sanktionen vorgesehen.

Die von diesem Produkt ver endeten Batterien müssen nach ihrem Gebrauchsende in den bestimmten Sammelbeh ltern entsorgt erden.

TECHNISCHE MERKMALE

Modell: Basic Temp (DT-01B)
Messungsbereich: 32,0 °C~42,0 °C
Temperatur: <32,0 °C Anleitung L °C
Temperatur: >=42,0 °C Anleitung H °C
Gradeinteilung: 0,1 °C
Messgenauigkeit: 35,5~42 °C ± 0,1 °C; andere Messungsbereich ± 0,2 °C
Akustisches Alarmsignal (vier Pieptöne aufeinanderfolgend), nachdem die Messung beendet ist, wenn die für ungefähr 16 Sekunden Temperatur stabil bleibt (nicht mehr als 0,1 °C schwankt).

Anzeiger: LCD
Batteriebetrieben: Produkt versorgt von einer Batterie 1,5 Volt LR41
Batteriedauer, ungefähr 100 ununterbrochene Einsatzstunden
Gewicht 12 gr (Batterien inkl.)
Dimensionen des Produktes: 128,1 × 18 × 10,5 mm
Gebrauchsbedingungen:
Temperatur: +5 ~+4 35 °C
Feuchtigkeit: <=80 %
Bedingung der Lagerung, des Transports und der Aufbewahrung: Temperatur: -25~+55 °C
Feuchtigkeit: <=95 %
Erwartete Lebensdauer des Gerätes: 5 Jahren

INFORMATIONEN IM HINBLICK AUF DIE

ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT DES GERÄTS

Dieses medizinische Gerät bedarf besonderer Vorkehrungen im Hinblick auf die ektromagnetische. Kompatibilität und muss gemäß den in den Begleitdokumenten angegebenen Informationen verwendet werden. Tragbare und mobile Geräte zum Funkverkehr können das oben genannte Thermometer beeinflussen.

ANLEITUNG UND ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS - ELEKTROMAGNETISCHE AUSSEICHENUNGEN		
Das klinische Thermometer Basic Temp (DT-01B) ist ein häufig angelegtes elektromagnetisches Umfeld verwendet. Der Kunde oder Benutzer des klinischen Thermometers Basic Temp (DT-01B) muss sich vergewissern, dass das Gerät in diesem Umfeld verwendet wird.		
Durchschlagungstest	Konformität	Maßnahmen zum elektromagnetischen Umfeld
AUSSEICHENUNGEN / EMISSIONEN	Gruppe 1	Das klinische Thermometer Basic Temp (DT-01B) benutzt RF-Energie nur zu seinen internen Funktionen. Daher sind seine RF-Ausstrahlungen sehr niedrig und verursachen keine Interferenzen in der Nähe von elektronischen Geräten.
ANLEITUNG UND ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS - ELEKTROMAGNETISCHE IMMUNITÄT		
Das klinische Thermometer Basic Temp (DT-01B) ist ein häufig angelegtes elektromagnetisches Umfeld verwendet. Der Kunde oder Benutzer des klinischen Thermometers Basic Temp (DT-01B) muss sich vergewissern, dass das Gerät in diesem Umfeld verwendet wird.		
Durchschlagungstest	Konformität	Maßnahmen zum elektromagnetischen Umfeld
Elektrostatische Entladungen (ESD) IEC/EN1000-4-2	> 8 kV in der Luft	Die Elektrostatik mit Ber. von Metall, Kunststoff oder Keramik ausb. Wenn die Fußböden mit synthetischen Materialien überzogen sind, sollte der relative Feuchtigkeit maximal 30% betragen.
Magnetisches Feld IEC/EN1000-4-3	3A/m	Das magnetische Feld sollte das typische eines Haushalts oder Krankenhauses sein.
Empfindlichkeit Immunität IEC/EN1000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz (in Übereinstimmung mit der Geräte der nicht (in-Regierung) sind)	

ACHTUNG: alle Anweisungen und alle Abbildungen basieren auf den letzten Informationen, die im Moment des Drucks des Handbuchs vorliegen und können Veränderungen unterliegen.

HU

A termék helyes használata érdekében, kérjük, figyelmesen olvassa át az alábbi használati utasítást. Kérjük, a használati utasítást őrizze meg, később még szüksége lehet rá.

A TERMÉK RENDELTETÉSE ÉS A SZABVÁNYI HÁTTERE

A Basic Temp (DT-01B) digitális hőmérő, kizárólag a testi hőmérséklet mérése szolgá, mely egyaránt alkalmas az otthoni használaton kívül, a klinikai és kórházi használata is, ahol nem szükséges az orvos vagy paramedikus állandó felügyelete.

A mérést lehet szájban, hónaljban és végbélben végezni, az alábbi utasítások szigorú betartásával: Az előírásoktól eltérő használat nem rendeltetési szerinti használatnak minősül. A termék megfelel a 93/42/CEE európai irányelvnek és a vonatkozó harmonizált EN szabványoknak. A Basic Temp (DT-01B) a 93/42/CEE irányelv 10.paragrafus, 3.szakasz, 3.2 cikkének hatálya alá tartozó orvosi műszer.

FIGYELMEZTÉS

Ne harapdálja, ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és ne szerelje szét a hőmérőt. Ügyeljen arra, hogy ne hagyja a terméket, gyermekek által elérhető helyen. Óvja a készüléket a közvetlen napugárzástól, nedvességtől és portól. Ne tegye ki a hőmérőt magas hőmérsékletnek. A hőméő kizárólag testi hőmérés végzésére alkalmas,a termék nem rendeltetésszerű használata veszélyes. Az elem eltávolításának/cseréjének esetén kívül, Ne szerelje szét a készüléket. Főleg gyermekek esetében fellépő makacs láz esetén, minél gyorsabban értesítse kezelőorvosát.

A HŐMÉRŐ HELYES HASZNÁLATA

A termék használata előtt javasolt az érzékelő fej, alkoholos oldattal benedvesített puha ruhával történő fertőtlenítése. A mérés ideje alatt ülv kell maradni.

A mérés előtt ne igyon túl meleg, vagy túl h ideg italt, ne végezzen testmozgást, ne fürödjön, vagy zuhanyozzon.

Helyezze be az érzékelő fejet a mérés helyébe. Nyomja meg a Be/Kikapcsoló gombot, egy rövid csippanó hang jelzi, hogy a hőmérő bekapcsol és ellenőrizze le, hogy a kijelzőn egymást követően megjelennek-e az alábbi adatok: 188,8 °C kb. 3 másodpercen keresztül, a nem villogó L °C kiírás, majd a villogó L °C kiírás követően, a hőmérő készen áll a mérés elvégzésére.

A mérés ideje alatt, a kijelző folyamatosan mutatja a hőmérséklet emelkedését. A hőmérő hangjelzést ad a mérés végeztével. Nyomja meg a Be/Kikapcsoló gombot a hőmérő kikapcsolásához. (Ha ezt nem teszi meg, a hőmérő kb. 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol).

Szájban történő mérés: A mérés megkezdése előtt, kb. 1 percen keresztül tartsa zárva a száját. Az érzékelő fejet a nyelv alá helyezze be, a száját tartsa szorosan zárva és kapcsolja. A mérés végét csippanó hang jelzi. A szájbán mért hőmérséklet mutat a végbélben mért hőmérséklethez képest. A mérés időtartama 50–70 másodperc.

Hónaljban történő mérés: törölje szárazra a bőrt és helyezze be az érzékelő fejet a hónaljba. Ügyeljen arra, hogy az érzékelő fej, megfelelően érintkezzen a bőr felülettel. Kapcsolja be a hőmérőt és tartsa a hőmérőt a hónaljban, amíg nem hallja a csippanó hangot. A hónaljban mért hőmérséklet 0,5 °C-1,5 °C-kal alacsonyabb a végbélben mért hőmérséklethez képest. A mérés időtartama megközelítőleg 80–120 másodperc. A pontosabb eredmények érdekében ajánlatos a mérési időt kb. 5 percre meghosszabbítani a csipogás ellenére.

Végbélben történő mérés: helyezze a hőmérőt a végbélbe (max. 2 cm mélyen), és várjon a csippanó hangra. A mérés időtartama körülbelül 40–60 másodperc. A végbélben mért hőmérséklet bizonyul a legpontosabb értéknek, mivel ez van legközelebb a maghőmérséklethez.

MÉRT ADATOK TÁROLÁSA (MEMORIA FUNKCIÓ)

A hőmérő az utolsó mérési eredményt tárolja a memóriában. A mért érték kb. 2 másodpercre automatikusan megjelenik (a hőmérő bekapcsolásakor, a “188,8 °C” kiírást követően). Az új mérés eredménye törli az előző mérési eredményt és a hőmérő újabb használatáig tárolásra kerül a memóriában, a hőmérő bekapcsolásakor pedig, megjelenik a kijelzőn.

AZ ELEM CSERÉJE

A kijelző alsó, jobb sarkában megjelenő “□” szimbólum az elem cseréjének szükségességét jelzi. Húzza le az elemtartó rekesz tetejét az érzékelő fejfel ellentétes irányban.A kimerült elemet óvatosan vegye ki egy fémhegyű tárgy (pl. toll) segítségével. Helyezze be az új 1,5V, LR41 típusú elemet a (+) jelű pozitív pólussal felfelé és a (-) negatív pólussal lefelé. Zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét. **Megjegyzések az elemek kezelésére.** Ha a bőr vagy a szem érintkezik az akkumulátor folyadékkal, öblítse ki az érintett területeket vízzel és forduljon orvoshoz.

Fulladás veszély! A kisgyermekek lenyelhetik és megfulladhatnak az elemektől. Az elemeket kisgyermekek elől tartsa elzárva.Figyelje a plusz (+) és mínusz (-) polaritás jeleket. Ha egy elem kifolyt, vegyen fel védőkesztyűt és tisztítsa meg az elemtartót egy száraz ruhával. Óvja az elemeket a túlzott hőtől.

Robbanásveszély! Soha ne dobja az elemeket tűzbe. Ne töltse vagy rovid-zárlatolja el az elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, vegye ki az elemeket az elemtartóból. Csak azonos vagy egyenértékű típusú elemeket használjon. Mindig cserélje ki az összes elemet egyszerre. Ne használjon újratölthető elemeket. Az elemeket ne szedje szét, ne szerelje szét, ne törje össze.

A TERMÉK TISZTÍTÁSA

A hőmérőt használat előtt és után mindig tisztítsa meg, vízzel, vagy alkoholos oldószerrel benedvesített puha ruhadarabbal. A terméket a műanyag védőtokban tárolja. Ne tegye a terméket vízbe, vagy más folyadékba.

SZIMBÓLUMOK

 Tanulmányozza át a mellékelt dokumentációt

 BF típusú alkatrészek

 Tartsa a készüléket szárazon

 Az elem gyártása a 2006/66/CEEurópai irányelvnek megfelelő

 Gyártó

 Európai képviselő

 Basic Temp (DT-01B) gyártása a 93/42/CEE európai irányelv alapján történt

 Orvosi eszköz

HULLADÉK KEZELÉS

A készülék, ideértve az eltávolítható részeket és tartozékokat, nem helyezhető el háztartási hulladékként, hanem a európai irányelv alapján, a háztartási hulladéktól elkülönítve, külön, az elektromos és az elektronikai hulladékok gyűjtésére kialakított szemetgyűjtőkben helyezhetők el a használati időtartam lejártát követően, illetve új, azonos termék vásárlása esetén, a forgalmazók, a régi, hulladékká vált termeket ingyen visszaveszik. Az előírások megszegése, súlyos büntetést von maga után. Az elhasználódott elemeket az erre a célra kialakított szemetgyűtőkben kell elhelyezni.

ELEKTROMÁGNESES MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Ez az orvosi műszer fokozott elővigyázatosságot igényel az elektromágneses megfeleléségre vonatkozóan, beszerelését és használatát a mellékelt dokumentumok figyelembevételével kell végezni. Hordozható és mobil rádiókommunikációs készülékek befolyásolhatják a hőmérő működését.

A GYÁRTÓ UTASÍTÁSA ÉS NYILATKOZATA - ELEKTROMÁGNESES MŰBESZÁRÁS		
A Basic Temp (DT-01B) Működés: az alábbiakban ismertetett elektromágneses térben használható. A vendék vagy a Basic Temp (DT-01B) Működés használatakor meg kell érteni és meg kell érteni, hogy a termék használata az alábbi körülmények között történhet:		
Környezeti tényezők	Működés	Ellátás
ESZAKARZSZÁRÁS IEC/EN1000-4-2	1 osztály	A Basic Temp (DT-01B) Működés: kizárólag a saját belső funkciókhoz használható. A vendék vagy a Basic Temp (DT-01B) Működés használatakor meg kell érteni és meg kell érteni, hogy a termék használata az alábbi körülmények között történhet:
A GYÁRTÓ NYILATKOZATA ÉS UTASÍTÁSA - ELEKTROMÁGNESES IMMUNITÁS		
A Basic Temp (DT-01B) Működés: az alábbiakban ismertetett elektromágneses térben használható. A vendék vagy a Basic Temp (DT-01B) Működés használatakor meg kell érteni és meg kell érteni, hogy a termék használata az alábbi körülmények között történhet:		
Környezeti tényezők	Működés	Ellátás
Elektrosztatikus kisülés IEC/EN1000-4-2	>8kV kapacitív immunitás >8kV induktív immunitás	A vendék vagy a Basic Temp (DT-01B) Működés: kizárólag a saját belső funkciókhoz használható. A vendék vagy a Basic Temp (DT-01B) Működés használatakor meg kell érteni és meg kell érteni, hogy a termék használata az alábbi körülmények között történhet:
Mágneses tér IEC/EN1000-4-3	3A/m	A vendék vagy a Basic Temp (DT-01B) Működés: kizárólag a saját belső funkciókhoz használható. A vendék vagy a Basic Temp (DT-01B) Működés használatakor meg kell érteni és meg kell érteni, hogy a termék használata az alábbi körülmények között történhet:
Empfindlichkeit Immunität IEC/EN1000-4-3	3 V/m 80MHz to 2.5GHz (in accordance with the equipment)	

MŰSZAKI ADATOK

Modell: Basic Temp (DT-01B)
Mérési tartomány: 32,0 °C~42,0 °C
L °C jel a kijelzőn, ha a hőmérséklet kisebb <32,0 °C
H °C jel a kijelzőn, ha a hőmérséklet egyenlő, vagy nagyobb, mint >=42,0 °C
Kijelzési fokozat: 0,1 °C
Pontosság: 35,5~42 °C között ± 0,1 °C; Egyéb hőmérséklet tartományokban ± 0,2 °C
Jelzőhang (4 szer egymás után) a mérés végeztével, amikor a hőmérséklet már nem változik, azaz a mért hőmérséklet az eltelt 16 másodperben 0,1 °C-nál kevesebbet emelkedett.

LCD kijelző

Energiaforrás: a termék megtáplálása belső energiaforrásról történik, 1 db 1,5 V-os LR 41 típusú elemmel Az elem üzemiideje: megközelítőleg 100 óra

A termék tömege: 12 gr (elemmel együtt)A termék mérete: 128,1 × 18 × 10,5 mm Működési feltételek: Hőmérséklet:

+5 ~ +35 °C

nedvességtartam: <= 80%

Szállítási és tárolási feltételek:

Hőmérséklet: -25~+55°C

Nedvességtartam: <=95 %

A készülék várható élettartama: 5 év

MEGJEGYZÉS: Az itt szereplő utasítások, adatok és ábrák a használati utasítás nyomtatásának időpontjában rendelkez-

zésre álló információkon alapulnak, értesítési kötelezettség nélkül az esetleges módosítások, vagy változások esetén.