

"The One" Ankle Brace - EN
APPLICATION & CARE INSTRUCTIONS

Tobillera "The One" - ES
MODO DE EMPLEO Y CUIDADO DEL PRODUCTO

Orthèse de cheville « The One » - FR
UTILISATION ET ENTRETIEN

Sprunggelenkorthese "The One" - DE
ANWEISUNG ZUM ALÄNGEN UND ZUR PFLEGE

"The One" enkelbrace - NL
INSTRUCTIES VOOR AANBRENGEN EN ONDERHOUD

ΝΑΡΔΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ "The One"
- GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Tutore per caviglia "The One" - IT
ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE E LA CURA DEL PRODOTTO

"The One" ankelskinne - DK
INSTRUKTIONER I ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

Suporte para tornozelo "The One" - PT
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

Orteza stawu skokowego „The One“ - PL
STOSOWANIE I ZALECENIA DOTYCZĄCE OBCHODZENIA SIĘ Z PRODUKTEM

"The One" Fotelstsöd - SE
ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

The One - ГОЛЕНОСТОПНЫЙ ФИКСАТОР
- RU

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

Kotniková výzhuha „The One“ - CZ
POKYNY PRO POUŽITÍ A OSÉTŘOVÁNÍ

"The One" 足踝护托 - CH
使用与保养说明

"The One" 밸트 보조기 - KO
작용 및 주의사항

"The One" 足踝護托 - TC
繁體中文
使用及護理說明

"The One" - niikkatuki - FI
KÄYTÖTÖ-JÄ HOITO-OHJEET

Ortoza za skočni zglob "The One" - SR
UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Ortoza za gležanj "The One" - HR
PRIMJENA I ODRŽAVANJE

 دعامة الكاحل - لفحة العربية
Instrukcias de uso y cuidado

Pendakap Pergelangan Kaki "The One" - MS
PANDUAN PEMAKAIAN & PENJAGAAN

 ที่รองเท้า "The One" - TH
ค่าแนะนำในการใช้และดูแลรักษา

Dệm bao vú mát cá chân "The One" - VI
HƯỚNG DẪN VÙNG VÀO BAO ĐƯỜNG

Ортеза за глезен тип скоба
"The One" - BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

Hüppeliige klamber „The One“ - ET
KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHEND

"The One" bokarögzőtő - HU
ALKALMAZÁSI ÉS ÁPOLÁSI UTASÍTÁSOK

"The One" Ökkaspelka - IS
LEIÐBEININGAR UM MEDFERD OG NOTKUN

"The One" potfes ortoze - LV
LIETOŠANAS UN KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

Kulkšķīnes ietvaras „The One“ - LT
LIETOŠANAS UN KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

"The One" Ankelstøtte - NO
BRUKS- OG VEDLIGEHOLDSANVISNING

Orteza pentru glezna „The One“ - RO
INSTRUCTIUNI DE APLICARE SI INTRETINERE

Ortéza na členok „The One“ - SK
POKYNY NA ZAKLADANIE A STAROSTLIVOSŤ

Opornica za gleženj „The One“ - SL
NAVODILA ZA UPORABO IN NEGO

"The One" Ayak Bileği Ayracı - TR
UYGULAMA VE BAKIM TALİMATLARI

"The One" Ankle Brace

48800, 48800B, 48880, 48880B, 48881, 48881B, 48882, 48882B, 48883, 48883B, 48884, 48884B, 48885B, 48886B, 42220, 42221, 42222, 42223, 42224, 42225, 42226, 45530, 45531, 45532, 45533, 45534, 45535, 45536

Intended Use: Provides advanced support and protection for weak, injured, or unstable ankles. Helps protect from injury or re-injury.

Directions for Use

- Be sure to wear a sock that is the same size as the body of the brace.
- Fully open laces.
- Slip brace onto your right or left foot.
- Pull laces tight and evenly on each side.
- For INVERSION SPRAIN (rolling ankle inward, pain is on the outside of the ankle)
 - Wrap OUTSIDE Anti-Slip Side Strap over top of ankle to the inside of foot and then under the arch back upward to the outside of your foot to secure the OUTSIDE brace loop.
 - Wrap the INSIDE Anti-Slip Side Strap over top of ankle to the outside of foot and then under the arch back upward to the inside to secure to the inside brace loop.
- For EVERSION Sprain (rolling ankle outward, pain is on the inside of ankle)
 - Cut the INSIDE Anti-Slip Side Strap over top of ankle to the outside of foot and then under the arch back upward to the inside to secure to the inside brace loop.
 - For EVERSION SPRSTAUCHUNGEN (Sprunggelenk wird nach innen gedreht; der Schmerz befindet sich auf der Außenseite des Sprunggelenks)
 - Wrap the OUTSIDE Anti-Slip Side Strap over top of ankle to the inside of foot and then under the arch back upward to the outside of your foot to secure the OUTSIDE brace loop.
 - Wrap the INSIDE Anti-Slip Side Strap over top of ankle to the outside of foot and then under the arch back upward to the inside to secure to the inside brace loop.

6. For EVERSION SPRSTAUCHUNGEN (Sprunggelenk wird nach innen gedreht; der Schmerz befindet sich auf der Innenseite des Sprunggelenks)

- Wrap the OUTSIDE Anti-Slip Side Strap over top of ankle to the outside of foot and then under the arch back upward to the outside of your foot to secure the OUTSIDE brace loop.
- Wrap the INSIDE Anti-Slip Side Strap over top of ankle to the inside of foot and then under the arch back upward to the inside to secure to the inside brace loop.

7. Adjust Anti-Slip Side Straps on each side until comfortable.

8. Pull top elastic straps on each side until comfortably tight and fasten together.

CARE: Hand wash in cold water with mild detergent. Do not use bleach or fabric softener. Rinse thoroughly and air dry.

CAUTION: If pain persists or discomfort results, discontinue use and consult your physician.

CAUTION: Do not over-tighten laces or straps. Over tightening may cut off blood circulation to the foot.

VORSICHT: Die Schnürsenkel und Riemen nicht zu fest ziehen, ein übermäßiges Festziehen kann die Durchblutung des Fußes behindern.

Notice: Should any serious health related incident occur with the use of this device, please notify the manufacturer identified on the label and the competent authorities of your country.

Hinweise: Sollten es infolge der Verwendung des Produkts zu schwerwiegenden Gesundheitsstörungen kommen, benachrichtigen Sie bitte den auf dem Etikett genannten Hersteller sowie die zuständigen Gesundheitsbehörden Ihres Landes.

"The One" Fotelstsöd

48800, 48800B, 48880, 48880B, 48881, 48881B, 48882, 48882B, 48883, 48883B, 48884, 48884B, 48885B, 48886B, 42220, 42221, 42222, 42223, 42224, 42225, 42226, 45530, 45531, 45532, 45533, 45534, 45535, 45536

Avgadd användning: Ger avancerat stöd och skydd åt svaga, skadade eller instabila fötter. Skyddar mot skada och uppriprade skador.

Bruksanvisning

1. Se till att din socka har samma storlek som stommen på stödet.

2. Snr upp snören helt.

3. Sätt stödet på höger eller vänster fot.

4. Dra åt snören stramt och jämför på båda sidorna.

5. För översträngning p.g.a. INVERSION (vid införhet av fötterna är smärtan på tisidan av fötterna)

a. Linda den YTTE anti-glid sidans band över fötterna till insidan av foten och sedan under hälftibben tillbaka uppåt till utsidan av foten och fast vid öglan på UTSIDAN av stödet.

b. Linda den INRE anti-glid sidans band över fötterna till insidan av foten och sedan under hälftibben tillbaka uppåt till utsidan av foten och fast vid öglan på INSIDAN av stödet.

6. För översträngning p.g.a. EVERTION (vid utåttretning av fötterna är smärtan på insidan av fötterna)

a. Linda den INRE anti-glid sidans band över fötterna till insidan av foten och sedan under hälftibben tillbaka uppåt till utsidan av foten och fast vid öglan på INSIDAN av stödet.

7. Justera anti-glid sidans band på båda sidorna så att det känns bekvämt och fast dem.

UNDERHALL: Handtvätta i kallt vatten med ett mjukt rengöringsmedel. Använd inte blekmiddel eller mjukgöringsmedel. Skölj nog och låt lufttorka.

VAR FÖRSIKTIG: Om smärtan kvarstår eller det blir obehandling, använd inte längre och kontakta din läkare.

VAR FÖRSIKTIG: Spänna inte snören eller banden för mycket. Om du spänner dem för mycket kan detta hämma blodcirkulationen i foten.

Obs! Om en allvarlig halsrelaterad skada skulle uppstå när du använder den här produkten ska du kontakta den tillverkaren som identifieras på etiketten och den behöriga hälso-/sjukvårdsmyndigheten i ditt land.

YOKUŞLAŞMA: Rıçınca stirka в холодной воде с detergente doux. Ne pas utiliser avec de javel ni de produit assouplissant. Bien rincer et laisser sécher à l'air.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если болевые ощущения сохраняются или возникает дискомфорт - прекратите использование отвертывателей и смычниками. Тщательно прополоскать, сушить на открытом воздухе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не перегирайте шнурки и лямки – это может привести к нарушению кровообращения ступни.

Примечание: При возникновении каких-либо серьезных проблем со здоровьем, вызванных использованием данного изделия, просьба уведомить производителя, указанного на этикете, а также компетентные органы здравоохранения в своей стране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не перегирайте шнурки и лямки – это может привести к нарушению кровообращения ступни.

Sprunggelenkorthese „The One“

48800, 48800B, 48880, 48880B, 48881, 48881B, 48882, 48882B, 48883, 48883B, 48884, 48884B, 48885B, 48886B, 42220, 42221, 42222, 42223, 42224, 42225, 42226, 45530, 45531, 45532, 45533, 45534, 45535, 45536

Vorgeseher Verwendungszeit: Bietet feste Stützung und Schutz für schwache, verletzte oder instabile Sprunggelenke. Schützt vor Verletzungen oder Wiederverletzungen.

Gebruiksbeschrijving

- Draag een sok van dezelfde maat als het centrale deel van de hiel van de Orthese is.
- Schnürsenkel ganz öffnen.
- Die Orthese über die rechten oder linken Füße ziehen.
- Die Schnürsenkel auf jeder Seite fest und gleichmäßig binden.
- Bei INVERSIONSPRSTAUCHUNGEN (Sprunggelenk wird nach innen gedreht; der Schmerz befindet sich auf der Außenseite des Sprunggelenks)
 - Wrap OUTSIDE Anti-Slip Side Strap über die Außenseite des Fußes und ziehen sie dann unter die Achse des Fußes und über die Innenseite des Fußes.
 - Wrap the INSIDE Anti-Slip Side Strap über die Innenseite des Fußes und ziehen sie dann unter die Achse des Fußes und über die Außenseite des Fußes.

6. Bei INVERSIONSPRSTAUCHUNGEN (Sprunggelenk wird nach innen gedreht; der Schmerz befindet sich auf der Innenseite des Sprunggelenks)

- Wrap OUTSIDE Anti-Slip Side Strap über die Außenseite des Fußes und ziehen sie dann unter die Achse des Fußes und über die Innenseite des Fußes.
- Wrap the INSIDE Anti-Slip Side Strap über die Innenseite des Fußes und ziehen sie dann unter die Achse des Fußes und über die Außenseite des Fußes.

7. Adjust Anti-Slip Side Straps on each side until comfortable.

8. Pull top elastic straps on each side until comfortably tight and fasten together.

CARE: Hand wash in cold water with mild detergent. Do not use bleach or fabric softener. Rinse thoroughly and air dry.

CAUTION: If pain persists or discomfort results, discontinue use and consult your physician.

CAUTION: Do not over-tighten laces or straps. Over tightening may cut off blood circulation to the foot.

VORSICHT: Die Schnürsenkel und Riemen nicht zu fest ziehen, ein übermäßiges Festziehen kann die Durchblutung des Fußes behindern.

Notice: Should any serious health related incident occur with the use of this device, please notify the manufacturer identified on the label and the competent authorities of your country.

Hinweise: Sollten es infolge der Verwendung des Produkts zu schwerwiegenden Gesundheitsstörungen kommen, benachrichtigen Sie bitte den auf dem Etikett genannten Hersteller sowie die zuständigen Gesundheitsbehörden Ihres Landes.

Hinweise: Sollten es infolge der Verwendung des Produkts zu schwerwiegenden Gesundheitsstörungen kommen, benachrichtigen Sie bitte den auf dem Etikett genannten Hersteller sowie die zuständigen Gesundheitsbehörden Ihres Landes.

Ortheze de cheville « The One »

48800, 48800B, 48880, 48880B, 48881, 48881B, 48882, 48882B, 48883, 48883B, 48884, 48884B, 48885B, 48886B, 42220, 42221, 42222, 42223, 42224, 42225, 42226, 45530, 45531, 45532, 45533, 45534, 45535, 45536

Prezzierevan použití: Poskytuje zlepšenou podporu a ochranu pro zlomené nebo nestabilní kotlinky. Pomáhá předcházet zlomeninám a opakováním zlomenin.

Bruksanvisning

1. Se till att din socka har samma storlek som stommen på stödet.

2. Snr upp snören helt.

3. Sätt stödet på höger eller vänster fot.

4. Dra åt snören stramt och jämför på båda sidorna.

5. För översträngning p.g.a. INVERSION (stötterna är smärtan är på tis



International Importer of Record

www.muellersportsmed.com/b2c-us/en/InternationalImporter