

Xiaomi Water Flosser 2

User Manual · 01

Manual de usuario de Xiaomi

Water Flosser 2 · 17

Manuel d'utilisation de Xiaomi

Water Flosser 2 · 33

Xiaomi Munddusche 2

Bedienungsanleitung · 49

Manuale utente Xiaomi Water

Flosser 2 · 65

Xiaomi Waterflosser 2

Gebruikershandleiding · 81

Instrukcja obsługi Irygator

Xiaomi 2 · 97

Manual do utilizador do Irrigador

oral Xiaomi 2 · 113

Посібник користувача водною

зубною ниткою Xiaomi Water

Flosser 2 · 129

Xiaomi Ağız Duşu 2 Kullanım

Kılavuzu · 145

دليل مستخدم بخاخة تنظيف الأسنان

Xiaomi بالماء 2 من · 161

Ústní sprcha Xiaomi 2 Uživatelská

příručka · 177



Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Safety Instructions

WARNINGS:

- Do not use this product unless you understand the operating procedures and safety instructions to prevent injuries resulting from improper operation.
- Users with periodontal disease or who have undergone oral surgery in the past six months should use this product under the guidance of a dentist.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Unplug the power adapter and charging cable before use, cleaning or maintenance.
- Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
- This product contains a built-in rechargeable battery. Do not throw it into fire, heat or charge, use, or place it in a high-temperature environment, otherwise it will cause overheating, fire or explosion.
- Do not plug and unplug the power adapter and charging cable with wet hands, as it may result in electric shock.
- If this product is not in use for an extended period of time, please unplug the power adapter and charging cable, otherwise it may lead to electric shock or electrical fire caused by insulation deterioration.
- If this product is not used for an extended period of time, please fully charge it before storage and subsequently maintain a full charge every six months.
- This product contains a non-replaceable battery.
- Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short circuited by metal objects.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not let children play with it.
- This appliance contains a battery that is non-replaceable.
- Use only with <A520-050100U-EU1> power supply unit.


⚠ Cautions:

- In case of oral or lingual wounds, please seek medical advice before using this product to avoid unnecessary injury.
- Be sure to empty the water tank and allow it to idle for a few seconds after use to drain any remaining water, thus preventing the growth of bacteria, unpleasant odors, and malfunctions.

⚠ Note:

- Illustrations of product and accessories in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Product Overview



- ① Tip Release Button
- ② Power Button
- ③ Mode Button
- ④ Indicators
 - Gentle mode
 - Standard mode
 - Powerful mode
 - Battery level
- ⑤ Flosser Body
- ⑥ Water Tank

- ⑦ Tip Hole
- ⑧ Rubber Plug
- ⑨ Charging Port
- ⑩ Water Tank Cover
- ⑪ Standard Tip
- ⑫ Orthodontic Tip
- ⑬ Quick Start Guide
- ⑭ User Manual
- ⑮ Warranty Notice
- ⑯ Charging Cable
- ⑰ Power Adapter

How to Use

Cautions:

- The product undergoes testing before leaving the factory. Please rest assured that it is normal for some of the water for testing to remain inside, and feel free to use it.
- When using the product for the first time, it is common for the gums to experience itching or bleeding, which can be attributed to the gums not being accustomed to the stimulation from the flosser. Typically, this condition will resolve within a period of 1–2 weeks.
- For first-time users, it is recommended to start with the gentle mode and use the standard tip. Maintain this routine for a week before switching to another mode. If any discomfort persists for over 2 weeks, stop using this product and seek advice from your dentist.

Charging

- The product should be fully charged before its first use.
- The provided charging cable is a specialized accessory designed for the product. It requires approximately 4 hours to achieve a full charge, please keep it properly.
- Before charging, ensure that both the product and your hands are dry. Insert the charging cable into the charging port, connect the power adapter, and activate the power supply to initiate charging.

Note:


- The product should be charged within the temperature range of 0°C to 35°C at room temperature. Charging is not possible when the temperature falls below 0°C.

Battery level indicator descriptions

Flosser status	Battery level	Battery level indicator
Operating	40%-100%	Keeping white
	20%-40%	Keeping orange
	10%-20%	Quickly blinking orange
	< 10%	Quickly blinking orange (unable to turn on)
Charging	100%	Keeping white
	40%-100%	Blinking white
	< 40%	Blinking orange

Filling the water tank

- Hold the flosser in a horizontal position, open the water tank cover, and fill it with an appropriate amount of water, then close the water tank cover.




⚠ Cautions:

- It is recommended to use warm water not exceeding 40°C or running tap water.
- The flosser should not be filled with toothpaste, salt, solid mouthwash tablets, mouthwash containing isopropyl myristate, or other chemicals that may clog or damage the flosser.

Flosser tips

- Standard tip: Featuring a very thin water jet, this standard tip eliminates food debris lodged deep within interdental spaces and fissures, thereby preventing tooth decay and dental calculus. It is suitable for daily oral cleaning as well as for individuals with deep cleaning needs.
- Orthodontic tip: This tip is capable of cleaning intricate areas, including those with dental braces, which is suitable for individuals undergoing orthodontic treatment.



Standard Tip



Orthodontic Tip

Note:


- If the top of the tip is deformed, please replace it with a new one immediately to avoid potential product failure. It is recommended to replace the tip every 3–6 months.

Assembly & disassembly of the flosser tip

- Insert the tip vertically into the tip hole, and it is installed in place when you hear a "click" sound.
- Detach the tip by simultaneously pressing the tip release button and pulling the tip upwards.

⚠ Caution:

Do not press the tip release button while in use, as it may result in ejection of the tip and potential accidental injury.



Turning on/off

- Press the power button  to turn on/off the flosser.

Notes:


- The flosser is provided with a 2-minute timing function. The flosser will automatically turn off after a 2-minute continuous operation. To continue using the flosser, simply press the power button again.
- The standard mode allows for 50 seconds of uninterrupted cleaning with a full tank of water, while the duration of usage may vary for different modes.

Switching modes

- Press the mode button  to cycle through gentle, standard, and powerful modes. The indicator corresponding to the mode on the flosser body will light up once the mode is enabled.

Note:

- The flosser has a mode memory function and can remember the mode used before it was turned off. Once turned back on, the flosser will automatically restore the mode.




- Gentle mode:
Gentle water pressure for delicate cleaning of your teeth.
- Standard mode:
Standard water pressure for effective cleaning.
- Powerful mode:
Powerful water pressure for deep cleaning.

How to use the flosser

1. Hold the flosser in a vertical position and lean over the wash basin. Press the mode button to select your desired mode, then insert the tip into your mouth, targeting the interdental space or the gum line. Press the power button to turn on the flosser. Keep your lips closed to avoid water splashing, while maintaining a small gap to facilitate the smooth flow of water from your mouth into the wash basin.
2. Keep the water jet to maintain a 90° angle with the gum line. It is recommended to initiate the cleaning from the posterior teeth and gradually guide the tip along the gum line towards the front teeth, pausing briefly at the interdental space.
3. After each use, it is recommended to empty the water tank and allow the flosser to idle for a few seconds in order to drain the remaining water inside the flosser. Open the water tank cover for air drying or pull the water tank downward and place both the flosser body and water tank in a well-ventilated area. Once the inside of the water tank is dry, push it back up into position and close the water tank cover.

Cautions:


- Be sure to turn on the flosser with the tip in the mouth.
- Do not rinse directly against the gums.
- Do not apply excessive pressure on the teeth or gums with the tip, as this may trigger the motor jam protection under the powerful mode. When the protection is activated, the flosser will automatically pause and all mode indicators will blink white for 10 seconds before turning off. To restore normal functionality, simply press the power button to restart the flosser.



Care & Maintenance

Daily cleaning

1. After usage, turn on the flosser and allow it to idle for a few seconds to facilitate the drainage of any residual water inside the flosser.
2. Hold the flosser body with one hand, while simultaneously pulling down the water tank with the other hand.
3. Rinse the water tank with water or clean it using a damp cloth or brush.
4. After cleaning, wipe the flosser body and water tank dry and store in a cool location for drying.



Notes:

- The water temperature for cleaning should not exceed 40°C.
- Please do not use corrosive liquid, thinner, alcohol, etc. to clean the flosser.
- The flosser body and water tank can be wiped clean with a damp cloth or rinsed with water, ensuring thorough drying afterwards.
- The interior of the water tank can be cleaned using a brush in case of any scale formation.
- Please ensure that both the interior of the water tank and the exterior surface of the flosser body are dried before reinstalling the water tank into the flosser body.
- The flosser should be cleaned and stored after drying if it is not used for an extended period of time.

Regular maintenance

- Fill the water tank with warm water that does not exceed a temperature of 40°C. Add one tablespoon of white vinegar and turn on the flosser until the water tank is completely emptied. Once the water tank has been emptied, continue operating the flosser for approximately one minute until it automatically turns off. At this point, refill the water tank with warm water at a temperature not higher than 40°C and turn on the flosser again until the water tank is emptied again.

Note: To ensure optimal performance of the product, it is recommended to perform regular maintenance every 1–3 months.

Environmental Protection



When the product reaches the end of its service life, please remove, dispose of and recycle the built-in battery according to local laws and regulations of the country or region where the product is used. If the battery cannot be removed, dispose of it in strict accordance with the regulations on classified domestic waste disposal in your area.

⚠ WARNINGS:



- Do not expose the battery to fire to prevent it from exploding or releasing toxic and hazardous substances.
- Do not short-circuit the battery to prevent it from combusting and causing a fire.
- Do not disassemble the product unless you want to dispose of it, otherwise, it will be damaged.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.

Removing the rechargeable battery



1. Remove the water tank, unplug the water pipe, carefully pry open the 3 screw plugs at the bottom of the flosser, unscrew the 3 screws in order, and then remove the bottom cover of the flosser.




2. After removing the bottom cover, proceed to unscrew the 2 screws at the bottom of the flosser body and carefully pry open the top cover of the flosser.



3. Unscrew the 3 screws on the top of the flosser, remove the tip release button, pull out the charging port rubber plug, and pry out the inner mechanism.



4. Cut the 3 connecting wires (one by one) between the battery and the main board of the flosser body, and remove the battery.



⚠ Warnings:

- Please exercise caution when removing the battery to prevent any potential short-circuiting between the positive and negative terminals of the battery.
- The product shouldn't be connected to power once the battery has been removed.

Troubleshooting

Errors	Possible Causes	Solutions
The battery level indicator does not light up while charging	Incorrect power supply connection	Connect the power supply correctly
Too short operating time after charging	Too short charging time	Charge the flosser
The flosser cannot be turned on	Low battery level	Charge the flosser
Too low water pressure	Tip clogged	Replace the tip
	Tip's outlet damaged	Replace the tip
	Water pipe clogged	Clean the bottom of the water pipe

Specifications

Name: Water Flosser

Model: MEO705

Rated Voltage/Power: 3.7 V $\approx$ 12 W

Rated Input: 5 V $\approx$ 1 A

IP Rating: IPX7

Charging Time: Approx. 4 hours

Battery Type: KAN 18650 2200

Power Consumption Off mode: $\leq$ 0.3 W

Time to Enter the Condition Off mode: $\leq$ 20 min

Power Adapter

Input: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2 A			Output: 5.0 V $\overline{\rule{0.5pt}{0.4pt}}\rule{0.5pt}{0.4pt}$ 1.0 A, 5.0 W		
Information Published	Value and Precision			Unit	
Manufacturer's Name	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.			—	
Model Identifier	A520-050100U-EU1			—	
Input Voltage	100–240			V~	
Input AC Frequency	50/60			Hz	
Output Voltage	5.0			V $\overline{\rule{0.5pt}{0.4pt}}\rule{0.5pt}{0.4pt}$	
Output Current	1.0			A	
Output Power	5.0			W	
Average Active Efficiency	73.77			%	
Efficiency at Low Load (10%)	64.588			%	
No-load Power Consumption	0.075			W	



Europe-EU Declaration of Conformity

We, Xiaomi Communications Co., Ltd., hereby declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

For detailed e-manual, please go to
www.mi.com/global/support/user-guide



WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Manufacturer: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

For further information, please go to
www.mi.com

User Manual Version: V1.0

Made in China

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIAS:

- No utilice este producto a menos que comprenda los procedimientos de uso y las instrucciones de seguridad para evitar lesiones derivadas de un uso incorrecto.
- Los usuarios con enfermedad periodontal o que se hayan sometido a cirugía oral en los últimos seis meses deben utilizar este producto bajo la supervisión de un dentista.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o que la persona responsable de su seguridad les haya proporcionado instrucciones sobre el uso del producto.
- Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Desconecte el adaptador de corriente y el cable de carga antes de utilizarlos, limpiarlos o realizar tareas de mantenimiento.
- No exponga el aparato ni la batería a temperaturas excesivas.
- Este producto contiene una batería recargable incorporada. No lo arroje al fuego, no lo caliente ni lo cargue, no lo utilice ni lo coloque en un entorno de alta temperatura, ya que podría provocar un sobrecalentamiento, un incendio o una explosión.
- No enchufe ni desenchufe el adaptador de corriente ni el cable de carga con las manos mojadas, ya que podría producirse una descarga eléctrica.
- Si este producto no se utiliza durante un período prolongado de tiempo, desenchufe el adaptador de corriente y el cable de carga, ya que de lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio eléctrico causado por el deterioro del aislamiento.

- Si este producto no se utiliza durante un período prolongado de tiempo, cárguelo completamente antes de guardarlo y, posteriormente, mantenga una carga completa cada seis meses.
- Este producto contiene una batería no sustituible.
- Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito en los terminales del aparato o de la batería con objetos metálicos.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión de un adulto.
- No deje que los niños jueguen con él.
- Este aparato contiene una batería que no es reemplazable.
- Utilícelo sólo con la fuente de alimentación <A520-050100U-EU1>.


Precauciones:

- En caso de heridas orales o linguales, consulte a un médico antes de utilizar este producto para evitar lesiones innecesarias.
- Asegúrese de vaciar el depósito de agua y déjelo en reposo durante unos segundos después de su uso para drenar el agua restante, evitando así la proliferación de bacterias, olores desagradables y fallos de funcionamiento.

Nota:

- Las ilustraciones del producto y los accesorios del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a las mejoras del producto.

Descripción del producto



- 1 Botón de liberación de la punta
- 2 Botón de encendido
- 3 Botón de modo
- 4 Indicadores
 - Modo suave
 - Modo estándar
 - Modo potente
 - Nivel de la batería
- 5 Cuerpo del irrigador bucal
- 6 Depósito de agua

- 7 Orificio de la punta
- 8 Tapón de goma
- 9 Puerto de carga
- 10 Tapa del depósito de agua
- 11 Punta estándar
- 12 Punta para ortodoncia
- 13 Guía de inicio rápido
- 14 Manual de usuario
- 15 Aviso de garantía
- 16 Cable de carga
- 17 Adaptador de corriente

Modo de uso

⚠ Precauciones:

- El producto se somete a pruebas antes de salir de fábrica. Tenga la seguridad de que es normal que parte del agua de las pruebas permanezca en el interior, y no dude en utilizarlo.
- Al utilizar el producto por primera vez, es común que las encías experimenten picor o sangrado, lo que puede atribuirse a que las encías no están acostumbradas a la estimulación del irrigador. Por lo general, esta condición se resolverá en un período de 1–2 semanas.
- Para los usuarios primerizos, se recomienda empezar con el modo suave y utilizar la punta estándar. Mantenga esta rutina durante una semana antes de cambiar a otro modo. Si las molestias persisten durante más de 2 semanas, deje de utilizar este producto y consulte a su dentista.

Carga

- El producto debe cargarse completamente antes de su primer uso.
- El cable de carga suministrado es un accesorio especializado diseñado para el producto. Requiere aproximadamente 4 horas para lograr una carga completa, por favor manténgalo adecuadamente.
- Antes de cargarlo, asegúrese de que tanto el producto como sus manos están secos. Inserta el cable de carga en el puerto de carga, conecta el adaptador de corriente y activa la fuente de alimentación para iniciar la carga.

Nota:


- El producto debe cargarse dentro del intervalo de temperaturas de 0 °C a 35 °C a temperatura ambiente. La carga no es posible cuando la temperatura desciende por debajo de 0 °C.

Descripciones del indicador de nivel de batería

Estado del irrigador bucal	Nivel de la batería	Indicador de nivel de batería
En funcionamiento	40 %-100 %	En color blanco estable
	20 %-40 %	En color naranja estable
	10 %-20 %	Parpadeo rápido en naranja
	< 10 %	Parpadeo rápido en naranja (no se enciende)
Carga	100 %	En color blanco estable
	40 %-100 %	Parpadeo en blanco
	< 40 %	Parpadeo en naranja

Llenado del depósito de agua

- Mantenga el irrigador bucal en posición horizontal, abra la tapa del depósito de agua y llénelo con una cantidad adecuada de agua; a continuación, cierre la tapa del depósito de agua.




⚠ Precauciones:

- Se recomienda utilizar agua templada que no supere los 40 °C o agua corriente del grifo.
- El irrigador bucal no debe llenarse con pasta de dientes, sal, pastillas sólidas de enjuague bucal, enjuague bucal que contenga miristato de isopropilo u otros productos químicos que puedan obstruir o dañar el irrigador bucal.

Puntas del irrigador bucal

- **Punta estándar:** Con un chorro de agua muy fino, esta punta estándar elimina los restos de comida alojados en lo más profundo de los espacios interdentes y fisuras, previniendo así la caries y el sarro dental. Es adecuada para la limpieza bucal diaria, así como para personas con necesidades de limpieza profunda.
- **Punta para ortodoncia:** Esta punta es capaz de limpiar zonas intrincadas, incluidas aquellas con aparatos dentales, lo que resulta adecuado para personas sometidas a tratamientos de ortodoncia.



Punta estándar



Punta para ortodoncia

Nota:


- Si la parte superior de la punta está deformada, por favor sustitúyala por una nueva inmediatamente para evitar un posible fallo del producto. Se recomienda sustituir la punta cada 3–6 meses.

Montaje y desmontaje del irrigador bucal

- Inserte la punta verticalmente en el orificio de la punta, y estará instalada en su sitio cuando oiga un «clic».
- Desmonte la punta pulsando simultáneamente el botón de liberación de la punta y tirando de ella hacia arriba.

⚠ Precaución:

No pulse el botón de liberación de la punta mientras esté en uso, ya que puede provocar la expulsión de la punta y posibles lesiones accidentales.



Encendido y apagado

- Pulse el botón de encendido (🔌) para encender/apagar el irrigador bucal.

Nota:


- El irrigador bucal dispone de una función de temporización de 2 minutos. El irrigador bucal se apagará automáticamente después de 2 minutos de funcionamiento continuo. Para seguir utilizando el irrigador bucal, basta con pulsar de nuevo el botón de encendido.
- El modo estándar permite 50 segundos de limpieza ininterrumpida con el depósito de agua lleno, mientras que la duración del uso puede variar para los distintos modos.

Cambio de modo

- Pulse el botón de modo (🔄) para alternar entre los modos suave, estándar y potente. El indicador correspondiente al modo en el cuerpo del irrigador bucal se iluminará una vez que el modo esté activado.

Nota:

- El irrigador bucal tiene una función de memoria de modo y puede recordar el modo utilizado antes de apagarse. Una vez encendido de nuevo, el irrigador bucal restablecerá automáticamente el modo.




- Modo suave: Presión de agua suave para una limpieza delicada de los dientes.
- Modo estándar: Presión de agua estándar para una limpieza eficaz.
- Modo potente: Potente presión de agua para una limpieza profunda.

Modo de uso del irrigador bucal

1. Sujete el irrigador bucal en posición vertical e inclínese sobre el lavabo. Pulse el botón de modo para seleccionar el modo deseado y, a continuación, introduzca la punta en la boca, centrándose en el espacio interdental o en la línea de las encías. Pulse el botón de encendido para encender el irrigador bucal. Mantenga los labios cerrados para evitar salpicaduras de agua, al tiempo que mantiene una pequeña separación para facilitar el flujo suave del agua de la boca al lavabo.
2. Mantenga el chorro de agua en un ángulo de 90° con la línea de las encías. Se recomienda iniciar la limpieza desde los dientes posteriores y guiar gradualmente la punta a lo largo de la línea de las encías hacia los dientes anteriores, haciendo una breve pausa en el espacio interdental.
3. Después de cada uso, se recomienda vaciar el depósito de agua y dejar el irrigador bucal en reposo durante unos segundos para drenar el agua restante dentro del irrigador bucal. Abra la tapa del depósito de agua para secarlo al aire o tire del depósito de agua hacia abajo y coloque tanto el cuerpo del irrigador bucal como el depósito de agua en una zona bien ventilada. Cuando el interior del depósito de agua esté seco, vuelva a colocarlo en su posición y cierre la tapa del depósito de agua.

Precauciones:


- Asegúrese de encender el irrigador bucal con la punta en la boca.
- No enjuague directamente contra las encías.
- No ejerza una presión excesiva sobre los dientes o las encías con la punta, ya que podría activar la protección contra atascos del motor en el modo potente. Cuando se active la protección, el irrigador bucal se detendrá automáticamente y todos los indicadores de modo parpadearán en blanco durante 10 segundos antes de apagarse. Para restablecer el funcionamiento normal, basta con pulsar el botón de encendido para reiniciar el irrigador bucal.



Cuidado y mantenimiento

Limpieza diaria

1. Después del uso, encienda el irrigador bucal y déjelo en reposo durante unos segundos para facilitar el drenaje de cualquier residuo de agua dentro del irrigador bucal.
2. Sujete el cuerpo del irrigador bucal con una mano, mientras tira simultáneamente hacia abajo del depósito de agua con la otra mano.
3. Enjuague el depósito de agua con agua o límpielo con un paño húmedo o un cepillo.
4. Después de la limpieza, seque el cuerpo del irrigador bucal y el depósito de agua y guárdelos en un lugar fresco para que se sequen.



Notas:

- La temperatura del agua para la limpieza no debe superar los 40 °C.
- No utilice líquidos corrosivos, disolventes, alcohol, etc. para limpiar el irrigador bucal.
- El cuerpo del irrigador bucal y el depósito de agua pueden limpiarse con un paño húmedo o enjuagarse con agua, asegurándose de que se secan bien después.
- El interior del depósito de agua puede limpiarse con un cepillo en caso de que se forme sarro.
- Asegúrese de que tanto el interior del depósito de agua como la superficie exterior del cuerpo del irrigador bucal estén secos antes de volver a colocar el depósito de agua en el cuerpo del irrigador bucal.
- El irrigador bucal debe limpiarse y guardarse después de secarse si no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.

Mantenimiento habitual

- Llene el depósito de agua con agua caliente que no supere una temperatura de 40 °C. Añada una cucharada de vinagre blanco y encienda el irrigador bucal hasta que el depósito de agua se vacíe por completo. Una vez vaciado el depósito de agua, continúe utilizando el irrigador bucal durante aproximadamente un minuto hasta que se apague automáticamente. En ese momento, rellene el depósito de agua con agua caliente a una temperatura no superior a 40 °C y vuelva a encender el irrigador bucal hasta que el depósito de agua se vacíe de nuevo.

Nota: Para garantizar un rendimiento óptimo del producto, se recomienda realizar un mantenimiento periódico cada 1–3 meses.

Protección del medio ambiente


Cuando el producto llegue al final de su vida útil, extraiga, deseché y recicle la batería incorporada de acuerdo con las leyes y normativas locales del país o región donde se utilice el producto. Si no puede extraer la batería, elimínela siguiendo estrictamente la normativa sobre eliminación de residuos domésticos clasificados de su zona.

⚠ ADVERTENCIAS:



- No exponga la batería al fuego para evitar que explote o libere sustancias tóxicas y peligrosas.
- No cortocircuite la batería para evitar que se queme y provoque un incendio.
- No desmonte el producto a menos que quiera deshacerse de él, de lo contrario, se dañará.
- La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo.
- El aparato debe estar desconectado de la red eléctrica al retirar la batería.
- La batería debe eliminarse de forma segura.

Extracción de la batería recargable



1. Retire el depósito de agua, desenchufe el tubo de agua, haga palanca con cuidado para abrir los 3 tapones roscados de la parte inferior del irrigador bucal, desenrosque los 3 tornillos en orden y, a continuación, retire la cubierta inferior del irrigador bucal.




2. Después de retirar la cubierta inferior, proceda a desatornillar los 2 tornillos de la parte inferior del cuerpo del irrigador bucal y haga palanca con cuidado para abrir la cubierta superior del irrigador bucal.



3. Desenrosque los 3 tornillos de la parte superior del irrigador bucal, retire el botón de liberación de la punta, saque el tapón de goma del puerto de carga y haga palanca para extraer el mecanismo interior.



4. Corte los 3 cables de conexión (uno por uno) entre la batería y la placa principal del cuerpo del irrigador bucal, y retire la batería.



⚠ Advertencias:

- Tenga cuidado al extraer la batería para evitar posibles cortocircuitos entre los terminales positivo y negativo de la batería.
- El producto no debe conectarse a la corriente una vez extraída la batería.

Resolución de posibles problemas

Errores	Posibles causas	Soluciones
El indicador de nivel de batería no se enciende durante la carga	Conexión incorrecta de la fuente de alimentación	Conecte correctamente la fuente de alimentación
Tiempo de funcionamiento demasiado corto después de la carga	Tiempo de carga demasiado corto	Cargue el irrigador bucal
El irrigador bucal no se puede encender	Nivel de la batería bajo	Cargue el irrigador bucal
Presión de agua demasiado baja	Punta obstruida	Sustituya la punta
	Salida de la punta dañada	Sustituya la punta
	Tubo de agua obstruido	Limpie la parte inferior del tubo de agua

Especificaciones

Nombre: Irrigador bucal con agua

Modelo: MEO705

Tensión nominal/potencia: 3,7 V $\approx$ 12 W

Entrada nominal: 5 V $\approx$ 1 A

Clasificación IP: IPX7

Tiempo de carga: Aprox. 4 horas

Tipo de batería: KAN 18650 2200

Consumo de energía Modo apagado: $\leq$ 0,3 W

Tiempo para entrar en la condición
Modo apagado: $\leq$ 20 min

Adaptador de corriente

Entrada: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Salida: 5,0 V  1,0 A, 5,0 W

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
Nombre del fabricante	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identificador del modelo	A520-050100U-EU1	—
Voltaje de entrada	100–240	V~
Frecuencia de entrada de CA	50/60	Hz
Voltaje de salida	5,0	V 
Corriente de salida	1,0	A
Potencia de salida	5,0	W
Eficiencia activa media	73,77	%
Eficiencia a baja carga (10 %)	64,588	%
Consumo de energía sin carga	0,075	W



Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, Xiaomi Communications Co., Ltd. por la presente, declaramos que el equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables y las enmiendas. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Para un manual electrónico detallado, vaya a www.mi.com/global/support/user-guide



Directiva RAEE de información de eliminación y reciclaje

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Dirección: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Para obtener más información, visite www.mi.com

Versión del manual del usuario: V1.0

Fabricado en China

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Consignes relatives à la sécurité

AVERTISSEMENTS :

- N'utilisez pas ce produit à moins de comprendre les procédures d'utilisation et les consignes relatives à la sécurité pour éviter les blessures résultant d'une mauvaise utilisation.
- Les utilisateurs atteints de parodontite ou ayant subi une chirurgie buccale au cours des six derniers mois devraient utiliser ce produit sous la direction d'un dentiste.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité, qui doit leur donner des instructions sur l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez l'adaptateur secteur et le câble de charge avant l'utilisation, le nettoyage ou l'entretien.
- N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
- Ce produit contient une batterie rechargeable intégrée. Ne la jetez pas dans un feu, ne la chauffez pas ou ne la chargez pas, n'utilisez pas et ne la placez pas dans un environnement à haute température, sinon elle causera une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne branchez et débranchez pas l'adaptateur secteur et le câble de charge avec les mains mouillées, car cela pourrait entraîner une décharge électrique.
- Si ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher l'adaptateur secteur et le câble de charge, sinon cela pourrait entraîner une décharge électrique ou un incendie électrique causé par la détérioration de l'isolation.

- Si ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le charger complètement avant de l'entreposer et maintenir ensuite une charge complète tous les six mois.
- Ce produit possède une batterie non remplaçable.
- Faites attention au risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou de la batterie par des objets métalliques.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou sensibilisés à l'utilisation de manière sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Cet appareil contient une batterie non remplaçable.
- Utilisez uniquement avec l'unité d'alimentation électrique <A520-050100U-EU1>.


Précautions :

- En cas de blessures à la bouche ou à la langue, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser ce produit pour éviter des blessures inutiles.
- Assurez-vous de vider le réservoir d'eau et de le laisser au ralenti quelques secondes après utilisation pour drainer l'eau restante, empêchant ainsi la croissance des bactéries, les odeurs désagréables et les dysfonctionnements

Remarque :

- Les illustrations du produit et de ses accessoires présentes dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournies à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Présentation du produit



- ① Bouton de déverrouillage de la pointe
- ② Bouton d'alimentation
- ③ Bouton de mode
- ④ Voyants
 - Mode doux
 - Mode standard
 - Mode puissant
 - Niveau de batterie
- ⑤ Corps de l'hydropropulseur dentaire
- ⑥ Réservoir d'eau
- ⑦ Trou de la pointe
- ⑧ Bouchon en caoutchouc
- ⑨ Port de charge
- ⑩ Couvercle du réservoir d'eau
- ⑪ Pointe standard
- ⑫ Pointe orthodontique
- ⑬ Guide de démarrage rapide
- ⑭ Manuel d'utilisation
- ⑮ Garantie
- ⑯ Câble de charge
- ⑰ Adaptateur secteur

Utilisation

⚠ Précautions :

- Le produit est testé avant de quitter l'usine. Soyez assuré qu'il est normal que l'eau utilisée pour les tests reste à l'intérieur et n'hésitez pas à l'utiliser.
- Lors de la première utilisation du produit, il est courant que les gencives démangent ou saignent, ce qui peut être attribué au fait que les gencives ne sont pas habituées à la stimulation de l'hydropropulseur dentaire. Cette affection disparaît généralement dans un délai de 1 à 2 semaines.
- Pour les utilisateurs débutants, il est recommandé de commencer par le mode doux et d'utiliser la pointe standard. Maintenez cette routine pendant une semaine avant de passer à un autre mode. Si un inconfort persiste pendant plus de 2 semaines, arrêtez d'utiliser ce produit et demandez conseil à votre dentiste.

Charge

- Le produit doit être entièrement chargé avant sa toute première utilisation.
- Le câble de charge fourni est un accessoire spécialisé conçu pour le produit. Il faut environ 4 heures pour atteindre une charge complète, veuillez respecter cela correctement.
- Avant de charger, assurez-vous que le produit et vos mains sont secs. Insérez le câble de charge dans le port de charge, branchez l'adaptateur secteur et activez l'alimentation pour initier la charge.

Remarque :


- Le produit doit être chargé dans la plage de température de 0 °C à 35 °C à température ambiante. La charge n'est pas possible lorsque la température descend en dessous de 0 °C.

Descriptions du voyant du niveau de batterie

État de l'hydropropulseur dentaire	Niveau de batterie	Voyant du niveau de batterie
En fonctionnement	40 %–100 %	Reste blanc
	20 %–40 %	Reste orange
	10 %–20 %	Clignotement orange rapide
	< 10 %	Clignotement orange rapide (impossible d'allumer)
Charge en cours	100 %	Reste blanc
	40 %–100 %	Blanc clignotant
	< 40 %	Orange clignotant

Remplissage du réservoir d'eau

- Maintenez l'hydropropulseur dentaire en position horizontale, ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et remplissez-le avec une quantité appropriée d'eau, puis fermez le couvercle du réservoir d'eau.




Précautions :

- Il est recommandé d'utiliser de l'eau chaude ne dépassant pas 40 °C ou de l'eau courante du robinet.
- L'hydropropulseur dentaire ne doit pas être rempli de dentifrice, de sel, de comprimés solides pour bain de bouche, de liquide buccal contenant du myristate d'isopropyle ou d'autres produits chimiques qui peuvent obstruer ou endommager l'hydropropulseur dentaire.

Pointes de l'hydropropulseur dentaire

- Pointe standard : dotée d'un jet d'eau très fin, cette pointe standard élimine les débris alimentaires logés profondément dans les espaces interdentaires et les fissures, empêchant ainsi la carie dentaire et le calcul dentaire. Il convient au nettoyage oral quotidien ainsi qu'aux personnes ayant des besoins de nettoyage en profondeur.
- Pointe orthodontique : cette pointe est capable de nettoyer les zones complexes, y compris celles avec des appareils dentaires, ce qui convient aux personnes subissant un traitement orthodontique.



Pointe standard



Pointe orthodontique

Remarque :


- Si la partie supérieure de la pointe est déformée, veuillez la remplacer immédiatement par une nouvelle pour éviter une défaillance potentielle du produit. Il est recommandé de remplacer la pointe tous les 3 à 6 mois.

Montage et démontage de la pointe de l'hydropropulseur dentaire

- Insérez la pointe verticalement dans le trou de la pointe, et elle est installée en place lorsque vous entendez un « clic ».
- Détachez la pointe en appuyant simultanément sur le bouton de déverrouillage de la pointe et en tirant la pointe vers le haut.

⚠ Attention :

N'appuyez pas sur le bouton de déverrouillage de la pointe pendant l'utilisation, car cela pourrait entraîner une éjection de la pointe et des blessures accidentelles.



Allumage/extinction

- Appuyez sur le bouton d'alimentation  pour mettre en marche/arrêter l'hydropropulseur dentaire.

Remarque :


- L'hydropropulseur dentaire est muni d'une fonction de synchronisation de 2 minutes. L'hydropropulseur dentaire s'éteint automatiquement après 2 minutes de fonctionnement continu. Pour continuer à utiliser l'hydropropulseur dentaire, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation.
- Le mode standard permet 50 secondes de nettoyage ininterrompu avec un réservoir d'eau plein, tandis que la durée d'utilisation peut varier selon les modes.

Basculer entre les différents modes

- Appuyer sur le bouton de mode  pour faire défiler les modes doux, standard et puissant. L'indicateur correspondant au mode sur le corps de l'hydropropulseur dentaire s'allume une fois le mode activé.

Remarque :

- L'hydropropulseur dentaire a une fonction de mémoire de mode et peut se souvenir du mode utilisé avant qu'il ne soit désactivé. Une fois remis en marche, l'hydropropulseur dentaire rétablit automatiquement le mode.




- Mode doux :
Pression d'eau douce pour un nettoyage délicat de vos dents.
- Mode standard :
Pression d'eau standard pour un nettoyage efficace.
- Mode puissant :
Pression d'eau puissante pour un nettoyage en profondeur.

Mode d'utilisation de l'hydropropulseur dentaire

1. Tenir l'hydropropulseur dentaire en position verticale et s'appuyer sur le lavabo. Appuyez sur le bouton de mode pour sélectionner le mode souhaité, puis insérez la pointe dans votre bouche en ciblant l'espace interdentaire ou la ligne des gencives. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en marche l'hydropropulseur dentaire. Gardez les lèvres fermées pour éviter les éclaboussures d'eau, tout en maintenant un petit espace pour faciliter le flux de l'eau de votre bouche dans le lavabo.
2. Maintenir le jet d'eau à 90° de la ligne des gencives. Il est recommandé de commencer le nettoyage à partir des dents postérieures et de guider progressivement la pointe le long de la ligne de gencive vers les dents antérieures, en faisant une courte pause à l'espace interdentaire.
3. Après chaque utilisation, il est recommandé de vider le réservoir d'eau et de laisser l'hydropropulseur dentaire fonctionner au ralenti pendant quelques secondes afin de drainer l'eau restante à l'intérieur de l'hydropropulseur dentaire. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau pour le séchage à l'air ou tirez le réservoir vers le bas et placez le corps de l'hydropropulseur dentaire et le réservoir d'eau dans un endroit bien ventilé. Une fois que l'intérieur du réservoir d'eau est sec, le remettre en place et fermer le couvercle.

Précautions :


- Assurez-vous de mettre en marche l'hydropropulseur dentaire avec la pointe dans votre bouche.
- Ne pas rincer directement contre les gencives.
- Ne pas exercer une pression excessive sur les dents ou les gencives avec la pointe, car cela pourrait déclencher la protection contre le blocage du moteur en mode puissant. Lorsque la protection est activée, l'hydropropulseur dentaire s'arrête automatiquement et tous les voyants de mode clignotent en blanc pendant 10 secondes avant de s'éteindre. Pour rétablir le fonctionnement normal, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'hydropropulseur dentaire.



Entretien et maintenance

Nettoyage quotidien

1. Après utilisation, activez l'hydropropulseur dentaire et laissez-le tourner au ralenti pendant quelques secondes pour faciliter l'évacuation de toute eau résiduelle à l'intérieur de l'hydropropulseur dentaire.
2. Tenez le corps de l'hydropropulseur dentaire d'une main, tout en tirant simultanément vers le bas le réservoir d'eau avec l'autre main.
3. Rincez le réservoir d'eau avec de l'eau ou nettoyez-le à l'aide d'un tissu humide ou d'une brosse.
4. Après le nettoyage, essuyez le corps de l'hydropropulseur dentaire et le réservoir d'eau et rangez-les dans un endroit frais pour les sécher.





⚠ Remarques :

- La température de l'eau pour le nettoyage ne doit pas dépasser 40 °C.
- Veuillez ne pas utiliser de liquide corrosif, diluant, alcool, etc. pour nettoyer l'hydropropulseur dentaire.
- Le corps de l'hydropropulseur dentaire et le réservoir d'eau peuvent être nettoyés avec un tissu humide ou rincés à l'eau, assurant un séchage complet par la suite.
- L'intérieur du réservoir d'eau peut être nettoyé à l'aide d'une brosse en cas de formation de tartre.
- Assurez-vous que l'intérieur du réservoir d'eau et la surface extérieure du corps de l'hydropropulseur dentaire sont séchés avant de réinstaller le réservoir d'eau dans le corps de l'hydropropulseur dentaire.
- L'hydropropulseur dentaire doit être nettoyé et stocké après séchage s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Entretien régulier

- Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau chaude dont la température ne dépasse pas 40 °C. Ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc et allumer l'hydropropulseur dentaire jusqu'à ce que le réservoir soit complètement vide. Une fois le réservoir d'eau vidé, continuer à utiliser l'hydropropulseur dentaire pendant environ une minute jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement. À ce stade, remplir le réservoir d'eau avec de l'eau chaude à une température ne dépassant pas 40 °C et remettre l'hydropropulseur dentaire en marche jusqu'à ce que le réservoir soit vidé.

Remarque : Pour assurer une performance optimale du produit, il est recommandé d'effectuer un entretien régulier tous les 1 à 3 mois.

Protection de l'environnement


Lorsque le produit atteint la fin de sa durée de vie, veuillez retirer, éliminer et recycler la batterie intégrée conformément aux lois et réglementations locales du pays ou de la région dans laquelle le produit est utilisé. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie, débarrassez-vous-en dans le respect total des réglementations relatives à la mise au rebut des déchets ménagers en vigueur dans votre région.

⚠ AVERTISSEMENTS :


- N'exposez pas la batterie au feu pour éviter qu'elle n'explose ou ne libère des substances toxiques et dangereuses.
- Ne court-circuitez pas la batterie pour l'empêcher de brûler et de provoquer un incendie.
- Ne démontez pas le produit à moins que vous ne vouliez-vous en débarrasser, sinon il sera endommagé.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être éliminée.
- L'appareil doit être déconnecté de toute alimentation électrique avant le retrait de la batterie.
- La batterie doit être mise au rebut de manière sûre.

Retrait de la batterie rechargeable


1. Retirez le réservoir d'eau, débranchez la conduite d'eau, ouvrez soigneusement les 3 bouchons à vis au bas de l'hydropropulseur dentaire, dévissez les 3 vis dans l'ordre, puis retirez le couvercle inférieur de l'hydropropulseur dentaire.



2. Après avoir retiré le capot inférieur, dévisser les 2 vis situées au bas du corps de l'hydropropulseur dentaire et ouvrir avec précaution le couvercle supérieur de l'hydropropulseur dentaire.



3. Dévissez les 3 vis sur le haut de l'hydropropulseur dentaire, retirer le bouton de déverrouillage de la pointe, tirer sur le bouchon en caoutchouc du port de charge et sortir le mécanisme intérieur.



4. Coupez les 3 fils de connexion (un par un) entre la batterie et le circuit principal du corps de l'hydropropulseur dentaire, puis retirez la batterie.



⚠ Avertissements :

- Veuillez faire preuve de prudence lors du retrait de la batterie pour éviter tout court-circuit potentiel entre les bornes positive et négative de la batterie.
- Le produit ne doit pas être branché au secteur une fois la batterie retirée.

Dépannage

Erreurs	Causes possibles	Solutions
Le voyant du niveau de batterie ne s'allume pas pendant la charge.	Connexion à l'alimentation incorrecte	Branchez correctement l'alimentation
Temps de fonctionnement trop court après la charge	Temps de charge trop court	Chargez l'hydropropulseur dentaire
L'hydropropulseur dentaire ne peut pas être mis en marche.	Niveau de batterie faible	Chargez l'hydropropulseur dentaire
Pression d'eau trop faible	Pointe bouchée	Remplacez la pointe
	La prise de la pointe est endommagée	Remplacez la pointe
	Tuyau d'eau bouché	Nettoyez le fond du tuyau d'eau

Caractéristiques

Nom : Hydropropulseur dentaire

Modèle : MEO705

Tension/Puissance nominale : 3,7 V $\approx$ 12 W

Entrée nominale : 5 V $\approx$ 1 A

Indice de protection IP : IPX7

Temps de charge : environ 4 heures

Type de batterie : KAN 18650 2200

Consommation d'énergie

Mode hors tension : $\leq$ 0,3 W

Temps pour passer dans l'état en question

Mode hors tension : $\leq$ 20 min

Adaptateur secteur

Entrée : 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A	Sortie : 5,0 V  1,0 A, 5,0 W
---	--

Informations publiées	Valeur et précision	Unité
Nom du fabricant	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifiant du modèle	A520-050100U-EU1	—
Tension en entrée	100–240	V~
Fréquence CA en entrée	50/60	Hz
Tension en sortie	5,0	V 
Courant de sortie	1,0	A
Puissance de sortie	5,0	W
Efficacité moyenne active	73,77	%
Efficacité à faible charge (10 %)	64,588	%
Consommation à faible puissance	0,075	W



Déclaration de conformité pour l'Union européenne

Par la présente, nous, Xiaomi Communications Co., Ltd. déclarons que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site

www.mi.com/global/support/user-guide



Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Fabricant : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Version du manuel d'utilisation : V1.0

Fabriquée en Chine

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Sicherheitshinweise

WARNUNGEN:

- Verwenden Sie dieses Produkt nur, wenn Sie die Arbeitsweise und die Sicherheitshinweise verstanden haben, um Verletzungen durch unsachgemäße Bedienung zu vermeiden.
- Benutzer mit Parodontalerkrankungen oder die sich in den letzten sechs Monaten einer Mundoperation unterzogen haben, sollten dieses Produkt unter Anleitung eines Zahnarztes verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (inklusive Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder für Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder erhalten von einer Person, die für die Sicherheit dieser Person(en) verantwortlich ist, eine Anleitung bezüglich der Bedienung des Gerätes.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ziehen Sie vor Gebrauch, Reinigung oder Wartung das Netzteil und das Ladekabel ab.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen übermäßigen Temperaturen aus.
- Dieses Produkt enthält einen eingebauten Akku. Werfen Sie es nicht ins Feuer, setzen Sie es nicht Hitze aus, laden Sie es nicht auf, verwenden Sie es nicht und legen Sie es nicht in eine Umgebung mit hohen Temperaturen, da es sonst zu Überhitzung, Feuer oder Explosion kommen kann.
- Stecken Sie das Netzteil und das Ladekabel nicht mit nassen Händen ein und aus, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte das Netzteil und das Ladekabel ab, da es sonst

zu einem Stromschlag oder einem elektrischen Brand kommen kann, der durch eine Verschlechterung der Isolierung verursacht wird.

- Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden Sie es bitte vor der Lagerung vollständig auf und halten Sie anschließend alle sechs Monate eine volle Ladung aufrecht.
- Dieses Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akku.
- Seien Sie sich der Gefahr bewusst, dass die Pole des akkubetriebenen Geräts oder des Akkus durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an dem Gerät ausführen.
- Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- Dieses Gerät enthält einen nicht austauschbaren Akku.
- Nur mit dem Netzteil <A520-050100U-EU1> verwenden.


⚠ Vorsichtsmaßnahmen:

- Bei Wunden im Mund- oder Rachenraum sollten Sie vor der Verwendung dieses Produkts einen Arzt aufsuchen, um unnötige Verletzungen zu vermeiden.
- Leeren Sie den Wassertank nach der Verwendung und lassen Sie ihn einige Sekunden lang leerlaufen, um restliches Wasser ablaufen zu lassen und so das Wachstum von Bakterien, unangenehme Gerüche und Fehlfunktionen zu vermeiden.

⚠ Hinweis:

- Abbildungen des Produkts und des Zubehörs in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Produktübersicht



- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ① Freigabetaste der Spitze | ⑦ Spitzenöffnung |
| ② Ein-/Aus-Taste | ⑧ Gummistöpsel |
| ③ Modus-Taste | ⑨ Ladeanschluss |
| ④ Kontrollleuchten | ⑩ Wassertankabdeckung |
| • Schonender Modus | ⑪ Standardspitze |
| • Standardmodus | ⑫ Kieferorthopädische Spitze |
| • Starker Modus | ⑬ Schnellstartanleitung |
| ■ Akkustand | ⑭ Bedienungsanleitung |
| ⑤ Körper der Munddusche | ⑮ Garantieerklärung |
| ⑥ Wassertank | ⑯ Ladekabel |
| | ⑰ Netzteil |

Verwendung

Vorsichtsmaßnahmen:

- Das Produkt wird vor Verlassen des Werks getestet. Bitte seien Sie versichert, dass es normal ist, dass ein Teil des Wassers für die Tests im Gerät verbleibt, und Sie können es gerne verwenden.
- Bei der ersten Verwendung des Produkts ist es üblich, dass das Zahnfleisch juckt oder blutet, was darauf zurückzuführen ist, dass das Zahnfleisch nicht an die Stimulation durch die Munddusche gewöhnt ist. Normalerweise verschwindet dieser Zustand innerhalb von 1–2 Wochen.
- Erstbenutzern wird empfohlen, mit dem schonenden Modus zu beginnen und die Standardspitze zu verwenden. Behalten Sie diese Routine eine Woche lang bei, bevor Sie zu einem anderen Modus wechseln. Wenn die Beschwerden länger als 2 Wochen anhalten, stellen Sie die Verwendung dieses Produkts ein und lassen Sie sich von Ihrem Zahnarzt beraten.

Aufladen

- Das Produkt sollte vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden.
- Das mitgelieferte Ladekabel ist ein spezielles Zubehörteil, das für das Produkt entwickelt wurde. Es dauert etwa 4 Stunden, bis das Produkt vollständig aufgeladen ist. Bitte bewahren Sie es ordnungsgemäß auf.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass sowohl das Produkt als auch Ihre Hände trocken sind. Stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss, schließen Sie das Netzteil an und aktivieren Sie das Netzteil, um den Ladevorgang zu starten.

Hinweis:


- Das Produkt sollte bei Raumtemperatur im Temperaturbereich von 0 °C bis 35 °C aufgeladen werden. Bei Temperaturen unter 0 °C ist ein Aufladen nicht möglich.

Beschreibungen der Kontrollleuchte für den Akkustand

Status der Munddusche	Akkustand	Kontrollleuchte für den Akkustand
Betrieb	40 %–100 %	Leuchtet weiß
	20 %–40 %	Leuchtet orange
	10 %–20 %	Blinkt schnell orange
	< 10 %	Blinkt schnell orange (kann nicht eingeschaltet werden)
Aufladen	100 %	Leuchtet weiß
	40 %–100 %	Blinkt weiß
	< 40 %	Blinkt orange

Auffüllen des Wassertanks

- Halten Sie die Munddusche waagerecht, öffnen Sie die Wassertankabdeckung und füllen Sie eine angemessene Menge Wasser ein. Schließen Sie dann die Wassertankabdeckung.



⚠ Vorsichtsmaßnahmen:


- Es wird empfohlen, warmes Wasser mit einer Temperatur von maximal 40 °C oder fließendes Leitungswasser zu verwenden.
- Die Munddusche darf nicht mit Zahnpasta, Salz, festen Mundspülungstabletten, Mundspülungen mit Isopropylmyristat oder anderen Chemikalien gefüllt werden, die die Munddusche verstopfen oder beschädigen könnten.

Tipps für die Munddusche

- **Standardspitze:** Diese Standardspitze verfügt über einen sehr dünnen Wasserstrahl, der Speisereste entfernt, die sich tief in den Zahnzwischenräumen und Fissuren befinden, und so Karies und Zahnstein verhindert. Sie eignet sich für die tägliche Mundreinigung sowie für Personen, die eine Tiefenreinigung benötigen.
- **Kieferorthopädische Spitze:** Diese Spitze ist in der Lage, komplizierte Bereiche zu reinigen, auch solche mit Zahnspangen, und eignet sich für Personen, die sich einer kieferorthopädischen Behandlung unterziehen.



Standardspitze



Kieferorthopädische Spitze

Hinweis:


- Wenn die Oberseite der Spitze verformt ist, ersetzen Sie sie bitte sofort durch eine neue, um ein mögliches Versagen des Produkts zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Spitze alle 3–6 Monate zu ersetzen.

Montage und Demontage der Spitze der Munddusche

- Führen Sie die Spitze senkrecht in das Spitzenloch ein. Sie ist richtig eingesetzt, wenn Sie ein „Klick“-Geräusch hören.
- Nehmen Sie die Spitze ab, indem Sie gleichzeitig die Freigabetaste der Spitze drücken und die Spitze nach oben ziehen.

⚠ Vorsicht:

Drücken Sie die Freigabetaste der Spitze nicht während des Gebrauchs, da dies dazu führen kann, dass die Spitze ausgeworfen wird und es zu einer versehentlichen Verletzung kommen kann.



Ein-/Aus-Schalten

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (⏻), um die Munddusche ein- bzw. auszuschalten.

Hinweis:

- Die Munddusche ist mit einer 2-Minuten-Timerfunktion ausgestattet. Die Munddusche schaltet sich nach 2 Minuten Dauerbetrieb automatisch aus. Um die Munddusche weiter zu verwenden, drücken Sie einfach erneut die Ein-/Aus-Taste.


- Im Standardmodus können Sie mit einer vollen Wassertankfüllung 50 Sekunden lang ununterbrochen reinigen. Die Nutzungsdauer kann je nach Modus variieren.

Wechsel der Modi

- Drücken Sie die Modus-Taste ☺, um zwischen den Modi „Schonend“, „Standard“ und „Stark“ zu wechseln. Die dem Modus entsprechende Kontrollleuchte am Körper der Munddusche leuchtet auf, sobald der Modus aktiviert ist.

Hinweis:

- Die Munddusche verfügt über eine Modusspeicherfunktion und kann sich den Modus merken, der vor dem Ausschalten verwendet wurde. Nach dem erneuten Einschalten stellt die Munddusche den Modus automatisch wieder her.



- Schonender Modus: Schonender Wasserdruck für eine schonende Reinigung Ihrer Zähne.
- Standardmodus: Standardmäßiger Wasserdruck für eine effektive Reinigung.
- Starker Modus: Starker Wasserdruck für eine Tiefenreinigung.

Verwendung der Munddusche


1. Halten Sie die Munddusche in vertikaler Position und beugen Sie sich über das Waschbecken. Drücken Sie die Modus-Taste für den gewünschten Modus und führen Sie dann die Spitze in den Mund ein, wobei Sie auf den Zahnzwischenraum oder den Zahnfleischrand zielen. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Munddusche einzuschalten. Halten Sie die Lippen geschlossen, um Spritzwasser zu

vermeiden, und lassen Sie dabei einen kleinen Spalt offen, damit das Wasser ungehindert aus dem Mund in das Waschbecken fließen kann.

2. Halten Sie den Wasserstrahl in einem 90-Grad-Winkel zum Zahnfleischrand. Es wird empfohlen, die Reinigung an den hinteren Zähnen zu beginnen und die Spitze allmählich entlang des Zahnfleischrandes zu den vorderen Zähnen zu führen, wobei Sie kurz am Zahnzwischenraum innehalten.
3. Nach jedem Gebrauch wird empfohlen, den Wassertank zu leeren und die Munddusche einige Sekunden lang im Leerlauf laufen zu lassen, um das restliche Wasser in der Munddusche ablaufen zu lassen. Öffnen Sie die Wassertankabdeckung zum Trocknen an der Luft oder ziehen Sie den Wassertank nach unten und legen Sie sowohl den Körper der Munddusche als auch den Wassertank in einen gut belüfteten Bereich. Sobald das Innere des Wassertanks trocken ist, schieben Sie ihn wieder nach oben und schließen Sie die Wassertankabdeckung.

Vorsichtsmaßnahmen:


- Schalten Sie die Munddusche unbedingt mit der Spitze im Mund ein.
- Spülen Sie nicht direkt gegen das Zahnfleisch.
- Üben Sie mit der Spitze keinen übermäßigen Druck auf die Zähne oder das Zahnfleisch aus, da dies im starken Modus den Motorblockierschutz auslösen kann. Wenn der Schutz aktiviert wird, hält die Munddusche automatisch an und alle Modus-Kontrollleuchten blinken 10 Sekunden lang weiß, bevor sie sich ausschalten. Um die normale Funktionalität wiederherzustellen, drücken Sie einfach die Ein-/Aus-Taste, um die Munddusche neu zu starten.



Pflege und Wartung

Tägliche Reinigung

1. Schalten Sie die Munddusche nach Gebrauch ein und lassen Sie sie einige Sekunden lang im Leerlauf laufen, um das Abfließen von Restwasser im Inneren der Munddusche zu erleichtern.
2. Halten Sie den Körper der Munddusche mit einer Hand fest und ziehen Sie gleichzeitig mit der anderen Hand den Wassertank nach unten.
3. Spülen Sie den Wassertank mit Wasser aus oder reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste.
4. Wischen Sie den Körper der Munddusche und den Wassertank nach der Reinigung trocken und lagern Sie sie zum Trocknen an einem kühlen Ort.





⚠ Hinweise:

- Die Wassertemperatur für die Reinigung sollte 40 °C nicht überschreiten.
- Bitte verwenden Sie keine ätzenden Flüssigkeiten, Verdünner, Alkohol usw. zur Reinigung der Munddusche.
- Der Körper der Munddusche und der Wassertank können mit einem feuchten Tuch abgewischt oder mit Wasser abgespült werden. Achten Sie anschließend auf eine gründliche Trocknung.
- Das Innere des Wassertanks kann bei Kalkablagerungen mit einer Bürste gereinigt werden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass sowohl das Innere des Wassertanks als auch die Außenfläche des Körpers der Munddusche getrocknet sind, bevor Sie den Wassertank wieder in den Körper der Munddusche einsetzen.
- Die Munddusche sollte nach dem Trocknen gereinigt und aufbewahrt werden, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Regelmäßige Wartung

- Füllen Sie den Wassertank mit warmem Wasser, das eine Temperatur von 40 °C nicht übersteigt. Geben Sie einen Esslöffel weißen Essig hinzu und schalten Sie die Munddusche ein, bis der Wassertank vollständig entleert ist. Sobald der Wassertank geleert ist, lassen Sie die Munddusche noch etwa eine Minute laufen, bis sie sich automatisch ausschaltet. Füllen Sie nun den Wassertank mit warmem Wasser, dessen Temperatur nicht über 40 °C liegen darf, und schalten Sie die Munddusche wieder ein, bis der Wassertank erneut geleert ist.

Hinweis: Um eine optimale Leistung des Produkts zu gewährleisten, wird empfohlen, alle 1–3 Monate eine regelmäßige Wartung durchzuführen.

Umweltschutz



Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entfernen, entsorgen und recyceln Sie den eingebauten Akku gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region, in dem/der das Produkt verwendet wird. Wenn sich der Akku nicht entfernen lässt, entsorgen Sie ihn unter strikter Einhaltung der Vorschriften für die Entsorgung von klassifiziertem Hausmüll in Ihrer Region.

⚠ WARNUNGEN:



- Setzen Sie den Akku nicht dem Feuer aus, um zu verhindern, dass er explodiert oder giftige und gefährliche Stoffe freisetzt.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz, um eine Entzündung und einen Brand zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Produkt nur auseinander, wenn Sie es entsorgen möchten, da es sonst beschädigt wird.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt wird.
- Bei der Entfernung des Akkus muss die Verbindung des Geräts zum Stromnetz unterbrochen werden.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Entfernen des Akkus



1. Entfernen Sie den Wassertank, ziehen Sie den Wasseranschluss heraus, hebeln Sie vorsichtig die 3 Schraubstopfen unten an der Munddusche heraus, lösen Sie die 3 Schrauben der Reihe nach und entfernen Sie dann die untere Abdeckung der Munddusche.



2. Lösen Sie nach dem Entfernen der unteren Abdeckung die 2 Schrauben unten am Körper der Munddusche und hebeln Sie vorsichtig die obere Abdeckung der Munddusche auf.



3. Lösen Sie die 3 Schrauben an der Oberseite der Munddusche, entfernen Sie die Freigabetaste der Spitze, ziehen Sie den Gummistöpsel des Ladeanschlusses heraus und hebeln Sie den inneren Mechanismus heraus.



4. Durchtrennen Sie die 3 Verbindungsdrähte (einen nach dem anderen) zwischen dem Akku und der Hauptplatine des Körpers der Munddusche und entfernen Sie den Akku.



⚠ Warnungen:

- Bitte seien Sie beim Entfernen des Akkus vorsichtig, um einen möglichen Kurzschluss zwischen dem Plus- und dem Minuspol des Akkus zu vermeiden.
- Das Produkt darf nach dem Entfernen des Akkus nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Kontrollleuchte für den Akkustand leuchtet während des Aufladens nicht auf	Falscher Anschluss des Netzteils	Schließen Sie das Netzteil richtig an
Zu kurze Betriebszeit nach dem Aufladen	Zu kurze Ladedauer	Laden Sie die Munddusche auf
Die Munddusche lässt sich nicht einschalten	Niedriger Akkustand	Laden Sie die Munddusche auf
Zu niedriger Wasserdruck	Spitze verstopft	Spitze ersetzen
	Auslass der Spitze beschädigt	Spitze ersetzen
	Wasserrohr verstopft	Reinigen Sie den Boden des Wasserrohrs

Spezifikationen

Bezeichnung: Munddusche
Modell: MEO705
Nennspannung/Leistung: 3,7 V $\approx$ 12 W
Nenneingang: 5 V $\approx$ 1 A
Schutzart: IPX7
Ladedauer: Etwa 4 Stunden
Akkutyp: KAN 18650 2200
Stromverbrauch Aus-Modus: $\leq$ 0,3 W
Zeit bis zum Eintritt in den Zustand Aus-Modus: $\leq$ 20 Min

Netzteil

Eingang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Ausgang: 5,0 V  1,0 A, 5,0 W

Veröffentlichte Information	Wert und Präzision	Einheit
Name des Herstellers	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Modellidentifikator	A520-050100U-EU1	—
Eingangsspannung	100–240	V~
AC Eingangsfrequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	5,0	V 
Ausgangsstrom	1,0	A
Ausgangsleistung	5,0	W
Durchschnittliche aktive Effizienz	73,77	%
Effizienz bei geringer Belastung (10 %)	64,588	%
Lastloser Stromverbrauch	0,075	W



EU-Konformitätserklärung

Wir, Xiaomi Communications Co., Ltd. bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Eine detaillierte elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter www.mi.com/global/support/user-guide



WEEE-Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Hersteller: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Bedienungsanleitung-Version: V1.0

Hergestellt in China

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZE:

- Non utilizzare questo prodotto se non si conoscono le procedure operative e le istruzioni di sicurezza per evitare lesioni derivanti da un uso improprio.
- Gli utenti affetti da malattie parodontali o che hanno subito interventi di chirurgia orale negli ultimi sei mesi devono utilizzare questo prodotto sotto la guida di un dentista.
- Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non ricevano supervisione e istruzione riguardo l'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro incolumità.
- Si consiglia di sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Scollegare l'alimentatore e il cavo di ricarica prima dell'uso, della pulizia o della manutenzione.
- Non esporre l'apparecchiatura o la batteria a temperature eccessive.
- Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata. Non gettarlo nel fuoco, non riscaldarlo, non caricarlo, non utilizzarlo o collocarlo in un ambiente ad alta temperatura, per evitare di causare surriscaldamento, incendi o esplosioni.
- Non collegare o scollegare l'alimentatore e il cavo di ricarica con le mani bagnate, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, si prega di scollegare l'alimentatore e il cavo di ricarica, altrimenti si potrebbero verificare scosse elettriche o incendi causati dal

deterioramento dell'isolamento.

- Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, si prega di caricarlo completamente prima della conservazione e successivamente di effettuare una ricarica completa ogni sei mesi.
- Questo prodotto contiene una batteria non sostituibile.
- Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali dell'apparecchiatura o della batteria a causa di oggetti metallici.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non lasciare che i bambini ci giochino.
- Questo apparecchio contiene una batteria non sostituibile.
- Utilizzare soltanto con l'unità di alimentazione <A520-050100U-EU1>.


Avvisi:

- In caso di ferite orali o linguali, consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto per evitare inutili lesioni.
- Assicursi di svuotare il serbatoio dell'acqua e lasciarlo inattivo per alcuni secondi dopo l'uso per scaricare l'acqua residua, evitando così la crescita di batteri, odori sgradevoli e malfunzionamenti.

Nota:

- Le illustrazioni del prodotto e degli accessori nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Panoramica del prodotto



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ① Pulsante di rilascio del beccuccio | ⑦ Foro del beccuccio |
| ② Pulsante di accensione | ⑧ Tappo di gomma |
| ③ Pulsante della modalità | ⑨ Porta di ricarica |
| ④ Indicatori | ⑩ Coperchio del serbatoio dell'acqua |
| • Modalità delicata | ⑪ Beccuccio standard |
| • Modalità standard | ⑫ Beccuccio ortodontico |
| • Modalità energetica | ⑬ Guida rapida |
| ■ Livello della batteria | ⑭ Manuale utente |
| ⑤ Corpo dell'idropulsore | ⑮ Avviso sulla garanzia |
| ⑥ Serbatoio dell'acqua | ⑯ Cavo di ricarica |
| | ⑰ Alimentatore |

Come utilizzare

⚠ Avvisi:

- Il prodotto viene sottoposto a test prima di lasciare la fabbrica. È normale che una parte dell'acqua utilizzata per il test rimanga all'interno del prodotto; non esitare a utilizzarlo.
- Quando si usa il prodotto per la prima volta, è comune provare prurito alle gengive o che ci sia del sanguinamento, il che può essere attribuito al fatto che le gengive non sono abituate alla stimolazione dell'idropulsore. In genere, questa condizione si risolve nell'arco di 1–2 settimane.
- Per chi si accosta per la prima volta al trattamento, si consiglia di iniziare con la modalità delicata e di utilizzare il beccuccio standard. Mantenere questa routine per una settimana prima di passare a un'altra modalità. Se il fastidio persiste per oltre 2 settimane, interrompere l'uso del prodotto e rivolgersi al proprio dentista.

Ricarica

- Il prodotto deve essere completamente carico prima del primo utilizzo.
- Il cavo di ricarica fornito è un accessorio speciale progettato per il prodotto. Richiede circa 4 ore per raggiungere una carica completa; conservarlo correttamente.
- Prima della ricarica, assicurarsi che il prodotto e le mani siano asciutti. Inserire il cavo di ricarica nella porta di ricarica, collegare l'alimentatore e attivare l'alimentazione per avviare la ricarica.

Nota:


- Il prodotto deve essere caricato entro un intervallo di temperatura compreso tra 0°C e 35°C a temperatura ambiente. La ricarica non è possibile quando la temperatura scende al di sotto di 0°C.

Descrizioni dell'indicatore del livello della batteria

Stato dell'idropulsore	Livello della batteria	Indicatore del livello della batteria
Attivato	40%–100%	Bianco fisso
	20%–40%	Arancione fisso
	10%–20%	Arancione lampeggiante rapidamente
	< 10%	Arancione lampeggiante rapidamente (impossibile accendere)
Ricarica	100%	Bianco fisso
	40%–100%	Bianco lampeggiante
	< 40%	Arancione lampeggiante

Riempimento del serbatoio dell'acqua

- Tenere l'idropulsore in posizione orizzontale, aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua e riempirlo con una quantità d'acqua adeguata, quindi chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua.



Avvisi:


- Si consiglia di utilizzare acqua calda non superiore a 40°C o acqua corrente del rubinetto.
- L'idropulsore non deve essere riempito con dentifricio, sale, pastiglie di collutorio solide, collutorio contenente isopropile miristato o altre sostanze chimiche che potrebbero intasare o danneggiare l'idropulsore.

Suggerimenti per l'idropulsore

- **Beccuccio standard:** caratterizzato da un getto d'acqua molto sottile, questo beccuccio standard elimina i residui di cibo depositati in profondità negli spazi interdentali e nelle fessure, prevenendo così la carie e il tartaro dentale. È adatto per la pulizia orale quotidiana e per le persone con esigenze di pulizia profonda.
- **Beccuccio ortodontico:** questo beccuccio è in grado di pulire aree intricate, comprese quelle con apparecchi dentali, ed è adatto a chi si sottopone a trattamenti ortodontici.



Beccuccio standard



Beccuccio ortodontico

Nota:


- Se la parte superiore del beccuccio è deformata, sostituirlo immediatamente con uno nuovo per evitare un potenziale guasto del prodotto. Si consiglia di sostituire il beccuccio ogni 3–6 mesi.

Montaggio e smontaggio del beccuccio dell'idropulsore

- Inserire il beccuccio verticalmente nel foro del beccuccio; il beccuccio è installato in posizione quando si sente un "clic".
- Staccare il beccuccio premendo contemporaneamente il pulsante di rilascio del beccuccio e tirando il beccuccio verso l'alto.

⚠ **Attenzione:**

Non premere il pulsante di rilascio del beccuccio durante l'uso, poiché potrebbe causare l'espulsione del beccuccio e potenziali lesioni accidentali.



Accensione/spegnimento

- Premere il pulsante di accensione (⏻) per accendere/spegnere l'idropulsore.

Nota:


- L'idropulsore è dotato di una funzione di temporizzazione di 2 minuti. L'idropulsore si spegne automaticamente dopo 2 minuti di funzionamento continuo. Per continuare a utilizzare l'idropulsore, è sufficiente premere nuovamente il pulsante di accensione.
- La modalità standard consente 50 secondi di pulizia ininterrotta con un serbatoio d'acqua pieno, mentre la durata di utilizzo può variare per le diverse modalità.

Cambiare modalità

- Premere il pulsante della modalità ☺ per scorrere le modalità delicata, standard ed energica. L'indicatore corrispondente alla modalità sul corpo dell'idropulsore si accende una volta attivata la modalità.

Nota:

- L'idropulsore è dotato di una funzione di memoria della modalità e può ricordare la modalità utilizzata prima di essere spento. Una volta riacceso, l'idropulsore ripristina automaticamente la modalità.




- Modalità delicata: Pressione dell'acqua delicata per una pulizia delicata dei denti.
- Modalità standard: Pressione dell'acqua standard per una pulizia efficace.
- Modalità energica: Pressione dell'acqua potente per una pulizia profonda.

Come utilizzare l'idropulsore

1. Tenere l'idropulsore in posizione verticale e chinarsi sul lavabo. Premere il pulsante della modalità per selezionare la modalità desiderata, quindi inserire il beccuccio nella bocca, mirando allo spazio interdentale o al bordo gengivale. Premere il pulsante di accensione per accendere l'idropulsore. Tenere le labbra chiuse per evitare schizzi d'acqua, mantenendo una piccola apertura per facilitare il flusso d'acqua dalla bocca al lavabo.
2. Mantenere il getto d'acqua con un angolo di 90° rispetto al bordo gengivale. Si consiglia di iniziare la pulizia dai denti posteriori e di guidare gradualmente il beccuccio lungo la linea gengivale verso i denti anteriori, facendo una breve pausa nello spazio interdentale.
3. Dopo ogni utilizzo, si consiglia di svuotare il serbatoio dell'acqua e di lasciare l'idropulsore al minimo per alcuni secondi, in modo da scaricare l'acqua residua all'interno dell'idropulsore. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua per farlo asciugare all'aria o tirare il serbatoio dell'acqua verso il basso e posizionare il corpo dell'idropulsore e il serbatoio dell'acqua in un'area ben ventilata. Una volta che l'interno del serbatoio dell'acqua è asciutto, spingerlo di nuovo in posizione e chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua.

Avvisi:

- Accertarsi di attivare l'idropulsore con il beccuccio in bocca.
- Non sciacquare direttamente contro le gengive.
- Non esercitare una pressione eccessiva sui denti o sulle gengive con il beccuccio, per evitare di attivare la protezione contro l'inzeppamento del motore nella modalità energica. Quando la protezione è attivata, l'idropulsore si mette automaticamente in pausa e tutti gli indicatori di modalità lampeggiano in bianco per 10 secondi prima di spegnersi. Per ripristinare il normale funzionamento, è sufficiente premere il pulsante di accensione per riavviare l'idropulsore.



Cura e manutenzione

Pulizia quotidiana

1. Dopo l'uso, accendere l'idropulsore e lasciarlo al minimo per alcuni secondi per facilitare il drenaggio dell'acqua residua all'interno dell'idropulsore.
2. Tenere il corpo dell'idropulsore con una mano e contemporaneamente tirare verso il basso il serbatoio dell'acqua con l'altra mano.
3. Sciacquare il serbatoio dell'acqua con acqua o pulirlo con un panno umido o una spazzola.
4. Dopo la pulizia, asciugare il corpo dell'idropulsore e il serbatoio dell'acqua e riporli in un luogo fresco per l'asciugatura.



Note:

- La temperatura dell'acqua per la pulizia non deve superare i 40°C.
- Per la pulizia dell'idropulsore non utilizzare liquidi corrosivi, diluenti, alcol, ecc.
- Il corpo dell'idropulsore e il serbatoio dell'acqua possono essere puliti con un panno umido o risciacquati con acqua, assicurandosi poi di asciugarli accuratamente.
- L'interno del serbatoio dell'acqua può essere pulito con una spazzola in caso di formazione di calcare.
- Assicurarsi che sia l'interno del serbatoio dell'acqua che la superficie esterna del corpo dell'idropulsore siano asciutti prima di reinstallare il serbatoio dell'acqua nel corpo dell'idropulsore.
- Se l'idropulsore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, dopo l'asciugatura deve essere pulito e riposto.

Manutenzione regolare

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua tiepida che non superi la temperatura di 40°C. Aggiungere un cucchiaino di aceto bianco e accendere l'idropulsore fino a quando il serbatoio dell'acqua non si è svuotato completamente. Una volta svuotato il serbatoio dell'acqua, continuare a utilizzare l'idropulsore per circa un minuto fino allo spegnimento automatico. A questo punto, riempire il serbatoio dell'acqua con acqua calda a una temperatura non superiore a 40°C e riaccendere l'idropulsore fino a quando il serbatoio dell'acqua non si svuota nuovamente.

Nota: per garantire prestazioni ottimali del prodotto, si raccomanda di eseguire una manutenzione regolare ogni 1–3 mesi.

Protezione ambientale


Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, rimuovere, smaltire o riciclare la batteria incorporata in conformità alle leggi e alle normative locali del Paese o della regione in cui il prodotto viene utilizzato. Se non è possibile rimuovere la batteria, smaltirla in stretta conformità con le normative sullo smaltimento dei rifiuti domestici classificati nella propria zona.

⚠ **AVVERTENZE:**



- Non esporre la batteria al fuoco per evitare che esploda o rilasci sostanze tossiche e pericolose.
- Non cortocircuitare la batteria per evitare che bruci e causi incendi.
- Smontare il prodotto solo quando si vuole smaltirlo, altrimenti il prodotto verrà danneggiato.
- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchiatura prima di essere smaltita.
- L'apparecchiatura deve essere scollegata dalla rete elettrica quando si rimuove la batteria.
- La batteria deve essere smaltita in sicurezza.

Rimozione della batteria ricaricabile



1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua, scollegare il tubo dell'acqua, fare leva con cautela per rimuovere i 3 tappi delle viti sul fondo dell'idropulsore, svitare le 3 viti in ordine e rimuovere il coperchio inferiore dell'idropulsore.




2. Dopo aver rimosso il coperchio inferiore, svitare le 2 viti alla base del corpo dell'idropulsore e fare leva con cautela sul coperchio superiore dell'idropulsore per aprirlo.



3. Svitare le 3 viti sulla parte superiore dell'idropulsore, rimuovere il pulsante di rilascio del beccuccio, estrarre il tappo di gomma della porta di ricarica e fare leva sul meccanismo interno.



4. Tagliare i 3 fili di collegamento (uno alla volta) tra la batteria e la scheda principale del corpo dell'idropulsore e rimuovere la batteria.



⚠ Avvertenze:

- Prestare attenzione quando si rimuove la batteria per evitare potenziali cortocircuiti tra i terminali positivo e negativo della batteria.
- Una volta rimossa la batteria, il prodotto non deve essere collegato all'alimentazione.

Risoluzione dei problemi

Errori	Cause possibili	Soluzioni
L'indicatore del livello della batteria non si accende durante la ricarica.	Collegamento errato dell'alimentatore	Collegare correttamente l'alimentatore
Tempo di funzionamento troppo breve dopo la carica	Tempo di ricarica troppo breve	Caricare l'idropulsore
L'idropulsore non si accende	Livello della batteria basso	Caricare l'idropulsore
Pressione dell'acqua troppo bassa	Beccuccio intasato	Sostituire il beccuccio
	Uscita del beccuccio danneggiata	Sostituire il beccuccio
	Tubo dell'acqua intasato	Pulire il fondo del tubo dell'acqua

Specifiche tecniche

Nome: Idropulsore

Modello: MEO705

Tensione/potenza nominale: 3,7 V $\approx$ 12 W

Ingresso nominale: 5 V $\approx$ 1 A

Protezione IP: IPX7

Tempo di ricarica: ca. 4 ore

Tipo di batteria: KAN 18650 2200

Consumo energetico Modalità spenta: $\leq$ 0,3 W

Tempo per entrare nella condizione
Modalità spenta: $\leq$ 20 min

Scatola	Neto	Manuale	Borsa	Neto	Pellicola
PAP 21	PAP 20	PAP 22	CPE 7	PET 1	PET 1
Carta	Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA					

Verifica le disposizioni del tuo comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.

Alimentatore

Ingresso: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A		Potenza in uscita: 5,0 V $\square$ 1,0 A, 5,0 W
Informazioni pubblicate	Valore e dettaglio	Unità
Nome del produttore	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identificatore modello	A520-050100U-EU1	—
Tensione di ingresso	100–240	V~
Frequenza CA in ingresso	50/60	Hz
Tensione di uscita	5,0	V $\square$
Corrente di uscita	1,0	A
Potenza in uscita	5,0	W
Efficienza attiva media	73,77	%
Efficienza a basso carico (10%)	64,588	%
Consumo di energia a vuoto	0,075	W



Dichiarazione di conformità europea

Con la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo www.mi.com/global/support/user-guide



Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Produttore: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Indirizzo: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Versione manuale utente: V1.0

Prodotto in Cina

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWINGEN:

- Dit product niet gebruiken tenzij u weet hoe het werkt en op de hoogte bent van de veiligheidsinstructies om letsel te voorkomen als gevolg van verkeerd gebruik.
- Gebruikers met parodontale aandoeningen of die in de afgelopen zes maanden kaakchirurgie hebben ondergaan, moeten dit product gebruiken onder begeleiding van een tandarts.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (waaronder kinderen) met een fysieke, zintuiglijke, of mentale handicap, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Koppel de voedingsadapter en oplaadkabel los voordat u het gebruikt, schoonmaakt of onderhoudt.
- Stel het apparaat of de batterij niet bloot aan buitensporige temperaturen.
- Dit product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Het product niet in het vuur gooien, opwarmen of opladen, gebruiken of plaatsen in een omgeving met hoge temperaturen. Dit kan oververhitting, brand of een explosie veroorzaken.
- De voedingsadapter en oplaadkabel niet aansluiten en loskoppelen met natte handen, aangezien dit een elektrische schok tot gevolg kan hebben.
- Als dit product gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, moet u de voedingsadapter en de oplaadkabel loskoppelen, anders bestaat het risico op een elektrische schok of elektrische brand als gevolg van verslechtering van de isolatie.

- Als dit product gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, moet u het volledig opladen voordat u het opbergt. Laad het vervolgens elke zes maanden volledig op.
- Dit product bevat een niet-vervangbare batterij.
- Houd er rekening mee dat er een risico bestaat dat metalen voorwerpen kortsluiting veroorzaken in de aansluitingen van het op batterijen werkende apparaat of in de batterij.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hiervan begrijpen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.
- Laat kinderen er niet mee spelen.
- Dit apparaat bevat een batterij die niet vervangen kan worden.
- Alleen gebruiken met <A520-050100U-EU1> voedingseenheid.


Voorzichtig:

- Bij wonden in de mond of tong dient u voor gebruik van dit product een arts te raadplegen om onnodig letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat u het waterreservoir leeg maakt en laat het apparaat na gebruik een paar seconden draaien om het resterende water af te voeren. Zo voorkomt u de groei van bacteriën, onaangename geuren en storingen.

Opmerking:

- Afbeeldingen van het product en accessoires in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functionaliteit kunnen variëren door productverbeteringen.

Productoverzicht



- | | |
|--|--|
| <p>1 Ontgrendelingsknop van het mondstuk</p> <p>2 Aan-/uitknop</p> <p>3 Modusknop</p> <p>4 Indicatielampjes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zachte modus • Standaard modus • Krachtige modus ■ Batterijniveau <p>5 Behuizing van de flosser</p> <p>6 Waterreservoir</p> | <p>7 Opening voor het mondstuk</p> <p>8 Rubberen plug</p> <p>9 Oplaadpoort</p> <p>10 Deksel van het waterreservoir</p> <p>11 Standaard mondstuk</p> <p>12 Orthodontisch mondstuk</p> <p>13 Snelstartgids</p> <p>14 Gebruikershandleiding</p> <p>15 Garantieverklaring</p> <p>16 Oplaadkabel</p> <p>17 Voedingsadapter</p> |
|--|--|

Hoe te gebruiken

⚠ Voorzichtig:

- Het product wordt getest voordat het de fabriek verlaat. U hoeft zich geen zorgen te maken want het is normaal dat er wat water voor het testen achterblijft. U kunt dit gerust gebruiken.
- Wanneer u het product voor de eerste keer gebruikt, kan het voorkomen dat uw tandvlees jeukt of gaat bloeden. Dit kan komen doordat uw tandvlees nog niet gewend is aan de stimulatie van de flosser. Normaal gesproken verdwijnt deze aandoening binnen 1 à 2 weken.
- Nieuwe gebruikers worden aanbevolen om te beginnen met de zachte modus en het standaard mondstuk te gebruiken. Houd deze routine een week vol voordat u overschakelt naar een andere modus. Als de klachten langer dan 2 weken aanhouden, stop dan met het gebruik van dit product en raadpleeg uw tandarts.

Opladen

- Het product moet volledig zijn opgeladen voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
- De meegeleverde oplaadkabel is een accessoire dat speciaal voor dit product is ontworpen. Het duurt ongeveer 4 uur om de batterij volledig op te laden, dus bewaar het goed.
- Voordat u het product oplaadt, moet u ervoor zorgen dat het product en uw handen droog zijn. Steek de oplaadkabel in de oplaadpoort, sluit de voedingsadapter aan en activeer de voeding om het opladen te starten.

Opmerking:


- Het product moet worden opgeladen bij een kamertemperatuur tussen 0 °C en 35 °C. Opladen is niet mogelijk wanneer de temperatuur onder 0 °C daalt.

Beschrijvingen van het indicatielampje voor het batterijniveau

Status van de flosser	Batterij-niveau	Indicatielampje voor het batterijniveau
In bedrijf	40%–100%	Blijft wit
	20%–40%	Blijft oranje
	10%–20%	Knippert snel oranje
	< 10%	Knippert snel oranje (kan niet worden uitgeschakeld)
Opladen	100%	Blijft wit
	40%–100%	Knippert wit
	< 40%	Knippert oranje

Vul het waterreservoir

- Houd de flosser in een horizontale positie, open het deksel van het waterreservoir en vul het met de juiste hoeveelheid water. Sluit vervolgens het deksel van het waterreservoir.




⚠ Voorzichtig:

- Het wordt aangeraden om warm water te gebruiken dat niet warmer is dan 40 °C of stromend kraanwater.
- De flosser mag niet gevuld worden met tandpasta, zout, vaste mondspoeltabletten, mondwater met isopropylmyristaat of andere chemicaliën waardoor de flosser verstopt of beschadigd kan raken.

Mondstukken voor de flosser

- **Standaard mondstuk:** Dit standaard mondstuk beschikt over een zeer dunne waterstraal en verwijdert voedselresten die diep in de interdentale ruimtes en spleten vastzitten. Zo worden tandbederf en tandsteen voorkomen. Het is geschikt voor dagelijkse mondreiniging en voor mensen die behoefte hebben aan een grondige reiniging.
- **Orthodontisch mondstuk:** Met dit mondstuk kunt u lastige plekken reinigen, zoals plekken met een beugel. Het is dus geschikt voor mensen die een orthodontische behandeling ondergaan.



Standaard mondstuk Orthodontisch mondstuk

Opmerking:

- Als de bovenkant van het mondstuk vervormd is, vervang het dan onmiddellijk door een nieuw mondstuk om mogelijke productstoringen te voorkomen. Het wordt aangeraden om het mondstuk elke 3–6 maanden te vervangen.


Het mondstuk van de flosser monteren en demonteren

- Steek het mondstuk verticaal in de opening voor het mondstuk. Wanneer u een klikgeluid hoort, zit het mondstuk op zijn plaats.
- Maak het mondstuk los door tegelijkertijd op de ontgrendelingsknop van het mondstuk te drukken en het mondstuk omhoog te trekken.

⚠ Voorzichtig:

Druk niet op de ontgrendelingsknop van het mondstuk terwijl u het product gebruikt.

Hierdoor kan het mondstuk eruit springen, wat kan leiden tot onbedoeld letsel.



In- en uitschakelen

- Druk op de aan-/uitknop  om de flosser in/uit te schakelen.

Opmerking:


- De flosser is voorzien van een 2-minuten timingfunctie. De flosser wordt automatisch uitgeschakeld na 2 minuten onafgebroken gebruik. Druk eenvoudigweg nogmaals op de aan-/uitknop om de flosser te blijven gebruiken.
- In de standaard modus kunt u 50 seconden onafgebroken reinigen met een vol waterreservoir. De gebruiksduur kan echter per modus verschillen.

Tussen modi schakelen

- Druk op de modusknop  om te schakelen tussen de zachte, standaard en krachtige modus. Zodra de modus is ingeschakeld, gaat het bijbehorende indicatielampje op de behuizing van de flosser branden.

Opmerking:

- De flosser heeft een modusgeheugenfunctie, zodat deze de modus kan onthouden die werd gebruikt voordat de flosser werd uitgeschakeld. Zodra u het product weer inschakelt, keert de flosser automatisch terug naar de modus.




- Zachte modus:
Zachte waterdruk voor een zachte reiniging van uw tanden.
- Standaard modus:
Standaard waterdruk voor effectief reinigen.
- Krachtige modus:
Krachtige waterdruk voor grondig reinigen.

Hoe de flosser te gebruiken

1. Houd de flosser in een verticale positie en leun over de wastafel. Druk op de modusknop om de gewenste modus te selecteren en plaats vervolgens het mondstuk in uw mond, waarbij u zich richt op de interdentale ruimte of de tandvleesrand. Druk op de aan-/uitknop om de flosser in te schakelen. Houd uw lippen gesloten om te voorkomen dat er water opspat, maar laat wel een kleine opening open zodat het water soepel vanuit uw mond in de wasbak kan stromen.
2. Houd de waterstraal in een hoek van 90° ten opzichte van de tandvleesrand. Het wordt aangeraden om de reiniging te starten bij de achterste tanden en het mondstuk geleidelijk langs de tandvleesrand naar de voortanden te bewegen, waarbij u kort pauzeert bij de interdentale ruimte.
3. Na elk gebruik wordt het aangeraden om het waterreservoir leeg te maken en de flosser een paar seconden te laten draaien om het resterende water af te voeren. Open het deksel van het waterreservoir of duw het waterreservoir naar beneden en plaats zowel de behuizing van de flosser als het waterreservoir in een goed geventileerde ruimte. Zodra de binnenkant van het waterreservoir droog is, duwt u het terug op zijn plaats en sluit u het deksel van het waterreservoir.

Voorzichtig:

- Zorg ervoor dat u de flosser inschakelt met het mondstuk in uw mond.
- Niet direct tegen het tandvlees spoelen.
- Oefen met het mondstuk geen overmatige druk uit op de tanden of het tandvlees. Hierdoor kan de motorblokkeringsbeveiliging geactiveerd worden in de krachtige modus. Wanneer de beveiliging is geactiveerd, pauzeert de flosser automatisch en knipperen alle modusindicatielampjes 10 seconden lang wit voordat ze worden uitgeschakeld. Om de normale functionaliteit te herstellen, drukt u eenvoudig op de aan-/uitknop om de flosser opnieuw te starten.



Verzorging en onderhoud

Dagelijkse reiniging

1. Schakel de flosser na gebruik in en laat deze een paar seconden draaien, zodat eventueel resterend water in de flosser kan worden afgevoerd.
2. Houd de behuizing van de flosser met één hand vast en duw tegelijkertijd met de andere hand het waterreservoir naar beneden.
3. Spoel het waterreservoir af met water of reinig het met een vochtige doek of borstel.
4. Veeg na het reinigen de behuizing van de flosser en het waterreservoir droog en bewaar deze op een koele plaats om te laten drogen.



Opmerkingen:

- De watertemperatuur voor het reinigen mag niet hoger zijn dan 40 °C.
- Gebruik geen bijtende vloeistoffen, thinner, alcohol, etc. om de flosser te reinigen.
- De behuizing van de flosser en het waterreservoir kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek of worden afgespoeld met water. Daarna moet u deze grondig afdrogen.
- Bij kalkaanslag kan de binnenkant van het waterreservoir met een borstel worden gereinigd.
- Zorg ervoor dat zowel de binnenkant van het waterreservoir als het buitenste oppervlak van de behuizing van de flosser goed afdroogt voordat u het waterreservoir weer in de behuizing van de flosser plaatst.
- Als de flosser gedurende een langere periode niet gebruikt wordt, moet u deze reinigen en opbergen nadat u deze heeft afgedroogd.

Regelmatig onderhoud

- Vul het waterreservoir met warm water dat niet warmer is dan 40 °C. Voeg een eetlepel witte azijn toe en schakel de flosser in totdat het waterreservoir helemaal leeg is. Zodra het waterreservoir leeg is, blijf de flosser nog ongeveer een minuut gebruiken totdat deze automatisch wordt uitgeschakeld. Vul nu het waterreservoir met warm water met een temperatuur van maximaal 40 °C en schakel de flosser weer in totdat het waterreservoir weer leeg is.

Opmerking: Om een optimale werking van het product te garanderen, wordt aangeraden om het product elke 1–3 maanden regelmatig te onderhouden.

Milieubescherming


Wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de ingebouwde batterij verwijderd, weggegooid en gerecycled worden in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving van het land of de regio waar het product wordt gebruikt. Als de batterij niet kan worden verwijderd, gooi deze dan weg volgens de regelgeving voor huishoudelijk afval in uw regio.

⚠ WAARSCHUWINGEN:


- Stel de batterij niet bloot aan vuur om te voorkomen dat de batterij explodeert of giftige en gevaarlijke stoffen uitstoot.
- Veroorzaak geen kortsluiting in de batterij om te voorkomen dat deze ontvlamt en brand veroorzaakt.
- Haal het product niet uit elkaar, tenzij u het wilt weggooien. Anders kan het product beschadigd raken.
- De batterij moet uit de apparaat worden gehaald voordat het apparaat wordt weggegooid.
- De stekker van het apparaat moet uit het stopcontact worden verwijderd wanneer de batterij wordt verwijderd.
- De batterij moet op een veilige manier worden weggegooid.

De oplaadbare batterij verwijderen


1. Verwijder het waterreservoir, ontkoppel de waterleiding, wrik voorzichtig de 3 schroefdoppen aan de onderkant van de flosser open, draai de 3 schroeven in de juiste volgorde los en verwijder vervolgens het onderste deksel van de flosser.



2. Nadat u het onderste deksel heeft verwijderd, draai de 2 schroeven aan de onderkant van de behuizing van de flosser los en wrik voorzichtig het bovenste deksel van de flosser open.



3. Draai de 3 schroeven aan de bovenkant van de flosser los, verwijder de ontgrendelingsknop van het mondstuk, trek de rubberen plug van de oplaadpoort eruit en wrik het mechanisme aan de binnenkant eruit.



4. Knip de 3 aansluitdraden (één voor één) tussen de batterij en het moederbord van de behuizing van de flosser door en verwijder de batterij.



⚠ Waarschuwingen:

- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de batterij om mogelijke kortsluiting tussen de positieve en negatieve polen van de batterij te voorkomen.
- Zodra de batterij is verwijderd, mag het product niet meer op de voeding worden aangesloten.

Problemen oplossen

Fouten	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het indicatielampje voor het batterijniveau gaat niet branden tijdens het opladen.	Niet goed aangesloten op de voeding	Sluit de voeding op de juiste manier aan
Te korte gebruiksduur na het opladen	Te korte oplaadtijd	Laad de flosser op
De flosser kan niet worden ingeschakeld	De batterij is bijna leeg	Laad de flosser op
De waterdruk is te laag	Het mondstuk is verstopt	Vervang het mondstuk
	De uitgang van het mondstuk is beschadigd	Vervang het mondstuk
	De waterleiding is verstopt	Reinig de onderkant van de waterleiding

Specificaties

Naam: Waterflosser

Model: MEO705

Nominale spanning/vermogen: 3,7 V $\approx$ 12 W

Nominaal ingangsvermogen: 5 V $\approx$ 1 A

IP-classificatie: IPX7

Oplaadtijd: Ongeveer 4 uur

Batterijtype: KAN 18650 2200

Energieverbruik Uitmodus: $\leq$ 0,3 W

Tijd om de voorwaarde in te voeren
Uitmodus: $\leq$ 20 min

Voedingsadapter

Ingang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A		Uitgang: 5,0 V■1,0 A, 5,0 W
Gepubliceerde Informatie	Waarde en precisie	Eenheid
Naam van de fabrikant	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identificatie van het model	A520-050100U-EU1	—
Ingangsspanning	100–240	V~
Ingang AC-frequentie	50/60	Hz
Uitgangsspanning	5,0	V■
Uitgangsstroom	1,0	A
Uitgangsvermogen	5,0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	73,77	%
Efficiëntie bij lage lading (10%)	64,588	%
Energieverbruik zonder lading	0,075	W



EU-conformiteitsverklaring

Wij Xiaomi Communications Co., Ltd. verklaren hierbij dat dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en wijzigingen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Een uitgebreide elektronische handleiding vindt u op www.mi.com/global/support/user-guide



Informatie over recycling en verwijdering van AEEA

Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in Richtlijn 2012/19/EU) en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.

Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi
Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085,
China

Ga voor meer informatie naar www.mi.com

Versie gebruikershandleiding: V1.0

Gemaakt in China

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIA:

- Aby zapobiec urazom związanym z nieprawidłową obsługą, nie wolno korzystać z produktu bez znajomości procedur i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
- Osoby z chorobą przyzębia lub użytkownicy, którzy przeszli operację jamy ustnej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy powinni korzystać z produktu pod nadzorem stomatologa.
- Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna lub przeszkoli je w zakresie użytkowania urządzenia.
- Aby uniemożliwić dzieciom zabawę urządzeniem, powinny one pozostawać pod nadzorem.
- Przed przystąpieniem do obsługi, czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć od gniazdka zasilacz i kabel do ładowania.
- Nie wystawiać urządzenia ani akumulatora na działanie nadmiernej temperatury.
- Produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie wolno wrzucać go do ognia, podgrzewać ani ładować, stosować lub umieszczać w środowisku o wysokiej temperaturze, gdyż grozi to przegrzaniem, pożarem albo wybuchem.
- Nie wolno podłączać ani odłączać od gniazdka zasilacza i kabla do ładowania mokrymi rękoma, gdyż może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez długi czas, zasilacz i kabel do ładowania należy odłączyć od gniazdka, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru instalacji elektrycznej na skutek uszkodzenia izolacji.

- Jeśli produkt nie będzie używany przez długi czas, przed rozpoczęciem przechowywania należy go całkowicie naładować, a następnie ładować całkowicie co sześć miesięcy.
- Produkt zawiera niewymienny akumulator.
- Należy pamiętać o ryzyku, jakie stwarzają zaciski urządzenia zasilanego akumulatorem lub zwarcie w akumulatorze spowodowane metalowymi przedmiotami.
- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się produktem.
- To urządzenie zawiera akumulator, którego nie można wymieniać.
- Do stosowania wyłącznie z zasilaczem <A520-050100U-EU1>.



Przestrogi:

- Jeśli w obrębie jamy ustnej lub na języku wystąpią rany, należy zwrócić się o pomoc do lekarza i nie korzystać z produktu, aby zapobiec niepotrzebnym urazom.
- Po każdym użyciu zbiornik na wodę należy opróżnić, a irygator pozostawić na kilka sekund w trybie bezczynnym, aby usunąć pozostałości wody – zapobiegnie to namnażaniu bakterii, powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i nieprawidłowemu działaniu.

Uwaga:

- Ilustracje produktu i akcesoriów przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Przegląd produktu



- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Przycisk zwalniania końcówki | 7 Otwór na końcówkę |
| 2 Przycisk zasilania | 8 Gumowa zatyczka |
| 3 Przycisk trybu | 9 Gniazdo ładowania |
| 4 Wskaźniki | 10 Pokrywa zbiornika na wodę |
| • Tryb łagodny | 11 Kończówka standardowa |
| • Tryb standardowy | 12 Kończówka ortodontyczna |
| • Tryb potężny | 13 Skrócona instrukcja obsługi |
| ■ Poziom naładowania akumulatora | 14 Instrukcja obsługi |
| 5 Korpus irygatora | 15 Gwarancja |
| 6 Zbiornik na wodę | 16 Kabel do ładowania |
| | 17 Zasilacz |

Jak używać

Przestrogi:

- Przed opuszczeniem fabryki produkt jest poddawany testom. Po zakończeniu testów wewnątrz urządzenia może pozostawać niewielka ilość wody – jest to zupełnie normalne i nie wpływa na prawidłowe działanie urządzenia.
- Pierwsze użycie produktu często wiąże się ze swędzeniem lub krwawieniem dziąseł – dzieje się tak, gdyż dziąsła są nieprzyzwyczajone do stymulacji powodowanej przez irygator. Zwykle objawy te ustępują w ciągu 1–2 tygodni.
- Na początku najlepiej wybrać tryb łagodny i końcówkę standardową. Stosować tę rutynę przez tydzień, a następnie przejść do kolejnego trybu. Jeśli dyskomfort nie ustępuje po upływie ponad 2 tygodni, należy przerwać korzystanie z produktu i skonsultować się ze stomatologiem.

Ładowanie

- Przed pierwszym użyciem produkt należy w pełni naładować.
- Dostarczony kabel do ładowania to wyspecjalizowane akcesorium opracowane specjalnie do stosowania wraz z tym produktem. Całkowite naładowanie produktu trwa około 4 godziny. W tym czasie produkt powinien być w prawidłowej pozycji.
- Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że produkt i ręce są suche. Włóż kabel do ładowania do gniazda ładowania, podłącz zasilacz i włącz zasilanie, aby rozpocząć ładowanie.

Uwaga:


- Produkt należy ładować w temperaturze pokojowej z zakresu od 0°C do 35°C. Ładowanie jest niemożliwe w temperaturze poniżej 0°C.

Opis wskaźnika poziomu naładowania akumulatora

Status irygatora	Poziom naładowania akumulatora	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Obsługa	40%–100%	Świeci na biało
	20%–40%	Świeci na pomarańczowo
	10%–20%	Szybko miga na pomarańczowo
	< 10%	Szybko miga na pomarańczowo (nie można włączyć)
Ładowanie	100%	Świeci na biało
	40%–100%	Miga na biało
	< 40%	Miga na pomarańczowo

Wypełnianie zbiornika na wodę

- Trzymaj irygator w pozycji poziomej, otwórz pokrywkę zbiornika na wodę i wypełnij zbiornik odpowiednią ilością wody. Zamknij pokrywkę.




⚠ Przestrogi:


- Najlepiej używać ciepłej wody o temperaturze nieprzekraczającej 40°C lub kranówki.
- Irygatora nie należy wypełniać pastą do zębów, solą, płynem do płukania jamy ustnej w tabletkach, płynem do płukania jamy ustnej zawierającym mirystynian izopropylu ani innymi chemikaliami, które mogą zatkać albo uszkodzić urządzenie.

Końcówki irygatora

- Końcówka standardowa: zapewnia bardzo wąski strumień wody i usuwa resztki jedzenia nagromadzone głęboko w przestrzeniach oraz szczelinach międzyczębowych, zapobiegając powstawaniu próchnicy i kamienia nazębnego. Można ją stosować zarówno w ramach codziennej rutyny, jak i dogłębnego czyszczenia zgodnego z indywidualnymi potrzebami.
- Końcówka ortodontyczna: zapewnia czyszczenie skomplikowanych powierzchni, takich jak aparaty ortodontyczne, i jest odpowiednia dla osób w trakcie leczenia ortodontycznego.



Końcówka
standardowa



Końcówka
ortodontyczna

Uwaga:


- Jeśli górna część końcówki odkształciła się, natychmiast wymień ją na nową, aby zapobiec możliwym usterkom produktu. Zaleca się wymianę końcówki co 3–6 miesięcy.

Montaż i demontaż końcówki irygatora

- Włóż końcówkę pionowo do otworu. Kliknięcie oznacza, że została zamontowana prawidłowo.
- Końcówkę można odczepić, naciskając przycisk zwalniania i jednocześnie ciągnąc ją do góry.

⚠ Przewaga:

Nie naciskaj przycisku zwalniania końcówki podczas korzystania z irygatora, bo może się wysunąć i spowodować uraz.



Włączanie/wyłączanie

- Naciśnij przycisk zasilania , aby włączyć lub wyłączyć irygator.

Uwaga:


- Irygator jest wyposażony w funkcję 2-minutowego odmierzenia czasu. Po 2 minutach nieprzerwanego stosowania irygator wyłączy się automatycznie. Aby dalej z niego korzystać, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk zasilania.
- Tryb standardowy umożliwia nieprzerwane czyszczenie przez 50 sekund ze zbiornikiem wypełnionym wodą. Czas korzystania z irygatora może się różnić w zależności od wybranego trybu.

Przełączanie trybów

- Naciśnij przycisk trybu , aby przełączać między trybem łagodnym, standardowym i potężnym. Po włączeniu trybu na korpusie irygatora zaświeci się odpowiedni wskaźnik.

Uwaga:

- Irygator jest wyposażony w funkcję zapamiętywania trybu, a więc zapamiętuje tryb używany przed wyłączeniem. Po ponownym włączeniu tryb zostanie automatycznie przywrócony.




- Tryb łagodny:
Zapewnia delikatne czyszczenie zębów dzięki niskiemu ciśnieniu wody.
- Tryb standardowy:
Zapewnia skuteczne czyszczenie dzięki normalnemu ciśnieniu wody.
- Tryb potężny:
Zapewnia dogłębne czyszczenie dzięki wysokiemu ciśnieniu wody.

Jak używać irygatora

1. Przytrzymaj irygator w pozycji pionowej i nachyl się nad zlewem. Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać tryb, a następnie włóż końcówkę do jamy ustnej i wyceluj ją w przestrzeń międzyzębową lub brzeg dziąsłowy. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć irygator. Zamknij usta, a unikniesz rozprysków. Nie zamykaj ich jednak do końca, aby zapewnić bezproblemowe wypływanie wody z jamy ustnej do zlewu.
2. Strumień wody powinien być ustawiony pod kątem 90° do brzegu dziąsłowego. Czyszczenie najlepiej rozpocząć od tylnych zębów i stopniowo przesuwając się wzdłuż brzegu dziąsłowego w kierunku zębów przednich, zatrzymując się na krótko w przestrzeniach międzyzębowych.
3. Po każdym użyciu zbiornik na wodę najlepiej opróżnić, a irygator pozostawić na kilka sekund w trybie bezczynnym, aby usunąć pozostałości wody z wnętrza urządzenia. Otwórz pokrywkę zbiornika na wodę, aby go wysuszyć na powietrzu lub pociągnij go w dół i umieść wraz z korpusem irygatora w przewiewnym miejscu. Po wysuszeniu wnętrza irygatora wepchnij zbiornik na swoje miejsce i zamknij pokrywkę.

Przestrogi:


- Irygator należy włączać po umieszczeniu końcówki w jamie ustnej.
- Nie kieruj strumienia wody bezpośrednio na dziąsła.
- Nie naciskaj mocno końcówką na zęby lub dziąsła, bo może się wyzwolić mechanizm zabezpieczenia przed zablokowaniem silnika w trybie potężnym. Po włączeniu zabezpieczenia praca irygatora zostanie automatycznie wstrzymana, a wszystkie wskaźniki trybu będą migać na biało przez 10 sekund, po czym irygator wyłączy się. Aby ponownie uruchomić irygator i zapewnić prawidłowe działanie, wystarczy nacisnąć przycisk zasilania.



Dbanie o urządzenie i konserwacja

Codzienne czyszczenie

1. Po użyciu włącz irygator i pozostaw go na kilka sekund w trybie beczynnym, aby ułatwić wypływanie pozostałości wody z wnętrza urządzenia.
2. Przytrzymaj korpus irygatora w jednym ręku i równocześnie pociągnij w dół zbiornik na wodę drugą ręką.
3. Opłucz zbiornik wodą lub wyczyść wilgotną szmatką albo szczoteczką.
4. Po zakończeniu czyszczenia przetrzyj korpus irygatora i zbiornik na wodę i pozostaw w chłodnym miejscu do wysuszenia.



Uwagi:

- Temperatura wody używanej do czyszczenia nie powinna przekraczać 40°C.
- Nie używaj żrących płynów, rozcieńczalników, alkoholu ani podobnych substancji do czyszczenia irygatora.
- Korpus irygatora i zbiornik na wodę można przetrzeć wilgotną szmatką lub opłukać w wodzie, a następnie dokładnie wysuszyć.
- Jeśli wewnątrz zbiornika na wodę zacznie tworzyć się osad, można go usunąć szczoteczką.
- Przed ponownym zamontowaniem zbiornika na wodę w korpusie irygatora upewnij się, że zarówno wewnątrz zbiornika, jak i zewnętrzna powierzchnia korpusu są suche.
- Jeśli po wysuszeniu irygator nie będzie używany przez długi czas, należy go wyczyścić i odpowiednio przechowywać.

Regularna konserwacja

- Wypełnij zbiornik na wodę ciepłą wodą o temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Wlej łyżkę białego octu, włącz irygator i poczekaj, aż zbiornik opróżni się całkowicie. Po opróżnieniu zbiornika na wodę korzystaj z irygatora przez mniej więcej minutę, aż wyłączy się automatycznie. Wypełnij wtedy zbiornik ciepłą wodą o temperaturze nieprzekraczającej 40°C, włącz irygator ponownie i poczekaj, aż zbiornik opróżni się całkowicie.

Uwaga: aby zapewnić jak najlepsze rezultaty, konserwację produktu najlepiej wykonywać co 1–3 miesiące.

Ochrona środowiska



Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego wyjąć z produktu akumulator i zutylizować go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami obowiązującymi w danym kraju lub regionie. Jeśli akumulatora nie można wyjąć, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi obowiązującymi w danym regionie.

⚠ OSTRZEŻENIA:



- Nie wystawiać akumulatora na działanie ognia, ponieważ może to spowodować wybuch lub uwolnienie trujących i niebezpiecznych substancji.
- Nie dopuszczać do zwarcia w akumulatorze, bo może to spowodować zapłon i wzniecić pożar.
- Produkt można demontować tylko wtedy, gdy ma być zutylizowany, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenia.
- Przed zutylizowaniem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator.
- Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci energetycznej.
- Akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.

Wyjmowanie akumulatora



1. Wyjmij zbiornik na wodę, odłącz rurkę doprowadzającą wodę, ostrożnie podważ 3 korki gwintowe na spodzie irygatora, odkręć 3 śruby w odpowiedniej kolejności, a następnie zdejmij spodnią pokrywę.




2. Po zdjęciu spodniej pokrywy odkręć 2 śruby na spodzie korpusu i ostrożnie podważ górną pokrywę irygatora.



3. Odkręć 3 śruby na górze irygatora, wyjmij przycisk zwalniania końcówki, wyciągnij gumową zatyczkę gniazda ładowania i wyjmij wewnętrzny mechanizm.



4. Przetnij 3 przewody łączące (jeden po drugim) akumulator z płytą główną irygatora, a następnie wyjmij akumulator.



⚠ Ostrzeżenia:

- Aby zapobiec możliwemu zwarciu między dodatnim a ujemnym biegunem, podczas wyjmowania akumulatora zachowaj ostrożność.
- Po wyjęciu akumulatora produktu nie można podłączać do zasilania.

Rozwiązywanie problemów

Błędy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora nie świeci się podczas ładowania.	Nieprawidłowe podłączenie zasilania	Podłącz zasilanie prawidłowo
Za krótki czas pracy po naładowaniu	Za krótki czas ładowania	Naładuj irygator
Irygator nie włącza się	Niski poziom naładowania akumulatora	Naładuj irygator
Za niskie ciśnienie wody	Zatkana końcówka	Wymień końcówkę
	Uszkodzony wylot końcówki	Wymień końcówkę
	Zatkana rurka doprowadzająca wodę	Wyczyść spód rurki doprowadzającej wodę

Dane techniczne

Nazwa: Irygator

Model: MEO705

Napięcie znamionowe/moc znamionowa:
3,7 V $\approx$ 12 W

Wejście znamionowe: 5 V $\approx$ 1 A

Stopień ochrony IP: IPX7

Czas ładowania: ok. 4 godzin

Typ akumulatora: KAN 18650 2200

Pobór energii Tryb wyłączenia: $\leq$ 0,3 W

Czas do przejścia w stan
Tryb wyłączenia: $\leq$ 20 min

Zasilacz

Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Wyjście: 5,0 V $\overline{\text{m}}$ 1,0 A, 5,0 W

Informacje opublikowano	Wartość i dokładność	Jednostka
Nazwa producenta	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identyfikator modelu	A520-050100U-EU1	—
Napięcie wejściowe	100–240	V~
Częstotliwość wejściowa AC	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	5,0	V $\overline{\text{m}}$
Prąd wyjściowy	1,0	A
Moc wyjściowa	5,0	W
Średnia sprawność podczas pracy	73,77	%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	64,588	%
Zużycie mocy bez obciążenia	0,075	W



Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Xiaomi Communications Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie

www.mi.com/global/support/user-guide



Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem uznano za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie można ich wyrzucić po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi zmieszanyymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji o warunkach i lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Producent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Więcej informacji: www.mi.com

Wersja instrukcji obsługi: V1.0

Wyprodukowano w Chinach

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

Instruções de segurança

AVISOS:

- Não utilize este produto se não compreender os procedimentos de funcionamento e as instruções de segurança, para evitar ferimentos resultantes de uma utilização incorreta.
- Os utilizadores com doença periodontal ou que tenham sido submetidos a cirurgia oral nos últimos seis meses devem utilizar este produto sob a orientação de um dentista.
- Este aparelho não se destina a pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que estejam a ser supervisionadas ou que lhes tenham sido dadas instruções relativamente ao uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Desligue o transformador e o cabo de carregamento antes de proceder à utilização, limpeza ou manutenção.
- Não exponha o aparelho ou a bateria a temperaturas excessivas.
- Este produto inclui uma bateria recarregável integrada. Não a atire para o fogo ou calor, nem a carregue, utilize ou coloque num ambiente a alta temperatura, caso contrário irá sobreaquecer, incendiar-se ou explodir.
- Não ligue e desligue o transformador e o cabo de carregamento com as mãos molhadas, pois pode provocar choque elétrico.
- Se não utilizar este produto por um período prolongado, desligue o transformador e o cabo de carregamento, caso contrário poderá provocar choque elétrico ou incêndio elétrico resultante da deterioração do isolamento.
- Se não utilizar este produto por um período prolongado, carregue-o totalmente antes de o guardar e, posteriormente, mantenha-o totalmente carregado de seis em seis meses.

- Este produto contém uma bateria não substituível.
- Atenção ao risco de curto-circuito dos terminais do aparelho alimentado por bateria ou da bateria com objetos metálicos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se as mesmas forem corretamente supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos.
- A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças sem supervisão.
- Não permita que crianças brinquem com ela.
- O aparelho inclui uma bateria que não pode ser substituída.
- Utilize apenas com a fonte de alimentação <A520-050100U-EU1>.


Precauções:

- Em caso de feridas orais ou linguais, consulte um médico antes de utilizar este produto para evitar ferimentos desnecessários.
- Não se esqueça de esvaziar o reservatório de água e de o deixar inativo durante alguns segundos após a utilização para drenar a água restante, evitando assim a proliferação de bactérias, odores desagradáveis e avarias.

Nota:

- As ilustrações do produto e os acessórios no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Visão geral do produto



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Botão de desbloqueio da ponta | 7 Orifício da ponta |
| 2 Botão de alimentação | 8 Ficha de borracha |
| 3 Botão de modo | 9 Porta de carregamento |
| 4 Indicadores <ul style="list-style-type: none">• Modo gentil• Modo padrão• Modo potente■ Nível da bateria | 10 Tampa do reservatório de água |
| 5 Corpo do irrigador | 11 Ponta padrão |
| 6 Reservatório de água | 12 Ponta ortodôntica |
| | 13 Guia de início rápido |
| | 14 Manual do utilizador |
| | 15 Aviso de Garantia |
| | 16 Cabo de carregamento |
| | 17 Transformador |

Como utilizar

Precauções:

- O produto é submetido a testes antes de sair da fábrica. É normal que alguma da água de teste permaneça no interior do aparelho e pode utilizá-la à vontade.
- Quando utiliza o produto pela primeira vez, é comum as gengivas apresentarem prurido ou sangramento, o que se pode dever ao facto de as gengivas não estarem habituadas à estimulação do irrigador. Normalmente, esta condição desaparece num período de 1 a 2 semanas.
- Recomendamos que os utilizadores inexperientes comecem com o modo gentil e utilizem a ponta padrão. Mantenha esta rotina durante uma semana antes de mudar para outro modo. Se o desconforto persistir durante mais de 2 semanas, interrompa a utilização deste produto e consulte o seu dentista.

Carregamento

- O produto deve ser totalmente carregado antes da sua primeira utilização.
- O cabo de carregamento fornecido é um acessório especializado concebido para o produto. São necessárias cerca de 4 horas para carregar completamente o aparelho; guarde-o corretamente.
- Antes de carregar, certifique-se de que o produto e as suas mãos estão secos. Introduza o cabo de carregamento na porta de carregamento, ligue o transformador e ative a fonte de alimentação para iniciar o carregamento.

Nota:


- O produto deve ser carregado no intervalo de temperatura de 0 °C a 35 °C à temperatura ambiente. Não é possível efetuar o carregamento quando a temperatura desce abaixo dos 0 °C.

Descrições do indicador de nível da bateria

Estado do irrigador	Nível da bateria	Indicador de nível da bateria
Operação	40%–100%	Branco sólido
	20%–40%	Laranja sólido
	10%–20%	A piscar em laranja rapidamente
	< 10%	A piscar em laranja rapidamente (não é possível ligar)
Carregamento	100%	Branco sólido
	40%–100%	Branco a piscar
	< 40%	Laranja a piscar

Encher o reservatório de água

- Segure o irrigador na posição horizontal, abra a tampa do reservatório de água e encha-o com uma quantidade adequada de água e, em seguida, feche a tampa do reservatório de água.




Precauções:

- Recomendamos que utilize água morna a uma temperatura que não exceda os 40 °C ou água corrente da torneira.
- O irrigador não deve ser enchido com pasta de dentes, sal, pastilhas de elixir bucal sólidas, elixir bucal que contenha miristato de isopropilo ou outros químicos que possam entupir ou danificar o irrigador.

Dicas relativas ao irrigador

- **Ponta padrão:** Com um jato de água muito fino, esta ponta padrão elimina os restos de comida acumulados nos espaços interdentais e nas fissuras, prevenindo assim as cáries e o cálculo dentário. É adequado para a limpeza oral diária, assim como para pessoas com necessidades de limpeza profunda.
- **Ponta ortodôntica:** Esta ponta permite limpar zonas de difícil acesso, como no caso de pessoas que utilizam aparelho dentário, sendo adequada para pessoas em tratamento ortodôntico.



Ponta padrão



Ponta ortodôntica

Nota:


- Se a parte superior da ponta estiver deformada, substitua-a imediatamente por uma nova para evitar a possível avaria do produto. Recomenda-se a substituição da ponta a cada 3 a 6 meses.

Montagem e desmontagem da ponta do irrigador

- Introduza a ponta no orifício da ponta verticalmente, e o som de um “clique” indica que está encaixada.
- Retire a ponta premindo simultaneamente o botão de desbloqueio da ponta e puxando a ponta para cima.

⚠ Precaução:

Não prima o botão de desbloqueio da ponta durante a utilização, pois pode ejetar a ponta e provocar possíveis ferimentos acidentais.



Ligar/desligar

- Prima o botão de alimentação  para ligar/desligar o irrigador.

Nota:


- O irrigador está equipado com uma função de temporização de 2 minutos. O irrigador desliga automaticamente após uma utilização contínua de 2 minutos. Para continuar a utilizar o irrigador, basta premir o botão de alimentação novamente.
- O modo padrão proporciona 50 segundos de limpeza ininterrupta com o reservatório de água cheio, enquanto a duração da utilização pode variar consoante os diferentes modos.

Mudar modos

- Prima o botão de modo  para alternar entre os modos gentil, normal e potente. O indicador correspondente ao modo no corpo do irrigador acende assim que o modo é ativado.

Nota:

- O irrigador apresenta uma função de memória de modo e permite memorizar o modo utilizado antes de ser desligado. Quando ligar novamente, o irrigador irá restaurar automaticamente o modo.




- Modo gentil:
Pressão de água gentil para uma limpeza delicada dos seus dentes.
- Modo padrão:
Pressão de água padrão para uma limpeza eficaz.
- Modo potente:
Pressão de água potente para uma limpeza profunda.

Como utilizar o irrigador

1. Segure o irrigador numa posição vertical e incline-se sobre o lavatório. Prima o botão de modo para selecionar o modo pretendido e, em seguida, introduza a ponta na boca, visando o espaço interdentário ou a linha da gengiva. Prima o botão de alimentação para ligar o irrigador. Mantenha os lábios fechados para evitar salpicos de água, mantendo uma pequena abertura para facilitar o fluxo suave da água da boca para o lavatório.
2. Mantenha o jato de água a um ângulo de 90° com a linha da gengiva. Recomendamos que inicie a limpeza a partir dos dentes posteriores e que guie gradualmente a ponta ao longo da linha da gengiva em direção aos dentes da frente, fazendo uma breve pausa no espaço interdentário.
3. Após cada utilização, recomendamos que esvazie o reservatório de água e deixe o irrigador inativo durante alguns segundos para drenar a água restante no interior do irrigador. Abra a tampa do reservatório de água para secar ao ar ou puxe o reservatório de água para baixo e coloque o corpo do irrigador e o reservatório de água numa área bem ventilada. Quando o interior do reservatório de água estiver seco, empurre-o de volta para a posição correta e feche a tampa do reservatório de água.

Precauções:

- Ligue o irrigador com a ponta na boca.
- Não lave diretamente contra as gengivas.
- Não aplique pressão excessiva nos dentes ou nas gengivas com a ponta, pois pode acionar a proteção de bloqueio do motor no modo potente. Quando a proteção é ativada, o irrigador para automaticamente e todos os indicadores de modo piscam em branco durante 10 segundos antes de desligar. Para restaurar um funcionamento normal, prima simplesmente o botão de alimentação para reiniciar o irrigador.



Cuidados e manutenção

Limpeza diária

1. Após a utilização, ligue o irrigador e deixe-o inativo durante alguns segundos para facilitar a drenagem de qualquer água residual no interior do irrigador.
2. Segure o corpo do irrigador com uma mão e puxe simultaneamente o reservatório de água para baixo com a outra mão.
3. Enxágüe o reservatório de água com água ou limpe-o com um pano húmido ou uma escova.
4. Após a limpeza, passe um pano seco pelo corpo do irrigador e o reservatório de água e guarde-os num local fresco para secarem.



Notas:

- A temperatura da água para limpeza não deve exceder 40 °C.
- Não utilize líquidos corrosivos, diluentes, álcool, etc., para limpar o irrigador.
- O corpo do irrigador e o reservatório de água podem ser limpos com um pano húmido ou enxaguados com água, garantindo depois que secam completamente.
- O interior do reservatório de água pode ser limpo com uma escova em caso de formação de incrustações.
- Certifique-se de que o interior do reservatório de água e a superfície exterior do corpo do irrigador estão secos antes de voltar a instalar o reservatório de água no corpo do irrigador.
- O irrigador deve ser limpo e guardado depois de seco se não for utilizado durante um período prolongado.

Manutenção regular

- Encha o reservatório de água com água morna a uma temperatura que não exceda 40 °C. Adicione uma colher de sopa de vinagre branco e ligue o irrigador até esvaziar completamente o reservatório de água. Uma vez esvaziado o reservatório de água, continue a utilizar o irrigador durante cerca de um minuto até que o mesmo desligue automaticamente. Nessa altura, volte a encher o reservatório de água com água morna a uma temperatura que não exceda 40 °C e ligue novamente o irrigador até esvaziar novamente o reservatório de água.

Nota: Para garantir o desempenho ótimo do produto, recomendamos que execute uma manutenção regular a cada 1 a 3 meses.

Proteção ambiental



Quando o produto chegar ao fim da sua vida útil, remova, descarte ou recicle a bateria incorporada de acordo a legislação do país ou região em que o aparelho é utilizado. Se não for possível remover a bateria, elimine-a estritamente de acordo com a legislação local sobre gestão de lixo doméstico classificado da sua região.

⚠ AVISOS:


- Não exponha a bateria ao fogo para evitar que expluda ou liberte substâncias tóxicas e nocivas.
- Não provoque um curto-circuito na bateria, de forma a prevenir a sua combustão e causar fogo.
- Não desmonte o produto a menos que queira descartá-lo; caso contrário, o aparelho será danificado.
- A bateria deve ser removida do aparelho antes da sua eliminação.
- Para remover a bateria, o aparelho tem de estar desligado da corrente elétrica.
- A bateria deverá ser eliminada de forma segura.

Remover a bateria recarregável


1. Retire o reservatório de água, desligue o tubo de água, abra cuidadosamente os 3 tampões dos parafusos na parte inferior do irrigador, desaperte os 3 parafusos por ordem e, em seguida, retire a tampa inferior do irrigador.




2. Depois de remover a tampa inferior, desaperte os 2 parafusos na parte inferior do corpo do irrigador e abra cuidadosamente a tampa superior do irrigador.



3. Desaperte os 3 parafusos na parte superior do irrigador, retire o botão de desbloqueio da ponta, puxe a ficha de borracha da porta de carregamento e retire o mecanismo interno.



4. Corte os 3 fios de ligação (um a um) entre a bateria e a placa principal do corpo do irrigador e retire a bateria.



⚠ Avisos:

- Remova a bateria com cuidado para evitar possíveis curto-circuitos entre os terminais positivo e negativo da bateria.
- O produto não deve ser ligado à corrente elétrica depois de retirar a bateria.

Resolução de problemas

Erros	Causas prováveis	Soluções
O indicador de nível da bateria não acende enquanto o aparelho está a carregar.	Ligação incorreta da fonte de alimentação	Ligue corretamente a fonte de alimentação
Tempo de funcionamento muito curto após o carregamento	Tempo de carregamento muito curto	Carregue o irrigador
Não é possível ligar o irrigador	Nível da bateria baixo	Carregue o irrigador
Pressão de água muito baixa	Ponta obstruída	Substitua a ponta
	Saída da ponta danificada	Substitua a ponta
	Tubo de água obstruído	Limpe o fundo do tubo de água

Especificações

Nome: Irrigador oral

Modelo: MEO705

Tensão/potência nominal: 3,7 V $\approx$ 12 W

Entrada nominal: 5 V $\approx$ 1 A

Classificação IP: IPX7

Tempo de carregamento: Aprox. 4 horas

Tipo de bateria: KAN 18650 2200

Consumo de energia Modo desligado: $\leq$ 0,3 W

Tempo para entrar na condição
Modo desligado: $\leq$ 20 min

Transformador

Entrada: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A		Saída: 5,0 V $\sqrt{}$ 1,0 A, 5,0 W
Informações publicadas	Valor e precisão	Unidade
Nome do fabricante	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identificador do modelo	A520-050100U-EU1	—
Tensão de entrada	100–240	V~
Frequência de entrada CA	50/60	Hz
Tensão de saída	5,0	V $\sqrt{}$
Corrente de saída	1,0	A
Potência de saída	5,0	W
Eficiência média ativa	73,77	%
Eficiência a baixa carga (10%)	64,588	%
Consumo de energia sem carga	0,075	W



Declaração de conformidade da UE

A Xiaomi Communications Co., Ltd. pelo presente, declara que este equipamento está em conformidade com as diretivas e normas europeias aplicáveis, e as respetivas alterações.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Para consultar o manual detalhado online, visite www.mi.com/global/support/user-guide



Informações sobre a eliminação e reciclagem de REEE

Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o Utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições dos referidos pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Fabricante: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Morada: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Para mais informações, consulte o site www.mi.com

Versão do Manual do utilizador: V1.0

Fabricado na China

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Інструкції з безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Не використовуйте цей продукт, якщо ви не розумієте правил експлуатації та інструкцій з техніки безпеки, щоб запобігти травмам, які можуть виникнути внаслідок неправильної експлуатації.
- Користувачі з пародонтозом або ті, хто переніс хірургічне втручання в ротовій порожнині протягом останніх шести місяців, повинні використовувати цей продукт під наглядом стоматолога.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не проінструктовані щодо використання приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з приладом.
- Перед використанням, чищенням або технічним обслуговуванням від'єднайте адаптер живлення та зарядний кабель.
- Не піддавайте прилад або акумулятор впливу надмірних температур.
- Цей продукт містить вбудований заряджаємий акумулятор. Не кидайте його у вогонь, не нагрівайте і не заряджайте, не використовуйте і не кладіть у високотемпературне середовище, інакше це може призвести до перегріву, пожежі або вибуху.
- Не підключайте і не відключайте адаптер живлення та зарядний кабель мокрими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
- Якщо цей продукт не використовується протягом тривалого періоду часу, будь ласка, від'єднайте адаптер живлення та зарядний кабель, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через погіршення ізоляції.

- Якщо цей продукт не використовується протягом тривалого періоду часу, будь ласка, повністю зарядіть його перед зберіганням і надалі підтримуйте повний заряд кожні шість місяців.
- Цей продукт містить незмінний акумулятор.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем приладу, що працює від акумулятора, або акумулятора металевими предметами.
- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше й особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без досвіду та знань під наглядом чи згідно з інструкцією щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки.
- Прибирання та користувацьке технічне обслуговування не має виконуватися дітьми без нагляду.
- Не дозволяйте дітям гратися з ним.
- Цей прилад містить акумулятори, що не підлягають заміні.
- Використовуйте тільки з блоком живлення <A520-050100U-EU1>.


Застереження:

- У разі наявності ран у ротовій порожнині або на язичку, будь ласка, зверніться до лікаря, перш ніж використовувати цей продукт, щоб уникнути непотрібних травм.
- Обов'язково спорожняйте резервуар для води і дайте йому попрацювати кілька секунд на холостому ході після використання, щоб злити залишки води, таким чином запобігаючи розмноженню бактерій, появі неприємних запахів і збоїв у роботі.

Примітка:

- Ілюстрації виробу й приладдя, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Опис продукту



- | | |
|--|---|
| 1 Кнопка розблокування насадки | 7 Отвір для насадки |
| 2 Кнопка живлення | 8 Гумова заглушка |
| 3 Кнопка режимів | 9 Порт для заряджання |
| 4 Індикатори <ul style="list-style-type: none"> • Делікатний режим • Стандартний режим • Потужний режим ■ Рівень заряду акумулятора | 10 Кришка резервуара для води |
| 5 Корпус зубної нитки | 11 Стандартна насадка |
| 6 Резервуар для води | 12 Ортодонтична насадка |
| | 13 Посібник із швидкого початку роботи |
| | 14 Посібник користувача |
| | 15 Повідомлення про гарантію |
| | 16 Зарядний кабель |
| | 17 Адаптер живлення |

Як використовувати

Застереження:

- Перед тим, як покинути завод, продукт проходить тестування. Будьте впевнені, що частина води для тестування залишається всередині – це нормально, тому сміливо використовуйте її.
- При першому використанні продукту ясна можуть свербіти або кровоточити, що може бути пов'язано з тим, що ясна не звикли до стимуляції зубною ниткою. Зазвичай цей стан минає протягом 1–2 тижнів.
- Для початківців рекомендується почати з делікатного режиму і використовувати стандартну насадку. Підтримуйте цей режим протягом тижня, перш ніж переходити на інший режим. Якщо будь-який дискомфорт зберігається більше 2 тижнів, припиніть використання цього продукту і зверніться за консультацією до вашого стоматолога.

Заряджання

- Перед першим використанням продукт слід повністю зарядити.
- Зарядний кабель, що постачається в комплекті, є спеціальним аксесуаром, призначеним для цього продукту. Для повного заряду потрібно приблизно 4 години, будь ласка, зберігайте його належним чином.
- Перед заряджанням переконайтеся, що продукт і ваші руки сухі. Вставте зарядний кабель у порт для заряджання, підключіть адаптер живлення та увімкніть блок живлення, щоб розпочати заряджання.

Примітка:


- Продукт слід заряджати в діапазоні температур від 0 °C до 35 °C при кімнатній температурі. Заряджання неможливе, якщо температура опускається нижче 0 °C.

Опис індикатора рівня заряду акумулятора

Стан зубної нитки	Рівень заряду акумулятора	Індикатор рівня заряду акумулятора
Працює	40 %–100 %	Залишається білим
	20 %–40 %	Залишається помаранчевим
	10 %–20 %	Швидко блимає помаранчевим
	< 10 %	Швидко блимає помаранчевим (не вдається увімкнути)
Заряджання	100 %	Залишається білим
	40 %–100 %	Блимає білим
	< 40 %	Блимає помаранчевим

Наповнення резервуара для води

- Тримаючи зубну нитку в горизонтальному положенні, відкрийте кришку резервуара для води і наповніть його відповідною кількістю води, а потім закрийте кришку резервуара для води.





⚠ Застереження:

- Рекомендується використовувати теплу воду не вище 40 °C або проточну водопровідну воду.
- Не слід наповнювати зубну нитку зубною пастою, сіллю, твердими таблетками для полоскання порожнини рота, ополіскувачами, що містять ізопропілміристат, або іншими хімічними речовинами, які можуть засмітити або пошкодити зубну нитку.

Насадки для зубної нитки

- Стандартна насадка: завдяки дуже тонкому струменю води ця стандартна насадка видаляє залишки їжі, що застрягли глибоко в міжзубних проміжках і щілинах, запобігаючи таким чином карієсу та утворенню зубного каменю. Підходить для щоденного чищення порожнини рота, а також для людей, які потребують глибокого очищення.
- Ортодонтична насадка: ця насадка здатна очищати складні ділянки, в тому числі із зубними брекетами, що підходить для людей, які проходять ортодонтичне лікування.



Стандартна насадка Ортодонтична насадка

Примітка:


- Якщо верхня частина насадки деформована, будь ласка, негайно замініть її на нову, щоб уникнути потенційної поломки продукту. Рекомендується замінювати насадку кожні 3–6 місяців.

Збирання та розбирання насадки для зубної нитки

- Вставте насадку вертикально в отвір для насадки, і вона буде встановлена на місце, коли ви почуєте звук «клацання».
- Від'єднайте насадку, одночасно натиснувши кнопку розблокування насадки і потягнувши насадку вгору.

⚠ Застереження:

Не натискайте кнопку розблокування насадки під час роботи, оскільки це може призвести до викидання насадки і потенційної випадкової травми.



Увімкнення/вимкнення

- Натисніть кнопку живлення , щоб увімкнути/вимкнути зубну нитку.

Примітка:


- Зубна нитка оснащена функцією 2-хвилинного таймера. Зубна нитка автоматично вимикається після 2 хвилин безперервної роботи. Щоб продовжити використання зубної нитки, просто знову натисніть кнопку живлення.
- Стандартний режим забезпечує 50 секунд безперервного чищення з повним резервуаром води, в той час як тривалість використання може змінюватися для різних режимів.

Перемикання режимів

- Натисніть кнопку режимів  для перемикання між делікатним, стандартним і потужним режимами. Індикатор, що відповідає режиму на корпусі зубної нитки, засвітиться, як тільки режим буде увімкнено.

Примітка:

- Зубна нитка має функцію пам'яті режимів і може запам'ятовувати режим, який використовувався до її вимкнення. Після повторного увімкнення зубна нитка автоматично відновить режим.




- Делікатний режим: Делікатний тиск води для делікатного чищення ваших зубів.
- Стандартний режим: Стандартний тиск води для ефективного очищення.
- Потужний режим: Потужний тиск води для глибокого очищення.

Як користуватися зубною ниткою

1. Тримайте зубну нитку у вертикальному положенні і нахиліться над умивальником. Натисніть кнопку режимів, щоб вибрати потрібний режим, а потім вставте насадку в рот, орієнтуючись на міжзубний проміжок або лінію ясен. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути зубну нитку. Тримайте губи зімкнутими, щоб уникнути розбризкування води, зберігаючи при цьому невеликий проміжок, щоб забезпечити плавний потік води з рота в умивальник.
2. Тримайте струмінь води під кутом 90° до лінії ясен. Рекомендується починати чистку з задніх зубів і поступово проводити кінчиком вздовж лінії ясен до передніх зубів, ненадовго зупиняючись у міжзубному проміжку.
3. Після кожного використання рекомендується спорожнити резервуар для води і дати зубній нитці попрацювати на холостому ходу протягом декількох секунд, щоб злити залишки води всередині зубної нитки. Відкрийте кришку резервуара для води для просушування на повітрі або потягніть резервуар для води вниз і помістіть корпус зубної нитки та резервуар для води в добре провітрюване місце. Коли внутрішня частина резервуара для води висохне, вставте його на місце і закрийте кришку резервуара для води.

⚠ Застереження:


- Обов'язково вмикайте зубну нитку, тримаючи її насадку в ротовій порожнині.
- Не полощіть безпосередньо проти ясен.
- Не чиніть надмірного тиску на зуби або ясна насадкою, оскільки це може призвести до спрацювання захисту від заклинювання двигуна в потужному режимі. Коли захист активується, зубна нитка автоматично призупиняється, а всі індикатори режимів блимають білим кольором протягом 10 секунд, перш ніж вимкнутись. Щоб відновити нормальну роботу, просто натисніть кнопку живлення, щоб перезапустити зубну нитку.



Догляд і технічне обслуговування

Щоденне чищення

1. Після використання увімкніть зубну нитку і дайте їй попрацювати на холостому ходу кілька секунд, щоб полегшити стікання залишків води всередині нитки.
2. Тримайте корпус зубної нитки однією рукою, одночасно потягнувши вниз резервуар для води іншою рукою.
3. Промийте резервуар для води водою або почистіть його вологою ганчіркою чи щіткою.
4. Після чищення витріть насухо корпус зубної нитки та резервуар для води і зберігайте в прохолодному місці для висихання.



Примітки:

- Температура води для чищення не повинна перевищувати 40 °C.
- Будь ласка, не використовуйте для чищення зубної нитки агресивні рідини, розчинники, спирт тощо.
- Корпус зубної нитки та резервуар для води можна протерти вологою ганчіркою або промити водою, після чого ретельно просушити.
- У разі утворення накипу внутрішню частину резервуара для води можна почистити щіткою.
- Будь ласка, переконайтеся, що внутрішня поверхня резервуара для води та зовнішня поверхня корпусу зубної нитки висушені, перш ніж встановлювати резервуар для води в корпус зубної нитки.
- Якщо зубна нитка не використовується протягом тривалого часу, її слід очистити та зберігати після висихання.

Регулярне технічне обслуговування

- Наповніть резервуар для води теплою водою, температура якої не перевищує 40 °C. Додайте одну столову ложку білого оцту і вмикайте зубну нитку до повного спорожнення резервуара для води. Після спорожнення резервуара для води продовжуйте користуватися зубною ниткою протягом приблизно однієї хвилини, доки вона автоматично не вимкнеться. У цей момент наповніть резервуар для води теплою водою температурою не вище 40 °C і знову увімкніть зубну нитку, доки резервуар для води знову не спорожніє.

Примітка: для забезпечення оптимальної роботи продукту рекомендується проводити регулярне технічне обслуговування кожні 1–3 місяці.

Охорона навколишнього середовища


Після закінчення терміну служби продукту, будь ласка, вийміть, утилізуйте та переробіть вбудований акумулятор відповідно до місцевих законів і правил країни або регіону, де використовується продукт. Якщо акумулятор неможливо вийняти, утилізуйте його у суворій відповідності до правил утилізації класифікованих побутових відходів, що діють у вашій місцевості.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:



- Не піддавайте акумулятор вогню, щоб запобігти його вибуху або виділенню токсичних і небезпечних речовин.
- Не замикайте акумулятор накоротко, щоб запобігти його загорянню та спричиненню пожежі.
- Не розбирайте продукт, якщо ви не хочете його утилізувати, інакше це може призвести до його пошкодження.
- Перед утилізацією приладу необхідно вийняти з нього акумулятор.
- Під час виймання акумулятора прилад повинен бути відключений від електромережі.
- Акумулятор слід утилізувати безпечним способом.

Виймання заряджаемого акумулятора



1. Вийміть резервуар для води, від'єднайте водопровідну трубу, обережно підчепіть 3 гвинтові заглушки в нижній частині зубної нитки, відкрутіть 3 гвинти по порядку, а потім зніміть нижню кришку зубної нитки.




2. Після виймання нижньої кришки відкрутіть 2 гвинти в нижній частині корпусу зубної нитки та обережно підчепіть верхню кришку зубної нитки.



3. Відкрутіть 3 гвинти у верхній частині зубної нитки, вийміть кнопку розблокування насадки, витягніть гумову заглушку порту для заряджання і витягніть внутрішній механізм.



4. Відріжте 3 з'єднувальні дроти (один за одним) між акумулятором і основною платою корпусу зубної нитки та вийміть акумулятор.



⚠ Попередження:

- Будь ласка, будьте обережні під час виймання акумулятора, щоб запобігти можливому короткому замиканню між плюсовою та мінусовою клемми акумулятора.
- Продукт не можна підключати до мережі після виймання акумулятора.

Вирішення проблем

Помилки	Можливі причини	Рішення
Індикатор рівня заряду акумулятора не світиться під час заряджання	Неправильне підключення блоку живлення	Правильно підключіть блок живлення
Занадто короткий час роботи після заряджання	Занадто короткий час заряджання	Зарядіть зубну нитку
Не вдається увімкнути зубну нитку	Низький рівень заряду акумулятора	Зарядіть зубну нитку
Занадто низький тиск води	Насадка засмітилася	Замініть насадку
	Пошкоджено вихідний отвір насадки	Замініть насадку
	Засмічена водопровідна труба	Очистіть нижню частину водопровідної труби

Характеристики

Назва: Водна зубна нитка

Модель: MEO705

Номінальна напруга/потужність: 3,7 В $\approx$ 12 Вт

Номінальний вхід: 5 В $\approx$ 1 А

Клас IP-захисту: IPX7

Час заряджання: приблизно 4 години

Тип батареї: KAN 18650 2200

Споживання енергії Режим вимкнення: $\leq 0,3$ Вт

Час до виконання умови Режим вимкнення: ≤ 20 хв

Адаптер живлення

Вхід: 100–240 В~, 50/60 Гц, 0,2 А			Вихід: 5,0 В $\overline{\sim}$ 1,0 А, 5,0 Вт		
Опублікована інформація		Значення й точність		Одиниця вимірювання	
Найменування виробника		Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.		—	
Ідентифікатор моделі		A520-050100U-EU1		—	
Вхідна напруга		100–240		В~	
Вхідна частота змінного струму		50/60		Гц	
Вихідна напруга		5,0		В $\overline{\sim}$	
Вихідний струм		1,0		А	
Вихідна потужність		5,0		Вт	
Середній ККД активного режиму		73,77		%	
ККД при низькому навантаженні (10 %)		64,588		%	
Споживання енергії без навантаження		0,075		Вт	



Декларація відповідності для ЄС

Ми, компанія Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським стандартам і поправкам до них. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Докладний електронний посібник можна знайти за адресою www.mi.com/global/support/user-guide



Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несорттованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

Виробник: Сяомі Коммунікейшінс Ко., Лтд.
Адреса: #019, 9тх Флоор, Білдінг 6, 33 Сіерці
Міддл Род, Хайдян Дістрікт, Пекін, 100085,
Китай

Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт
www.mi.com

Версія посібника користувача: V1.0
Виготовлено в Китаї

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Güvenlik Talimatları

⚠ UYARILAR:

- Yanlış kullanımdan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için çalıştırma prosedürlerini ve güvenlik talimatlarını anlamadığınız sürece bu ürünü kullanmayın.
- Periodontal hastalığı olan veya son altı ay içinde ağız ameliyatı geçirmiş kullanıcılar bu ürünü bir diş hekiminin rehberliğinde kullanmalıdır.
- Bu cihazın, gözetim altında olmamaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmemiş olması durumunda fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmaması gerekir.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanmadan, temizlemeden veya bakım yapmadan önce güç adaptörünü ve şarj kablosunu fişten çekin.
- Cihazı veya pili aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Bu ürün dahili bir şarj edilebilir pil içerir. Ateşe atmayın, ısıtmayın veya yüksek sıcaklıktaki bir ortamda şarj etmeyin, kullanmayın veya bulundurmayın, aksi takdirde aşırı ısınmaya, yangına veya patlamaya neden olur.
- Elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, güç adaptörünü ve şarj kablosunu ıslak ellerle takıp çıkarmayın.
- Bu ürün uzun bir süre kullanılmayacaksa, lütfen güç adaptörünü ve şarj kablosunu fişten çekin, aksi takdirde yalıtımın bozulması nedeniyle elektrik çarpmasına veya elektrik yangınına neden olabilir.
- Bu ürün uzun bir süre kullanılmayacaksa, lütfen saklamadan önce tam olarak şarj edin ve ardından her altı ayda bir tam şarj edin.

- Bu ürün deęiřtirilemeyen bir pil ierir.
- Pille alıřan cihazın veya pilin terminallerinin metal nesnelerle kısa devre yapma riskine karřı dikkatli olun.
- Bu cihaz, gzetim altında olmaları veya kendilerine cihazın gvenli bir řekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlařılmasına ynelik talimatlar verilmiř olması durumunda 8 yař ve zeri ocuklar ve fiziksel, duyuasal veya zihinsel yetileri azalmıř ya da deneyim ve bilgi eksiklięi olan kiřiler tarafından kullanılabilir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gzetimsiz ocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- ocukların rnle oynamasına izin vermeyin.
- Bu cihazda, deęiřtirilemeyen bir pil bulunur.
- Yalnızca <A520-050100U-EU1> besleme nitesi ile kullanın.


⚠ Uyarılar:

- Aęızda veya dilde yara olması durumunda, gereksiz yaralanmaları nlemek iin ltfen bu rn kullanmadan nce tıbbi yardım alın.
- Su haznesini bořalttıęınızdan emin olun ve kullanımdan sonra kalan suyu bořaltmak iin birkaç saniye bořta bekletin, bylece bakteri remesini, hoř olmayan kokuları ve arızaları nleyebilirsiniz.

⚠ Not:

- Kullanım kılavuzundaki rn ve aksesuar izimleri yalnızca referans amalı olarak saęlanmıřtır. rn iyileřtirmeleri nedeniyle asıl rn ve iřlevler farklılık gsterebilir.

Ürüne Genel Bakış



- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ① Uç Açma Düğmesi | ⑦ Uç Deliği |
| ② Güç Düğmesi | ⑧ Kauçuk Tapa |
| ③ Mod Düğmesi | ⑨ Şarj Bağlantı Noktası |
| ④ Göstergeler | ⑩ Su Haznesi Kapağı |
| • Yumuşak mod | ⑪ Standart Uç |
| • Standart mod | ⑫ Ortodontik Uç |
| • Güçlü Mod | ⑬ Hızlı Başlangıç Kılavuzu |
| ■ Pil seviyesi | ⑭ Kullanım Kılavuzu |
| ⑤ Ağız Duşu Gövdesi | ⑮ Garanti Bildirimi |
| ⑥ Su Haznesi | ⑯ Şarj Kablosu |
| | ⑰ Güç Adaptörü |

Nasıl Kullanılır

⚠ Uyarılar:

- Ürün fabrikadan çıkmadan önce teste tabi tutulur. Test için kullanılan suyun bir kısmının ürünün içinde kalması normaldir ve bu suyu kullanmaktan çekinmeyin.
- Ürünü ilk kez kullanırken diş etlerinin kaşınması veya kanaması yaygın bir durumdur; bu durum diş etlerinin ağız duşunun tahrikine alışkın olmamasına bağlanabilir. Tipik olarak, bu durum 1–2 haftalık bir süre içinde düzelecektir.
- İlk kez kullananlar için yumuşak mod ile başlanması ve standart ucun kullanılması tavsiye edilir. Başka bir moda geçmeden önce bu rutini bir hafta boyunca sürdürün. Herhangi bir rahatsızlık 2 haftadan uzun süre devam ederse, bu ürünü kullanmayı bırakın ve diş hekiminize danışın.

Şarj Etme

- Ürün ilk kullanımdan önce tamamen şarj edilmelidir.
- Ürünle birlikte verilen şarj kablosu, ürün için tasarlanmış özel bir aksesuardır. Tam şarj olması için yaklaşık 4 saat gerekir, lütfen uygun şekilde saklayın.
- Şarj etmeden önce, hem ürünün hem de ellerinizin kuru olduğundan emin olun. Şarj kablosunu şarj bağlantı noktasına takın, güç adaptörünü bağlayın ve şarj işlemi başlatmak için güç kaynağını etkinleştirin.

Not:


- Ürün, oda sıcaklığında 0 °C ila 35 °C sıcaklık aralığında şarj edilmelidir. Sıcaklık 0 °C'nin altına düştüğünde şarj mümkün değildir.

Pil seviyesi göstergesi açıklamaları

Ağız duşu durumu	Pil seviyesi	Pil seviyesi göstergesi
Çalışıyor	%40–%100	Sürekli beyaz
	%20–%40	Sürekli turuncu
	%10–%20	Hızlıca yanıp sönen turuncu
	< %10	Hızlıca yanıp sönen turuncu (açılmıyor)
Şarj Etme	%100	Sürekli beyaz
	%40–%100	Yanıp sönen beyaz ışık
	< %40	Yanıp sönen turuncu ışık

Su haznesinin doldurulması

- Ağız duşunu yatay konumda tutun, su haznesi kapağını açın ve uygun miktarda suyla doldurun, ardından su haznesi kapağını kapatın.




⚠ Uyarılar:

- 40 °C'yi geçmeyen ılık su veya akan musluk suyu kullanılması tavsiye edilir.
- Ağız duşu, diş macunu, tuz, katı gargara tabletleri, izopropil miristat içeren gargara veya ağız duşunu tıkayabilecek veya zarar verebilecek diğer kimyasallarla doldurulmamalıdır.

Ağız duşu uçları

- Standart uç: Çok ince bir su püskürtmesine sahip olan bu standart uç, dişler arası boşlukların ve çatlakların derinliklerine yerleşmiş gıda artıklarını ortadan kaldırarak diş çürümelerini ve diş taşlarını önler. Günlük ağız temizliğinin yanı sıra derinlemesine temizlik ihtiyacı olan kişiler için de uygundur.
- Ortodontik uç: Bu uç, ortodontik tedavi gören bireyler için uygun olan diş telleri de dahil olmak üzere karmaşık alanları temizleyebilir.



Standart Uç



Ortodontik Uç

Not:


- Ucun üst kısmı deforme olmuşsa, olası ürün arızalarını önlemek için lütfen hemen yenisiyle değiştirin. Ucun her 3–6 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

Ağız duşu ucunun takılması ve çıkarılması

- Ucu dikey olarak uç deliğine yerleştirin, bir "klik" sesi duyduğunuzda yerine takılmış demektir.
- Aynı anda uç açma düğmesine basarak ve ucu yukarı doğru çekerek ucu çıkarın.

⚠ Dikkat:

Kullanım sırasında uç açma düğmesine basmayın, aksi takdirde uç dışarı fırlayabilir ve kazara yaralanmalara neden olabilir.



Açma/Kapatma

- Ağız duşunu açmak/kapatmak için ⏻ güç düğmesine basın.

Not:


- Ağız duşu 2 dakikalık bir zamanlama fonksiyonu ile donatılmıştır. Ağız duşu 2 dakika sürekli çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır. Ağız duşunu kullanmaya devam etmek için güç düğmesine tekrar basmanız yeterlidir.
- Standart mod, dolu bir su haznesi ile 50 saniye kesintisiz temizlik sağlarken, kullanım süresi farklı modlar için değişebilir.

Mod değiştirme

- Yumuşak, standart ve güçlü modlar arasında geçiş yapmak için mod düğmesine ⌚ basın. Mod etkinleştirildiğinde, ağız duşu gövdesi üzerinde ilgili moda karşılık gelen gösterge yanacaktır.

Not:

- Ağız duşunun mod hafızası işlevi vardır ve kapatılmadan önce kullanılan modu hatırlayabilir. Tekrar açıldığında, ağız duşu otomatik olarak modu geri yükleyecektir.




- Yumuşak mod:
Dişlerinizin hassas bir şekilde temizlenmesi için yumuşak su basıncı.
- Standart mod:
Etkili temizlik için standart su basıncı.
- Güçlü mod:
Derinlemesine temizlik için güçlü su basıncı.

Ağız duşu nasıl kullanılır

1. Ağız duşunu dikey konumda tutun ve lavabonun üzerine eğilin. İsteddiğiniz modu seçmek için mod düğmesine basın, ardından ucu dişler arasındaki boşluğu veya diş eti çizgisini hedefleyerek ağız duşunu açmak için güç düğmesine basın. Suyun sıçramasını önlemek için dudaklarınızı kapalı tutarken, suyun ağızınızdan lavaboya düzgün bir şekilde akması için biraz boşluk bırakın.
2. Püskürtülen suyu diş eti çizgisiyle 90°'lik bir açı yapacak şekilde tutun. Temizliğe arka dişlerden başlanması ve ucun diş eti çizgisi boyunca ön dişlere doğru kademeli olarak yönlendirilmesi ve dişler arası boşlukta kısa bir süre durulması önerilir.
3. Her kullanımdan sonra, su haznesinin boşaltılması ve ağız duşunun içinde kalan suyun boşaltılması için ağız duşunun birkaç saniye boştaki bekletilmesi önerilir. Havayla kurutmak için su haznesi kapağını açın veya su haznesini aşağı doğru çekin ve hem ağız duşu gövdesini hem de su haznesini iyi havalandırılan bir alana yerleştirin. Su haznesinin içi kuruduktan sonra tekrar yerine itin ve su haznesi kapağını kapatın.

⚠ Uyarılar:

- Ağız duşunun ucunu ağızınızın içindeyken açtığınızdan emin olun.
- Doğrudan diş etlerine karşı durulamayın.
- Güçlü modda motor sıkışma koruması tetiklenebileceğinden, uçla dişlere veya diş etlerine aşırı basınç uygulamayın. Koruma etkinleştirildiğinde, ağız duşu otomatik olarak durur ve kapanmadan önce tüm mod göstergeleri 10 saniye boyunca beyaz renkte yanıp söner. Tekrar normal bir şekilde çalışması için, ağız duşunu yeniden başlatmak üzere güç düğmesine basmanız yeterlidir.



Bakım ve Onarım

Günlük temizlik

1. Kullanımdan sonra, ağız duşunu açın ve ağız duşunun içinde kalan suyu kolayca boşaltmak için birkaç saniye boşalmasını bekleyin.
2. Bir elinizle ağız duşu gövdesini tutarken diğer elinizle su haznesini aşağı doğru çekin.
3. Su haznesini suyla durulayın veya nemli bir bez ya da fırça kullanarak temizleyin.
4. Temizledikten sonra, ağız duşu gövdesini ve su haznesini kurulayın ve kuruması için serin bir yerde saklayın.



⚠ Notlar:

- Temizlik için su sıcaklığı 40 °C'yi geçmemelidir.
- Lütfen ağız duşunu temizlemek için aşındırıcı sıvı, tiner, alkol vb. kullanmayın.
- Ağız duşu gövdesi ve su haznesi nemli bir bezle silinebilir veya suyla durulanabilir, ardından iyice kuruması sağlanır.
- Su haznesinin iç kısmı, kireç oluşması durumunda bir fırça kullanılarak temizlenebilir.
- Lütfen su haznesini ağız duşu gövdesine tekrar takmadan önce hem su haznesinin içinin hem de ağız duşu gövdesinin dış yüzeyinin kurduğundan emin olun.
- Ağız duşu uzun süre kullanılmayacaksa temizlenmeli ve kurutulduktan sonra saklanmalıdır.

Düzenli bakım

- Su haznesini sıcaklığı 40 °C'yi aşmayan ılık suyla doldurun. Bir çorba kaşığı beyaz sirke ekleyin ve su haznesi tamamen boşalana kadar ağız duşunu çalıştırın. Su haznesi boşaldıktan sonra, otomatik olarak kapanana kadar yaklaşık bir dakika boyunca ağız duşunu çalıştırmaya devam edin. Bu noktada, su haznesini 40 °C'den yüksek olmayan bir sıcaklıkta ılık suyla yeniden doldurun ve su haznesi tekrar boşalana kadar ağız duşunu tekrar çalıştırın.

Not: Ürünün optimum performans göstermesini sağlamak için her 1–3 ayda bir düzenli bakım yapılması önerilir.

Çevresel Koruma


Ürün kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, lütfen ürünün kullanıldığı ülke veya bölgenin yerel yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak dahili pili çıkarın, bertaraf edin ve geri dönüştürün. Pil çıkarılamıyorsa bölgenizdeki sınıflandırılmış yerel evsel atıkların bertarafına ilişkin düzenlemelere tam olarak uygun şekilde bertaraf edin.

⚠ UYARILAR:



- Patlamasını veya toksik ve tehlikeli maddeler salmasını önlemek için pili ateşe maruz bırakmayın.
- Yanmasını ve yangına neden olmasını önlemek için pile kısa devre yaptırmayın.
- Atmak istemediğiniz sürece ürünü parçalarına ayırmayın, aksi takdirde hasar görür.
- Cihaz bertaraf edilmeden önce pil cihazdan çıkartılmalıdır.
- Pil çıkarılırken cihazın şebeke bağlantısı kesilmelidir.
- Pil güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Şarj edilebilir pilin çıkarılması



1. Su haznesini çıkarın, su borusunu çekin, ağız duşunun altındaki 3 vidalı tapayı dikkatlice kaldırarak açın, 3 vidayı sırayla sökün ve ardından ağız duşunun alt kapağını çıkarın.




2. Alt kapağı çıkardıktan sonra, ağız duşu gövdesinin altındaki 2 vidayı sökmeye devam edin ve ağız duşunun üst kapağını dikkatlice kaldırarak açın.



3. Ağız duşunun üst kısmındaki 3 vidayı sökün, uç açma düğmesini çıkarın, şarj bağlantı noktası kauçuk tapasını dışarı çekin ve iç mekanizmayı kaldırarak çıkarın.



4. Pil ile ağız duşu gövdesinin ana kartı arasındaki 3 bağlantı kablosunu (teker teker) kesin ve pili çıkarın.



⚠ Uyarılar:

- Pilin pozitif ve negatif terminalleri arasında olası bir kısa devreyi önlemek için pili çıkarırken lütfen dikkatli olun.
- Pil çıkarıldıktan sonra ürün güce bağlanmamalıdır.

Sorun Giderme

Hatalar	Olası Nedenler	Çözümler
Şarj sırasında pil seviyesi göstergesi yanmıyor	Yanlış güç kaynağı bağlantısı	Güç kaynağını doğru şekilde bağlayın
Şarjdan sonra çok kısa çalışma süresi	Çok kısa şarj süresi	Ağız duşunu şarj edin
Ağız duşu açılmıyor	Düşük pil seviyesi	Ağız duşunu şarj edin
Çok düşük su basıncı	Uç tıkalı	Ucu değiştirin
	Ucun çıkışı hasar gördü	Ucu değiştirin
	Su borusu tıkalı	Su borusunun altını temizleyin

Teknik Özellikler

Ad: Ağız Duşu

Model: MEO705

Nominal Voltaj/Güç: 3,7 V $\approx$ 12 W

Nominal Giriş: 5 V $\approx$ 1 A

IP derecelendirmesi: IPX7

Şarj Süresi: Yaklaşık 4 saat

Pil Türü: KAN 18650 2200

Güç Tüketimi Kapalı modu: $\leq 0,3$ W

Koşulu Girme Zamanı Kapalı modu: ≤ 20 dk

Güç Adaptörü

Giriş: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A		Çıkış: 5,0 V $\sqrt{}$ 1,0 A, 5,0 W
Yayınlanan Bilgiler	Değer ve Kesinlik	Birim
Üretici	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Model Tanımlayıcısı	A520-050100U-EU1	—
Giriş Voltajı	100–240	V~
Giriş AC Frekansı	50/60	Hz
Çıkış Voltajı	5,0	V $\sqrt{}$
Çıkış Akımı	1,0	A
Çıkış Gücü	5,0	W
Ortalama Aktif Verim	73,77	%
Düşük Yükte (%10) Verim	64,588	%
Yüksüz Güç Tüketimi	0,075	W



AB Uygunluk Beyanı

Xiaomi Communications Co., Ltd. olarak işbu belge ile bu ekipmanın geçerli Direktiflere, Avrupa Normlarına ve değişikliklere uygun olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen

www.mi.com/global/support/user-guide adresine gidin



WEEE İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adres: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin

Kullanım Kılavuzu Sürümü: V1.0

Çin'de Üretilmiştir

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

تعليمات الأمان

⚠ تحذيرات:

- يرجى عدم استخدام هذا المنتج إلا بعد فهم إجراءات التشغيل وتعليمات الأمان لتجنب الإصابات الناتجة عن الاستخدام غير السليم.
- يجب على المستخدمين الذين يعانون من أمراض اللثة أو الذين خضعوا لجراحة الفم خلال الأشهر الستة الماضية استخدام هذا المنتج تحت إشراف طبيب الأسنان.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات إلا إذا خضعوا للإشراف أو تم تزويدهم بالإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.
- افصل محول الطاقة وكابل الشحن قبل الاستخدام أو التنظيف أو الصيانة.
- لا تعرض الجهاز أو البطارية لدرجات حرارة مفرطة.
- يحتوي هذا المنتج على بطارية مدمجة قابلة للشحن. لا تقم بإلقائه في النار أو الحرارة أو شحنه أو استخدامه أو وضعه في بيئة ذات درجة حرارة عالية، وإلا فإنه سيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الحريق أو الانفجار.
- لا تقم بتوصيل أو فصل محول الطاقة وكابل الشحن بأيدي مبللة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية.
- إذا لم يكن هذا المنتج قيد الاستخدام لفترة طويلة، يرجى فصل محول الطاقة وكابل الشحن، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو حريق كهربائي ناتج عن تدهور العزل.
- في حالة عدم استخدام هذا المنتج لفترة طويلة، يرجى شحنه بالكامل قبل التخزين ومن ثم الحفاظ على شحن كامل كل ستة أشهر.
- يحتوي هذا المنتج على بطارية غير قابلة للاستبدال.
- كن حذراً من خطر تعرض أطراف الجهاز الذي يعمل بالبطارية أو البطارية نفسها لتماس كهربائي بواسطة الأجسام المعدنية.

- يمكن للأطفال في سن 8 أعوام أو أكبر استخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات بشرط الإشراف عليهم أو تزويدهم بتعليمات الاستخدام الآمن للجهاز وفهمهم للمخاطر المتعلقة به. يجب وضع الجهاز بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال.
- ينبغي أن لا تتم عملية التنظيف أو الصيانة بواسطة المستخدم عن طريق الأطفال إلا تحت الإشراف.
- لا تدع الأطفال يلعبون بها.
- يحتوي هذا الجهاز على بطارية غير قابلة للاستبدال.
- للاستخدام فقط مع محول الطاقة <A520-050100U-EU1>.


⚠ تنبيهات:

- في حالة وجود جروح في الفم أو اللسان، يرجى استشارة الطبيب قبل استخدام هذا المنتج لتجنب الإصابة غير الضرورية.
- تأكد من إفراغ خزان الماء وتركه يعمل دون استخدام لبضع ثوان بعد الاستخدام لتصريف أي مياه متبقية، وبالتالي منع نمو البكتيريا والروائح الكريهة والأعطال.
- يرجى استخدام محول الطاقة 5 فولت 1 أمبير (يباع منفصلاً) لشحن هذا المنتج.

⚠ ملاحظة:

- الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.

نظرة عامة حول المنتج



- | | |
|----------------------|------------------------|
| ١ زر تحرير الفوهة | ٧ فتحة الفوهة |
| ٢ زر الطاقة | ٨ السداة المطاطية |
| ٣ زر الوضع | ٩ منفذ الشحن |
| ٤ المؤشرات | ١٠ غطاء خزان الماء |
| • الوضع الناعم | ١١ الفوهة القياسية |
| • الوضع القياسي | ١٢ فوهة تقويم الأسنان |
| • الوضع القوي | ١٣ دليل التشغيل السريع |
| ■ مستوى شحن البطارية | ١٤ دليل المستخدم |
| ٥ هيكل البخاخة | ١٥ إشعار الضمان |
| ٦ خزان الماء | ١٦ كابل الشحن |
| | ١٧ محول الطاقة |

ما طريقة الاستخدام

⚠ تنبيهات:

- يخضع المنتج للاختبار قبل مغادرته المصنع. لا تقلق، فإنه من الطبيعي أن يتبقى بعض الماء المستخدم في الاختبارات في الداخل، ولا تتردد في استخدامه.
- عند استخدام المنتج لأول مرة، من الشائع أن تحدث حكة في اللثة أو تتعرض للنزيف، ويعزى ذلك إلى عدم اعتياد اللثة على التحفيز الناتج عن البخاخة. عادةً، ستختفي هذه الحالة خلال فترة تتراوح بين 1-2 أسابيع.
- يُنصح المستخدمون لأول مرة بالبدا بالوضع الناعم واستخدام الفوهة القياسية. حافظ على هذه الروتين لمدة أسبوع قبل التبديل إلى وضع آخر. في حال استمرار أي إزعاج لأكثر من 2 من الأسابيع، توقف عن استخدام هذا المنتج واطلب مشورة طبيب أسنانك.

الشحن

- ينبغي شحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.
- كابل الشحن المرفق هو ملحق خاص مصمم للمنتج. يستغرق شحنه بالكامل حوالي 4 ساعات، يرجى الحفاظ عليه بشكل صحيح.
- قبل الشحن، تأكد من جفاف كل من المنتج ويديك. أدخل كابل الشحن في منفذ الشحن، وقم بتوصيل محول الطاقة (يُباع منفصلاً)، وقم بتنشيط مصدر الطاقة لبدء الشحن.

ملاحظة:


- يجب شحن المنتج في نطاق درجة حرارة يتراوح بين 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية في درجة حرارة الغرفة. لا يمكن الشحن عند انخفاض درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية.

أوصاف مؤشر مستوى شحن البطارية

حالة البخاخة	مستوى شحن البطارية	مؤشر مستوى شحن البطارية
التشغيل	40%-100%	أبيض مستمر
	20%-40%	برتقالي مستمر
	10%-20%	وميض سريع باللون البرتقالي
	>10%	وميض سريع باللون البرتقالي (تعذر التشغيل)
الشحن	100%	أبيض مستمر
	40%-100%	وميض باللون الأبيض
	>40%	وميض باللون البرتقالي

تعبئة خزان الماء

- امسك البخاخة في وضع أفقي، وافتح غطاء خزان الماء، وقم بتعبئته بكمية مناسبة من الماء، ثم أغلق غطاء خزان الماء.



⚠ تنبيهات:

- يُنصح باستخدام الماء الدافئ لا يتجاوز 40 درجة مئوية أو ماء الصنبور الجاري.
- يجب عدم تعبئته بمعجون الأسنان أو الملح أو أقراص غسول الفم الصلبة أو غسول الفم الذي يحتوي على إيزوبروبيل ميريسينات أو مواد كيميائية أخرى قد تسد أو ت تلف البخاخة.

رؤوس البخاخة

- الفوهة القياسية: تتميز هذه الفوهة بنفاثة ماء رفيعة للغاية، تزيل هذا الفوهة القياسية بقايا الطعام العالقة في أعماق الحيز والشقوق بين الأسنان، وبالتالي تمنع تسوس الأسنان وحصى الأسنان. وهي مناسبة للتنظيف الفموي اليومي وكذلك للأفراد الذين يحتاجون إلى تنظيف عميق.
- فوهة تقويم الأسنان: هذه الفوهة قادرة على تنظيف المناطق المعقدة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على تقويم الأسنان، وهي مناسبة للأفراد الذين يخضعون لعلاج تقويم الأسنان.



فوهة تقويم الأسنان



الفوهة القياسية

ملاحظة:


- في حالة تشوه الجزء العلوي من الفوهة، يرجى استبدالها بواحدة جديدة على الفور لتجنب احتمال حدوث عطل في المنتج. يوصى باستبدال الفوهة كل 3-6 أشهر.

تجميع وفك فوهة البخاخة

- أدخل الفوهة بشكل عمودي في فتحة الفوهة، ويتم تثبيتها في مكانها عندما تسمع صوت "نقرة".
- قم بفك الفوهة بالضغط في آن واحد على زر تحرير الفوهة وسحب الفوهة لأعلى.

⚠ تنبيه:

لا تضغط على زر تحرير الفوهة أثناء الاستخدام، لأن ذلك قد يؤدي إلى قذف الفوهة واحتمال التعرض لإصابة عرضية.



التشغيل / إيقاف التشغيل

- اضغط على زر الطاقة (⏻) لتشغيل / إيقاف تشغيل البخاخة.

ملاحظة:

- تتميز البخاخة بوظيفة توقيت لمدة 2 من الدقائق. ستتوقف البخاخة عن التشغيل تلقائيًا بعد 2 من الدقائق من التشغيل المتواصل. لمواصلة استخدام البخاخة، ببساطة اضغط على زر الطاقة مرة أخرى.
- يسمح الوضع القياسي بتنظيف متواصل دون توقف لمدة 50 ثانية مع خزان ماء ممتلئ، بينما قد يختلف وقت الاستخدام باختلاف الأوضاع.


تبديل الأوضاع

- اضغط على زر الوضع (⏻) للتبديل بين الأوضاع الناعم والقياسي والقوي. سيضيئ المؤشر المقابل للوضع الموجود على هيكل البخاخة بمجرد تمكين الوضع.

ملاحظة:

- تتميز البخاخة بوظيفة ذاكرة للوضع، ويمكنها تذكر الوضع الذي تم استخدامه قبل إيقاف تشغيلها. بمجرد تشغيلها مرة أخرى، ستستعيد البخاخة الوضع تلقائيًا.

- الوضع الناعم:
ضغط ماء خفيف لتنظيف أسنانك بلطف.
- الوضع القياسي:
ضغط ماء قياسي لتنظيف أسنانك بشكل فعال.
- الوضع القوي:
ضغط ماء قوي لتنظيف عميق.





ما طريقة استخدام البخاخة

1. امسك البخاخة في وضع عمودي واتكئ على حوض الغسيل. اضغط على زر الوضع لاختيار الوضع الذي تريده، ثم أدخل الفوهة في فمك، مع استهداف الحيز بين الأسنان أو خط اللثة. اضغط على زر الطاقة لتشغيل البخاخة. أبقِ شفطيك مغلقين لمنع تناثر الماء، مع الحفاظ على فجوة صغيرة لتسهيل تدفق الماء بسلاسة من فمك إلى حوض الغسيل.
2. حافظ على نفثة الماء بزاوية 90 درجة مع خط اللثة. يُنصح ببدء التنظيف من الأسنان الخلفية وتوجيه الفوهة تدريجياً على طول خط اللثة باتجاه الأسنان الأمامية، مع التوقف بشكل مؤقت عند الحيز بين الأسنان.
3. بعد كل استخدام، يوصى بتفريغ خزان الماء والسماح بتشغيلها دون استخدام لبضع ثوانٍ من أجل تصريف المياه المتبقية داخل البخاخة. افتح غطاء خزان الماء للتجفيف بالهواء أو اسحب خزان الماء لأسفل وضع كل من هيكل البخاخة وخزان الماء في منطقة جيدة التهوية. بمجرد جفاف الجزء الداخلي من خزان الماء، ادفعه لأعلى مرة أخرى وأغلق غطاء خزان الماء.

⚠ تنبيهات:

- تأكد من تشغيل البخاخة مع وجود الفوهة في الفم.
- لا تغسل مباشرة على اللثة.
- لا تمارس ضغطًا مفرطًا على الأسنان أو اللثة باستخدام الفوهة، فقد يؤدي ذلك إلى تشغيل حماية تعطل المحرك في الوضع القوي. عند تنشيط الحماية، ستتوقف البخاخة تلقائيًا وستومض جميع مؤشرات الأوضاع باللون الأبيض لمدة 10 ثوانٍ قبل إيقاف التشغيل. لاستعادة الوظيفة الطبيعية، اضغط ببساطة على زر الطاقة لإعادة تشغيل البخاخة.



العناية والصيانة

التنظيف اليومي

1. بعد الاستخدام، شغل البخاخة واتركها تعمل دون استخدام لبضع ثوانٍ لتسهيل تصريف أي مياه متبقية داخل البخاخة.
2. امسك هيكل البخاخة بيد واحدة، بينما تسحب خزان الماء لأسفل باليد الأخرى في نفس الوقت.
3. اشطف خزان الماء بالمياه أو نظفه باستخدام قطعة قماش مبللة أو فرشاة.
4. بعد التنظيف، امسح هيكل البخاخة وخزان الماء حتى يجف واحفظه في مكان بارد للتجفيف.



⚠ ملاحظات:

- لا يجب أن تزيد درجة حرارة الماء للتنظيف عن 40 درجة مئوية.
- يرجى عدم استخدام سائل، مخفف، كحول مسببة للتآكل وما إلى ذلك لتنظيف البخاخة.
- يمكن مسح هيكل البخاخة وخزان الماء بقطعة قماش مبللة أو شطفهما بالماء، مع التأكد من تجفيفهما جيدًا بعد ذلك.
- يمكن تنظيف الجزء الداخلي من خزان الماء باستخدام فرشاة في حالة تشكل أي ترسبات.
- يرجى التأكد من تجفيف كل من الجزء الداخلي من خزان الماء والسطح الخارجي لهيكل البخاخة قبل إعادة تثبيت خزان الماء في هيكل البخاخة.
- يجب تنظيف البخاخة وتخزينها بعد التجفيف إذا لم يتم استخدامها لفترة طويلة.

الصيانة الدورية

- املاً خزان الماء بمياه دافئة لا تزيد حرارتها عن 40 درجة مئوية. أضف ملعقة كبيرة واحدة من الخل الأبيض وشغل البخاخة حتى يفرغ خزان الماء تمامًا. بمجرد إفراغ خزان الماء، استمر في تشغيل البخاخة لمدة دقيقة تقريبًا حتى تتوقف عن التشغيل تلقائيًا. عند هذه النقطة، أعد ملء خزان الماء بمياه دافئة لا تزيد حرارتها عن 40 درجة مئوية وشغل البخاخة مرة أخرى حتى يفرغ خزان الماء مرة أخرى.
- ملاحظة: لضمان الأداء الأمثل للمنتج، يوصى بإجراء الصيانة الدورية كل 1-3 أشهر.

الحماية البيئية


عند وصول المنتج إلى نهاية عمره التشغيلي، يُرجى إزالة البطارية المدمجة أو التخلص منها أو إعادة تدويرها طبقًا للقوانين واللوائح التنظيمية المحلية للبلد أو المنطقة التي يُستخدم المنتج فيها. في حالة تعذر إزالة البطارية، تخلص منها بالتزام تام باللوائح المتعلقة بالتخلص من النفايات المنزلية المفروزة في منطقتك.

⚠ تحذيرات:


- لا تعرض البطارية للنار لمنع انفجارها أو إطلاق مواد سامة وخطرة.
- لا تتسبب بماس كهربائي للبطارية لتجنب اشتعالها أو التسبب بحريق.
- لا تفكك المنتج إلا عندما تريد التخلص منه، وإلا فإنه سيتلف.
- تجنب إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص منه.
- يجب فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي عند إزالة البطارية.
- يجب التخلص من البطارية بشكل آمن.

إزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن


1. قم بإزالة خزان الماء وفصل أنبوب المياه وفتح سدادات البراغي الـ 3 في الجزء السفلي من البخاخة وفك البراغي الـ 3 بالترتيب ثم إزالة الغطاء السفلي للبخاخة.




2. بعد إزالة الغطاء السفلي، قم بفك البراغي الـ 2 الموجودين أسفل هيكل البخاخة وافتح غطاء البخاخة العلوي برفق.



3. قم بفك البراغي الثلاثة الـ 3 على الجزء العلوي من البخاخة، ثم قم بإزالة زر تحرير الفوهة واسحب السدادة المطاطية لمنفذ الشحن ثم قم برفع الآلية الداخلية.



4. قم بقطع أسلاك التوصيل الـ 3 (واحدًا تلو الآخر) بين البطارية واللوحة الرئيسية لهيكل البخاخة، وقم بإزالة البطارية.



⚠ تحذيرات:

- يرجى توخي الحذر عند إزالة البطارية لمنع حدوث ماس كهربائي بين أقطاب البطارية الموجبة والسالبة.
- لا يجب توصيل المنتج بالطاقة بعد إزالة البطارية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأخطاء	الأسباب المحتملة	الحلول
مؤشر مستوى شحن البطارية لا يضيء أثناء الشحن	توصيل مصدر الطاقة غير صحيح	قم بتوصيل مصدر الطاقة بشكل صحيح
وقت التشغيل بعد الشحن قصير للغاية	مدة الشحن قصيرة للغاية	اشحن البخاخة
لا يمكن تشغيل البخاخة	مستوى البطارية منخفض	اشحن البخاخة
ضغط الماء منخفض للغاية	الفوهة مسدودة	استبدال الفوهة
	مخرج الفوهة تالف	استبدال الفوهة
	أنبوب المياه مسدود	نظف الجزء السفلي من أنبوب المياه

المواصفات

الاسم: بخاخة تنظيف الأسنان بالماء
الطراز: MEO705
الجهد المقدّر/ الطاقة: 3.7 فولت $\approx$ 12 واط
الإدخال المقدّر: 5 فولت $\approx$ 1 أمبير
تصنيف IP: IPX7
مدة الشحن: 4 ساعات تقريباً
نوع البطارية: KAN 18650 2200
استهلاك الطاقة وضع إيقاف التشغيل: ≥ 0.3 واط
الوقت اللازم لدخول الحالة وضع إيقاف التشغيل: ≥ 20 د

محول الطاقة

الإدخال: 100–240 فولت ~، 60/50	الإخراج: 5.0 فولت ~، 1.0 أمبير	هرتز، 0.2 أمبير
المعلومات المنشورة	القيمة والدقة	وحدة
الجهة المصنعة	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
معرف الطراز	A520-050100U-EU1	—
جهد الإدخال	240–100	فولت ~
تردد التيار المتردد للإدخال	60/50	هرتز
فلطية الإخراج	5.0	فولت ~
تيار الإخراج	1.0	أمبير
طاقة الإخراج	5.0	واط
متوسط الكفاءة الفعالة	73.77	%
الكفاءة عند الحمل المنخفض (10%)	64.588	%
استهلاك الطاقة بدون حمل	0.075	واط

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي



بموجب هذا، نعلن نحن شركة Xiaomi Communications Co., Ltd. بأن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات والقواعد الأوروبية المعمول بها والتعديلات. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى www.mi.com/global/support/user-guide

WEEE معلومات التخلص وإعادة التدوير



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE وفقًا للتوجيه 2012/19/EU) التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.

الجهة المصنعة: Xiaomi Communications Co., Ltd.
العنوان: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi
Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085,
China

لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com

إصدار دليل المستخدم: الإصدار 1.0
صنع في الصين

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:

- Nepoužívejte tento výrobek, pokud neznáte provozní postupy a bezpečnostní pokyny, abyste předešli zraněním způsobeným nesprávnou obsluhou.
- Uživatelé s onemocněním parodontu nebo ti, kteří v posledních šesti měsících podstoupili chirurgický zákrok v dutině ústní, by měli tento výrobek používat pod dohledem zubního lékaře.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Před použitím, čištěním nebo údržbou odpojte napájecí adaptér a nabíjecí kabel.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Tento výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Nevhazujte ji do ohně, nezahřívejte, nenabíjejte, nepoužívejte ani neumísťujte do prostředí s vysokou teplotou, jinak dojde k přehřátí, požaru nebo výbuchu.
- Nezapojujte a neodpojujte napájecí adaptér a nabíjecí kabel mokřima rukama, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud tento výrobek delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí adaptér a nabíjecí kabel, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru způsobenému poškozením izolace.
- Pokud tento výrobek delší dobu nepoužíváte, před uskladněním jej prosím plně nabijte a následně každých šest měsíců udržujte plné nabití.

- Tento výrobek obsahuje nevyměnitelnou baterii.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Nedovolte dětem, aby si s ním hrály.
- Tento spotřebič obsahuje baterii, která není vyměnitelná.
- Používejte pouze s napájecí jednotkou <A520-050100U-EU1>.


Varování:

- V případě poranění dutiny ústní nebo jazyka prosím před použitím tohoto výrobku vyhledejte lékařskou pomoc, aby nedošlo ke zbytečnému poranění.
- Po použití nezapomeňte vyprázdnit nádržku na vodu a nechat ji několik sekund běžet naprázdno, aby se vypustil zbytek vody, čímž se zabrání růstu bakterií, nepříjemnému zápachu a poruchám.

Poznámka:

- Ilustrace výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Přehled o výrobku



- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| ① Tlačítko pro uvolnění trysky | ⑦ Otvor trysky |
| ② Tlačítko pro zapnutí/vypnutí | ⑧ Gumová záslepka |
| ③ Tlačítko režimu | ⑨ Nabíjecí port |
| ④ Indikátory | ⑩ Kryt nádržky na vodu |
| • Jemný režim | ⑪ Standardní tryska |
| • Standardní režim | ⑫ Ortodontická tryska |
| • Výkonný režim | ⑬ Stručný návod k použití |
| ■ Úroveň nabití baterie | ⑭ Uživatelská příručka |
| ⑤ Tělo sprchy | ⑮ Upozornění k záruce |
| ⑥ Nádržka na vodu | ⑯ Nabíjecí kabel |
| | ⑰ Napájecí adaptér |

Jak používat

Varování:

- Výrobek je před opuštěním továrny testován. Prosím, buďte si jisti, že je normální, že část vody pro testování zůstane uvnitř, a bez obav výrobek používejte.
- Při prvním použití výrobku je běžné, že dásně svědí nebo krvácejí, což může být způsobeno tím, že dásně nejsou zvyklé na stimulaci z ústní sprchy. Tento stav obvykle odezní během 1–2 týdnů.
- Začínajícím uživatelům se doporučuje začít s jemným režimem a používat standardní trysku. Tuto rutinu dodržujte po dobu jednoho týdne, než přejdete na jiný režim. Pokud nepříjemné pocity přetrvávají déle než 2 týdny, přestaňte tento výrobek používat a vyhledejte svého zubního lékaře.

Nabíjení

- Před prvním použitím by měl být výrobek plně nabitý.
- Dodaný nabíjecí kabel je specializované příslušenství určené pro tento výrobek. K dosažení plného nabití je zapotřebí přibližně 4 hodiny, dodržujte to prosím správně.
- Před nabíjením se ujistěte, že výrobek i vaše ruce jsou suché. Zasuňte nabíjecí kabel do nabíjecího portu, připojte napájecí adaptér a aktivujte napájení pro zahájení nabíjení.

Poznámka:


- Výrobek by se měl nabíjet v rozmezí teplot 0 °C až 35 °C při pokojové teplotě. Nabíjení není možné, pokud teplota klesne pod 0 °C.

Popisy indikátorů stavu nabití baterie

Stav ústní sprchy	Úroveň nabití baterie	Indikátor stavu nabití baterie
Provoz	40 %–100 %	Zůstává bílý
	20 %–40 %	Zůstává oranžový
	10 %–20 %	Rychle oranžově bliká
	< 10 %	Rychle oranžově bliká (nelze zapnout)
Nabíjení	100 %	Zůstává bílý
	40 %–100 %	Blikající bíle
	< 40 %	Bliká oranžově

Naplňte nádržku na vodu

- Držte sprchu ve vodorovné poloze, otevřete kryt nádržky na vodu a naplňte ji přiměřeným množstvím vody, poté kryt nádržky na vodu zavřete.



⚠ Varování:

- Doporučuje se používat teplou vodu o teplotě do 40 °C nebo tekoucí vodu z vodovodu.
- Ústní sprcha by neměla být plněna zubní pastou, solí, tuhými tabletami ústní vody, ústní vodou s obsahem isopropylmyristátu nebo jinými chemikáliemi, které by mohly ucpat nebo poškodit ústní sprchu.

Trysky ústní sprchy

- **Standardní tryska:** Tato standardní tryska s velmi tenkým proudem vody odstraňuje zbytky jídla usazené hluboko v mezizubních prostorech a štěrbinách, čímž zabraňuje vzniku zubního kazu a zubního kamene. Je vhodná pro každodenní čištění ústní dutiny i pro jedince s potřebou hloubkového čištění.
- **Ortodontická tryska:** Tato tryska je schopna vyčistit složitá místa, včetně míst se zubními rovnátky, což je vhodné pro osoby podstupující ortodontickou léčbu.



Standardní tryska



Ortodontická tryska

Poznámka:


- Pokud je horní část trysky deformovaná, okamžitě ji vyměňte za novou, abyste předešli možnému selhání výrobku. Doporučuje se vyměnit trysku každých 3–6 měsíců.

Montáž a demontáž trysky ústní sprchy

- Vložte trysku vertikálně do otvoru trysky a je nainstalována na místě, když uslyšíte zvuk „cvaknutí“.
- Odpojte trysku současným stisknutím tlačítka pro uvolnění trysky a vytažením trysky směrem nahoru.

⚠ Varování:

Během používání nemačkejte tlačítko pro uvolnění trysky, protože by mohlo dojít k vysunutí trysky a případnému náhodnému poranění.



Zapnutí/vypnutí

- Stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí  zapnete/vypnete ústní sprchu.

Poznámka:


- Sprcha je vybavena funkcí dvouminutového časování. Po 2 minutách nepřetržitého provozu se sprcha automaticky vypne. Chcete-li pokračovat v používání sprchy, stačí znovu stisknout tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
- Standardní režim umožňuje 50 sekund nepřetržitého čištění s plnou nádrží vody, přičemž doba používání se může u různých režimů lišit.

Přepínání režimů

- Stisknutím tlačítka režimu  můžete přepínat mezi jemným, standardním a výkonným režimem. Po zapnutí režimu se na těle sprchy rozsvítí kontrolka odpovídající danému režimu.

Poznámka:

- Sprcha má funkci paměti režimů a dokáže si zapamatovat režim, který byl použit před jejím vypnutím. Po opětovném zapnutí se režim automaticky obnoví.




- Jemný režim:
Jemný tlak vody pro jemné čištění zubů.
- Standardní režim:
Standardní tlak vody pro účinné čištění.
- Výkonný režim:
Silný tlak vody pro hloubkové čištění.

Jak používat sprchu

1. Držte sprchu ve svislé poloze a nakloňte se nad umyvadlo. Stisknutím tlačítka režimu vyberte požadovaný režim a poté vložte trysku do úst a zaměřte se na mezizubní prostory nebo linii dásní. Stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí zapněte sprchu. Rty mějte zavřené, aby voda nestříkala, a zároveň si nechte malou mezeru, aby voda plynule tekla z úst do umyvadla.
2. Udržujte proud vody v úhlu 90° s linií dásní. Doporučujeme začít čištění od zadních zubů a postupně vést trysku podél linie dásní směrem k předním zubům a krátce se zastavit v mezizubním prostoru.
3. Po každém použití se doporučuje vyprázdnit nádržku na vodu a nechat sprchu několik sekund běžet naprázdno, aby se zbylá voda uvnitř sprchy vypustila. Otevřete kryt nádržky na vodu pro vysušení na vzduchu nebo stáhněte nádržku na vodu dolů a umístěte tělo sprchy i nádržku na vodu do dobře větraného prostoru. Jakmile je vnitřek nádržky na vodu suchý, zatlačte ji zpět nahoru a zavřete kryt nádržky na vodu.

Varování:


- Nezapomeňte zapnout sprchu s tryskou v ústech.
- Nevyplachujte přímo proti dásním.
- Nevyvíjejte nadměrný tlak tryskou na zuby nebo dásně, protože by mohlo dojít ke spuštění ochrany proti zaseknutí motoru při výkonném režimu. Po aktivaci ochrany se sprcha automaticky zastaví a všechny indikátory režimu budou bíle blikat po dobu 10 sekund, než se vypnou. Chcete-li obnovit normální funkci, jednoduše stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a restartujte sprchu.



Péče a údržba

Denní čištění

1. Po použití zapněte ústní sprchu a nechte ji několik vteřin běžet naprázdno, abyste usnadnili odtok zbytkové vody uvnitř sprchy.
2. Jednou rukou držte tělo sprchy a druhou rukou současně stáhněte nádržku na vodu.
3. Nádržku na vodu vypláchněte vodou nebo ji vyčistěte vlhkým hadříkem či kartáčkem.
4. Po vyčištění otřete tělo sprchy a nádržku na vodu do sucha a uložte na chladné místo k vysušení.



Poznámky:

- Teplota vody při čištění by neměla překročit 40 °C.
- K čištění sprchy prosím nepoužívejte žeravé tekutiny, ředidla, alkohol apod.
- Tělo sprchy a nádržku na vodu lze otřít vlhkým hadříkem nebo opláchnout vodou a poté zajistit důkladné vysušení.
- Vnitřek nádržky na vodu lze v případě tvorby vodního kamene vyčistit kartáčkem.
- Před opětovnou montáží nádržky na vodu do těla sprchy se ujistěte, že je vnitřek nádržky na vodu i vnější povrch těla sprchy vysušený.
- Pokud se sprcha nepoužívá delší dobu, je třeba ji vyčistit a po vysušení uskladnit.

Pravidelná údržba

- Naplňte nádržku na vodu teplou vodou, jejíž teplota nepřesahuje 40 °C. Přidejte jednu polévkovou lžici bílého octa a zapněte sprchu, dokud se nádržka na vodu zcela nevyprázdní. Po vyprázdnění nádržky na vodu pokračujte v provozu sprchy přibližně jednu minutu, dokud se automaticky nevypne. V tomto okamžiku doplňte nádržku na vodu teplou vodou o teplotě nejvýše 40 °C a znovu zapněte sprchu, dokud se nádržka na vodu opět nevyprázdní.

Poznámka: Pro zajištění optimálního výkonu výrobku se doporučuje provádět pravidelnou údržbu každé 1–3 měsíce.

Ochrana životního prostředí


Po skončení životnosti výrobku vyjměte, zlikvidujte a recyklujte vestavěnou baterii v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde se výrobek používá. Pokud baterii nelze vyjmout, zlikvidujte ji v přísném souladu s předpisy o likvidaci klasifikovaného domovního odpadu ve vaši oblasti.

⚠ VAROVÁNÍ:



- Nevystavujte baterii ohni, aby nedošlo k jejímu výbuchu nebo uvolnění toxických a nebezpečných látek.
- Nezkratujte baterii, aby nedošlo k jejímu vznícení a vzniku požáru.
- Výrobek nerozebírejte, pokud jej nechcete zlikvidovat, jinak by došlo k jeho poškození.
- Před likvidací spotřebiče je nutné baterii ze spotřebiče vyjmout.
- Při vyjmutí baterie musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

Vyjmutí dobíjecí baterie



1. Vyjměte nádržku na vodu, odpojte vodní trubku, opatrně vypáče 3 šroubovací uzávěry ve spodní části sprchy, vyšroubujte postupně 3 šrouby a poté sejměte spodní kryt sprchy.




2. Po sejmutí spodního krytu pokračujte v odšroubování 2 šroubů ve spodní části těla sprchy a opatrně vypáče horní kryt sprchy.



3. Odšroubujte 3 šrouby na horní straně sprchy, odstraňte tlačítko pro uvolnění trysky, vytáhněte gumovou záslepku nabíjecího portu a vypáče vnitřní mechanismus.



4. Přestříhněte 3 spojovací vodiče (jeden po druhém) mezi baterií a hlavní deskou těla sprchy a baterii vyjměte.



⚠ Varování:

- Při vyjímání baterie prosím dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili případnému zkratu mezi kladným a záporným pólem baterie.
- Po vyjmutí baterie by výrobek neměl být připojen k napájení.

Řešení problémů

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Indikátor stavu nabití baterie se během nabíjení nerozsvítí.	Nesprávné připojení napájecího zdroje	Připojte napájecí zdroj správně
Příliš krátká provozní doba po nabití	Příliš krátká doba nabíjení	Nabijte sprchu
Sprchu nelze zapnout	Nízká úroveň nabití baterie	Nabijte sprchu
Příliš nízký tlak vody	Ucpaná tryska	Vyměňte trysku
	Poškozený vývod trysky	Vyměňte trysku
	Ucpaná vodní trubka	Vyčistěte spodní část vodní trubky

Parametry

Název: Ústní sprcha

Model: MEO705

Jmenovité napětí/výkon: 3,7 V $\approx$ 12 W

Jmenovitý příkon: 5 V $\approx$ 1 A

Stupeň krytí: IPX7

Doba nabíjení: Přibližně 4 hodiny

Typ baterie: KAN 18650 2200

Spotřeba energie Režim vypnutí: $\leq 0,3$ W

Doba do přechodu do stavu

Režim vypnutí: ≤ 20 min

Napájecí adaptér

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A		Výstup: 5,0 V [■] 1,0 A, 5,0 W
Publikované informace	Hodnota a přesnost Jednotka	
Výrobce	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1	—
Vstupní napětí	100–240	V~
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	5,0	V [■]
Výstupní proud	1,0	A
Výstupní napájení	5,0	W
Průměrná aktivní účinnost	73,77	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	64,588	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,075	W



EU – Prohlášení o shodě

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Vyrobeno v Číně

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM,
The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited
Davidson House, Forbury Square,
Reading, Berkshire RG1 3EU
contact@support.mi.com

