

Contact Us Anytime, Anywhere

Visit www.rakiie.com for 24/7 customer service, or email us at support@rakiie.com. This product comes with a 12-month warranty. If there's anything missing, not fitting, or not meeting your expectations, contact us for an exchange or refund.

Meet Rakiie

We're always at your service for your satisfaction! We're all about safe sports and active living. Rakiie braces are here to prevent injuries and enhance your performance. Enjoy your activities more confidently with Rakiie! Beyond products, we're committed to your joy and well-being.



24/7 Live Chat: www.rakiie.com
E-mail: support@rakiie.com
Guarantee: 12-month warranty

Usage Instructions:



Usage Instructions:

Please read these instructions carefully before use.

- 1 Loosen the elastic bands on both sides of the product.
- 2 Put on the product on your shoulders, move the shoulder brace in front of your shoulder upward a little so that the back waist structure will be lower.
- 3 Pull it down flat to adjust the waist. Wrap the right strap around the left strap and secure with the Velcro.
- 4 Pull the adjustable shoulder strap forward, adjusting it to your desired tightness. Secure the strap handles by attaching them to the waist strap surface.
- 5 Wrap each compression strap around your waist and secure it to the front of the orthotic belt.
- 6 Attach the Velcro straps to the shoulder straps on both sides. Adjust the Velcro straps as needed to relieve pressure under your armpits based on your personal preference.


Note:

- 1 Do not use on areas other than the waist.
- 2 Do not wear while sleeping.
- 3 This product is not suitable for pregnant women.
- 4 The recommended wearing time is 2-6 hours, and the wearing time can be gradually increased with the wearing date.
- 5 Please wear it again regularly when wearing it for a long time to prevent skin problems or circulatory disorders caused by long-term pressure.
- 6 When not wearing the orthotic belt, please fix the elastic band on both sides of the front of the orthotic belt to prevent it from sticking to other fabrics and facilitate repeated wearing.
- 7 This product is not suitable for use as a medical device.



Washing Instructions:

- 1 Hand wash only, avoid using bleach, and use a neutral detergent.
- 2 Do not wash with light-colored clothes, as the color may fade or transfer to other fabrics.
- 3 Wash separately from other clothes to prevent wear or fasteners opening.
- 4 Avoid using a dryer or iron, hang to dry in a cool place.



Gebrauchsanweisungen:

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.

- 1 Lösen Sie die Gummibänder an beiden Seiten des Produkts.
- 2 Legen Sie das Produkt auf Ihre Schultern und bewegen Sie die Schulterstütze vor Ihrer Schulter ein wenig nach oben, sodass die hintere Taillenstruktur tiefer liegt.
- 3 Ziehen Sie sie flach nach unten, um die Taille anzupassen. Wickeln Sie den rechten Gurt um den linken Gurt und befestigen Sie ihn mit dem Klettverschluss.
- 4 Ziehen Sie den verstellbaren Schultergurt nach vorne und stellen Sie ihn auf die gewünschte Festigkeit ein. Sichern Sie die Gurtgriffe, indem Sie sie an der Oberfläche des Hüftgurts befestigen.
- 5 Wickeln Sie jeden Kompressionsgurt um Ihre Taille und befestigen Sie ihn an der Vorderseite des orthopädischen Gürtels.
- 6 Befestigen Sie die Klettbänder an den Schultergurten auf beiden Seiten. Passen Sie die Klettbänder nach Bedarf an, um den Druck unter Ihren Achseln nach Ihren persönlichen Vorlieben zu verringern.

Hinweis:

- 1 Nicht an anderen Stellen als der Taille anwenden.
- 2 Nicht beim Schlafen tragen.
- 3 Dieses Produkt ist nicht für schwangere Frauen geeignet.
- 4 Die empfohlene Tragedauer beträgt 2-6 Stunden, und die Tragedauer kann mit dem Tragedatum schrittweise erhöht werden.
- 5 Bitte tragen Sie es bei längerem Tragen regelmäßig erneut, um Hautproblemen oder Durchblutungsstörungen durch langfristigen Druck vorzubeugen.
- 6 Wenn Sie den orthopädischen Gürtel nicht tragen, befestigen Sie bitte das Gummiband auf beiden Seiten der Vorderseite des orthopädischen Gürtels, um ein Verkleben mit anderen Stoffen zu verhindern und wiederholtes Tragen zu erleichtern.
- 7 Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung als medizinisches Gerät geeignet.



Waschanweisungen:

- 1 Nur von Hand waschen, Bleichmittel vermeiden und ein neutrales Reinigungsmittel verwenden.
- 2 Nicht mit hellen Kleidungsstücken waschen, da die Farbe verblassen oder auf andere Stoffe übergehen kann.
- 3 Separat von anderer Kleidung waschen, um Abnutzung oder das Öffnen von Verschlüssen zu verhindern.
- 4 Keinen Trockner oder Bügeleisen verwenden, an einem kühlen Ort aufhängen und trocknen lassen.



Instructions d'utilisation :

Veillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.

- 1 Desserrez les bandes élastiques des deux côtés du produit.
- 2 Placez le produit sur vos épaules, déplacez légèrement l'épaulière devant votre épaule vers le haut afin que la structure de la taille arrière soit plus basse.
- 3 Tirez-la vers le bas pour ajuster la taille. Enroulez la sangle droite autour de la sangle gauche et fixez-la avec le velcro.
- 4 Tirez la bandoulière réglable vers l'avant, en l'ajustant à la tension souhaitée. Fixez les poignées de la bandoulière en les attachant à la surface de la sangle de taille.
- 5 Enroulez chaque sangle de compression autour de votre taille et fixez-la à l'avant de la ceinture orthopédique.
- 6 Fixez les bandes Velcro aux bretelles des deux côtés. Vous pouvez choisir d'utiliser les bandes Velcro pour soulager la pression sous vos aisselles selon vos préférences personnelles.

Remarque :

- 1 Ne pas utiliser sur des zones autres que la taille.
- 2 Ne pas porter pendant le sommeil.
- 3 Ce produit ne convient pas aux femmes enceintes.
- 4 La durée de port recommandée est de 2 à 6 heures, et la durée de port peut être augmentée progressivement avec la date de port.
- 5 Veuillez le porter à nouveau régulièrement lorsque vous le portez pendant une longue période pour éviter les problèmes de peau ou les troubles circulatoires causés par une pression à long terme.
- 6 Lorsque vous ne portez pas la ceinture orthopédique, veuillez fixer la bande élastique des deux côtés de l'avant de la ceinture orthopédique pour éviter qu'elle ne colle à d'autres tissus et faciliter le port répété.
- 7 Ce produit ne convient pas à une utilisation comme dispositif médical.



Instructions de lavage :

- 1 Lavage à la main uniquement, évitez d'utiliser de l'eau de Javel et utilisez un détergent neutre.
- 2 Ne pas laver avec des vêtements de couleur claire, car la couleur peut déteindre ou se transférer sur d'autres tissus.
- 3 Lavez séparément des autres vêtements pour éviter l'usure ou l'ouverture des attaches.
- 4 Évitez d'utiliser un sèche-linge ou un fer à repasser, suspendez-le pour le faire sécher dans un endroit frais.



Español

Instrucciones de uso:

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar.

- Afloje las bandas elásticas de ambos lados del producto.
- Póngase el producto sobre los hombros, mueva el soporte para el hombro que se encuentra frente a su hombro hacia arriba un poco para que la estructura de la cintura trasera quede más baja.
- Tire hacia abajo para ajustar la cintura. Envuelva la correa derecha alrededor de la correa izquierda y asegúrela con el velcro.
- Tire de la correa de hombro ajustable hacia adelante, ajustándola a la tensión deseada. Fije las asas de la correa sujetándolas a la superficie de la correa de la cintura.
- Envuelva cada correa de compresión alrededor de su cintura y asegúrela a la parte delantera del cinturón ortopédico.
- Coloque las correas de velcro en las correas de los hombros a ambos lados. Puede optar por utilizar las correas de velcro para aliviar la presión debajo de las axilas según sus preferencias personales.

Nota:

- No lo use en otras zonas que no sean la cintura.
- No lo use mientras duerme.
- Este producto no es adecuado para mujeres embarazadas.
- El tiempo de uso recomendado es de 2 a 6 horas, y el tiempo de uso se puede aumentar gradualmente con la fecha de uso.
- Úselo nuevamente con regularidad si lo usa durante mucho tiempo para evitar problemas de piel o trastornos circulatorios causados por la presión a largo plazo.
- Cuando no use el cinturón ortopédico, fije la banda elástica en ambos lados de la parte delantera del cinturón ortopédico para evitar que se adhiera a otras telas y facilitar el uso repetido.
- Este producto no es adecuado para su uso como dispositivo médico.

Instrucciones de lavado:

- Lavar a mano únicamente, evitar el uso de lejía y utilizar un detergente neutro.
- No lavar con ropa de colores claros, ya que el color puede desteñir o transferirse a otras telas.
- Lavar por separado de otras prendas para evitar el desgaste o la apertura de los cierres.
- Evitar usar secadora o plancha, colgar para secar en un lugar fresco.



Italiano

Istruzioni per l'uso:

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

- Allentare le fasce elastiche su entrambi i lati del prodotto.
- Indossare il prodotto sulle spalle, spostare leggermente verso l'alto il supporto per le spalle davanti alla spalla in modo che la struttura posteriore della vita sia più bassa.
- Tirarlo verso il basso per regolare la vita. Avvolgere la cinghia destra attorno alla cinghia sinistra e fissarla con il velcro.
- Tirare in avanti la tracolla regolabile, regolandola alla tensione desiderata. Fissare le maniglie della tracolla attaccandole alla superficie della cinghia in vita.
- Avvolgere ciascuna cinghia di compressione attorno alla vita e fissarla alla parte anteriore della cintura ortopedica.
- Attacca le cinghie in velcro alle spalline su entrambi i lati. Puoi scegliere di usare le cinghie in velcro per alleviare la pressione sotto le ascelle in base alle tue preferenze personali.

Nota:

- Non utilizzare su aree diverse dalla vita.
- Non indossare durante il sonno.
- Questo prodotto non è adatto alle donne incinte.
- Il tempo di utilizzo consigliato è di 2-6 ore e il tempo di utilizzo può essere gradualmente aumentato con la data di utilizzo.
- Si prega di indossarlo di nuovo regolarmente quando lo si indossa per un lungo periodo per prevenire problemi alla pelle o disturbi circolatori causati da pressione a lungo termine.
- Quando non si indossa la cintura ortopedica, fissare l'elastico su entrambi i lati della parte anteriore della cintura ortopedica per evitare che si attacchi ad altri tessuti e facilitarne l'uso ripetuto.
- Questo prodotto non è adatto all'uso come dispositivo medico.

Istruzioni per il lavaggio:

- Lavare solo a mano, evitare l'uso di candeggina e utilizzare un detergente neutro.
- Non lavare con indumenti di colore chiaro, poiché il colore potrebbe sbiadire o trasferirsi su altri tessuti.
- Lavare separatamente dagli altri indumenti per evitare l'usura o l'apertura dei fermagli.
- Evitare l'uso di asciugatrice o ferro da stiro, appendere ad asciugare in un luogo fresco.



Nederlands

Gebruiksaanwijzing:

Lees deze instructies zorgvuldig door voor gebruik.

- Maak de elastische banden aan beide kanten van het product los.
- Doe het product op uw schouders, beweeg de schouderbrace voor uw schouder een beetje omhoog zodat de taillestructuur aan de achterkant lager komt te zitten.
- Trek hem plat naar beneden om de taille aan te passen. Wikkel de rechterband om de linkerband en maak vast met het klittenband.
- Trek de verstelbare schouderband naar voren en stel deze af op de gewenste strakheid. Bevestig de handgrepen van de band door ze aan het oppervlak van de tailleband te bevestigen.
- Wikkel elke compressieband om uw taille en maak deze vast aan de voorkant van de orthopedische riem.
- Bevestig de klittenbandsluitingen aan de schouderbanden aan beide kanten. U kunt ervoor kiezen om de klittenbandsluitingen te gebruiken om de druk onder uw oksels te verlichten, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur.

Opmerking:

- Niet gebruiken op andere plekken dan de taille.
- Niet dragen tijdens het slapen.
- Dit product is niet geschikt voor zwangere vrouwen.
- De aanbevolen draagtijd is 2-6 uur en de draagtijd kan geleidelijk worden verlengd met de draagdatum.
- Draag het regelmatig opnieuw als u het voorgestelde tijd draagt om huidproblemen of circulatiestoornissen veroorzaakt door langdurige druk te voorkomen.
- Wanneer u de steunzolen niet draagt, kunt u het elastiek aan beide zijden van de voorkant van de steunzolen bevestigen. Zo voorkomt u dat de steunzolen aan andere stoffen blijven plakken en kunt u ze gemakkelijker herhaaldelijk dragen.
- Dit product is niet geschikt voor gebruik als medisch hulpmiddel.

Was instructies:

- Alleen met de hand wassen, vermijd het gebruik van bleekmiddel en gebruik een neutraal wasmiddel.
- Niet wassen met lichtgekleurde kleding, omdat de kleur kan vervagen of kan overgaan op andere stoffen.
- Was apart van andere kleding om slijtage of het opengaan van sluitingen te voorkomen.
- Vermijd het gebruik van een droger of strijkijzer, hang het op een koele plaats te drogen.



Model: ESP006
Manufacturer: YX CO., LIMITED
Address: ROOM 101A, 1/F, GENPLAS INDUSTRIAL BUILDING, 56 HOI YUEN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG

EC	REP	UAB Qixiang Europe Pranciškonų g. 6-46, LT-01133 Vilnius, Lithuania Technical Information Center Geschwister-Scholl-Str. 73, 60488 Frankfurt, Germany Email: qixiang.europe@gmail.com Phone: +49 6976 895074
UK	REP	

CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch
High Wycombe HP14 3FE UK
Email: info.cetservice@gmail.com
Phone: +44 741 932 5266


MADE IN CHINA