


WEBCOACH EASYVIEW



USER MANUAL | GUIDE D'UTILISATION

NL Handleiding | **IT** Manuale d'uso | **ES** Manual del usuario

DE Bedienungsanleitung | **PT** Manual do utilizado

Terraillon®

www.terraillon.com

Made for / Compatibilité




iPhone® 4S/5/5C/5S/6/6Plus
iPod® Touch 5th generation



iPad® 3/4/Air
iPad® Mini



Android 4.3
Bluetooth Smart 4.0 / Bluetooth Smart Ready



iPhone is registered trademark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks
owned by Bluetooth SIG, Inc.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

WebCoach easyView

EN	TERRAILLON CONNECTED BODY COMPOSITION ANALYZER INSTRUCTION MANUAL	4
FR	IMPÉDANCEMÈTRE CONNECTÉ TERRAILLON NOTICE D'UTILISATION	9
NL	TERRAILLON LICHAAMSVETWEEGSCHAAL HANDLEIDING	14
IT	BILANCIA MASSA GRASSA TERRAILLON MANUALE DI ISTRUZIONI	18
ES	BÁSCULA DE MASA GRASA DE TERRAILLON MANUAL DE INSTRUCCIONES	22
DE	TERRAILLON KÖRPERFETTANALYSEWAAGE BEDIENUNGSANLEITUNG	26
PT	BALANÇA DE MASSA GORDA TERRAILLON MANUAL DE INSTRUÇÕES	30

Thank you very much for selecting the Terraillon Glass Body Fat Analyzer WEB COACH EASY VIEW.





SAFETY INFORMATION

Don't use this product if you wear a pacemaker or implantable electronic device • Any information provided by this device is in no way meant to treat, cure or prevent any disease or illness from happening.

FIND MORE INFORMATION ON

<http://www.terraillon.com>


OVERVIEW



- 1** Removable LCD screen
- 2** Electrodes
- 3** Battery compartment

INITIAL START-UP

- A** Insert batteries in the scale (3xAAA) and in the screen (3xAAA)



- 1** Body Fat (%)
- 2** Body water (%)
- 3** Muscle mass (kg)
- 4** Bone mass (kg)
- 5** Weight
- 6** Height
- 7** Weight
- 8** Date
- 9** Data transfer & Bluetooth
- 10** Temperature

- B** Press “▲▼” button to change the numeral then press “SET” button to confirm. After confirming [DATE], [KG/LB/ST], [°C/°F] and [TIME] the LCD will display all the information

Press “MODE” button 3 sec to change the settings and use “▲▼” and “SET” to change them

- C** Press “MODE” to use TIMER function(1/Countdown timer; 2/Toothbrush timer; 3/Shower timer)



- D** Download the Terraillon Wellness Coach App





- E** Create an account



F Turn on Bluetooth on your Smartphone (Setting > Bluetooth > ON)

G Hold 3sec "SET" button on the screen to start pair-up



I After synchronization occurs, the application will ask you to associate your profiles from the app with a profile number from the scale (from 1 to 8). After associating a profile number, it is important to select the profile number on the screen of the scale before first weighing (see next page).

START MEASURING



Before your first weighing, it is necessary to choose a profile. Touch the SET Key, press up or down key to choose the profile Pn, and press SET to confirm. If you weigh yourself and your weight has changed more or less 2 kg compared to your previous weighing, please remember to select your profile before you weigh.

A The scale will automatically switch on as you step on the platform barefooted. Stand still and keep full contact with the electrodes until the LED stops blinking 

 Data ready to transmit to the App: If SUCCEED, the symbol disappears; If FAIL, the symbol Remains

 The symbol Remains, successful Bluetooth Connection

WELLNESS COACH APP



A Pending data to be synchronized

B User Management

C Side menu

D Current user

E Add data manually

F Change the order of widgets

G Back to dashboard

H Change displayed data (weight, body composition)

I Change displayed period (list, week, month)

J Choose displayed period (from...till...)

K BMI level : underweight (<18), normal (18-25), overweight (25-30), obese (>30)

L Weight data : current weight with last update, current BMI, muscle mass, body fat, body water, bone mass

M Target : add/edit a weight goal, current status vs target

MAINTENANCE

Use water only. DON'T use propellant or other chemicals.

SCREEN EASY VIEW

The product has Overload Instruction.

Low batteries on the weighing platform.

Low batteries on the LCD control terminal.

Body fat measurement error.

WARRANTY & ENVIRONMENT PROTECTION

This product is guaranteed for 2 years against material and manufacturing defects. During this period, such defects will be repaired free of charge (proof of purchase must be presented if the scale is under warranty). This warranty does not cover damage resulting from accidents, improper use or negligence. If you have a complaint please contact the store where you purchased the scale first.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Nous vous remercions d'avoir choisi l'impédancemètre WEB COACH EASY VIEW de Terraillon.





PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser ce produit si vous portez un stimulateur cardiaque ou autre appareil médical • Aucune des informations fournies par cet appareil ne vise à soigner, traiter ou empêcher une maladie.

BESOIN D'INFORMATION ?

<http://www.terraillon.com>


APERÇU



- 1** Écran LCD déportable
- 2** Électrodes
- 3** Compartiment à piles

PREMIÈRE INSTALLATION

A Insérez des piles dans le pèse-personne (3xAAA) et dans l'écran (3xAAA)



- 1** Masse grasseuse (%)
- 2** Masse hydrique (%)
- 3** Masse musculaire (kg)
- 4** Masse osseuse (kg)
- 5** Poids
- 6** Taille
- 7** Poids
- 8** Date
- 9** Transfert des données et Bluetooth
- 10** Température

- B** Appuyez sur “▲▼” pour modifier le chiffre puis cliquez sur le bouton “SET” pour confirmer. Après avoir confirmé [DATE], [KG/LB/ST], [°C/°F] et [HEURE], l'écran LCD affichera toutes les informations

Appuyez sur “MODE” 3 secondes pour changer les réglages. Utilisez “▲▼” et “SET” pour les modifier


- C** Appuyez sur “MODE” pour passer en mode Timer (1/timer libre; 2/timer brossage de dents; 3/timer douche)





- D** Téléchargez l'application Terraillon Wellness Coach



- E** Créez un compte



- F** Activez la fonction Bluetooth sur votre Smartphone (Réglages > Bluetooth > ON)
- G** Maintenez appuyé 3 secondes le bouton « SET » sur l'écran pour lancer la synchronisation



- 1** Après synchronisation du produit, l'application vous demandera d'associer les profils de votre application avec un numéro de profil du pèse-personne (de 1 à 8). Après avoir associé un profil à son numéro, il est important de sélectionner ce numéro de profil sur l'écran du pèse-personne avant la première pesée (voir page suivante).

COMMENCER LES MESURES

Avant votre première pesée, il est nécessaire de choisir votre profil. Pressez la touche SET pour sélectionner le profil souhaité à l'aide des touches HAUT et BAS, pressez à nouveau SET pour confirmer votre choix.



Si vous vous pesez et que votre poids a varié de plus ou moins 2 kg par rapport à votre pesée précédente, pensez également à sélectionner votre profil avant de vous peser.

A Le pèse-personne se met en marche dès que l'on pose les pieds nus sur le plateau. Restez immobile. Maintenez le contact avec les électrodes jusqu'à ce que  cesse de clignoter sur l'écran LED

 Données prêtes pour la transmission à l'application : en cas de RÉUSSITE, le symbole disparaît ; En cas d'ÉCHEC, le symbole reste affiché

 Le symbole reste, connexion Bluetooth réussie

APPLICATION WELLNESS COACH



A Données en attente de synchronisation

B Gestion des utilisateurs

C Menu latéral

D Utilisateur en cours

E Ajout manuel de données

F Changer l'ordre des rubriques

G Retour au tableau de bord

H Filtrer l'affichage (poids, masses corporelles)

I Changer la période (liste, semaine, mois...)

J Choisir la période (du...au...)

K Indicateur de niveau d'IMC : sous-poids (<18), normal (18-25), surpoids (25-30), obèse (>30)

L Données de poids : poids actuel et date dernière synchronisation, IMC actuel, masse musculaire, grasseuse, hydrique et osseuse

M Cible : ajouter/modifier un objectif, poids actuel par rapport à l'objectif

MAINTENANCE

Utilisez un chiffon humide uniquement. N'utilisez JAMAIS de détergents ou d'autres produits chimiques.

AFFICHAGES SPÉCIAUX

Surcharge. Descendez du pèse-personne.

Remplacez les piles de la plateforme de pesage.

Remplacez les piles du terminal de contrôle LCD.

Erreur lors de l'analyse d'impédance bioélectrique (BIA).

GARANTIE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil est garanti 2 ans contre tout défaut matériel et de fabrication. Au cours de cette période, ces défauts seront réparés gratuitement (une preuve d'achat doit être présentée si la balance est sous garantie). Cette garantie ne couvre pas les dommages provenant d'accidents, d'une mauvaise utilisation ou de négligence. Si vous avez une réclamation, adressez-vous d'abord au magasin où vous avez acheté votre balance.



Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les recycler dans les installations prévues à cet effet. Contacter l'administration locale ou le détaillant pour tout conseil de recyclage.

Bedankt dat u hebt gekozen voor de glazen lichaamsvetanalysator WEB COACH EASY VIEW van Terraillon.





VEILIGHEIDSGINFORMATIE

Dit toestel is niet aangewezen voor al wie verbonden is met een draagbaar of inplanteerbaar elektronisch toestel of instrument zoals • De informatie die dit toestel verschaft, is geenszins bestemd om ziekten te behandelen, genezen of voorkomen.

MEER INFORMATIE OVER

<http://www.terraillon.com>


OVERZICHT



- 1** LCD-Bedieningspaneel
- 2** Elektrode
- 3** Batterijvak

DE EERSTE KEER OPSTARTEN

A Plaats de batterijen in de weegschaal (3xAAA) en in het scherm (3xAAA)



- 1** Lichaamsvet (%)
- 2** Lichaamsvocht (%)
- 3** Spieren (kg)
- 4** Botten (kg)
- 5** Gewicht
- 6** Lengte
- 7** Gewicht
- 8** Datum
- 9** Data-overdracht en Bluetooth
- 10** Temperatuur

- B** Druk op “▲▼”-toets om het cijfer te wijzigen en druk opnieuw op “SET”-toets om het te bevestigen. Nadat u [DATUM], [KG/LB/ST], [°C/°F] en [UUR] hebt bevestigd, verschijnt de vermelding alle informatie op het lcd-scherm schakelt

Druk op «MODE» knop 3 seconden om de instellingen te wijzigen en gebruik «▲▼» en «SET» om ze te veranderen

- C** Druk op «MODE» om TIMER functie te gebruiken (1/countdown timer; 2/Tandenborstel timer; 3/douche timer)



- D** Download de Terraillon Wellness Coach-app





- E** Maak een account aan



F Schakel Bluetooth (Instelling > Bluetooth > ON) en App in

G Houd 3sec. de “SET”-knop om de scherm te starten



BEGINNEN MET METEN

A Schakelt de weegschaal zichzelf automatisch in wanneer u blootsvoets op het plateau stapt. Sta stil en houdt volledig contact met de elektroden totdat ophoudt met knipperen op het led-sch

Gegevens klaar voor overdracht naar de App: Indien GESLAAGD, verdwijnt het symbool; Indien MISLUKT, blijft het symbool zichtbaar

Blijft het symbool zichtbaar, geslaagde Bluetooth-aansluiting

ONDERHOUD

Gebruik alleen water. GEEN drijfgas of andere chemische producten.

LCD-SCHERM EASY VIEW

Het product geeft een melding bij overbelasting.

Melding batterij bijna leeg weegplateau.

Melding batterij bijna leeg lcd-bedieningspaneel.

Foutmelding meting vetpercentage.

GARANTIE & BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU

Voor dit toestel geldt een garantie van 2 jaar tegen materiaal- en fabricagefouten. Gedurende deze periode zullen dergelijke defecten gratis gerepareerd worden (tijdens de garantieperiode moet een bewijs van aankoop worden overgelegd). Schade veroorzaakt door ongevallen, onjuist gebruik of nalatigheid valt niet onder de garantie. Als u klachten hebt, dient u zich in eerste instantie te wenden tot de winkel waar u de weegschaal heeft gekocht.



Afgedankte elektrische producten horen niet bij het huishoudelijk afval. Gelieve te recyclen waar mogelijk. Raadpleeg uw lokale overheid of verkoper voor recyclingadvies.

I nostri più vivi ringraziamenti per l'acquisto dell'analizzatore di massa grassa con piatto in vetro Terraillon WEB COACH EASY VIEW.





INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il dispositivo è controindicato per i soggetti collegati a un dispositivo o strumento elettronico indossabile o impiantabile • Le informazioni fornite da questo dispositivo non costituiscono in alcun modo terapia, cura o prevenzione di malattie o condizioni mediche.

TROVATE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL

<http://www.terraillon.com>


PANORAMICA



- 1** Terminale di controllo LCD
- 2** Elettrodo
- 3** Vano batterie

AVVIO INIZIALE

A Inserire le batterie nella scala (3xAAA) e nella schermata (3xAAA)



- 1** Massa grassa (%)
- 2** Massa idrica (%)
- 3** Massa muscolare (kg)
- 4** Massa ossea (kg)
- 5** Peso
- 6** Altezza
- 7** Peso
- 8** Data
- 9** Trasferimento dati e Bluetooth
- 10** Temperatura

- B** Pulse el botón “▲▼” para cambiar el número y vuelva a pulsar el botón “SET” para confirmar. Una vez confirmados los [FECHA], [KG/LB/ST], [°C/°F] y el [TIEMPO], en la pantalla LCD aparecerá toda la información

Tasto «MODE» 3 sec per modificare le impostazioni e utilizzare il tasto « ▲▼ » e «SET» per cambiare loro

- C** Tasto «MODE» per utilizzare la funzione TIMER (1/Conto alla rovescia; 2/ spazzolino timer; 3 /timer Doccia)



- D** Scarica l'app Terraillon Wellness Coach





- E** Crea un account



F Attivare Bluetooth (Impostazioni > Bluetooth > ON)

G Tenere premuto 3sec. il tasto “SET” per avviare l'accoppiamento



INIZIO DELLA MISURAZIONE |

A La bilancia si accende automaticamente quando si sale sul piatto a piedi nudi. Restare fermi e mantenere pieno contatto con gli elettrodi fin quando smette di lampeggiare sul display LED

☐ Dati pronti per la trasmissione all'app: se la trasmissione RIESCE, il simbolo scompare; se la trasmissione NON RIESCE, il simbolo resta visualizzato

✱ Il simbolo resta visualizzato, connessione Bluetooth effettuata

MAINTENANCE

Usare con acqua. NON usare benzina o altre sostanze chimiche.

SCHERMATA LCD EASY VIEW

Il prodotto presenta istruzioni per sovraccarico.

Istruzioni batteria in esaurimento piatto della bilancia.

Istruzioni batteria in esaurimento terminale di controllo schermo LCD.

Istruzioni errore di misurazione massa grassa.

GARANZIA & PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Questo prodotto è garantito per 2 anni contro difetti di materiale e di fabbricazione. Durante questo periodo, tali difetti saranno riparati gratuitamente (presentare la prova di acquisto se la bilancia è sotto garanzia). Questa garanzia non copre i danni derivanti da incidenti, uso improprio o negligenza. In caso di reclamo contattare il negozio presso cui è stata acquistata la bilancia.



I rifiuti di apparecchiature elettriche non devono essere smaltiti come rifiuti domestici. Riciclare dove esistono strutture atte allo scopo. Consultare le autorità locali o il rivenditore per indicazioni riguardanti il riciclaggio.

Muchas gracias por elegir el analizador de masa grasa de cristal WEB COACH EASY VIEW de Terraillon.





INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La utilización de este dispositivo está contraindicada en personas que lleven o tengan implantado un dispositivo o instrumento electrónico • La información proporcionada por este dispositivo no está destinada en modo alguno a tratar, curar ni prevenir ningún tipo de enfermedad ni dolencia.

ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE

<http://www.terraillon.com>


VISTA GENERAL



- 1** Terminale de control LCD
- 2** Electrodo
- 3** Compartimento de las pilas

PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

A Introduzca las pilas en la escala (3xAAA) y en la pantalla (3xAAA)



- 1** Masa grasa (%)
- 2** Masa hidrica (%)
- 3** Masa muscular (kg)
- 4** Masa ósea (kg)
- 5** Peso
- 6** Altura
- 7** Peso
- 8** Fecha
- 9** Transferencia de datos y Bluetooth
- 10** Temperatura

- B** Premere il tasto “▲▼” per modificare il numero e premere nuovamente il tasto “SET” per confermare. Dopo aver confermato [DATA], [KG/LB/ST], [°C/°F] e [ORA], il display LCD mostra tutte le informazioni

Pulse el botón «MODE» 3 segundos para cambiar la configuración y el uso de «▲▼» y «SET» para cambiarlos


- C** Pulse el botón «MODE» para usar la función TIMER (1/ temporizador de cuenta regresiva, 2/ temporizador cepillo de dientes t; 3/ temporizador de ducha)



- D** Descargue la aplicación de Terraillon Wellness Coach





- E** Crear una Cuenta



F Active el Bluetooth (Ajustes > Bluetooth > ON)

G Mantenga pulsado el botón «SET» 3 segundos para iniciar el emparejamiento



INICIO DE LA MEDICIÓN

A La báscula se enciende automáticamente cuando alguien se sube a la placa con los pies descalzos. Quédese quieto y mantenga un contacto completo con los electrodos hasta que en la pantalla LED deje de parpadear la palabra

Datos listos para su transmisión a la aplicación: si es CORRECTA, el símbolo desaparece; Si FALLA, el símbolo permanece

El símbolo permanece, conexión Bluetooth establecida

MANTENIMIENTO

Limpie con agua. NO use productos propelentes ni otro tipo de productos químicos.

PANTALLA LCD EASY VIEW

Sobrecarga.

La plataforma de pesaje tiene batería baja.

El terminal de control LCD tiene batería baja.

Error de medición de la grasa.

GARANTÍA & PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

El producto está garantizado por un período de dos años contra todo defecto de material y de fabricación. Durante dicho período, los problemas de este tipo se repararán gratuitamente, previa presentación de un justificante de compra. La garantía no cubre los daños resultantes de accidentes, uso indebido o negligencia. Si tiene una reclamación, le rogamos se ponga en contacto, en primer lugar, con la tienda en la que adquirió el producto.



Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Recíclelos en las instalaciones disponibles. Consulte a las autoridades locales o al comerciante para informarse sobre el reciclado.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Terraillon Körperfettanalysewaage WEB COACH EASY VIEW entschieden haben.





SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät ist nicht für Menschen geeignet, die mit einem tragbaren oder implantierten elektronischen Gerät ausgerüstet sind • Die Informationen von diesem Gerät bereitgestellten dienen nicht der Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten.

MEHR INFORMATIONEN FINDEN SIE

<http://www.terraillon.com>


ÜBERBLICK



- 1** LCD-Bedienelement
- 2** Elektrode
- 3** Batteriefach

ERSTE SCHRITTE

A Legen Sie die Batterien in der Waage (3xAAA) und in der Bildschirm (3xAAA)



- 1** Anteil Körperfett (%)
- 2** Anteil Körperwasser (%)
- 3** Anteil Muskelmasse (kg)
- 4** Anteil Knochenmasse (kg)
- 5** Gewicht
- 6** Symbol Größe
- 7** Gewicht
- 8** Datum
- 9** Die Datenübertragung und Bluetooth
- 10** Temperature

- B** Drücken Sie die “▲▼”-Taste um die Zahl zu ändern und Drücken Sie erneut “SET”-Taste, um die Zahl zu bestätigen. Nachdem Sie [DATUM], [KG/LB/ST], [°C/°F] und [ZEIT] bestätigt haben, erscheint die Meldung alle Informationen auf dem Display

Drücken Sie die Taste «MODE» 3 Sekunden, um die Einstellungen zu ändern und mit «▲▼» und «SET», um sie zu ändern

- C** Drücken Sie «MODE», um Timerfunktion verwenden (1/ Countdown-Timer, 2/ Zahnbürste-Timer, 3/ Dusche Timer)





- D** Herunterladen Sie die Terraillon Wellness Coach-App



- E** Erstellen Sie ein Konto



- F** Schalten Sie Bluetooth ein (Einstellungen > Bluetooth > ON)
- G** Halten Sie 3 Sekunden. Die Taste «SET» auf dem Bildschirm, um die Synchronisation zu starten



MESSEN

- A** Schaltet sich die Waage automatisch ein, wenn Sie sich barfuß auf sie stellen. Stehen Sie still, um den Kontakt mit den Elektroden nicht zu unterbrechen, bis auf der LED-Anzeige nicht mehr  blinkt
-  Daten zur Übertragung an die App bereit: Übertragung erfolgreich, Symbol verschwindet; Fehlschlag, Symbol wird weiterhin angezeigt
-  Symbol wird weiterhin angezeigt, Erfolgreiche Bluetooth-Verbindung

WARTUNG

Verwenden Sie nur Wasser. Schmutz NICHT mit Treibmittel oder sonstigen chemischen Mitteln abwischen.

LCD-BILDSCHIRM EASY VIEW

Das Gerät ist mit einem Überlastmelder ausgestattet.

Batteriemelder der Wiegefläche.

Batteriemelder des LCD-Bedienelements.

Fehlermeldung Körperfettmessung.

GARANTIE & UMWELTSCHUTZSYMBOL

Für dieses Produkt besteht eine 2-Jahres-Garantie gegen Material- und Fabrikationsfehler. Während dieses Zeitraums werden diese Fehler kostenlos repariert (wenn die Waage unter Garantie steht, muss ein Kaufnachweis vorgelegt werden). Diese Garantie deckt keine Schäden, die aus Unfällen, unsachgemäßer Verwendung oder Nachlässigkeit entstehen. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie die Waage erworben haben.



Elektrische Geräte getrennt von Hausmüll entsorgen. Bitte nach Möglichkeit recyceln. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeinde nach Recyclingmöglichkeiten.

Obrigado por escolher o Analisador de Massa Gorda de Vidro da Terraillon WEB COACH EASY VIEW.





INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Este dispositivo está contraindicado em qualquer pessoa ligada a um dispositivo eletrónico portátil ou implantável, ou a instrumentos • Qualquer informação proporcionada por este dispositivo não se destina em caso algum a tratar, curar ou prevenir qualquer tipo de doença ou maleita.

OBTENHA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE

<http://www.terraillon.com>


DESCRIÇÃO GERAL



- 1** Terminal de controlo LCD
- 2** Eléctrodo
- 3** Compartimento da pilha

ARRANQUE INICIAL

- A** Insira as pilhas na escala (3xAAA) e na tela (3xAAA)



- 1** Massa gorda (%)
- 2** Massa hidrica (%)
- 3** Massa muscular (kg)
- 4** Massa óssea (kg)
- 5** Peso
- 6** Altura
- 7** Peso
- 8** Data
- 9** A transferência de dados e Bluetooth
- 10** Temperatura

- B** Prima o botão “▲▼” para alterar o número e prima novamente o botão “SET” para confirmar. Depois de confirmar os [DATA], [KG/LB/ST], [°C/°F] e [HORA], o LCD apresenta todas as informações

Pressione o botão «MODE» 3 segundos para alterar as configurações e usar «▲▼» e «SET» para alterá-los

- C** Pressione o botão «MODE» para utilizar a função TIMER (1/Temporizador, 2/ Toothbrush temporizador; 3 /Timer chuveiro)



- D** Descarregue a aplicação Terraillon Wellness Coach





- E** Criar uma conta



F Ligue o Bluetooth (Configuração > Bluetooth > ON)

G Mantenha premido o botão “SET” 3 segundos para iniciar a sincronização



COMEÇAR A MEDIR

A A balança ligar-se-á automaticamente quando subir/descalço/a para cima da base. Permaneça imóvel e mantenha o contacto com os eléctrodos até que o LED pare de piscar

☐ Dados prontos para transmitir para a aplicação: Em caso de ÊXITO, o símbolo desaparece; Em caso de FALHA, o símbolo permanece

✱ O símbolo permanece, ligação Bluetooth bem-sucedida

MANUTENÇÃO

USE água. NÃO gás ou outros produtos químicos.

TELA LCD EASY VIEW



Informação de sobrecarga da balança.



Informação de pilhas fracas na base de pesagem.



Informação de pilhas fracas no terminal de controlo LCD.



Informação de erro de medição de massa gorda.

GARANTIA & PROTEÇÃO AMBIENTAL

Este aparelho é garantido 2 anos contra qualquer defeito material e de fabrico. Durante este período, os defeitos serão reparados gratuitamente (uma prova de compra deve ser apresentada se a balança estiver abrangida pela garantia). Esta garantia não cobre os danos resultando de acidentes, utilização incorrecta ou negligência. Se quiser apresentar uma reclamação, dirija-se em primeira instância à loja onde comprou o aparelho.



Equipamentos elétricos desativados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Entregue num ponto de reciclagem existente. Consulte as autoridades locais ou o revendedor para obter informação sobre a reciclagem.

DISCOVER THE TERRAILLON CONNECTED PRODUCTS | DÉCOUVREZ LES PRODUITS CONNECTÉS TERRAILLON

Ontdek de Terraillon verbonden producten | Scopri i prodotti Terraillon collegato | Descubre los productos Terraillon conectado | Entdecken Sie die Produkte Terraillon verbunden | Descubra as Terraillon conectado produtos



Web Coach POP



Web Coach One



Activi-T Band



NutriTab



Tensio



TensioScreen





Terraillon SAS France & Headquarters

1, rue Ernest Gouin
78290 Croissy-sur-Seine - France
Service Consommateurs : 0 826 88 1789
serviceconsommateurs@terraillon.fr

Service Après Vente

SAV TERRAILLON chez GEFCO
ZA La Porte des Champs
Bâtiment A
95470 SURVILLIERS

Terraillon UK Ltd

2 The Waterhouse
Waterhouse Street - Hemel Hempstead
Herts HP1 1ES - UK
Tel: +44 (0)1442 270444 - sales@terraillon.co.uk

Terraillon Asia Pacific Ltd

4/F, Eastern Centre
1065 King's Road
Quarry Bay - Hong Kong
Tel: + 852 (0)2960 7200
customerservice@terraillon-asia.com

Terraillon Corp USA

contact@terraillon.fr

Terraillon®

www.terraillon.com