



Non-Contact Infrared Thermometer

Model JXB-311 / Ref No 09-313


These brief instructions allow you to quickly begin using your Infrared Thermometer for Body Temperature Measurements. Please refer to the Instruction Manual for more detailed instructions covering all features of the thermometer, including Object/Surface and Room Temperature measurements.

- The infrared technology used in this thermometer is safe and is not harmful in any way. However, we recommend avoiding looking into the lens during use.

The Infrared Thermometer offers a selection of settings for person, object/surface and room measurements.

To toggle between modes:

- Press and release the **POWER / SCAN** button to turn the thermometer on. The unit will run a self-test and all symbols on the display will momentarily appear.
- Press and release the **MODE** button to scroll through and select person, object/surface and room temperatures.



Self-test



Person Mode

To measure body temperature using your Infrared Thermometer, follow these steps:

- Press and release the **POWER / SCAN** button to turn the thermometer on. The unit will run a self-test and all symbols on the display will momentarily appear, Fig. 1.
- The display will show dashed lines, the selected mode, and the temperature mode (°F/°C). The thermometer is ready for measurement, Fig. 2.
- Press and release the **POWER / SCAN** button while aiming the infrared lens at the individual's forehead, holding the thermometer approximately 0.5" – 1.0" away.
- When the thermometer is in the correct position, it will slightly vibrate, indicating the positioning sensor has detected the ideal reading location and the measurement has been taken.
- The results will be displayed, Fig. 3.
- If the results are at or above 100.4°F (38°C), the device will vibrate 3 times, indicating a fever may be present.
- After approximately 30-seconds of non-use, the thermometer will automatically shut off.



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

**IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR ARE EXPERIENCING DIFFICULTIES,
PLEASE CALL THE TOLL-FREE CUSTOMER SERVICE HELP LINE FOR FURTHER
ASSISTANCE AT 1-866-326-1313.**

Distributed by:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
www.veridianhealthcare.com
Made in China
#93-2162 07/20
©2020 Veridian Healthcare, LLC



Sin Contacto Infrarrojo Termómetro

Modelo JXB-311 / Ref No 09-313


Estas breves instrucciones le permiten comenzar a usar rápidamente su termómetro infrarrojo para mediciones de temperatura corporal. Consulte el Manual de instrucciones para obtener instrucciones más detalladas que cubren todas las características del termómetro, incluidas las mediciones de Objeto / Superficie y Temperatura ambiente.

- La tecnología de infrarrojos utilizada en este termómetro es segura y no es dañina de ninguna manera. Sin embargo, recomendamos evitar mirar dentro de la lente durante el uso.


El termómetro de infrarrojos ofrece una selección de ajustes para usar en el día o la noche y para mediciones de personas u objetos.

Para alternar entre los modos:

- Presione y suelte el botón **POWER / SCAN** para encender el termómetro. La unidad ejecutará una autoprueba y todos los símbolos en la pantalla aparecerán momentáneamente.
- Presione y suelte el botón **MODE** para desplazarse y seleccionar la temperatura de la persona, objeto / superficie y ambiente.



Self-test



Person Mode

Para medir la temperatura corporal con su termómetro infrarrojo, siga estos pasos:

- Presione y suelte el botón **POWER / SCAN** [encendido/apagado] para activar el termómetro. La unidad realizará un autodiagnóstico y en la pantalla aparecerán momentáneamente todos los símbolos, Fig. 1.
- En la pantalla se podrán ver líneas de guiones, el modo seleccionado y el modo de temperatura (°F/°C). El termómetro está listo para la medición.
- Presione y suelte el botón **POWER / SCAN** [EXPLORAR] mientras apunta la lente infrarroja a la frente de la persona y sostiene el termómetro a una distancia aproximada de 0.5" a 1.0".
- Cuando el termómetro está en la posición correcta, vibrará suavemente para indicar que el sensor de posición ha detectado el lugar ideal para la lectura y se ha realizado la medición.
- Se visualizarán los resultados, Fig. 3.
- Si el resultado es 100.4°F (38°C) o más, el dispositivo vibrará 3 veces para indicar la posible presencia de fiebre.
- Luego de aproximadamente 30 segundos de no estar en uso, el termómetro se apagará en forma automática.



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

**SI TIENE ALGUNA DUDA O EXPERIMENTA PROBLEMAS,
LLAME A LA LÍNEA GRATUITA DE ASISTENCIA AL CLIENTE
PARA OBTENER ASISTENCIA ADICIONAL, 1-866-326-1313.**

Distributed by:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
www.veridianhealthcare.com
Hecho en China
#93-2162 07/20
©2020 Veridian Healthcare, LLC