


*Bob
AND
Brad.*



User Manual

A7

Massage Gun

Modell: T1035A

Do Not Replace Head During Use.

To avoid any risk of injury or damage, it is strictly forbidden to change the massage head while using the massage gun. Always make sure the device is turned off and unplugged before attempting to remove or insert the massage head. Once the device is safely powered down and unplugged, firmly grasp the inserted head and pull it out to remove it.

To attach the new head, insert its stem into the unit and press firmly until it is securely in place.

Maintenance

The battery in this device is not designed to be removed or exchanged by users. If any problem with the power supply occurs, please contact us directly.

Do not try to open the device, repair it or fix it by taking the device apart yourself. Tampering with the device's mechanics in any way will result in an automatic expiration of the product's warranty.

Warnings and Safety Cautions

Please be aware of the following to ensure a safe use of the product.

- The battery cannot be removed from the product. Do not disassemble the product or the battery.
- Please check the massage gun and the charging cable before using them.
If you notice damages, please report it to us or the retailer and do not use the product.
- Do not hang the product by the power cable.
This product is not a medical product and is not intended to be used as a treatment for medical conditions.
- This product is only intended for healthy adults. Seniors, children, or people with limited cognitive capacity should not use this product or can only use it under supervision.
- Please consult your physician in case you have concerns over your health or experience pain or discomfort while using the product.
- Avoid use the product on your body parts with little muscle coverage, like your head, shins, and back of your hands and feet.
- Avoid use the product on or around your sensitive body parts like neck, eyes, teeth, genitals, or breast implants.
- Do not use the product in any area where there is a risk of bone fracture.
Use this product gently.
- Using this product with too much force or too high a speed might cause bruising.
- Check the massaged area frequently and stop using the product as soon as you experience any pain or discomfort.
- Be careful that your fingers, hair, or other body parts might get caught between the massage head and the shaft of the massage gun.
- Do not use the product in water or get it wet. Use the product only on dry and clean skin.
- Do not put the product in fire or heat it up in any way.
- Do not charge, use, or store the product near heat sources or under extremely hot conditions.

- DE • If the battery leaks or emits an odor, keep it away from fire.
- FR • Do not use the product if the battery:
- emits an odor;
 - gives off excessive heat;
- ES - shows signs of deformation, discoloration, or any of abnormalities.
- IT • If the battery is being charged, stop charging immediately.
- **THIS PRODCUT IS NOT A MEDICAL DEVICE.**

Fcc Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Fcc Statement NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause any harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help with the supplied fastener.
- **DO NOT hang the unit by the power cord.**

Disclaimer

Please contact your physician before using the Bob and Brad T1035A if you have any physical health concerns or have any of the following conditions:

- Metal implants like pins or plates in your body.
- Recent joint replacements
- Pregnancy
- Intrauterine device
- Diabetes
- Epilepsy
- Migraine
- Herniated disks
- Spondylolisthesis (a vertebra slipping forward)


● THIS PRODUCT IS NOT A MEDICAL PRODUCT

IC Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s) . Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Main Structure and Fittings



Aluminium Alloy Flat Head
For all body parts.



Leg Massage Head
For simulating hand massage with even intensity on curved areas such as arms and thighs.



Ball Head
For large muscle groups like quads, glutes, extreme muscles and joint soreness.



Air Cushion Head
For relaxation of sensitive body parts.



Fan Shaped Silicone Head
Suitable for massaging shoulder girdles, shoulder blades.

DE Operation Steps

FR 1.Align the fitting with the front nozzle mounting port and push to install so that it fits the bearing completely.

ES To remove, hold the fitting, place your fingers on either side of the plastic connector and pull off the fitting.

IT Position the ball head for installation as shown in the figure below (top view).



Do not use the product when it is being charged.



(top view)

2.Turning the device ON/OFF: Press and hold the power button for 0.6 seconds.

3.When the massage gun is on, press the power button "⏻" to choose a suitable massage level and the level is indicated by the speed level indicator above and the power button.

To pause the massage gun, press the power button for 0.6 seconds.

To resume the use, short press the power button.

Note

A.After 10 minutes of operation, the device automatically turns off.

B.LED light indicates the corresponding strike frequency level, the lowest at level 1 and the highest at level 5.

C.When the device is standby mode (0 Level), it will automatically shut down without an operation for 20 seconds.

Battery Display

When the massage gun is being used:

- If the battery indicator is green, the device battery level is above 50%;
- If the battery indicator is orange, the device battery level is above 21%. Advice charge your massage gun.
- If the battery indicator is red, the device battery level is below 2%.Please charge your massage gun promptly.
- If the battery indicator flashes red, the device battery level is below 1%. Please charge your massage gun immediately.

Charge Massage Gun

1.Please charge the product fully before the first use. It takes about 4.5 hours for a full charge.

2.Connect the product to a power source (5V/2A) with the provided type C cable to charge it. To charge it from a power socket, an adapter is needed for the type C Cable

(a regular phone adapter is enough) .It will take longer time to charge the product if the power is below 5V/2A

Use with 5V $\overline{\text{---}}$ 2A
charger output



5V $\overline{\text{---}}$ 2A

3. Once the battery indicator stops flickering and remains on, the massage gun is fully charged.

4. The battery can be recharged at your preference. please make sure to turn off the massage gun before charging it.

5. The massage gun does not work while being charged.

Technical Details

Mini Massage Gun

Speed: 1600 - 3000r/min

Rated Power: 25W

Dimensions:

9x5x16.5cm/ 3.5 " X1.9 " X6.5 "

Battery:

Rated Voltage: 10.8V $\overline{\text{---}}$

Battery Capacity: 2550mAh

Charging Time: About 4.5 Hours

Charge Input:5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Troubleshooting:

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massage gun doesn't turn on.	power is off.	Long press the power Button to turn on the massage gun.
	Battery is too low.	Charge the massage gun.
	Massage gun shuts-off after 10 minutes.	Long press the power Button to turn on the massage gun for another 10 minutes.
Massage gun shuts off automatically.	The massage gun's overheat protection will switch off the massage gun automatically when too hot.	Wait for the massage gun to cool down before powering it back on.
	Massage gun shuts off after 10 Minutes.	Long press the power Button to turn on the massage gun for another 10 minutes.
Massage gun fails to run.	The massage head is to inserted too tight.	Plug out the massage head a little, then power it on.
If you encounter any other problems, contact: support@bobandbrad.com		

Guarantee

This product comes with a one-year warranty from the date of purchase. Warranty will be voided due to any of the following:

- Damaged due to improper usage or storage.
- Damaged by attempting to repair or disassemble the device.
- Period of warranty exceeded.

Utilize the Bob and Brad massage gun before, during, or after your workout for maximum benefits. This massage gun can help accelerate muscle tissue responsiveness by increasing hydration, range of motion, and function to tight muscles.


Indication	Action	Speed	Pressure	Duration	Muscle Position	Movement
Warm Up/ Activation	Activate and prime muscles prior to exercise. Reduce risk of injury.	Level 3	Light to Moderate	30 sec or less	Relaxed. Move along the muscle.	Quick, high speed over area.
Mid Workout / Myofascial Mobility	Help muscle recovery and reactivation.	Level 4	Heavy (especially for large muscle groups)	8-12 sec	Target specific area.	Localized
Recovery	Relax muscles and aid recovery.	Level 1 or 2	Moderate to Heavy	90 sec or more	Move along the muscle.	Slow movement along the muscle
Pain Modulation	Reduction in pain to increase movement.	Level 3	Light	10 to 30 sec	Relaxed. Localised spot.	Over painful areas.
Body Awareness	Improve movement or mechanics of a joint. Activation of a muscle. Draw attention to a muscle	All Levels	Light to Moderate	10 to 20 sec	Relaxed or with movement	Over specific target area or movement over area.



CHEST

2 Minutes

ATTACHMENT: **BALL HEAD**
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



ABS

2 Minutes


ATTACHMENT: **BALL HEAD**
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



UPPER BACK

2 Minutes

ATTACHMENT: **BALL HEAD**
STEP 1: **Upper back**
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



LOWER BACK

2 Minutes


ATTACHMENT: **BALL HEAD**
STEP 2: **Lower back**
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



SHOULDERS

2 Minutes


ATTACHMENT: **BALL HEAD**
PROTOCOL: Sweep from A to B on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



BICEPS

2 Minutes


ATTACHMENT: **BALL HEAD**
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



TRICEPS

4 Minutes

ATTACHMENT: **BALL HEAD**
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 2 minutes
DURATION: 4 minutes



FOREARM

2 Minutes

ATTACHMENT: **BALL HEAD**
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



HANDS

1 Minute


ATTACHMENT: **BALL HEAD**
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 30 seconds
DURATION: 1 minute



HIP FLEXORS

2 Minutes


ATTACHMENT: **BALL HEAD**
PROTOCOL: Sweep from A to B
on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



GLUTES

4 Minutes

ATTACHMENT: **BALL HEAD**
PROTOCOL: Sweep from **A** to **B** on each side for 2 minutes
DURATION: 4 minutes



HAMSTRINGS

2 Minutes

ATTACHMENT: **BALL HEAD**
PROTOCOL: Sweep from **A** to **B** on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



CALVES

2 Minutes

ATTACHMENT: **BALL HEAD**
PROTOCOL: Sweep from **A** to **B** on each side for 1 minute
DURATION: 2 minutes



SHINS

1 Minute

ATTACHMENT: **BALL HEAD**
PROTOCOL: Sweep from **A** to **B** on each side for 30 seconds
DURATION: 1 minute



FEET

4 Minutes

ATTACHMENT: **BALL HEAD**
PROTOCOL: Sweep from **A** to **B** on each side for 2 minutes
DURATION: 4 minutes

WEEE Instructions

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Battery Instructions

- 1 Do not submerge the product into water or get it wet.
- 2 Do not charge the product near an open flame or in any extremely hot conditions.
- 3 Do not use or store the product near heat sources like furnaces or heaters.
- 4 If the battery leaks or emits an odor, remove it immediately from close proximity to an open flame.
- 5 Do not put the product into a fire or heat it up in any way.
- 6 Do not disassemble the battery in any way.
- 7 Do not use the product if, while the battery is in use or charging, it emits an odor; gives off excessive heat; shows signs of deformation, discoloration, or any other abnormalities. If the battery is in use or being charged, disconnect the battery from the power source.
- 8 Charge for about three hours before its first use to a full charge. The device can be connected or disconnected.
- 9 Connect the output end of the connection cable to the bottom of the massage instrument's DC charging port. Then, connect the input end of the connection cable to a mobile power adapter or cell phone charger (5V 2A; if less than 2A, the charging time will be longer).
- 10 The power indicator light will flash regularly, indicating that the battery is being charged.

RoHS Declaration

Our product is compliant with RoHS 2.0 (2011/65/EU Directive) regarding restriction of hazardous substances and raw materials, and components of our product meet the following toxic and hazardous substance limits.

Cadmium (Cd): < 100 ppm	Lead (Pb): < 1000 ppm
Mercury (Hg): < 1000 ppm	Hexavalent Chromium: (Cr VI) < 1000 ppm
Polybrominated Biphenyls (PBB): < 1000 ppm	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE): < 1000 ppm
Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP): < 1000 ppm	Benzyl butyl phthalate (BBP): < 1000 ppm
Dibutyl phthalate (DBP): < 1000 ppm	Diisobutyl phthalate (DIBP): < 1000 ppm

A Dedicated Team Just For You



Every Bob and Brad product is backed by a 1-year warranty and an award-winning customer service team. If there are any quality problems with the product you ordered, we will try our utmost to help you get the problems resolved, as well as offer a replacement, return, or refund service under the warranty. Simply email us the problem, and we'll take care of it.



Troubleshoot

Help you solve any issues with your device.



Product Knowledge

Answer questions about your device and best practices.



Initiate Returns

Provide instructions for replacements, returns and refunds.



Place New Orders

Help with placing orders online and/or authorized resellers.

Get inTouch.


Call:+1(612)567-3035 Mon-Fri 9:00AM-4:30PM(CST)

Email: support@bobandbrad.com

B&B Innovation LLC

2102 Alton Parkway, Irvine, CA 92606

*Bob
AND
Brad.*



Benutzerhandbuch

A7
Massagepistole
Modell: T1035A

Ersetzen Sie den Kopf nicht während des Gebrauchs.

Um das Risiko von Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, ist es strengstens untersagt, den Massagekopf während der Benutzung der Massagepistole zu wechseln. Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie versuchen, den Massagekopf zu entfernen oder einzusetzen. Sobald das Gerät sicher ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, fassen Sie den eingesetzten Kopf fest an und ziehen Sie ihn heraus, um ihn zu entfernen. Um den neuen Kopf aufzusetzen, setzen Sie den Stiel in das Gerät ein und drücken Sie ihn fest an, bis er sicher sitzt.

Wartung

Die Batterie in diesem Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von den Benutzern entfernt oder ausgetauscht zu werden. Sollte ein Problem mit der Stromversorgung auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, zu reparieren oder zu reparieren, indem Sie das Gerät selbst auseinandernehmen. Eingriffe in die Mechanik des Geräts führen automatisch zum Erlöschen der Garantie für das Produkt.

Warnungen und Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

- Der Akku kann nicht aus dem Produkt entfernt werden.
- Nehmen Sie das Produkt oder den Akku nicht auseinander.
- Bitte überprüfen Sie die Massagepistole und das Ladekabel, bevor Sie sie benutzen.
- Wenn Sie Schäden feststellen, melden Sie diese bitte bei uns oder dem Händler und benutzen Sie das Produkt nicht.
- Hangen Sie das Produkt nicht am Stromkabel auf.
- Dieses Produkt ist kein medizinisches Produkt und ist nicht zur Behandlung von Krankheiten gedacht.
- Dieses Produkt ist nur für gesunde Erwachsene bestimmt.
- Senioren, Kinder oder Menschen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten sollten dieses Produkt nicht oder nur unter Aufsicht verwenden.
- Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Bedenken bezüglich Ihrer Gesundheit haben oder Schmerzen oder Unwohlsein bei der Verwendung des Produkts verspüren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf Körperteilen mit wenig Muskeln, wie Kopf, Schienbein, Hand- und Fußrücken.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an oder in der Nähe von empfindlichen Körperteilen wie Hals, Augen, Zähnen, Genitalien oder Brustimplantaten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen die Gefahr eines Knochenbruchs besteht.
- Verwenden Sie das Produkt vorsichtig. Wenn Sie das Produkt mit zu viel Kraft oder mit zu hoher Geschwindigkeit anwenden, kann es zu Blutergüssen kommen.
- Überprüfen Sie den massierten Bereich häufig und beenden Sie die Anwendung des Produkts, sobald Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren.
- Achten Sie darauf, dass sich Ihre Finger, Haare oder andere Körperteile zwischen dem Massagekopf und dem Schaft der Massagepistole verfangen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser und machen Sie es nicht nass.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf trockener und sauberer Haut.
- Legen Sie das Gerät nicht ins Feuer und erhitzen Sie es nicht in irgendeiner Weise.

- Laden Sie das Produkt nicht auf, verwenden oder lagern Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen oder unter extrem heißen Bedingungen.
- Wenn der Akku ausläuft oder einen Geruch abgibt, halten Sie ihn von Feuer fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Akku:
 - einen Geruch abgibt;
 - übermäßige Hitze abgibt;
 - Anzeichen von Verformungen, Verfärbungen oder anderen Anomalien aufweist.
- Wenn der Akku geladen wird, beenden Sie den Ladevorgang sofort.
- **DIESES PRODUKT IST KEIN MEDIZINISCHES GERÄT.**

Fcc-Erklärung

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Fcc-Erklärung NOTE

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind dafür ausgelegt einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die des Empfängers.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, wenn Sie Hilfe bei der Verwendung der mitgelieferten Halterung benötigen.
- **Hängen Sie das Gerät NICHT am Netzkabel auf.**

Haftungsausschluss

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie den Bob und Brad T1035A verwenden, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben oder unter einer der folgenden Bedingungen leiden:

- Metallimplantate wie Stifte oder Platten in Ihrem Körper.
- Kürzlich durchgeführte Gelenkersatzoperationen
- Schwangerschaft
- Intrauterinpessar
- Diabetes
- Epilepsie
- Migräne


- Bandscheibenvorfall
- Spondylolisthesis (ein Wirbel gleitet nach vorne)
- **DIESES PRODUKT IST KEIN MEDIZINISCHES PRODUKT**

IC-Warnung

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, die den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Hauptstruktur und Ausstattungen



Aluminiumlegierung Flachkopf
Für alle Karosserieteile.



Massagekopf für Beine
Zur Simulation einer Handmassage mit gleichmäßiger Intensität an gekrümmten Bereichen wie Armen und Oberschenkeln.



Kugelkopf
Für große Muskelgruppen wie Quads, Gesäß, extreme Muskeln und Gelenkschmerzen schmerzende Gelenke.



Luftkissen-Kopf
Zur Entspannung empfindlicher Körperteile.



Fächerförmiger Silikonkopf
Geeignet für die Massage von Schultergürteln und Schulterblättern.

- FR 1. Richten Sie das Anschlussstück an der vorderen
 Düsenöffnung aus und drücken Sie es zum Einbau
 ES so, dass es vollständig im Lager sitzt. Zum Entfernen
 IT halten Sie das Anschlussstück, legen Ihre Finger auf
 beide Seiten des Kunststoffanschlusses und ziehen
 das Anschlussstück ab.



Positionieren Sie den Kugelkopf für den Einbau wie in der Abbildung unten gezeigt (Draufsicht).



(Ansicht von oben)

2. Das Gerät ein- und ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste 0,6 Sekunden lang gedrückt.
 3. Wenn die Massagepistole eingeschaltet ist, drücken Sie die Einschalttaste "J", um eine geeignete
 Massagestufe zu wählen; die Stufe wird durch die Geschwindigkeitsanzeige oben und die Einschalt-
 taste angezeigt.

Um die Massagepistole zu unterbrechen, drücken Sie die Einschalttaste für 0,6 Sekunden.

Um den Betrieb wieder aufzunehmen, drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste.

Hinweis

- A. Nach 10 Minuten Betrieb schaltet sich das Gerät automatisch aus.
 B. Die LED-Leuchte zeigt die entsprechende Schlagfrequenzstufe an, die niedrigste auf
 Stufe 1 und die höchste auf Stufe 5.
 C. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet (Stufe 0), schaltet es sich automatisch
 aus, ohne dass es 20 Sekunden lang in Betrieb ist.


Akku-Anzeige

Wenn die Massagepistole in Betrieb ist:

- Wenn die Batterieanzeige grün leuchtet, liegt der Batteriestand des Geräts über 50%;
- Wenn die Batterieanzeige orange leuchtet, beträgt der Batteriestand des Geräts mehr als 21 %.
Hinweis: Laden Sie Ihre Massagepistole auf.
- Wenn die Batterieanzeige rot leuchtet, liegt der Batteriestand des Geräts unter 2 %, bitte laden
Sie Ihre Massagepistole umgehend auf.
- Wenn die Batterieanzeige rot blinkt, liegt der Batteriestand des Geräts unter 1%. Bitte laden
Sie Ihre Massagepistole sofort auf.

Massagepistole aufladen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Es dauert etwa 4,5
Stunden für eine vollständige Ladung.
2. Schließen Sie das Produkt mit dem mitgelieferten Typ-C-Kabel an eine Stromquelle
(5V/2A) an, um es aufzuladen. Um es über eine Steckdose aufzuladen, benötigen Sie
einen Adapter für das Typ-C-Kabel (ein normaler Telefonadapter reicht aus). Es dauert
länger, bis das Produkt aufgeladen ist, wenn die Spannung unter 5V/2A liegt.

Verwendung mit 5V  2A
Ladegerätausgang



5V  2A

3. Sobald die Batterieanzeige aufhört zu flackern und an bleibt, ist die Massagepistole vollständig aufgeladen.
4. Der Akku kann nach Belieben wieder aufgeladen werden.
Schalten Sie die Massagepistole aus, bevor Sie sie aufladen.
5. Die Massagepistole funktioniert nicht, während sie aufgeladen wird.

Technische Einzelheiten

Mini Massagepistole


Geschwindigkeit: 1600 - 3000r/min

Nennleistung: 25W

Abmessungen:

9x5x16.5cm/ 3.5 " X1.9 " X6.5 "

Batterie:

Nennspannung: 10.8V 

Batteriekapazität: 2550mAh

Aufladezeit: Etwa 4.5 Stunden

Ladeeingang: 5V  2A

Troubleshooting:

PROBLEM	CAUSE	LÖSUNG
Die Massagepistole schaltet sich nicht ein.	Strom ist ausgeschaltet.	Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um die Massagepistole einzuschalten.
	Die Batterie ist zu schwach.	Laden Sie die Massagepistole auf.
	Die Massagepistole schaltet sich nach 10 Minuten ab.	Drücken Sie die Einschalttaste lange, um die Massagepistole für weitere 10 Minuten einzuschalten.
Die Massagepistole schaltet sich automatisch ab.	Der Überhitzungsschutz der Massagepistole schaltet die Massagepistole automatisch ab, wenn sie zu heiß wird.	Warten Sie, bis die Massagepistole abgekühlt ist, bevor Sie sie wieder einschalten.
	Die Massagepistole schaltet sich nach 10 Minuten ab.	Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um die Massagepistole für weitere 10 Minuten einzuschalten.
Die Massagepistole läuft nicht.	Der Massagekopf ist zu fest eingesetzt.	Ziehen Sie den Massagekopf ein wenig heraus und schalten Sie ihn dann ein.
Sollten Sie andere Probleme haben, wenden Sie sich bitte an: support@bobandbrad.com		

Bürgschaft


Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie ab dem Kaufdatum.

Die Garantie erlischt bei einem der folgenden Punkte:

- Beschädigung durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung.
- Beschädigung durch den Versuch, das Gerät zu reparieren oder zu zerlegen.
- Überschreitung der Garantiezeit.

Benutzen Sie die Bob and Brad Massagepistole vor, während oder nach Ihrem Training, um maximale Vorteile zu erzielen. Diese Massagepistole kann dazu beitragen, die Reaktionsfähigkeit des Muskelgewebes zu beschleunigen, indem sie die Hydratation, den Bewegungsumfang und die Funktion der verspannten Muskeln erhöht.

Anzeige	Aktion	Geschwindigkeit	Druck	Dauer	Stellung der Muskeln	Bewegung
Aufwärmen/Aktivierung	Aktivieren und Vorbereiten der Muskeln vor dem Training. Verringern Sie das Risiko von Verletzungen.	Stufe 3	Leicht bis mäßig	30 Sekunden oder weniger	Entspannt. Bewegung entlang des Muskels	Schnell, mit hoher Geschwindigkeit über die Fläche.
Mild Workout / Myofasziale Mobilität	Unterstützung der Muskelerholung und -reaktivierung.	Stufe 4	Schwer (insbesondere für große Muskelgruppen)	8 - 12 Sekunden	Bestimmten Bereich anvisieren.	Lokalisiert
Erholung	Muskeln entspannen und Erholung fördern.	Stufe 1 oder 2	Mäßig bis schwer	10 bis 30 Sekunden	Entlang des Muskels bewegen.	Langsame Bewegung entlang des Muskels
Schmerz-Modulation	Herunterregulieren oder Abschalten der Muskeln.	Stufe 3	Leicht	10 bis 20 Sekunden	Entspannt Lokalisierte Stelle.	Über schmerzhaften Bereich.
Körperbewußtsein	Schmerzreduzierung für mehr Bewegung. Verbesserung der Bewegung oder Mechanik eines Gelenks. Aktivierung eines Muskels	All-Stufen	Leicht bis mäßig	10 bis 20 Sekunden	Entspannt oder mit Bewegung	Über einen bestimmten Zielbereich oder eine Bewegung über einen Bereich.




BRUST

2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: Auf jeder Seite 1 Minute lang von A nach B schwingen

DAUER: 2 Minuten




ABDOMINALEN

2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: Wischen von A nach B auf jeder Scheibe 1 Minute lang

DAUER: 2 Minuten



OBERER RÜCKEN

2 Minuten

ANHANG: KUGELKOPF

SCHRITT 1: Oberer Rücken

PROTOKOLL: 1 Minute lang von A nach B auf jeder Seite schwingen

DAUER: 2 Minuten



UNTERER RÜCKEN

2 Minuten

VERBINDUNG: KUGELKOPF

SCHRITT 2: Unterer Rücken

PROTOKOLL: 1 Minute lang von A nach B auf jeder Seite schwingen

DAUER: 2 Minuten



SCHULTERN

2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: 1 Minute lang auf jeder Seite von A nach B schwingen

DAUER: 2 Minuten



BIZEPS

2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: 1 Minute lang auf jeder Seite von A nach B schwingen

DAUER: 2 Minuten



TRIZEPS

4 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: 2 Minuten lang auf jeder Seite von A nach B schwingen

DAUER: 4 Minuten




VORDERARM

2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: 1 Minute lang auf jeder Seite von A nach B schwingen

DAUER: 2 Minuten



HÄNDE

1 Minute

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: 30 Sekunden lang auf jeder Seite von A nach B schwingen

DAUER: 1 Minute




HÜFTENFLEXOREN

2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: Auf jeder Seite 1 Minute von A nach B schwingen

DAUER: 2 Minuten




GLUTEN

4 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: 2 Minuten lang auf jeder Seite von A nach B schwingen

DAUER: 4 Minuten




HAMSTRINGE

2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: Auf jeder Seite 1 Minute lang von A nach B schwingen

DAUER: 2 Minuten



KALVEN

2 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: Auf jeder Seite 1 Minute von A nach B schwingen

DAUER: 2 Minuten



SHINS

1 Minute

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: Schwingen Sie auf jeder Seite 30 Sekunden lang von A nach B

DAUER: 1 Minute



FÜSSE

4 Minuten

ANLAGE: KUGELKOPF

PROTOKOLL: Wischen von A nach B auf jeder Scheibe für 2 Minuten

DAUER: 4 Minuten

WEEE-Anweisungen

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.



Anweisungen zum Akku


- 1 Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein und machen Sie es nicht nass.
- 2 Laden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer offenen Flamme oder unter extrem heißen Bedingungen auf.
- 3 Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen.
- 4 Wenn die Batterie ausläuft oder einen Geruch abgibt, entfernen Sie sie sofort aus der Nähe einer offenen Flamme.
- 5 Legen Sie das Produkt nicht ins Feuer und erhitzen Sie es nicht in irgendeiner Weise.
- 6 Nehmen Sie des Akku auf keinen Fall auseinander. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn
- 7 der Akku während des Gebrauchs oder des Aufladens einen Geruch abgibt, übermäßige Hitze abstrahlt oder Anzeichen von Verformung, Verfärbung oder anderen Anomalien aufweist. Wenn der Akku in Gebrauch ist oder geladen wird, nehmen Sie ihn sofort aus dem Gerät oder Ladegerät.
- 8 Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung etwa drei Stunden lang auf, bis es vollständig aufgeladen ist. Das Gerät kann angeschlossen oder abgetrennt werden. Verbinden Sie das
- 9 Ausgangsende des Verbindungskabels mit dem GleichstromLadeanschluss an der Unterseite des Massagegeräts. Schließen Sie dann das Eingangsende des Verbindungskabels an einen mobilen Netzadapter oder ein Handy-Ladegerät an (5 V 2 A; bei weniger als 2 A verlängert sich die Ladezeit).
- 10 Die Netzkontrollleuchte blinkt regelmäßig und zeigt damit an, dass der Akku geladen wird.

RoHS-Erklärung

Unser Produkt entspricht der RoHS 2.0 (2011/65/EU-Richtlinie) zur Beschränkung gefährlicher Stoffe. Die Rohstoffe und Komponenten unseres Produkts erfüllen die folgenden Grenzwerte für giftige und gefährliche Stoffe.

Cadmium (Cd): < 100 ppm	Blei (Pb): < 1000 ppm
Quecksilber (Hg): < 1000 ppm	Hexavalentes Chrom: (Cr VI) < 1000 ppm
Polybromierte Biphenyle (PBB): < 1000 ppm	Polybromierte Diphenylether (PBDE): < 1000 ppm
Bis(2-Ethylhexyl)phthalat (DEHP): < 1000 ppm	Benzylbutylphthalat (BBP): < 1000 ppm
Dibutylphthalat (DBP): < 1000 ppm	Diisobutylphthalat (DIBP): < 1000 ppm

Ein engagiertes Team nur für Sie



Für jedes Bob and Brad-ProdENT gilt eine 1-Jahres-Garantie und ein preisgekröntes Kundendienstteam.

Sollten Sie mit einem bestellten ProdENT in irgendeiner Weise unzufrieden sein, tauschen wir es um, ersetzen es oder erstatten Ihnen das Geld im Rahmen der Garantie.

Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Problem, und wir werden uns darum kümmern.



Fehlerbehebung

Hilft Ihnen bei der Lösung von Problemen mit Ihrem Gerät.



ProdENTwissen

Beantworten Sie Fragen zu Ihrem Gerät und bewährten Verfahren.



Rücksendungen einleiten

Anweisungen für Ersatz, Rücksendungen und Rückerstattungen bereitstellen.



Neue Bestellungen aufgeben

Hilfe bei Online-Bestellungen und/oder Bestellungen bei autorisierten Händlern.

Get in Touch.


Call: +1 (612) 567-3035 Mon-Fri 9:00AM-4:30PM (CST)

Email: support@bobandbrad.com

B&B Innovation LLC

2102 Alton Parkway, Irvine, CA 92606

*Bob
AND
Brad.*



Manuel de l'utilisateur

A7

Pistolet de massage

Modèle : T1035A

Ne pas remplacer la tête pendant l'utilisation.

Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage, il est strictement interdit de changer la tête de massage pendant l'utilisation du pistolet de massage. Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint et débranché avant d'essayer de retirer ou d'insérer la tête de massage. Une fois l'appareil éteint et débranché, saisissez fermement la tête insérée et tirez-la pour la retirer. Pour fixer la nouvelle tête, insérez sa tige dans l'appareil et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Maintenance

La batterie de cet appareil n'est pas conçue pour être retirée ou remplacée par les utilisateurs. En cas de problème d'alimentation, veuillez nous contacter directement. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil, de le réparer ou de le remettre en état en le démontant vous-même. Toute modification du mécanisme de l'appareil entraînera l'expiration automatique de la garantie du produit.

Avertissements et précautions

Veuillez tenir compte des points suivants pour garantir une utilisation sûre du produit.

- La batterie ne peut pas être retirée du produit. Ne démontez pas le produit ou la batterie.
- Veuillez vérifier le pistolet de massage et le câble de chargement avant de les utiliser.
- Si vous constatez des dommages, signalez-les nous ou au détaillant et n'utilisez pas le produit.
- Ne suspendez pas le produit par le câble d'alimentation.
- Ce produit n'est pas un produit médical et n'est pas destiné à être utilisé comme traitement pour des conditions médicales.
- Ce produit est uniquement destiné aux adultes en bonne santé. Les personnes âgées, les enfants ou personnes ayant des capacités cognitives limitées ne doivent pas utiliser ce produit ou ne peuvent l'utiliser que sous surveillance.
- Veuillez consulter votre médecin si vous avez des inquiétudes concernant votre santé ou si vous ressentez une douleur ou une gêne lors de l'utilisation du produit.
- Évitez d'utiliser le produit sur les parties du corps peu musclées, comme la tête, les épaules, le dos des mains et les pieds.
- Évitez d'utiliser le produit sur ou autour des parties sensibles de votre corps, comme le cou, les yeux, les dents, les organes génitaux ou les implants mammaires.
- N'utilisez pas le produit dans une zone où il y a un risque de fracture osseuse.
- Utilisez ce produit avec précaution. L'utilisation de ce produit avec trop de force ou à une vitesse trop élevée peut provoquer des ecchymoses. Vérifiez fréquemment la zone massée et arrêtez d'utiliser le produit dès que vous ressentez une douleur ou une gêne.
- Veillez à ce que vos doigts, vos cheveux ou d'autres parties du corps ne se coincent pas entre la tête de massage et la tige du pistolet de massage.
- N'utilisez pas le produit dans l'eau et ne le mouillez pas. N'utilisez le produit que sur une peau sèche et propre.
- Ne pas mettre le produit au feu ou le chauffer de quelque manière que ce soit.
- Ne pas charger, utiliser ou ranger le produit à proximité de sources de chaleur ou dans des conditions extrêmement chaudes.
- Si la batterie fuit ou dégage une odeur, la tenir éloignée du feu.

EN

DE

FR

ES

IT

- N'utilisez pas le produit si la batterie émet une odeur ;
- dégage une chaleur excessive
- présente des signes de déformation, de décoloration ou toute autre anomalie.
- Si la batterie est en cours de chargement, arrêtez immédiatement de la charger.
- **CE PRODUIT N'EST PAS UN DISPOSITIF MÉDICAL.**

Déclaration de la Fcc

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de la Fcc NOTE

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles aux réceptions de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide sur la fixation fournie.
- **NE PAS suspendre l'appareil par le cordon d'alimentation.**

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Veuillez contacter votre médecin avant d'utiliser le Bob and Brad T1035A si vous avez des problèmes de santé physique ou si vous présentez l'une des conditions suivantes :

- Implants métalliques comme des broches ou des plaques dans votre corps.
- Remplacement récent d'une articulation
- Grossesse
- Dispositif intra-utérin
- Diabète
- épilepsie
- Migraine
- Hernie discale
- Spondylolisthésis (glissement d'une vertèbre vers l'avant)


CE PRODUIT N'EST PAS UN PRODUIT MÉDICAL

Avertissement IC

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x) CNR exempté(s) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Structure principale et aménagements



Tête plate en alliage d'aluminium
Pour toutes les parties du corps.



Tête de massage des jambes
Pour simuler un massage manuel avec une intensité uniforme sur les zones incurvées telles que les bras et les cuisses.



Tête sphérique
Pour les grands groupes musculaires comme les quadriceps, les fessiers, les muscles extrêmes et les articulations, les fessiers, les muscles extrêmes et les douleurs articulaires.



Tête à coussin d'air
Pour la relaxation des parties sensibles du corps.



Tête en silicone en forme d'éventail
Convient au massage des ceintures d'épaules et des omoplates.

Étapes de l'opération

1. Alignez le raccord avec l'orifice de montage de la buse avant et poussez-le pour l'installer de manière à ce qu'il s'insère complètement dans le roulement.

Pour le retirer, tenez le raccord, placez vos doigts de

chaque côté du connecteur en plastique et tirez sur le raccord. Positionnez la tête sphérique pour l'installation comme indiqué dans la figure ci-dessous (vue du dessus).



N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement.



(vue du dessus)

2. Mise en marche et arrêt de l'appareil : appuyer sur le bouton d'alimentation "⏻" et le maintenir enfoncé pendant 0,6 seconde.

3. Lorsque le pistolet de massage est en marche, appuyez sur le bouton d'alimentation "⏻" pour choisir un niveau de massage adéquat ; le niveau est indiqué par l'indicateur de niveau de vitesse situé au-dessus du bouton d'alimentation.

Pour mettre le pistolet de massage en pause, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 0,6 seconde.

Pour reprendre l'utilisation, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

Remarque

A. Après 10 minutes de fonctionnement, l'appareil s'éteint automatiquement.

B. Le voyant LED indique le niveau de fréquence de frappe correspondant, le plus bas au niveau 1 et le plus haut au niveau 5.

C. Lorsque l'appareil est en mode veille (niveau 0), il s'éteint automatiquement sans fonctionner pendant 20 secondes.

Affichage de la batterie

Lorsque le pistolet de massage est utilisé :

- If l'indicateur de batterie est vert, le niveau de batterie de l'appareil est supérieur à 50 % ;
- Si l'indicateur de batterie est orange, le niveau de batterie de l'appareil est supérieur à 21 % .
Conseils chargez votre pistolet de massage .
- If l'indicateur de batterie est rouge, le niveau de batterie de l'appareil est inférieur à 2%. Conseil chargez rapidement votre pistolet de massage.
- Si l'indicateur de batterie clignote en rouge, le niveau de batterie de l'appareil est inférieur à 1 % .
Veuillez charger votre pistolet de massage immédiatement.

Chargez le pistolet de massage

1. Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation. Il faut environ 4,5 heures pour une charge complète.

2. Connectez le produit à une source d'alimentation (5V/2A) à l'aide du câble de type C fourni pour le charger. Pour le charger à partir d'une prise de courant, un adaptateur est nécessaire pour le câble de type C (un adaptateur téléphonique ordinaire suffit). Le produit mettra plus de temps à se charger si la puissance est inférieure à 5V/2A.

à utiliser avec un
chargeur de 5V=2A



5V=2A

3. Lorsque l'indicateur de batterie cesse de clignoter et reste allumé, le pistolet de massage est complètement chargé.
4. La batterie peut être rechargée à votre convenance.
d'éteindre le pistolet de massage avant de le recharger.
5. Le pistolet de massage ne fonctionne pas pendant la charge.

Détails techniques

Mini pistolet de massage

Vitesse : 1600 - 3000r/min

Puissance nominale : 25W

Dimensions :

9x5x16.5cm/ 3.5 " X1.9 " X6.5 "

Batterie :

Tension nominale : 10.8V=

Capacité de la batterie : 2550mAh

Temps de charge : environ 4.5 heures

Entrée de charge : 5V=2A

Troubleshooting:

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Massage gun doesn't turn on.	power is off.	Long press the power Button to turn on the massage gun.
	Battery is too low.	Charge the massage gun.
	Massage gun shuts-off after 10 minutes.	Long press the power Button to turn on the massage gun for another 10 minutes.
Massage gun shuts off automatically.	The massage gun's overheat protection will switch off the massage gun automatically when too hot.	Wait for the massage gun to cool down before powering it back on.
	Massage gun shuts off after 10 Minutes.	Long press the power Button to turn on the massage gun for another 10 minutes.
Massage gun fails to run.	The massage head is inserted too tight.	Plug out the massage head a little, then power it on.
If you encounter any other problems, contact: support@bobandbrad.com		

Guarantee

This product comes with a one-year warranty from the date of purchase. Warranty will be voided due to any of the following:

- Damaged due to improper usage or storage.
- Damaged by attempting to repair or disassemble the device.
- Period of warranty exceeded.

Utilisez le pistolet de massage Bob and Brad avant, pendant ou après votre séance d'entraînement pour en tirer le maximum de bénéfices. Ce pistolet de massage peut aider à accélérer la réactivité des tissus musculaires en augmentant l'hydratation, l'amplitude des mouvements et la fonction des muscles tendus.

Indication	Action	Vitesse	Pression	Durée de l'action	Position des muscles	Mouvement
Echauffement / Activation	Activer et préparer les muscles avant l'exercice. Réduire le risque de blessure.	Niveau 3	Légère à modérée	30 secondes ou moins	Détendu. Déplacement le long du muscle	Rapide, à grande vitesse sur la zone.
Milieu d'entraînement / Mobilité myofasciale	Favoriser la récupération et la réactivation des muscles.	Niveau 4	Lourde (surtout pour les grands groupes musculaires)	8 - 12 secondes	Ciblez une zone spécifique.	Localisé
Récupération	Détendre les muscles et faciliter la récupération.	Niveau 1 ou 2	Moderée à forte	90 secondes ou plus	Déplacez-vous le long du muscle.	Mouvement lent le long du muscle
Modulation de la douleur	Diminuer ou éteindre les muscles.	Niveau 3	Légère	10 à 30 secondes	Détendu Point localisé.	Sur la zone douloureuse.
Prise de conscience du corps	Réduire la douleur pour augmenter les mouvements. Améliorer le mouvement ou la mécanique d'une articulation. Activation d'un muscle	Tous les niveaux	Légère à modérée	10 à 20 secondes	Détendu ou avec mouvement	Sur une zone cible spécifique ou un mouvement sur la zone.




POITRINE

2 Minutes

LIAISON : ROTULE

PROTOCOLE : Balayage de A à B sur chaque côté pendant 1 minute

DUREE : 2 minutes



ABDOS

2 Minutes

LIAISON : ROTULE

PROTOCOLE : Balayez de A à B sur chaque côté pendant 1 minute

DUREE : 2 minutes



DOS SUPÉRIEUR

2 minutes

ATTACHEMENT : TÊTE DE BOULE

ÉTAPE 1 : Partie supérieure du dos

PROTOCOLE : balayage de A à Bon de chaque côté pendant 1 minute

DURÉE : 2 minutes



BAS DU DOS

2 minutes

ATTACHEMENT : TÊTE DE BOULE

ÉTAPE 2 : Bas du dos

PROTOCOLE : balayer de A à Bon de chaque côté pendant 1 minute

DURÉE : 2 minutes



ÉPAULES

2 Minutes

LIAISON : ROTULE

PROTOCOLE : Balayez de A à B de chaque côté pendant 1 minute

DUREE : 2 minutes



BICEPS

2 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayage de A à B de
chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes




TRICEPS

4 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B de
chaque côté pendant 2 minutes

DUREE: 4 minutes



AVANT-BRAS

2 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B sur
chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes



MAINS

1 Minute

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B de
chaque côté pendant 30 secondes

DUREE: 1 minute




FLÉCHISSEURS DE HANCHE

2 Minutes

ATTACHEMENT: TÊTE DE BOULE

PROTOCOLE: Balayage de A à
B de chaque côté pendant 1 minute

DURÉE : 2 minutes




FESSIERS

4 Minutes

LIAISON: TÊTE PLATE

PROTOCOLE: Balayez de A à B de chaque côté pendant 2 minutes

DUREE: 4 minutes



ISCHIOJAMBIERS

2 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B sur chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes



MOLLETS

2 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B sur chaque côté pendant 1 minute

DUREE: 2 minutes



TIBIAS

1 Minute

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B de chaque côté pendant 30 secondes

DUREE: 1 minute



PIEDS

4 Minutes

LIAISON: ROTULE

PROTOCOLE: Balayez de A à B sur chaque côté pendant 2 minutes

DUREE: 4 minutes

Instructions WEEE

Mise au rebut correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Instructions relatives à la batterie


- ❶ Ne pas immerger le produit dans l'eau ou le mouiller.
- ❷ Ne chargez pas le produit à proximité d'une flamme nue ou dans des conditions de chaleur extrême.
- ❸ N'utilisez pas et ne stockez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des fours ou des appareils de chauffage.
- ❹ Ne mettez pas le produit dans un feu ou ne le chauffez pas de quelque façon que ce soit.
- ❺ Ne démontez pas la batterie de quelque manière que ce soit.
- ❻ N'utilisez pas le produit si, lorsque la batterie est en cours d'utilisation ou de charge, elle émet une odeur, dégage une chaleur excessive, présente des signes de déformation, de décoloration ou toute autre anomalie. Si la batterie est en cours d'utilisation ou de charge, retirez-la immédiatement de l'appareil ou du chargeur.
- ❼ Chargez l'appareil pendant environ trois heures avant sa première utilisation, jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. L'appareil peut être connecté ou déconnecté.
- ❽ Connectez l'extrémité de sortie du câble de connexion à la partie inférieure du port de charge CC de l'appareil de massage.
- ❾ Puis, connectez l'extrémité d'entrée du câble de connexion à un adaptateur de courant mobile ou à un chargeur de téléphone portable (5V 2A ; si le temps de charge est inférieur à 2A, il sera plus long).
- ❿ Le voyant d'alimentation clignote régulièrement, indiquant que la batterie est en cours de chargement.

Déclaration RoHS

Notre produit est conforme à la directive RoHS 2.0 (2011/65/EU) concernant la restriction des substances dangereuses. Les matières premières et les composants de notre produit respectent les limites de substances toxiques et dangereuses suivantes.

Cadmium (Cd) : < 100 ppm	Plomb (Pb) : < 1000 ppm
Mercuré (Hg) : < 1000 ppm	Chrome hexavalent : (Cr VI) < 1000 ppm
Biphényles polybromés (PBB) : < 1000 ppm	Éthers diphényles polybromés (PBDE) : < 1000 ppm
Phtalate de bis(2-Ethylhexyle) (DEHP) : < 1000 ppm	Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) : < 1000 ppm
Phtalate de dibutyle (DBP) : < 1000 ppm	Phtalate de diisobutyle (DIBP) : < 1000 ppm

Une équipe dévouée à votre service



Chaque produit Bob and Brad est assorti d'une garantie d'un an et d'un service clientèle maintes fois récompensé. Si vous n'êtes pas du tout satisfait d'un produit que vous avez commandé, nous vous le remplacerons, l'échangerons ou vous rembourserons conformément à la garantie.

Il vous suffit de nous envoyer un e-mail pour nous signaler le problème et nous nous en chargerons.



Dépannage

Résoudre les problèmes liés à votre appareil.



Connaissance des produits

Réponse aux questions concernant votre appareil et les meilleures pratiques.



Effectuer un retour

Fournir des instructions pour les remplacements, les retours et les remboursements.



Passer une nouvelle commande

Assistance pour passer des commandes en ligne et/ou auprès de revendeurs agréés.

Get in Touch.


Call: +1 (612) 567-3035 Mon-Fri 9:00AM-4:30PM (CST)

Email: support@bobandbrad.com

B&B Innovation LLC

2102 Alton Parkway, Irvine, CA 92606

*Bob
AND
Brad.*



Manual del usuario

A7
Pistola de masaje
Modelo: T1035A

No cambie el cabezal durante el uso.

Para evitar cualquier riesgo de lesión o daño, está estrictamente prohibido cambiar el cabezal de masaje mientras se utiliza la pistola de masaje. Asegúrese siempre de que el aparato esté apagado y desenchufado antes de intentar extraer o insertar el cabezal de masaje. Una vez que el aparato esté apagado y desenchufado de forma segura, sujete firmemente el cabezal insertado y tire de él para extraerlo. Para colocar el nuevo cabezal, inserte su vástago en la unidad y presione firmemente hasta que quede bien colocado.

Mantenimiento

La batería de este dispositivo no está diseñada para ser extraída o intercambiada por los usuarios. Si se produce algún problema con la fuente de alimentación, póngase en contacto con nosotros directamente.

No intente abrir el dispositivo, repararlo o arreglarlo desmontándolo usted mismo. Cualquier manipulación de la mecánica del aparato conllevará la caducidad automática de la garantía del producto.

Advertencias y precauciones de seguridad

Tenga en cuenta lo siguiente para garantizar un uso seguro del producto.

- La batería no puede extraerse del producto. No desmonte el producto ni la batería.
- Compruebe la pistola de masaje y el cable de carga antes de utilizarlos.
- Si observa algún daño, notifíquenoslo a nosotros o al vendedor y no utilice el producto.
- No cuelgue el producto por el cable de alimentación.
- Este producto no es un producto médico y no está destinado a ser utilizado como tratamiento para afecciones médicas.
- Este producto sólo está destinado a adultos sanos. Las personas mayores, los niños o personas con capacidad cognitiva limitada no deben utilizar este producto o sólo pueden utilizarlo bajo supervisión.
- Por favor, consulte a su médico en caso de que tenga preocupaciones sobre su salud o experimenta dolor o molestias durante el uso del producto.
- Evite utilizar el producto en las partes del cuerpo con poca cobertura muscular, como la cabeza, las espinillas y el dorso de las manos y los pies.
- Evite utilizar el producto sobre o alrededor de partes sensibles del cuerpo como cuello, ojos, dientes, genitales o implantes mamarios.
- No utilice el producto en zonas con riesgo de fractura ósea.
- Utilice este producto con suavidad. El uso de este producto con demasiada demasiada rápido puede causar hematomas. Compruebe la zona masajeadada y deje de utilizar el producto en cuanto sienta dolor o molestias.
- Tenga cuidado de que los dedos, el pelo u otras partes del cuerpo puedan quedar atrapados entre el cabezal de masaje y el eje de la pistola de masaje.
- No utilice el producto en el agua ni lo moje. Utilice el producto sólo sobre piel seca y limpia.
- No ponga el producto en el fuego ni lo caliente de ninguna manera.
- No cargue, utilice ni guarde el producto cerca de fuentes de calor o bajo condiciones de calor extremo.
- Si la batería tiene fugas o emite olor, manténgala alejada del fuego.
- No utilice el producto si la batería

EN

DE

FR

ES

IT

- desprende olor

- desprende un calor excesivo;

- muestra signos de deformación, decoloración o cualquier otra anomalía.

● Si la batería se está cargando, deje de hacerlo inmediatamente.

● **ESTE PRODUCTO NO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO.**

Declaración de la Fcc

Este dispositivo cumple con la parte 15 de la FCC Rues.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de la Fcc NOTA

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial a las recepciones de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayude con la fijación suministrada.
- **NE PAS suspendre l'appareil par le cordon d'alimentation.**

AVISO LEGAL

Póngase en contacto con su médico antes de utilizar el Bob and Brad T1035A si tiene algún problema de salud física o padece alguna de las siguientes afecciones:

- Implantes metálicos como clavos o placas en su cuerpo.
- Prótesis articulares recientes
- Embarazo
- Dispositivo intrauterino
- Diabetes
- Epilepsia
- Migraña
- Hernia discal
- Espondilolistesis (una vértebra que se desliza hacia delante)


ESTE PRODUCTO NO ES UN PRODUCTO MÉDICO

Advertencia IC

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Structure principale et aménagements



Cabeza plana de aleación de aluminio
Para todas las partes del cuerpo.



Cabezal de masaje para piernas
Para simular el masaje manual con intensidad uniforme en zonas curvas como brazos y muslos.



Cabeza esférica
Para grandes grupos musculares como cuádriceps glúteos, músculos extremos y articulaciones.



Cabezal de cojín de aire
Para la relajación de partes sensibles del cuerpo



Cabezal de silicona en forma de abanico
Adecuado para masajear la cintura escapular y los omóplatos.

Pasos de la operación


1. Alinee el racor con el orificio de montaje de la boquilla delantera y empújelo para instalarlo de forma que encaje completamente en el cojinete. Para desmontarlo, sujete el racor, coloque los dedos a ambos lados del conector de plástico y tire del racor. Coloque la cabeza esférica para su instalación como se muestra en la figura siguiente (vista superior).


No utilice el producto cuando se esté cargando.



(vista superior)

2. Encendido y apagado del aparato: Mantenga pulsado el botón de encendido "  " durante 0,6 segundos.

3. Cuando la pistola de masaje esté encendida, pulse el botón de encendido "  " para elegir un nivel de masaje adecuado; el nivel se indica mediante el indicador de nivel de velocidad situado encima y el botón de encendido.

Para poner en pausa la pistola de masaje, pulse el botón de encendido durante 0,6 segundos.

Para reanudar el uso, pulse brevemente el botón de encendido.

Nota

A. Tras 10 minutos de funcionamiento, el aparato se apaga automáticamente.

B. La luz LED indica el nivel de frecuencia de golpe correspondiente, el más bajo en el nivel 1 y el más alto en el nivel 5.

C. Cuando el dispositivo está en modo de espera (nivel 0), se apagará automáticamente sin y funcionamiento durante 20 segundos.

Pantalla de batería

Cuando se está utilizando la pistola de masaje:

- Si el indicador de batería está verde, el nivel de batería del aparato es superior al 50%;
- Si el indicador de batería es naranja, el nivel de batería del aparato es superior al 21%. Consejo cargue su pistola de masaje.
- Si el indicador de batería está en rojo, el nivel de batería del aparato está por debajo del 2%.
- Si el indicador de batería parpadea en rojo, el nivel de batería del aparato es inferior al 1%. Cargue su pistola de masaje inmediatamente.

Pistola de masaje Charge

1. Por favor, cargue el producto completamente antes del primer uso. Se tarda unas 4,5 horas para una carga completa.

2. Conecte el producto a una fuente de alimentación (5V/2A) con el cable de tipo C suministrado para cargarlo. Para cargarlo desde una toma de corriente, se necesita un adaptador para el cable de tipo C (un adaptador de teléfono normal es suficiente). It tomará más tiempo para cargar el producto si la potencia es inferior a 5V/2A.

uso con salida de
cargador de 5V \equiv 2A



5V \equiv 2A

parpadea regularmente en azul, indicando el nivel de carga.

3. Una vez que el indicador de batería deja de parpadear y permanece encendido, la pistola de masaje está completamente cargada.

4. La batería puede recargarse según sus preferencias. Asegúrese de apagar la pistola de masaje antes de cargarla.

5. La pistola de masaje no funciona mientras se está cargando.

Detalles técnicos

Mini pistola de masaje

Velocidad: 1600 - 3000r/min

Potencia nominal: 25W

Dimensiones:

9x5x16.5cm/ 3.5 " X1.9 " X6.5 "

Batería:

Tensión nominal: 10.8V \equiv

Capacidad de la batería: 2550mAh

Tiempo de carga: unas 4.5 horas

Entrada de carga: 5V \equiv 2A

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La pistola de masaje no se enciende.	La alimentación está desconectada.	Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la pistola de masaje.
	La batería está demasiado baja.	Cargue la pistola de masaje.
	La pistola de masaje se apaga transcurridos 10 minutos.	Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el masajeador durante otros 10 minutos.
La pistola de masaje se apaga automáticamente.	La protección contra sobrecalentamiento de la pistola de masaje la desconectará automáticamente cuando esté demasiado caliente.	Espere a que la pistola de masaje se enfríe antes de volver a encenderla.
	La pistola de masaje se apaga después de 10 minutos.	Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la pistola de masaje durante otros 10 minutos.
La pistola de masaje no funciona.	El cabezal de masaje está demasiado apretado.	Desenchufe un poco el cabezal de masaje y vuelva a encenderlo.
Si tiene cualquier otro problema, póngase en contacto con: support@bobandbrad.com		

Garantía

Este producto tiene una garantía de un año a partir de la fecha de compra.

La garantía quedará anulada por cualquiera de los siguientes motivos:

- Daños debidos a un uso o almacenamiento inadecuados.
- Dañado por intentar reparar o desmontar el aparato.
- Excedido el período de garantía.

Utilice la pistola de masaje Bob and Brad antes, durante o después de su entrenamiento para obtener los máximos beneficios. Esta pistola de masaje puede ayudar a acelerar la capacidad de respuesta del tejido muscular aumentando la hidratación, la amplitud de movimiento y la función de los músculos tensos.

Indicación	Acción	Velocidad	Presión	Duración	Posición de los músculos	Movimiento
Calentamiento / Activación	Activar y preparar los músculos antes del ejercicio. Reducir el riesgo de lesiones.	Nivel 3	Ligera a moderada	30 segundos o menos	Relajado. Desplazarse a lo largo del músculo	Rápido, alta velocidad sobre el área.
Medio entrenamiento / Movilidad miofascial	Ayudar a la recuperación y reactivación muscular. Relajar los músculos y ayudar a la recuperación.	Nivel 4	Fuerte (especialmente para grandes grupos musculares)	8 - 12 segundos	Dirijase a una zona específica.	Localizado
Recuperación	Desactivar o apagar los músculos.	Nivel 1 ó 2	De moderada a fuerte	90 segundos o más	Desplazarse a lo largo del músculo.	Movimiento lento a lo largo del músculo
Modulación del dolor	Reducir el dolor para aumentar el movimiento.	Nivel 3	Ligero	10 a 30 segundos	Relajado Punto localizado.	Sobre área dolorosa.
Conciencia corporal	Mejorar el movimiento o la mecánica de una articulación. Activación de un músculo	Todos los niveles	Ligera a moderada	10 a 20 segundos	Relajado o con movimiento	Sobre zona específica o movimiento sobre zona.




PECHO

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: **CABEZA DE BOLA**

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



ABDOMINALES

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: **CABEZA DE BOLA**

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



ESPALDA ALTA

2 Minutos

ADJUNTO: **CABEZA DE PELOTA**

PASO 1: Parte superior de la espalda

PROTOCOLO: Barrido de A a Bon a cada lado durante 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



ESPALDA BAJA

2 Minutos

ADJUNTO: **CABEZA DE BOLA**

PASO 2: Espalda baja

PROTOCOLO: Barrido de A a Bon cada lado durante 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos




HOMBROS

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: **CABEZA DE BOLA**

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



BÍCEPS

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: **CABEZA DE BOLA**

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos




TRÍCEPS

4 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: **CABEZA DE BOLA**

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 2 minutos

DURACIÓN: 4 minutos



ANTEBRAZO

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: **CABEZA DE BOLA**

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



MANOS

1 Minuto

ARCHIVO ADJUNTO: **CABEZA DE BOLA**

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada lado por 30 segundos

DURACIÓN: 1 minuto




FLEXORES DE CADERA

2 Minutos

ACCESORIOS: **CABEZA DE BOLA**

PROTOCOLO: Barrido de A a B en cada lado durante 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



GLÚTEOS


4 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: **CABEZA PLANA**

PROTOCOLO: Deslice de A a B en

cada lado por 2 minutos

DURACIÓN: 4 minutos



ISQUIOTIBIALES

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: **CABEZA DE BOLA**

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada

lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



PANTORRILLAS

2 Minutos

ARCHIVO ADJUNTO: **CABEZA DE BOLA**

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada

lado por 1 minuto

DURACIÓN: 2 minutos



ESPINILLAS

1 Minuto

ARCHIVO ADJUNTO: **CABEZA DE BOLA**

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada

lado por 30 segundos

DURACIÓN: 1 minuto



PIES

4 Minutos


ARCHIVO ADJUNTO: **CABEZA DE BOLA**

PROTOCOLO: Deslice de A a B en cada

lado por 2 minutos

DURACIÓN: 4 minutos

Instrucciones WEEE

Eliminación correcta de este producto	
	<p>Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE.</p> <p>Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.</p> <p>Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.</p>

Instrucciones de la batería


- ❶ No sumerja el producto en el agua ni lo moje.
- ❷ No cargue el producto cerca de una llama abierta o en condiciones de calor extremo.
- ❸ No utilice ni almacene el producto cerca de fuentes de calor como hornos o calefactores.
- ❹ Si la batería tiene fugas o emite un olor, retirela inmediatamente de la proximidad de una llama abierta.
- ❺ No ponga el producto en el fuego ni lo caliente de ninguna manera.
- ❻ No desmonte la batería de ninguna manera.
- ❼ No utilice el producto si, mientras la batería está en uso o se está cargando, emite un olor; emite un calor excesivo; muestra signos de deformación, decoloración o cualquier otra anomalía.
Si la batería está en uso o se está cargando, retirela del aparato o del cargador inmediatamente.
- ❽ Cárguelo durante unas tres horas antes de su primer uso, hasta que esté completamente cargado. El dispositivo puede conectarse o desconectarse.
- ❾ Conecte el extremo de salida del cable de conexión a la parte inferior del puerto de carga de CC del aparato de masaje. A continuación, conecte el extremo de entrada del cable de conexión a un adaptador de corriente móvil o a un cargador de teléfono celular (5V/2A; si es inferior a 2A, el tiempo de carga será mayor).
- ❿ El indicador luminoso de encendido parpadeará regularmente, indicando que la batería se está cargando.

Declaración RoHS

Nuestro producto cumple con la directiva RoHS 2.0 (2011/65/UE) relativa a la restricción de sustancias peligrosas, las materias primas y los componentes de nuestro producto cumplen con los siguientes límites de sustancias tóxicas y peligrosas.

Cadmio (Cd): < 100 ppm	Plomo (Pb): < 1000 ppm
Mercurio (Hg): < 1000 ppm	Cromo hexavalente (Cr VI) < 1000 ppm
Bifenilos polibromados (PBB): < 1000 ppm	Éteres difenilicos polibromados (PBDE): < 1000 ppm
Ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP): < 1000 ppm	Butilftalato de bencilo (BBP): < 1000 ppm
Ftalato de dibutilo (DBP): < 1000 ppm	Ftalato de diisobutilo (DIBP): < 1000 ppm

Un equipo dedicado sólo para ti



Todos los productos de Bob y Brad están respaldados por una garantía de 1 año y un equipo de atención al cliente galardonado.

Si de alguna manera no estás satisfecho con un producto que has pedido, te lo cambiamos, los sustituimos o te devolvemos el dinero de la garantía.

Sólo tienes que enviarnos un correo electrónico con el problema y nos ocuparemos de él.



Solución de problemas

Te ayudamos a resolver cualquier problema con tu dispositivo.



Conocimiento del producto

Responder a las preguntas sobre tu dispositivo y las mejores prácticas.



Iniciar las devoluciones

Proporciona instrucciones para reemplazos, devoluciones y reembolsos.



Hacer nuevos pedidos

Ayudar a realizar pedidos en línea y/o a los distribuidores autorizados.

Get inTouch.


Call:+1(612)567-3035 Mon-Fri 9:00AM-4:30PM(CST)

Email: support@bobandbrad.com

B&B Innovation LLC

2102 Alton Parkway, Irvine, CA 92606

*Bob
AND
Braid.*



Manuale d'uso

A7

Pistola per massaggi

Modello: T1035A

Non sostituire la testina durante l'uso.

Per evitare il rischio di lesioni o danni, è severamente vietato cambiare la testina di massaggio durante l'uso della pistola per massaggio. Assicurarsi sempre che il dispositivo sia spento e scollegato prima di tentare di rimuovere o inserire la testina di massaggio. Una volta che il dispositivo è spento e scollegato, afferrare saldamente la testina inserita ed estrarla per rimuoverla. Per collegare la nuova testina, inserire il suo stelo nell'unità e premere con forza finché non è saldamente in posizione.

Manutenzione

La batteria di questo dispositivo non è progettata per essere rimossa o sostituita dagli utenti. In caso di problemi con l'alimentazione, si prega di contattarci direttamente. Non cercare di aprire il dispositivo, ripararlo o aggiustarlo smontandolo da soli. Qualsiasi manomissione della meccanica del dispositivo comporta l'automatica decadenza della garanzia del prodotto.

Avvertenze e precauzioni di sicurezza

Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, tenere presente quanto segue.

- La batteria non può essere rimossa dal prodotto. Non smontare il prodotto o la batteria.
- Controllare la pistola per massaggio e il cavo di ricarica prima di utilizzarli.
- Se si notano danni, segnalarli a noi o al rivenditore e non utilizzare il prodotto.
- Non appendere il prodotto al cavo di alimentazione.
- Questo prodotto non è un prodotto medico e non è destinato a essere utilizzato come trattamento per condizioni mediche.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente ad adulti sani. Anziani, bambini o persone con anziani, bambini o persone con capacità cognitive limitate non dovrebbero utilizzare questo prodotto o possono usarlo solo sotto supervisione.
- Consultare il proprio medico in caso di dubbi sulla propria salute o in caso di dolore o disagio. salute o se si avvertono dolori o disturbi durante l'uso del prodotto.
- Evitare di utilizzare il prodotto sulle parti del corpo con scarsa copertura muscolare, come la testa, i lustrini, il dorso delle mani e dei piedi.
- Evitare di utilizzare il prodotto su o intorno a parti del corpo sensibili come collo, occhi, denti, genitali o protesi mammarie.
- Non utilizzare il prodotto in aree a rischio di frattura ossea.
- Utilizzare il prodotto con delicatezza. L'uso del prodotto con troppa forza o a velocità troppo elevata può causare contusioni.
- Controllare frequentemente l'area massaggiata frequentemente e interrompere l'uso del prodotto non appena si avvertono dolore o fastidio.
- Fare attenzione che le dita, i capelli o altre parti del corpo possano rimanere incastrate tra la testina e l'asta della pistola per massaggi.
- Non utilizzare il prodotto in acqua o bagnarlo. Utilizzare il prodotto solo su pelle asciutta e pulita.
- Non mettere il prodotto nel fuoco e non riscaldarlo in alcun modo.

EN

DE ● Non caricare, utilizzare o conservare il prodotto in prossimità di fonti di calore o in condizioni estremamente calde.

FR ● Se la batteria perde o emette odore, tenerla lontana dal fuoco.

ES ● Non utilizzare il prodotto se la batteria

- emette un odore;

- emette calore eccessivo;

- presenta segni di deformazione, scolorimento o altre anomalie.

IT

● Se la batteria è in carica, interrompere immediatamente la carica.

● **QUESTO PRODOTTO NON È UN DISPOSITIVO MEDICO.**

Dichiarazione Fcc

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.

(2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Dichiarazione Fcc NOTA

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alle ricezioni radio o televisive, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

● Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

● Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

● Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

● Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto per l'utilizzo del dispositivo di fissaggio in dotazione.

● **NON** appendere l'apparecchio per il cavo di alimentazione.

DISCLAIMER

Prima di utilizzare Bob and Brad T1035A, contattare il proprio medico se si hanno problemi di salute o se si soffre di una delle seguenti condizioni:

● Impianti metallici come perni o placche nel corpo.

● Sostituzioni articolari recenti

● Gravidanza

● Dispositivo intrauterino

● Diabete

● Epilessia

● Eemicrania

- Ernia del disco
- Spondilolistesi (una vertebra che scivola in avanti)


QUESTO PRODOTTO NON È UN PRODOTTO MEDICO

Avviso IC

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Il dispositivo non deve causare interferenze.
- (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Struttura principale e allestimenti



Testa piatta in lega di alluminio
Per tutte le parti del corpo.



Testa per il massaggio delle gambe
Per simulare il massaggio manuale con intensità uniforme su aree curve come braccia e cosce.



Testa a sfera
Per grandi gruppi muscolari come i quadricipiti, glutei, muscoli estremi e indolenzimento delle articolazioni.



Testa a cuscino d'aria
Per il rilassamento di parti del corpo sensibili.




Testa in silicone a forma di ventaglio
Adatta per massaggiare i fianchi delle spalle e le scapole.


FR 1. Allineare il raccordo alla porta di montaggio dell'ugello
 ES anteriore e spingere per installarlo in modo che si adatti
 IT completamente al cuscinetto. Per rimuoverlo, tenere il
 raccordo, posizionare le dita su entrambi i lati del

connettore di plastica e tirare il raccordo. Posizionare la testa sferica per l'installazione come mostrato nella figura seguente (vista dall'alto).



(vista dall'alto)

2. Accensione e spegnimento del dispositivo: tenere premuto il pulsante di accensione "  " per 0,6 secondi.

3. Quando la pistola massaggiante è accesa, premere il pulsante di accensione "  " per scegliere un livello di massaggio adeguato; il livello è indicato dall'indicatore del livello di velocità sopra e dal pulsante di accensione.

Per mettere in pausa la pistola per massaggio, premere il pulsante di accensione per 0,6 secondi.

Per riprendere l'uso, premere brevemente il pulsante di accensione.

Nota

A. Dopo 10 minuti di funzionamento, il dispositivo si spegne automaticamente.

B. La luce del LED indica il livello di frequenza di battuta corrispondente, il più basso al livello 1 e il più alto al livello 5.

C. Quando il dispositivo è in modalità standby (livello 0), si spegne automaticamente senza funzionare per 20 secondi.

Display della batteria

Quando si utilizza la pistola per massaggi:

- Se l'indicatore della batteria è verde, il livello della batteria del dispositivo è superiore al 50%;
- Se l'indicatore della batteria è arancione, il livello della batteria del dispositivo è superiore al 21%. Consigli per la ricarica della pistola per massaggi.
- Se l'indicatore della batteria è rosso, il livello di carica della batteria del dispositivo è inferiore al 2%.
- Se l'indicatore della batteria lampeggia in rosso, il livello della batteria del dispositivo è inferiore all'1%. Caricare immediatamente la pistola per massaggio.

Pistola per massaggio a carica

1. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Sono necessarie circa 4,5 ore per una carica completa.

2. Collegare il prodotto a una fonte di alimentazione (5V/2A) con il cavo di tipo C in dotazione per caricarlo. Per caricare il prodotto da una presa di corrente, è necessario un adattatore per il cavo di tipo C (è sufficiente un normale adattatore per telefono).

utilizzo con uscita
caricabatterie 5V $\overline{=}$ 2A



5V $\overline{=}$ 2A

lampeggia regolarmente in blu, indicando il livello di carica.

3. Quando l'indicatore della batteria smette di lampeggiare e rimane acceso, la pistola per massaggio è completamente carica.

4. La batteria può essere ricaricata a proprio piacimento. di spegnere la pistola per massaggio prima di ricaricarla.

5. La pistola per massaggio non funziona durante la carica.

Dettagli tecnici

Mini pistola per massaggi

Velocità: 1600 - 3000r/min

Potenza nominale: 25W

Dimensioni:

9x5x16.5cm/ 3.5 " X1.9 " X6.5 "

Batteria:

Tensione nominale: 10.8V $\overline{=}$

Capacità della batteria: 2550 mAh

Tempo di ricarica: circa 4 - 5 ore

Ingresso di carica: 5V $\overline{=}$ 2A

Risoluzione dei problemi: il problema

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
La pistola per massaggi non si accende.	l'alimentazione è spenta.	Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la pistola per massaggio.
	La batteria è troppo scarica.	Caricare la pistola per massaggio.
	La pistola per massaggi si spegne dopo 10 minuti.	Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la pistola per massaggio per altri 10 minuti.
La pistola per massaggi si spegne automaticamente.	La protezione contro il surriscaldamento della pistola per massaggio la spegne automaticamente quando è troppo calda.	Attendere che la pistola per massaggio si raffreddi prima di riaccenderla.
	La pistola per massaggio si spegne dopo 10 minuti.	Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la pistola per massaggio per altri 10 minuti.
La pistola per massaggio non funziona.	La testina di massaggio è inserita troppo stretta.	Estrarre leggermente la testina di massaggio, quindi accenderla.
Per qualsiasi altro problema, contattare: support@bobandbrad.com		

Garanzia


Questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno dalla data di acquisto.

la garanzia sarà annullata a causa di uno dei seguenti casi:

- Danneggiamento dovuto a uso o conservazione improprio.
- Danneggiamento dovuto a tentativi di riparazione o smontaggio del dispositivo.
- Superamento del periodo di garanzia.

Utilizzate la pistola per massaggi Bob e Brad prima, durante o dopo l'allenamento per ottenere i massimi benefici. Questa pistola per massaggi può contribuire ad accelerare la reattività dei tessuti muscolari aumentando l'elasticità, la gamma di movimenti e la funzionalità dei muscoli tesi.

Indicazione	Azione	Velocità	Pressione	Duratai	Posizione dei muscoli	Movimento
Riscaldamento / Attivazione	Attivare e preparare i muscoli prima dell'esercizio. Ridurre il rischio di lesioni.	Livello 3	Da leggera a moderata	30 secondi o meno	Rilassato, Muoversi lungo il muscolo	Rapido, ad alta velocità su un'area.
Metà allenamento / Mobilità miofasciale	Favorire il recupero e la riattivazione muscolare.	Livello 4	Pesante (soprattutto per i grandi gruppi muscolari)	8 - 12 sec	Area specifica.	Localizzato
Recupero	Rilassare i muscoli e favorire il recupero. Ridurre o spegnere i muscoli.	Livello 1 o 2	Da moderata a pesante	90 sec o più	Muoversi lungo il muscolo.	Movimento lento lungo il muscolo
Modulazione del dolore	Riduzione del dolore per aumentare il movimento	Livello 3	Leggera	Da 10 a 30 sec	Rilassato Punto localizzato.	Su un'area dolorosa.
Consapevolezza del corpo	Migliorare il movimento o la meccanica di un'articolazione. Attivazione di un muscolo	Livelli	Da leggera a moderata	Da 10 a 20 sec	Rilassato o con movimento	Su un'area bersaglio specifica o movimento su un'area.



PETTO


2 Minuti

ALLEGATO: **TESTA A SFERA**

PROTOCOLLO **TESTA A SFERA:**

Passare da A a B su ogni sice per 1 minuti

DURATA: 2 minuti



ADDOMINALI

2 Minuti

ALLEGATO: **TESTA A SFERA**

PROTOCOLLO: **Passare da A a B su ogni sice per 1 minuti**

DURATA: 2 minuti



PARTE SUPERIORE DELLA SCHIENA


2 Minuti

ALLEGATO: **TESTA A SFERA**

FASE 1: **Parte alta della schiena**

PROTOCOLLO: **Passare da A a B su ciascun lato per 1 minuti**

DURATA: 2 minuti



PARTE SUPERIORE DELLA SCHIENA

2 Minuti

FASE 2: **parte bassa della schiena**

PROTOCOLLO: **passare da A a B su ciascun lato per 1 minuti**

DURATA: 2 minuti



SPALLEt

2 Minuti

ATTACCO: **TESTA A SFERA**

PROTOCOLLO: **passare da A a B su ciascun lato per 1 minuti**


DURATA: 2 minuti



BICIPITE

2 Minuti


ATTACCO: **TESTA A SFERA**
 PROTOCOLLO: passare da A a B
 su ciascun lato per 1 minuti
 DURATA: 2 minuti



TRICIPITI

4 minuti

ATTACCO: **TESTA A SFERA**
 PROTOCOLLO: passare da A a B
 su ciascun lato per 2 minuti
 DURATA: 4 minuti



AVAMBRACCIO

2 minuti

ATTACCO: **TESTA A SFERA**
 PROTOCOLLO: passare da A a B su
 ciascun lato per 1 minuti
 DURATA: 2 minuti



MANI

1 minuti


ATTACCO: **TESTA A SFERA**
 PROTOCOLLO: Passa da A a B su
 ciascun lato per 30 secondi
 DURATA: 1 minuto



FLESSORI PER L'ANCA

2 minuti

ATTACCO: **TESTA A SFERA**
 PROTOCOLLO: Spazzare da A a B
 su ciascun lato per 1 minuti
 DURATA: 2 minuti




GLUTINE

4 minuti

ATTACCO: **TESTA A SFERA**

PROTOCOLLO: Spazzare da A a B
su ciascun lato per 2 minuti

DURATA: 4 minuti




CANTINE

2 minuti

ATTACCO: **TESTA A SFERA**

PROTOCOLLO: Spazzare da A a B
su ciascun lato per 1 minuti

DURATA: 2 minuti



CALVI

2 minuti

ATTACCO: **TESTA A SFERA**

PROTOCOLLO: Spazzare da A a B
su ciascun lato per 1 minuti

DURATA: 2 minuti



SCUDI

1 minuti

ATTACCO: **TESTA DI PALLA**

PROTOCOLLO: Spazzare da A a B
su ciascun lato per 30 secondi.

DURATA: 1 minuti



PIEDI

4 minuti

ATTACCO: **TESTA DI PALLA**

PROTOCOLLO: Spazzare da A a B
su ciascun lato per 2 minuti.

DURATA: 4 minuti

Istruzioni WEEE

Corretto smaltimento di questo prodotto



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o di contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Essi possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Istruzioni per la batteria

- ❶ Non immergere il prodotto in acqua o bagnarlo.
- ❷ Non caricare il prodotto vicino a una fiamma aperta o in condizioni estremamente calde.
- ❸ Non usare o conservare il prodotto vicino a fonti di calore come forni o stufe.
- ❹ Se la batteria perde o emette un odore, rimuoverla immediatamente dalla vicinanza di una fiamma aperta.
- ❺ Non mettere il prodotto nel fuoco né riscaldarlo in alcun modo.
- ❻ Non smontare la batteria in nessun modo.
- ❼ Non utilizzare il prodotto se, mentre la batteria è in uso o in carica, emette un odore; emette un calore eccessivo; mostra segni di deformazione, scolorimento o qualsiasi altra anomalia. Se la batteria è in uso o in carica, rimuoverla immediatamente dall'apparecchio o dal caricatore.
- ❽ Caricare per circa tre ore prima del suo primo utilizzo, per una carica completa. Il dispositivo può essere collegato o scollegato.
- ❾ Collegare l'estremità di uscita del cavo di connessione alla parte inferiore della porta di ricarica DC dello strumento di massaggio. Poi, collegare l'estremità d'ingresso del cavo di collegamento a un adattatore di corrente mobile o a un caricatore di telefono cellulare (5V 2A; se meno di 2A, il tempo di ricarica sarà più lungo).
- ❿ La spia dell'alimentazione lampeggerà regolarmente, indicando che la batteria si sta caricando.

Dichiarazione RoHS

Il nostro prodotto è conforme alla RoHS 2.0 (direttiva 2011/65/UE) per quanto riguarda la restrizione delle sostanze pericolose, le materie prime e i componenti del nostro prodotto soddisfano i seguenti limiti di sostanze tossiche e pericolose.

Cadmio (Cd): < 100 ppm	Piombo (Pb): < 1000 ppm
Mercurio (Hg): < 1000 ppm	Cromo esavalente: (Cr VI) < 1000 ppm
Bifenili polibromurati (PBB): < 1000 ppm	Eteri di difenile polibromurati (PBDE): < 1000 ppm
Ftalato di Bis(2-Etillesile) (DEHP): < 1000 ppm	Benzil butil ftalato (BBP): < 1000 ppm
Dibutil ftalato (DBP): < 1000 ppm	Diisobutil ftalato (DIBP): < 1000 ppm

Un team dedicato solo per te



Ogni prodotto Bob and Brad è coperto da una garanzia di 1 anno e da un team di assistenza clienti pluripremiato. In caso di problemi di qualità con il prodotto ordinato, faremo del nostro meglio per aiutarvi a risolvere i problemi, oltre a offrire un servizio di sostituzione, restituzione o rimborso in base alla garanzia. È sufficiente inviarci il problema via e-mail e ce ne occuperemo noi.



Risoluzione dei problemi

Ti aiuta a risolvere eventuali problemi con il tuo dispositivo.



Conoscenza del prodotto

Rispondi alle domande sul tuo dispositivo e sulle best practice.



Avviare resi

Fornisci le istruzioni per la sostituzione, resi e rimborsi.



Effettua nuovi ordini

Assistenza per effettuare nuovi ordini online e/o presso rivenditori autorizzati.

Get inTouch.

Call:+1(612)567-3035 Mon-Fri 9:00AM-4:30PM(CST)

Email: support@bobandbrad.com

B&B Innovation LLC

2102 Alton Parkway, Irvine, CA 92606

EU Importer:

XDH Tech

2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France

xdh.tech@outlook.com

00330652768898

UK Importer:

KOVAASSOCIATES LTD

72a Kingston Road, Portsmouth, Hampshire, PO2 7PA, United Kingdom

KOVA.Compliance@outlook.com

0044 (0) 7542988998

Manufacturer:

Shenzhen Laige Technology Co.Ltd.

Room 301, 3/F, Building 2, Yunli Intelligent Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518129, China

Support@bobandbrad.com

EC Declaration of Conformity

We(UK Importer is responsible for this declaration

KOVA ASSOCIATES LTD

(Company name)

72a Kingston Road, Portsmouth, Hampshire, PO2 7PA, United Kingdom

(Company address)

KOVA.Compliance@outlook.com

(Email Address)

declare under our sole responsibility that the product

Tradename:BOB AND BRAD

Equipment: Massage Gun

ModelNo.:T1035A

ASIN: B0D41NJDC2/B0D41R1NTH

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) &RoHS(2002/95/EC) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Full Name: Taozirui Position: Manager

Signature: Taozirui Date: 2021.5.6

EC Declaration of Conformity

We (EU Importer is responsible for this declaration)

XDH Tech

(Company name)

2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France

(Company address)

xdh.tech@outlook.com

(Email Address)

declare under our sole responsibility that the product

Tradename:BOB AND BRAD

Equipment: Massage Gun

ModelNo.:T1035A

ASIN: B0D41NJDC2/B0D41R1NTH

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) &RoHS(2002/95/EC) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN61000-33:2013

Full Name: Taozirui Position: Manager

Signature: Taozirui Date: 2021.5.6

Konformitätserklärung

Wir(Hersteller ist für diese Erklärung verantwortlich)

XDH Tech

(Firmenname)

2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France

(Company address)

xdh.tech@outlook.com

(E-Mail-Adresse)

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt

Tradename:BOB AND BRAD

Equipment: Massagepistole

ModelNo.:T1035A

ASIN:B0D41NJDC2/B0D41R1NTH

auf das sich diese Erklärung bezieht, entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) und der Richtlinie 2002/95/EG über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (RoHS) und ist für die Anbringung der CE-Kennzeichnung verantwortlich:

EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN61000-33:2013

Full Name: Taozirui Position: Manager

Signature: Taozirui Date: 2021.5.6

