


Withings

Smart Body Analyzer WS-50



Quick Installation Guide

FR Guide d'installation **CZ** Průvodce instalací
DE Installationsanleitung **IT** Guida all'installazione



NEED HELP

BESOIN D'AIDE | BRAUCHEN SIE HILFE | POTŘEBUJETE POMOC | TI SERVE AIUTO




→ <http://support.withings.com/ws50>

Thank you for choosing the Smart Body Analyzer

Merci d'avoir choisi le Smart Body Analyzer | Wie bedanken uns für ihre Wahl zum Smart Body Analyzer
Děkujeme vám, že jste si vybrali Smart Body Analyzer | Grazie per aver scelto lo Smart Body Analyzer

BOX CONTENTS

CONTENU DE LA BOÎTE | INHALT | OBSAH BALENÍ | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Smart Body Analyzer

WS-50

Carpet feet

FR Pieds moquette CZ Nožky na koberec
DE Füße für Teppich IT Piedini per moquette

Alkaline cells already installed

FR Piles déjà installées CZ Baterie jsou již vloženy
DE Batterien eingesetzt IT Pile già inserite

INSTALLATION OF CARPET FEET




INSTALLATION DES PIEDS POUR MOQUETTE | MONTAGE DER FÜSSE FÜR EIN AUFSTELLEN DER WAAGE AUF TEEPICH
INSTALACE NOŽEK NA KOBEREK | INSTALLAZIONE DEI PIEDINI PER MOQUETTE


Optional use

FR Utilisation optionnelle
DE Optionale Verwendung
CZ Volitelné použití
IT Uso opzionale

1



2




INSTALLATION


INSTALLATION | INSTALLATION
INSTALACE | INSTALLAZIONE

Before starting, you need:

FR Avant de commencer, vous devez avoir à disposition :
DE Bevor Sie beginnen, müssen Sie bereitlegen :
CZ Než začnete, potřebujete mít k dispozici :
IT Prima di iniziare, è necessario avere a disposizione:



iPhone,
iPad & iPod touch



Android




Installation using your smartphone / tablet only. Computer-free.

FR Installation depuis votre smartphone / tablette uniquement. Pas d'ordinateur.

DE Installation nur mit Ihrem Smartphone / Tablet. Kein Computer.

CZ Instalace pouze s pomocí smartphonu / tabletu. Bez použití počítače.

IT Installazione solo da smartphone / tablet. Senza computer.




THE SCALE

LE PÈSE-PERSONNE | PERSONENWAAGE
OSOBNÍ VÁHA | LA BILANCIA

1

Pull the tab underneath the scale


FR Retirez la languette à l'arrière du pèse-personne
DE Ziehen Sie die Lasche unter der Waage ab
CZ Vytáhněte jazyček na spodní straně váhy
IT Rimuovere la linguetta sotto la bilancia



2

Press the pairing button for two seconds

FR Appuyez 2 secondes sur le bouton d'appairage
DE Drücken Sie 2 Sekunden lang die Pairing-Taste
CZ Stiskněte na 2 sekundy párovací tlačítko
IT Premere 2 secondi il tasto di accoppiamento



→ p. 6



→ p. 7

IPHONE IPAD, IPOD TOUCH

3

Settings / Bluetooth / ON → "Withings WS50"

FR Réglages / Bluetooth / ON → "Withings WS50"

DE Einstellungen / Bluetooth / ON → "Withings WS50"

CZ Nastavení / Bluetooth / ZAP → „Withings WS50“

IT Regolazioni / Bluetooth / ON → "Withings WS50"



Settings / Nastavení



4


Install and launch the Withings app from the App Store then follow the instructions

FR Installez et lancez l'appli Withings,
puis suivez les instructions

DE Installieren und starten Sie die Withings-App
und folgen Sie dann den Anweisungen

CZ Nainstalujte z App Storu aplikaci Withings a
postupujte podle pokynů

IT Installare e lanciare l'app Withings,
poi seguire le istruzioni



ANDROID

3

Settings / Bluetooth / ON → “Withings WS50”

FR Réglages / Bluetooth / ON → “Withings WS50”
DE Einstellungen / Bluetooth / ON → “Withings WS50”
CZ Nastavení / Bluetooth / ZAP → „Withings WS50”
IT Regolazioni / Bluetooth / ON → “Withings WS50”



4

Install and launch the Withings app from the Google Play Store then follow the instructions

FR Installez et lancez l'appli Withings, puis suivez les instructions
DE Installieren und starten Sie die Withings-App und folgen Sie dann den Anweisungen
CZ Nainstalujte si z Google Play Store aplikaci Withings a postupujte podle pokynů
IT Installare e lanciare l'app Withings, poi seguire le istruzioni




Settings / Nastavení



IMPORTANT NOTICE

CONSEILS IMPORTANTS | WICHTIGE HINWEISE | DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ | SUGGERIMENTI IMPORTANTI



- This product is not suitable for people wearing a pacemaker or any other internal medical device.
- The Withings scale data must be considered purely as reference and not as a medical opinion.

FR

- N'utilisez pas ce produit si vous portez un stimulateur cardiaque ou autre appareil médical.
- Les données du pèse-personne Withings sont à utiliser comme valeurs de référence et ne doivent pas être considérées comme des avis médicaux.

CZ

- Tento výrobek není vhodný pro osoby používající kardiostimulátor nebo jiné implantované lékařské zařízení.
- Údaje z váhy Withings je třeba považovat čistě za doporučující, a ne za lékařská doporučení.

DE



- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät tragen.
- Die Werte, die Withings-Waage angibt, sind lediglich Richtwerte und dürfen nicht als ärztliche Meinung betrachtet werden.

IT

- Non utilizzare questo prodotto se porti uno stimolatore cardiaco o un altro apparecchio medico.
- I dati della bilancia Withings devono essere considerati valori di riferimento e non come consigli medici.

CARE AND MAINTENANCE

CONSEILS D'ENTRETIEN | TIPPS ZUR WARTUNG | DOPORUČENÍ OHLEDNĚ ÚDRŽBY | CONSIGLI DI MANUTENZIONE



Damp cloth

Chiffon humide | Feuchten Tuch
Vlhký hadřík | Panno umido

- Use only a cloth dampened with water to clean your scale.

The use of any detergents or cleaners may cause irreversible damage to the coating that protects the electrodes used to measure your body fat and heart rate.

FR

- N'utilisez jamais de détergents pour nettoyer votre balance, vous pourriez altérer le fonctionnement des électrodes permettant de faire votre analyse corporelle.

CZ

- K čištění váhy nepoužívejte nikdy čisticí prostředky, které by mohly nevratně poškodit funkčnost elektrod používaných k měření tělesného tuku a srdeční frekvence.

DE


- Verwenden Sie für die Reinigung Ihrer Waage niemals ein Reinigungsmittel, denn dadurch könnte die Funktionsfähigkeit der Elektroden, die für die Ausföhrung der Körperanalyse nötig sind, beeinträchtigt werden.

IT

- Non utilizzare mai detergenti per pulire la bilancia; potrebbe alterarsi il funzionamento degli elettrodi che servono per la tua analisi del corpo.

DESCRIPTION

DESCRIPTION | BESCHREIBUNG | POPIS | DESCRIZIONE



	A Screen	B Electrodes	C Feet	D Pairing button	E kg, st, lb	F Battery cover
FR	Écran	Électrodes	Pieds	Bouton d'appairage	kg, st, lb	Trappe à piles
DE	Display	Elektroden	FüÙe	Pairing-Taste	kg, st, lb	Batteriefachdeckel
CZ	Displej	Elektrody	NoÙky	Párovací tlačítko	kg, st, lb	Kryt prostoru pro baterie
IT	Schermo	Elettrodi	Piedini	Tasto accoppiamento	kg, st, lb	Vano delle pile



FCC ID: XNA-WS-50

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tento přístroj splňuje ustanovení části 15 směrnice FCC.

Provoz musí splňovat dvě následující podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí přijímat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí fungování.

Withings

WS-50 QIG | v 1.1 | March 19th, 2013 | 19. března 2013

©2013 Withings. All right reserved. Všechna práva vyhrazena.

iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple inc.

Android is a trademark of Google Inc.

iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc.