

amazonbasics



Safety Manual

Manuel de Sécurité

Sicherheitshandbuch

Manuale di Sicurezza

Manual de Seguridad

Veiligheidshandleiding

Handheld Percussion Massage Gun

Pistolet de Massage à Percussion Portatif

B08L57T4P5, B08L877F2F, B08L74BW6C

ENPage 2

FRPage 7

DESeite 12

ITPagina 17

ESPágina 22

NLPagina 26

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this appliance is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

Read all instructions before using this appliance.

⚠ DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- ▶ Always disconnect this appliance from the electrical outlet immediately and switch off after using and before cleaning.

⚠ DANGER

- ▶ Do not reach for an appliance that has fallen into water. Disconnect immediately.
- ▶ Do not use while bathing or in a shower.
- ▶ Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

⚠ WARNING

Risk of burn and damage!

- ▶ Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

⚠ WARNING

Risk of burn and damage!

- ▶ Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
- ▶ Do not use massager in close proximity to loose clothing or jewelry.
- ▶ Keep long hair away from massager while in use.
- ▶ Never drop or insert any object into any opening.

⚠ WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- ▶ Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- ▶ Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- ▶ Do not use outdoors.
- ▶ Do not operate where aerosol (spray) appliances are being used or where oxygen is being administered.
- ▶ Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
- ▶ Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- ▶ Keep the cord away from heated surfaces.

- ▶ For household use only.
- ▶ Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- ▶ To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- ▶ For use only with Battery Pack: PT18650-3S 10.8V

- ▶ For use only with Charger: SHENZHEN SHI YINGYUAN ELECTRONIC CO.,LTD SAW20-150-1000XX Series.
- ▶ Do not use the appliance continuously for longer than 15 minutes to avoid overheating. Let the appliance cool down before using it again.
- ▶ The appliance is only to be charged with the supplied power adapter.
- ▶ This appliance should never be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls or who has sensory deficiencies in the lower half of their body.
- ▶ Do not use the appliance directly on:

a	Irritable skin conditions	g	Recent burn
b	Varicose veins	h	Recent surgery
c	Unconscious or sleeping person	i	Frostbite
d	Acute conditions requiring first aid or medical attention	j	Severe unstable hypertension
e	Deep vein thrombosis	k	Acute flare-up of inflammatory conditions such as rheumatoid arthritis
f	Sensitive skin, swollen or inflamed areas, in the presence of poor circulation, where skin eruptions are present, or in the presence of unexplained abdominal pain.		

- ▶ Consult your doctor prior to using the appliance if you are pregnant, if you have a pacemaker or if you have any concerns regarding your health.
- ▶ If you feel any discomfort whilst using this appliance, discontinue use and consult your doctor.

Battery Warnings

WARNING

- ▶ Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- ▶ Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- ▶ Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- ▶ This appliance contains internal, non-replaceable lithium batteries. Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- ▶ Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- ▶ Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 265°F may cause explosion.
- ▶ Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- ▶ Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.

- ▶ Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
- ▶ This appliance contains batteries that are non-replaceable. Do not throw the appliance into a fire. Before disposal, the battery must be removed from the appliance. Contact qualified professional.
- ▶ Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the appliance is not in use.
- ▶ Do not charge the battery overnight.
- ▶ If the appliance appears to be bulging or shows other undesirable phenomena (e.g. excess noise), stop using the appliance immediately.
- ▶ Do not cover the appliance while charging the battery. Charge the appliance in a well-ventilated environment.
- ▶ When in long term storage, charge the battery to its 70% capacity once every 3 months to avoid shortening its life.
- ▶ Batteries produce heat when charging and discharging. If the appliance becomes too hot to touch, switch the appliance off and unplug immediately.
- ▶ If the battery leaks, avoid contact with skin and eyes. Rinse affected areas immediately with plenty of clean water, then consult a doctor.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Additional Warnings for Europe:

⚠ WARNING

- ▶ For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
- ▶ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ▶ The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the power adapter should be scrapped.

- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.

3. FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	B08L57T4P5- AmazonBasics Handheld Percussion Massage Gun - Professional Deep Tissue Muscle Massager 5 Speeds, 4 Interchangeable Attachment Heads
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 USA
Telephone Number	(206) 266-1000

3.1 FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

3.2 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

4. Canada IC Notice

- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

5. Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this appliance or its packaging signifies that this appliance must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

6. Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.



To learn more about recycling batteries, visit:
call2recycle.org/what-can-i-recycle

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de cet appareil à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :

Lisez toutes les consignes avant d'utiliser cet appareil.

⚠ DANGER

Pour réduire le risque de décharge électrique :

- ▮ Débranchez toujours cet appareil de la prise secteur immédiatement et éteignez-le après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.

⚠ DANGER

- ▮ Ne tentez pas de récupérer un appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- ▮ À ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche.
- ▮ Ne placez pas ni ne rangez l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlure et d'endommagement !

- ▮ Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec ses événements d'aération obstrués. Gardez les événements d'aération exempts de peluches, de cheveux, etc.
- ▮ À ne jamais utiliser sur une surface souple comme un lit ou un canapé, là où les événements d'aération peuvent être obstrués.
- ▮ N'utilisez pas l'appareil de massage trop près de vêtements amples ou de bijoux.
- ▮ Tenez les cheveux longs éloignés de l'appareil de massage pendant son utilisation.
- ▮ Ne laissez jamais tomber ni n'insérez jamais d'objet dans aucun orifice.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire tout risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

- ▮ À ne pas faire fonctionner sous une couverture ou un coussin. Une chauffe excessive peut survenir et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- ▮ N'utilisez cet appareil qu'aux fins prévues, comme décrit dans le manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- ▮ Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- ▮ N'opérez pas là où des appareils aérosols (spray) sont utilisés ni là où de l'oxygène est administré.
- ▮ Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants et de personnes invalides ou handicapées.

⚠️ AVERTISSEMENT

Afin de réduire tout risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

- ▶ Ne faites jamais fonctionner cet appareil si son câble ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il a été immergé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de maintenance pour examen et réparation.
- ▶ Tenez le câble à l'écart de toute surface chaude.
- ▶ Convient à un usage domestique uniquement.
- ▶ Ne transportez pas cet appareil en le tirant par le câble d'alimentation ou en utilisant le câble comme poignée.
- ▶ Pour mettre le produit hors tension, éteignez toutes les commandes, puis débranchez la fiche de la prise secteur.
- ▶ À n'utiliser qu'avec le Bloc Batterie : PT18650-3S 10,8 V
- ▶ À n'utiliser qu'avec le chargeur : SHENZHEN SHI YINGYUAN ELECTRONIC CO.,LTD Séries SAW20-150-1000XX.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus de 15 minutes pour éviter toute surchauffe. Laissez refroidir l'appareil avant l'utiliser à nouveau.
- ▶ L'appareil ne doit être chargé qu'avec l'adaptateur secteur.
- ▶ Cet appareil ne doit jamais être utilisé par une personne souffrant d'une quelconque atteinte physique qui limiterait sa capacité à actionner les commandes ni par une personne dont la moitié inférieure du corps présente des déficiences sensorielles.

▶ Ne pas utiliser l'appareil directement sur :

a	Les affections cutanées irritantes	g	Les brûlures récentes
b	Les varices	h	Les opérations récentes
c	Les personnes inconscientes ou assoupies	i	Les engelures
d	Les affections aiguës nécessitant des premiers soins ou une assistance médicale	j	Toute hypertension grave et instable
e	Les thromboses veineuses profondes	k	L'apparition d'affections inflammatoires aiguës telles que la polyarthrite rhumatoïde
f	Les peaux sensibles, les zones gonflées ou enflammées, la présence d'une mauvaise circulation sanguine, la présence d'éruptions cutanées ou de douleurs abdominales inexplicables.		

- ▶ Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil si vous êtes enceinte, si vous portez un stimulateur cardiaque ou si vous éprouvez des inquiétudes concernant votre santé.
- ▶ Si vous ressentez un quelconque malaise lors de l'utilisation de cet appareil, cessez de l'utiliser et consultez votre médecin.

2. Avertissements Relatifs aux Piles

AVERTISSEMENT

- ▮ Lisez l'intégralité des avertissements de sécurité et des consignes. Le non-respect de ces avertissements et consignes peut entraîner des électrocutions, des incendies et/ou de graves blessures corporelles.
- ▮ Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position Arrêt avant de relier l'appareil au bloc batterie, avant de vous en saisir ou de le transporter. Le transport de l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou la mise sous tension de l'appareil électrique ayant l'interrupteur en position Marche favorise les accidents.
- ▮ Rechargez le bloc batterie exclusivement à l'aide du chargeur recommandé par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de bloc batterie peut conduire à un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre bloc batterie.
- ▮ Cet appareil contient des piles au lithium intégrées et non remplaçables. N'utilisez des appareils qu'avec des blocs batterie qui leur sont expressément destinés. L'utilisation de tout autre bloc batterie peut entraîner des risques de blessures et d'incendie.
- ▮ N'utilisez pas un bloc batterie ou un appareil endommagés ou modifiés. Les batteries endommagées ou altérées sont susceptibles de devenir instables et de provoquer un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.
- ▮ N'exposez pas un bloc batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. Une exposition au feu ou à des températures supérieures à 265 °F est susceptible de provoquer une explosion.
- ▮ Suivez toutes les consignes de chargement et ne chargez pas le bloc batterie ou l'appareil en dehors de l'intervalle de température spécifié dans les consignes. Charger de manière inappropriée ou à des températures en dehors de l'intervalle spécifié peuvent endommager la batterie et rendre le risque d'incendie plus probable.
- ▮ Faites effectuer les réparations par un réparateur agréé utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine. De cette façon, la sécurité de l'appareil est assurée.
- ▮ Ne modifiez pas ni ne tentez pas de réparer l'appareil ou le bloc batterie, sauf indication contraire des consignes d'utilisation et d'entretien.
- ▮ Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Ne pas jeter l'appareil au feu. Avant de procéder à la mise au rebut, la batterie doit être retirée de l'appareil. Contactez un professionnel qualifié.
- ▮ Ne laissez pas la batterie en charge pendant une période prolongée lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- ▮ Ne chargez pas la batterie toute la nuit.
- ▮ Si l'appareil semble bombé ou présente d'autres signes anormaux (comme un surcroît de bruit), cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- ▮ Ne couvrez pas l'appareil pendant le chargement de la batterie. Chargez l'appareil dans un environnement bien ventilé.
- ▮ En cas de rangement prolongé, rechargez la batterie jusqu'à 70 % de sa capacité une fois tous les 3 mois afin de ne pas réduire sa durée de vie.
- ▮ Les piles génèrent de la chaleur lors de la charge ou de la décharge. Si l'appareil devient trop chaud au toucher, mettez-le hors tension, puis débranchez-le immédiatement.
- ▮ En cas de fuite de pile, évitez tout contact avec la peau et les yeux. Rincez les zones touchées immédiatement à l'eau claire en abondance, puis consultez un médecin.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Avertissements complémentaires pour l'Europe :

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le module d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, l'adaptateur secteur doit être mis au rebut.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le module d'alimentation électrique fourni avec l'appareil.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut.
- L'appareil doit être débranché du réseau secteur lors du retrait de la batterie.
- Les piles doivent être mises au rebut en toute sécurité.

3. Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B) / NMB-3(B).

4. Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

5. Mise au Rebut des Batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

1. WICHTIGE SICHERHEITS-HINWEISE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie Elektrogeräte nutzen, sollten Sie stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Personenschäden zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt nutzen.

⚠ GEFAHR

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

- ▮ Schalten Sie dieses Produkt immer sofort nach dessen Nutzung und vor dessen Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

⚠ GEFAHR

- ▮ Greifen Sie nicht nach einem Produkt, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- ▮ Verwenden Sie das Produkt nicht beim Baden oder Duschen.
- ▮ Platzieren oder lagern Sie das Produkt nicht dort, wo es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann. Legen oder tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

⚠ WARNUNG

Risiko von Verbrennungen und Sachschäden!

- ▮ Betreiben Sie das Produkt niemals mit verstopften Luftöffnungen. Halten Sie die Luftöffnungen von Fusseln, Haaren und dergleichen frei.
- ▮ Betreiben Sie das Produkt niemals auf einer weichen Oberfläche wie einem Bett oder einer Couch, wo die Luftöffnungen blockiert werden könnten.
- ▮ Verwenden Sie das Massagegerät nicht in unmittelbarer Nähe von loser Kleidung oder Schmuck.
- ▮ Halten Sie lange Haare vom Massagegerät fern, wenn dieses in Betrieb ist.
- ▮ Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen und stecken Sie keine Gegenstände hinein.

⚠ WARNUNG

Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlägen oder Personenschäden zu verringern, sollten Sie Folgendes beachten:

- ▮ Benutzen Sie das Produkt nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Es kann zu einer Überhitzung kommen, welche zu einem Brand, einem Stromschlag oder Personenschäden führen kann.
- ▮ Nutzen Sie dieses Produkt ausschließlich zu dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- ▮ Nutzen Sie das Produkt nicht im Freien.
- ▮ Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen Aerosol-(Sprüh-) Produkte genutzt werden oder Sauerstoff verabreicht wird.

⚠️ WARNUNG

Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlägen oder Personenschäden zu verringern, sollten Sie Folgendes beachten:

- ▶ Wenn dieses Produkt von, an oder in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen oder behinderten Personen genutzt wird, bedarf dies einer engen Überwachung.
- ▶ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die Anschlussleitung oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen, beschädigt oder in Wasser getaucht wurde. Senden Sie das Produkt zur Prüfung und Reparatur an ein Servicecenter.
- ▶ Halten Sie die Anschlussleitung von heißen Oberflächen fern.
- ▶ Nur für den privaten Gebrauch.
- ▶ Tragen Sie das Produkt nicht an der Anschlussleitung und nutzen Sie diese nicht als Griff.
- ▶ Bringen Sie alle Bedienelemente in Ausschaltstellung und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ▶ Nur zum Gebrauch mit folgendem Batteriepack: PT18650-3S 10,8 V
- ▶ Nur zum Gebrauch mit folgendem Ladegerät: SHENZHEN SHI YINGYUAN ELECTRONIC CO.,LTD Baureihe SAW20-150-1000XX.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 15 Minuten im Dauerbetrieb, um eine Überhitzung zu vermeiden. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es erneut nutzen.
- ▶ Das Produkt darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter aufgeladen werden.

- ▶ Dieses Produkt darf niemals von Personen verwendet werden, die an einer körperlichen Erkrankung leiden, welche die Fähigkeit des Nutzers zur Bedienung der Steuerelemente einschränkt, oder deren untere Körperhälfte sensorische Beeinträchtigungen aufweist.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nicht direkt auf bzw. bei:

a	Gereizter Haut	g	Aktuellen Verbrennungen
b	Krampfadern	h	Wunden nach einer kürzlich erfolgten Operation
c	Bewusstlosen oder schlafenden Personen	i	Erfrierungen
d	Akuten Symptomen, die Erste Hilfe oder ärztliche Behandlung erfordern	j	Schwerer instabiler Hypertonie
e	Tiefer Venenthrombose	k	Akuten Schüben entzündlicher Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis
f	Empfindlicher Haut, geschwollenen oder entzündeten Bereichen, bei schlechter Durchblutung, Hautausschlägen oder Bauchschmerzen aus ungeklärter Ursache.		

- ▶ Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden, wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher besitzen oder gesundheitliche Bedenken haben.
- ▶ Wenn Sie bei der Nutzung dieses Produkts Unbehagen verspüren, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie Ihren Arzt.

2. Warnhinweise zur Batterie

⚠️ WARNUNG

- ▶ Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Wenn Sie die nachstehenden Warnhinweise und Anweisungen nicht beachten, kann dies zu Stromschlägen, Bränden und/oder schwerwiegenden Verletzungen führen.
- ▶ Vermeiden Sie versehentliches Starten. Vergewissern Sie sich, dass sich der Schalter in Aus-Stellung befindet, bevor Sie das Produkt mit der Batterie verbinden, anheben oder transportieren. Wenn Sie das Produkt mit dem Finger auf dem Schalter transportieren oder das Produkt mit Strom versorgen, wenn sich dessen Schalter in An-Stellung befindet, kann es zu Unfällen kommen.
- ▶ Laden Sie die Batterie nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Batterietyp vorgesehen ist, stellt womöglich ein Risiko dar, wenn damit eine Batterie eines anderen Typs aufgeladen wird.
- ▶ Dieses Produkt enthält interne, nicht austauschbare Lithiumbatterien. Nutzen Sie das Produkt nur mit den speziell dafür vorgesehenen Batterien. Die Nutzung anderer Batterien kann ein Verletzungs- und Brandrisiko darstellen.
- ▶ Benutzen Sie keine Batterien oder Produkte, die beschädigt sind oder modifiziert wurden. Beschädigte oder modifizierte Batterien können sich unvorhersehbar verhalten und Feuer, Explosionen oder ein Verletzungsrisiko verursachen.
- ▶ Bitte setzen Sie die Batterie weder Feuer noch zu hoher Hitze aus. Das Einwirken von Feuer oder Temperaturen über 265 °F kann eine Explosion verursachen.
- ▶ Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie die Batterie oder das batteriebetriebene Produkt niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Aufladen oder Aufladen bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann die Batterie beschädigen und das Brandrisiko erhöhen.
- ▶ Lassen Sie die Wartung von einer qualifizierten Fachkraft durchführen und nur identische Ersatzteile verwenden. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
- ▶ Modifizieren Sie das Produkt oder die Batterie nicht und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren, sofern dies nicht in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung so angegeben ist.
- ▶ Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer. Entfernen Sie die Batterie aus dem Produkt, bevor Sie es entsorgen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann.
- ▶ Laden Sie die Batterie nicht über einen längeren Zeitraum, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.
- ▶ Laden Sie die Batterie nicht über Nacht.
- ▶ Stellen Sie die Nutzung des Produkts sofort ein, wenn es sich zu wölben scheint oder andere unerwünschte Phänomene (z. B. übermäßiger Lärm) auftreten.
- ▶ Decken Sie das Produkt nicht ab, während die Batterie aufgeladen wird. Laden Sie das Produkt in einer gut belüfteten Umgebung auf.
- ▶ Laden Sie die Batterie bei langfristiger Lagerung alle 3 Monate auf 70 % ihrer Kapazität auf, um eine Verkürzung ihrer Lebensdauer zu verhindern.
- ▶ Batterien erzeugen beim Laden und Entladen Wärme. Falls das Produkt zu heiß wird, um es zu berühren, schalten Sie es aus und ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- ▶ Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen, wenn die Batterie undicht ist. Spülen Sie die betroffenen Bereiche sofort mit viel sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSAN- LEITUNG AUF

Zusätzliche Warnhinweise für Europa:

⚠️ WARNUNG

- ▶ Nutzen Sie nur den mit diesem Produkt gelieferten, abnehmbaren Netzadapter, um die Batterie aufzuladen.
- ▶ Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese von einer Person beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, ohne die Kinder dabei zu beaufsichtigen.
- ▶ Die Anschlussleitung kann nicht ausgetauscht werden. Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, sollte der Netzadapter entsorgt werden.
- ▶ Das Produkt darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betrieben werden.
- ▶ Entfernen Sie die Batterie aus dem Produkt, bevor Sie es entsorgen.
- ▶ Das Produkt muss vom Netzanschluss getrennt sein, wenn die Batterie entfernt wird.
- ▶ Die Batterie muss sicher entsorgt werden.

3. Entsorgung



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

4. Entsorgung des Akkus



Entsorgen Sie verwendete Batterien niemals in Ihrem Hausmüll. Bringen Sie sie zu einer entsprechenden Entsorgungs-/Sammelstelle.

1. ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare questo manuale istruzioni.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di incendio, scosse elettriche e/o lesioni personali, tra cui:

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio.

⚠ PERICOLO

Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- ▶ Scollegare sempre e immediatamente questo apparecchio dalla presa di corrente e spegnerlo dopo l'uso e prima di effettuarne la pulizia.

⚠ PERICOLO

- ▶ Non recuperare un apparecchio caduto in acqua. Scollegare immediatamente.
- ▶ Non utilizzare nella vasca da bagno o sotto la doccia.
- ▶ Non posizionare o conservare l'apparecchio in un punto da cui può cadere o essere tirato dentro una vasca o un lavandino. Non posizionare o far cadere in acqua o altri liquidi.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di ustioni e danni!

- ▶ Non far mai funzionare l'apparecchio con le aperture dell'aria ostruite. Mantenere le aperture dell'aria prive di lanugine, capelli e simili.
- ▶ Non far mai funzionare su una superficie soffice, quale un letto o un sofà dove le aperture dell'aria possono intasarsi.
- ▶ Non utilizzare il massaggiatore vicino a indumenti larghi o gioielli.
- ▶ Legare i capelli lunghi in modo che non vengano in contatto con il massaggiatore quando è in uso.
- ▶ Non far cadere o inserire alcun oggetto all'interno di qualsiasi apertura.

⚠ AVVERTENZA

Per ridurre il pericolo di ustioni, incendio, scosse elettriche o lesioni personali:

- ▶ Non mettere in funzione se coperto da una coperta o cuscino. Può svilupparsi un calore eccessivo che può provocare un incendio, scosse elettriche o lesioni personali.
- ▶ Utilizzare questo apparecchio esclusivamente per il suo uso previsto come descritto in questo manuale. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
- ▶ Da non utilizzarsi in ambienti esterni.
- ▶ Non mettere in funzione in aree dove si utilizzano apparecchi nebulizzanti o in cui è somministrato l'ossigeno.
- ▶ È necessaria un'attenta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da, su o vicino a bambini, invalidi o disabili.

⚠ AVVERTENZA

Per ridurre il pericolo di ustioni, incendio, scosse elettriche o lesioni personali:

- ▶ Non mettere mai in funzione questo apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati e non funzionano correttamente o se l'apparecchio è caduto a terra, è danneggiato o è stato gettato in acqua. Portare l'apparecchio presso un centro di assistenza tecnica per controllo e riparazione.
- ▶ Tenere il cavo lontano da superfici calde.
- ▶ Solo per uso domestico.
- ▶ Non spostare questo apparecchio tirandolo dal cavo di alimentazione o utilizzando il cavo come maniglia.
- ▶ Per scollegare, collocare tutti i comandi sulla posizione spento (off), quindi rimuovere la spina dalla presa.
- ▶ Da utilizzarsi solo con il pacco batterie: PT18650-3S da 10,8 V
- ▶ Da utilizzarsi solo con il caricatore: SHENZHEN SHI YINGYUAN ELECTRONIC CO.,LTD della serie SAW20-150-1000XX.
- ▶ Non utilizzare l'apparecchio in modo continuo per più di 15 minuti per evitare un eventuale surriscaldamento. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riutilizzarlo.
- ▶ L'apparecchio deve essere unicamente ricaricato utilizzando l'alimentatore in dotazione.
- ▶ Questo apparecchio non deve mai essere utilizzato da persone affette da disturbi fisici che limiterebbero la loro capacità di utilizzare i comandi o che hanno carenze sensoriali nella metà inferiore del corpo.

- ▶ Non utilizzare l'apparecchio in presenza di:

a	Pelli irritabili	g	Ustioni recenti
b	Vene varicose	h	Zone operate di recente
c	Persone prive di conoscenza o addormentate	i	Geloni
d	Condizioni gravi che richiedono l'intervento del pronto soccorso o di controllo medico	j	Ipertensione grave
e	Trombosi venosa profonda	k	Riacutizzazione grave di condizioni infiammatorie come l'artrite reumatoide
f	Pelli sensibili, aree caratterizzate da gonfiore o infiammazione, cattiva circolazione sanguigna, eruzioni cutanee o inspiegabili dolori addominali.		

- ▶ Consultare il proprio medico prima di utilizzare l'apparecchio se in stato di gravidanza, provvisti di pacemaker o se si è preoccupati della propria salute.
- ▶ Se si percepisce qualsiasi tipo di malessere durante l'uso di questo apparecchio, smettere di utilizzarlo e consultare il proprio medico.

2. Avvertenze Sulle Batterie

⚠ AVVERTENZA

- ▶ Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può tradursi in scosse elettriche, incendio e/o lesioni gravi.
- ▶ Evitare l'avvio involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia collocato sulla posizione "Off" (spento) prima di collegare il pacco batterie, sollevare o trasportare l'apparecchio. Trasportare l'apparecchio tenendo il dito sull'interruttore o alimentare elettricamente l'apparecchio collocando l'interruttore in posizione di accensione può provocare incidenti.
- ▶ Ricaricare unicamente utilizzando il caricatore specificato dal produttore. Un caricatore adatto a un tipo di pacco batterie può dare origine a un pericolo di incendio se utilizzato con un tipo diverso di pacco batterie.
- ▶ Questo apparecchio contiene batterie interne al litio non sostituibili. Utilizzare solo apparecchi provvisti di pacchi batterie specifici. L'uso di pacchi batterie di diverso tipo può comportare pericolo di lesioni e incendio.
- ▶ Non utilizzare un pacco batterie o un apparecchio che risulta danneggiato o modificato. Batterie danneggiate o modificate potrebbero determinare comportamenti imprevisti, causando incendio, esplosione o il pericolo di lesioni.
- ▶ Non esporre il pacco batterie o l'apparecchio al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 265 °F potrebbe causare un'esplosione.
- ▶ Seguire tutte le istruzioni relative alla ricarica e non ricaricare il pacco batterie o l'apparecchio in presenza di temperature che superano l'intervallo indicato nelle istruzioni. La ricarica effettuata in modo improprio o a temperature che superano l'intervallo indicato può danneggiare la batteria e aumentare il pericolo di incendio.
- ▶ Affidare gli interventi di manutenzione a personale di riparazione qualificato che utilizza esclusivamente parti di ricambio identiche. Ciò garantirà il mantenimento del livello di sicurezza del prodotto.
- ▶ Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio o il pacco batterie diversamente da come indicato nelle istruzioni di uso e manutenzione.
- ▶ Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. Non gettare l'apparecchio nel fuoco. Prima dello smaltimento, rimuovere la batteria dall'apparecchio. Contattare un professionista qualificato.
- ▶ Non lasciare la batteria a ricaricare per un lungo periodo di tempo quando l'apparecchio non è in uso.
- ▶ Non caricare la batteria durante la notte.
- ▶ Se l'apparecchio presenta rigonfiamenti o altri fenomeni indesiderati (ad es. rumore eccessivo), interromperne immediatamente l'uso.
- ▶ Non coprire l'apparecchio durante la ricarica della batteria. Caricare l'apparecchio in un ambiente ben ventilato.
- ▶ In caso di conservazione a lungo termine, caricare la batteria al 70 % della capacità una volta ogni 3 mesi per evitare di ridurne la durata.
- ▶ Le batterie producono calore durante la carica e la scarica. Se l'apparecchio diventa troppo caldo al tatto, spegnerlo e scollegarlo immediatamente.
- ▶ In caso di fuoriuscita di acido dalla batteria, evitare il contatto con cute e occhi. Risciacquare immediatamente le aree interessate con abbondante acqua pulita, quindi rivolgersi a un medico.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Ulteriori avvertenze per l'Europa:**⚠ AVVERTENZA**

- Per ricaricare la batteria, utilizzare unicamente l'unità di alimentazione rimovibile fornita con questo apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza, purché siano sorvegliati o istruiti all'uso dell'apparecchio in sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini non supervisionati.
- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario smaltire l'alimentatore.
- L'apparecchio deve essere utilizzato unicamente con l'alimentatore in dotazione.
- Rimuovere la batteria dall'apparecchio prima di procedere allo smaltimento.
- Quando si rimuove la batteria, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

3. Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

4. Smaltimento Della Batteria



Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Portarle in un luogo di smaltimento/raccolta appropriato.

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el aparato a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse unas precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica y / o de daños personales incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

⚠ PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Desconecte siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente y apáguelo después de utilizarlo y antes de limpiarlo.

⚠ PELIGRO

- No intente alcanzar un aparato que ha caído en el agua. Desenchufe inmediatamente.
- No lo utilice mientras está en el baño o en la ducha.
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado en una bañera o fregadero. No la coloque en ni la deje caer en el agua u otro líquido.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de quemaduras y daños!

- Nunca utilice el aparato con los orificios de ventilación bloqueados. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, pelos o similares.
- Nunca lo utilice sobre una superficie blanda (p. ej., una cama o un sofá) en la que se puedan bloquear los orificios de ventilación.
- No utilice el masajeador cerca de ropa suelta o joyas.
- Aparte el pelo largo del masajeador mientras lo utiliza.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna apertura.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas:

- No lo utilice debajo de una manta o una almohada. Un exceso de calor puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o causar daño a las personas.
- Utilice este aparato solo para su uso previsto, tal y como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No lo use en el exterior.
- No lo manipule en zonas donde se utilicen aparatos aerosoles (spray) o donde se administre oxígeno.
- Preste atención al utilizar el aparato cerca de niños o personas con algún tipo de incapacidad.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas:

- ▶ Nunca utilice el aparato si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o está dañado, o si se ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.
- ▶ Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- ▶ Solo para uso doméstico.
- ▶ No transporte este aparato por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
- ▶ Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado, y saque el enchufe de la toma de corriente.
- ▶ Para utilizar solo con el paquete de baterías: PT18650-3S 10,8 V
- ▶ Para utilizar solo con el cargador: SHENZHEN SHI YINGYUAN ELECTRONIC CO.,LTD Serie SAW20-150-1000XX.
- ▶ Para evitar el calentamiento en exceso, no utilice el aparato de forma continuada durante más de 15 minutos. Deje enfriar el aparato antes de volver a utilizarlo.
- ▶ El aparato solo debe cargarse con la fuente de alimentación incluida.
- ▶ Este aparato nunca debe ser utilizado por ninguna persona que sufra una enfermedad física que limite su capacidad para manipular los controles o que tenga deficiencias sensoriales en la mitad inferior de su cuerpo.

- ▶ No utilice el aparato directamente en:

a	Afecciones de piel irritable	g	Quemaduras recientes
b	Varices	h	Cirugía reciente
c	Persona dormida o inconsciente	i	Congelación
d	Enfermedades agudas que requieran primeros auxilios o atención médica	j	Hipertensión inestable grave
e	Trombosis venosa profunda	k	Brote agudo de afecciones inflamatorias como, por ejemplo, la artritis reumatoide
f	Piel sensible, áreas hinchadas o inflamadas, en presencia de mala circulación, donde hay erupciones cutáneas, o en presencia de dolor abdominal inexplicable.		

- ▶ Consulte a su médico antes de usar el aparato si está embarazada, si lleva un marcapasos o si tiene alguna duda con respecto a su salud.
- ▶ Si siente alguna molestia mientras utiliza este aparato, interrumpa el uso y consulte con su médico.

2. Advertencias Sobre Las Baterías

⚠ ADVERTENCIA

- ▶ Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El no seguir las instrucciones indicadas a continuación puede producir descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
- ▶ Evite el arranque no intencionado. Compruebe que el interruptor está en la posición de apagado antes de conectar el paquete de baterías, levantar o transportar el aparato. Transportar el aparato con el dedo en el interruptor o energizar el aparato con el interruptor encendido puede provocar accidentes.
- ▶ Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otro paquete de baterías.
- ▶ Este aparato cuenta con baterías internas de litio no sustituibles. Use aparatos solo con paquetes de baterías específicamente designados. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
- ▶ No utilice una batería o un aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento impredecible que puede resultar en un incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- ▶ No exponga un paquete de baterías o el aparato al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 265 °F pueden causar una explosión.
- ▶ Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías o aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- ▶ Las reparaciones solo deben ser realizadas por un técnico calificado utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad del producto.
- ▶ No modifique ni intente reparar el aparato o el paquete de baterías excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.
- ▶ Este aparato cuenta con baterías que no se pueden sustituir. No arroje el aparato al fuego. Antes de la desechar la batería, primero retírela del aparato. Contacte con un profesional cualificado.
- ▶ La batería no debe cargarse durante un periodo prolongado de tiempo si el aparato no está en uso.
- ▶ No cargue la batería durante toda la noche.
- ▶ Si el aparato parece estar abultado o muestra otros fenómenos no deseados (por ejemplo, exceso de ruido), deje de usarlo inmediatamente.
- ▶ No tape el aparato durante la carga de la batería. Coloque el aparato en una zona bien ventilada.
- ▶ Si tiene intención de guardarlo durante un tiempo, cargue batería hasta un 70 % una vez cada 3 meses para evitar reducir su vida útil.
- ▶ Las baterías generan calor durante la carga y descarga. Si el aparato está demasiado caliente al tacto, apáguelo y desenchúfelo de inmediato.
- ▶ Si una batería tiene fugas, evite que esta haga contacto con la piel y los ojos. Enjuague las zonas afectadas con abundante agua inmediatamente y, a continuación, consulte con un médico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Advertencias adicionales para Europa:

⚠ ADVERTENCIA

- D Para recargar la batería, utilice solo la unidad de suministro desmontable incluida con este aparato.
- D Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan todos los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- D El cable de suministro no se puede sustituir. Si el cable está dañado, debe desechar la fuente de alimentación.
- D El aparato solo debe usarse con el unidad de suministro de alimentación incluida.
- D La batería debe extraerse del aparato antes de ser desechada.
- D El aparato debe desconectarse del suministro eléctrico al extraer la batería.
- D La batería se debe desechar de manera segura.

3. Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

4. Eliminación de la Batería



Nunca deseches las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- INSTRUCTIES



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik. Doe bij overdracht van dit apparaat aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij.

Volg altijd de basisvoorschriften inzake veiligheid op wanneer u elektrische apparaten gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, zoals:

Lees alle instructies voordat u dit apparaat gebruikt.

⚠ GEVAAR

Om het risico op een elektrische schok te beperken:

- ▮ Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik en voordat het apparaat wordt gereinigd.

⚠ GEVAAR

- ▮ Probeer niet om een apparaat dat in het water is gevallen uit te halen. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- ▮ Gebruik het apparaat niet in een bad of onder de douche.
- ▮ Plaats of berg het apparaat niet op waar het in een badkuip of lavabo kan vallen. Plaats of dompel het apparaat niet in water of een andere vloeistof.

⚠ WAARSCHU- WING

Gevaar op brandwonden en beschadiging.

- ▮ Gebruik het apparaat nooit als de luchtopeningen belemmerd zijn. Verwijder eventueel haar, pluksel en dergelijke uit de luchtopeningen.
- ▮ Gebruik het apparaat nooit op een zacht oppervlak, zoals een bed of bank, om het blokkeren van de luchtopeningen te vermijden.
- ▮ Gebruik het massageapparaat niet in de buurt van losse kleding of juwelen.
- ▮ Houd lang haar uit de buurt van het massageapparaat wanneer in werking.
- ▮ Laat geen voorwerp in een opening vallen of stop er niets in.

⚠ WAARSCHU- WING

Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of letsel aan personen te beperken:

- ▮ Gebruik het apparaat niet onder een laken of kussen. Overdreven hitte kan worden geproduceerd, wat tot brand, elektrocutie of letsel aan personen kan leiden.
- ▮ Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het is bestemd, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen opzetstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- ▮ Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- ▮ Gebruik het apparaat niet in ruimten waar spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- ▮ Houd toezicht als dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de nabijheid van kinderen, invaliden of personen met een handicap.

⚠ WAARSCHU- WING

Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of letsel aan personen te beperken:

- ▮ Gebruik dit apparaat nooit met een beschadigd snoer of stekker, als het niet naar behoren werkt, als het apparaat gevallen of beschadigd is of als het in water is gevallen. Lever het apparaat in bij een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
- ▮ Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- ▮ Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- ▮ Draag dit apparaat niet via het snoer of gebruik het snoer niet als handvat.
- ▮ Om het apparaat van de voeding te ontkoppelen, stel alle regelknoppen in op uit en haal de stekker vervolgens uit het stopcontact.
- ▮ Alleen voor gebruik met accu: PT18650-3S 10,8 V
- ▮ Alleen voor gebruik met lader: SHENZHEN SHI YINGYUAN ELECTRONIC CO.,LTD SAW20-150-1000XX Series.
- ▮ Gebruik het apparaat niet langer dan 15 minuten ononderbroken om oververhitting te vermijden. Laat het apparaat afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
- ▮ Laad het apparaat alleen op met de ingegrepen netadapter.
- ▮ Dit apparaat mag nooit worden gebruikt door personen die leiden aan een fysieke aandoening waarbij het vermogen om het apparaat te bedienen wordt beperkt of die in de onderste helft van hun lichaam gevoelloos zijn.

- ▮ Gebruik het apparaat niet direct op:

a	Geïrriteerde huidaandoeningen	g	Recente brandwonden
b	Spataderen	h	Recente chirurgie
c	Bewusteloze of slapende persoon	i	Vrieswonden
d	Acute aandoeningen die eerste hulpverlening of medische aandacht vereisen	j	Zeer hoge en onregelmatige bloeddruk
e	Diep veneuze trombose	k	Acute opflakking van inflammatoire aandoeningen, zoals reumatoïde artritis
f	Gevoelige huid, gezwollen of ontstoken plekken, in geval van een slechte bloedsomloop, aanwezigheid van huidrupties of een onverklaarbare pijn in de buikstreek.		

- ▮ Raadpleeg uw arts voordat u het apparaat gebruikt wanneer u zwanger bent, als u een pacemaker hebt of andere gezondheidsproblemen hebt.
- ▮ Als u tijdens het gebruik van dit apparaat ongemak ondervindt, gebruik het niet langer en raadpleeg uw arts.

2. Waarschuwingen Over Batterijen

⚠ WAARSCHUWING

- ▶ Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies zorgvuldig door. Het negeren van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
- ▶ Vermijd het onopzettelijk starten van het apparaat. Zorg ervoor dat de schakelaar is ingesteld op de uit-positie voordat u het apparaat op de accu aansluit, vastneemt of draagt. Het dragen van het apparaat met uw vinger op de schakelaar of het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluiten kan ongevallen veroorzaken.
- ▶ Laad alleen op met de lader die door de fabrikant is aangegeven. Een lader die geschikt is voor één type van accu kan tot brandgevaar leiden wanneer gebruikt met een andere accu.
- ▶ Dit apparaat bevat interne, niet vervangbare lithiumbatterijen. Gebruik het apparaat alleen met de specifiek aangegeven accu. Het gebruik van andere accu's kan risico op letsel en brandgevaar veroorzaken.
- ▶ Gebruik geen accu of apparaat dat is beschadigd of aangepast. Beschadigde of aangepaste accu's kunnen resulteren in onvoorzien gedrag zoals brand, explosie of het risico op letsel.
- ▶ Stel een accu of apparaat niet bloot aan vuur of een extreme temperatuur. Blootstelling aan vuur of een temperatuur boven 265 °F kan leiden tot een explosie.
- ▶ Neem alle oplaadinstructies in acht en laad de accu of het apparaat niet op buiten het gespecificeerde temperatuurbereik dat in de handleiding is vermeld. Het onjuist opladen of bij een temperatuur buiten het temperatuurbereik opladen kan de accu beschadigen en het risico op brand verhogen.
- ▶ Laat reparaties uitvoeren door een vakbekwame reparateur en alleen met identieke vervangingsonderdelen. Dit waarborgt de veiligheid van het product.
- ▶ Wijzig of repareer het apparaat of de accu niet, tenzij zoals aangegeven in de gebruiks- en onderhoudsinstructies.
- ▶ Dit apparaat bevat een accu die niet kan worden vervangen. Gooi het apparaat niet in vuur. Haal de accu uit het apparaat voordat u het afdankt. Neem contact op met een vakman.
- ▶ Laad de accu niet gedurende een lange tijd op wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- ▶ Laad de accu niet 's nachts op.
- ▶ Als het apparaat lijkt op te zwellen of een ander ongewenst fenomeen (bijv. overmatig veel lawaai) treedt op, gebruik het niet langer.
- ▶ Bedek het apparaat niet tijdens het opladen van de accu. Laad het apparaat op in een goed geventileerde ruimte.
- ▶ Laad de accu minstens elke 3 maanden tot 70 % van zijn vermogen op om een kortere levensduur van de accu te vermijden wanneer het product langere tijd wordt opgeborgen.
- ▶ Batterijen produceren warmte tijdens het op- en ontladen. Als het apparaat te heet wordt om aan te raken, schakel het uit en haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- ▶ Als de accu lekt, moet u contact met de huid en ogen voorkomen. Spoel de getroffen lichaamsdelen onmiddellijk af met veel schoon water en raadpleeg een arts.

BEWAAR DEZE GEBRUIKS- AANWIJZING

Extra waarschuwingen voor Europa:

⚠ WAARSCHUWING

- D Om de accu op te laden, gebruik alleen de afneembare voedingseenheid die met dit apparaat is geleverd.
- D Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek aan ervaring en kennis hebben, indien ze gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- D Het netsnoer kan niet worden vervangen. Gooi de netadapter weg als het netsnoer beschadigd is.
- D Gebruik alleen de voedingseenheid die met het apparaat is meegeleverd.

- D Haal de accu uit het apparaat alvorens het apparaat af te danken.
- D Ontkoppel het apparaat van de netvoeding voordat u de accu verwijderd.
- D Gooi de gebruikte accu weg op een juiste manier.

3. Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektronische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terecht komt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

4. Verwijdering Van de Accu



Gooi gebruikte batterijen nooit weg met uw huisvuil. Lever deze in bij een geschikt inzamelpunt.



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA



V01-05/22