




(6)

EN 6. Press "On/Off" button to start irrigating. (6)
1. Direct water flow at 90° to the teeth and gums
2. Direct water flow slowly along the teeth
3. Direct water flow along the gum line with nozzle tip at 90°
4. Clean between the teeth and around any braces, crowns or bridgework thoroughly


DE 6. Drücken Sie die Taste "On/Off", um die Bewässerung zu starten. (6)
1. Wasserfluss im 90°-Winkel zu den Zähnen und dem Zahnfleisch richten
2. Wasser langsam an den Zähnen entlang fließen lassen
3. Wasserfluss entlang des Zahnfleischsaums mit Düsen Spitze im 90°-Winkel richten
4. Reinigen Sie die Zahnzwischenräume und die Umgebung von Zahnsparingen, Kronen oder Brücken gründlich

FR 6. Appuyez sur le bouton "On/Off" pour commencer l'irrigation. (6)
1. Orientez le flux d'eau à 90° vers les dents et les gencives
2. Orientez le flux d'eau lentement le long des dents
3. Orientez le flux d'eau le long de la ligne gingivale avec l'embout de la buse à 90°
4. Nettoyez soigneusement entre les dents et autour des appareils dentaires, des couronnes ou des bridges

ES 6. Pulse el botón "On/Off" para iniciar la irrigación. (6)
1. Dirija el flujo de agua a 90° hacia los dientes y las encías
2. Dirija el flujo de agua lentamente a lo largo de los dientes
3. Dirija el flujo de agua a lo largo de la línea de las encías con la punta de la boquilla a 90°
4. Limpie a fondo entre los dientes y alrededor de aparatos, coronas o puentes

IT 6. Premere il pulsante "On/Off" per avviare l'irrigazione. (6)
1. Dirigere il flusso d'acqua a 90° su denti e gengive
2. Dirigere il flusso d'acqua lentamente lungo i denti
3. Dirigere il flusso d'acqua lungo il bordo gengivale con punta dell'ugello a 90°
4. Pulire accuratamente gli spazi tra i denti e attorno a eventuali apparecchi ortodontici, corone o ponti

• After Using (8)



EN Note: To prevent bacteria breeding, make sure there is no remaining water inside. If you're not going to use the appliance for a long time, be sure to wipe and dry it before storing.


DE Anmerkung: Um die Vermehrung von Bakterien zu verhindern, stellen Sie sicher, dass kein Restwasser im Inneren des Geräts verbleibt. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie es vor der Lagerung abwischen und trocknen.

FR Remarque: Pour éviter la prolifération des bactéries, veillez à ce qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur de l'appareil. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veillez à l'essuyer et à le sécher avant de le ranger.

ES Nota: Para evitar la proliferación de bacterias, asegúrese de que no queden restos de agua en el interior. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, asegúrese de limpiarlo y secarlo antes de guardarlo.

IT Nota: Per evitare la proliferazione dei batteri, assicurarsi che non vi sia acqua rimanente all'interno. Se non utilizzerà l'apparecchio per un lungo periodo, assicurarsi di pulirlo e asciugarlo prima di riporlo.

CLEANING TIP INSTRUCTION




EN **Standard Jet Tip:** daily clean teeth, gum line, fissure, remove food residue, stain, plaque, etc.

DE **Standard-Düsen Spitze:** tägliche Reinigung der Zähne, des Zahnfleischsaums, der Fissuren, Entfernung von Speiseresten, Flecken, Plaque, etc.

FR **Embout de jet standard:** nettoyage quotidien des dents, sillons gingival, fissures, élimination des résidus alimentaires, taches, plaque, etc.

ES **Boquilla estándar:** limpieza diaria de dientes, encías, fisuras, eliminación de restos de comida, manchas, placa, etc.

IT **Punta Jet Standard:** pulizia quotidiana dei denti, bordo gengivale, fessure, rimuove residui di cibo, macchie, placca, ecc.



EN **Periodontal Tip:** clean gingival sulcus, especially suitable for those who are suffering from periodontal diseases. When cleaning periodontal pocket, please use the lowest water pressure. Direct water flow along the gum line with nozzle tip at 45° and turn it on.

DE **Parodontale Spitze:** Reinigen Sie den Zahnfleischsulkus, besonders geeignet für Menschen, die an Parodontalerkrankungen leiden. Bei der Reinigung der Parodontaltaschen bitte den niedrigsten Wasserdruck verwenden. Richten Sie den Wasserstrahl mit der Düsen Spitze im 45°-Winkel entlang des Zahnfleischsaums und schalten Sie ihn ein.

FR **Embout parodontal:** nettoyage du sillon gingival, particulièrement adapté aux personnes souffrant de maladies parodontales. Lors du nettoyage de la poche parodontale, veuillez utiliser la pression d'eau la plus faible. Dirigez le flux d'eau le long de la ligne gingivale avec l'embout de la buse à 45° et mettez en marche.

ES **Consejo periodontal:** limpie el surco gingival, especialmente indicado para quienes padecen enfermedades periodontales. Cuando limpie la bolsa periodontal, utilice la presión de agua más baja. Dirija el flujo de agua a lo largo de la línea de las encías con la punta de la boquilla a 45° y enciéndala.

IT **Punta Parodontale:** pulisce il solco gengivale, particolarmente indicato per chi soffre di malattie parodontali. Quando si pulisce la tasca parodontale, utilizzare la pressione dell'acqua più bassa. Dirigere il flusso d'acqua lungo il bordo gengivale con la punta dell'ugello a 45° e accenderlo.


EN Note: It is recommended to replace cleaning tip every 6 months for better cleaning experience.

DE Hinweis: Es wird empfohlen, die Reinigungsspitze alle 6 Monate auszutauschen, um eine bessere Reinigung zu erzielen.

FR Remarque : Il est recommandé de remplacer l'embout de nettoyage tous les 6 mois pour une meilleure expérience de nettoyage.

ES Nota: Se recomienda sustituir la boquilla de limpieza cada 6 meses para una mejor experiencia de limpieza.

IT Nota: si consiglia di sostituire la punta di pulizia ogni 6 mesi per una migliore esperienza di pulizia.




EN 7. Press "On/Off" button to turn it off, then press nozzle release button to replace other nozzle you need. (7)

DE 7. Drücken Sie die "On/Off"-Taste, um das Gerät auszuschalten, und drücken Sie dann die Düsenfreigabetaсте, um eine andere Düse auszutauschen, die Sie benötigen. (7)

FR 7. Appuyez sur le bouton "On/Off" pour l'éteindre, puis appuyez sur le bouton d'ouverture de l'embout pour le remplacer par celui dont vous avez besoin. (7)

ES 7. Pulse el botón "On/Off" para apagarlo y, después, pulse el botón de liberación de la boquilla para cambiar la boquilla que necesite. (7)

IT 7. Al termine dell'irrigazione, premere nuovamente il pulsante "On/Off" per spegnere. (7)



EN 8. After irrigating is finished, press "On/Off" button again to turn off.

DE 8. Nach Beendigung der Bewässerung drücken Sie erneut die Taste "On/Off", um das Gerät auszuschalten.

FR 8. Une fois l'irrigation terminée, appuyez à nouveau sur le bouton "On/Off" pour éteindre l'appareil.

ES 8. Una vez finalizada la irrigación, pulse de nuevo el botón "On/Off" para apagarlo.

IT 8. Al termine dell'irrigazione, premere nuovamente il pulsante "On/Off" per spegnere.


EN 1. Open water tank cap and dispose of water inside the tank.
2. Tilt and shake the main unit to drain the water from the speed control knob.
3. Press "On/Off" button to turn on and drain water inside the appliance.
4. Wipe the appliance with dry cloth.

DE 1. Öffnen Sie den Wassertankdeckel und entsorgen Sie das Wasser im Tank.
2. Kippen und schütteln Sie das Hauptgerät, um das Wasser aus dem Geschwindigkeitsreglerknopf abzulassen.
3. Drücken Sie die Taste "On/Off", um das Gerät einzuschalten und das Wasser im Gerät abzulassen.
4. Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.

FR 1. Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau et retirez l'eau contenue dans le réservoir.
2. Inclinez et secouez l'unité principale pour vider l'eau du bouton de contrôle de vitesse.
3. Appuyez sur le bouton "On/Off" pour mettre l'appareil en marche et vidanger l'eau qu'il contient.
4. Essuyez l'appareil avec un chiffon sec.

ES 1. Abra la tapa del depósito de agua y deseché el agua del interior del depósito.
2. Inclíne y agite la unidad principal para drenar el agua de la perilla de control de velocidad.
3. Pulse el botón "On/Off" para encender y vaciar el agua del interior del aparato.
4. Limpie el aparato con un paño seco.

IT 1. Aprire il tappo del serbatoio dell'acqua e smaltire l'acqua all'interno del serbatoio.
2. Inclina e agita l'unità principale per scaricare l'acqua dalla manopola di controllo della velocità.
3. Premere il pulsante "On/Off" per accendere e scaricare l'acqua all'interno dell'apparecchio.
4. Pulire l'apparecchio con un panno asciutto.




EN **Orthodontic Tip:** clean bridge and teeth with braces, suitable for those who wear braces or have dental implant.

DE **Kieferorthopädische Spitze:** Reinigen Sie Brücken und Zähne mit Zahnsparange, geeignet für Träger von Zahnsparingen oder Zahnimplantat-en.

FR **Embout orthodontique:** nettoyage du bridge et des dents avec appareil dentaire, convient aux personnes portant un appareil dentaire ou ayant un implant dentaire.

ES **Consejo de ortodoncia:** limpie el puente y los dientes con ortodoncia, adecuado para quienes llevan ortodoncia o tienen implantes dentales.

IT **Punta Ortodontica:** pulisce ponti e denti puliti con l'apparecchio, adatta a chi indossa l'apparecchio o ha un impianto dentale.



EN **Tongue Scraper:** clean tongue surface, remove bad breath, food residue and thick tongue fur. When cleaning tongue, please use the soft mode. Lean forward, put scraper on your tongue and turn it on, then move gently from back to front. You can adjust water pressure according to your need.

DE **Zungenschaber:** Reinigt die Zungenoberfläche, entfernt schlechten Atem, Essensreste und dickes Zungenfell. Wenn Sie die Zunge reinigen, verwenden Sie bitte den Soft-Modus. Beugen Sie sich vor, setzen Sie den Schaber auf die Zunge und schalten Sie ihn ein, dann bewegen Sie ihn sanft von hinten nach vorne. Sie können den Wasserdruck je nach Bedarf einstellen.

FR **Racleur de langue:** nettoyage de la surface de la langue, élimination de la mauvaise haleine, des résidus alimentaires et des poils épais de la langue. Lors du nettoyage de la langue, utilisez le mode doux. Penchez-vous en avant, placez le racleur sur votre langue et mettez-le en marche, puis déplacez-le doucement de l'arrière vers l'avant. Vous pouvez régler la pression de l'eau en fonction de vos besoins.

ES **Respador de lengua:** limpia la superficie de la lengua, elimina el mal aliento, los residuos de comida y el pelo grueso de la lengua. Cuando limpie la lengua, utilice el modo suave. Inclínese hacia adelante, coloque el raspador en la lengua y enciéndalo. Luego muévalo suavemente de atrás hacia adelante. Puede ajustar la presión del agua según sus necesidades.

IT **Raschietto per Lingua:** pulisce la superficie della lingua, rimuove l'alitosi, i residui di cibo e il pelo spesso della lingua. Quando si pulisce la lingua, utilizzare la modalità soft. Piegati in avanti, metti il raschietto sulla lingua e accendilo, quindi muoviti delicatamente da dietro in avanti. È possibile regolare la pressione dell'acqua in base alle proprie esigenze.

EN Note: Se recomienda sustituir la boquilla de limpieza cada 6 meses para una mejor experiencia de limpieza.

IT Nota: si consiglia di sostituire la punta di pulizia ogni 6 mesi per una migliore esperienza di pulizia.

MAINTENANCE

EN Use only water or neutral cleaning agent to clean the appliance. Never use caustic or abrasive agents (e.g., vinegar or lime scale removers), since they may cause damage to the appliance. Do not use water over 40°C. Keep the appliance away from high temperature and avoid direct sunlight.

DE Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nur Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals ätzende oder scheuernde Mittel (z. B. Essig oder Kalkentferner), da diese das Gerät beschädigen können. Verwenden Sie kein Wasser über 40°C. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

FR Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement de l'eau ou un produit de nettoyage neutre. N'utilisez jamais de produits caustiques ou abrasifs (par ex., du vinaigre ou des produits anticalcaires), sous risque d'endommager l'appareil. N'utilisez pas d'eau de plus de 40°C. Conservez l'appareil à l'abri des températures élevées et évitez la lumière directe du soleil.

ES Para limpiar el aparato, utilice sólo agua o un producto de limpieza neutro. Nunca utilice agentes cáusticos o abrasivos (por ejemplo, vinagre o desincrustantes de cal), ya que pueden dañar el aparato. No utilice agua a más de 40°C. Mantenga el aparato alejado de altas temperaturas y evite la luz solar directa.

IT Utilizzare solo acqua o un detergente neutro per pulire l'apparecchio. Non utilizzare mai agenti caustici o abrasivi (ad esempio aceto o anticalcare), poiché potrebbero causare danni all'apparecchio. Non utilizzare acqua a temperatura superiore a 40°C. Tenere l'apparecchio lontano da temperature elevate ed evitare la luce solare diretta.

EN

- **Main unit**
 1. Wipe the dirt by cloth with soapy water.
 2. Do not submerge the main unit in water to clean.
 3. Dry after washing with water.
- **Water tank cap**
 1. Wipe off any grime and dirt with a cloth.
- **Nozzle**
 1. Wash with water and wipe with soft cloth.
 2. Replace the nozzle every 6 months.
- **Water suction tube**
 1. Wash with water and wipe with soft cloth.
 2. Do not bend, pull or twist the water suction tube.
- **Tank**
 1. Wash with water and wipe with soft cloth.
 2. Dry the tank when not using for a long period.

DE

- **Hauptgerät**
 1. Wischen Sie den Schmutz mit einem Tuch und Seifenwasser ab.
 2. Tauchen Sie das Hauptgerät zum Reinigen nicht in Wasser ein.
 3. Nach dem Waschen mit Wasser trocknen.
- **Wassertankdeckel**
 1. Wischen Sie Schmutz und Dreck mit einem Tuch ab.
- **Düse**
 1. Mit Wasser abwaschen und mit einem weichen Tuch abwischen.
 2. Ersetzen Sie die Düse alle 6 Monate.
- **Wasseransaugrohr**
 1. Mit Wasser abwaschen und mit einem weichen Tuch abwischen.
 2. Das Wasseransaugrohr darf nicht geknickt, gezogen oder verdreht werden.
- **Tank**
 1. Mit Wasser abwaschen und mit einem weichen Tuch abwischen.
 2. Trocknen Sie den Tank, wenn Sie ihn über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

IT

- **Unità principale**
 1. Pulire lo sporco con un panno con acqua e sapone.
 2. Non immergere l'unità principale in acqua per pulirla.
 3. Asciugare dopo il lavaggio con acqua.
- **Tappo serbatoio acqua**
 1. Rimuovere eventuali tracce di sporco e sporcizia con un panno.
- **Ugello**
 1. Lavare con acqua e asciugare con un panno morbido.
 2. Sostituire l'ugello ogni 6 mesi.

FR

- **Unité principale**
 1. Nettoyez la saleté à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse.
 2. N'immergez pas l'unité principale dans l'eau pour la nettoyer.
 3. Séchez après lavage à l'eau.
- **Bouchon du réservoir d'eau**
 1. Essuyez toute trace de saleté à l'aide d'un chiffon.
- **Embout**
 1. Lavez à l'eau et essuyez avec un chiffon doux.
 2. Remplacez l'embout tous les 6 mois.
- **Tube d'aspiration d'eau**
 1. Lavez à l'eau et essuyez avec un chiffon doux.
 2. Ne pas plier, tirer ou tordre le tube d'aspiration d'eau.
- **Réservoir**
 1. Lavez à l'eau et essuyez avec un chiffon doux.
 2. Séchez le réservoir lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

ES

- **Unidad principal**
 1. Limpie la suciedad con un paño con agua y jabón.
 2. No sumerja la unidad principal en agua para limpiarla.
 3. Seque después de lavarla con agua.
- **Tapón del depósito de agua**
 1. Limpie la suciedad con un paño.
- **Boquilla**
 1. Lave con agua y limpie con un paño suave.
 2. Sustituya la boquilla cada 6 meses.
- **Tubo de succión del agua**
 1. Lave con agua y limpie con un paño suave.
 2. No doble, tire ni retuerza el tubo de succión del agua.
- **Depósito**
 1. Lave con agua y limpie con un paño suave.
 2. Sequé el depósito cuando no lo vaya a utilizar durante un periodo prolongado.

• **Tubo di aspirazione acqua**

1. Lavare con acqua e asciugare con un panno morbido.
2. Non piegare, tirare o torcere il tubo di aspirazione dell'acqua.

• **Serbatoio**

1. Lavare con acqua e asciugare con un panno morbido.
2. Asciugare il serbatoio quando non viene utilizzato per un lungo periodo.

08 TROUBLESHOOTING EN


Problem	Cause	Solution
Water does not come out	Negative pressure caused by not using for a long time.	Solution 1: Full fill the tank with water, invert the device and shake it to eliminate negative pressure.
	You've just purchased the appliance or it has been left unused for a period.	Solution 2: Install the nozzle tip on the main unit, suck out the air from nozzle tip with mouth to eliminate negative pressure.
It does not work	You've just purchased the appliance or it has been left unused for more than 3 months.	Pull out the nozzle, then flush nozzle hole on the body.
	The battery has reached the end of its service life.	Charge the appliance for at least 4 hours.
It only works for a few minutes even after charging	Charging time was insufficient.	Contact service center for support.
	There is dirt stuck in the nozzle.	Charge the unit for at least 4 hours.
Water pressure is very low	The nozzle is deformed.	Replace the nozzle.
	There is dirt stuck in the filter.	Clean the filter.

FR DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
L'eau ne sort pas	Pression négative due à une non-utilisation prolongée.	Solution: remplir le réservoir d'eau et retourner la machine, secouez-la, laissez la pression de l'eau s'exercer vers l'avant, éliminez la pression négative, éliminez la pression négative.
	L'appareil vient d'être acheté ou n'a pas été utilisé pendant un certain temps.	Solution2: Installer la machine avec une buse standard, l'aspiration contre la buse, pour éliminer la pression négative.
Il ne fonctionne pas	Vous venez d'acheter l'appareil ou il n'a pas été utilisé pendant plus de 3 mois.	Tirez l'embout, puis rincez l'orifice de l'embout sur le corps de l'appareil.
	La batterie a atteint la fin de sa durée de vie.	Chargez l'appareil pendant au moins 4 heures.
Il ne fonctionne que quelques minutes même après chargement	Le temps de charge était insuffisant.	Contactez le centre de service pour plus d'aide.
	Des saletés sont coincées dans l'embout.	Chargez l'appareil pendant au moins 4 heures.
La pression de l'eau est très faible	L'embout est déformé.	Remplacer l'embout.
	Des saletés sont coincées dans le filtre.	Nettoyez le filtre.

IT RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Non esce acqua	Pressione negativa causata dal mancato utilizzo per un lungo periodo.	Soluzione 1: Riempire completamente il serbatoio con acqua, capovolgere il dispositivo e agitarlo per eliminare la pressione negativa.
	Hai appena acquistato l'apparecchio oppure è rimasto inutilizzato per più di 3 mesi.	Soluzione 2: Installare la punta dell'ugello sull'unità principale, aspirare l'aria dalla punta dell'ugello con la bocca per eliminare la pressione negativa.
Non funziona	Hai appena acquistato l'apparecchio oppure è rimasto inutilizzato per più di 3 mesi.	Utilizzare con l'apparecchio in direzione verticale.
	La batteria ha raggiunto il termine della sua durata utile.	Caricare l'apparecchio per almeno 4 ore.
Funziona solo per pochi minuti anche dopo la ricarica	Il tempo di ricarica era insufficiente.	Contattare il centro servizi per supporto.
	C'è dello sporco bloccato nel filtro.	Caricare l'unità per almeno 4 ore.
Pressione dell'acqua molto debole	L'ugello è deformato.	Sostituire l'ugello.
	C'è dello sporco bloccato nel filtro.	Pulire il filtro.



EN 1. Remove 2pcs rubber feet on the bottom of the appliance. (9)
2. Use screwdriver counterclockwise to loosen bottom cap. (9)
3. Slide water tank down off the main unit and unscrew two screws beside nozzle suction tube. (10)
4. Open top cover and put inner part out of the main unit, then unscrew all screws of the inner part. (11)
5. Cut off battery wire and pull out batteries from the inner. (12)

DE 1. Entfernen Sie 2 Stück Gummifüße an der Unterseite des Geräts. (9)
2. Lösen Sie die unteren Schrauben mit einem Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn. (9)
3. Schieben Sie den Wassertank vom Hauptgerät herunter und lösen Sie die beiden Schrauben neben dem Ansaugrohr der Düse. (10)
4. Öffnen Sie die obere Abdeckung und nehmen Sie das Innenteil aus dem Hauptgerät heraus, dann lösen Sie alle Schrauben des Innenteils. (11)
5. Schneiden Sie das Akkukabel ab und nehmen Sie den Akku aus dem Inneren heraus. (12)

FR 1. Retirez les deux pieds en caoutchouc situés sous l'appareil. (9)
2. Utilisez un tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer le capuchon inférieur. (9)
3. Faites glisser le réservoir d'eau vers le bas, hors de l'unité principale, et dévissez les deux vis situées à côté du tube d'aspiration de l'embout. (10)
4. Ouvrez le couvercle supérieur et enlevez la partie intérieure de l'unité principale, puis dévissez toutes les vis de la partie intérieure. (11)
5. Coupez le câble de la batterie et retirez les batteries de la partie intérieure de l'appareil. (12)

ES 1. Retire las dos patas de goma de la parte inferior del aparato. (9)
2. Utilice un destornillador en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la tapa inferior. (9)
3. Deslice el depósito de agua hacia abajo fuera de la unidad principal y desatornille los dos tornillos situados junto al tubo de succión de la boquilla. (10)
4. Abra la cubierta superior y saque la parte interior de la unidad principal, luego desatornille todos los tornillos de la parte interior. (11)
5. Corte el cable de las baterías y saque las de la parte interior. (12)

IT 1. Rimuovere i 2 piedini in gomma sul fondo dell'apparecchio. (9)
2. Utilizzare il cacciavite in senso antiorario per allentare il tappo inferiore. (9)
3. Far scorrere il serbatoio dell'acqua verso il basso dalla unità principale e svitare le due viti accanto al tubo di aspirazione dell'ugello. (10)
4. Aprire il coperchio superiore ed estrarre la parte interna dall'unità principale, quindi svitare tutte le viti della parte interna. (11)
5. Tagliare il cavo della batteria ed estrarre le batterie dall'interno. (12)

Warm Tip: If you have any question about recycling, please contact your local waste management office.

Warmer Tipp: Wenn Sie Fragen zum Recycling haben, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Abfallwirtschaftsamt.

Conseil pratique: pour toute question sur le recyclage, veuillez contacter l'organisme de gestion des déchets le plus proche de chez vous.

Consejo: Si tiene alguna duda sobre el reciclaje, póngase en contacto con su oficina local de gestión de residuos.

Consiglio: se hai domande sul riciclaggio, contatta l'ufficio locale per la gestione dei rifiuti.

DE FEHLERSUCHE

Problem	Ursache	Lösung
Wasser ist nicht herauskommen	Unterdruck durch längere Nichtbenutzung.	Lösung 1: Füllen Sie den Wassertank vollständig mit Wasser, drehen Sie das Gerät um und schütteln Sie es, um den Unterdruck zu beseitigen.
	Sie haben das Gerät gerade erst gekauft oder es wurde eine Zeit lang nicht benutzt.	Lösung 2: Installieren Sie die Düsen Spitze am Hauptgerät und saugen Sie mit dem Mund die Luft aus der Düsen Spitze ab, um den Unterdruck zu beseitigen.
Es funktioniert nicht	Sie haben das Gerät gerade erst gekauft oder es wurde länger als 3 Monate nicht benutzt.	Ziehen Sie die Düse heraus und spülen Sie das Düsenloch am Gehäuse.
	Der Akku hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht.	Laden Sie das Gerät mindestens 4 Stunden lang auf.
Es funktioniert nur für ein paar Minuten auch nach Laden	Die Ladezeit war unzureichend.	Wenden Sie sich für Unterstützung an das Service-Center.
	In der Düse hat sich Schmutz festgesetzt.	Laden Sie das Gerät mindestens 4 Stunden lang auf.
Wasserdruck ist sehr niedrig	Die Düse ist deformiert.	Tauschen Sie die Düse aus.
	Im Filter hat sich Schmutz festgesetzt.	Reinigen Sie den Filter.

ES SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

|--|