

GEBRUIKSHANDLEIDING ACHATÉ SLIMME PERSONENWEEGSCHAAL



iOS App



Android App

ONE-CLICK SYNC MET

FitGo - Ideas for health
Health & fitness



Apple Health



ONDERSTEUNDE APPARATEN



iOS 7.0



Android 4.3



Bluetooth 4.0

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. PLAATSING VAN DE BATTERIJEN:

OPEN DE BATTERIJLADE, PLAATS DE BATTERIJEN MET DE JUISTE RICHTING.

2. INSTALLATIE VAN DE APP:

SCAN DE QR OF DOWNLOAD DE "FITGO" APP VAN APP STORE OF ANDROID GOOGLE PLAY.

3. REGISTRATIE:

ZET BLUETOOTH AAN OP HET MOBIELE APPARAAT, START DE APP "FITGO", VOLG DE APP INSTRUCTIES.

12 PARAMETERS IN 1 METING



GEWICHT



BMI



LICHAAMS
VET



VOCHT



SPIER



BOTTEN



BMR



OBSITAS



V-FAT



PROTEIN



LEEFTIJD



LBM

MEERDERE GEBRUIKERS

8 GEBRUIKERS DELEN ÉÉN GEZAMENLIJKE ACCOUNT IN HET TOESTEL.

STREEFGEWICHT

GEBRUIKERS KUNNEN HUN EIGEN STREEFGEWICHT INSTELLEN OM HUN EIGEN GEZONDHEIDSPAN OP MAAT TE MAKEN.

LET OP

1. Gebruik de Achaté weegschaal niet bij mensen met lichaamsimplantaten zoals een pacemaker, kunstledematen, anticonceptiemiddelen, of metalen platen of schroeven. Hierdoor kan het apparaat slecht gaan werken of een onnauwkeurig resultaat geven. Raadpleeg bij twijfel uw arts.
2. Zorg voor een goed contact tussen blote voeten en de metalen elektroden, anders geeft het apparaat alleen uw gewicht weer.
3. Zorg ervoor dat de Achaté weegschaal op een vlakke, gelijkmatige en stevige ondergrond staat. Vermijd tapijt of zachte oppervlakken.
4. Het oppervlak van de Achaté weegschaal is glad als het nat is. Zorg ervoor dat zowel het glas als uw voeten droog zijn voor gebruik.
5. Deze Achaté weegschaal is niet waterdicht.
6. Reinig de Achaté weegschaal met een licht vochtige doek. Gebruik geen chemische/schurende schoonmaakmiddelen om de weegschaal te reinigen.
7. Verwijder de batterijen als de Achaté weegschaal gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
8. Het toestel is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
9. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.



Achaté

USER MANUAL

ACHATÉ SMART PERSONAL SCALE



iOS App



Android App

FitGo - Ideas for health
Health & fitness



ONE-CLICK SYNC WITH



Apple Health



Google Fit

MOBILE & DEVICE



iOS 7.0



Android 4.3



Bluetooth 4.0

FOR FIRST USE

1. BATTERY INSTALLATION

OPEN THE BATTERY DOOR, PUT INTO BATTERIES WITH CORRECT POLARITY.

2. APP INSTALLATION

SCAN THE QR CODE ON THE ABOVE, OR DOWNLOAD "FITGO" FROM APP STORE OR ANDROID GOOGLE PLAY.

3. REGISTRATION

TURN ON BLUETOOTH ON MOBILE DEVICE, RUN THE APP "FITGO", FOLLOW THE APP INSTRUCTIONS.

12 PARAMETERS IN 1 MEASUREMENT



WEIGHT



BMI



BODY FAT



WATER



MUSCLE



BONE



BMR



OBESITY



V-FAT



PROTEIN



AGE



LBM

MULTI USERS

8 USERS SHARE ONE USER ACCOUNT IN THE DEVICE.

TARGET WEIGHT

USERS CAN SET THEIR OWN TARGET WEIGHT TO CUSTOMIZE THEIR OWN HEALTH PLAN.

ATTENTION

1. DO NOT USE THE ACHATÉ SCALE ON PEOPLE WHO HAVE BODY IMPLANTS SUCH AS A PACEMAKER, ARTIFICIAL LIMBS, CONTRACEPTIVE DEVICES, OR METAL PLATES OR SCREWS. IT MAY CAUSE THE DEVICE TO MALFUNCTION OR PRODUCE AN INACCURATE RESULT. WHEN IN DOUBT, CONSULT YOUR PHYSICIAN.
2. PLEASE MAKE SURE GOOD CONTACT BETWEEN BARE FEET AND THE METAL ELECTRODES, OTHERWISE IT WILL DISPLAY YOUR WEIGHT ONLY.
3. ENSURE THE ACHATÉ SCALE IS ON A FLAT, EVEN AND FIRM SURFACE. AVOID CARPET OR SOFT SURFACES.
4. THE SURFACE OF THE ACHATÉ SCALE WILL BE SLIPPERY IF WET. PLEASE MAKE SURE BOTH THE GLASS AND YOUR FEET ARE DRY BEFORE USE.
5. THIS SCALE IS NOT WATER PROOF. DO NOT EXPOSE TO MOISTURE.
6. CLEAN THE ACHATÉ SCALE WITH A SLIGHTLY DAMP CLOTH. DO NOT USE ANY CHEMICAL/ABRASIVE CLEANING AGENTS TO CLEAN THE SCALE.
7. PLEASE REMOVE THE BATTERIES, IF THE ACHATÉ SCALE IS NOT TO BEING USED FOR A LONG TIME.
8. THE APPLIANCE IS INTENDED SOLELY FOR DOMESTIC USE WITHIN THE HOME.
9. CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.



Achaté