

Nursing Bottle for Cleft Lip/Palate Baby

唇 / 顎裂寶寶專用奶瓶

Бутылочка для кормления детей с расщелиной губы и/или нёба

ขวดนมสำหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

Supervised by Dr. Masaru Tatsuno, MD, Showa University Medical School
Soft bottle—easy to squeeze so your hand doesn't tire.

Супервайзер: ТАЦУНО Масару, доктор медицинских наук,
Медицинский Институт Сёва
Мягкий материал бутылочки – для легкого использования

由日本昭和大學醫學部Masaru Tatsuno醫師監製
柔軟瓶身 – 輕鬆握擠不費力

ได้คำแนะนำโดย นางแพทย์นางสาว ศัลย
โณเรียนแพทย์เพดานปากขาโหว่
ขวดนมเด็กเพดานโหว่ – ง่ายต่อการจับ ไม่เมื่อยมือ

Includes two sizes of nipples.

Включены две соски 2-х размеров.

包括兩種口徑的奶嘴 -

พร้อมนม 2 ขนาด

Small size

Маленький размер

小口徑

ขนาดเล็ก

Regular size

Средний размер

一般口徑

ขนาดมาตรฐาน

Milk-flow opening: Cross cut

Отверстие для молока в соске: крестообразный разрез

奶嘴開口：Y字孔

ลักษณะรูปลายนม - รูตัว Y

Dedicated to
the Benefits of Breastmilk

Pigeon developed the nipple and bottle for the sake of babies with cleft lips and palates. Use under the guidance of medical specialist or registered nurse. Use with formula or expressed breast milk. * Once your baby can suck skillfully, try feeding him or her using a standard-type bottle from Pigeon.

Nipple features

Regular size (Marked with an "R" on the nipple flange)

The tip of the Regular size nipple is larger than that of a standard type nipple in order to prevent the leakage of air or milk from fissures in babies with cleft lips or cleft palates. In addition, in cases where sucking strength is weak, a slightly larger milk-flow opening makes more milk than usual flow from the nipple in order to evacuate the milk smoothly.

The tip of the Small size nipple is smaller than that of the Regular size nipple, and the volume of milk that flows from the nipple is also less.

If the nipple used is not suitable for your baby's condition, the correct amount of milk may not be obtained per sucking session (too much or too little), and this can cause problems for the baby, such as choking or difficulty drinking. Select from the two nipple sizes based on your baby's condition and growth.

Names of parts and their functions

Milk-flow opening

The milk-flow opening for the Regular size nipple is a slightly larger cross cut opening, allowing milk to flow smoothly even when sucking strength is weak. The milk-flow opening for the Small size nipple is a cross-cut opening slightly smaller than that of the Regular size nipple. Use the Small size when the volume of milk flowing from the Regular size nipple is too large.

Nipple

You can now select from two sizes of nipple, made from a soft silicone rubber, to suit your baby's condition.

* The gradation marks on the nursing bottle are to aid in preparing formula. When more precision is required, use a measuring cup or measuring spoon.

① Be sure to read before use.

* Keep this User's Manual in a safe place.

Product Name: Nursing bottle (plastic)

Parts	Material	Heat resistance	Sterilization method
Hood		120°C	
Cap		120°C	
Inner lid	Polypolypropylene	120°C	Boiling
Backflow prevention valve (S)		120°C	Microwave
Bottle		110°C	Chemicals
Nipple (Regular size)	Silicone rubber	120°C	
Nipple (Small size)		120°C	

Shape of milk-flow opening

Regular size: Cross cut (regular)

Small size: Cross cut (small)

Bottle volume: 240ml (highest gradation volume)

Handling Cautions

* After use, wash the bottle and nipple thoroughly using the dedicated brushes and then sterilize. * Do not leave a nipple in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant ("sterilizing solution") for longer than recommended, as this may weaken the nipple. * Use a sponge brush to wash. Using a hard brush for cleaning will cause damage. * This nursing bottle and nipples cannot be used together with other products.

Concerning compatibility

Backflow prevention valves without the Pigeon mark (illus. ①) cannot be attached to transparent silicone rubber nipples. Be sure to use a backflow prevention valve with the Pigeon mark (illus. ②).



Visit our breastfeeding support website for new mother and father!

A breastfeeding Advice™

ba.pigeon.com.sg

ba.pigeon.ru

ba.pigeon.cn

PIGEON

PIGEON CORPORATION

4-4 Nihonbashi Hisamatsu-cho,

Chuo-ku, Tokyo 103-8480 JAPAN

www.pigeon.com

MADE IN CHINA

CODE NO. 00908

Use the Small size in these situations.

(Marked with an "S" on the nipple flange)

- For low birth weight babies with cleft lips or palates
- When the volume of oral cavity is small due to use of the Hotz-type plate,
- After cleft lip surgery, when transitioning to the use of a normal nipple

How to assemble

1) Clean your finger with a sterile cotton pad, etc. 2) Insert the nipple into the cap. 3) Face the flat side of the backflow prevention valve (the side with the Pigeon mark) toward the milk-flow opening, and insert it into the nipple.

* If you have trouble inserting the backflow prevention valve, wetting it with water may make insertion easier.



How to feed

① Hold the bottle with the thicker side of the nipple and ventilation valve facing upward so that baby can press on the bottom (thinner) side of the nipple to drink milk. * The side of the nipple with the ventilation valve is thicker, and slightly flatter, so even where there is a fissure, the nipple adheres easily.

② Baby's sucking motion allows milk to collect inside the nipple and then flow out so that he or she can drink, but if sucking strength is weak or your baby has little strength to press on the nipple, milk may not collect inside the nipple. If this happens, squeeze the bottle gently to fill the nipple with milk.

* The upper part of the bottle is soft so that it is easy to squeeze. Squeezing this area allows you to comfortably adjust your squeezing strength.

* If you squeeze too hard on the bottle, milk may flow too heavily from the tip of the nipple, and this may cause your baby to choke. Regulate your squeezing strength while guarding against choking.

* Cool the milk to body temperature before feeding.

* Hold your baby in your arms while feeding.

* While feeding, check periodically to make sure that the ventilation valve is not stuck.

* Feed as soon as possible after preparing formula. Discard any formula not used within two hours of preparation.

The thicker side of the nipple with the ventilation valve should be up.



Easy to squeeze

When to replace nipples

* If your baby grows comfortable with one certain nipple, he or she may object if you change to a new one. Rotate 2 or more nipples for feeding. If you use the same nipple for an extended period of time, it will lose elasticity and tear easily, which could cause unexpected accidents. * If the surface of the nipple becomes sticky or the tip begins to bulge, the rubber has begun to deteriorate. Do not continue use of this nipple.

* When to replace nipples / When nipples have been sterilized by boiling for an accumulated time of 24 hours. / When nipples have been sterilized by steaming using an autoclave for an accumulated time of 20 hours. * Without regard to how long nipples have been sterilized or how many times they have been used, discard them at the first signs of abnormality, including tears, cracks or deterioration, or after two months since the nipple was first used.

* "Accumulated time" does not include the time when the temperature is being increased or decreased.

Warning against burns

Warning: Be aware of the following, as they can lead to burns.

* When preparing formula, the bottle also becomes very hot. Be careful not to burn yourself. * Do not prepare formula next to your baby. Doing so may lead to burns. * Only begin feeding after first testing the temperature of the milk or other liquid. Not doing so may lead to burns. * When sterilizing by boiling, the bottle will become very hot. Be careful not to burn yourself. * If you shake the bottle up and down when preparing formula, the contents may spurt out, and this may lead to burns.

* Nursing bottles are to be used to feed your baby milk or other liquids. Do not use them for any other purposes. * To protect the ventilation valve and milk-flow opening (cross cut), a white powder food additive has been applied to the nipple. Be sure to wash thoroughly before using for the first time.

For your child's safety and health

WARNING!

- Always use this product with adult supervision.
- Never use feeding teats as a soother.
- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Keep all Components not in use out of the reach of children.
- Inspect before each use and pull the nipple in all directions.

Cleaning Always keep equipment as hygienic as possible.

* Before use, including before using for the first time, be sure to wash and sterilize all items. * After use, immediately rinse in warm water and wash using a Pigeon Liquid Cleanser. * Wash the nipple thoroughly, taking particular care with the ventilation valve. If the valve becomes blocked, it may cause the nipple to collapse or be sucked into the bottle.

* When washing the nursing bottle, do not use abrasive or metallic brushes or abrasive cleansers, as doing so may scratch the bottle. Such damage may lead to bottle breakage.



Formula preparation

See the milk powder package for details on how to prepare formula.

① Be sure to use water that has been boiled and then cooled to just over 70°C to prepare formula. If water has been boiled and then left for over 30 minutes and/or cooled to below 70°C, do not use it under any circumstances. In winter, the bottle will be cold, so if you add water for formula that is about 70°C, the temperature of the hot water will drop. Before preparing formula, warm the bottle by first rinsing it with warm water. Discard that water and then add water at 70°C.

② The directions for preparing formula vary depending on the milk powder manufacturer. Follow the instructions for making formula from each milk powder manufacturer.

③ Attach the nipple to the bottle. Use a clean cotton towel or pot holder to hold the bottle, in order to prevent burns, and swirl the bottle to thoroughly mix the contents.

* If you shake an upright bottle up and down, the contents may gush out, and this can cause burns.

* If you shake an upright bottle after attaching the nipple, the hot water will cause the pressure inside the bottle to rise, and this may cause the contents to leak or gush out.

④ After preparing the formula, attach the nipple and cool the contents to a temperature appropriate for feeding, either by leaving the bottle in a bowl filled with water or by holding the bottle under cold running water.

* Keep the bottom part of the bottle under running water to make sure that the nipple does not come into contact with the water.

* If you shake the bottle after attaching the hood, the hot water will cause the pressure inside the bottle to rise, and this may cause the contents to leak or gush out.

⑤ The milk-flow opening is a cross-cut opening, so even if you tip the bottle over, milk will not leak out. After cooling the bottle thoroughly, check the outside temperature of the bottle.

* Avoid using a microwave oven to heat water to make formula or to heat prepared formula.

* Avoid preparing formula next to your baby, as this is dangerous.

Sterilization methods

Select a sterilization method based on the properties of microbes and the environment of use.

Steam Sterilization (Autoclave)

In accordance with the autoclave handling directions, sterilize items either for 15 minutes at 121-124°C or for 3 minutes at 135°C. * For this product, only the nipple can be sterilized by autoclaving. * The color of the silicone rubber may change due to sterilization. We recommend that you switch to a new nipple as soon as possible if the color changes.

Chemical Sterilization

Use only a chemical disinfectant meant for use with nursing bottles and nipples. For details on use, see the instructions for the disinfectant. Always comply with the warnings on the disinfectant package. * The nipple may absorb water and turn a white color, but this is not a problem for use.

Boiling Sterilization

Select a boiling time based on the characteristics of the microbes you want to control, the number of babies who might be using the product and the environment in which it will be used. * If plastic parts or nipples come into contact with the bottom or sides of the container, their shapes may deform, so take care. * Be sure to add plenty of water so that the container does not boil dry. * Stay next to the container while you are sterilizing items by boiling.

Microwave Sterilization

Be sure to use specialized sterilization equipment. Nursing bottles and other parts cannot be placed directly into the microwave for sterilization. * Follow the directions for the sterilization equipment.

* Be sure to observe the following.

Do not use any sterilization methods other than autoclaving, chemical solutions, boiling or microwaving to sterilize rubber parts, as doing so may cause the parts to deteriorate, lose strength, or tear.

CT 使用前，請務必閱讀。

貝親為唇顎裂寶寶研發出專用的奶嘴和奶瓶。請在專科醫師或護士的指導下使用。與配方奶或是擠出的母乳一起使用。

* 一旦您的寶寶能夠熟練地吸吮，請嘗試以貝親標準型奶嘴瓶。

奶嘴特色

一般口徑 (奶嘴邊緣標有「R」)

相較於標準型奶嘴，一般口徑奶嘴的嘴頭較大，可防止空氣或乳汁從唇顎裂寶寶的唇顎裂縫中溢漏。此外，在吸吮力較弱的情況下，稍大的奶嘴開口比奶嘴的一般流量能流出更多的乳汁，以便於順暢排出乳汁。

* 小口徑奶嘴頭小於一般口徑奶嘴頭，從奶嘴流出的乳量也較少。

若使用的奶嘴不合適您的寶寶，可能會導致他無法獲得適量的乳汁（過多或過少），甚至造成窒息或吸吮困難等問題，故請根據您寶寶的狀況、發育情形，從兩種奶嘴口徑中進行選擇。

零件名稱、功能

奶嘴開口

一般口徑奶嘴的開口是個稍大的Y字孔，即使吸吮力弱，也能使乳汁順暢地流動。小口徑奶嘴的開口為Y字孔，比一般口徑奶嘴稍小。從一般口徑奶嘴流出的乳汁量過多時，請改用小口徑奶嘴。

奶嘴

可在兩種口徑的矽膠製奶嘴中進行挑選，以符合您寶寶的情況。

* 奶嘴上的刻度是為有助於泡奶，如需更精確，請使用量杯或量匙。

安裝方法

- 1) 用無菌棉片清潔您的手指。
 - 2) 將奶嘴套入瓶蓋內。
 - 3) 將防逆流氣閥較平坦的一面（有貝親商標的一面）朝向奶嘴開口，並將其套入奶嘴內。
- * 防逆流氣閥若有難以安裝之情況，用水沾濕將有助於安裝。

* 請妥善存放說明書。

商品名稱 奶瓶（塑膠）

組件	材質	耐熱	消毒方法
瓶蓋	聚丙烯	120℃	煮沸
瓶蓋		120℃	
內蓋		120℃	
防逆流氣閥 (x2)		120℃	
瓶身	矽膠	110℃	微波
奶嘴（一般口徑）		120℃	
奶嘴（小口徑）		120℃	

奶嘴開口形狀

一般口徑：Y字孔（一般口徑）

小口徑：Y字孔（小口徑）

瓶身容量：240ml（最大刻度容量）

在這些情況下，請使用 **小口徑** 奶嘴。

（奶嘴邊緣標有「S」）

- 適用於體重輕的唇顎裂寶寶
- 因使用 Hotz 型口蓋床而使口徑容量變小時
- 唇裂手術後，到使用正常奶嘴的過渡期

透氣孔

寶寶吸吮時，可防止奶嘴漏氣，使乳汁順暢流動。

防逆流氣閥

安裝於奶嘴內側，可在寶寶吸吮時，防止乳汁回流到瓶內。寶寶的舌頭壓住奶嘴，乳汁即會流出。就算是吸吮力較弱的寶寶，仍能順利吸出乳汁。

瓶身

由於瓶身柔軟、易於擠壓，只需輕壓瓶身，即可使乳汁流出。擠乳時，當寶寶的吸吮力較強或舌頭沒有足夠的力量壓住奶嘴，您可以協助寶寶擠壓瓶身使乳汁流出。

注意事項

- 使用後，請以海綿刷徹底清洗奶嘴和奶嘴蓋並進行消毒。
- 請勿讓奶嘴受到陽光直射或直接加熱，消毒請勿超過建議的時間，以免奶嘴變得脆弱。
- 請以海綿刷清洗，若使用硬毛刷清洗會造成損壞。
- * 此奶嘴、奶嘴蓋無法與其他產品併用。

關於相容性

沒有貝親LOGO的防逆流氣閥（圖解①）無法套到透明矽膠奶嘴上。請務必使用有貝親LOGO的防逆流氣閥（圖解②）。



如何餵乳

- ① 握住瓶身使奶嘴較厚的一側和透氣孔朝上，使寶寶的舌頭能夠壓住奶嘴底部（較薄側）吸吮乳汁。
- * 奶嘴有透氣孔的一側較厚，並略平坦，所以即使有縫隙，奶嘴仍易於吸吮。

奶嘴有透氣孔的一側朝上



- ② 寶寶的吸吮動作，讓乳汁集中於奶嘴內側而後流出，使其能吸吮，但如果寶寶的吸吮力較弱或寶寶的舌頭沒有足夠力量可以壓住奶嘴，乳汁可能無法集中於奶嘴內，此時可輕柔地擠壓瓶身讓乳汁充滿奶嘴。



易於擠壓

- * 瓶身的上半部柔軟，易於擠壓，讓您能輕鬆調整擠壓力道。
- * 若您太用力擠壓瓶身，乳汁可能會從奶嘴大量流出，恐會導致寶寶窒息，故請控制您的擠壓力道，以避免窒息意外發生。
- 擠乳前，請先將乳汁降溫到體溫溫度。
- 擠乳時請將寶寶抱在懷中。
- 擠乳時請確認透氣孔沒有被塞住。
- 泡奶後應儘速哺餵。沖泡後2小時內未喝完的奶水請倒掉。

準備泡奶

仔細查看奶粉包裝上如何調製配方奶的說明。

- ① 務必使用已煮沸且降溫至略高於70℃的水泡奶。煮沸後放置超過30分鐘，或降溫低於70℃的水，請勿再使用。冬天時，瓶身會變冰冷，所以如果您加入約70℃的水沖泡配方奶，熱水的溫度會再往下降。在泡奶之前，先以溫水沖洗瓶身使其變暖，倒掉水之後再加入70℃的水。
- ② 泡奶的說明會因奶粉廠商而各有不同，請遵從各家奶粉廠商的說明泡奶。
- ③ 將奶嘴套到奶瓶上。為了避免燙傷，請使用乾淨的棉質毛巾或是隔熱手套握住奶瓶，然後搖晃奶瓶使內容物能徹底混勻。
 - * 若上下搖晃奶瓶，內容物可能會突然湧出，而造成燙傷。
 - * 套上奶嘴後若上下搖晃奶瓶，熱水會造成瓶內的壓力上升，恐會造成內容物溢漏或突然湧出。
- ④ 泡奶之後，套上奶嘴。擺在盛滿水的碗裡或是將奶瓶放在流動的自來水下，使內容物降溫到適合哺餵的溫度。
 - * 請將奶瓶底部放在水龍頭下方，以確保奶嘴不會接觸到自來水。
 - * 套上奶嘴蓋後若上下搖晃奶瓶，熱水會造成瓶內的壓力上升，而導致內容物溢漏或突然湧出。
- ⑤ 奶嘴開口為Y字孔，即使您打翻奶瓶，牛奶也不會溢漏。請充分冷卻後，確認奶瓶的表面溫度。
- 請勿使用微波爐加熱調製配方奶的水或是加熱配方奶。
- 請勿在寶寶身旁泡奶，以免發生危險。

何時該更換奶嘴

- 若寶寶習慣某個特定的奶嘴，當您換新奶嘴時寶寶會抗拒，請循序使用2個或2個以上的奶嘴。為免奶嘴老化導致意外發生，當奶嘴有破損等瑕疵，請不要在意使用次數而儘早更換。
- 若是奶嘴表面變黏或是嘴頭開始凸出，表示橡膠品質已經開始劣化，請勿繼續使用該奶嘴。
- 何時更換奶嘴：
 - 奶嘴煮沸消毒的累積時間已達到24個小時。
 - 奶嘴經由使用高壓蒸汽消毒的累積時間已達20小時。
- 無論奶嘴消毒多久或使用多少次，一發現異常跡象（包括破裂、有裂縫、劣化或是距首次使用已超過兩個月）一律丟棄。
- * 累積時間，不包含加熱或降溫時間。

與傷警告

警告 為了防止燙傷，請注意以下事項。

- 泡奶時，奶瓶可能變燙，請小心不要燙傷自己。
- 為避免燙傷寶寶，請勿在寶寶身邊泡奶。
- 請先測試過乳汁或其他液體的溫度後，再開始哺餵，以免導致燙傷。
- 煮沸消毒之後，奶瓶會變燙，請小心不要燙傷自己。
- 泡奶時，如果上下搖晃奶瓶，內容物可能會突然湧出，因而導致燙傷。

- 奶瓶是用以哺餵乳汁或其他液體予寶寶，請勿使用在其他用途上。
- 為了保護透氣孔和Y字孔奶嘴開口，表面塗有安全的白色粉末狀食品添加物，初次使用時請先洗淨後再使用。

寶寶的安全與健康

警告！

- 使用本產品時需有成人人在旁監督。
- 請勿將奶嘴當成安撫奶嘴使用。
- 連續長時間吸食乳汁可能會造成蛀牙。
- 跟寶寶一定要檢查食物的溫度。
- 所有物品請放置於兒童無法取得之處。
- 每次使用奶嘴前，請先檢查並往各個方向拉扯。

洗淨

器具儘可能保持衛生。

- 使用前，包含初次使用前，所有零件請務必清洗並消毒。
- 使用後，請立刻以溫水、貝親奶瓶清潔液清洗，並徹底清洗奶嘴，尤其注意透氣孔，若透氣孔堵塞，將會造成奶嘴漏氣或是被吸入瓶內。
- 沖洗奶瓶時，請勿使用研磨劑、金屬刷或研磨性清潔劑，以免刮傷瓶身，甚至導致奶嘴破裂。



消毒方法

根據微生物的特性、使用環境選擇消毒方法。

- 蒸氣消毒（高壓鍋）
根據高壓鍋操作說明，將物品放在121至124℃之間消毒15分鐘，或是在135℃之下消毒3分鐘。
 - * 此商品中，只有奶嘴可透過高壓鍋消毒。
 - * 矽膠的顏色可能會因消毒而改變。如果變色，建議儘速換用新的奶嘴。
- 藥液消毒
使用奶瓶奶嘴專用藥液。詳細的使用訊息，請參閱消毒劑的說明。請務必遵守消毒劑包裝上的使用說明。
 - * 奶嘴可能會吸水而變成白色，但這不影響使用。
- 煮沸消毒
請根據您想控制的微生物特性，可能使用此商品的寶寶人數，及使用商品的環境，來選擇煮沸時間。
 - * 若塑膠零件、奶嘴接觸到高溫的容器底部或側面，恐有變形之虞，請注意。
 - * 請務必加入大量的水以確保容器不會乾燒。
 - * 當您以煮沸方式消毒時，請待在容器旁。
- 微波爐消毒
請務必使用專門的消毒工具，不可將奶瓶和其他零件直接放到微波爐中進行消毒。
 - * 請遵從消毒設備的指示說明。

請務必遵守以下事項。

請勿使用除蒸氣消毒、藥液、煮沸或微波爐以外的任何殺菌方法對塑膠零件進行消毒，以免造成零件劣化、失去強度或破裂。

พิจารณาถึงต้นทุนและพัฒนารูปแบบและวัตถุดิบสำหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่โดยเฉพาะ
ใช้ภายใต้คำแนะนำของนักเชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือพยาบาล ใช้ได้ทั้งกับนมผสมและนมแม่

គុណស័ក្តិសាស្ត្រ៖ មិនទទួលបាន

* ธนาคารอุปถัมภ์จากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กว่าธนาคารจากเมืองหัวไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่ผันผวนจากกรอบของเงินเฟ้อที่ต่างกัน เช่น ค่าเงินบาท ในกรณีที่เงินเฟ้อลดลง ธนาคารอุปถัมภ์ขนาดใหญ่กว่าจะช่วยให้เงินบาทได้เปรียบ

* โปรดดูวิธีใช้กฎหมายไทยตามหลักกติกาสถาบันของเด็ก ปริมาณของน้ำนมที่ได้รับจากขวดและเต้านมหรือจากภาชนะอื่นนั้นต่างกันไม่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการสำลัก หรืออาจ
ต่อการลด ความเสี่ยงจากสาเหตุของกรณีนี้ 2 ขวบ ให้พบแพทย์กับอาการและการเจริญเติบโตของเด็ก

รูปถ่ายจากหน้า

รูปถ่ายจากเมฆขนาดมาตรฐาน (R) จะใหญ่กว่าขนาดเล็ก (S) เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดขึ้นในการฝึกหัดฝึกบินของลูกน้องรูปถ่ายจากเมฆขนาดเล็ก (S) ควรใช้เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยจากเมฆขนาดมาตรฐาน (R) มากเกินไปใกล้กับพื้นดิน

สามารถเก็บรักษาตัวอย่างของจุลินทรีย์ได้ 2 ชนิด ผลิตภัณฑ์จากซีดีโรนอ์ฮันบูม
เหมาะสำหรับใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในดินโดยเฉพาะ

1. ทำความสะอาดผนังห้องด้วยสีกีที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
2. ใส่ถุงพลาสติกบนอ่างล้างมือ
3. คัดเลือกวัสดุเพื่อการไหลย้อนกลับของน้ำเม โดยพื้นผิวเรียบ
(เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัว P) เช็ดถูจนแห้ง
* เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามอื่น ให้ใช้โถงน้ำให้เพียงกับการนำของ

* โปรดเก็บรักษาตู้มือในที่ปลอดภัย
ชื่อสินค้า : ขวดนม (พลาสติก)

ส่วนประกอบ	วัสดุ	อุณหภูมิ	วิธีผ่านมือ
ฝาครอบ	พอลิโพรพิลีน	120 °C	ต้ม
แผ่นสียาร		120 °C	
ฝาปิดชิ้นใน		120 °C	
วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ (VZ)		120 °C	
ขลุ่ยลม		110 °C	
อุปกรณ์ (ขนาดมาตรฐาน)	พลาสติกโพลีเอทิลีน	120 °C	ไม่ใช้ความร้อน
อุปกรณ์ (ขนาดเล็ก)		120 °C	

รูปถ่ายจากแผนที่ตัว Y
ขนาดมาตรฐาน (R)
ขนาดเล็ก (S)
ปริมาณ : 240 มล. (ใช้ครบถ้วนปริมาณสูงสุด)

(นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ๕-๖ ปี) (นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ๕-๖ ปี)

- สู่การเป็นศูนย์ประมวลผลเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ
- โครงการนี้ยังถือเป็นรากฐานของแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศไทย
- Hsts-type
- พลัดจากได้รับการนำคิด และในเชิงการปฏิบัติงานใช้ฐานความรู้ทั่วไป

ช่วยให้การไหลของน้ำเป็นไปอย่างราบรื่น และป้องกันรูหนอนเหินบน
ผนังท่อ

เมื่อประกอบกันบริเวณด้านในของรูกุ วาล์วจะป้องกันการไหลย้อนของน้ำนม กลับเข้าสู่รูของเต้านมทารกอีกครั้ง เมื่อสิ้นของทารกกลับบริเวณอกแม่ น้ำนม จะไหลออกมา แม้แต่ทารกที่มีแรงดูดไม่เพียงพอสามารถดูดน้ำนมออกมาได้

ชาวอเมริกันมักชอบดื่ม ฟูรทองแดงคอกาเบียร์ เพื่อลดไขมันในเลือด
ทำให้ไขมันไหลออกมาได้
ในกรณีที่มีการกินของทอดเยอะ คุณแม่สามารถช่วยลดไขมันได้โดยการ
กินชาสมุนไพรจากงานเพื่อให้น้ำมันไหลออกมา


- * มีจิตศรัทธาบริจาคเงินช่วยเหลือ เพื่อช่วยในการเสริมสร้างบ้าน
ใหม่แก่ผู้ที่มีฐานะยากจนขึ้นแล้วทำให้ใช้ด้วยทรัพย์สินอันคง
ในการวัด

- ทักษะการใช้ภาษาที่ดีช่วยขจัดอุปสรรคจากแม่ที่สื่อสารผิดโดยใช้ภาษาที่มีความอ่อนโยน และคำการวางใจเชื่อทุกคำ
- ทำความรู้จักแม่ในสิ่งที่มีความรู้พื้นฐานหรือแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากอคติและอคติที่ไร้เหตุผลวางใจเป็นเวลานานเกินกว่าที่กำหนดเพราะกลัวว่าลูกจะเกิดอาการได้
- ควรใช้เงินบ้างสำหรับช่วยเหลือแม่หากใช้เงินประจำวันมีค่ามากกว่าช่วยเหลือแม่ก็ควรช่วยเหลือหาได้
- ขาดความอดทนจากแม่ที่ปรับแก้ปัญหาก่อนจะขอความช่วยเหลือไปสามารถให้เวลาแก่กับชาวชนบทและชนบทประเภทอื่นได้

- ภาวดีมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นนิติบุคคลหรือรูปตัว P (แสดงในรูปที่ 1) ไม่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ของตนได้
- ภาวดีมีอำนาจในการปกครองส่วนท้องถิ่นของส่วนราชการ ที่เป็นนิติบุคคลหรือรูปตัว P เท่านั้น (แสดงในรูปที่ 2)



① ให้จับขลุ่ยลมโดยที่นิ้วงอแนบลำนิ้วที่หน้ากว่าและนิ้วหัวแม่มือจับที่ด้านข้าง เพื่อให้ง่ายต่อการสามารถคลื่อนนิ้วจากตำแหน่ง ซึ่งจุดเกาะจะมีหัวมนมากกว่าด้านของขลุ่ยลม ที่มีหัวมนราบเรียบตามลักษณะที่รวมหน้าและหน้าเข้าๆ ถัดมามีหัวมนที่ขอบนอกในบริเวณปากก็ยังสามารถคลื่อนได้พอๆด้วย



- ลักษณะของชาวคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ การมีบริเวณนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ
เป้าหมายได้สำเร็จ
- หากว่าคุณมีปราชญ์คนใดคนหนึ่ง หากมีปราชญ์คนใดคนหนึ่งมาหา อาจทำให้เกิด
การตัดสินใจได้ คุณมีความปรารถนาในการมีให้คนอื่น
- เสริมแรงให้ตัวเองให้ตัวเองมีความมุ่งมั่น
- ให้การกระทำในบริเวณของคุณมีความมุ่งมั่น
- ให้ความรู้แก่คนอื่น ให้ความรู้แก่คนอื่นให้คนอื่นมีความมุ่งมั่น
- ความมุ่งมั่นกับคนที่มีความมุ่งมั่น และคนที่มีความมุ่งมั่น

ให้ผู้ที่ฉากรอจนเสียใจได้หันมาสนใจวิธีการเล่นแบบสัจจวิทยา

- ๑) ให้ใช้น้ำที่ต้มจนเดือดจนกระทั่งให้ไอน้ำขึ้นสูงที่อุณหภูมิสูงกว่า 70°C ในการเตรียมนม หากน้ำดื่มเดือดและทิ้งไว้ให้เย็นนานเกิน 30 นาที หรือมีอุณหภูมิต่ำกว่า 70°C ไม่ควรนำมาใช้ในการชงนมให้ทารก ในฤดูหนาวชงนมจะมีความเย็น หากดื่มทันทีอุณหภูมิ 70°C ในการเตรียมนม อุณหภูมิของน้ำจะลดลง ดังนั้นให้ใส่ขวดนมด้วยน้ำอุ่น และค่อยเติมน้ำที่อุณหภูมิ 70°C
 - ๒) วิธีการเตรียมนมจะแตกต่างกันในโหมดสแตนด์บายที่ผลิตให้ใช้การวิธีการเตรียมของอุปกรณ์ใช้ที่ผลิตโดยบริษัทอื่น
 - ๓) สวมถุงนมเข้ากับขวด ใช้ผ้าที่สะอาดเช็ดที่ข้อหัวขวดนมเพื่อป้องกันไม่ให้สกปรก และบ่มารวดนมเพื่อให้อุ่นส่วนเสริมที่เข้ากัน
 - * หากเขย่าขวดขึ้นและ อาจทำให้แน่นที่ข้อของนมและทำให้สกปรกได้
 - * หากเขย่าขวดขึ้นหลังจากที่สวมถุงนมแล้ว น้ำร้อนอาจทำให้ความดันภายในขวดเพิ่มขึ้น และอาจทำให้แน่นที่ข้อหรือข้อของนม
 - ๔) หลังจากชงนมเสร็จแล้ว ให้ทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงจนเหมาะสมกับการป้อน โดยอาจเขย่าในถ้วยน้ำ หรืออาจถือขวดให้น้ำเย็นไหลผ่าน
 - * ให้เฉพาะส่วนน้ำของขวดสัมผัสกับน้ำเย็นเพื่อให้ผ่าน เพื่อให้อุ่นใจว่าอุณหภูมิจะไม่สัมผัสกับน้ำ
 - * หากเขย่าขวดหลังจากปิดฝาครอบ น้ำร้อนอาจทำให้ความดันภายในขวดเพิ่มขึ้น และอาจทำให้แน่นที่ข้อหรือข้อของนม
 - ๕) บุคคลชงนมมีลักษณะรูปที่ Y ดังนั้นแม้ว่าจะเมื่อหรือหัวขวดจะไม่ได้เกิดการรั่วไหล หลังจากทำให้ขวดนมเย็นลง ให้ตรวจสอบอุณหภูมิภายนอกขวด
 - * ไม่ควรวินโยกโยกโยกเพื่ออุ่นน้ำให้ร้อนเพื่อนำมาชงนม หรือเพื่ออุ่นนมที่ผสมแล้ว
 - * หลีกเลี่ยงการเตรียมนมใกล้กับทารก เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้

- หากทราบกรณีมีความคุ้มครองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การทวงถามค่าชดเชยที่จะเปลี่ยนจากแม่ใหม่ ควรทวงถามวิธีการใช้กฎหมาย 2 สัปดาห์ขึ้นไป หากใช้กฎหมายจากเดิมแล้วเป็นเวลานานๆ จะทำให้สูญเสียความยืดหยุ่นและโอกาสต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามมาได้
- หากผิดข้อจากแม่เดิมแล้ว หรือปล่อยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เลิกใช้กฎหมายทันที
- เมื่อใดที่ควรเปลี่ยนจากแม่/เมื่อค่าเช่าจากแม่โดยการคิดในแง่ที่คิดเป็นระยะเวลาสั้นเกิน 24 ชั่วโมง
- เมื่อค่าเช่าจากแม่โดยการนำตัวมารักษาหรือความคุ้มครองเป็นระยะเวลาสั้นเกิน 20 ชั่วโมง
- ไม่ว่าค่าเช่าจากแม่หรือค่าเช่าจากแม่เป็นระยะเวลาสั้นเกินกว่าที่กำหนด หากพบความผิดปกติ รวมถึงการเลิกจ้าง การละเมิด หรือการละเมิดสิทธิใดๆ หรือ
- หลังจากที่ใช้เงินจากแม่เป็นระยะเวลา 2 เดือน

* "ระยะเวลา" ไม่รวมถึงเวลาที่กำหนดขึ้นหรือลดค่าเช่า

ไฟฟ้ามีความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้

- [illegible]

- ขาดแคลนใช้สำหรับเบี่ยงเบน หรืออาหารเหลวอื่นๆ เกาต์ใน ฟันไมให้ใช้จนเกิด วัฏจักรระลอกขึ้น
- เพื่อบริการกันยาวด้วยเวลาการพัก แลบรรเทาจนจนไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวของฟันขึ้น สารอาหารสำหรับทั้งกลุ่ม ดังนั้นควรต้องออกให้สะดวกก่อนการเข้าวงจรแรก

- ให้อำเภอได้กำกับการดูแลของผู้ใหญ่สมมติ
- ไม่ให้ทำธุรกรรมแบบจุกๆตลอด
- การตรวจสอบของเหล่าผ่านชาวสมมติต้องเข้มงวดกันเป็นเวลานานจะท่างให้พิษณุได้
- ให้ตำรวจสอบสวนทนายนิรุตติงอาพาธก่อนการไปยื่นสมมติ
- เก็บไว้ก่อนเซ็นแล้วทิ้งหมดยกนี้ไว้ใช้ให้ทางจากมือเด็ก
- ให้ตำรวจสอบสวนก่อนการให้ชุกๆจริง แล้วให้ตั้งจากนั้นเพื่อทดสอบในเหตุการณ์

ការវិវត្តន៍ប្រព័ន្ធប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

- ก่อนการใช้ทุกครั้ง ควรพิจารณาการใช้งานครั้งแรกต้องล้างและ
ฆ่าเชื้อชิ้นส่วนทุกครั้ง
- หลีกเลี่ยงการใช้ในน้ำอุ่นเกิน 1 นาที และล้างทำความสะอาด
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามปกติทุกครั้ง
- ถ้าจุกนมไม่สะอาดอย่างแท้จริง ควรเปลี่ยนหัวนมจากอากาศ
หากว่าเกิดอาการอุดตัน อาจทำให้จุกนมแข็งและมันติดกับ
เต้านมในเร็ววันได้
- เมื่อทำความสะอาดนมจนแน่ใจว่าไร้เชื้อแล้วก็มีการจัดสี ที่แบ่งหลอด หรือป้ายที่ติด
ที่หลังโดยจากล่างไปที่ด้านบนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และอาจสังเกตได้จากหลอด



• **การนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันสูง (Autoclave)**
ใช้ปฏิกิริยาตามวิธีการในการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันสูงโดยเป็นการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 °C ถึง 124 °C เป็นเวลา 15 นาที หรืออุณหภูมิ 135 °C เวลา 3 นาที

- สัปดาห์ผลิตผลงานชิ้นนี้ ผมพบว่าส่วนแรกของชุดเกมเหล่านี้ที่ใช้การนั่งอ่านชื่อที่มีความสั้นสูงได้
- สัปดาห์งาช้างก็โดนฉาวเกิดการเบียดเบียนผลประโยชน์ได้จากการอ่านชื่อ ผมแนะนำให้เปลี่ยนจุดสนใจไปที่บทที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้

• จุลินทรีย์อาจเกิดจากพืชพื้นน้ำและเปลี่ยนเป็นสัตว์รบกวน แต่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาหากเราใช้สารเคมีอย่างใด

ขณะเวลาในการตั้งขี้นอยู่กับเนื้อไม้ที่ติดของภาชนะคลุม จำนวนเมล็ดที่ใช้สามารถสังเกตได้จาก
และสิ่งแวดล้อมที่จะใช้รวม

- ควรระมัดระวังไม่ให้กินส่วนผสมพลาสติกหรือถุงพลาสติกเป็นภาษาขณะกิน เพราะอาจทำให้ส่วนผสมค้างอยู่ เกิดการติดเชื้อได้
- ควรสอนให้รับประทานอาหารมากพอควรทั้งการฝึก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลดน้ำหนัก
- ให้อายุใกล้เคียงกับบริเวณที่ฝึกภาษาขึ้น เพื่อลดแนวโน้มให้เกิดอุบัติเหตุ

- ปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไว้ในอุปกรณ์ที่ออกแบมาเพื่อการนำเข้ยวตมโดยไ้
ในโครงเวฟ

- * ต้องมั่นใจว่าตรวจลงตราเรียบร้อยแล้ว

RU Перед использованием обязательно прочитайте инструкцию.

Компания Pigeon разработала соску и бутылочку для детей с расщелиной губы и нёба. Используйте под наблюдением медицинского специалиста или медсестры. Используйте для молока (молочной смеси) или материнского молока.

* Когда ребенок научится сосать, начинайте использовать стандартные бутылочки Pigeon.

Особенности соски:

Средний размер (На соске нанесена отметка «S»)

- Кончик соски среднего размера больше, чем у соски аналогичного размера стандартного типа, что позволяет предотвратить протекание молока и попадание воздуха через имеющиеся у малыша расщелины. Даже если ребенок сосет медленно, отверстие соски, которое чуть больше, чем обычно, позволяет малышу легко извлекать молоко из бутылочки.

- Кончик соски маленького размера меньше, чем у соски среднего размера, поэтому количество поступающего из соски молока также меньше.

Если используемая соска не подходит ребенку, он может недополучать необходимое количество молока или же получать слишком много молока при кормлении, что может вызвать трудности при сосании, закладывание молока и т.д. Выбирайте размер соски в зависимости от этапа развития ребенка.

Название частей и их функции

Отверстие соски

Крестообразный разрез отверстия соски среднего размера несколько больше, что позволяет молоку легко поступать даже при слабом сосании. Крестообразный разрез отверстия соски маленького размера немного меньше, чем у соски среднего размера. Используйте соску маленького размера, если при использовании соски среднего размера поступает слишком много молока.

Соска

Соска произведена из мягкого силикона. Вы можете выбрать один из двух размеров, в соответствии с развитием ребенка.

* Мерка шкалы на бутылочке – это ориентир для приготовления смеси. В случае, если необходима высокая точность, используйте измерительную кружку или ложку.

Как подготовить бутылочку к кормлению

1) Тщательно вымойте руки, желательнее с использованием антибактериальных средств. 2) Вставьте соску в крышку. 3) Во избежание обратного поступления молока в бутылочку, оставьте клапан в соску плоской стороной (сторона с отметкой Pigeon).

* Если установка клапана обратного потока затруднена, увлажните его кипяченной водой, это облегчит установку.

* Храните эту инструкцию в безопасном месте.

Название продукции: Детская бутылочка (пластиковая)

Составные части	Материал	Термостойкость	Методы стерилизации
Крышечка	Полипропилен	120°C	Кипячение
Крышка		120°C	
Внутренняя крышка		120°C	
Клапан предотвращения обратного потока (S2)	Силиконовый резина	120°C	Микроволновая печь
Бутылочка		110°C	Холодная стерилизация (химический раствор)
Соска (средний размер)	Силиконовый резина	120°C	
Соска (маленький размер)		120°C	

Форма отверстия для молока в соске

Средний размер: Крестообразный разрез (средний)
Маленький размер: Крестообразный разрез (маленький)
Емкость бутылочки: 240 мл (верхний предел шкалы емкости)

Используйте соски маленького размера в следующих случаях.

(На соске нанесена отметка «S»)

- Для детей с малым весом, имеющих проблемы расщелины губы или нёба
- Если емкость ротовой полости уменьшена из-за использования специальной пластины и т.д.
- После хирургии расщелины нёба, в качестве переходного этапа к использованию обычной соски.

Вентиляционный клапан

Обеспечивает свободное поступление молока в процессе сосания, предотвращая набухание соски.

Клапан предотвращения обратного потока

Наличие в соске данного клапана позволит предотвращать поступление молока обратно в бутылочку при кормлении. При воздействии языком ребенка на соску молоко легко поступает, поэтому ребенок сможет извлечь молоко из бутылочки даже при слабой силе сосания.

Бутылочка

Благодаря мягкому материалу и удобной для использования форме бутылочки, достаточно слегка нажать на нее, чтобы извлечь молоко. Если малыш слабо сосет молоко или у него не хватает силы, чтобы воздействовать на соску, вы можете помочь ему извлечь молоко, сжимая бутылочку.

Способ кормления

1) Держите бутылочку так, чтобы более толстая сторона соски с вентиляционным клапаном была сверху, и малыш мог, воздействуя на нижнюю (более тонкую) часть соски, пить молоко.

* Сторона соски, на которой находится вентиляционный клапан, падает в она чуть более плоская, потому соска за счет притягивает даже в месте расщелины.

2) Благодаря сосательным движениям малыша, молоко накапливается внутри соски, откуда оно и попадает в рот ребенка, однако, если сила сосания слабая или если ребенок слабо нажимает на соску, молоко может не накапливаться внутри соски. Если это произошло, слегка нажмите на бутылочку, чтобы заполнить соску молоком.

- Верхняя часть бутылочки изготовлена из более мягкого материала для легкого сжатия, благодаря чему вы без труда можете регулировать силу сжатия.
- Сильное сжатие приведет к сильному потоку молока из бутылочки, и малыш может поперхнуться. Поэтому будьте осторожны и регулируйте силу нажатия.
- Всегда проверяйте температуру молока перед кормлением. При необходимости охладите.
- Во время кормления держите ребенка на руках.
- При кормлении периодически проверяйте, не забился ли вентиляционный клапан.
- После приготовления смеси сразу же кормите ребенка. Не используйте для кормления смесь, приготовленную более чем 2 часа назад.

Приготовление молока

Подробно о способе приготовления смеси смотрите инструкцию на упаковке сухой смеси

1) При приготовлении смеси используйте только свежую кипяченую воду, предварительно охлажденную до 70°C. Никогда не используйте воду, вскипяченную более чем 30 минут назад и/или охлажденную до температуры, ниже чем 70°C. В холодное время года бутылочка более холодная, поэтому если вы добавите в смесь воды температурой ниже 70°C, вода охладится еще больше. Рекомендуем вам перед приготовлением смеси, предварительно нагреть бутылочку, с помощью горячей воды. Затем слить эту воду и использовать новую для приготовления смеси температурой более 70°C.

2) Способ приготовления смеси зависит от ее производителя. Следуйте инструкциям по приготовлению молока, указанным на упаковке.

3) Наденьте соску на бутылочку. Возьмите бутылочку, используя полотенце или прихватку и т.д., чтобы не обжечься, и с помощью вращательных движений аккуратно размешайте содержимое.

* Если трести бутылочку вверх-вниз, то содержимое может вылиться, и вы можете обжечься.

* Если трести бутылочку в одной стороне, то из-за высокой температуры воды может подняться внутреннее давление в бутылочке, и есть опасность вытекания содержимого.

4) После приготовления смеси присоедините соску и охладите молоко до температуры, подходящей для кормления, предварительно охладив бутылочку в холодной воде.

* При охлаждении под холодной струей воды держите бутылочку так, чтобы вода не попадала на соску.

* Если трести бутылочку с уже закрытым клапаном, то из-за высокой температуры воды внутреннее давление в бутылочке может подняться, и есть опасность вытекания содержимого.

5) Поскольку отверстие соски имеет крестообразный разрез, даже если наклонить бутылочку, молоко не выльется. Тщательно охладив бутылочку, проверьте ее наружную температуру.


* Избегайте использования микроволновой печи при кипячении воды для приготовления смеси или для разогревания приготовленной смеси.

* Старайтесь не готовить смесь, когда ваш ребенок рядом, это опасно.

Когда менять соски

- Когда малыш привыкает к одной соске, он может противиться ее замене. Чередуйте использование 2-х и более сосок. Если длительное время использовать одну и ту же соску, то она теряет эластичность и может легко порваться, что может стать причиной несчастного случая.
- Если поверхность соски стала липкой, а кончик выгнулся, значит соска начала подгнивать. Прекратите использование этой соски.
- Когда менять соски / в случае если соски стерилизовались кипятком в общей сложности 14 часа / в случае если соски стерилизовались в паровом стерилизаторе в общей сложности 20 часов
- При обнаружении деформации, отверстия в соске, разрывов или других признаков износа, сразу меняйте ее, независимо от того, сколько соска стерилизовалась и сколько раз использовалась. Также рекомендуется смена соски после 2-х месяцев использования.
- Общее время стерилизации не включает время нагрева и охлаждения воды.

Более толстая сторона соски, на которой находится вентиляционный клапан, должна быть сверху



Пальцы свисают

Меры предосторожности во избежание ожогов

Во избежание ожогов ознакомьтесь с указанными ниже рекомендациями

• Во время приготовления смеси бутылочка сильно нагревается. Во избежание ожогов - будьте осторожны.

• Не готовьте смесь рядом с ребенком. Он может случайно получить ожог.

• Перед кормлением обязательно проверьте температуру смеси. Иначе ваш ребенок может обжечься.

• После стерилизации в кипятке бутылочка сильно нагревается. Во избежание ожогов - будьте осторожны.

• Если во время приготовления смеси тряхнуть бутылочку вверх-вниз, то ее содержимое может вылиться, что может привести к ожогам.

- Бутылочка предназначена для кормления ребенка материнским молоком или другой жидкостью. Используйте бутылочку только по назначению.
- Для защиты вентиляционного клапана и отверстия соски на соску нанесен белый порошок (антиоксидант). Перед первым использованием тщательно промойте соску.

Для безопасности и здоровья вашего ребенка

ВНИМАНИЕ!

- Всегда используйте эту продукцию под присмотром взрослых.
- Никогда не используйте соску в качестве соски-пустышки.
- Постоянное и длительное сосание жидкости может вызвать разрушение зубов.
- Всегда проверяйте температуру жидкости перед кормлением.
- Держите все составные части в недоступном для детей месте.
- Осматривайте соску перед каждым использованием, осторожно растягивая ее во всех направлениях.

Чистка

Всегда держите бутылочку в чистоте.

- Перед первым и каждым последующим использованием обязательно промывайте и стерилизуйте все составные части.
- Сразу после использования поместите бутылочку в теплую воду. Для мытья рекомендуется использовать специальное средство для мытья детской посуды и овощей Pigeon. Тщательно промывайте соску, уделяя особое внимание вентиляционному клапану. Если он забьется, то это может привести к износу соски или несчастным случаям.
- Во время мытья бутылочки не используйте абразивные губки, металлические мочалки, или абразивные моющие средства, так как они могут повредить материал бутылочки или привести к поломке бутылочки.



Способы стерилизации

Выбирайте способ стерилизации в зависимости от условий использования.

Паровая стерилизация (автоклав)

В соответствии с инструкцией по эксплуатации парового стерилизатора, можно стерилизовать предметы 15 минут при температуре 121-124 °C, либо 3 минуты при 135 °C.

* В каждом стерилизаторе можно стерилизовать только соску.

* Из-за стерилизации цвет упаковки может измениться. При изменении цвета рекомендуем как можно скорее заменить соску.

Холодная стерилизация (стерилизация химическими веществами)

Используйте только химическое дезинфицирующее средство, специально предназначенное для детских бутылочек и сосок. Для подробностей ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. Обязательно соблюдайте меры предосторожности, указанные на упаковке дезинфицирующего средства.

* Небольшое изменение цвета не является причиной ее замены. Это происходит из-за попадания хлора в воду.

Стерилизация кипячением

Выбирайте время кипячения в зависимости от желаемой степени стерилизации (в зависимости от характеристик уничтожаемых вирусов или микробов), а также от количества детей, использующих данную продукцию и от условий использования.

* Если пластиковые компоненты или соска привяжутся ко дну или боковым частям разогретой кастрюли, то это может вызвать их деформацию, поэтому будьте осторожны.

* Убедитесь, что вы добавили достаточное количество воды. Избегайте, чтобы кастрюля находилась на огне без воды.

* Во время стерилизации кипячением всегда тщательно следите за процессом и не отходите от кастрюли.

Стерилизация в микроволновой печи

Обязательно используйте специально предназначенное оборудование для стерилизации. Не стерилизуйте бутылочку и другие составные части непосредственно в микроволновой печи без использования специального приспособления (пакеты, контейнеры и т.д.)

* Следуйте инструкции по эксплуатации оборудования для стерилизации.

Обязательно ознакомьтесь с указанными рекомендациями.

Не используйте для стерилизации силиконовые части продукции иные методы, кроме как паровая стерилизация, холодная стерилизация, кипячение, стерилизация в микроволновой печи, так как это может привести к значительному износу частей, снижению прочности и т.д.