

Etac My-Loo

Rekonditioneringsanvisning

Reconditioning instruction

Anweisungen für die Instandhaltung

1a16618.3 2022-11-01




Rekonditioneringsanvisning / Återanvändning



Reconditioning instruction / Re-use



Anweisungen für die Instandhaltung / Wiedereinsatz



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com



Allmänt

- Etac My-Loo kan återanvändas
 - Originalreservdelar från Etac skall alltid användas.
 - Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se manual).

Detta är extra viktigt vid förskrivning till brukare som kan förväntas använda produkten under en längre tid.


Tvätt

- Rengör produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel (pH-värde mellan 5-9). Skölj och torka. Desinficera produkten med 70% desinfektions-sprit.

- Produkten tål rengöring i kabinetttdiskdesinfektor i 85 °C i 3 minuter.

1	Förhöjare
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.	
2	Lock
Kontrollera att locket sitter fast och kan fällas upp och ner.	
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.	
3	Friktionselement
Kontrollera att friktionselementen sitter fast och är hela.	
4	Infästning av förhöjare
Kontrollera att förhöjaren sitter fast och kan fällas upp och ner.	
5	Armstöd
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.	
Kontrollera att armstödet går att fälla upp och ned	
6	Höjreglage
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.	
Kontrollera att höjreglaget går att justera mellan läge 1 och 3.	
7	Snabbmutter
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.	
Kontrollera att det går att dra åt snabbmuttern	
8	Hylsa
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.	
9	Bussning
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.	
10	Vred
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.	
Kontrollera att vredet sitter fast	
11	Lock
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.	
Kontrollera att locket snäpper dit	

12	Hållare lock
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.	
Kontrollera att locket snäpper dit	
13	Lock armstödshållare
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.	
Kontrollera att locket snäpper dit	
14	Lock hålster
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.	
Kontrollera att locket sitter fast	
15	Fäste
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador.	
16	Stödben
Kontrollera att armstödet kan fällas upp och ner	
Kontrollera att stödbenets infästning är hel och sitter fast	
17	Stödben, parallellstag
Kontrollera att parallellstaget är helt och sitter fast	
Kontrollera att parallellstagets infästning är hel och sitter fast	
18	Stödben, justerfot
Kontrollera att justerfoten är hel och kan justeras	
19	Sats för toppmontering
Kontrollera att det inte finns sprickor eller skador i skruvar, brickor, distanser eller pluggar.	
Kontrollera att det går att skruva ihop skruv och plugg	



General

- Etac My-Loo may be further used.
- Original spare parts from Etac should always be used.
- Remember that the service life of the product is limited (see


manual). This is particularly important when prescribing the product to a user who is expected to use it for an extended period of time.

Washing

- Clean the product with normal nonabrasive cleaning agents (pH value of between 5-9). Rinse and dry.
- Disinfect the product with an alcohol-based disinfectant, 70%.
- The product can withstand cleaning in a sterilizer at 85 °C for 3 minutes.

1	Raiser
	Check so that there are no cracks or damages.
2	Lid
	Check so that the lid is properly fixed and can be folded.
	Check so that there are no cracks or damages.
3	Friction pieces
	Check so that the friction pieces are properly fixed and that there are no damages.
4	Raiser fixing
	Check so that the raiser is fixed and can be folded up and down
5	Arm supports
	Check so that there are no cracks or damages.
	Check so that the arm support can be folded up and down
6	Height control
	Check so that there are no cracks or damages.
	Check so that the height control can be set in positions 1-3.
7	Assembly nut
	Check so that there are no cracks or damages.
	Check so that the assembly nut can be tightened.
8	Sleeve
	Check so that there are no cracks or damages.
9	Bushing
	Check so that there are no cracks or damages.
10	Locking handle
	Check so that there are no cracks or damages.
	Check so that the locking handle is fixed
11	Cover
	Check so that there are no cracks or damages.
	Check so that the cover can be clicked into place

12	Cover holder
	Check so that there are no cracks or damages.
	Check so that the cover can be clicked into place
13	Cover, arm support holder
	Check so that there are no cracks or damages.
	Check so that the cover can be clicked into place
14	Holster cover
	Check so that there are no cracks or damages.
	Check so that the cover is fixed
15	Attachment
	Check so that there are no cracks or damages.
16	Support leg
	Check so that the arm support can be folded
	Check so that the support leg attachment is ok and fixed
17	Support leg, parallel rod
	Check so that the parallel rod has no damages and is properly fixed
	Check so that the parallel rod attachment has no damages and is properly fixed
18	Support leg, adjustable ferrule
	Check so that the adjustable ferrule has no damages and can be adjusted
19	Screw kit for top mounting
	Check so that there are no cracks or damages in screws, washers, spacers and plugs.
	Check so that screw and plug can be mounted



Allgemeines

- Die Etac My-Loo ist für den Wiedereinsatz geeignet.
 - Benutzen Sie ausschließlich originale Ersatzteile von Etac.
 - Bitte beachten Sie, dass das Produkt eine begrenzte Lebensdauer hat (siehe Handbuch). Dies ist insbesondere im Falle

von Verordnung an Benutzer beachten, sofern das Produkt voraussichtlich für längere Zeit verwendet wird.

Reinigung

- Das Produkt mit einem normalen, nicht scheuernden Reinigungsmittel säubern (pH-Wert zwischen 5 und 9). Abspülen und trocknen.
 - Das Produkt mit einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis

(70 %) desinfizieren.

 - Das Produkt kann für maximal 3 Minuten bei 85 °C in einem Sterilisator gereinigt werden.

1	Sitzerhöhung
	Auf Risse oder Schäden untersuchen.
2	Deckel
	Überprüfen, ob der Deckel ordnungsgemäß befestigt ist und sich einwandfrei klappen lässt.
	Auf Risse oder Schäden untersuchen.
3	Rutschhemmungen
	Überprüfen, ob die Rutschhemmungen ordnungsgemäß befestigt sind und keine Beschädigungen aufweisen.
4	Befestigung Sitzerhöhung
	Prüfen Sie, ob die Toilettensitzerhöhung fixiert ist und hochgeklappt werden kann.
5	Armlehne
	Auf Risse oder Schäden untersuchen.
	Prüfen Sie, ob die Armlehne auf- und abgeklappt werden kann.
6	Höhenkontrolle
	Auf Risse oder Schäden untersuchen.
	Überprüfen Sie, ob die Höhenverstellung in den Positionen 1-3 eingestellt werden kann.
7	Schnellanzugmutter
	Auf Risse oder Schäden untersuchen.
	Überprüfen Sie, ob die Montagemutter angezogen werden kann.
8	Hülse
	Auf Risse oder Schäden untersuchen.
9	Buchse
	Auf Risse oder Schäden untersuchen.
10	Griff
	Auf Risse oder Schäden untersuchen.
	Prüfen Sie, ob die Verriegelungsgriff fixiert ist

11	Abdeckung
	Auf Risse oder Schäden untersuchen.
	Prüfen Sie, ob die Verschlussblende einrasten kann.
12	Halter Abdeckung
	Auf Risse oder Schäden untersuchen.
	Prüfen Sie, ob die Abdeckung einrasten kann.
13	Abdeckung, Halter Armlehne
	Auf Risse oder Schäden untersuchen.
	Prüfen Sie, ob der Abschlussblende einrasten kann.
14	Abdeckung Halfter
	Auf Risse oder Schäden untersuchen.
	Überprüfen Sie, ob die Abdeckung fixiert ist.
15	Befestigung
	Auf Risse oder Schäden untersuchen.
16	Stützbein
	Prüfen Sie, ob die Armlehne gefaltet werden kann.
	Überprüfen Sie, ob die Stützbeinbefestigung unbeschädigt und fest installiert.
17	Stützbein, Parallelstangenführung
	Kontrollieren Sie, ob die Parallelführung keine Beschädigungen aufweist und korrekt installiert ist.
	Prüfen Sie, ob die Parallelstangenführung keine Schäden aufweist und ordnungsgemäß befestigt ist
18	Stützbein, höhenverstellbaren Füße
	Prüfen Sie, ob die einstellbaren Füße keine Beschädigungen aufweisen und eingestellt werden können.
19	Schraubensatz für die Top Montage
	Prüfen Sie, ob die Schrauben keine Risse oder Beschädigungen auf Unterlegscheiben, Abstandhaltern und Stopfen aufweisen.
	Überprüfen Sie, ob die Schraube und der Dübel ordnungsgemäß montiert werden kann.

