

nuliie


WEARABLE BREAST PUMP

S32

User Manual



Visit **www.nuliie.com** for
our 24/7 live chat or email
support@nuliie.com for
assistance and inquiries.



Contents

English ----- 04 -13


Deutsche ----- 14 -23

Español ----- 24 -33

Français ----- 34 -43

Italiano ----- 44 -54


Product Structure Diagram



Parts List

- 1 Flange
- 2 Pump Motor
- 3 Silicone Diaphragm
- 4 USB Charging Cable
- 5 Milk Collector
- 6 Bra Adjustment Buckle
- 7 Valve

Description of LED Display and Button Function




- 1 Pause/Start Button
- 2 Expression Mode
- 3 Stimulation Mode
- 4 Level Up Button
- 5 Level Display
- 6 Power Button/Mode Selection Button
- 7 Massage Mode
- 8 Automatic Mode
- 9 Time/Minute
- 10 Level Down Button
- 11 Power Display
- 12 Time Display

Notice

This product has a built-in lithium battery. When the power indicator flashes, it is recommended that you use a certified 5V 1A power adapter to charge the host as soon as possible.

LED Power Display



The breast pump display features three power frames for easy monitoring. Please note that the pump cannot be used while charging. During charging, the display interface will only show the power level.



Power level shows 1 bar and flashing: the battery is running low; charge it as soon as possible.



Power level shows three bars and is no longer flashing: the battery is fully charged.

Cleaning

Cleaning & Maintenance

	First Time Use	After Each Use
Pump Motor	Turn on the pump by pressing the power button.	Wipe with a clean damp cloth with 70% ethyl alcohol or isopropyl alcohol as needed. Do not immerse the pump in water.
Flange, Silicone Diaphragm, Valve, Linker and Milk Collector	Boil in water for 5 minutes. Do not microwave the Flange, Silicone Diaphragm, Valve, Linker and Milk Collector.	Clean with mild dish washing soap or clean water. The accessories can be sterilized by boiling or soaking them for 5-8 minutes in boiling water. The sterilization temperature of accessories should not exceed 100 °C.

Warning

- ◆ Please disassemble each accessory individually for cleaning and sanitizing before using.
- ◆ Be cautious when cleaning the valve and silicone diaphragm. To clean the valve and silicone diaphragm, gently rub it between the thumb and forefinger in warm, soapy water. Avoid inserting anything into the valve that could damage it.


Assembly

- To assemble the pump, follow the steps below.


⚠ CAUTIONS

- ◆ Make sure that you clean the pump as instructed in this user manual.
- ◆ Make sure that you assemble the pump correctly as instructed in this user manual.
- ◆ To avoid leakage, remove the residue around the rim before assembling.
- ◆ Wash your hands thoroughly before you assemble cleaned components.


- 1 Install the valve to the bottom of the breast milk collector, and install it in the correct direction.




- 3 To install the flange on the milk collector, make sure to align the diversion groove on the flange with the backflow groove on the milk collector, and then press the edges with both hands to ensure the seal is in place.



- 2 Place the silicone diaphragm inside the milk container and apply pressure. Get a perfect seal by using your hands to make the borders fasten tightly.



- 4 Install the main body of the breast pump on the milk collector, align the notch under the main body with the silicone diaphragm, and assemble it downward to fit the milk collector to ensure a complete seal.






Prior to Pumping


- 1 Use a breast pump to assist the mother in getting through the discomfort. To properly stimulate the growth of the mammary glands before using the breast pump, warm the breasts for five minutes with a heated towel or a hot and cold compress.
- 2 Starting slowly in first gear can help mimic a baby's sucking motion and encourage to release milk from the pituitary gland. To ensure complete opening of the mammary glands, adjust the suction level from small to large.
- 3 Eight minutes is advised for each suction; do not go over 20 minutes.
- 4 If you are unable to pump milk, avoid pumping for more than five minutes. Instead, try again later.
- 5 If you experience any discomfort or pain while using the breast pump, please stop using it and consult a nursing professional.
- 6 When the milk container holds more than 120ml of milk, the flow of breast milk slows down. Transfer the milk to a storage bottle to restore the suction speed.
- 7 The valve and silicone diaphragm are consumable products with a usable life of 1-2 months and 4-6 months.

To Start the Pumping Process


- 1 To create suction with the breast pump, place the flange against your breast without any gaps, center your nipples, and keep them upright. Make sure not to move the device or your breasts while doing this.
- 2 Long press the power button to start the breast pump.




- 3 You can short press the "||" button to control the breast pump start and pause functions. After starting the breast pump, press the "M" button to switch modes. You can choose from four modes (stimulation mode, expression mode, massage mode, and automatic mode). When the "||" is lit, it means the stimulation mode; when the "M" is lit, it means the expression mode; when the "C" is lit, it means the massage mode; when the "A" is lit, it means the automatic mode.



- 4 In each mode, there are 9 levels of suction. You can adjust the suction to your comfort level by using the "+" button to increase and the "-" button to decrease.



- 5 Long press the power button "M" to turn off the breast pump.



Warm Tips

1. This model has a built-in memory function. When you turn on the device again, it automatically enters and shifts to the working mode and suction level you used last time.
2. The breast pump will automatically stop after 30 minutes of work.


Breastfeeding Sitting Position

For maximum comfort and efficiency, lean slightly forward and use a comfortable chair. Use a cushion for back support. Ensure to keep the breast cup and pump upright to ensure proper suction.



How to Adjust Bra Straps

To ensure a comfortable experience, adjust your bra straps by hanging one end of the adjustment buckle on the bra cup and the other end of the breastfeeding buckle on the nursing bra's inner lining. Modify the length of the bra straps to your comfort level.




Pumping Process Completion


Once you have finished pumping, remove the breast pump from your breast while keeping it upright. Next, remove the motor part and hold the milk collector to pour the breast

milk into the bottle. Be sure to align the breast cup's milk collector gap with the mouth of the bottle to prevent any spills.


- 1 To turn off the breast pump, long-press the power button. Afterward, break the seal between the breast and the pump funnel with your finger and carefully remove the pump from your breast.



- 2 Separate the milk collector from the pump motor ready for feeding/storage. Clean the other used parts based on the instructions.



- 3 Pour the milk into the storage bottle. Ensure the slot feature is aligned with the bottle.



Proper Storage of Breast Milk

- 1 Always use sterilized breast pumps to collect breast milk.
- 2 Use sterilized, clean milk storage bags or bottles with a sealing cushion.
- 3 Place the milk in the fridge or freezer right after pumping.

Breast Milk Cold Storage

- 1 Do not freeze breast milk repeatedly.
- 2 Do not mix fresh breast milk with frozen breast milk.
- 3 Dispose of any remaining breast milk after a feeding.
- 4 You can refrigerate the extracted milk for up to 48 hours or freeze it for up to three months. Be sure to label the milk bottle or storage bag with the date and time it was collected.


How to Safely Unfreeze Breast Milk

- 1 To thaw the breast milk, place it in the refrigerator section overnight. For emergency, you can defrost the breast milk quickly by placing the storage bag or bottle in a dish of hot water.
- 2 Once the breast milk has been defrosted, it must be consumed within 24 hours. Do not refreeze breast milk that has already been thawed.

Safely Heating Breast Milk


- 1 To heat the breast milk, you can either place the baby bottle in a bowl of hot water or use a baby bottle and food heater for safe and quick heating.
- 2 Always check the temperature of the breast milk before feeding it to your baby to avoid any burns or discomfort.
- 3 Do not use a microwave oven to heat breast milk as it can destroy essential nutrients and antibodies. Additionally, uneven heating may cause partial overheating of the liquid, which can burn baby's mouth.
- 4 Avoid immersing the milk storage bottle in boiling water to heat it, as this can cause the bottle to rupture or crack.

Picking Appropriate Flange




Step 1: Using a straightedge or tape measure, calculate the nipple root's diameter in millimeters (mm). While measuring, leave out the areola section.


Step 2: Using the +4mm principle, select the appropriate shield size based on the measurement results from the chart. If the diameter is 16 mm, you should buy a 21 mm sucking breast shield because it is 17 mm otherwise.



The ideal size: The breast shield tube's nipple is situated in the middle and is freely movable.



The size is too small: Try using a larger breast shield if your nipples are pressing against the ducts.




The size is too big: Try using a smaller-sized breastshield if a large areola is pulled into the tunnel.

Troubleshoot Guide

No.	Problem/Issue	Cause Analysis	Solution
1	Insufficient suction	Host failure	Test the suction power: Separate the main body from the cup, put the main body in the palm of your hand, and check whether there is suction in the palm of your hand. If there is suction, the machine is not the problem. Otherwise, the problem lies with the main unit.
		Improper installation	Check for installation issues: 1. To ensure proper assembly and a complete seal, follow the instructions provided to reassemble the fitting correctly. 2. Wash and dry the flange, look for damage, and see if disinfection has altered its appearance. 3. Verify whether the installation method is incorrect and whether the duckbill valve is damaged.
		Not tightly fitted to the breast	To ensure the flange and breast are properly fitted together during breastfeeding, follow the instructions for correct sitting posture provided.
2	Suction is too small	It's important to note that low suction can result in no milk being expressed during pumping. The baby's natural sucking pressure typically ranges from 10 to 45 kPa, and the international standard for breast pumps is a maximum suction pressure of 40 kPa. If this pressure is exceeded, it can damage the capillaries in a woman's breast. However, with Nuliie's breast pump, the suction pressure falls within the safe range of 10-45Kpa, which is similar to a baby's natural sucking pressure.	
		New machine	After ensuring that the new breast pump is functioning correctly, select the appropriate mode and gear. The atmosphere, your mood, and your physical condition may affect your milk flow. To increase milk production, consider using a warm compress with a towel. Generally, it doesn't matter if you utilize breast pumps from different brands.
		Suction power decreases with prolonged use	The primary causes of issues are deformation from cleaning and improperly installed accessories. Consumable components include silicone diaphragms and duckbill valves. It is advisable to change them every three to six months. You might try the following measures to see if the suction force decreases: 1. Examine the accessories for damage or significant deformation. 2. Assemble the accessories and ensure they are fully sealed following the provided instructions. 3. Ensure the silicone diaphragm is fully contracted and adjust to the breast pumping mode's highest gear.

3	Can't suck milk	Determine whether the breast is agglomerated	1. Gently massage the breast for five minutes with a heated towel or a hot and cold compress. 2. Start using the smallest "breast pumping" setting on the breast pump, gradually increasing the suction as you work to release any milk blockages.
		Determine whether the breast has any milk	If the mammary glands are inactive and not producing milk, nutrition therapy and training the body may help stimulate milk production. To promote milk production, consider consuming foods such as old hen soup, peanuts, trotters, soybeans, astragalus, angelica, soybean sprouts, tofu, enoki mushrooms, and other lactogenic foods.
4	Leaking milk	Improper sitting posture	Ensure that you are sitting in the correct position for breastfeeding. Lean forward at a 45-degree angle with your chin tucked into your chest. When using a bottle, hold it upright during and after the feeding.
		Damaged accessories, improper operation	1. Duckbill valve should be replaced immediately (the service life of the duckbill valve is about 3-6 months; contact customer service to purchase accessories). 2. Replace the silicone diaphragm immediately (the service life of the silicone diaphragm is about 3-6 months; contact customer service to purchase accessories). 3. Replace the flange immediately (yellow or deformed, needs to be replaced). 4. Use the designated milk pouring port to pour milk accurately. Avoid removing the flange while pouring milk, as this can cause milk to leak. 5. After pouring milk, a few drops of milk residue are typically visible on the linker.
5	The breast pump does not respond and cannot be turned on	The milk goes into the device	If the accessories (such as the silicone diaphragm) are damaged or if milk is accidentally poured into the main unit without removing the head, the breast pump may not function properly. Note: If any accessories are damaged, replace them promptly and be mindful of how you pour milk to prevent any issues.
		Low battery	Please use a certified 5V power adapter to charge the host. Please do not use an adapter with more than 5V, as it is easy to burn the machine.
6	Low noise	The breast pump creates suction by inhaling and deflating the pump body, resulting in a certain level of noise. However, this product has been designed to minimize noise, and the decibel level is maintained within the standard range of approximately 45 to 55 decibels.	
7	Damaged or missing components	Please contact after-sales customer service to purchase accessories.	


Produktstruktur-Diagramm



Teileliste

- 1 Flansch
- 2 Pumpe Motor
- 3 Silikonmembran
- 4 USB-Ladekabel
- 5 Milchsammler
- 6 BH-Einstellschnalle
- 7 Ventil

Beschreibung der LED-Anzeige und Tastenfunktion




- 1 Pause/Start-Taste
- 2 Ausdrucksmodus
- 3 Stimulationsmodus
- 4 Level Up-Taste
- 5 Level-Anzeige
- 6 Power-Taste/Modus Auswahltaste
- 7 Massage-Modus
- 8 Automatischer Modus
- 9 Zeit/Minute
- 10 Level Down Taste
- 11 Leistungsanzeige
- 12 Zeit-Anzeige

Hinweis

Dieses Produkt hat eine eingebaute Lithium-Batterie. Wenn die Stromanzeige Anzeige blinkt, wird empfohlen, ein zertifiziertes 5V 1A Netzadapter zu verwenden, um den Host so schnell wie möglich aufzuladen.

LED-Stromanzeige



Das Display der Milchpumpe verfügt über drei Leistungsrahmen zur einfachen Überwachung. Bitte beachten Sie, dass die Pumpe während des Ladevorgangs nicht verwendet werden kann. Während des Ladevorgangs zeigt die Anzeigeschnittstelle nur den Ladezustand an.



Leistungsstufe zeigt 1 bar und blinkt: die Batterie ist fast leer; laden Sie sie so schnell wie möglich auf.



Die Leistungsstufe zeigt drei Balken und blinkt nicht mehr: Der Akku ist vollständig geladen.

Reinigung

Reinigung & Wartung

	Erstmalige Verwendung	Nach jedem Gebrauch
Pumpenmotor	Schalten Sie die Pumpe ein, indem Sie den Netzschalter drücken.	Mit einem sauberen, feuchten Tuch mit 70 %igem Ethylalkohol oder Isopropylalkohol nach Bedarf abwischen. Tauchen Sie die Pumpe nicht in Wasser.
Flansch, Silikonmembran, Ventil, Verbindungsstück und Milchsammler	5 Minuten in Wasser kochen. Den Flansch, die Silikonmembran, das Ventil, das Verbindungsstück und den Milchsammler nicht in die Mikrowelle geben.	Mit mildem Spülmittel oder sauberem Wasser reinigen. Das Zubehör kann durch Auskochen oder Einweichen für 5-8 Minuten in kochendem Wasser sterilisiert werden. Die Sterilisationstemperatur des Zubehörs sollte 100°C nicht überschreiten.

Warnung

- ◆ Verwenden Sie keine Mikrowelle.
- ◆ Bitte zerlegen Sie jedes Zubehör einzeln, um es vor der Verwendung zu reinigen und zu desinfizieren.
- ◆ Seien Sie vorsichtig beim Reinigen des Ventils und der Silikonmembran. Um das Ventil und die Silikonmembran zu reinigen, reiben Sie sie vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger in warmem Seifenwasser. Vermeiden Sie es, Gegenstände in das Ventil einzuführen, die es beschädigen könnten.


Montage

• Gehen Sie wie folgt vor, um die Pumpe zusammenzubauen.


⚠ VORSICHTEN

- ♦ Vergewissern Sie sich, dass Sie die Pumpe gemäß den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch reinigen.
- ♦ Vergewissern Sie sich, dass Sie die Pumpe gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung korrekt zusammenbauen.
- ♦ Um Leckagen zu vermeiden, entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Rückstände um den Rand.
- ♦ Waschen Sie sich gründlich die Hände, bevor Sie die gereinigten Teile zusammenbauen.


- 1** Installieren Sie das Ventil an der Unterseite des Muttermilchsammlers und installieren Sie es in der richtigen Richtung.




- 3** Um den Flansch am Milchsammler zu montieren, achten Sie darauf, dass die Umleitungsrille am Flansch mit der Rücklafrille am Milchsammler übereinstimmt, und drücken Sie dann mit beiden Händen auf die Kanten, um sicherzustellen, dass die Dichtung richtig sitzt.



- 2** Legen Sie die Silikonmembran in den Milchbehälter und üben Sie Druck aus. Verwenden Sie Ihre Hände, um die Ränder fest zu verschließen und eine perfekte Abdichtung zu erreichen.



- 4** Setzen Sie den Hauptkörper der Milchpumpe auf den Milchbehälter, richten Sie die Kerbe unter dem Hauptkörper an der Silikonmembran aus und setzen Sie ihn nach unten in den Milchbehälter ein, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.






Vor dem Abpumpen


- 1 Verwenden Sie eine Milchpumpe, um der Mutter dabei zu helfen, die Beschwerden zu überwinden. Um das Wachstum der Brustdrüsen richtig zu stimulieren, wärmen Sie die Brüste vor der Verwendung der Milchpumpe fünf Minuten lang mit einem beheizten Handtuch oder einer heißen und kalten Komresse.
- 2 Wenn Sie langsam im ersten Gang beginnen, kann dies dazu beitragen, die Saugbewegung eines Babys nachzuahmen und die Freisetzung von Milch aus der Hypophyse zu fördern. Um eine vollständige Öffnung der Brustdrüsen zu gewährleisten, stellen Sie die Saugstärke von klein auf groß ein.
- 3 Für jeden Saugvorgang werden acht Minuten empfohlen; Gehen Sie nicht länger als 20 Minuten.
- 4 Wenn Sie keine Milch abpumpen können, vermeiden Sie es, länger als fünf Minuten abzupumpen. Versuchen Sie es stattdessen später noch einmal.
- 5 Wenn Sie bei der Verwendung der Milchpumpe Beschwerden oder Schmerzen verspüren, beenden Sie bitte die Verwendung und konsultieren Sie einen Krankenpfleger.
- 6 Wenn der Milchbehälter mehr als 120 ml Milch fasst, verlangsamt sich der Milchfluss. Füllen Sie die Milch in eine Vorratsflasche, um die Sauggeschwindigkeit wiederherzustellen.
- 7 Das Ventil und die Silikonmembran sind Verbrauchsprodukte mit einer Nutzungsdauer von 1–2 Monaten bzw. 4–6 Monaten.

Um den Pumpvorgang zu starten


- 1 Um mit der Milchpumpe eine Saugkraft zu erzeugen, legen Sie den Flansch lückenlos an Ihre Brust, zentrieren Sie Ihre Brustwarzen und halten Sie sie aufrecht. Achten Sie darauf, das Gerät oder Ihre Brüste dabei nicht zu bewegen.
- 2 Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um die Milchpumpe zu starten.




- 3 Sie können die Taste "||" kurz drücken, um die Start- und Pausefunktionen der Milchpumpe zu steuern. Drücken Sie nach dem Starten der Milchpumpe die Taste "⌚", um den Modus zu wechseln. Sie können aus vier Modi wählen (Stimulationsmodus, Ausdrucksmodus, Massagemodus und Automatikmodus). Wenn das "⌚" leuchtet, bedeutet dies, dass der Stimulationsmodus aktiviert ist. Wenn das "⌚" leuchtet, bedeutet dies den Ausdrucksmodus; Wenn das "⌚" leuchtet, bedeutet dies, dass der Massagemodus aktiviert ist. Wenn das "⌚" leuchtet, bedeutet dies, dass der Automatikmodus aktiviert ist.



- 4 In jedem Modus gibt es 9 Saugstufen. Sie können die Saugleistung an Ihr Komfortniveau anpassen, indem Sie die Taste "+" zum Erhöhen und die Taste "-" zum Verringern verwenden.



- 5 Drücken Sie lange auf die Einschalttaste "⌚", um die Milchpumpe auszuschalten.



Warme Tipps

1. Dieses Modell verfügt über eine integrierte Speicherfunktion. Wenn Sie das Gerät wieder einschalten, wechselt es automatisch in den Arbeitsmodus und die Saugstufe, die Sie zuletzt verwendet haben.
2. Die Milchpumpe schaltet sich automatisch nach 30 Minuten Betrieb ab.

Stillen Sitzende Position

Für maximalen Komfort und Effizienz lehnen Sie sich leicht nach vorne und nutzen Sie einen bequemen Stuhl. Verwenden Sie ein Kissen zur Unterstützung des Rückens. Stellen Sie sicher, dass der Brustbecher und die Pumpe aufrecht stehen, um eine ordnungsgemäße Saugwirkung zu gewährleisten.



So passen Sie die BH-Träger an

Um ein angenehmes Tragegefühl zu gewährleisten, passen Sie Ihre BH-Träger an, indem Sie ein Ende der Verstellsnalle am BH-Körbchen und das andere Ende der Stillschnalle am Innenfutter des Still-BHs befestigen. Passen Sie die Länge der BH-Träger an Ihren Komfort an.




Abschluss des Pumpvorgangs


Wenn Sie mit dem Abpumpen fertig sind, nehmen Sie die Milchpumpe von Ihrer Brust ab und halten Sie sie dabei aufrecht. Entfernen Sie anschließend das Motorteil und halten Sie den Milchauffangbehälter fest, um die Muttermilch in die Flasche

zu gießen. Achten Sie darauf, dass der Milchsammelspalt des Brustbeckers mit der Öffnung der Flasche übereinstimmt, um zu verhindern, dass etwas verschüttet wird.


- 1 Um die Milchpumpe auszuschalten, drücken Sie lange auf den Netzschalter. Brechen Sie anschließend mit dem Finger die Versiegelung zwischen Brust und Pumpentrichter auf und nehmen Sie die Pumpe vorsichtig von Ihrer Brust ab.



- 2 Trennen Sie den Milchkollektor vom Pumpenmotor und bereiten Sie ihn zur Fütterung/Lagerung vor. Reinigen Sie die anderen gebrauchten Teile gemäß den Anweisungen.



- 3 Gießen Sie die Milch in die Vorratsflasche. Stellen Sie sicher, dass die Schlitzfunktion mit der Flasche ausgerichtet ist.



Richtige Lagerung von Muttermilch

- 1 Verwenden Sie zum Auffangen der Muttermilch immer sterilisierte Milchpumpen.
- 2 Verwenden Sie sterilisierte, saubere Milchaufbewahrungsbeutel oder -flaschen mit Dichtungskissen.
- 3 Stellen Sie die Milch direkt nach dem Abpumpen in den Kühl- oder Gefrierschrank.

Muttermilch Kühllager

- 1 Frieren Sie Muttermilch nicht wiederholt ein.
- 2 Mischen Sie keine frische Muttermilch mit gefrorener Muttermilch.
- 3 Entsorgen Sie die restliche Muttermilch nach dem Stillen.
- 4 Sie können die extrahierte Milch bis zu 48 Stunden im Kühlschrank aufbewahren oder bis zu drei Monate einfrieren. Beschriften Sie die Milchflasche oder den Aufbewahrungsbeutel unbedingt mit Datum und Uhrzeit der Entnahme.


So tauen Sie Muttermilch sicher auf

- 1 Um die Muttermilch aufzutauen, stellen Sie sie über Nacht in den Kühlbereich. Für den Notfall können Sie die Muttermilch schnell auftauen, indem Sie den Aufbewahrungsbeutel oder die Flasche in eine Schüssel mit heißem Wasser stellen.
- 2 Nach dem Auftauen muss die Muttermilch innerhalb von 24 Stunden verzehrt werden. Frieren Sie bereits aufgetaute Muttermilch nicht wieder ein.

Muttermilch sicher erhitzen


- 1 Um die Muttermilch zu erhitzen, können Sie entweder die Babyflasche in eine Schüssel mit heißem Wasser stellen oder zum sicheren und schnellen Erhitzen einen Babyflaschen- und Lebensmittelwärmer verwenden.
- 2 Überprüfen Sie immer die Temperatur der Muttermilch, bevor Sie sie Ihrem Baby geben, um Verbrennungen oder Beschwerden zu vermeiden.
- 3 Erhitzen Sie Muttermilch nicht in der Mikrowelle, da diese wichtige Nährstoffe und Antikörper zerstören kann. Darüber hinaus kann eine ungleichmäßige Erwärmung zu einer teilweisen Überhitzung der Flüssigkeit führen, was zu Verbrennungen im Mund des Babys führen kann.
- 4 Tauchen Sie die Milchaufbewahrungsflasche nicht in kochendes Wasser, um sie zu erhitzen, da dies dazu führen kann, dass die Flasche platzt oder Risse bekommt.

Packen Sie einen geeigneten Flansch aus




Durchmesser der Brustwarze gemessen in Millimeter (Einheit: mm)

Abmessungen des Schirms gemessen in Millimeter (Einheit: mm)




Schritt 1: Berechnen Sie mit einem Lineal oder Maßband den Durchmesser der Brustwarzenwurzel in Millimetern (mm). Lassen Sie beim Messen den Abschnitt des Warzenhofs aus.

Schritt 2: Wählen Sie anhand des +4-mm-Prinzips die geeignete Abschirmungsgröße basierend auf den Messergebnissen aus der Tabelle aus. Wenn der Durchmesser 16 mm beträgt, sollten Sie eine 21 mm Saugbrusthaube kaufen, da es sonst 17 mm sind.




Die ideale Größe:

Die Brustwarze des Brusthaubenschlauchs liegt mittig und ist frei beweglich.



Die Größe ist zu klein:

Verwenden Sie eine größere Brusthaube, wenn Ihre Brustwarzen gegen die Kanäle drücken.



Die Größe ist zu groß:


Versuchen Sie, eine kleinere Brusthaube zu verwenden, wenn ein großer Warzenhof in den Tunnel gezogen wird.

Anleitung zur Fehlerbehebung

Nein	Problem/Problem	Ursachenanalyse	Lösung
1	Insufficient Suction	Host-Ausfall	Testen Sie die Saugleistung: Trennen Sie den Hauptkörper von der Tasse, legen Sie den Hauptkörper in Ihre Handfläche und prüfen Sie, ob in Ihrer Handfläche ein Sog vorhanden ist. Wenn es eine Absaugung gibt, ist die Maschine nicht das Problem. Ansonsten liegt das Problem beim Hauptgerät.
		Unsachgemäße Installation	Auf Installationsprobleme prüfen: 1. Um eine ordnungsgemäße Montage und eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten, befolgen Sie die mitgelieferten Anweisungen, um die Armatur wieder korrekt zusammenzubauen. 2. Waschen und trocknen Sie den Flansch, suchen Sie nach Beschädigungen und prüfen Sie, ob die Desinfektion sein Aussehen verändert hat. 3. Überprüfen Sie, ob die Installationsmethode falsch ist und ob das Entenschnabelventil beschädigt ist.
		Nicht eng anliegend	Um sicherzustellen, dass Flansch und Brust während des Stillens richtig zusammenpassen, befolgen Sie die Anweisungen zur richtigen Sitzhaltung.
2	Saugleistung ist zu gering	Es ist wichtig zu beachten, dass eine geringe Saugleistung dazu führen kann, dass beim Abpumpen keine Milch abgepumpt wird. Der natürliche Saugdruck des Babys liegt typischerweise zwischen 10 und 45 kPa, und der internationale Standard für Milchpumpen sieht einen maximalen Saugdruck von 40 kPa vor. Wird dieser Druck überschritten, kann es zu einer Schädigung der Kapillargefäße in der Brust einer Frau kommen. Bei der Milchpumpe von Nulie liegt der Saugdruck jedoch im sicheren Bereich von 10–45 kPa, was dem natürlichen Saugdruck eines Babys ähnelt.	
		Neue Maschine	Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die neue Milchpumpe ordnungsgemäß funktioniert, wählen Sie den entsprechenden Modus und Gang aus. Die Atmosphäre, Ihre Stimmung und Ihre körperliche Verfassung können Ihren Milchfluss beeinflussen. Um die Milchproduktion zu steigern, sollten Sie eine warme Komresse mit einem Handtuch verwenden. Im Allgemeinen spielt es keine Rolle, ob Sie Milchpumpen verschiedener Marken verwenden.
		Die Saugleistung lässt bei längerem Gebrauch nach	Die Hauptursachen für Probleme sind Verformungen durch Reinigung und unsachgemäß installiertes Zubehör. Zu den Verbrauchskomponenten gehören Silikonmembranen und Entenschnabelventile. Es empfiehlt sich, sie alle drei bis sechs Monate zu wechseln. Um festzustellen, ob die Saugkraft nachlässt, können Sie folgende Maßnahmen ausprobieren: 1. Untersuchen Sie das Zubehör auf Beschädigungen oder erhebliche Verformungen. 2. Montieren Sie das Zubehör und stellen Sie sicher, dass es vollständig versiegelt ist,

2	Saugleistung ist zu gering	Die Saugleistung lässt bei längerem Gebrauch nach	indem Sie die mitgelieferten Anweisungen befolgen. 3. Stellen Sie sicher, dass die Silikonmembran vollständig zusammengezogen ist und stellen Sie den höchsten Gang des Milchabpumpmodus ein.
3	Kann keine Milch saugen	Bestimmen Sie, ob die Brust agglomeriert ist Bestimmen Sie, ob die Brust Milch enthält	1. Massieren Sie die Brust fünf Minuten lang sanft mit einem beheizten Handtuch oder einer heißen und kalten Kompresse. 2. Beginnen Sie mit der kleinsten „Brustpumpen“-Einstellung der Milchpumpe und erhöhen Sie die Saugkraft schrittweise, während Sie daran arbeiten, etwaige Milchverstopfungen zu lösen. Wenn die Brustdrüsen inaktiv sind und keine Milch produzieren, können eine Ernährungstherapie und ein Training des Körpers helfen, die Milchproduktion anzuregen. Um die Milchproduktion zu fördern, sollten Sie den Verzehr von Lebensmitteln wie alter Hühnersuppe, Erdnüssen, Travern, Sojabohnen, Astragalus, Angelika, Sojasprossen, Tofu, Enoki-Pilzen und anderen laktogenen Lebensmitteln in Betracht ziehen.
4	Auslaufende Milch	Falsche Sitzhaltung Beschädigtes Zubehör, unsachgemäße Bedienung	Stellen Sie sicher, dass Sie zum Stillen in der richtigen Position sitzen. Lehnen Sie sich in einem 45-Grad-Winkel nach vorne, wobei Ihr Kinn an Ihrer Brust liegt. Wenn Sie eine Flasche verwenden, halten Sie diese während und nach der Fütterung aufrecht. 1. Duckbill valve should be replaced immediately (the service life of the duckbill valve is about 3-6 months; contact customer service to purchase accessories). 2. Replace the silicone diaphragm immediately (the service life of the silicone diaphragm is about 3-6 months; contact customer service to purchase accessories). 3. Replace the flange immediately (yellow or deformed, needs to be replaced). 4. Use the designated milk pouring port to pour milk accurately. Avoid removing the flange while pouring milk, as this can cause milk to leak. 5. After pouring milk, a few drops of milk residue are typically visible on the linker.
5	Die Milchpumpe reagiert nicht und lässt sich nicht einschalten	Die Milch gelangt in das Gerät Niedriger Batteriestatus	Wenn das Zubehör (z. B. die Silikonmembran) beschädigt ist oder versehentlich Milch in das Hauptgerät gegossen wird, ohne den Kopf abzunehmen, funktioniert die Milchpumpe möglicherweise nicht richtig. Hinweis: Wenn Zubehörfteile beschädigt sind, tauschen Sie diese umgehend aus und achten Sie darauf, wie Sie die Milch einschenken, um Probleme zu vermeiden. Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Hosts ein zertifiziertes 5-V-Netzteil. Bitte verwenden Sie keinen Adapter mit mehr als 5 V, da die Maschine leicht verbrannt werden kann.
6	Wenig Lärm	Die Milchpumpe erzeugt durch Einatmen und Entleeren des Pumpenkörpers einen Sog, was zu einem gewissen Geräuschpegel führt. Dieses Produkt wurde jedoch so konzipiert, dass der Lärm minimiert wird und der Dezibelpegel im Standardbereich von etwa 45 bis 55 Dezibel gehalten wird.	
7	Beschädigte oder fehlende Komponenten	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um Zubehör zu kaufen.	


Diagrama de la estructura del producto



Lista de piezas

- 1 Brida
- 2 Motor de la bomba
- 3 Diafragma de silicona
- 4 Cable de carga USB
- 5 Colector de leche
- 6 Hebilla de ajuste del sujetador
- 7 Válvula

Descripción de la pantalla LED y de la función de los botones




- 1 Botón de pausa/inicio
- 2 Modo Expresión
- 3 Modo Estimulación
- 4 Botón de aumento de nivel
- 5 Indicador de nivel
- 6 Botón de encendido/selección de modo
- 7 Modo Masaje
- 8 Modo Automático
- 9 Tiempo/Minuto
- 10 Botón de bajada de nivel
- 11 Pantalla de encendido
- 12 Indicación de la hora

Aviso

Este producto lleva incorporada una batería de litio. Cuando el indicador de encendido parpadee, se recomienda utilizar un adaptador de corriente certificado de 5 V 1 A para cargar el host lo antes posible.

Indicador LED de potencia



La pantalla del extractor de leche presenta tres marcos de potencia para un fácil control. Tenga en cuenta que la bomba no se puede utilizar durante la carga. Durante la carga, la interfaz de pantalla solo mostrará el nivel de potencia.



El nivel de energía muestra 1 barra y parpadea: la batería se está agotando; cárguela lo antes posible.



El nivel de energía muestra tres barras y ya no parpadea: la batería está completamente cargada.

Limpieza

Limpieza y mantenimiento

	Uso por primera vez	Después de cada uso
Motor de bomba	Encienda la bomba presionando el botón de encendido.	Limpie con un paño limpio y húmedo con alcohol etílico al 70 % o alcohol isopropílico, según sea necesario. No sumerja la bomba en agua.
Brida, Diafragma de Silicona, Válvula, Enlazador y Colector de Leche	Hervir en agua durante 5 minutos. No caliente la brida en el microondas, Diafragma de Silicona, Válvula, Linker y Colector de Leche.	Limpiar con jabón suave para lavar platos o agua limpia. Los accesorios se pueden esterilizar hirviéndolos o sumergiéndolos durante 5-8 minutos en agua hirviendo. La temperatura de esterilización de los accesorios no debe exceder los 100 °C.

Advertencia

- ◆ No utilice un microondas.
- ◆ Desmonte cada accesorio individualmente para limpiarlo y desinfectarlo antes de usarlo.
- ◆ Tenga cuidado al limpiar la válvula y el diafragma de silicona. Para limpiar la válvula y el diafragma de silicona, frótelos suavemente entre el pulgar y el índice con agua tibia y jabón. Evite insertar cualquier cosa en la válvula que pueda dañarla.


Montaje

- Para montar la bomba, siga los pasos que se indican a continuación.


⚠ PRECAUCIONES

- ◆ Asegúrese de limpiar la bomba siguiendo las instrucciones de este manual de usuario.
- ◆ Asegúrese de montar la bomba correctamente, tal y como se indica en este manual de instrucciones.
- ◆ Para evitar fugas, elimine los residuos alrededor de la llanta antes de montarla.
- ◆ Lávese bien las manos antes de montar componentes limpios.


- 1 Instale la válvula en la parte inferior del colector de leche materna e instálela en la dirección correcta.




- 3 Para instalar la brida en el colector de leche, asegúrese de alinear la ranura de desvío de la brida con la ranura de reflujo del colector de leche y, a continuación, presione los bordes con ambas manos para asegurarse de que la junta está en su sitio.



- 2 Coloca el diafragma de silicona en el interior del recipiente de leche y ejerce presión. Consigue un sellado perfecto utilizando las manos para que los bordes queden bien sujetos.



- 4 Instale el cuerpo principal del extractor de leche en el colector de leche, alinee la muesca situada debajo del cuerpo principal con el diafragma de silicona y móntelo hacia abajo para ajustarlo al colector de leche y garantizar un sellado completo.






Antes del bombeo


- 1 Use un extractor de leche para ayudar a la madre a superar la incomodidad. Para estimular adecuadamente el crecimiento de las glándulas mamarias antes de usar el extractor de leche, caliente los senos durante cinco minutos con una toalla caliente o una compresa fría y caliente.
- 2 Comenzar lentamente en la primera marcha puede ayudar a imitar el movimiento de succión de un bebé y estimular la liberación de leche de la glándula pituitaria. Para asegurar la apertura completa de las glándulas mamarias, ajuste el nivel de succión de pequeño a grande.
- 3 Se recomiendan ocho minutos para cada succión; no te pases de los 20 minutos.
- 4 Si no puede extraer leche, evite hacerlo durante más de cinco minutos. En su lugar, vuelva a intentarlo más tarde.
- 5 Si experimenta alguna molestia o dolor mientras usa el extractor de leche, deje de usarlo y consulte a un profesional de enfermería.
- 6 Cuando el recipiente de leche contiene más de 120 ml de leche, el flujo de leche materna se ralentiza. Transfiera la leche a una botella de almacenamiento para restaurar la velocidad de succión.
- 7 La válvula y el diafragma de silicona son productos consumibles con una vida útil de 1 a 2 meses y de 4 a 6 meses.

Para iniciar el proceso de bombeo


- 1 Para crear succión con el extractor de leche, coloque la brida contra su seno sin espacios, centre sus pezones y manténgalos en posición vertical. Asegúrese de no mover el dispositivo ni sus senos mientras lo hace.
- 2 Mantenga pulsado el botón de encendido para poner en marcha el extractor de leche.




- 3** Puede presionar brevemente el botón "||" para controlar las funciones de inicio y pausa del extractor de leche. Después de encender el extractor de leche, presione el botón "U" para cambiar de modo. Puede elegir entre cuatro modos (modo de estimulación, modo de expresión, modo de masaje y modo automático). Cuando el "||" está encendido, significa el modo de estimulación; cuando el "U" está encendido, significa el modo de expresión; cuando el "O" está encendido, significa el modo de masaje; cuando el "O" está encendido, significa el modo automático.



- 4** En cada modo, hay 9 niveles de succión. Puede ajustar la succión a su nivel de comodidad usando el botón "+" para aumentar y el botón "-" para disminuir.



- 5** Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation "U" pour éteindre le tire-lait.



Consejos cálidos

1. Este modelo tiene una función de memoria integrada. Cuando enciende el dispositivo nuevamente, ingresa automáticamente y cambia al modo de trabajo y al nivel de succión que usó la última vez.
2. El extractor de leche se detendrá automáticamente tras 30 minutos de trabajo.

Posición sentada para amamantar

Para máxima comodidad y eficiencia, inclínese levemente hacia adelante y use una silla cómoda. Use un cojín para apoyar la espalda. Asegúrese de mantener la copa para el pecho y el extractor en posición vertical para garantizar una succión adecuada.



Cómo ajustar las correas del sostén

Para garantizar una experiencia cómoda, ajuste los tirantes del sostén colgando un extremo de la hebilla de ajuste en la copa del sostén y el otro extremo de la hebilla de lactancia en el forro interior del sostén de lactancia. Modifique la longitud de los tirantes del sostén a su nivel de comodidad.




Finalización del proceso de bombeo


Una vez que haya terminado de bombear, retire el extractor de leche de su seno mientras lo mantiene en posición vertical. A continuación, retire la parte del motor y sostenga el colector de

leche para verter la leche materna en el biberón. Asegúrese de alinear el espacio del colector de leche de la copa para el pecho con la boca del biberón para evitar derrames.


- 1 Para apagar el extractor de leche, mantenga presionado el botón de encendido. Luego, rompa el sello entre el seno y el embudo del extractor con el dedo y retire con cuidado el extractor de su seno.



- 2 Separe el colector de leche del motor de la bomba y esté listo para alimentación/almacenamiento. Limpie las otras piezas usadas según las instrucciones.



- 3 Vierta la leche en la botella de almacenamiento. Asegúrese de que la ranura esté alineada con la botella.



Almacenamiento adecuado de la leche materna

- 1 Utilice siempre extractores de leche esterilizados para recoger la leche materna.
- 2 Use bolsas de almacenamiento de leche limpias y esterilizadas o biberones con un cojín de sellado.
- 3 Coloque la leche en el refrigerador o congelador inmediatamente después de extraerla.

Almacenamiento en frío de leche materna

- 1 No congele la leche materna repetidamente.
- 2 No mezcle leche materna fresca con leche materna congelada.
- 3 Deseche cualquier resto de leche materna después de amamantar.
- 4 Puede refrigerar la leche extraída hasta por 48 horas o congelarla hasta por tres meses. Asegúrese de etiquetar la botella de leche o la bolsa de almacenamiento con la fecha y la hora en que se recolectó.


Cómo descongelar la leche materna de forma segura

- 1 Para descongelar la leche materna, colóquela en la sección del refrigerador durante la noche. Para emergencias, puede descongelar la leche materna rápidamente colocando la bolsa de almacenamiento o el biberón en un recipiente con agua caliente.
- 2 Una vez descongelada la leche materna, se debe consumir dentro de las 24 horas. No vuelva a congelar la leche materna que ya ha sido descongelada.

Calentar la leche materna de forma segura


- 1 Para calentar la leche materna, puede colocar el biberón en un recipiente con agua caliente o usar un calentador de biberones y alimentos para un calentamiento seguro y rápido.
- 2 Controla siempre la temperatura de la leche materna antes de dársela a tu bebé para evitar quemaduras o molestias.
- 3 No utilice un horno de microondas para calentar la leche materna, ya que puede destruir los nutrientes esenciales y los anticuerpos. Además, el calentamiento desigual puede provocar un sobrecalentamiento parcial del líquido, lo que puede quemar la boca del bebé.
- 4 Evite sumergir la botella de almacenamiento de leche en agua hirviendo para calentarla, ya que esto puede hacer que la botella se rompa o agriete.

Elegir la brida apropiada




Diámetro del pezón
medido en milímetros
(Unidad: mm)

Dimensiones del blindaje
medidas en milímetros
(Unidad: mm)




Paso 1: Usando una regla o una cinta métrica, calcule el diámetro de la raíz del pezón en milímetros (mm). Mientras mide, omita la sección de la areola.


Paso 2: utilizando el principio de +4 mm, seleccione el tamaño de protección adecuado en función de los resultados de medición del gráfico. Si el diámetro es de 16 mm, debe comprar un embudo de succión de 21 mm porque, de lo contrario, es de 17 mm.



El tamaño ideal: el pezón del tubo del protector de senos está situado en el medio y se puede mover libremente.



El tamaño es demasiado pequeño: intente usar un protector de senos más grande si sus pezones están presionando contra los conductos.




El tamaño es demasiado grande: intente usar un protector de senos de tamaño más pequeño si una areola grande se introduce en el túnel.

Guía de resolución de problemas

No.	Problema/Asunto	Análisis de causa	Solución
1	Succión insuficiente	Fallo del anfitrión	Pruebe la potencia de succión: Separe el cuerpo principal de la taza, coloque el cuerpo principal en la palma de su mano y verifique si hay succión en la palma de su mano. Si hay succión, la máquina no es el problema. De lo contrario, el problema radica en la unidad principal.
		Instalación incorrecta	Compruebe si hay problemas de instalación: 1. Para garantizar un montaje adecuado y un sellado completo, siga las instrucciones proporcionadas para volver a montar el accesorio correctamente. 2. Lave y seque la brida, busque daños y vea si la desinfección ha alterado su apariencia. 3. Verifique si el método de instalación es incorrecto y si la válvula de pico de pato está dañada.
		Nicht eng an der Brust anliegend	Para asegurarse de que la brida y el seno encajen correctamente durante la lactancia, siga las instrucciones proporcionadas para la postura correcta para sentarse.
2	La succión es demasiado pequeña.	Es importante tener en cuenta que una succión baja puede provocar que no se extraiga leche durante la extracción. La presión de succión natural del bebé suele oscilar entre 10 y 45 kPa, y el estándar internacional para extractores de leche es una presión de succión máxima de 40 kPa. Si se excede esta presión, puede dañar los capilares en el seno de una mujer. Sin embargo, con el extractor de leche de Nulii, la presión de succión cae dentro del rango seguro de 10-45 Kpa, que es similar a la presión de succión natural de un bebé.	
		Nueva máquina	Después de asegurarse de que el nuevo extractor de leche funcione correctamente, seleccione el modo y la marcha apropiados. El ambiente, su estado de ánimo y su condición física pueden afectar su flujo de leche. Para aumentar la producción de leche, considere usar una compresa tibia con una toalla. En general, no importa si utiliza extractores de leche de diferentes marcas.
		La potencia de succión disminuye con el uso prolongado	Las causas principales de los problemas son la deformación por la limpieza y los accesorios mal instalados. Los componentes consumibles incluyen diafragmas de silicona y válvulas de pico de pato. Es recomendable cambiarlos cada tres a seis meses. Puede probar las siguientes medidas para ver si la fuerza de succión disminuye: 1. Examine los accesorios en busca de daños o deformaciones significativas. 2. Ensamble los accesorios y asegúrese de que estén completamente sellados siguiendo las instrucciones provistas. 3. Asegúrese de que el diafragma de silicona esté completamente contraído y ajústelo a la marcha más alta del modo de extracción de leche.

3	no puedo chupar leche	Determinar si la pechuga está aglomerada	1. Masajee suavemente el seno durante cinco minutos con una toalla caliente o una compresa fría y caliente. 2. Comience a usar la configuración más pequeña de "extracción de leche" en el extractor de leche, aumentando gradualmente la succión a medida que trabaja para liberar cualquier bloqueo de leche.
		Determinar si el seno tiene leche.	Si las glándulas mamarias están inactivas y no producen leche, la terapia nutricional y el entrenamiento del cuerpo pueden ayudar a estimular la producción de leche. Para promover la producción de leche, considere consumir alimentos como sopa de gallina vieja, maní, manitas, soya, astrágalo, angélica, brotes de soya, tofu, hongos enoki y otros alimentos lactogénicos.
4	goteo de leche	Postura incorrecta para sentarse	Asegúrese de estar sentada en la posición correcta para amamantar. Inclínese hacia adelante en un ángulo de 45 grados con la barbilla pegada al pecho. Cuando use un biberón, sosténgalo en posición vertical durante y después de la alimentación.
		Accesorios dañados, operación incorrecta	1. La válvula de pico de pato debe reemplazarse inmediatamente (la vida útil de la válvula de pico de pato es de aproximadamente 3 a 6 meses; comuníquese con el servicio al cliente para comprar accesorios). 2. Reemplace el diafragma de silicona inmediatamente (la vida útil del diafragma de silicona es de aproximadamente 3 a 6 meses; comuníquese con el servicio al cliente para comprar accesorios). 3. Reemplace la brida inmediatamente (amarilla o deformada, necesita ser reemplazada). 4. Use el puerto de vertido de leche designado para verter la leche con precisión. Evite quitar la brida mientras vierte la leche, ya que esto puede provocar que la leche se derrame. 5. Después de verter la leche, normalmente se ven algunas gotas de residuos de leche en el enlazador.
5	El extractor de leche no responde y no se puede encender	La leche entra en el dispositivo.	Si los accesorios (como el diafragma de silicona) están dañados o si la leche se vierte accidentalmente en la unidad principal sin quitar el cabezal, es posible que el extractor de leche no funcione correctamente. Nota: si algún accesorio está dañado, reemplácelo de inmediato y tenga en cuenta cómo vierte la leche para evitar problemas.
		Batería baja	Utilice un adaptador de corriente certificado de 5 V para cargar el host. No utilice un adaptador con más de 5 V, ya que es fácil quemar la máquina.
6	Ruido bajo	El extractor de leche genera succión al inhalar y desinflar el cuerpo del extractor, lo que genera un cierto nivel de ruido. Sin embargo, este producto ha sido diseñado para minimizar el ruido y el nivel de decibelios se mantiene dentro del rango estándar de aproximadamente 45 a 55 decibelios.	
7	Componentes dañados o faltantes	Comuníquese con el servicio posventa al cliente para comprar accesorios.	


Schéma de la structure du produit



Liste des pièces

- 1 Bride
- 2 Moteur de pompe
- 3 Membrane en silicone
- 4 Câble de charge USB
- 5 Collecteur de lait
- 6 Boucle de réglage du soutien-gorge
- 7 Valve

Description de l'affichage LED et de la fonction des boutons




- 1 Bouton Pause/Départ
- 2 Mode d'expression
- 3 Mode de stimulation
- 4 Bouton d'augmentation du niveau
- 5 Affichage du niveau
- 6 Bouton d'alimentation/de sélection du mode
- 7 Mode massage
- 8 Mode automatique
- 9 Heure/Minute
- 10 Bouton d'abaissement du niveau
- 11 Affichage de la puissance
- 12 Affichage de l'heure

Avis

Ce produit est équipé d'une batterie au lithium intégrée. Lorsque le voyant d'alimentation clignote, il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation certifié 5V 1A pour charger l'hôte dès que possible.

Affichage LED de la puissance



L'écran du tire-lait comporte trois cadres d'alimentation pour une surveillance facile. Veuillez noter que la pompe ne peut pas être utilisée pendant la charge. Pendant la charge, l'interface d'affichage n'affichera que le niveau de puissance.



Le niveau de puissance affiche 1 barre et clignote : la batterie est faible ; rechargez-la dès que possible.



Le niveau de puissance affiche trois barres et ne clignote plus : la batterie est complètement chargée.

Nettoyage

Nettoyage & entretien

	Première utilisation	Après chaque utilisation
Moteur de pompe	Allumez la pompe en appuyant sur le bouton d'alimentation.	Essuyez avec un chiffon propre et humide avec de l'alcool éthylique à 70 % ou de l'alcool isopropylique au besoin. Ne plongez pas la pompe dans l'eau.
Bride, diaphragme en silicone, valve, lieur et collecteur de lait	Faire bouillir dans l'eau pendant 5 minutes. Ne pas micro-ondes la bride, Diaphragme en silicone, valve, lieur et collecteur de lait.	Nettoyer avec du savon à vaisselle doux ou de l'eau propre. Les accessoires peuvent être stérilisés en les faisant bouillir ou en les faisant tremper pendant 5 à 8 minutes dans de l'eau bouillante. La température de stérilisation des accessoires ne doit pas dépasser 100 °C.

Avertissement

- ◆ Ne pas utiliser de micro-ondes.
- ◆ Veuillez démonter chaque accessoire individuellement pour le nettoyage et la désinfection avant utilisation.
- ◆ Soyez prudent lorsque vous nettoyez la valve et le diaphragme en silicone. Pour nettoyer la valve et le diaphragme en silicone, frottez-les doucement entre le pouce et l'index dans de l'eau chaude savonneuse. Évitez d'insérer quoi que ce soit dans la valve qui pourrait l'endommager.


Assemblée

• Pour assembler la pompe, suivez les étapes ci-dessous.


⚠ PRÉCAUTIONS

- ◆ Veillez à nettoyer la pompe conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.
- ◆ Veillez à assembler la pompe correctement en suivant les instructions de ce manuel d'utilisation.
- ◆ Pour éviter les fuites, éliminez les résidus autour de la jante avant de procéder à l'assemblage.
- ◆ Lavez-vous soigneusement les mains avant d'assembler des composants nettoyés.


- 1 Installez la valve au bas du collecteur de lait maternel et installez-la dans le bon sens.




- 3 Pour installer la bride sur le collecteur de lait, veillez à aligner la rainure de déviation de la bride avec la rainure de refoulement du collecteur de lait, puis appuyez sur les bords avec les deux mains pour vous assurer que le joint est bien en place.



- 2 Placez le diaphragme en silicone à l'intérieur du récipient à lait et exercez une pression. Obtenez une étanchéité parfaite en utilisant vos mains pour que les bordures soient bien fermées.



- 4 Installez le corps principal du tire-lait sur le collecteur de lait, alignez l'encoche sous le corps principal avec le diaphragme en silicone, et assemblez-le vers le bas pour l'adapter au collecteur de lait afin d'assurer une étanchéité complète.






Avant le pompage


- 1 Utilisez un tire-lait pour aider la mère à surmonter l'inconfort. Pour stimuler correctement la croissance des glandes mammaires avant d'utiliser le tire-lait, réchauffez les seins pendant cinq minutes avec une serviette chauffante ou une compresse chaude et froide.
- 2 Commencer lentement en première vitesse peut aider à imiter le mouvement de succion d'un bébé et encourager la libération de lait de la glande pituitaire. Pour assurer une ouverture complète des glandes mammaires, ajustez le niveau d'aspiration de petit à grand.
- 3 Huit minutes sont conseillées pour chaque aspiration ; ne pas dépasser 20 minutes.
- 4 Si vous ne parvenez pas à exprimer votre lait, évitez d'exprimer votre lait pendant plus de cinq minutes. Au lieu de cela, réessayez plus tard.
- 5 Si vous ressentez une gêne ou une douleur lors de l'utilisation du tire-lait, arrêtez de l'utiliser et consultez un infirmier.
- 6 Lorsque le pot à lait contient plus de 120 ml de lait, le débit de lait maternel ralentit. Transférer le lait dans un biberon de conservation pour rétablir la vitesse d'aspiration.
- 7 La valve et le diaphragme en silicone sont des produits consommables avec une durée de vie de 1 à 2 mois et de 4 à 6 mois.

Pour démarrer le processus de pompage


- 1 Pour créer une aspiration avec le tire-lait, placez la bride contre votre sein sans aucun espace, centrez vos mamelons et maintenez-les droits. Assurez-vous de ne pas déplacer l'appareil ou vos seins pendant cette opération.
- 2 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour démarrer le tire-lait.




- 3 Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton " " pour contrôler les fonctions de démarrage et de pause du tire-lait. Après avoir démarré le tire-lait, appuyez sur le bouton " " pour changer de mode. Vous pouvez choisir parmi quatre modes (mode stimulation, mode expression, mode massage et mode automatique). Lorsque le " " est allumé, cela signifie le mode de stimulation ; lorsque le " " est allumé, cela signifie le mode d'expression ; lorsque le " " est allumé, cela signifie le mode massage ; lorsque le " " est allumé, cela signifie le mode automatique.



- 4 Dans chaque mode, il y a 9 niveaux d'aspiration. Vous pouvez ajuster l'aspiration à votre niveau de confort en utilisant le bouton "+" pour augmenter et le bouton "-" pour diminuer.



- 5 Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation " " pour éteindre le tire-lait.



Conseils sur la chaleur

1. Ce modèle a une fonction de mémoire intégrée. Lorsque vous rallumez l'appareil, il entre automatiquement et passe au mode de fonctionnement et au niveau d'aspiration que vous avez utilisés la dernière fois.
2. Le tire-lait s'arrête automatiquement après 30 minutes de fonctionnement.


Position assise pour l'allaitement

Pour un maximum de confort et d'efficacité, penchez-vous légèrement vers l'avant et utilisez une chaise confortable. Utilisez un coussin pour soutenir le dos. Assurez-vous de garder le bonnet et le tire-lait en position verticale pour assurer une bonne aspiration.



Instructions pour le réglage du soutien-gorge

Pour un maximum de confort et d'efficacité, penchez-vous légèrement vers l'avant et utilisez une chaise confortable. Utilisez un coussin pour soutenir le dos. Assurez-vous de garder le bonnet et le tire-lait en position verticale pour assurer une bonne aspiration.




Achèvement du processus de pompage


Une fois que vous avez fini de pomper, retirez le tire-lait de votre sein tout en le gardant droit. Ensuite, retirez la partie moteur et maintenez le collecteur de lait pour verser le lait

maternel dans le biberon. Assurez-vous d'aligner l'espace du collecteur de lait du gobelet avec l'embouchure du biberon pour éviter tout déversement.


- 1 Pour éteindre le tire-lait, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation. Ensuite, brisez le joint entre le sein et l'entonnoir de la pompe avec votre doigt et retirez délicatement la pompe de votre sein.



- 2 Séparez le collecteur de lait du moteur de la pompe prêt pour l'alimentation/stockage. Nettoyez les autres pièces utilisées conformément aux instructions.



- 3 Versez le lait dans la bouteille de stockage. Assurez-vous que la fente est alignée avec la bouteille.



Bonne conservation du lait maternel

- 1 Utilisez toujours des tire-lait stérilisés pour recueillir le lait maternel.
- 2 Utilisez des sacs ou des bouteilles de stockage de lait stérilisés et propres avec un coussin d'étanchéité.
- 3 Placez le lait au réfrigérateur ou au congélateur juste après l'expression.

Entreposage au froid du lait maternel

- 1 Ne congelez pas le lait maternel à plusieurs reprises.
- 2 Ne mélangez pas le lait maternel frais avec du lait maternel congelé.
- 3 Jeter tout lait maternel restant après une tétée.
- 4 Vous pouvez réfrigérer le lait extrait jusqu'à 48 heures ou le congeler jusqu'à trois mois. Assurez-vous d'étiqueter la bouteille de lait ou le sac de stockage avec la date et l'heure de la collecte.


Comment décongeler le lait maternel en toute sécurité

- 1 Pour décongeler le lait maternel, placez-le dans la section réfrigérateur pendant la nuit. En cas d'urgence, vous pouvez décongeler rapidement le lait maternel en plaçant le sachet de conservation ou le biberon dans un plat d'eau chaude.
- 2 Une fois le lait maternel décongelé, il doit être consommé dans les 24 heures. Ne recongelez pas le lait maternel qui a déjà été décongelé.

Chauffer le lait maternel en toute sécurité


- 1 Pour chauffer le lait maternel, vous pouvez soit placer le biberon dans un bol d'eau chaude, soit utiliser un chauffe-biberon et un chauffe-aliments pour un chauffage sûr et rapide.
- 2 Vérifiez toujours la température du lait maternel avant de le donner à votre bébé pour éviter toute brûlure ou inconfort.
- 3 N'utilisez pas de four à micro-ondes pour chauffer le lait maternel car cela peut détruire les nutriments essentiels et les anticorps. De plus, un chauffage inégal peut entraîner une surchauffe partielle du liquide, ce qui peut brûler la bouche de bébé.
- 4 Évitez d'immerger la bouteille de stockage du lait dans de l'eau bouillante pour la chauffer, car cela pourrait provoquer la rupture ou la fissuration de la bouteille.

Choisissez la bride appropriée




Diamètre du mamelon
mesuré en millimètres
(Unité : mm)

Dimensions du bouclier
mesurées en millimètres
(Unité : mm)




Étape 1 : À l'aide d'une règle ou d'un ruban à mesurer, calculez le diamètre de la racine du mamelon en millimètres (mm). Pendant la mesure, omettez la section de l'aréole.


Étape 2 : En utilisant le principe + 4 mm, sélectionnez la taille de blindage appropriée en fonction des résultats de mesure du tableau. Si le diamètre est de 16 mm, il faut acheter une tétérèlle de succion de 21 mm car elle est de 17 mm sinon.



La taille idéale : Le mamelon du tube de la tétérèlle est situé au milieu et est librement mobile.



La taille est trop petite : essayez d'utiliser une tétérèlle plus grande si vos mamelons sont en contact avec les conduits.




La taille est trop grande : Essayez d'utiliser une tétérèlle de plus petite taille si une grande aréole est tirée dans le tunnel.

Guide de dépannage

N°	Problème/Problème	Analyse des causes	Solution
1	Aspiration insuffisante	Défaillance de l'hôte	Testez la puissance d'aspiration : Séparez le corps principal de la tasse, placez le corps principal dans la paume de votre main et vérifiez s'il y a une aspiration dans la paume de votre main. S'il y a aspiration, la machine n'est pas le problème. Sinon, le problème réside dans l'unité principale.
		Mauvaise installation	Vérifiez les problèmes d'installation : 1. Pour assurer un assemblage correct et une étanchéité complète, suivez les instructions fournies pour remonter correctement le raccord. 2. Lavez et séchez la bride, recherchez les dommages et voyez si la désinfection a altéré son apparence. 3. Vérifiez si la méthode d'installation est incorrecte et si la valve à bec de canard est endommagée.
		Nicht eng an der Brust anliegend	Pour vous assurer que la collerette et le sein sont correctement ajustés pendant l'allaitement, suivez les instructions fournies pour une position assise correcte.
2	L'aspiration est trop petite		Il est important de noter qu'une faible aspiration peut empêcher l'expression du lait pendant l'expression. La pression de succion naturelle du bébé varie généralement de 10 à 45 kPa, et la norme internationale pour les tire-lait est une pression de succion maximale de 40 kPa. Si cette pression est dépassée, cela peut endommager les capillaires du sein d'une femme. Cependant, avec le tire-lait de Nuliie, la pression d'aspiration se situe dans la plage de sécurité de 10 à 45 kPa, ce qui est similaire à la pression de succion naturelle d'un bébé.
		Nueva máquina	Après vous être assuré que le nouveau tire-lait fonctionne correctement, sélectionnez le mode et la vitesse appropriés. L'atmosphère, votre humeur et votre condition physique peuvent affecter votre débit de lait. Pour augmenter la production de lait, pensez à utiliser une compresse chaude avec une serviette. Généralement, peu importe si vous utilisez des tire-lait de différentes marques.
		La puissance d'aspiration diminue avec une utilisation prolongée	Les principales causes de problèmes sont la déformation due au nettoyage et les accessoires mal installés. Les composants consommables comprennent des membranes en silicone et des valves à bec de canard. Il est conseillé de les changer tous les trois à six mois. Vous pouvez essayer les mesures suivantes pour voir si la force d'aspiration diminue : 1. Examinez les accessoires pour détecter d'éventuels dommages ou déformations importantes. 2. Assemblez les accessoires et assurez-vous qu'ils sont entièrement scellés en suivant les instructions fournies. 3. Assurez-vous que le diaphragme en silicone est complètement contracté et ajustez-le à la vitesse la plus élevée du mode de pompage du sein.

3	Ne peut pas sucer le lait	Déterminer si le sein est aggloméré	1. Massez doucement le sein pendant cinq minutes avec une serviette chauffante ou une compresse chaude et froide. 2. Commencez à utiliser le plus petit réglage de « pompage du sein » sur le tire-lait, en augmentant progressivement l'aspiration au fur et à mesure que vous travaillez pour libérer tout blocage de lait.
		Déterminer si le sein contient du lait	Si les glandes mammaires sont inactives et ne produisent pas de lait, une thérapie nutritionnelle et un entraînement du corps peuvent aider à stimuler la production de lait. Pour favoriser la production de lait, pensez à consommer des aliments tels que la vieille soupe de poule, les cacahuètes, les pieds, le soja, l'astragale, l'angélique, les germes de soja, le tofu, les champignons enoki et d'autres aliments lactogéniques.
4	Fuite de lait	Mauvaise posture assise	Assurez-vous que vous êtes assise dans la bonne position pour allaiter. Penchez-vous en avant à un angle de 45 degrés avec votre menton rentré dans votre poitrine. Lorsque vous utilisez un biberon, tenez-le droit pendant et après la tétée.
		Accessoires endommagés, mauvais fonctionnement	1. La valve à bec de canard doit être remplacée immédiatement (la durée de vie de la valve à bec de canard est d'environ 3 à 6 mois ; contactez le service client pour acheter des accessoires). 2. Remplacez immédiatement le diaphragme en silicone (la durée de vie du diaphragme en silicone est d'environ 3 à 6 mois ; contactez le service client pour acheter des accessoires). 3. Remplacez immédiatement la bride (jaune ou déformée, doit être remplacée). 4. Utilisez le port de versement du lait désigné pour verser le lait avec précision. Évitez de retirer la bride pendant que vous versez du lait, car cela peut provoquer une fuite de lait. 5. Après avoir versé du lait, quelques gouttes de résidus de lait sont généralement visibles sur le lieu.
5	Le tire-lait ne répond pas et ne peut pas être allumé	Le lait entre dans l'appareil	Si les accessoires (tels que le diaphragme en silicone) sont endommagés ou si du lait est accidentellement versé dans l'unité principale sans retirer la tête, le tire-lait peut ne pas fonctionner correctement. Remarque : si des accessoires sont endommagés, remplacez-les rapidement et faites attention à la façon dont vous versez le lait pour éviter tout problème.
		Batterie faible	Veuillez utiliser un adaptateur secteur 5V certifié pour charger l'hôte. Veuillez ne pas utiliser d'adaptateur avec plus de 5 V, car il est facile de brûler la machine.
6	Faible bruit	Le tire-lait crée une aspiration en inhalant et en dégonflant le corps de la pompe, ce qui entraîne un certain niveau de bruit. Cependant, ce produit a été conçu pour minimiser le bruit et le niveau de décibels est maintenu dans la plage standard d'environ 45 à 55 décibels.	
7	Composants endommagés ou manquants	Veuillez contacter le service après-vente pour acheter des accessoires.	


Diagramma di struttura del prodotto



Elenco delle parti

- 1 Flangia
- 2 Motore della pompa
- 3 Membrana in silicone
- 4 Cavo di ricarica USB
- 5 Raccogliitore di latte
- 6 Fibbia di regolazione del reggiseno
- 7 Valvola

Descrizione del display a LED e della funzione dei pulsanti




- 1 Pulsante Pausa/Avvio
- 2 Modalità di espressione
- 3 Modalità stimolazione
- 4 Pulsante di aumento livello
- 5 Display del livello
- 6 Pulsante di accensione/tasto di selezione della modalità
- 7 Modalità massaggio
- 8 Modalità automatica
- 9 Tempo/Minuto
- 10 Pulsante di abbassamento livello
- 11 Display di alimentazione
- 12 Display dell'ora

Avviso

Questo prodotto ha una batteria al litio incorporata. Quando l'indicatore di alimentazione lampeggia, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione certificato da 5V 1A per caricare l'host il prima possibile.

Display di alimentazione a LED



Il display del tiralatte presenta tre power frame per un facile monitoraggio. Si prega di notare che la pompa non può essere utilizzata durante la ricarica. Durante la ricarica, l'interfaccia del display mostrerà solo il livello di potenza.



Il livello di potenza indica 1 bar e lampeggia: la batteria si sta scaricando; caricarla al più presto.



Il livello di potenza mostra tre barre e non lampeggia più: la batteria è completamente carica.

Pulizia

Pulizia e manutenzione

	Primo utilizzo	Dopo ogni utilizzo
Motore della pompa	Accendere la pompa premendo il pulsante di accensione.	Pulire con un panno umido pulito con alcol etilico al 70% o alcol isopropilico secondo necessità. Non immergere la pompa in acqua.
Flangia, diaframma in silicone, valvola, linker e raccoglitore di latte	Bollire in acqua per 5 minuti. Non cuocere a microonde la flangia, Membrana in silicone, valvola, linker e raccoglitore di latte.	Pulire con detersivo per piatti delicato o acqua pulita. Gli accessori possono essere sterilizzati bollendoli o immergendoli per 5-8 minuti in acqua bollente. La temperatura di sterilizzazione degli accessori non deve superare i 100 °C.

Avvertimento

- ◆ Non usare un forno a microonde.
- ◆ Si prega di smontare ogni accessorio singolarmente per la pulizia e la sanificazione prima dell'uso.
- ◆ Prestare attenzione durante la pulizia della valvola e del diaframma in silicone. Per pulire la valvola e il diaframma in silicone, strofinare delicatamente tra il pollice e l'indice in acqua tiepida e sapone. Evitare di inserire nella valvola qualsiasi cosa che possa danneggiarla.


Montaggio

- Per assemblare la pompa, seguire i passaggi indicati di seguito.


⚠ ATTENZIONE

- ◆ Assicurarsi di pulire la pompa come indicato nel presente manuale d'uso.
- ◆ Assicurarsi di assemblare correttamente la pompa come indicato nel presente manuale d'uso.
- ◆ Per evitare perdite, rimuovere i residui intorno al cerchio prima di assemblarlo.
- ◆ Lavarsi accuratamente le mani prima di assemblare i componenti puliti.


- 1 Installare la valvola sul fondo del collettore del latte materno e installarla nella direzione corretta.




- 3 Per installare la flangia sul collettore del latte, assicurarsi di allineare la scanalatura di deviazione sulla flangia con la scanalatura di riflusso sul collettore del latte, quindi premere i bordi con entrambe le mani per garantire la tenuta.



- 2 Posizionare il diaframma in silicone all'interno del contenitore del latte e applicare una pressione. Per ottenere una tenuta perfetta, utilizzare le mani per far aderire bene i bordi



- 4 Installare il corpo principale del tiralatte sul raccoglitore, allineare la tacca sotto il corpo principale con il diaframma in silicone e assemblarlo verso il basso per adattarlo al raccoglitore per garantire una tenuta completa.






Prima del pompaggio


- 1 Usa un tiralatte per aiutare la madre a superare il disagio. Per stimolare adeguatamente la crescita delle ghiandole mammarie prima di utilizzare il tiralatte, riscaldare il seno per cinque minuti con un asciugamano riscaldato o un impacco caldo e freddo.
- 2 Iniziare lentamente in prima marcia può aiutare a imitare il movimento di suzione di un bambino e incoraggiare a rilasciare il latte dalla ghiandola pituitaria. Per garantire la completa apertura delle ghiandole mammarie, regolare il livello di aspirazione da piccolo a grande.
- 3 Si consigliano otto minuti per ogni aspirazione; non superare i 20 minuti.
- 4 Se non riesci a pompare il latte, evita di pompare per più di cinque minuti. Invece, riprova più tardi.
- 5 In caso di disagio o dolore durante l'utilizzo del tiralatte, interrompere l'utilizzo e consultare un infermiere.
- 6 Quando il contenitore del latte contiene più di 120 ml di latte, il flusso del latte materno rallenta. Trasferire il latte in un biberon per ripristinare la velocità di aspirazione.
- 7 La valvola e il diaframma in silicone sono prodotti di consumo con una durata utile di 1-2 mesi e 4-6 mesi.

Per avviare il processo di pompaggio


- 1 Per creare l'aspirazione con il tiralatte, posiziona la flangia contro il seno senza spazi vuoti, centra i capezzoli e tienili in posizione verticale. Assicurati di non spostare il dispositivo o il tuo seno durante questa operazione.
- 2 Premere a lungo il pulsante di accensione per avviare il tiralatte.




- 3 È possibile premere brevemente il pulsante "|||" per controllare le funzioni di avvio e pausa del tiralatte. Dopo aver avviato il tiralatte, premere il pulsante "U" per cambiare modalità. È possibile scegliere tra quattro modalità (modalità stimolazione, modalità espressione, modalità massaggio e modalità automatica). Quando il "||||" è acceso, significa la modalità di stimolazione; quando il "U" è acceso, significa la modalità di espressione; quando il "O" è acceso, significa la modalità di massaggio; quando il "O" è acceso, significa la modalità automatica.



- 4 In ogni modalità, ci sono 9 livelli di aspirazione. È possibile regolare l'aspirazione in base al proprio livello di comfort utilizzando il pulsante "+" per aumentare e il pulsante "-" per diminuire.



- 5 Premere a lungo il pulsante di accensione "U" per spegnere il tiralatte.



Suggerimenti caldi

1. Questo modello ha una funzione di memoria integrata. Quando riaccendi il dispositivo, entra automaticamente e passa alla modalità di lavoro e al livello di aspirazione che hai utilizzato l'ultima volta.
2. Il tiralatte si arresta automaticamente dopo 30 minuti di lavoro.

Posizione di seduta per l'allattamento al seno

Per il massimo comfort ed efficienza, inclinati leggermente in avanti e usa una sedia comoda. Usa un cuscino per sostenere la schiena. Assicurarsi di mantenere la coppa del seno e il tiralatte in posizione verticale per garantire un'aspirazione adeguata.



Come regolare le spalline del reggiseno

Per garantire un'esperienza confortevole, regola le spalline del reggiseno appendendo un'estremità della fibbia di regolazione sulla coppa del reggiseno e l'altra estremità della fibbia per l'allattamento al rivestimento interno del reggiseno per l'allattamento. Modifica la lunghezza delle spalline del reggiseno in base al tuo livello di comfort.




Completamento del processo di pompaggio


Una volta terminato l'estrazione, rimuovi il tiralatte dal seno tenendolo in posizione verticale. Successivamente, rimuovi la parte del motore e tieni il collettore del latte per versare il

latte materno nel biberon. Assicurati di allineare la fessura del collettore del latte della coppa per il seno con l'imboccatura del biberon per evitare fuoriuscite.


- 1 Per spegnere il tiralatte, premere a lungo il pulsante di accensione. Successivamente, rompi il sigillo tra il seno e l'imbuto del tiralatte con il dito e rimuovi con cautela il tiralatte dal seno.



- 2 Separare il collettore del latte dal motore della pompa pronto per l'alimentazione/stoccaggio. Pulire le altre parti usate in base alle istruzioni.



- 3 Versare il latte nel biberon. Assicurarsi che la caratteristica dello slot sia allineata con la bottiglia.



Corretta conservazione del latte materno

- 1 Utilizzare sempre tiralatte sterilizzati per raccogliere il latte materno.
- 2 Utilizzare sacchetti o bottiglie per la conservazione del latte sterilizzati e puliti con un cuscinetto sigillante.
- 3 Metti il latte nel frigorifero o nel congelatore subito dopo averlo estratto.

Conservazione a freddo del latte materno

- 1 Non congelare ripetutamente il latte materno.
- 2 Non mescolare latte materno fresco con latte materno congelato.
- 3 Smaltire il latte materno rimanente dopo una poppata.
- 4 Puoi refrigerare il latte estratto per un massimo di 48 ore o congelarlo per un massimo di tre mesi. Assicurati di etichettare la bottiglia del latte o la busta con la data e l'ora in cui è stata raccolta.


Come sbloccare in modo sicuro il latte materno

- 1 Per scongelare il latte materno, mettilo nel frigorifero durante la notte. In caso di emergenza, puoi scongelare rapidamente il latte materno mettendo la busta o il biberon in una bacinella di acqua calda.
- 2 Una volta scongelato, il latte materno deve essere consumato entro 24 ore. Non ricongelare il latte materno che è già stato scongelato.

Riscaldamento sicuro del latte materno

1. Per riscaldare il latte materno, puoi mettere il biberon in una ciotola di acqua calda o utilizzare un biberon e uno scaldavivande per un riscaldamento rapido e sicuro.
- 2 Controlla sempre la temperatura del latte materno prima di darlo al tuo bambino per evitare scottature o fastidi.
- 3 Non utilizzare un forno a microonde per riscaldare il latte materno poiché può distruggere i nutrienti e gli anticorpi essenziali. Inoltre, il riscaldamento irregolare può causare un parziale surriscaldamento del liquido, che può ustionare la bocca del bambino.
- 4 Evitare di immergere la bottiglia per la conservazione del latte in acqua bollente per riscaldarla, in quanto ciò potrebbe causare la rottura o la rottura della bottiglia.

Raccogliendo flangia appropriata



Capezzoli

Misurare

Radici del
capezzolo

Areola


Diametro del nipplo
misurato in millimetri
(Unità: mm)

Dimensioni dello schermo
misurate in millimetri (Unità:
mm)




Passaggio 1: utilizzando una riga o un metro a nastro, calcolare il diametro della radice del capezzolo in millimetri (mm). Durante la misurazione, tralasciare la sezione dell'areola.


Passaggio 2: utilizzando il principio +4 mm, selezionare la dimensione dello schermo appropriata in base ai risultati della misurazione dal grafico. Se il diametro è di 16 mm, dovresti acquistare una coppa per il seno aspirante da 21 mm perché altrimenti è di 17 mm.



La dimensione ideale: il capezzolo del tubo della coppa per il seno si trova al centro ed è liberamente mobile.



La taglia è troppo piccola: prova a utilizzare una coppa per il seno più grande se i tuoi capezzoli premono contro i dotti.



La taglia è troppo grande: prova a usare una coppa per il seno più piccola se una grande areola viene tirata nel tunnel.

Guida alla risoluzione dei problemi

- | | | | |
|---|---|---|--|
| | | Determina se il seno è agglomerato | <p>1. Massaggia delicatamente il seno per cinque minuti con un asciugamano riscaldato o un impacco caldo e freddo.</p> <p>2. Inizia a utilizzare l'impostazione di "estrazione del seno" più piccola sul tiralatte, aumentando gradualmente l'aspirazione mentre lavori per liberare eventuali blocchi di latte.</p> |
| 3 | Non posso succhiare il latte | Determina se il seno ha del latte | <p>Se le ghiandole mammarie sono inattive e non producono latte, la terapia nutrizionale e l'allenamento del corpo possono aiutare a stimolare la produzione di latte. Per promuovere la produzione di latte, prendi in considerazione il consumo di cibi come zuppa di gallina vecchia, arachidi, zamponi, semi di soia, astragalo, angelica, germogli di soia, tofu, funghi enoki e altri alimenti lattogeni.</p> |
| | | Postura seduta scorretta | <p>Assicurati di essere seduto nella posizione corretta per l'allattamento. Piegati in avanti con un angolo di 45 gradi con il mento nascosto nel petto. Quando usi il biberon, tienilo in posizione verticale durante e dopo la poppata.</p> |
| 4 | Latte che perde | Accessori danneggiati, funzionamento improprio | <p>1. La valvola a becco d'anatra deve essere sostituita immediatamente (la durata della valvola a becco d'anatra è di circa 3-6 mesi; contattare il servizio clienti per acquistare gli accessori).</p> <p>2. Sostituire immediatamente il diaframma in silicone (la durata del diaframma in silicone è di circa 3-6 mesi; contattare il servizio clienti per acquistare gli accessori).</p> <p>3. Sostituire immediatamente la flangia (gialla o deformata, deve essere sostituita).</p> <p>4. Utilizzare la porta di versamento del latte designata per versare il latte con precisione. Evitare di rimuovere la flangia mentre si versa il latte, in quanto ciò potrebbe causare perdite di latte.</p> <p>5. Dopo aver versato il latte, sul linker sono generalmente visibili alcune gocce di residui di latte.</p> |
| 5 | Il tiralatte non risponde e non può essere acceso | Il latte entra nel dispositivo | <p>Se gli accessori (come il diaframma in silicone) sono danneggiati o se il latte viene accidentalmente versato nell'unità principale senza rimuovere la testina, il tiralatte potrebbe non funzionare correttamente.</p> <p>Nota: se qualche accessorio è danneggiato, sostituisilo prontamente e fai attenzione a come versi il latte per evitare problemi.</p> |
| | | Batteria scarica | <p>Utilizzare un adattatore di alimentazione certificato da 5 V per caricare l'host. Si prega di non utilizzare un adattatore con più di 5 V, poiché è facile bruciare la macchina.</p> |
| 6 | Rumore basso | Il tiralatte crea aspirazione inalando e sgonfiando il corpo del tiralatte, provocando un certo livello di rumore. Tuttavia, questo prodotto è stato progettato per ridurre al minimo il rumore e il livello di decibel viene mantenuto entro l'intervallo standard di circa 45-55 decibel. | |
| 7 | Componenti danneggiati o mancanti | Si prega di contattare il servizio clienti post-vendita per acquistare gli accessori. | |

FCC

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Manufacturer: Shenzhen TPH Technology Co., Ltd.

Address: 5th Floor, Building No. 29 East Side, Lianchuang 2nd Technology Park, Bulan Road, Nanwan Community, Longgang District, Shenzhen, China

UK	REP
----	-----

CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch
High Wycombe HP14 3FE UK
Email: info.cetservice@gmail.com
Phone: +447419325266

EC	REP
----	-----

UAB Qixiang Europe
Pranciškonų g. 6-46, LT-01133 Vilnius, Lithuania
Technical Information Center
Trakehner Str. 7-9, 60487 Frankfurt am Main, Germany
Email: qixiang.europe@gmail.com
Phone: +496976895074



Scan me for videos
and FAQs

