

HOW DOES IT WORK?

Human chorionic gonadotropin (HCG) is a hormone produced by the developing placenta shortly after conception and secreted into the urine. The pregnancy test contains antibodies that specifically react with this hormone.

When the strip is immersed in a urine specimen, capillary action carries the specimen to migrate along the membrane. When HCG in the sample reaches the Test Zone of the membrane, it will form a colored line. The absence of this colored line suggests a negative result.

To serve as a procedure control, a colored line will appear at the Control Zone if the test has been performed properly.

Manasses Chronographikon (CC) ist ein Hymnos, das kurz nach der Entlangung von der sich entwickelnden Plazenta produziert wird und das Löss abgemessen wird. Das Schwangerschaftsrisiko enthält Anzeichen, die spezifisch mit diesem Hymnos reagieren.

Wenn der Uterus in eine Unipolung gebracht wird, trägt die kausale Wirkung die Probe dazu, entlang der Nerven zu reagieren. Wenn HCG in der Probe die Testoren der Nervenstränge bildet, bildet es eine farbige Linie. Das Fehlen dieser farbigen Linie weist auf ein negatives Ergebnis hin.

Um als Verfahrensentwickler zu dienen, wird eine farbige Linie in der Kontrollzone erscheinen, wenn der Test ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

La gonadotropina corionica umana (HCG) è un ormoni prodotto dalla placenta in via di sviluppo poco dopo il concepimento e secreto nell'urina. In tutti di gravidanza contiene anticorpi che reagisce specificamente con questo ormoni.

Quando la striscia viene immersa in un campione di urina, l'azione capillare trasporta il campione a reagire lungo la membrana. Quando l'HCG nel campione reagisce la Zona di Test della membrana, si formerà una linea colorata. L'assenza di questa linea colorata suggerisce un risultato negativo.

Per leggere da consulto del gravidanza, comparare una linea colorata nella Zona di Controllo se il test è stato eseguito correttamente.

produite par le processus en développement au fur de temps, qui, la circulation et la sécurité dans l'usine. Le test de gonflement conduit des auteurs qui réalisent spontanément avec cette harmonie.

Lorsque la bandelette est plongée dans un échantillon d'urine, l'action capillaire transporte l'échantillon tout le long de la membrane. Lorsque l'UCLU dans l'échantillon atteint la Zone de test de la membrane, une ligne colorée se formera. L'absence de cette ligne colorée suggère un résultat négatif.

Pour servir de contrôle de la procédure, une ligne colorée apparaît dans la Zone de Contrôle si le test a été correctement effectué.

WHEN TO COLLECT URINE FOR THE TEST?

Any urine specimen is appropriate for pregnancy testing. However, the first morning urine specimen is preferred because of its highest concentration of HCG.

HOW TO COLLECT THE URINE SAMPLE?

This test is designed to have urine collected in a clean container just prior to testing.
Urine may be collected in any clean, dry, plastic or glass container.

HOW TO DO THE TEST?

1. Remove the test strip from the sealed pouch.
2. Dip the white absorbent tip of the test strip into the urine up to the black "MAX" line and keep the tip in urine until dye runs almost to the result window (Test Time: 5-10 seconds).
3. Lay the test strip on a clean, dry, non-absorbent surface.

The test strip and urine have to be at room temperature 15-40°C (59-104°F) for testing.

Positive (Pregnant)
Two distinct color lines appear in the Control and Test Zones. One line should be in the control zone (C) and another line should be in the test zone (T).

Negative (Not pregnant)
Only one color line appears in the control zone (C). No appeared line in the test zone (T).

Invalid
No visible lines at all, or there is a visible line only in the test zone (T) but not in the control zone (C). Repeat with a new test strip. If still fails, please contact to be assistance.



NOTE:
The color intensity of the test lines may vary since different stages of pregnancy have different concentrations of hCG hormones. If the color of the test lines is

- 1. As in all very diagnostic situations, a confirmatory pregnancy diagnosis should only be made in a laboratory after evaluating all clinical and laboratory findings.
 - If a serum sample is less than 30 days (two specific gestational weeks) after a suspected reproductive loss or HCG if pregnancy is still suspected, another serum sample should be collected 10-14 days later.
- 2. Low concentration of HCG in a very early pregnancy can give a negative result. In this case, another specimen should be obtained at least 48 hours later and tested.
- 3. Elevated levels of HCG can be caused by a few conditions other than pregnancy. Therefore, the presence of HCG in serum specimens should not be used to diagnose pregnancy unless these conditions have been ruled out.
- 4. A natural pregnancy can also be distinguished from an ectopic pregnancy based on HCG. However, a systematic decrease may cause confusion in interpreting test results.
- 5. Steroid treatments, based on HCG, may cause false results. Consult your physician.

Sensitivity:
The Pregnancy Test detects hCG in the urine at a concentration of 10 mIU/ml or greater.

Specificity:
The test has been standardized to the WHO International Standard. The addition of 10 (300 mIU/ml) FSH (1,000 mIU/ml) and FSH/LH 600 mIU/ml to negative (0 mIU/ml) hCG and positive (10 mIU/ml) hCG specimens showed no cross-reactivity.

CLINICAL USE AND ANSWERS

Q *How soon after I suspect that I am pregnant can I take the test?*
You can test your urine as early as the first day you miss your period. You can perform the test anytime of the day. However, if you are pregnant, first morning urine contains the most pregnancy hormone.

How accurate is the test?
A clinical evaluation was conducted comparing the results obtained using the pregnancy test to another commercially available urine retestable HCG test. The crossover clinical trial included 238 urine specimens: both assays identified 16 positive and 146 negative results. The results demonstrated a 98% overall accuracy of the pregnancy test when compared to the other urine retestable HCG test.

What factors may affect the test result?
Drugs which contain HCG (such as Pregnyl, Pregval, Pregnyl, AP₁) can give a false positive result. Alcohol, and contraceptives,

penicillins, antibiotics or hormone therapies that do not contain HCG should not affect the test result.

Q What should I do if the result shows that I am pregnant?
 It means that your urine contains hCG and you are probably pregnant. Stop your doctor to confirm that you are pregnant and to discuss the steps you should take.

Q Does the result mean anything other than normal pregnancy if it shows that I am pregnant?
 A number of medical conditions other than pregnancy, including ovarian cyst or ectopic pregnancy (pregnancy outside the uterus) can cause elevated levels of hCG.

Q What should I do if the result shows that I am not pregnant?
 It means that no hCG has been detected in your urine and probably you are not pregnant. If you do not start your period within a week of its due date, repeat the test with a new test. If you receive the same result after repeating the test and you still do not get your period, you should see your doctor.

Q How do I know that the test was run properly?
 The appearance of a red line in the control zone (C) tells you that you followed the test procedure properly and the proper amount of urine was absorbed.

Please take the following steps to increase your chances for a healthy pregnancy and your baby:

1. Start the Pregnancy Test to detect pregnancy when your period is late. You can begin better prenatal care as soon as you learn of your pregnancy.
2. If you get a positive result, it is advisable to visit your doctor immediately.
3. Maintain a well-balanced diet, stop smoking, and reduce your intake of alcohol.

2. Katarin MS. Histological evaluation of early pregnancy arrest. *Soc Sci Med*. 1980; 30(1): 1-13.
3. Call AS, Mah Chiu S. Vaginitis: Appearance of NBT in pregnancy plasma following the initiation of implantation of the blastocyst. *J Clin Endocrinol Metab*. 1975; 60(3): 543-549.
4. Bomanjee SZ, I Razon, H. Damski, J. Adler, M. Wade Serum human chorionic gonadotropin levels throughout normal pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 1976; 126(2): 879-881
5. Lyden SB, LM Shaw, R. Salazar Plasma concentration of human chorionic gonadotropin from the time of implantation until the second week of pregnancy. *Fertil Steril*. 1982; 37(6): 773-776.
6. Stancovski MR, De Simoni, C Human chorionic gonadotropin in maternal plasma after subcutaneous abortion, spontaneous abortion and threatened miscarriage. *Gynecol Gynaecol*. 1984; 64(2): 351-358
7. Stancovski MR, De Simoni, C Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma. *Cancer*. 1977; 39(2): 172-182
8. Brownstein BD, E. Yehlebach, PP Charney, CJT Beta-Estrone synthesis of human chorionic gonadotropin by trophoblasts. *Ann Intern Med*. 1975; 78(5): 85-85

MEANING OF SYMBOLS (ON PACKAGE)

Free Import License	CE marking of conformity
RoHS free	WEEE recycling symbol
REACH compliant	Recycled material
ISO 9001 certified	Drop ship

FDA has been approved by the U.S. Food & Drug Administration
 UL Classified as Class II medical electrical equipment for use

QUESTIONS OR COMMENTS?

Please contact us via email: sales@promom.com
 King Healthcare Group (China) Ltd.
 3061 Shuen Dr., Shan Ridge, IL USA 60277
 Made in China

www.promom.com

Scan the code to get the manual in more languages

SAMMLUNG UND LAGERUNG VON PROBIT

WANN KÖNNEN FÜR DEN TEST GESAMMELT WERDEN?
Jede Ursubstanz ist für den Schwangerschaftstest geeignet. Die erste Morgenurinprobe wird jedoch aufgrund ihrer höchsten Konzentration von ICG bevorzugt.

WIE MAN ICG GRÜNDFACH SAMMELT?
Dieser Test wurde entwickelt, um Ihnen kurz vor dem Test zu zeigen, ob eine ausreichende Menge an ICG im Urin vorliegt.
Um keine zu vielen weiteren, trockenen Kunststoff- oder Glasbehälter gesammelt werden.

1. Nehmen Sie den Testrechner und die entsprechende Verpackung.
2. Tauchen Sie die weiche saugfähige Spitze des Tests in den Urin im zur schwarzen "MAX"-Linie ein und führen Sie die Spitze im Urin, bis sich die Farbe im Eingangsfenster zeigt. (Hinschätzzeit: 5-10 Sekunden)
3. Legen Sie den Testrechner flach auf eine saubere, trockene und nicht saugfähige Oberfläche.
4. Lesen Sie die Ergebnisse 5 Minuten nach dem Entpacken ab. Lesen Sie das Ergebnis nach mehr als 5 Minuten nicht ab.

Das Testrechner mit der Spitze müssen Sie auf eine Reaktionszeit von 15°C bis 30°C (59°F bis 86°F) haben.

WAS DIE KONTROLLIEREN ERGEBEN

Positiv (Schwanger)
Ausdrücklich unterschiedliche Farbtöne erscheinen in den Kontroll- und Testzeilen. Eine Linie außer in der Kontrollzeile (C) zeigt und eine andere Linie außer in der Testzeile (T) zeigt.

Negativ (Nicht schwanger)
Nur eine Farblinie erscheint in der Kontrollzeile (C). Keine deutliche Farblinie erscheint in der Testzeile (T).

Ungültig
Es sind Überzüge keine sichtbaren Linien vorhanden oder es gibt eine- oder zwei Linien in beiden Zeilen (C und T).



Wiederholen Sie das Test mit einem neuen Interview. Wenn der Test zuvor noch fehlerhaft, korrigieren Sie Ihre Info um Hilfe.

HINWEIS:
Die Falschantwort der Testlinie kann verworfen, die verschickten Schwenger-Interviews werden unterschiedliche Kennzahlen als KCS-Interview aufweisen können. Wenn der Fehler der Testlinie (bzw. 2) wird empfohlen, der Test in 48 Stunden zu wiederholen.

ESCHÄRMBILDUNGEN

1. Bitte bei jedem diagnostischen Verfahren alle vier Testzeitige Schwenger-Interviews (bzw. von einem Arzt gestellt werden, nachdem alle Kliniken der Schwenger-Interviews zugewiesen sind).
2. Wenn eine oder mehrere Testzeitige Interviewe (bzw. 2) nicht möglich sind, sollte nicht ein einzelnes Interview (bzw. 2) als Interview (bzw. 2) aufgeführt werden. Wenn Interviewe eines Schwenger-Interviews nicht ausreichen sind, sollte 48 Stunden später eine weitere Interviewe durchgeführt und geteilt werden.
3. Eine einzelne Interviewe von KCS in einer oder mehreren Interviewe kann zu einem negativen Ergebnis führen. In diesem Fall sollte mindestens 48 Stunden später eine weitere Interviewe durchgeführt und geteilt werden.
4. Ein Interviewe (bzw. 2) kann nicht durchgeführt werden, wenn der Schwenger-Interviews verworfen werden. Daher sollte das Interviewe von KCS in einer Interviewe (bzw. 2) zu einem Interviewe (bzw. 2) verworfen werden, so es denn, dass Interviewe (bzw. 2) werden ausgeführt.

5. Eine genaue Schwangerschaft kann allein anhand der HCG-Werte nicht von einer Eileiterschwangerschaft unterschieden werden, da die gestaute Eizelle auch in Verbindung mit der Implantation der befruchteten Eizelle klüften.

6. Brustföhreränderungen auf der Grundlage von MG können jedoch Eignungen anzeigen, Konsultation zu ihrem Arzt.

LEBENSWEISENSCHAFTEN

Empfindlichkeit:
Die Schwangerschaftstest erkennt MG im Urin bei einer Konzentration von 10 mU/ml oder mehr.

Konzentration:

Frage: Die Zugabe von Li (300 mol/L), PSH (3,600 mol/L) und TSH (1,000 mol/L) zu suspension (3 mol/L), KSCN(1 mol/L) und positive (3 mol/L) ICG Protein ergibt keine Kreuzreaktion.

FÄHRER UND ANTWORTEN

1. Wie wird nachdem ich den Verdacht habe, schwanger zu sein, kann ich den Test machen?
Die Menstruation tritt bereits ab dem ersten Tag nach dem Ausbleiben einer Periode wieder ein. Sie können den Test jederzeit am Tag durchführen, wenn sie jedoch schwanger sind, enthält der Morgenurin die meisten Schwangerschaftshormone.

2. Muss ich den Test mit Morgenurinen machen?
Obwohl Sie den Test zu jedem Zeitpunkt durchführen können, ist Ihre Abwesenheit vom Eisprung das beste Zeitintervall des Tages und enthält am meisten hCG.

3. Wie genau ist der Test?
Eine klinische Bewertung wurde durchgeführt, bei der die mit drei Schwangerschaftstests erzielte Ergebnisse mit einem anderen kommerziell erhältlichen Urinanalysen hCG-Test verglichen wurden. Die klinische Verbrauchereffektivität erreichte ITG (Ungefähre; false test) umfassen 95 positiv und 142 negative Diagnosen. Die Ergebnisse zeigen eine Genauigkeitsgrenze, da die Schwangerschaftstests von 99% verglichen mit dem anderen (Urinanalyse) im Test.

4. Welche Faktoren können das Testergebnis beeinflussen?
Alkoholkonsum, die NCI enthält kein Pinguin, Vorfahr, Pinguin, AFI, können je einen falschen positiven Ergebnis liefern. Alkohol, Antibiotika, die Schwangerschaft, Antibiotika oder Hormontherapie, die beide NCI enthalten, können das Testergebnis nicht beeinflussen.

5. Was ist ist, wenn das Ergebnis zeigt, dass ich schwanger bin.
Das bedeutet, dass der Urin NCI enthält und die Schwangerschaft schwanger sind. Suchen Sie Ihren Arzt auf, um sich bestätigen zu lassen. Sie schwanger sind, und bestätigen Sie die Schwangerschaft, die Sie unterstützen sollten.

6. Bedeutet das Ergebnis etwas anderes als eine normale Schwangerschaft, wenn es zeigt, dass ich schwanger bin?
Nein.

3. **Was hat ich tun, wenn das Ergebnis zeigt, dass ich nicht schwanger bin?**
Das bedeutet, dass keine hCG in Ihrem Urin nachgewiesen wurde und Sie wahrscheinlich nicht schwanger sind. Wenn Sie eine Woche nach dem fälligen Datum einer Periode immer noch keine Periode hatten, wiederholen Sie das Test mit einem neuen Test. Wenn Sie nach der Wiederholung des Tests das gleiche Ergebnis erhalten und Ihre Periode immer noch ausbleibt, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

4. **Wie weiß ich, dass der Test unbedingungslos durchgeführt wurde?**
Das Erreichen einer roten Linie an der Kontrollseite (C) zeigt Ihnen, dass Sie die Testschritte ordnungsgemäß befolgt haben und die richtige Menge Urin eingegeben wurde.

Hinre befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihre Chancen auf eine genaue Schwangerschafts- und ein genaues hCG-Resultat zu erhöhen:

1. Verwenden Sie das Schwangerschaftstest, um eine Schwangerschaft zu identifizieren, wenn Ihre Periode ausbleibt. Sie können auch eine frühere Schwangerschaftsumfrage beginnen, sobald Sie von einer Schwangerschaft erfahren.
2. Wenn Sie ein positives Ergebnis erhalten, ist es wichtig, sofort Ihren Arzt aufzusuchen.
3. Wenn Sie ein negatives Ergebnis erhalten, können Sie sich nach dem Ausbleiben und behandeln Sie Ihre Abkürzungen.

LITERATUR

1. Jucker H. *Historische Entwicklung der Frühgeschichte*. Jentzsch, Berlin, 1980; 342 S.; 1,20
2. Klotz M, Löffel H. *Die vorhistorische Frühzeit von 1911 im Schwemmergebiet*. 1. Teil: Die ersten 100 Jahre der kognitiven Entwicklung der Menschheit. *Zeitschr. Dtsch. Archäol. Ges.* 1975; 49: 347-50
3. Böhnermann GJ, Ruck H, Daxen G, Götzel M. *Neue Steinzeitarchäologie*. Chronos Verlag für die germanische Neolith-Steinzeit, Gf., Oberö. Österr. Gymn. 1978; 128 S.
4. Löffel H. *Die Steinzeit*. 8. Substantive Neuauflage veröffentlicht von: *Steinzeitarchäologie*. 1. Teil: Die ersten 100 Jahre der kognitiven Entwicklung der Menschheit. 2. Teil: Die letzten 100 Jahre der kognitiven Entwicklung der Menschheit. Jentzsch, Berlin, 1980; 342 S.; 1,20
5. Stör M, P. Rapp, H. Mäkel. *Handbuch der Steinzeitarchäologie*. 1. Teil: Die ersten 100 Jahre der kognitiven Entwicklung der Menschheit. 2. Teil: Die letzten 100 Jahre der kognitiven Entwicklung der Menschheit. Jentzsch, Berlin, 1980; 342 S.; 1,20
6. Daxen M, Ruck H, Stör M. *Handbuch der Steinzeitarchäologie*. 1. Teil: Die ersten 100 Jahre der kognitiven Entwicklung der Menschheit. 2. Teil: Die letzten 100 Jahre der kognitiven Entwicklung der Menschheit. Jentzsch, Berlin, 1980; 342 S.; 1,20

[illegible]

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE SPECIMINI

QUANDO RACCOLGERE L'URINA PER IL TEST?
Qualsiasi campione di urina è adatto per il test di gravidanza. Tuttavia, il campione di urina mattina e preferibile a causa della sua più alta concentrazione di HCG.

COME RACCOLGERE IL CAMPIONE DI URINA?
Questo test è progettato per raccogliere l'urina in un contenitore pulito appena prima del test.

L'urina può essere raccolta in qualsiasi contenitore pulito, asciutto, di plastica o vetro.

Calore specifico e TSP17

1. Eliminare la traccia di test dalla confezione sigillata.
2. Immergere la punta sottopelle bianca del test nell'acqua fino alla linea nera "MAX" e mantenere la punta nell'acqua finché il colore si diffonde nella finestra dei risultati. (Tempo atteso: 5-10 secondi)
3. Posizionare la traccia di test su una piastra su una superficie pulita, asciutta e non conduttiva.
4. Leggere i risultati dopo 5 minuti. **Attenzione:** Non leggere il risultato dopo più di 5 minuti.

Il grafico del test è l'unico elemento fornito a temperatura ambiente di 15°C - 30°C (59°F - 86°F) per 4 test.

COME LEGGERE I RISULTATI

Positivo (Gravidanza)
Due distincti segni di colore appaiono nella zona di controllo (C) e un'altra linea (doveva apparire) nella zona di test (T).

Negativo (Non incinta)
Comparso solo una linea di colore nella zona di controllo (C). Nessuna evidenza linea nella zona di test (T).

Non valido
Nessuna linea visibile nel tubo, oppure è presente una linea visibile



ACQUA           

ACQUA           

ACQUA           

ACQUA           

ACQUA           

ACQUA           

ACQUA           

ACQUA 

- Una normale gravidanza non può essere diagnosticata da una gravidanza ectopica basandosi solo sui livelli di hCG. Inoltre, un alterato spostamento può causare confusione nell'interpretazione dei risultati del test.
- Trattamenti per la sterilità basati su hCG possono causare risultati falsi. Consultare il proprio medico.

Aggiunta di 141 (300 ref/mv), 154 (1.300 ref/mv) e 758 (1.500 ref/mv) a campioni negativi (20 ref/mv, SCC) o positivi (20 ref/mv, SCC) non ha mostrato alcuna differenza rilevante.

DONARE E INFIUSTE

- 1. Quanto tempo dopo il sospetto di essere incinta posso fare il test?**
Puoi testare la tua urina già dal primo giorno di mancata mestruazione. Puoi ripetere il test in qualsiasi momento della gravidanza, finché sei nell'urina. L'urina del mattino contiene la maggior parte dell'ormone della gravidanza.
- 2. Devo fare il test con l'urina del mattino?**
Sì, perché la prima urina in qualità migliore della giornata, il campione di urina del mattino è di solito il più concentrato della giornata e contiene la maggior quantità di hCG.
- 3. Quanto è sicuro il test?**
L'unico rischio di un falso risultato clinico confermato (i risultati ottenuti utilizzando il test) è quello con un test di hCG e gravidanza per l'urina disponibile in commercio. La sperimentazione clinica con i consumatori ha coinvolto 216 campioni di urina: entrambi i test hanno identificato 76 risultati negativi e 192 risultati positivi. I risultati hanno dimostrato una precisione complessiva del test di gravidanza superiore al 99% (il 99,9% di tutti i risultati di hCG a gravidanza per l'urina).

2. Quali fattori possono influenzare il risultato del test?
I fattori che contengono HCG (goni Prapug, Profati, Pergonal, AP) possono dare un risultato falso positivo. L'alcol, i contraccettivi orali, gli analgesici, gli antibiotici o le terapie ormonali che non contengono HCG non dovrebbero influenzare il risultato del test.

3. Cosa deve fare se il risultato mostra che sono incinta?
Significa che la tua urina contiene HCG e probabilmente sei incinta. Consulta il tuo medico per confermare che sei incinta e per discutere i passi da seguire.

4. Il risultato significa qualcosa/altro oltre a una normale gravidanza se risulta che sono incinta?

Come devo fare se il ritardo è modesto e non sono incinta?
Significa che nell'ultima settimana è stato rilevato hCG o probabilmente non sei incinta. Se non inizi il tuo ciclo mensile entro una settimana dalla data prevista, ripeti il test con un nuovo test. Se ottieni lo stesso risultato, alcuni mesi dopo ripetere il test o non inizi ancora il ciclo mensile, dovresti consultare il medico.

Come faccio a sapere che il test è stato eseguito correttamente?
L'aspetto di una linea rossa nella zona di controllo (C) indica che hai seguito correttamente la procedura del test e che è stata inserita la giusta quantità di urina.

Segui i seguenti passi per aumentare la tua possibilità di avere precedenti risultati e di un bambino sano:

1. Utilizza il test di gravidanza per rilevare la gravidanza quando il tuo ciclo mensile è in ritardo. Non iniziare una relazione sessuale non protetta non appena senti la tua gravidanza.
2. Se ottieni un risultato positivo, è consigliato visitare immediatamente il medico.
3. Mantieni una dieta ben bilanciata, smetti di fumare o riduci l'assunzione di alcol.

BIBLIOGRAFIA

1. Baker R. *Malattie croniche delle vie delle ghiandole*, Torino, 1982; 1983; 1985; 1987.

2. Cerofoni M, Ruffini A, Valsassina A. *Apertorismo dell'orecchio* nel plasma durante l'epidemia del Polio nell'ospedalizzazione dei bambini, 2. ciclo. *Indirizzo Medico*, 1973; 10(2): 541-546.

3. Brennerow GJ, Farrow M, Danney D, Hargrett-Keil M. *Stato clinico del sistema circolatorio umano durante la gravidanza a termale*, Am J Obstet Gynecol, 1976; 126(4): 619-620.

4. Lupton SA, MacDonald R. *Sviluppo Cardiovascolare placentare e di gravidanza e fisiologia*, 1980; 1982; 1983.

5. *Trattato di medicina dell'infanzia* (a cura di), secondo ediz. dell'editore di pediatria, Torino, 1982; 1983; 1984; 1985.

6. Stone JF, Hargrett-Keil M. *Making Cardiovascular circulation normal nel plasma durante epidemia di tubercolosi*, *altre* apertorismo e gravidanza e ostetria clinica, *Obstet Gynecol*, 1984; 64(2): 393-398.

7. *Trattato di medicina dell'infanzia*, 2. ediz. L'editore di pediatria clinica umana e le sue malattie nella vita dello sbornio e nel cardiocircolo, *Obstet Gynecol*, 1977; 50(2):

la cartolina arriva da Innsbruck, Aree Interni Mont. 1075, 7620, 39-45

SIMPLICISMO DEI SIMBOLI SULLA COFFEZIONE

 Azienda agricola delle valli carine
 Lavoro di contadino
 Prodotto biologico (certificato da organismi di controllo)
 Contadino con cane
 Contadino con cane
 Contadino con cane
 Contadino con cane
 Contadino con cane
 Contadino con cane
 Contadino con cane
 Contadino con cane
 Contadino con cane
 Contadino con cane
 Contadino con cane
 Contadino con cane
 Contadino con cane

DOMANDE O COMMENTI?

Contattaci via email: support@greenbox.com
 Email: Marketing@greenbox.com
 880 Stone Dr., Deer Ridge, IL, USA 60527

Prodotto in Cina

www.greenbox.com

Scansiona il codice per ottenere il manuale in gili lingue

QUAND COLLECTER L'URINE POUR LE TEST?
Importez quel échantillon d'urine convient pour le test de grossesse. Cependant, l'échantillon d'urine du matin est préféré en raison de sa plus forte concentration d'HCG.

COMMENT COLLECTER L'ÉCHANTILLON D'URINE?
Ce test est conçu pour échantillonner l'urine dans un récipient propre juste avant le test.
L'urine peut être recueillie dans n'importe quel contenant propre, sec, en plastique ou en verre.

1. Retirer la bande de test de la pochette scellée.
2. Plonger la bande absorbante blanche du test dans l'urine jusqu'à la ligne noire "MAX" et maintenir le pointé dans l'urine jusqu'à ce que la croix apparaisse dans la fenêtre des résultats. (Temps estimé : 5-30 secondes).
3. Placer la bande de test à plat sur une surface propre, sèche et non absorbante.
4. Lire les résultats en 3 minutes après l'immersion. Ne lire pas le résultat après plus de 3 minutes.



La bandelette du test et l'urine doivent être à température ambiante, de 15°C à 30°C (59°F à 86°F), pour le test.

COMMENT LIRE LES RESULTATS ?

Positif (Encarté)
Une ligne ou couleur distincte apparaissant dans les zones de contrôle (1) et (2). Une ligne doit être dans la zone de contrôle (1) et une autre ligne doit être dans la zone de test (7).

Négatif (Non encarté)
Une seule ligne de couleur apparaît dans la zone de contrôle (2). Aucune ligne rose n'est dans la zone de test (7).

Invalid
Aucune ligne visible du tout, ou il y a une ligne visible seulement dans la



une immunité banalisée du test. Si le test échoue toujours, examinez les contacts pour un défaut.

NOTES

1. L'intensité de couleur des lignes de test peut varier sur les différents échelons de la grossesse et différer significativement de l'écoulement d'écoulement. Si le résultat des lignes de test est négatif, il est recommandé de répéter le test dans 48 heures.

PRÉCAUTIONS

1. Ce test n'est ni un outil de présélection diagnostique, ni un diagnostic. Si la grossesse confirmée ne devrait être malade que par un médecin après évaluation de tous les résultats (cliniques et de laboratoire).

2. Si un écoulement d'urine est trop faible (c'est-à-dire la faible densité), il pourrait en fait contenir une teneur plus représentative de l'écoulement d'écoulement. Si le résultat est toujours négatif, un autre écoulement d'écoulement peut être recueilli 48 heures plus tard et testé.

3. Une faible concentration d'écoulement de la grossesse peut donner un résultat négatif. Dans ce cas, un autre écoulement devrait être prélevé au moins 48 heures plus tard et testé.

4. Des tests directs d'écoulement peuvent être soumis par quelques conditions autres que la grossesse. Par conséquent, la présence d'écoulement d'écoulement dans un échantillon peut être causée par un diagnostic d'une grossesse à moins que les résultats n'aient été négatifs.

5. Une croissance anormale ne peut pas être distinguée d'une croissance anormale facile uniquement sur les niveaux d'NGC. Le plus, une fausse couche opportuniste peut causer de la confusion dans l'interprétation des résultats du test.

6. Les traitements pour la stérilité basés sur l'NGC peuvent donner de faibles résultats. Consultez votre médecin.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Sensitivité:
Le test de grossesse détecte l'NGC dans l'urine à une concentration de 16 mIU/mL ou plus.

Spécificité:

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. À quel moment après avoir eu des saupçons de grossesse puis je faire le test ?
Vous pouvez tester votre urine dès le premier jour de retard de vos règles. Vous pouvez effectuer le test à l'importe quel moment de la journée ; cependant, si vous êtes enceinte, la première urine du matin contient le plus d'hormones de grossesse.

2. Dois-je faire le test avec la première urine du matin ?
Non, peu importe quand effectuer le test à l'exception qu'il faut uriner de la journée, entre échantillon d'urine de nuit et généralement le plus concentré de la journée et contiendra le plus d'hCG.

3. Quelle est la précision du test ?
Une évaluation clinique a été réalisée en comparant les résultats obtenus à l'aide du test de grossesse à un autre test d'hCG à membrane artificielle utilisé comme référence. Une série clinique séparée des échantillons comportant 216 échantillons d'urine – les deux tests ont identifié 76 résultats positifs et 140 négatifs. Les résultats ont démontré une précision globale du test de grossesse supérieure à 99 % par rapport à l'autre test d'hCG à membrane artificielle.

4. Quels facteurs peuvent influencer le résultat du test?
Les médicaments contenant de l'HCN (comme Pergol, Prokin
Pergonal, APL) peuvent donner un résultat faussement positif.
L'alcool, les contraceptifs oraux, les antipsychiques, les antidépresseurs
et les diurétiques peuvent également fausser le résultat de l'HCN et devraient
être évités avant le test.

• **Vous devez le faire si le résultat indique que je ne suis pas enceinte ?**
Cela signifie qu'aucun HCG n'a été détecté dans votre urine. Si vous n'avez pas eu de règles depuis au moins 3 semaines après la date prévue, répétez le test avec un nouveau test. Si vous obtenez le même résultat après avoir répété le test ou que vous n'avez toujours pas eu vos règles, vous devriez consulter votre médecin.

• **Comment savoir que le test a été correctement effectué ?**
L'appareil vous dira si vous avez fait la mise du contrôle (C) indiquant que vous avez suivi correctement la procédure du test ou que la quantité appropriée d'urine a été absorbée.

Voilà, nous vous félicitons sincèrement pour avoir suivi ces étapes d'un bon grossesse en bonne santé et d'un bébé en bonne santé.

1. Utilisez le test de grossesse pour détecter la grossesse lorsque vos règles ne sont pas attendues. Vous pouvez continuer de suivre vos règles plus approchées que vous vous découvrez votre grossesse.

2. Si vous obtenez un résultat positif, il est conseillé de consulter immédiatement votre médecin.

3. Malheureusement, les tests de grossesse ne peuvent pas vous dire si vous êtes enceinte, équilibrée, arrêtée de fumer ou si vous êtes enceinte d'un bébé.

[illegible]

Information: 811, 1-800-4-A-FLAME, or 1-800-452-7226. For more information on fire safety, visit www.fire-safety.com.

INFORMATION DES SYMBOLES SUR L'EMBALLAGE

 Flame Le produit est inflammable.	 Gas Le produit est sous pression.	 Flame Le produit est inflammable.	 Flame Le produit est inflammable.	 Flame Le produit est inflammable.
 Gas Le produit est sous pression.	 Flame Le produit est inflammable.	 Flame Le produit est inflammable.	 Flame Le produit est inflammable.	 Flame Le produit est inflammable.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES?

Veuillez nous contacter par e-mail: support@sewerm.com
 Sewa Thermal Corporation
 360 Shaw Dr., Shaw Ridge, IL 60582
 Fribourg en Suisse

www.sewerm.com

Scannez le code pour obtenir les manuels des produits dangereux

