

Manufacturer: ZHONGSHAN CAMRY ELECTRONIC CO., LTD.

Address: Baishawan Industrial Park, Qiwan Road, East District,
ZHONGSHAN, GUANGDONG, CHINA, 528400
Email: am-contact@camry.com.cn



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, Frankfurt am Main, Germany 60329
Tel: +49 6933296767
Email: e-crossstu@outlook.com




YH Consulting Limited
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, London,
TW18 4AX
Tel: +44 07514-677868 Email: H2YHUK@gmail.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject
to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation

Country of origin: MADE IN CHINA



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



Smart Body Fat Scale

User Manual

Contact us:

support@camry.com.cn

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

- 1.If the scale malfunctions, first check the battery power. Replace the batteries if necessary.
- 2.Check the scale before each use. Do not use the scale if damaged. The continuous use of a damaged scale may cause inaccurate results or injury.
- 3.Please keep the scale dry. Take caution when using the scale on wet and slippery surfaces.
- 4.The scale is fragile. Please handle it with care.
- 5.This scale is a high-precision measuring device. Never jump on, stomp on, or disassemble the scale. Handle it carefully to avoid breakage.
- 6.The scale is not waterproof; never immerse the scale in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or other chemical cleaning agents.
- 7.Do not expose the scale or batteries to excessive temperatures.

BATTERIES

- 1.Clean the battery contacts and also those of the scale prior to battery installation.
- 2.Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Do not mix new and used batteries or batteries of different types or brands.
- 3.Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and scale.
- 4.If "Lo" appears on the display, please replace the batteries and make sure to replace all batteries of a set at the same time.
- 5.Do not short-circuit, charge or force discharge the batteries.
- 6.Remove batteries from the scale if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.
- 7.Keep batteries out of the reach of children. In case of ingestion of a battery, seek medical assistance promptly.
- 8.Exhausted batteries should be immediately removed from the scale and properly disposed of. When discharged batteries are kept in the scale for a long time, electrolyte leakage can occur causing damage to the scale and/or personal injury.
- 9.Do not heat, deform, dismantle, encapsulate and/or modify batteries.
- 10.Do not weld or solder directly to batteries. Do not dispose of batteries in fire.
- 11.Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.



This product is RoHS compliant. This product is in compliance with Directive 2011/65/EU, and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Instructions for Users on Removal, Recycling and Disposal of Used Batteries

To remove the batteries from your equipment or remote control, reverse the procedure described in the owner's manual for inserting batteries. For products with a built-in battery that lasts for the lifetime of the product removal may not be possible for the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and the removal of the battery. If, for any reason, it becomes necessary to replace such a battery, this procedure must be performed by authorized service centers. In the European Union and other locations, it is illegal to dispose of any battery with household trash. All batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire, explosion or leakage of flammable liquid/gas, don't disassemble, crush, puncture short external contacts, expose to temperature above 60 °C (140 °F), sunshine or like, expose to extremely low air pressure or dispose of in fire or water. Replace only with specified batteries. The symbol indicating 'separate collection' for all batteries and accumulators shall be the crossed-out wheeled bin shown below:



According to EU Batteries Directive 2013/56/EU, any batteries, accumulators and button cells containing more than 0.0005 % mercury, more than 0.002% cadmium or more than 0.004 % lead, shall be marked with the chemical symbol for the metal concerned: Hg, Cd or Pb respectively. Please Refer to the symbol below:



Hg




Cd



Pb

Download and set up the Application

- Go to the "App Store" or "Google Play", and search "SenssunLife" to download the Application.
- Or in another most convenient way by scanning the QR code below



MovingLife

Connect the scale with your phone

Open the App and turn on the Bluetooth of your phone, sign up your account and follow the guideline to set up your profile and connection step by step. Being aware of it, the scale has to be on when you start to connect with it. All measurements you taken can be saved in history for detail review anytime anywhere by getting access to your own account.




Weight unit conversion

You will find the unit conversion button at the bottom of scale, press it to convert the weight unit, you will see it changed on LCD.



Start Measurement

For the first measurement, keep the scale connected with the App, then put it on a solid and flat floor, and step on it for the measurement. Once the weight is stable and flashing, fat measurement will be proceeded. You will review your weight and body fat display on the screen for several time, then the scale will be off automatically.



- Do not put the scale on a carpet or other soft surface, it will lead to a wrong weight measurement.
- The first measurement has to be taken with Bluetooth connection, the first weight data will be reference for next auto user recognition.
- To make a proper measurement of body fat, please keep your bare feet on the electrodes of scale. The scale platform should be clean and dry.
- If you want to review all measurement data, open the App, and check them in detail interface.

Warning indications



Low Fat% Indication
The Fat% is too low. Please lead a more nutritional diet and take good care of yourself.



High Fat% Indication
The Fat% is too high. Please watch your diet and do more exercise.



Calibration
Error exists, please re-test to get the correct result.



Over-load Indication
The weighing subject on the platform exceeds the maximum capability of scale. Please step off to avoid damage.



Low Battery Indication
The battery power is running low, please replace with a new battery.

WARRANTY

- This product is covered by the SENSSUN Product and Warranty for 12 months from the date of its original purchase.
- If manufacturing defects occur, please contact us immediately to launch a warranty claim via:
Email: **support@camry.com.cn**
We will instruct you on how to return the defective unit back to us for repair or replacement.
- No return will be accepted without seller authorization.

Wichtige Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG AUF LESEN SIE SICH VOR DER ANWENDUNG ALLE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH.

1. Wenn die Waage nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie zunächst die Batterieleistung. Ersetzen Sie bei Bedarf neue Batterien.
2. Überprüfen Sie die Waage vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie die Waage nicht, wenn sie beschädigt ist. Der fortgesetzte Gebrauch einer beschädigten Waage kann zu ungenauen Ergebnissen oder Verletzungen führen.
3. Bitte halten Sie die Waage trocken. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waage auf nassen und rutschigen Oberflächen verwenden.
4. Die Waage ist zerbrechlich. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um.
5. Diese Waage ist ein hochpräzises Messgerät. Springen Sie niemals auf die Waage, treten Sie nicht darauf und zerlegen Sie sie nicht. Gehen Sie vorsichtig damit um, damit sie nicht zerbricht.
6. Die Waage ist nicht wasserdicht; tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche ein feuchtes Tuch oder Glasreiniger. Verwenden Sie keine Seife oder andere chemische Reinigungsmittel.
7. Setzen Sie die Waage und die Batterien keinen übermäßigen Temperaturen aus.

Batterien

1. Reinigen Sie die Batteriekontakte und auch die der Waage vor dem Batterieeinbau.
2. Wählen Sie immer die richtige Batteriegröße und den richtigen Batterietyp, der für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten geeignet ist. Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder Batterien verschiedener Typen oder Marken.
3. Legen Sie die Batterien immer richtig ein und beachten Sie dabei die auf der Batterie und der Skala angegebene Polarität (+ und -).
4. Wenn „Lo“ auf dem Display erscheint, tauschen Sie bitte die Batterien aus und achten Sie darauf, alle Batterien eines Satzes gleichzeitig auszutauschen.
5. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, laden Sie sie nicht und entladen Sie sie nicht mit Gewalt.
6. Entfernen Sie die Batterien aus der Waage, wenn diese über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall.
7. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn eine Batterie verschluckt wird, suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.
8. Erschöpfte Batterien sollten sofort aus der Waage entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenn entladene Batterien längere Zeit in der Waage aufbewahrt werden, kann es zum Austreten von Elektrolyt kommen, was zu Schäden an der Waage und/oder zu Verletzungen führen kann.
9. Batterien nicht erhitzen, verformen, zerlegen, einkapseln und/oder modifizieren.
10. Schweißen oder löten Sie nicht direkt an Batterien. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
11. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung und fern von Metallgegenständen auf. Wenn die Batterien bereits ausgepackt sind, mischen oder verwechseln Sie sie nicht.



Dieses Produkt ist RoHS-konform. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/ EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Für weitere Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Anweisungen für Benutzer zum Entnehmen, Recyceln und Entsorgen von gebrauchten Batterien

Um die Batterien von Ihrem Gerät oder der Fernbedienung zu entfernen, wenden Sie das in der Bedienungsanleitung beschriebene Verfahren zum Einlegen von Batterien in umgekehrter Reihenfolge an. Bei Produkten mit einer eingebauten Batterie, die über die gesamte Lebensdauer des Produkts hält, ist die Entfernung für den Benutzer möglicherweise nicht möglich. In diesem Fall übernehmen Recycling- oder Verwertungszentren die Demontage des Produktes und die Entnahme der Batterie. Sofern es aus irgendeinem Grund notwendig sein sollte, soll eine Batterie zu ersetzen, muss dieses Verfahren von autorisierten Servicezentren durchgeführt werden. In der Europäischen Union und an anderen Orten ist es illegal, Batterien im Hausmüll zu entsorgen. Alle Batterien müssen umweltverträglich entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre lokalen Entsorgungsstellen, um Informationen zur umweltverträglichen Sammlung, zum Recycling und zur Entsorgung von Altbatterien zu erhalten.

WARNUNG: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Batteriewechsel. Um die Gefahr von Feuer, Explosion oder Leckage von brennbarer Flüssigkeit/Gas zu reduzieren, nicht demontieren, zerstoßen, anstechen, externe Kontakte kurzschließen, Temperaturen höher als 60°C (140°F), der Sonne oder ähnlichem, extrem niedrigem Luftdruck aussetzen bzw. in Feuer oder Wasser entsorgen. Nur durch Batterien ersetzen, die den Vorgaben entsprechen. Das Symbol für die 'gesonderte Sammlung' für alle Batterien und Akkus ist die nachstehend angeführte durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern:



Gemäß der EU-Batterierichtlinie 2013/56/EU müssen alle Batterien, Akkumulatoren und Knopfzellen, die mehr als 0,0005% Quecksilber, mehr als 0,002 % Cadmium oder mehr als 0,004% Blei enthalten, mit dem chemischen Symbol für das betreffende Metall gekennzeichnet sein: entsprechend Hg, Cd. bzw. Pb. Bitte beachten Sie das nachstehende Symbol:



Hg



Cd




Pb

Herunterladen und Einrichten der App

A. Gehen Sie zum "App Store" oder zu "Google Play" und suchen Sie nach "SenssunLife", um die App herunterzuladen.

B. Alternativ können Sie bequem den untenstehenden QR-Code scannen.




MovingLife

Verbinden Sie die Waage mit Ihrem Telefon

Öffnen Sie die App und schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein, registrieren Sie Ihr Konto und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Profil und Ihre Verbindungsschritte für Schritt einzurichten. Vergewissern Sie sich, dass die Waage eingeschaltet ist, wenn Sie die Verbindung zum Gerät aufbauen.

Alle Messungen, die Sie durchgeführt haben, können Sie im Verlauf speichern und jederzeit und überall einsehen, indem Sie Zugriff auf Ihr eigenes Konto erhalten.




Umrechnung von Gewichtseinheiten

Sie finden die Umrechnungstaste am unteren Rand der Skala, drücken Sie diese, um die Gewichtseinheit zu ändern. Dies wird entsprechend auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.



Messungsarten

Für die erste Messung halten Sie die Waage mit der App verbunden, stellen Sie diese auf einen festen und flachen Untergrund und stellen Sie sich für die Messung darauf. Sobald das Gewicht stabil ist, wird es blinken und die Fettmessung wird fortgesetzt. Sie überprüfen Ihr Gewicht und Ihre Körperfettanzeige auf dem Bildschirm für eine Zeit, dann wird die Waage automatisch ausgeschaltet.



- Stellen Sie die Waage nicht auf einen Teppich oder eine andere weiche Oberfläche, da dies zu einer falschen Gewichtsmessung führt.
- Die erste Messung muss mit Bluetooth-Verbindung durchgeführt werden, bzw. werden die ersten Gewichtsdaten für die nächste automatische Benutzererkennung herangezogen.
- Um eine korrekte Messung des Körperfetts durchzuführen, stellen Sie Ihre nackten Füße auf die Elektroden der Waage. Die Plattform der Waage sollte sauber und trocken sein.
- Wenn Sie alle Messdateneinsehen möchten, öffnen Sie die App und überprüfen Sie dieses Detail.

Warnhinweise

ErrL

Zu wenig Fett - Anzeige
Der Fettanteil ist zu niedrig. Bitte führen Sie eine ernährungssphysische Ernährung durch und achten Sie auf Ihre Gesundheit.

Errh

Zu viel Fett - Anzeige
Der Fettanteil ist zu hoch. Bitte beachten Sie auf Ihre Ernährung und bewegen Sie sich mehr.

[

Kalibrierung
Fehlervorhanden, bitte erneut testen, um das richtige Ergebnis zu erhalten.

Err

Überlastungsanzeige
Das Gewicht auf der Plattform überschreitet die maximale Wiegefähigkeit. Entfernen Sie das Gewicht, um Schäden zu vermeiden.

Lo

Anzeige bei schwacher Batterie
Die Batterieladung ist schwach, bitte setzen Sie eine neue Batterie ein.

GARANTIE

1. Dieses Produkt ist 12 Monate ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs durch das SENSSUN-Produkt und die Garantie abgedeckt.
2. Wenn Herstellungsfehler auftreten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend, um einen Garantieanspruch zu erheben über:
E-Mail: support@camry.com.cn
Wir werden Sie anweisen, wie Sie das defekte Gerät zur Reparatur oder zum Austausch an uns zurücksenden können.
3. Ohne Genehmigung des Verkäufers wird keine Rücksendung akzeptiert.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

1. Si la balance ne fonctionne pas correctement, vérifiez d'abord les performances de la batterie. Remplacez les piles neuves si nécessaire.
2. Vérifiez la balance avant chaque utilisation. N'utilisez pas la balance si elle est endommagée. L'utilisation continue d'une balance endommagée peut entraîner des résultats inexacts ou des blessures.
3. Veuillez garder la balance au sec. Soyez prudent lorsque vous utilisez la balance sur des surfaces mouillées et glissantes.
4. La balance est fragile. Veuillez le manipuler avec précaution.
5. Cette balance est un appareil de mesure de haute précision. Ne sautez jamais, ne marchez pas dessus et ne démontez jamais la balance. Manipulez-le avec précaution pour ne pas le casser.
6. La balance n'est pas étanche ; ne l'immergez jamais dans l'eau. Pour nettoyer la surface, utilisez un chiffon humide ou un nettoyeur de verre. N'utilisez pas de savon ou d'autres agents de nettoyage chimiques.
7. N'exposez pas la balance et les piles à des températures excessives.

Batteries

1. Nettoyez les contacts de la batterie ainsi que ceux de la balance avant d'installer la batterie.
2. Sélectionnez toujours la taille et le type de batterie les plus adaptés à l'utilisation prévue. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ou des piles de différents types ou marques.
3. Insérez toujours les piles correctement en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et l'échelle.
4. Si « Lo » apparaît sur l'écran, veuillez remplacer les piles et assurez-vous de remplacer toutes les piles d'un ensemble en même temps.
5. Ne court-circuitez pas, ne chargez pas et ne forcez pas la décharge des batteries.
6. Retirez les piles de la balance si elle ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, sauf en cas d'urgence.
7. Gardez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une pile, consulter rapidement un médecin.
8. Les piles épuisées doivent être immédiatement retirées de la balance et éliminées de manière appropriée. Lorsque des piles déchargées restent longtemps dans la balance, une fuite d'électrolyte peut se produire, endommageant la balance et/ou blessant des personnes.
9. Ne pas chauffer, déformer, démonter, encapsuler et/ou modifier les batteries.
10. Ne soudez pas ou ne soudez pas directement sur les batteries. Ne jetez pas les piles au feu.
11. Conservez les batteries inutilisées dans leur emballage d'origine, à l'écart des objets métalliques. Si elles sont déjà déballées, ne mélangez pas et ne mélangez pas les piles.



Ce produit est conforme à la directive RoHS. Ce produit est conforme à la Directive 2011/65/UE et à ses modifications, relativement à l'utilisation limitée de certaines substances nocives dans les équipements électriques et électroniques.

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé dans les ordures ménagères et doit être déposé dans une déchèterie équipée pour son recyclage. Suivre les procédures d'élimination et de recyclage qui conviennent contribue à la protection des ressources naturelles, de la santé humaine et de l'environnement. Pour de plus amples détails sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Instructions relatives au retrait, au recyclage et à l'élimination des piles usagées

Pour retirer les piles de votre équipement ou d'une télécommande, inversez la procédure d'insertion des piles décrite dans le manuel d'utilisateur. Sur les produits équipés d'une pile ou d'une batterie incorporées durant toute la durée de vie du produit, leur retrait peut ne pas être possible. Dans ce cas, les centres de recyclage et de récupération se chargent du démontage du produit et du retrait de la pile ou de la batterie. Si pour une raison quelconque une telle pile doit être remplacée, cette procédure doit être confiée aux centres de service agréés. Dans l'Union européenne et ailleurs, l'élimination des piles et batteries avec les ordures ménagères est interdite. Toutes les piles et batteries doivent être éliminées en suivant une procédure sans risque pour l'environnement. Contactez vos responsables locaux de la gestion des déchets, pour de plus amples détails sur la collecte, le recyclage et l'élimination respectueux de l'environnement des piles et batteries usagées.

AVERTISSEMENT: risque d'explosion si les piles sont remplacées par un type de piles inapproprié. Pour réduire le risque d'incendie, de fuite, d'explosion ou de fuites de liquide ou de gaz inflammables, ne pas démonter, écraser, perforer, court-circuiter les contacts externes, exposer à des températures supérieures à 60°C (140°F), au soleil ou conditions similaires, à des pressions atmosphériques particulièrement faibles ou éliminer en jetant au feu ou dans l'eau. A ne remplacer que par des piles préconisées. Le symbole indiquant « collecte séparée » des batteries, piles et accumulateurs est la poubelle barrée illustrée ci-dessous :



Selon la Directive batteries UE 2013/56/UE, les batteries, accumulateurs, piles bouton contenant plus de 0,0005% demercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb doivent porter le symbole chimique du métal concerné : Hg, Cd, ou Pb respectivement. Veuillez vous reporter au symbole ci-dessous :



Hg



Cd




Pb

Télécharger et configurer l' Application

A.Rendez-vous sur l' "App Store" ou sur "Google Play", et recherchez "SenssunLife" afin de télécharger l'Application.

B.Encore plus simple, vous pouvez aussi scanner le QR code suivant




MovingLife

Connecter la balance sur votre smartphone

Ouvrez l'Application et allumez le Bluetooth sur votre smartphone, inscrivez-vous, et suivez les instructions pour définir votre profil étape après étape. Pour être détectée, la balance doit être allumée au moment de la connexion.

Toutes les mesures prises peuvent être sauvegardées en détail dans l'historique et examinées à n'importe quel moment via votre compte.




Conversion des Unités de Pesée

Le bouton de conversion de l'unité de pesée se trouve sous la balance. Appuyer sur le bouton pour changer d'unité. Le changement s'affichera sur l'écran.



Commencer les Mesures

Pour la première mesure, maintenez la connexion entre la balance et l'application, puis placez-la sur une surface plate et solide. Montez dessus pour prendre la mesure. Une fois que le poids est stable et clignote, la mesure des graisses sera prise. Vous pourrez alors voir votre poids et le pourcentage de graisses corporelles avant que la balance ne s'éteigne automatiquement.



- Ne pas placer la balance sur un tapis ou une surface molle. Cela pourrait fausser la prise de mesure.
- La première mesure doit être effectuée avec la connexion Bluetooth car elle servira de référence pour les reconnaissances d'utilisateurs automatiques suivantes.
- Pour une mesure correcte des graisses corporelles, veuillez placer vos pieds nus sur les électrodes de la balance. La plate-forme de la balance devrait être propre et sèche.
- Si vous voulez examiner toutes les informations de mesure, ouvrez l'application et vérifiez-les en détail dans l'interface.

Indications d'Avertissements



Indicateur de % de graisses trop faible
Le % de Graisse est trop faible. Merci d'adopter un régime plus riche et de prendre soin de vous.



Indicateur de % de graisses trop élevé
Le % de Graisse est trop élevé. Attention à votre régime et faites plus d'exercice.



Calibration
Des erreurs existent, veuillez re-tester jusqu'à l'obtention d'un résultat correct.



Indication de surcharge
La charge sur la balance dépasse sa capacité maximale. Veuillez descendre afin de ne pas endommager la machine.



Indication Batterie Faible
Les piles sont faibles. Merci de les remplacer.

GARANTIE

- 1.Ce produit est couvert par le produit et la garantie SENSUN pendant 12 mois à compter de la date de son achat d'origine.
- 2.Si des défauts de fabrication se produisent, veuillez nous contacter immédiatement pour lancer une réclamation de garantie via:
Courriel: **support@camry.com.cn**
Nous vous indiquerons comment nous renvoyer l'unité défectueuse pour réparation ou remplacement.
- 3.Aucun retour ne sera accepté sans autorisation du vendeur.

Instrucciones de Seguridad Importantes

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES

ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

1. Si la báscula no funciona correctamente, primero verifique el rendimiento de la batería. Reemplace las baterías nuevas si es necesario.
2. Verifique la báscula antes de cada uso. No utilice la báscula si está dañada. El uso continuo de una báscula dañada puede provocar resultados inexactos o lesiones.
3. Mantenga la báscula seca. Tenga cuidado al utilizar la báscula en superficies mojadas y resbaladizas.
4. La balanza es frágil. Por favor manéjelo con cuidado.
5. Esta báscula es un dispositivo de medición de alta precisión. Nunca salte, pise ni desmonte la báscula. Manéjelo con cuidado para no romperlo.
6. La báscula no es resistente al agua; Nunca sumerja la báscula en agua. Utilice un paño húmedo o un limpiacristales para limpiar la superficie. No utilice jabón ni otros productos químicos de limpieza.
7. No exponga la báscula ni las baterías a temperaturas excesivas.

Baterías

1. Limpiar los contactos de la batería y también los de la báscula antes de la instalación de la batería.
2. Seleccione siempre el tamaño y tipo de batería correctos y más adecuados para el uso previsto. No mezcle pilas nuevas y usadas ni pilas de diferentes tipos o marcas.
3. Inserte siempre las baterías correctamente con respecto a la polaridad (+ y -) marcada en la batería y la escala.
4. Si aparece "Lo" en la pantalla, reemplace las baterías y asegúrese de reemplazar todas las baterías de un juego al mismo tiempo.
5. No cortocircuite, cargue ni descargue a la fuerza las baterías.
6. Retire las baterías de la báscula si no la va a utilizar durante un período prolongado, a menos que sea por motivos de emergencia.
7. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión de una batería, busque asistencia médica de inmediato.
8. Las baterías agotadas deben retirarse inmediatamente de la báscula y desecharse adecuadamente. Cuando las baterías descargadas se mantienen en la báscula durante mucho tiempo, pueden producirse fugas de electrolitos que causen daños a la báscula y/o lesiones personales.
9. No caliente, deforme, desmonte, encapsula y/o modifica las baterías.
10. No suelde ni suelde directamente a las baterías. No arroje las baterías al fuego.
11. Guarde las baterías no utilizadas en su embalaje original lejos de objetos metálicos. Si ya está desembalado, no mezcle ni mezcle las pilas.



Este producto cumple la normativa RoHS. Este producto cumple la Directiva 2011/65/UE, y sus modificaciones sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe llevarse a unas instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medioambiente. Para obtener más información sobre el desecho y reciclaje de este producto, contacte con el ayuntamiento de su localidad, el servicio de punto limpio o la tienda donde compró el producto.

Instrucciones para usuarios sobre la extracción, reciclaje y desecho de pilas usadas

Para retirar las pilas del equipo o mando a distancia, siga el procedimiento para colocar las pilas a la inversa, según se describe en el manual del usuario. En los productos que lleven una pila integrada que dure toda la vida útil del producto, es posible que el usuario no pueda extraerla. En ese caso, los centros de reciclaje o recuperación se encargarán de desmontar el producto y retirar la pila. Si, por algún motivo, fuera necesario cambiar esa pila, este procedimiento se debe realizar en centros de servicio autorizados. En la Unión Europea y otras regiones, es ilegal desechos cualquier tipo de pila junto con los residuos domésticos. Todas las pilas se deben desechar de una forma respetuosa con el medioambiente. Póngase en contacto con los técnicos de gestión de residuos de su localidad para obtener información sobre los procedimientos de recogida, reciclaje y desecho de pilas usadas que respeten el medioambiente.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión si la pila se cambia de manera incorrecta. Para reducir el riesgo de incendio, explosión o fuga de líquidos o gases inflamables, no desmonte, rompa, perforo, cortocircuite los contactos externos ni exponga el dispositivo a temperaturas superiores a los 60°C (140°F), a la luz solar o similares. Tampoco debe exponerlo a una presión de aire extremadamente baja ni tirarlo al fuego o al agua. Al cambiar las pilas, use solo las indicadas. El símbolo que indica "recogida por separado" de todas las pilas y acumuladores será el cubo de basura tachado que se muestra a continuación:



Según la directiva de pilas de la UE 2013/56/UE, las pilas, acumuladores y pilas de botón que contengan más de 0,005 % de mercurio, más de 0,002 % de cadmio o más de 0,004 % de plomo, deben marcarse con el símbolo químico del metal correspondiente: Hg, Cd o Pb. respectivamente Consulte el símbolo de más abajo:



Hg



Cd




Pb

Descargar y configurar la aplicación

A.Vaya a la "App Store" o "Google Play", y busque "SenssunLife" para descargar la Aplicación.

B.O hágalo si prefiere escaneando el siguiente código QR:




MovingLife

Conectar la báscula con su teléfono

Abra la aplicación y encienda el Bluetooth de su teléfono, registre su cuenta y siga las indicaciones para configurar su perfil y la conexión paso a paso. Dese cuenta de que la báscula debe estar encendida cuando comience a sincronizarla.

Todas las mediciones que haya tomado pueden almacenarse en el historial para una revisión detallada en cualquier momento y lugar, accediendo a su cuenta.




Cambio de la unidad de peso

Encontrará el botón de conversión de unidades en la parte inferior de báscula, presiónelo para convertir la unidad de peso, lo verá cambiado en la pantalla LCD.



Comenzar a pesar

Para la primera medición, mantenga la báscula sincronizada con la Aplicación, después colóquela sobre un suelo firme y plano, y póngase de pie para pesarse. Una vez que el peso permanezca estable y parpadeando, se procederá a la medición de la grasa. Podrá ver su peso y grasa corporal en la pantalla varias veces, después la báscula se apagará automáticamente.



- No coloque la báscula sobre una alfombra u otra superficie blanda, conllevará una incorrecta medición del peso.
- La primera medición debe hacerse con la conexión Bluetooth activada, la primera información sobre el peso se empleará como referencia para el siguiente reconocimiento automático del usuario.
- Para realizar una correcta medición de la grasa corporal, por favor, mantenga los pies descalzos sobre los electrodos de la báscula. La base de la báscula debe permanecer limpia y seca.
- Si desea revisar todos los datos de las mediciones, abra la aplicación, y después revíselos en la interfaz de detalles.

Indicadores de advertencia



Indicador de Bajo % de Grasa.
El % de Grasa es demasiado bajo. Por favor, consuma una dieta más nutritiva y cuídense bien.



Indicador de Alto % de Grasa.
El % de Grasa es demasiado alto. Por favor, cuide su dieta y haga más ejercicio.



Calibrado
Hay un error, por favor, retome la prueba para obtener un resultado correcto.



Indicador de Sobrecarga
El sujeto pesado sobre la plataforma sobrepasa su capacidad máxima. Por favor, bájese para evitar dañarla.



Indicador de batería baja
Las pilas se están acabando, por favor, reemplácelas por unas nuevas.

GARANTÍA

1. Este producto está cubierto por el producto y la garantía SENSUN durante 12 meses a partir de la fecha de su compra original.
2. Si se producen defectos de fabricación, contáctenos de inmediato para iniciar un reclamo de garantía a través de:
Correo electrónico: **support@camry.com.cn**
Le daremos instrucciones sobre cómo devolvernos la unidad defectuosa para su reparación o reemplazo.
3. No se aceptarán devoluciones sin la autorización del vendedor.

Importanti Istruzioni di Sicurezza

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI

PRIMA DELL'USO.

1. Se la bilancia non funziona correttamente, controllare prima le prestazioni della batteria. Se necessario, sostituire le batterie nuove.
2. Controllare la bilancia prima di ogni utilizzo. Non utilizzare la bilancia se è danneggiata. L'uso continuato di una bilancia danneggiata può provocare risultati imprecisi o lesioni.
3. Si prega di mantenere la bilancia asciutta. Fare attenzione quando si utilizza la bilancia su superfici bagnate e scivolose.
4. La bilancia è fragile. Per favore maneggiare con attenzione.
5. Questa bilancia è un dispositivo di misurazione ad alta precisione. Non salire, calpestare o smontare mai la bilancia. Maneggiarlo con cura per non romperlo.
6. La bilancia non è impermeabile; non immergere mai la bilancia in acqua. Utilizzare un panno umido o un detergente per vetri per pulire la superficie. Non utilizzare sapone o altri prodotti chimici per la pulizia.
7. Non esporre la bilancia e le batterie a temperature eccessive.

Batterie

1. Pulire i contatti della batteria e anche quelli della bilancia prima dell'installazione della batteria.
2. Selezionare sempre la dimensione e il tipo di batteria corretti più adatti all'uso previsto. Non mischiare batterie nuove e usate o batterie di tipi o marche diverse.
3. Inserire sempre le batterie correttamente rispettando la polarità (+ e -) contrassegnata sulla batteria e sulla bilancia.
4. Se sul display viene visualizzato "Lo", sostituire le batterie e assicurarsi di sostituire tutte le batterie di un set contemporaneamente.
5. Non cortocircuitare, caricare o scaricare forzatamente le batterie.
6. Rimuovere le batterie dalla bilancia se non si intende utilizzarla per un lungo periodo di tempo, a meno che non sia per scopi di emergenza.
7. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria, richiedere immediatamente assistenza medica.
8. Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dalla bilancia e smaltite correttamente. Quando le batterie scariche vengono lasciate nella bilancia per un lungo periodo, possono verificarsi perdite di elettrolito con conseguenti danni alla bilancia e/o lesioni personali.
9. Non riscaldare, deformare, smontare, incapsulare e/o modificare le batterie.
10. Non saldare o saldare direttamente alle batterie. Non smaltire le batterie nel fuoco.
11. Conservare le batterie non utilizzate nella loro confezione originale lontano da oggetti metallici. Se già disimballate, non mischiare o confondere le batterie.



Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS
Questo prodotto è conforme alla Direttiva
2011/65/UE e ai suoi emendamenti sulla restrizione
all'uso di certe sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici e dovrebbe essere portato a un apposito centro di raccolta per essere riciclato. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a tutelare le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per maggiori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Istruzioni per gli utenti sulla rimozione, il riciclaggio e lo smaltimento di batterie usate

Per rimuovere le batterie da un apparecchio o telecomando, invertire la procedura descritta nel manuale di istruzioni per il loro inserimento. Per i prodotti con batteria integrata che dural per tutta la durata del prodotto, la rimozione da parte dell'utente potrebbe non essere possibile. In questo caso, i centri per il riciclaggio o il recupero devono occuparsi dello smantellamento del prodotto e della conseguente rimozione della batteria. Se, per qualsiasi motivo, sia necessaria la sostituzione di tale batteria, la procedura deve essere eseguita solo da centri di assistenza autorizzati. Nell'Unione europea e in altri Paesi, è illegale smaltire qualsiasi batteria con i rifiuti domestici. Tutte le batterie devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente. Si invita a contattare gli addetti alla gestione dei rifiuti di zona per informazioni su come effettuare la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di batterie usate in maniera consapevole.

ATTENZIONE: pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo erroneo. Per ridurre il rischio di incendi, esplosioni o perdite di liquidi/gas infiammabili, non smontarla, frantumarla, forarla, mettere in corto circuito i contatti elettrici esterni, esporla a temperature superiori ai 60°C (140°F), al sole o a fonti simili, esporla a una pressione dell'aria estremamente bassa o gettarla nel fuoco o in acqua. Sostituire solo con batterie apposite. La raccolta differenziata per tutte le batterie e gli accumulatori sarà indicata dal simbolo del cestino con le ruote e la croce sovrapposta mostrato qui sotto:




Secondo le disposizioni della Direttiva europea sulle batterie 2013/56/UE, qualsiasi batteria, accumulatore e cella a pulsante contenente più di 0,0005% di mercurio, più di 0,002% di cadmio o più di 0,004% di piombo deve essere contrassegnato con il simbolo chimico del metallo in esame: Hg, Cd o Pb rispettivamente. Fare riferimento al simbolo sottostante:



Scaricare e impostare l'applicazione

A. Andate su "App Store" o "Google Play", e cerca "SenssunLife" per scaricare l'applicazione.

B. Oppure in un altro modo più conveniente scansando il codice QR qui sotto




MovingLife

Collegare la bilancia al telefono

Aprire l'App e attivare il Bluetooth del vostro telefono, registrate il vostro account e seguite le linee guida per impostare il vostro profilo e la connessione passo dopo passo. Essendo consapevole di ciò, la bilancia deve essere accesa quando iniziate a connettervi con essa.

Tutte le misure effettuate possono essere salvate nella cronologia per una revisione dettagliata in qualsiasi momento e ovunque, accedendo al proprio conto personale.




Conversione unità di peso

Troverete il pulsante di conversione unità di misura sul fondo della bilancia, premerlo per convertire l'unità di peso, lo vedrete modificato sul display LCD.



Avviare la misurazione

Per la prima misurazione, tenete la bilancia collegata all'App, quindi appoggiarla su un pavimento solido e piatto, e salire su di essa per la misurazione. Una volta che il peso è stabile e la spia è lampeggiante, si procede alla misurazione del grasso. Potrete controllare il vostro peso e grasso corporeo sullo schermo per diverse volte, quindi la bilancia si spegnerà automaticamente.



- Non appoggiate la bilancia su una moquette o altra superficie morbida, questo potrebbe comportare una misurazione errata del peso.
- La prima misurazione deve essere effettuata con connessione Bluetooth, i primi dati di peso saranno di riferimento per il successivo riconoscimento automatico dell'utente.
- Per effettuare una corretta misurazione del grasso corporeo, si prega di tenere i piedi nudi sugli elettrodi della bilancia. La piattaforma della bilancia deve essere pulita e asciutta.
- Se desiderate rivedere tutti i dati di misurazione, aprite l'App e controllate in dettaglio l'interfaccia.

Indicazioni di avvertimento

EerrL

Indicazione basso contenuto di grassi%.
La percentuale di grasso è troppo bassa. Seguite una dieta più nutrizionale e prendetevi cura di voi stessi.

Eerrh

Indicazione alto contenuto di grassi%.
La percentuale di grasso è troppo alta. Controllate la vostra dieta e fate più esercizio fisico.

L

Taratura
Si è verificato un errore, per favore riprovate di nuovo per ottenere il risultato corretto.

Eerr

Indicazione di sovraccarico
Il soggetto di pesatura sulla piattaforma supera la capacità massima della bilancia.

Lo

Indicazione di batteria scarica
La potenza della batteria è in esaurimento, si prega di sostituire con una nuova batteria.

GARANZIA

1. Questo prodotto è coperto dal Prodotto SENSSUN e dalla Garanzia per 12 mesi dalla data del suo acquisto originale.
2. Se si verificano difetti di fabbricazione, vi preghiamo di contattarci immediatamente per avviare un reclamo in garanzia tramite:
Email: **support@camry.com.cn**
Ti forniremo istruzioni su come restituirvi l'unità difettosa per la riparazione o la sostituzione.
3. Nessun reso sarà accettato senza l'autorizzazione del venditore.

