

英語

Product Overview

Read the following information carefully and follow the instructions to ensure correct installation and use of the device.

Features:

- 1. High-precision sensor for accurate temperature measurement.
- 2. Large LCD display for easy reading.
- 3. Multiple measurement modes (body, surface, non-contact).
- 4. Auto shut-off function to save battery.
- 5. Low battery indicator.
- 6. Memory function to store up to 10 readings.
- 7. Backlight display for use in low light.
- 8. Compact and portable design.
- 9. High-precision non-contact sensor.
- 10. Auto shut-off function.

Buttons:

- **Power On/Off:** Press to turn the device on or off.
- **Mode:** Press to switch between measurement modes.
- **Memory:** Press to store or recall readings.
- **Display:** Press to toggle the display backlight.

Warnings:

- Do not use the device on flammable or explosive materials.
- Do not use the device on high-voltage electrical equipment.
- Do not use the device in a magnetic field.
- Do not use the device in a humid environment.
- Do not use the device on a person's face.
- Do not use the device on a person's head.
- Do not use the device on a person's neck.
- Do not use the device on a person's chest.
- Do not use the device on a person's abdomen.
- Do not use the device on a person's back.
- Do not use the device on a person's legs.
- Do not use the device on a person's feet.

封面背面

西语

Descripción del producto

Lea detenidamente la siguiente información y siga las instrucciones para garantizar la correcta instalación y uso del dispositivo.

Características:

- 1. Sensor de alta precisión para mediciones exactas de temperatura.
- 2. Pantalla LCD grande para fácil lectura.
- 3. Múltiples modos de medición (cuerpo, superficie, no contacto).
- 4. Función de apagado automático para ahorrar batería.
- 5. Indicador de batería baja.
- 6. Función de memoria para almacenar hasta 10 lecturas.
- 7. Pantalla retroiluminada para uso en condiciones de poca luz.
- 8. Diseño compacto y portátil.
- 9. Sensor de alta precisión no contacto.
- 10. Función de apagado automático.

Botones:

- **Encendido/Apagado:** Presione para encender o apagar el dispositivo.
- **Modo:** Presione para cambiar entre modos de medición.
- **Memoria:** Presione para guardar o recuperar lecturas.
- **Visualización:** Presione para alternar la retroiluminación de la pantalla.

Advertencias:

- No utilice el dispositivo en materiales inflamables o explosivos.
- No utilice el dispositivo en equipos eléctricos de alta tensión.
- No utilice el dispositivo en campos magnéticos.
- No utilice el dispositivo en ambientes húmedos.
- No utilice el dispositivo en la cara.
- No utilice el dispositivo en la cabeza.
- No utilice el dispositivo en el cuello.
- No utilice el dispositivo en el pecho.
- No utilice el dispositivo en el abdomen.
- No utilice el dispositivo en la espalda.
- No utilice el dispositivo en las piernas.
- No utilice el dispositivo en los pies.

Conectar con la aplicación Xiumi Home

Para utilizar las funciones avanzadas, conecte el dispositivo a la aplicación Xiumi Home en su teléfono inteligente.

QR Code:



Escanee este código QR para descargar la aplicación Xiumi Home.

Procedimiento:

1. Abra la tienda de aplicaciones de su teléfono.
2. Busque "Xiumi Home".
3. Descargue e instale la aplicación.
4. Abra la aplicación y siga las instrucciones.
5. Conecte el dispositivo a la aplicación.

Smart Scores

Obtenga puntuaciones inteligentes basadas en los datos de temperatura y otros factores.

Table:

Temperatura (°C)	Puntuación
36.0 - 36.5	A
36.5 - 37.0	B
37.0 - 37.5	C
37.5 - 38.0	D
38.0 - 38.5	E
38.5 - 39.0	F
39.0 - 39.5	G
39.5 - 40.0	H
40.0 - 40.5	I
40.5 - 41.0	J

Screen Display

Visualización de la pantalla

Modo	Temperatura (°C)	Humedad (%)	Puntuación
Body	36.5	65	A
Surface	37.2	70	B
Non-contact	37.8	75	C

Battery Recharge

Recarga de la batería

El dispositivo utiliza una batería recargable de litio. Para recargarla, conecte el cable USB al puerto de carga en la parte posterior del dispositivo.

Precautions:

- No cargue el dispositivo en un ambiente húmedo.
- No cargue el dispositivo con cables de mala calidad.
- No cargue el dispositivo con un cargador de mala calidad.

Troubleshooting

Problema	Causa	Solución
El dispositivo no enciende.	Batería agotada.	Cargue la batería.
La pantalla no muestra lecturas.	Modo incorrecto.	Cambie el modo de medición.
Las lecturas son inexactas.	Distancia incorrecta.	Mantenga la distancia correcta.
El dispositivo se apaga automáticamente.	Batería baja.	Cargue la batería.

Specifications

Modelo: XH-1001

Alimentación: 3.7V Li-ion

Temperatura de medición: 35°C - 42.5°C

Humedad de medición: 10% - 90% RH

Peso: 150g

Tamaño: 120mm x 60mm x 25mm

CE

Conformity with CE mark

El producto cumple con los requisitos de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (CEM) y la Directiva de Baja Tensión (LVD).

Warranty

Garantía de 1 año

El fabricante se compromete a reparar o reemplazar el producto defectuoso dentro de un período de 12 meses desde la fecha de compra.

德语

Produktübersicht

Lesen Sie die folgende Information sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um die richtige Installation und Verwendung des Geräts zu gewährleisten.

Merkmale:

- 1. Präzisions-Sensor für genaue Temperaturmessungen.
- 2. Große LCD-Anzeige für einfache Ablesung.
- 3. Mehrere Messmodi (Körper, Oberfläche, berührungslos).
- 4. Automatische Abschaltung zur Batteriesparung.
- 5. Niedrig-Batterie-Anzeige.
- 6. Speicherfunktion für bis zu 10 Messungen.
- 7. Hintergrundbeleuchtung der Anzeige.
- 8. Kompaktes und tragbares Design.
- 9. Präzisions-berührungslos-Sensor.
- 10. Automatische Abschaltung.

Bedienknöpfe:

- **Ein/Aus:** Drücken Sie zum Einschalten oder Ausschalten des Geräts.
- **Modus:** Drücken Sie zum Wechseln der Messmodi.
- **Speicher:** Drücken Sie zum Speichern oder Abrufen von Messungen.
- **Anzeige:** Drücken Sie zum Umschalten der Hintergrundbeleuchtung.


Vorsicht:

- Verwenden Sie das Gerät nicht auf brennbaren oder explosiven Materialien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Hochspannungselektronik.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Magnetfeld.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Gesicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Kopf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Hals.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Brust.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Bauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Rücken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Beine.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Füße.

Verbinden mit der Xiumi Home App

Für erweiterte Funktionen verbinden Sie das Gerät mit der Xiumi Home App auf Ihrem Smartphone.

QR Code:



Scannen Sie diesen QR-Code, um die Xiumi Home App zu installieren.

Anleitung:

1. Öffnen Sie den App Store oder Google Play.
2. Suchen Sie nach "Xiumi Home".
3. Laden und installieren Sie die App.
4. Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen.
5. Verbinden Sie das Gerät mit der App.

Intelligente Scores

Erhalten Sie intelligente Scores basierend auf Temperaturdaten und anderen Faktoren.

Table:

Temperatur (°C)	Score
36.0 - 36.5	A
36.5 - 37.0	B
37.0 - 37.5	C
37.5 - 38.0	D
38.0 - 38.5	E
38.5 - 39.0	F
39.0 - 39.5	G
39.5 - 40.0	H
40.0 - 40.5	I
40.5 - 41.0	J

Bildschirm-Display

Anzeige des Displays

Modus	Temperatur (°C)	Feuchtigkeit (%)	Score
Körper	36.5	65	A
Oberfläche	37.2	70	B
Berührungslos	37.8	75	C

Batteriewechsel

Batterie austauschen

Das Gerät verwendet eine wiederaufladbare Lithium-Batterie. Zum Aufladen schließen Sie das USB-Kabel an den Ladeanschluss auf der Rückseite an.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Laden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung.
- Laden Sie das Gerät nicht mit einem falschen Kabel.
- Laden Sie das Gerät nicht mit einem falschen Ladegerät.

Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Lösung
Gerät geht nicht auf.	Batterie leer.	Laden Sie die Batterie.
Keine Messung auf dem Display.	Falscher Modus.	Wechseln Sie den Messmodus.
Ungenaue Messungen.	Falsche Distanz.	Halten Sie die richtige Distanz ein.
Gerät schaltet sich automatisch aus.	Niedrige Batterie.	Laden Sie die Batterie.

Spezifikationen

Modell: XH-1001

Stromversorgung: 3.7V Li-ion

Messbereich Temperatur: 35°C - 42.5°C

Messbereich Feuchtigkeit: 10% - 90% RH

Gewicht: 150g

Abmessungen: 120mm x 60mm x 25mm

CE

CE mark compliance

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EMV-Richtlinie (CEM) und der Niederspannungsrichtlinie (LVD).

Warranty

1 Year Warranty

Der Hersteller garantiert die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts innerhalb von 12 Monaten ab dem Kaufdatum.

法语

Présentation du produit

Lisez attentivement les informations ci-dessous et suivez les instructions pour garantir une installation et une utilisation correctes de l'appareil.

Caractéristiques:

- 1. Capteur de haute précision pour des mesures de température précises.
- 2. Grand écran LCD pour une lecture facile.
- 3. Plusieurs modes de mesure (corps, surface, sans contact).
- 4. Fonction d'arrêt automatique pour économiser la batterie.
- 5. Indicateur de batterie faible.
- 6. Fonction de mémoire pour stocker jusqu'à 10 lectures.
- 7. Écran à rétroéclairage pour utilisation dans le noir.
- 8. Conception compacte et portable.
- 9. Capteur sans contact de haute précision.
- 10. Fonction d'arrêt automatique.

Boutons:

- **Marche/Arrêt:** Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.
- **Mode:** Appuyez pour passer d'un mode de mesure à un autre.
- **Mémoire:** Appuyez pour sauvegarder ou récupérer des lectures.
- **Visualisation:** Appuyez pour basculer la rétroillumination de l'écran.


Précautions:

- N'utilisez pas l'appareil sur des matériaux inflammables ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil sur des équipements électriques à haute tension.
- N'utilisez pas l'appareil dans un champ magnétique.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.
- N'utilisez pas l'appareil sur le visage.
- N'utilisez pas l'appareil sur la tête.
- N'utilisez pas l'appareil sur le cou.
- N'utilisez pas l'appareil sur la poitrine.
- N'utilisez pas l'appareil sur l'abdomen.
- N'utilisez pas l'appareil sur le dos.
- N'utilisez pas l'appareil sur les jambes.
- N'utilisez pas l'appareil sur les pieds.

Connexion avec l'application Xiumi Home

Pour utiliser les fonctionnalités avancées, connectez le dispositif à l'application Xiumi Home sur votre téléphone intelligent.

QR Code:



Scannez ce code QR pour télécharger l'application Xiumi Home.

Procédure:

1. Ouvrez l'App Store ou Google Play.
2. Recherchez "Xiumi Home".
3. Téléchargez et installez l'application.
4. Ouvrez l'application et suivez les instructions.
5. Connectez le dispositif à l'application.

Smart Scores

Obtenez des scores intelligents basés sur les données de température et d'autres facteurs.

Table:

Température (°C)	Score
36.0 - 36.5	A
36.5 - 37.0	B
37.0 - 37.5	C
37.5 - 38.0	D
38.0 - 38.5	E
38.5 - 39.0	F
39.0 - 39.5	G
39.5 - 40.0	H
40.0 - 40.5	I
40.5 - 41.0	J

Écran d'affichage

Visualisation de l'écran

Mode	Température (°C)	Humidité (%)	Score
Corps	36.5	65	A
Surface	37.2	70	B
Sans contact	37.8	75	C

Remplacement de la pile

Remplacement de la batterie

Le dispositif utilise une batterie rechargeable à litiu. Pour le recharger, connectez le câble USB au port de charge situé à l'arrière du dispositif.

Précautions:

- Ne chargez pas le dispositif dans un environnement humide.
- Ne chargez pas le dispositif avec un câble de mauvaise qualité.
- Ne chargez pas le dispositif avec un chargeur de mauvaise qualité.

Résolution des problèmes

Problème	Raison	Solution
Le dispositif ne s'allume pas.	Batterie épuisée.	Rechargez la batterie.
Aucune mesure n'est affichée.	Mode incorrect.	Changez de mode de mesure.
Les mesures sont imprécises.	Distance incorrecte.	Maintenez la distance correcte.
Le dispositif s'éteint automatiquement.	Batterie faible.	Rechargez la batterie.

Caractéristiques

Modèle: XH-1001

Alimentation: 3.7V Li-ion

Plage de mesure Température: 35°C - 42.5°C

Plage de mesure Humidité: 10% - 90% RH

Poids: 150g

Dimensions: 120mm x 60mm x 25mm

CE

CE mark compliance

Le produit est conforme aux exigences de la Directive sur la Compatibilité Électromagnétique (CEM) et de la Directive sur les Basse Tension (LVD).

Warranty

1 Year Warranty

Le fabricant s'engage à réparer ou à remplacer le produit défectueux dans un délai de 12 mois à compter de la date d'achat.

意语

Visuale generale del prodotto

Leggere attentamente le seguenti informazioni e seguire le istruzioni per garantire l'installazione e l'uso corretto del dispositivo.

Caratteristiche:

- 1. Sensore ad alta precisione per misurazioni accurate della temperatura.
- 2. Grande schermo LCD per una facile lettura.
- 3. Multiple modalità di misurazione (corporea, superficiale, a distanza).
- 4. Funzione di spegnimento automatico per risparmiare batteria.
- 5. Indicatore di batteria bassa.
- 6. Funzione di memoria per memorizzare fino a 10 letture.
- 7. Display a retroilluminazione per uso in condizioni di scarsa illuminazione.
- 8. Design compatto e portatile.
- 9. Sensore a distanza ad alta precisione.
- 10. Funzione di spegnimento automatico.

Bottoni:

- **Accensione/Spegnimento:** Premere per accendere o spegnere il dispositivo.
- **Modalità:** Premere per passare tra le diverse modalità di misurazione.
- **Memoria:** Premere per salvare o recuperare letture.
- **Visualizzazione:** Premere per attivare/deattivare la retroilluminazione dello schermo.


Avvertenze:

- Non utilizzare il dispositivo su materiali infiammabili o esplosivi.
- Non utilizzare il dispositivo su apparecchiature elettriche ad alta tensione.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di campi magnetici.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi.
- Non utilizzare il dispositivo sul viso.
- Non utilizzare il dispositivo sulla testa.
- Non utilizzare il dispositivo sul collo.
- Non utilizzare il dispositivo sul petto.
- Non utilizzare il dispositivo sull'addome.
- Non utilizzare il dispositivo sulla schiena.
- Non utilizzare il dispositivo sulle gambe.
- Non utilizzare il dispositivo sui piedi.

Connessione con l'app Xiumi Home

Per utilizzare le funzioni avanzate, connettete il dispositivo all'app Xiumi Home sul vostro smartphone.

QR Code:



Scansionare questo codice QR per scaricare l'app Xiumi Home.

Procedura:

1. Aprire l'App Store o Google Play.
2. Cercare "Xiumi Home".
3. Scaricare e installare l'app.
4. Aprire l'app e seguire le istruzioni.
5. Connettere il dispositivo all'app.

Score intelligenti

Obtenez des scores intelligents basés sur les données de température et d'autres facteurs.

Table:

Température (°C)	Score
36.0 - 36.5	A
36.5 - 37.0	B
37.0 - 37.5	C
37.5 - 38.0	D
38.0 - 38.5	E
38.5 - 39.0	F
39.0 - 39.5	G
39.5 - 40.0	H
40.0 - 40.5	I
40.5 - 41.0	J

Visualizzazione dello schermo

Visualizzazione dello schermo

Modalità	Temperatura (°C)	Umidità (%)	Score
Corpo	36.5	65	A
Superficie	37.2	70	B
Senza contatto	37.8	75	C

Sostituzione della batteria

Sostituzione della batteria

Il dispositivo utilizza una batteria ricaricabile al litio. Per ricaricarla, collegare il cavo USB al port di ricarica situato sulla parte posteriore del dispositivo.

Precauzioni:

- Non caricare il dispositivo in un ambiente umido.
- Non caricare il dispositivo con un cavo di qualità inferiore.
- Non caricare il dispositivo con un caricatore di qualità inferiore.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende.	Batteria scarica.	Ricaricare la batteria.
Nessuna misurazione sullo schermo.	Modalità errata.	Cambiare modalità di misurazione.
Misure inaccurate.	Distanza errata.	Mantenere la distanza corretta.
Il dispositivo si spegne automaticamente.	Batteria a basso livello.	Ricaricare la batteria.

Specifiche tecniche

Modello: XH-1001

Alimentazione: 3.7V Li-ion

Intervallo di misura Temperatura: 35°C - 42.5°C

Intervallo di misura Umidità: 10% - 90% RH

Peso: 150g

Dimensioni: 120mm x 60mm x 25mm

CE

CE mark compliance

Il prodotto è conforme alle esigenze della Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (CEM) e della Direttiva sulle Basse Tensioni (LVD).

Warranty

1 Year Warranty

Il produttore garantisce la riparazione o il sostituzione del prodotto difettoso entro 12 mesi dalla data di acquisto.

葡语

Visão geral do produto

Leia atentamente as seguintes informações e siga as instruções para garantir a instalação e o uso corretos do dispositivo.

Características:

- 1. Sensor de alta precisão para medições precisas de temperatura.
- 2. Grande tela LCD para fácil leitura.
- 3. Múltiplos modos de medição (corpo, superfície, sem contato).
- 4. Função de desligamento automático para economizar bateria.
- 5. Indicador de bateria baixa.
- 6. Função de memória para armazenar até 10 leituras.
- 7. Tela de retroiluminação para uso em condições de pouca luz.
- 8. Design compacto e portátil.
- 9. Sensor sem contato de alta precisão.
- 10. Função de desligamento automático.

Botões:

- **Ligar/Desligar:** Pressione para ligar ou desligar o dispositivo.
- **Modo:** Pressione para alternar entre os modos de medição.
- **Memória:** Pressione para salvar ou recuperar leituras.
- **Visualização:** Pressione para alternar a retroiluminação da tela.


Atenção:

- Não use o dispositivo em materiais inflamáveis ou explosivos.
- Não use o dispositivo em equipamentos elétricos de alta tensão.
- Não use o dispositivo em campos magnéticos.
- Não use o dispositivo em ambientes úmidos.
- Não use o dispositivo no rosto.
- Não use o dispositivo na cabeça.
- Não use o dispositivo no pescoço.
- Não use o dispositivo no peito.
- Não use o dispositivo no abdômen.
- Não use o dispositivo nas costas.
- Não use o dispositivo nas pernas.
- Não use o dispositivo nos pés.

Ligar a aplicação Xiumi Home

Para utilizar as funcionalidades avançadas, conecte o dispositivo ao aplicativo Xiumi Home no seu smartphone.

QR Code:



Escaneie este código QR para baixar o aplicativo Xiumi Home.

Procedimento:

1. Abra a App Store ou Google Play.
2. Procure por "Xiumi Home".
3. Baixe e instale o aplicativo.
4. Abra o aplicativo e siga as instruções.
5. Conecte o dispositivo ao aplicativo.

Smart Scores

Obtenez des scores intelligents basés sur les données de température et d'autres facteurs.

Table:

Température (°C)	Score
36.0 - 36.5	A
36.5 - 37.0	B
37.0 - 37.5	C
37.5 - 38.0	D
38.0 - 38.5	E
38.5 - 39.0	F
39.0 - 39.5	G
39.5 - 40.0	H
40.0 - 40.5	I
40.5 - 41.0	J

Visualização do ecrã

Visualização do ecrã

Modo	Temperatura (°C)	Humidade (%)	Score
Corpo	36.5	65	A
Superfície	37.2	70	B
Sem contacto	37.8	75	C

Substituição da pilha

Substituição da bateria

O dispositivo utiliza uma bateria recarregável de lítio. Para recarregar, conecte o cabo USB ao port de carga situado na parte posterior do dispositivo.

Precações:

- Não carregue o dispositivo num ambiente húmido.
- Não carregue o dispositivo com um cabo de má qualidade.
- Não carregue o dispositivo com um carregador de má qualidade.

Resolução de problemas

Problema	Causa	Solução
O dispositivo não liga.	Bateria esgotada.	Recarregar a bateria.
Nenhuma medição no ecrã.	Modo incorreto.	Mudar o modo de medição.
Medições imprecisas.	Distância incorreta.	Mantenha a distância correta.
O dispositivo desliga-se automaticamente.	Bateria fraca.	Recarregar a bateria.

Especificações

Modelo: XH-1001

Alimentação: 3.7V Li-ion

Intervalo de medição Temperatura: 35°C - 42.5°C

Intervalo de medição Humidade: 10% - 90% RH

Peso: 150g

Dimensões: 120mm x 60mm x 25mm

CE

CE mark compliance

O produto está em conformidade com as exigências da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (CEM) e da Diretiva de Baixa Tensão (LVD).

Warranty

1 Year Warranty

O fabricante garante a reparação ou substituição do produto defeituoso dentro de 12 meses a partir da data de compra.

俄语

Обзор продукта

Внимательно прочтите следующую информацию и следуйте инструкциям, чтобы обеспечить правильную установку и использование устройства.

Особенности:

- 1. Высокая точность датчика для точных измерений температуры.
- 2. Большой ЖК-дисплей для легкого чтения.
- 3. Несколько режимов измерения (тело, поверхность, бесконтактный).
- 4. Функция автоматического выключения для экономии батареи.
- 5. Индикатор низкого уровня заряда.
- 6. Функция памяти для хранения до 10 показаний.
- 7. Задняя подсветка дисплея для использования в темноте.
- 8. Компактный и портативный дизайн.
- 9. Высокопрецизионный бесконтактный датчик.
- 10. Функция автоматического выключения.

Кнопки:

- **Включение/Выключение:** Нажмите, чтобы включить или выключить устройство.
- **Режим:** Нажмите, чтобы переключаться между режимами измерения.
- **Память:** Нажмите, чтобы сохранить или восстановить показания.
- **Визуализация:** Нажмите, чтобы переключать подсветку экрана.


Внимание:

- Не используйте устройство на горючих или взрывоопасных материалах.
- Не используйте устройство на высоковольтном электрическом оборудовании.
- Не используйте устройство в магнитном поле.
- Не используйте устройство во влажной среде.
- Не используйте устройство на лице.
- Не используйте устройство на голове.
- Не используйте устройство на шее.
- Не используйте устройство на груди.
- Не используйте устройство на животе.
- Не используйте устройство на спине.
- Не используйте устройство на ногах.
- Не используйте устройство на ступнях.

Подключить к приложению Xiumi Home

Для использования расширенных функций подключите устройство к приложению Xiumi Home на вашем смартфоне.

QR Code:



Отсканируйте этот QR-код, чтобы скачать приложение Xiumi Home.

Процедура:

1. Откройте App Store или Google Play.
2. Найдите "Xiumi Home".
3. Скачайте и установите приложение.
4. Откройте приложение и следуйте инструкциям.
5. Подключите устройство к приложению.

Умные баллы

Получите умные баллы на основе данных о температуре и других факторах.

Table:

Температура (°C)	Балл
36.0 - 36.5	A
36.5 - 37.0	B
37.0 - 37.5	C
37.5 - 38.0	D
38.0 - 38.5	E
38.5 - 39.0	F
39.0 - 39.5	G
39.5 - 40.0	H
40.0 - 40.5	I
40.5 - 41.0	J

Визуализация экрана

Визуализация экрана

Режим	Температура (°C)	Влажность (%)	Балл
Тело	36.5	65	A
Поверхность			