

Käyttötarkoitus: Auttaa suojaamaan kasvoja loukkaantumiselta.

Käyttöohje: (81457, 84457)

- Laita pehmusteet kasvosuojaan haluamaasi kohtiin.
- Aseta kasvosuoja varovasti kasvoille niin, että pehmusteet tuntuvat mukavilta.
- Vedä elastinen hihna varovasti pään yli kiinnittääkseen kasvosuojan paikalleen.
- Säädä nauhoja tarpeen mukaan.

Hoito-ohjeet: Pyyhi pehmeällä, kostealla kankaalla.

Ei valmistettu luonnonkumista.

Huomio: Jos käytön yhteydessä ilmenee jokin vakava terveydentilaan liittyvä ongelma, ilmoita siitä pakkauksessa nimetyille valmistajalle ja maasi toimivaltaiselle terveysviranomaiselle.

Namena: Štiti lice od povreda.

Način primene: (81457, 84457)

- Stavite jastučice na željene delove štitnika za lice radi udobnog prijanjanja.
- Pažljivo stavite štitnik na lice tako da jastučići udobno prijanjaju.
- Pažljivo rastegnite elastične trake preko glave kako se štitnik za lice ne bi pomerio.
- Podesite trake po potrebi.

Održavanje: Obrisite mekom vlažnom krpom.

Nije izrađeno od lateksa prirodne gume.

Obaveštenje: Ako se zbog upotrebe ovog proizvoda dogodi bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, o tome obavestite proizvođača navedenog na nalepnici i nadležna zdravstvene organe u vašoj zemlji.

Namjena: Štiti lice od ozljeda.

Način primjene: (81457, 84457)

- Postavite jastučice na željena područja štitnika za lice za prilagođeno prijanjanje.
- Štitnik za lice stavite nježno na lice tako da jastučići budu namješteni u udobnom položaju.
- Nježno rastegnite elastični remen preko glave kako se štitnik za lice ne bi pomaknuo.
- Prilagodite remene po potrebi.

Njega: Obrisite mekom vlažnom krpom.

Nije izrađeno od lateksa prirodne gume.

Obavijest: Ako se tijekom upotrebe ovog proizvoda dogodi bilo kakav ozbiljan incident vezan za zdravlje, obavijestite proizvođača navedenog na nalepnici te nadležna zdravstvena tijela u vašoj zemlji.

الاستخدام المقصود: المساعدة في حماية الوجه من الإصابة.

١- ضع البطانة على الأجزاء المطلوبة في وافي الوجه بحيث يكون ملائماً لوضعه على الوجه.

٢- ضع الواقي على الوجه برفق بحيث تكون البطانة في موضع مريح.

٣- قم بشد الرباط المرن فوق الرأس لتثبيت وافي الوجه في موضعه.

٤- اضبط الأربطة حسب الحاجة.

العتاية: امسح المنتج بقطعة قماش مبللة وناعمة.

المنتج غير مصنوع من مطاط اللاتكس الطبيعي.

ملاحظة: في حال وقوع أي حالات صحية خطيرة مرتبطة باستخدام هذه الأداة، يرجى إبلاغ الشركة المصنعة الموضحة على الملصق والجهات الصحية المختصة في بلدك.

Tujuan Kegunaan: Membantu melindungi muka daripada kecederaan.

Cara Memakai: (81457, 84457)

- Letak pad pada bahagian-bahagian yang diingini agar muat dengan sesuai.
- Perlahan-lahan letak pelindung muka pada muka agar kedudukan pad rasa selesa.
- Perlahan-lahan tarik pemaut elastik keliling kepala untuk ketatkan kedudukan pelindung muka.
- Laras pengebat mengikut perlu.

Penjagaan: Lap dengan kain lembap yang lembut. Tidak dibuat daripada lateks getah asli.

Perhatian: Sekiranya berlaku sebarang kejadian serius berkaitan dengan penggunaan alat ini, sila maklumkan pengeluar yang tertera pada label dan pihak kesihatan yang kompeten di negara anda.

ข้อบ่งใช้: ช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่ใบหน้า วิธีการใช้: (81457, 84457)

- ติดแผ่นรองบนที่กั้นหน้าบริเวณที่ต้องการ
- ค่อย ๆ สวมที่กั้นหน้าบนใบหน้า โดยให้แผ่นรองอยู่ในตำแหน่งที่สบาย
- ค่อย ๆ ยึดแถบยางยึดออกเหนือศีรษะ เพื่อให้ที่กั้นหน้าอยู่กับที่
- ปรับสายรัดตามความต้องการ

การดูแลรักษา: เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ

ไม่ได้ทำจากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ

คำเตือน: หากเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับสุขภาพขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์หรือที่ระยพยาบาลทันที และแจ้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขในประเทศของคุณ

Mục Đích Sử Dụng: Giúp bảo vệ mặt khỏi bị tổn thương.

Cách sử dụng: (81457, 84457)

- Gắn phần đệm vào các vùng muốn sử dụng trên dụng cụ bảo vệ mặt sao cho vừa với người sử dụng.
- Nhẹ nhàng đặt dụng cụ bảo vệ mặt lên mặt sao cho phần đệm nằm ở vị trí thoải mái.
- Kéo nhẹ phần lưới cố giãn qua đầu để giữ cố định dụng cụ bảo vệ mặt.
- Điều chỉnh dây buộc khi cần.

Bảo dưỡng: Lau bằng khăn mềm ẩm.

Không được làm bằng chất liệu cao su tự nhiên.

Lưu ý: Nếu xảy ra bất kỳ biến cố sức khỏe nghiêm trọng nào có liên quan khi sử dụng thiết bị, hãy thông báo cho nhà sản xuất được ghi trên nhãn sản phẩm và các cơ quan chức năng về y tế của quốc gia quý vị.

Предназначение: Помага за защитата на лицето от нараняване.

Инструкции за употреба: (81457, 84457)

- Припожете подложката върху желаните зони на защитната маска за лице, така че да Ви е удобно.
- Внимателно поставете защитната маска за лице, така че подложката да е в удобна позиция.
- Внимателно опънете еластичния колан над главата си, за да поставите защитната маска за лице на място.
- Регулирайте лентите според нуждата.

Почистване: Почистете с мека и влажна кърпа.

Изделието не е направено от естествен каучуков латекс.

Забелжка: Ако вследствие на използването на продукта възникне сериозен инцидент, свързан със здравето, моля, уведомете производителя, посочен на етикета, и компетентните здравни органи на вашата страна.

Kasutusotstarve: Aitab kaitsta nägu vigastuste eest.

Kasutamise: (81457, 84457)

- Pange näole soovitud kohtadesse polster, et näokaitse näoga sobitada.
- Pange näokaitse ettevaatlikult näole, nii et polster oleks mugavalt.
- Tõmmake elastikpael ettevaatlikult üle pea, et näokaitse paigal püsiks.
- Vajaduse korral reguleerige paela.

Hooldamine: pühkige pehme niiske lapiga.

Ei ole valmistatud looduslikust kummilateksist.

Märkus! Kui seadme kasutamisel esineb tõsiselid tervisega seotud juhtumeid, teavituge sellest sildil märgitud tootjat ja oma riigi pädevaid tervishoiuasutusi.

Rendeltetés: Segít védeni az arcot a sérüléstől.

Alkalmazás módja: (81457, 84457)

- Helyezzen párnázatot az arcvédő kívánt részeire a testre szabott illeszkedés biztosításához.
- Finoman helyezze az arcvédőt az arcra, hogy a párnázat kényelmes helyzetbe kerüljön.
- Finoman megfeszítve húzza a rugalmas hevedert a fejre, hogy a helyén tartsa az arcvédőt.
- Szükség szerint igazítsa be a pántokat.

Ápolás: Puha, nedves törölkendővel törölje át.

Természetes nyersgumi latex felhasználása nélkül készült.

Észrevétel: Ha az eszköz használata során bármiféle súlyos egészségügyi vonatkozású váratlan esemény következne be, értesítse a címkén megjelölt gyártót és országá illetékes egészségügyi hatóságát.

Tilietlū not: Hjālp ar til vīd aŀ verja andlitū gegn meišlum.

Notkunarleiðbeiningar: (81457, 84457)

- Setjið púða a tilietlaða staði andlitšlifarinnar svo passi rétt.
- Komjið andlitšlifinni fyrir á andlitinu þannig aŀ púðar séu þægilega staðsettir.
- Strengjið leygjubóndin varlega yfir höfuðið til aŀ halda andlitšlifinni á sínum stað.
- Aðlagjið stöppur eins og þörf er.

Umhirda: Þurrkið með mjúkum, rökum klúti.

Ekki gert úr náttúrulegu gúmmilateksi.

Tilkyning: Ef einhver alvarleg heilsutengd tilvik koma upp við notkun þessa búnaðar skal vinsamlega láta fraleiððandann sem fram kemur á merkingum og viðeigndi heilsuþfövd í landinu víta..

Paredzētais lietojums: Palīdz aizsargāt seju pret traumām.

Kā lietot: (81457, 84457)

- Polsterējumu uzlieciet vēlamajām sejas aizsarga zonām, lai aizsargs labāk piegultu konkrētajai sejai.
- Saudzīgi uzlieciet sejas aizsargu sejai tā, lai polsterējums atrastos ērtā stāvoklī.
- Elastīgo fiksācijas sistēmu saudzīgi nostiepiet pāri galvai, lai sejas aizsargu noturētu vietā.
- Pienācīgi pielāgojiet saites.

Kopšana. Noslauciet ar mikstu, mitru drāniņu.

Nav izgatavots no dabīga gumijas lateksa.

Paziņojums: ja saistībā ar šīs ierīces izmantošanu notiek kāds nopietns, ar veselību saistīts negadījums, lūdz, informējiet etiketē norādīto ražotāju un savas valsts kompetentās veselības aprūpes iestādes.

Numatytoji paskirtis: Padeda apsaugoti veidą nuo sužalojimų.

Kaip naudoti: (81457, 84457)

- Ant pageidaujamo veido vietų uždekite naudotojui pritaikytą paminkštintą apsaugą.
- Švelniai uždekite veido apsaugą ant veido taip, kad paminkštinta apsauga būtų patogioje pozicijoje.
- Švelniai ištempkite dirželius aplink galvą, kad pritaikytų veido apsaugą reikiamoje vietoje.
- Nureguliuokite dirželius pagal poreikį.

Priežiūra: nušluostykite drėgna šluoste.

Pagaminta nenaudojant natūralaus gumos lateksa.

Pastaba: naudojant įtaisą ir įvykus rimtą su sveikata susijusiam incidentui, informuokite etiketėje nurodytą gamintoją ir kompetingas savo šalies sveikatos įstaigas.

Tilsiktet bruk: Bidrar til å beskytte ansiktet mot skader.

Bruksanvisning: (81457, 84457)

- Plasser putene på ønskede deler av ansiktsbeskyttelsen for å oppnå en tilpasset passform.
- Plasser ansiktsbeskyttelsen forsiktig på ansiktet, slik at putene blir sittende i en komfortabel posisjon.
- Strekk de elastiske festestroppene forsiktig over hodet for å holde ansiktsbeskyttelsen på plass.
- Juster stroppene etter behov.

Pleie: Tørkes av med en myk, fuktig klut.

Ikke laget av naturgummilatex.

Merk: Hvis det skulle oppstå en alvorlig helsereelatert hendelse ved bruk av enheten, må du varsle den produsenten som er angitt på etiketten og de ansvarlige helsemyndighetene i landet ditt.

Utilizarea prevăzută: Help protect the face from injury.

Cum se aplică: (81457, 84457)

- Aplicati căptușeala pe zonele dorite ale măștii pentru a obține o ajustare personalizată.
- Plasați ușor masca pe față, cu căptușeala într-o poziție confortabilă.
- Întindeți ușor benzile elastice peste cap pentru a menține masca în poziție.
- Ajustați benzile după necesitate.

Întreținere: Ștergeți cu o cârpă moale umeză.

Nu sunt fabricate din latex de cauciuc natural.

Aviz: În cazul în care apare un incident grav legat de sănătatea atunci când se utilizează dispozitivul, vă rugăm să anunțați producătorul identificat pe etichetă și autoritățile sanitare competente din țara dvs..



International Importer of Record

www.muellersportsmed.com/b2c-us/en/InternationalImporter