

# Handleiding

## User manual



# PureFeet

voetmassage apparaat

comfore

## Waarschuwingen & Veiligheidsinstructies

- Raadpleeg een fysiotherapeut of een dokter bij enige twijfel over het product.
- Stop geen voorwerpen of andere spullen tussen de roterende massageknoppen.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stop-contact te halen.
- Het apparaat niet onderdompelen of wassen met water.
- Blauwe plekken kunnen het gevolg zijn van verkeerd gebruik. Stop direct op het moment dat het gebruik pijn doet of oncomfortabel aanvoelt.
- Bekijk en onderzoek het voetmassage apparaat eerst op eventuele schade voor gebruik.
- Verwijder zelf geen vastzittende onderdelen.
- Gebruik het massageapparaat niet, of overleg eerst met uw arts als: Er een zwangerschap is vastgesteld, u een pacemaker, kunstmatige gewrichten of elektronische implantaten heeft, u aan één of meerdere van de volgende kwalen of bezwaren lijdt: storingen van de bloedsomloop, spataders, open wonden, kneuzingen, gescheurde huid, aderontstekingen.

## Opslag

- Bewaar het apparaat op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

## Onderhoud

- Maak het oppervlak schoon met een droge doek. Gebruik geen agressieve schuur- of schoonmaakmiddelen. Let op, het massageapparaat mag NIET in contact komen met water. Het stoffen gedeelte waar je de voeten in rust kan losgemaakt worden. Dit stoffen gedeelte mag gewassen worden in de wasmachine.

## Instructies voor gebruik

- ① Gebruik het apparaat niet langer dan 20 minuten achter elkaar
- ① Het apparaat is alleen geschikt voor het masseren van voeten. Steek geen andere lichaamsdelen of objecten in het apparaat.
- ① Ga niet in het apparaat staan, het apparaat is niet uitgerust om lichaamsgewicht te dragen.

## Bedieningspaneel



Timer



Massagemodes



Aan/uit



Verwarmingsknop



Massagesterkte

## **Aan/uit**

Zet het apparaat aan of uit. Na 15 minuten continu gebruik schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit (tenzij je het apparaat handmatig instelt op 20 minuten of meer).

## **Massagemodes**

Druk op de knop om te schakelen tussen 3 verschillende modussen .

P1: Zowel de massage onder de voetzolen als de luchtcompressie massage staan aan. De druk kan aangepast worden en de verwarmings functie kan aan- of uitgezet worden.

P2: Zowel de massage onder de voetzolen als de luchtcompressie massage staan aan. De massageknoppen aan de onderkant bewegen nu in een andere richting.

P3: Alleen de luchtcompressie massage staat aan. De druk kan aangepast worden met de sterkte knop. Verwarmingsfunctie kan aan en uit gezet worden.

## **Massagesterkte**

Druk op de knop om te schakelen tussen 5 verschillende massage sterktes. Het apparaat staat automatisch op L1.

## **Timer**

Druk op de knop om de timer op 4 verschillende standen in te stellen. Je kan kiezen tussen 10, 15, 20 en 30 minuten. De standaard timersetting is 15 min .

## Verwarmen

De verwarmingsfunctie staat automatisch aan. De massageknoppen geven rood licht om aan te geven dat de verwarmingsfunctie aanstaat. Druk op de knop om de functie uit te zetten.

## Specificaties

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Afmetingen                  | 44 x 24,4 x 37,8 cm         |
| Output                      | 30W                         |
| Ingangsspanning             | 12V/2.5A                    |
| Materiaal                   | ABS                         |
| Automatische uitschakeling  | Na 10, 15, 20 of 30 minuten |
| Aantal massagemodes         | 5                           |
| Aantal massagesterktes      | 5                           |
| Oververhittings beveiliging | Ja                          |
| Gewicht                     | 3,8 kg                      |
| Snoerlengte                 | 1,7 m                       |
| Aantal warmtestanden        | 1                           |

## Probleemoplossing

| Probleem                                              | Oorzaak                                                          | Oplossing                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Het apparaat gaat niet aan.                           | De stekker zit niet in het stopcontact.                          | Doe de stekker in het stopcontact.                 |
|                                                       | Het stroomsnoer is niet goed bevestigd aan het apparaat.         | Sluit het stroomsnoer correct aan.                 |
| Het apparaat gaat uit tijdens gebruik.                | Er zijn 15 minuten voorbij en het apparaat gaat automatisch uit. | Zet het apparaat uit en laat hem een uur afkoelen. |
| Het apparaat maakt een licht geluid als het aanstaat. | De motor maakt geluid. De roterende massageknoppen maken geluid. | Dit is normaal, het product is niet beschadigd     |

## Garantie

Wij verlenen 1 jaar garantie op het massageapparaat. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. **Let op,** de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop van op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schaden door derden.

## Warnings and Safety Instructions

- Consult a physiotherapist or doctor if you are in any doubt about the product.
- Do not put objects or other items between the rotating massage buttons.
- Do not pull on the cord to remove the plug from the socket.
- Do not immerse or wash the device with water.
- Bruising can result from misuse. Stop immediately the moment it hurts or feels uncomfortable.
- Check and examine the foot massager for any damage before use
- Do not remove any stuck parts yourself.
- Do not use the massager, or consult your doctor first if: A pregnancy has been established, you have a pacemaker, artificial joints or electronic implants, you suffer from one or more of the following ailments or objections: circulatory disorders, varicose veins, open wounds, bruises, torn skin, inflammation of the veins.

## Storaging

- Store the device in a dry, clean place. Do not store the device in extremely high or low temperatures.

## Maintenance

- Clean the surface with a dry cloth. Do not use aggressive abrasives or cleaning products. Please note, the massager must NOT come into contact with water. The fabric part where you rest your feet can be detached. This fabric part can be washed in the washing machine.

## Operating Instructions

- ❗ Do not use the device for more than 20 minutes at a time.
- ❗ The device is only suitable for massaging feet. Do not insert other body parts or objects into the device.
- ❗ Do not stand in the device, the device is not built to support body weight.

## Control Panel



Timer



Massage modes



On/off



Heater button



Massage strength

## **On/off**

Turn the device on or off. After 15 minutes of continuous use, the device will turn itself off automatically (unless you manually set the device for 20 minutes or more).

## **Massage modes**

Press the button to switch between 3 different modes.

P1: The massager under the soles of the feet and the air compression massage are on. The pressure can be adjusted and the heating function can be turned on or off.

P2: The massager under the soles of the feet and the air compression massage are on. The massage buttons on the bottom now move in a different direction.

P3: Only the air compression massage is on. The pressure can be adjusted with the strength knob. Heating function can be turned on and off.

## **Strenght**

Press the button to switch between 5 different massage strenghts. The device is automatically set to L1.

## **Timer**

Press the button to set the timer. You can choose between 10, 15, 20 and 30 minutes. The default timer setting is 15 min.

## **Heater**

The heating function is switched on automatically. The massage buttons light up red to indicate that the heating function is on. Press the button to turn the function off.

## Specifications

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Size                    | 44 x 24,4 x 37,8 cm         |
| Output                  | 30W                         |
| Input voltage           | 12V/2.5A                    |
| Material                | ABS                         |
| Automatic shutdown      | Na 10, 15, 20 of 30 minuten |
| Number of massage modes | 5                           |
| Intensity levels        | 5                           |
| Overheating protection  | Ja                          |
| Weight                  | 3,8 kg                      |
| Cord length             | 1,7 m                       |
| Heat Levels             | 1                           |

## Troubleshooting

| Problem                                              | Cause                                                                   | Solution                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| The device does not turn on.                         | The power adapter is not connected.                                     | Connect the power adapter.                             |
|                                                      | The plug is connected incorrectly.                                      | Insert the plug correctly.                             |
| The device turns off during use.                     | The device turns off automatically after 15 minutes of continuous use.  | Turn the device off and let it cool down for one hour. |
| The device makes a faint sound when it is turned on. | The motor is making noise. The rotating massage nodes are making noise. | This is normal, the product is not defective.          |

## Warranty

We grant 1 year warranty on the massage device. The customer must be able to show proof of purchase and the warranty must be made valid within a period of 1 year from the date of purchase. Please note, the warranty does not apply: for damage caused by incorrect use or repair; for wearing parts; for defects of which the customer was aware at the time of purchase; in case of defects caused by the customer's own fault, in case of damage by third parties.

comfore

© Comfore