


PROJECT E
BEAUTY

LightAura

LED FACE MASK

USER GUIDE

Model Number: PE021



MULTILINGUAL INSTRUCTIONS

MULTIPLE LANGUAGES USER MANUAL

For other languages (French, Spanish, Italian, German),
scan the following QR code



SCAN QR
CODE

TO GET USER
MANUAL

NUMÉRISER LE
CODE QR

POUR OBTENIR LE MA-
NUEL DE L'UTILISATEUR
EN FRANÇAIS

SCANSIONA
IL CODICE QR

PER OTTENERE IL
MANUALE D'USO IN
ITALIANO

ESCANEAR
CÓDIGO QR

PARA OBTENER EL
MANUAL DE USUARIO
EN ESPAÑOL

QR-CODE
SCANNEN

DEUTSCHES BE-
NUTZERHANDBUCH
ERHALTEN

WARNING

- Discontinue use if you experience any discomfort or persistent skin redness lasting more than two hours. It could indicate light sensitivity or another condition. Consult your healthcare provider for advice.
- Never operate the device if the cord or plug is damaged, if it is not functioning properly, or if it has been dropped, damaged, or submerged in water. Please return the device to Project E Beauty for examination and repair.
- Ensure the device is securely positioned to prevent accidental falls or being pulled into a tub or sink. Maintain a safe distance from water sources at all times, even during bathing or showering. Should the device accidentally come into contact with water, promptly unplug it to prevent any potential hazards.
- Keep the device away from flammable aerosol products.
- Use only the provided AC power supplies or chargers specifically designed for your LED mask. Using incompatible power sources may cause damage to the device.
- If the mask starts to overheat, turn it off immediately.

CONTRADICTIONS:

DO NOT USE the device if any of the following apply to you

1. Pregnant - Do not use if you are pregnant or suspect that you might be. The device has not been tested on pregnant individuals, and the effects, if any, are unknown.
2. Migraine - Avoid use if you have experienced a migraine within the last two years, as the lights may increase eye sensitivity.
3. Seizures - Do not use if you have a history of seizures triggered by light.
4. Lesions - Refrain from using this device over any suspicious or cancerous lesions. Doing so may delay proper medical treatment.

Failure to use and maintain the LED mask in accordance with the instructions outlined in this manual will invalidate the warranty.

BENEFITS

Each color of LED light serves a specific function and can be easily selected using the control box.

Red Light (630nm): The Anti Ager

Collagen synthesis reduces fine lines and wrinkles for a more elastic and youthful complexion

Blue Light (460nm): The Acne Savior

Blue light creates free radicals that destroy acne-causing bacteria. This process prevents breakouts and regulates oil production

Green Light (520nm): The Brightener

Fades dark spots, combats hyperpigmentation, and balances skin tone by significantly reducing melanin production

Yellow Light (630+520nm): The Healer

Stimulates the production of red blood cells to calm sensitive skin, reduces redness and remove toxins from the skin

Purple Light (460+630nm): The Multi-Tasker

Combines the benefits of blue and red light with the added benefit of targeting uneven skin tone and inflammation

Cyan Light (460+520nm): The Calmer (Blue and Green)


Purifies, soothes and heals the skin. Reduces appearance of capillaries. Beneficial for the treatment of rosacea and other skin conditions accompanied by redness

White Light (~mix): The Balancer

White light integrates all wavelengths on visible spectrum and therefore penetrates deepest into the skin. Powerful combination of light improves overall skin health for total rejuvenation

WHAT'S IN THE BOX?

- Main unit x 1
- Control Box x 1
- Head Strap x 1
- Power Cord x 1
- User Manual x 1



LIGHT SENSITIVITY TEST

Recommended before use

To determine if you are sensitive to light, please follow the instructions below. It is advised to test a small, less sensitive area of skin, such as your forearm.

Press the "Power" button to turn on the mask and then press the "Start/Stop" button to activate the mask LEDs. Use the "Color" button to switch to different colors.

Place the device on an area of your forearm for a 3-minute treatment.

Wait for 24 hours. You should NOT experience any adverse reactions during this time.

A negative reaction to light may include pain, discomfort in the treatment areas, or any redness/dryness of the skin lasting more than two hours. This reaction can be attributed to medication, supplements, or a potential skin issue.

Eye Safety

The design of the lights and the mask intentionally excludes the eye area for safety reasons.


For a comfortable experience, we recommend starting with the low energy mode and gradually increasing the energy level as you become accustomed to the treatment.

Please note that it is NOT recommended to directly shine the light source into the eyes or the eyes of others for an extended period of time as this can cause sensitivity.

HOW TO USE

Follow these steps for proper operation during a treatment:

1. Insert the head strap into each side of the LightAura mask to ensure comfortable wear on the face. Adjust the strap for a customized fit, ensuring the mask is not worn too tightly against the face.



2. Connect the USB cord to the jack on the control box. If the USB plug doesn't fit, attempt to insert it in the opposite direction carefully.



3. If needed, disinfect the surface of the mask.
Ensure your face is clean before using the mask.




4. Turn on the unit by pressing the Power button. The green indicator LED should light up.



5. Activate the mask LEDs by pressing the Start/Stop button.



6. Use the color button on the control box to choose your preferred color setting for the mask.



7. Adjust the power level using the Energy +/- buttons, with the maximum level being five (5).



8. Set the desired duration for the mask using the duration +/- buttons, with a maximum duration of 60 minutes.



9. Place the mask over your face and secure it with the strap. Adjust as necessary for comfort.



10. Avoid looking directly into the LEDs. While the powerful bulbs are safe for skin use, they can cause sensitivity to the eyes if stared at for an extended period of time.



It is recommended not to use the mask for more than 20 minutes per session, with the suggested operating time being between 10 and 15 minutes. Start with one 10-minute treatment, four times a week, unless otherwise directed by a doctor. Once you have achieved your initial goals, you may reduce usage to twice a week.

The mask will automatically shut off once it reaches the set time limit. To turn the device off before the chosen time setting, use the ON/OFF switch on the control box. If you have sensitive skin, start with shorter periods of time and gradually increase. Always prioritize your comfort and never exceed your own comfort level.

MAINTENANCE

1. When unplugging the device, ensure a safe removal by firmly holding the plug and gently disconnecting it from the AC outlet.
2. After each use, diligently cleanse the mask surface with a soft cloth to maintain hygiene.
3. Promptly dry the surface if it encounters any moisture, chemicals, or water to prevent damage.
4. Maintain a clean and sterile environment for the device at all times.
5. Store the device in a clean and dry location to preserve its functionality.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model no.	PE021
Red Light Photon Wavelength	630 nm $\pm$ 5
Blue Light Photon Wavelength	460 nm $\pm$ 5
Green Light Photon Wavelength	520 nm $\pm$ 5
Purple Light Photon Wavelength	460+630 nm $\pm$ 5
Cyan Light Photon Wavelength	460+520 nm $\pm$ 5
Yellow Light Photon Wavelength	630+520 nm $\pm$ 5
White Light Photon Wavelength	460+630+520nm $\pm$ 5
Output Power	Max 17.8W
Voltage	100V - 240V, 60Hz/50Hz

1 YEAR WARRANTY

ACTIVATE YOUR 1 YEAR FREE WARRANTY NOW.

The product comes with a full one year warranty against manufacturer defects. It does not include damage caused by misuse, accident, abuse, neglect or other external causes. The warranty is void if an unstable voltage or inappropriate power supply has been used.

All we need is your name, email and order ID. That's it!



Scan the QR code or visit
www.projectebeauty.com/pages/warranty

QUESTIONS?

Website: www.projectebeauty.com

Email: hello@projectebeauty.com

Tel: +1-626-759-4232




PROJECT E
BEAUTY

LightAura

LED FACE MASK

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Modèle n° PE021



INSTRUCTIONS MULTILINGUES

MANUEL UTILISATEUR MULTIPLES LANGUES

Pour d'autres langues (français, espagnol, italien, allemand), scannez le code QR suivant.



SCAN QR
CODE

TO GET USER
MANUAL

SCANNEZ LE
CODE QR

POUR OBTENIR LE
MANUEL UTILISATEUR
EN FRANÇAIS

SCANSIONA
IL CODICE QR

PER OTTENERE IL
MANUALE D'USO IN
ITALIANO

ESCANEAR
CÓDIGO QR

PARA OBTENER EL
MANUAL DE USUARIO
EN ESPAÑOL

QR-CODE
SCANNEN

DEUTSCHES BE-
NUTZERHANDBUCH
ERHALTEN

AVERTISSEMENT :

- Arrêtez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une gêne ou des rougeurs cutanées persistantes durant plus de deux heures. Cela pourrait indiquer une sensibilité à la lumière ou une autre condition. Consultez votre professionnel de santé pour obtenir des conseils.
- N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou la prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été laissé tomber, endommagé ou immergé dans l'eau. Veuillez renvoyer l'appareil à Project E Beauty pour examen et réparation.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement positionné pour éviter qu'il ne tombe accidentellement ou ne soit attiré dans une baignoire ou un évier. Maintenez une distance de sécurité avec les sources d'eau à tout moment, même pendant le bain ou la douche. Si l'appareil entre accidentellement en contact avec de l'eau, débranchez-le rapidement pour éviter tout danger potentiel.
- Gardez l'appareil éloigné des produits aérosols inflammables.
- Utilisez uniquement les alimentations secteur ou chargeurs fournis, spécifiquement conçus pour votre masque LED. L'utilisation de sources d'alimentation incompatibles pourrait endommager l'appareil.
- Si le masque commence à surchauffer, éteignez-le immédiatement.

CONTRE-INDICATIONS :

N'UTILISEZ PAS l'appareil si l'un des éléments suivants s'applique à vous :

1. Grossesse – N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou pensez l'être. L'appareil n'a pas été testé sur des femmes enceintes, et les effets, le cas échéant, sont inconnus.
2. Migraine – Évitez d'utiliser l'appareil si vous avez eu une migraine au cours des deux dernières années, car les lumières peuvent augmenter la sensibilité des yeux.
3. Crises d'épilepsie – N'utilisez pas cet appareil si vous avez des antécédents de crises déclenchées par la lumière.
4. Lésions – Ne l'utilisez pas sur des lésions suspectes ou cancéreuses. Cela pourrait retarder un traitement médical approprié.

Le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien du masque LED décrites dans ce manuel annulera la garantie.

AVANTAGES

Chaque couleur de lumière LED a une fonction spécifique et peut être facilement sélectionnée à l'aide du boîtier de commande.

Lumière rouge (630nm): L'anti-âge

La synthèse de collagène réduit les ridules et les rides pour un teint plus élastique et plus jeune.

Lumière bleue (460nm): Le sauveur de l'acné

La lumière bleue crée des radicaux libres qui détruisent les bactéries responsables de l'acné. Ce processus prévient les éruptions cutanées et régule la production de sébum.

Lumière verte (520nm): L'éclaircissant

Estompe les taches sombres, combat l'hyperpigmentation et unifie le teint en réduisant significativement la production de mélanine.

Lumière jaune (630+520nm): Le guérisseur

Stimule la production de globules rouges pour calmer les peaux sensibles, réduit les rougeurs et élimine les toxines de la peau.

Lumière violette (460+630nm): Le multitâche

Combine les bienfaits de la lumière bleue et rouge avec l'avantage supplémentaire de cibler le teint inégal et l'inflammation.

Lumière cyan (460+520nm): L'apaisant (Bleu et Vert)


Purifie, apaise et guérit la peau. Réduit l'apparence des capillaires. Bénéfique pour le traitement de la rosacée et d'autres affections cutanées accompagnées de rougeurs.

Lumière blanche (~mix): L'équilibrant

La lumière blanche intègre toutes les longueurs d'onde du spectre visible et pénètre donc plus profondément dans la peau. Une puissante combinaison de lumières améliore la santé globale de la peau pour une réjuvenation totale.

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE ?

- Unité principale x 1
- Boîtier de commande x 1
- Sangle de tête x 1
- Cordon d'alimentation x 1
- Manuel d'utilisation x 1



TEST DE SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE

Recommandé avant utilisation

Pour déterminer si vous êtes sensible à la lumière, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Il est conseillé de tester une petite zone de peau moins sensible, comme votre avant-bras.

Appuyez sur le bouton "Power" pour allumer le masque, puis appuyez sur le bouton "Start/Stop" pour activer les LEDs du masque. Utilisez le bouton "Couleur" pour passer d'une couleur à l'autre.

Placez l'appareil sur une zone de votre avant-bras pour un traitement de 3 minutes.

Attendez 24 heures. Vous ne devriez PAS ressentir de réactions indésirables pendant ce temps.

Une réaction négative à la lumière peut inclure des douleurs, un inconfort dans les zones traitées ou des rougeurs/sécheresse de la peau durant plus de deux heures. Cette réaction peut être due à des médicaments, des suppléments ou un problème de peau potentiel.

SÉCURITÉ OCULAIRE

Le design des lumières et du masque exclut intentionnellement la zone des yeux pour des raisons de sécurité.


Pour une expérience confortable, nous recommandons de commencer avec le mode basse énergie et d'augmenter progressivement le niveau d'énergie à mesure que vous vous habituez au traitement.

Veuillez noter qu'il n'est PAS recommandé de diriger la source lumineuse directement dans les yeux ou dans les yeux d'autres personnes pendant une période prolongée, car cela peut provoquer une sensibilité.

COMMENT UTILISER

Suivez ces étapes pour une utilisation correcte lors d'un traitement :

1. Insérez la sangle de tête de chaque côté du masque LightAura pour assurer un port confortable sur le visage. Ajustez la sangle pour un ajustement personnalisé, en veillant à ce que le masque ne soit pas porté trop serré contre le visage.



2. Connectez le câble USB à la prise du boîtier de commande. Si la fiche USB ne s'insère pas, essayez de l'insérer dans l'autre sens avec précaution.



3. Si nécessaire, désinfectez la surface du masque. Assurez-vous que votre visage est propre avant d'utiliser le masque.



4. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche. Le témoin LED vert devrait s'allumer.



5. Activez les LEDs du masque en appuyant sur le bouton Start/Stop.



6. Utilisez le bouton de couleur sur le boîtier de commande pour choisir votre réglage de couleur préféré pour le masque.



7. Réglez le niveau d'énergie à l'aide des boutons Énergie +/- , le niveau maximum étant de cinq (5)



8. Réglez la durée souhaitée pour le masque à l'aide des boutons durée +/- , avec une durée maximale de 60 minutes.



9. Placez le masque sur votre visage et fixez-le avec la sangle. Ajustez-le selon vos besoins pour plus de confort.



10. Évitez de regarder directement dans les LEDs. Bien que les ampoules puissantes soient sûres pour la peau, elles peuvent provoquer une sensibilité des yeux si on les fixe pendant une période prolongée.



Il est recommandé de ne pas utiliser le masque pendant plus de 20 minutes par session, avec un temps de fonctionnement suggéré entre 10 et 15 minutes. Commencez avec un traitement de 10 minutes, quatre fois par semaine, sauf indication contraire d'un médecin. Une fois que vous avez atteint vos objectifs initiaux, vous pouvez réduire l'utilisation à deux fois par semaine.

Le masque s'éteindra automatiquement une fois la limite de temps atteinte. Pour éteindre l'appareil avant l'heure choisie, utilisez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur le boîtier de commande. Si vous avez la peau sensible, commencez par des périodes plus courtes et augmentez-les progressivement. Priorisez toujours votre confort et ne dépassez jamais votre propre niveau de confort.

ENTRETIEN

1. Lors du débranchement de l'appareil, assurez-vous de tenir fermement la prise et de la déconnecter doucement de la prise secteur pour garantir un retrait en toute sécurité.
2. Après chaque utilisation, nettoyez soigneusement la surface du masque avec un chiffon doux pour maintenir l'hygiène.
3. Séchez immédiatement la surface si elle entre en contact avec de l'humidité, des produits chimiques ou de l'eau afin d'éviter tout dommage.
4. Maintenez un environnement propre et stérile pour l'appareil en tout temps.
5. Rangez l'appareil dans un endroit propre et sec pour préserver son bon fonctionnement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle No.	PE021
Longueur d'onde des photons de la lumière rouge :	630 nm ± 5
Longueur d'onde des photons de la lumière bleue :	460 nm ± 5
Longueur d'onde des photons de la lumière verte :	520 nm ± 5
Longueur d'onde des photons de la lumière violette :	460+630 nm ± 5
Longueur d'onde des photons de la lumière cyan :	460+520 nm ± 5
Longueur d'onde des photons de la lumière jaune :	630+520 nm ± 5
Longueur d'onde des photons de la lumière blanche :	460+630+520nm ± 5
Puissance de sortie max :	Max 17.8W
Tension	100V - 240V, 60Hz/50Hz

GARANTIE D'UN AN

ACTIVEZ MAINTENANT VOTRE GARANTIE D'UN AN GRATUITE.

Le LightAura | LED Face Mask est assorti d'une garantie d'un an complète contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte, un accident, un abus, une négligence ou d'autres causes externes.

Tout ce dont nous avons besoin, c'est votre nom, votre adresse e-mail et votre numéro de commande. C'est tout.



Scannez le code QR ou visitez
www.projectebeauty.com/pages/warranty

QUESTIONS?

Site web : www.projectebeauty.com

E-mail: hello@projectebeauty.com

Tél : +1-626-759-4232


PROJECT E
BEAUTY

LightAura

LED FACE MASK

GUÍA DE USUARIO

Modelo no. PE021



INSTRUCCIONES MULTILINGÜES

MANUAL DE USUARIO EN VARIOS IDIOMAS

Para otros idiomas (francés, español, italiano, alemán),
escanee el siguiente código QR.



SCAN QR
CODE

TO GET USER
MANUAL

SCANNEZ LE
CODE QR

POUR OBTENIR LE
MANUEL UTILISATEUR
EN FRANÇAIS

SCANSIONA
IL CODICE QR

PER OTTENERE IL
MANUALE D'USO IN
ITALIANO

ESCANEAR
CÓDIGO QR

PARA OBTENER EL
MANUAL DE USUARIO
EN ESPAÑOL

QR-CODE
SCANNEN

DEUTSCHES BE-
NUTZERHANDBUCH
ERHALTEN

ADVERTENCIA:

- Suspenda el uso si experimenta molestias o enrojecimiento persistente de la piel que dure más de dos horas. Esto podría indicar sensibilidad a la luz u otra condición. Consulte a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento.
- Nunca use el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el dispositivo a Project E Beauty para su revisión y reparación.
- Asegúrese de que el dispositivo esté bien colocado para evitar caídas accidentales o que sea arrastrado a una tina o lavabo. Mantenga siempre una distancia segura de las fuentes de agua, incluso durante el baño o la ducha. Si el dispositivo entra accidentalmente en contacto con el agua, desconéctelo de inmediato para evitar cualquier peligro potencial.
- Mantenga el dispositivo alejado de productos en aerosol inflamables.
- Use solo los adaptadores de corriente o cargadores proporcionados, específicamente diseñados para su máscara LED. El uso de fuentes de alimentación incompatibles puede dañar el dispositivo.
- Si la máscara comienza a sobrecalentarse, apáguela de inmediato.

CONTRAINDICACIONES :

NO USE el dispositivo si se aplica alguno de los siguientes casos:

1. Embarazo – No lo use si está embarazada o sospecha que podría estarlo. El dispositivo no ha sido probado en personas embarazadas, y los efectos, si los hubiera, son desconocidos.
2. Migraña – Evite usarlo si ha tenido migrañas en los últimos dos años, ya que las luces pueden aumentar la sensibilidad ocular.
3. Convulsiones – No lo use si tiene antecedentes de convulsiones provocadas por la luz.
4. Lesiones – Evite usar este dispositivo sobre lesiones sospechosas o cancerosas. Hacerlo podría retrasar el tratamiento médico adecuado.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento de la máscara LED según lo indicado en este manual invalidará la garantía.

BENEFICIOS

Cada color de luz LED cumple una función específica y se puede seleccionar fácilmente utilizando el panel de control.

Luz roja (630nm): El anti-envejecimiento

La síntesis de colágeno reduce las líneas finas y arrugas para una tez más elástica y juvenil.

Luz azul (460nm): El salvador del acné

La luz azul crea radicales libres que destruyen las bacterias que causan el acné. Este proceso previene brotes y regula la producción de aceite.

Luz verde (520nm): El iluminador

Atenúa las manchas oscuras, combate la hiperpigmentación y equilibra el tono de la piel al reducir significativamente la producción de melanina.

Luz amarilla (630+520nm): El sanador

Estimula la producción de glóbulos rojos para calmar la piel sensible, reduce el enrojecimiento y elimina toxinas de la piel.

Luz violeta (460+630nm): El multitarea

Combina los beneficios de la luz azul y roja con la ventaja adicional de tratar el tono desigual de la piel y la inflamación.

Luz cian (460+520nm): El calmante (Azul y Verde)


Purifica, calma y cura la piel. Reduce la apariencia de los capilares. Beneficioso para el tratamiento de la rosácea y otras condiciones cutáneas acompañadas de enrojecimiento.

Luz blanca (~mezcla): El equilibrador

La luz blanca integra todas las longitudes de onda del espectro visible y por lo tanto penetra más profundamente en la piel. La poderosa combinación de luces mejora la salud general de la piel para una rejuvenecimiento total.

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- Unidad principal x 1
- Caja de control x 1
- Banda para la cabeza x 1
- Cable de alimentación x 1
- Manual de usuario x 1



PRUEBA DE SENSIBILIDAD A LA LUZ

Recomendado antes de usar

Para determinar si es sensible a la luz, siga las instrucciones a continuación. Se recomienda probar un área pequeña y menos sensible de la piel, como su antebrazo.

Presione el botón "Power" para encender la máscara y luego presione el botón "Start/Stop" para activar los LED de la máscara. Use el botón "Color" para cambiar entre diferentes colores.

Coloque el dispositivo en un área de su antebrazo para un tratamiento de 3 minutos.

Espere 24 horas. NO debería experimentar ninguna reacción adversa durante este tiempo.

Una reacción negativa a la luz puede incluir dolor, malestar en las áreas tratadas o cualquier enrojecimiento/sequedad de la piel que dure más de dos horas. Esta reacción puede deberse a medicamentos, suplementos o un posible problema de la piel.

SEGURIDAD OCULAR

El diseño de las luces y de la máscara excluye intencionalmente el área de los ojos por razones de seguridad.


Para una experiencia cómoda, recomendamos comenzar con el modo de baja energía y aumentar gradualmente el nivel de energía a medida que se acostumbre al tratamiento.

Tenga en cuenta que NO se recomienda dirigir la fuente de luz directamente a los ojos o a los ojos de otras personas durante un período prolongado, ya que esto puede causar sensibilidad.

CÓMO UTILIZAR

Siga estos pasos para una operación adecuada durante un tratamiento:

1. Inserte la correa para la cabeza en cada lado de la máscara LightAura para garantizar un uso cómodo en el rostro. Ajuste la correa para un ajuste personalizado, asegurándose de que la máscara no esté demasiado apretada contra la cara.



2. Conecte el cable USB al conector de la caja de control. Si el enchufe USB no encaja, intente insertarlo en la dirección opuesta con cuidado.



3. Si es necesario, desinfecte la superficie de la máscara. Asegúrese de que su rostro esté limpio antes de usar la máscara.



4. Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido. El indicador LED verde debería encenderse.



5. Active los LED de la máscara presionando el botón de Inicio/Detener.




6. Use el botón de color en la caja de control para elegir la configuración de color deseada para la máscara.



7. Ajuste el nivel de potencia usando los botones de Energía +/-, siendo el nivel máximo cinco (5).



8. Establezca la duración deseada para la máscara usando los botones de duración +/-, con una duración máxima de 60 minutos.



9. Coloque la máscara sobre su rostro y asegúrela con la correa. Ajuste según sea necesario para mayor comodidad.



10. Evite mirar directamente a los LED. Aunque las potentes bombillas son seguras para el uso en la piel, pueden causar sensibilidad en los ojos si se observan durante un período prolongado.



Se recomienda no usar la máscara durante más de 20 minutos por sesión, con un tiempo de funcionamiento sugerido entre 10 y 15 minutos. Comience con un tratamiento de 10 minutos, cuatro veces por semana, a menos que un médico indique lo contrario. Una vez que haya alcanzado sus objetivos iniciales, puede reducir el uso a dos veces por semana.

La máscara se apagará automáticamente una vez que alcance el límite de tiempo establecido. Para apagar el dispositivo antes del tiempo seleccionado, use el interruptor de encendido/apagado en la caja de control. Si tiene la piel sensible, comience con períodos de tiempo más cortos y aumente gradualmente. Siempre priorice su comodidad y nunca exceda su propio nivel de confort.

MANTENIMIENTO

1. Al desenchufar el dispositivo, asegúrese de sujetar firmemente el enchufe y desconectarlo suavemente de la toma de corriente para garantizar una extracción segura.
2. Después de cada uso, limpie cuidadosamente la superficie de la máscara con un paño suave para mantener la higiene.
3. Seque inmediatamente la superficie si entra en contacto con humedad, productos químicos o agua para evitar daños.
4. Mantenga siempre un entorno limpio y estéril para el dispositivo.
5. Guarde el dispositivo en un lugar limpio y seco para preservar su funcionalidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo No.	PE021
Longitud de onda del fotón de luz roja	630 nm ± 5
Longitud de onda del fotón de luz azul	460 nm ± 5
Longitud de onda del fotón de luz verde	520 nm ± 5
Longitud de onda del fotón de luz violeta	460+630 nm ± 5
Longitud de onda del fotón de luz cian	460+520 nm ± 5
Longitud de onda del fotón de luz amarilla	630+520 nm ± 5
Longitud de onda del fotón de luz blanca	460+630+520nm ± 5
Potencia máxima de salida	Max 17.8W
Voltaje	100V - 240V, 60Hz/50Hz

GARANTÍA DE 1 AÑO

ACTIVA AHORA TU GARANTÍA GRATUITA DE 1 AÑO.

El LightAura | LED Face Mask viene con una garantía completa de un año contra defectos de fabricación. No incluye daños causados por un uso incorrecto, accidente, abuso, negligencia u otras causas externas.

Todo lo que necesitamos es tu nombre, tu correo electrónico y tu número de pedido. Eso es todo.



Escanea el código QR o visita
www.projectebeauty.com/pages/warranty

¿PREGUNTAS?

Sitio web : www.projectebeauty.com

Correo electrónico: hello@projectebeauty.com

Teléfono : +1-626-759-4232




PROJECT E
BEAUTY

LightAura

LED FACE MASK

GUIDA DELL'UTENTE

Modello n. PE021



ISTRUZIONI MULTILINGUE

MANUALE DELL'UTENTE MULTILINGUE

Per altre lingue (francese, spagnolo, italiano, tedesco),
scansiona il seguente codice QR.



SCAN QR
CODE

TO GET USER
MANUAL

SCANNEZ LE
CODE QR

POUR OBTENIR LE
MANUEL UTILISATEUR
EN FRANÇAIS

SCANSIONA
IL CODICE QR

PER OTTENERE IL
MANUALE D'USO IN
ITALIANO

ESCANEAR
CÓDIGO QR

PARA OBTENER EL
MANUAL DE USUARIO
EN ESPAÑOL

QR-CODE
SCANNEN

DEUTSCHES BE-
NUTZERHANDBUCH
ERHALTEN

AVVERTENZA:

- Interrompere l'uso se si verifica disagio o rossore persistente della pelle che dura più di due ore. Questo potrebbe indicare sensibilità alla luce o un'altra condizione. Consultare il proprio medico per consigli.
- Non utilizzare mai il dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto, danneggiato o immerso in acqua. Restituire il dispositivo a Project E Beauty per l'esame e la riparazione.
- Assicurarsi che il dispositivo sia saldamente posizionato per evitare cadute accidentali o che venga trascinato in una vasca da bagno o in un lavandino. Mantenere una distanza di sicurezza dalle fonti d'acqua in ogni momento, anche durante il bagno o la doccia. Se il dispositivo entra accidentalmente in contatto con l'acqua, scollegarlo immediatamente per evitare potenziali pericoli.
- Tenere il dispositivo lontano da prodotti aerosol infiammabili.
- Utilizzare solo gli alimentatori CA o caricabatterie forniti appositamente progettati per la vostra maschera LED. L'uso di fonti di alimentazione incompatibili può causare danni al dispositivo.
- Se la maschera inizia a surriscaldarsi, spegnerla immediatamente.

CONTROINDICAZIONI :

NON UTILIZZARE il dispositivo se si applica uno dei seguenti casi:

1. Gravidanza – Non utilizzare se sei incinta o sospetti di esserlo. Il dispositivo non è stato testato su persone in gravidanza e gli effetti, se presenti, sono sconosciuti.
2. Eemicrania – Evitare l'uso se hai avuto un'emicrania negli ultimi due anni, poiché le luci potrebbero aumentare la sensibilità agli occhi.
3. Crisi epilettiche – Non utilizzare se hai una storia di crisi scatenate dalla luce.
4. Lesioni – Non utilizzare questo dispositivo su lesioni sospette o cancerose. Ciò potrebbe ritardare il trattamento medico corretto.

Il mancato utilizzo e mantenimento della maschera LED secondo le istruzioni descritte in questo manuale invaliderà la garanzia.

BENEFICI

Ogni colore della luce LED ha una funzione specifica e può essere facilmente selezionato utilizzando il pannello di controllo.

Luce rossa (630nm): L'anti-età

La sintesi del collagene riduce le linee sottili e le rughe per un incarnato più elastico e giovane.

Luce blu (460nm): Il salvatore dell'acne

La luce blu crea radicali liberi che distruggono i batteri che causano l'acne. Questo processo previene le eruzioni cutanee e regola la produzione di sebo.

Luce verde (520nm): L'illuminante

Sbiadisce le macchie scure, combatte l'iperpigmentazione ed equilibra il tono della pelle riducendo significativamente la produzione di melanina.

Luce gialla (630+520nm): Il guaritore

Stimola la produzione di globuli rossi per calmare la pelle sensibile, riduce i rossori e rimuove le tossine dalla pelle.

Luce viola (460+630nm): Il multitasking

Combina i benefici della luce blu e rossa con il vantaggio aggiuntivo di trattare il tono della pelle irregolare e l'infiammazione.

Luce ciano (460+520nm): Il calmante (Blu e Verde)


Purifica, calma e guarisce la pelle. Riduce l'aspetto dei capillari. Utile per il trattamento della rosacea e di altre condizioni della pelle accompagnate da rossore.

Luce bianca (~mix): L'equilibratore

La luce bianca integra tutte le lunghezze d'onda dello spettro visibile e quindi penetra più in profondità nella pelle. La potente combinazione di luci migliora la salute generale della pelle per una completa rigenerazione.

COSA C'È NELLA SCATOLA?

- Unità principale x 1
- Scatola di controllo x 1
- Fascia per la testa x 1
- Cavo di alimentazione x 1
- Manuale d'uso x 1



TEST DI SENSIBILITÀ ALLA LUCE

Consigliato prima dell'uso

Per determinare se si è sensibili alla luce, seguire le istruzioni riportate di seguito. Si consiglia di testare una piccola area di pelle meno sensibile, come il proprio avambraccio.

Premere il pulsante "Power" per accendere la maschera, quindi premere il pulsante "Start/Stop" per attivare i LED della maschera. Utilizzare il pulsante "Colore" per passare a colori diversi.

Posizionare il dispositivo su una zona del proprio avambraccio per un trattamento di 3 minuti.

Attendere 24 ore. NON dovrete sperimentare alcuna reazione avversa durante questo periodo.

Una reazione negativa alla luce può includere dolore, disagio nelle aree trattate o arrossamenti/secchezza della pelle che durano più di due ore. Questa reazione può essere dovuta a farmaci, integratori o un potenziale problema cutaneo.

SICUREZZA DEGLI OCCHI

Il design delle luci e della maschera esclude intenzionalmente l'area degli occhi per motivi di sicurezza.


Per un'esperienza confortevole, consigliamo di iniziare con la modalità a bassa energia e di aumentare gradualmente il livello di energia man mano che ci si abitua al trattamento.

Si prega di notare che NON è consigliato puntare direttamente la fonte di luce negli occhi o negli occhi di altri per un periodo prolungato, poiché ciò può causare sensibilità.

COME UTILIZZARE

Seguire questi passaggi per il corretto funzionamento durante un trattamento

1. Inserire la fascia per la testa su entrambi i lati della maschera LightAura per assicurare una vestibilità confortevole sul viso. Regolare la fascia per una vestibilità personalizzata, assicurandosi che la maschera non sia indossata troppo stretta sul viso.



2. Collegare il cavo USB alla presa della scatola di controllo. Se la spina USB non si inserisce, provare a inserirla con cautela nella direzione opposta.



3. Se necessario,
disinfettare la superficie
della maschera.
Assicurarsi che il viso sia
pulito prima di utilizzare
la maschera.



4. Accendere l'unità
premendo il pulsante di
accensione. Il LED verde
dovrebbe accendersi.



5. Attivare i LED della
maschera premendo il
pulsante Start/Stop.




6. Utilizzare il pulsante del colore sulla scatola di controllo per scegliere l'impostazione del colore preferita per la maschera.



7. Regolare il livello di potenza utilizzando i pulsanti Energia +/-, con il livello massimo impostato a cinque (5).



8. Impostare la durata desiderata per la maschera utilizzando i pulsanti di durata +/-, con una durata massima di 60 minuti.



9. Posizionare la maschera sul viso e fissarla con la fascia. Regolare secondo necessità per il massimo comfort.



10. Evitare di guardare direttamente nei LED. Sebbene le potenti lampadine siano sicure per la pelle, possono causare sensibilità agli occhi se osservate per un periodo di tempo prolungato.



Si raccomanda di non utilizzare la maschera per più di 20 minuti per sessione, con un tempo di utilizzo suggerito compreso tra 10 e 15 minuti. Iniziare con un trattamento di 10 minuti, quattro volte a settimana, salvo diversa indicazione del medico. Una volta raggiunti i vostri obiettivi iniziali, potete ridurre l'uso a due volte a settimana.

La maschera si spegnerà automaticamente una volta raggiunto il limite di tempo impostato. Per spegnere il dispositivo prima del tempo selezionato, utilizzare l'interruttore ON/OFF sulla scatola di controllo. Se avete la pelle sensibile, iniziate con periodi di tempo più brevi e aumentateli gradualmente. Priorizzate sempre il vostro comfort e non superate mai il vostro livello di comfort.

MANUTENZIONE

1. Quando si scollega il dispositivo, assicurarsi di afferrare saldamente la spina e di scollegarla delicatamente dalla presa CA per garantire una rimozione sicura.
2. Dopo ogni utilizzo, pulire accuratamente la superficie della maschera con un panno morbido per mantenere l'igiene.
3. Asciugare immediatamente la superficie se entra in contatto con umidità, sostanze chimiche o acqua per evitare danni.
4. Mantenere sempre l'ambiente pulito e sterile per il dispositivo.
5. Conservare il dispositivo in un luogo pulito e asciutto per preservarne la funzionalità.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello n.	PE021
Lunghezza d'onda del fotone di luce rossa	630 nm ± 5
Lunghezza d'onda del fotone di luce blu	460 nm ± 5
Lunghezza d'onda del fotone di luce verde	520 nm ± 5
Lunghezza d'onda del fotone di luce viola	460+630 nm ± 5
Lunghezza d'onda del fotone di luce ciano	460+520 nm ± 5
Lunghezza d'onda del fotone di luce gialla	630+520 nm ± 5
Lunghezza d'onda del fotone di luce bianca	460+630+520nm ± 5
Potenza massima in uscita	Max 17.8W
Voltaggio	100V - 240V, 60Hz/50Hz

GARANZIA DI 1 ANNO

ATTIVA ORA LA TUA GARANZIA GRATUITA DI 1 ANNO.

Il LightAura | LED Face Mask è fornito con una garanzia completa di un anno contro i difetti di fabbricazione. Non include danni causati da un uso improprio, incidenti, abusi, negligenza o altre cause esterne.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è il tuo nome, la tua email e il tuo numero d'ordine. E basta così.



Scansiona il codice QR o visita
www.projectebeauty.com/pages/warranty

DOMANDE?

Sito web : www.projectebeauty.com

E-mail: hello@projectebeauty.com

Tel : +1-626-759-4232




PROJECT E
BEAUTY

LightAura

LED FACE MASK

BENUTZERHANDBUCH

Modell-Nr. PE021



MEHRSPRACHIGE ANLEITUNG

BENUTZERHANDBUCH IN MEHREREN SPRACHEN

Für andere Sprachen (Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch) scannen Sie bitte den folgenden QR-Code ein.



**SCAN QR
CODE**

**TO GET USER
MANUAL**

**SCANNEZ LE
CODE QR**

**POUR OBTENIR LE
MANUEL UTILISATEUR
EN FRANÇAIS**

**SCANSIONA
IL CODICE QR**

**PER OTTENERE IL
MANUALE D'USO IN
ITALIANO**

**ESCANEAR
CÓDIGO QR**

**PARA OBTENER EL
MANUAL DE USUARIO
EN ESPAÑOL**

**SCANNEN SIE
DEN QR-CODE**

**UM DIE DEUTSCHE
BEDIENUNGSANLEITUNG ZU
ERHALTEN**

WARNUNG:

- Beenden Sie die Verwendung, wenn Sie Unbehagen oder anhaltende Hautrötungen verspüren, die länger als zwei Stunden andauern. Dies könnte auf Lichtempfindlichkeit oder eine andere Erkrankung hinweisen. Konsultieren Sie Ihren Arzt für Ratschläge.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es fallen gelassen, beschädigt oder in Wasser getaucht wurde. Bitte senden Sie das Gerät an Project E Beauty zur Überprüfung und Reparatur.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher positioniert ist, um versehentliches Herunterfallen oder das Hineinziehen in eine Wanne oder ein Waschbecken zu verhindern. Halten Sie stets einen sicheren Abstand zu Wasserquellen, auch beim Baden oder Duschen. Sollte das Gerät versehentlich mit Wasser in Kontakt kommen, ziehen Sie es sofort aus der Steckdose, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät von entzündbaren Aerosolprodukten fern.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile oder Ladegeräte, die speziell für Ihre LED-Maske entwickelt wurden. Die Verwendung inkompatibler Stromquellen kann das Gerät beschädigen.
- Wenn die Maske überhitzt, schalten Sie sie sofort aus.

KONTRAINDIKATIONEN :

VERWENDEN Sie das Gerät NICHT, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft:

1. Schwangerschaft – Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, dass Sie es sein könnten. Das Gerät wurde nicht an schwangeren Personen getestet, und die Auswirkungen, falls vorhanden, sind unbekannt.
2. Migräne – Vermeiden Sie die Verwendung, wenn Sie in den letzten zwei Jahren eine Migräne hatten, da die Lichter die Augensensibilität erhöhen können.
3. Anfälle – Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie in der Vergangenheit lichtbedingte Anfälle hatten.
4. Läsionen – Verwenden Sie dieses Gerät nicht über verdächtigen oder krebsartigen Läsionen. Dies könnte die richtige medizinische Behandlung verzögern.

Die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen zur Verwendung und Wartung der LED-Maske führt zum Erlöschen der Garantie.

VORTEILE

Jede Farbe des LED-Lichts erfüllt eine spezifische Funktion und kann einfach mit der Steuerbox ausgewählt werden.

Rotes Licht (630nm): Der Anti-Ager

Die Kollagensynthese reduziert feine Linien und Falten für einen elastischeren und jugendlicheren Teint.

Blaues Licht (460nm): Der Akne-Retter

Blaues Licht erzeugt freie Radikale, die akneverursachende Bakterien zerstören. Dieser Prozess verhindert Ausbrüche und reguliert die Ölproduktion.

Grünes Licht (520nm): Der Aufheller

Hellet dunkle Flecken auf, bekämpft Hyperpigmentierung und gleicht den Hutton aus, indem es die Melaninproduktion signifikant reduziert.

Gelbes Licht (630+520nm): Der Heiler

Stimuliert die Produktion roter Blutkörperchen, um empfindliche Haut zu beruhigen, reduziert Rötungen und entfernt Giftstoffe aus der Haut.

Violettes Licht (460+630nm): Der Multitasker

Kombiniert die Vorteile von blauem und rotem Licht und zielt zusätzlich auf ungleichmäßigen Hautton und Entzündungen ab.

Cyan-Licht (460+520nm): Der Beruhiger (Blau und Grün)


Reinigt, beruhigt und heilt die Haut. Reduziert das Erscheinungsbild von Kapillaren. Nützlich zur Behandlung von Rosacea und anderen Hautzuständen, die mit Rötungen einhergehen.

Weißes Licht (~Mix): Der Ausgleicher

Weißes Licht integriert alle Wellenlängen des sichtbaren Spektrums und dringt daher am tiefsten in die Haut ein. Die kraftvolle Kombination von Licht verbessert die allgemeine Hautgesundheit für eine vollständige Verjüngung.

WAS IST IN DER BOX?

- Haupteinheit x 1
- Steuerbox x 1
- Kopfband x 1
- Netzkabel x 1
- Bedienungsanleitung x 1



LICHTEMPFINDLICHKEITSTEST

Empfohlen vor der Verwendung

Um festzustellen, ob Sie empfindlich auf Licht reagieren, folgen Sie bitte den unten stehenden Anweisungen. Es wird empfohlen, eine kleine, weniger empfindliche Hautstelle, wie z. B. Ihren Unterarm, zu testen.

Drücken Sie die "Power"-Taste, um die Maske einzuschalten, und drücken Sie dann die "Start/Stop"-Taste, um die LEDs der Maske zu aktivieren. Verwenden Sie die "Color"-Taste, um zwischen den verschiedenen Farben zu wechseln.

Platzieren Sie das Gerät für eine 3-minütige Behandlung auf Ihrem Unterarm.

Warten Sie 24 Stunden. Während dieser Zeit sollten Sie KEINE negativen Reaktionen erleben.

Eine negative Reaktion auf Licht kann Schmerzen, Unbehagen in den Behandlungsbereichen oder eine Rötung/Trockenheit der Haut beinhalten, die länger als zwei Stunden anhält. Diese Reaktion kann auf Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder ein potenzielles Hautproblem zurückzuführen sein.

AUGENSICHERHEIT

Das Design der Lichter und der Maske schließt den Augenbereich aus Sicherheitsgründen bewusst aus.


Für ein angenehmes Erlebnis empfehlen wir, mit dem Niedrigenergiemodus zu beginnen und das Energieniveau schrittweise zu erhöhen, sobald Sie sich an die Behandlung gewöhnt haben.

Bitte beachten Sie, dass es NICHT empfohlen wird, die Lichtquelle über einen längeren Zeitraum direkt in die Augen oder in die Augen anderer zu richten, da dies zu Empfindlichkeit führen kann.

WIE BENUTZT MAN ES

Befolgen Sie diese Schritte für den ordnungsgemäßen Betrieb während einer Behandlung:

1. Führen Sie das Kopfband auf jeder Seite der LightAura-Maske ein, um einen bequemen Sitz im Gesicht zu gewährleisten. Passen Sie das Band an, um eine individuelle Passform zu erreichen und sicherzustellen, dass die Maske nicht zu fest anliegt.



2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Buchse an der Steuerbox.

Wenn der USB-Stecker nicht passt, versuchen Sie vorsichtig, ihn in die entgegengesetzte Richtung einzustecken.



3. Desinfizieren Sie bei Bedarf die Oberfläche der Maske. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gesicht vor der Verwendung der Maske sauber ist.



4. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Einschalttaste drücken. Die grüne LED-Anzeige sollte aufleuchten.



5. Aktivieren Sie die LEDs der Maske, indem Sie die Start/Stopp-Taste drücken.



6. Verwenden Sie die Farbtaste an der Steuerbox, um Ihre bevorzugte Farbeinstellung für die Maske auszuwählen.




7. Passen Sie die Leistung mit den Energie +/- Tasten an, wobei die maximale Stufe fünf (5) beträgt.



8. Stellen Sie die gewünschte Dauer für die Maske mit den Dauer +/- Tasten ein, wobei die maximale Dauer 60 Minuten beträgt.



9. Legen Sie die Maske auf Ihr Gesicht und befestigen Sie sie mit dem Band. Passen Sie sie nach Bedarf an, um den Komfort zu gewährleisten.



10. Vermeiden Sie es, direkt in die LEDs zu schauen. Obwohl die leistungsstarken Lampen sicher für die Haut sind, können sie bei längerem Starren zu einer Empfindlichkeit der Augen führen.



Es wird empfohlen, die Maske nicht länger als 20 Minuten pro Sitzung zu verwenden, wobei die empfohlene Betriebszeit zwischen 10 und 15 Minuten liegt. Beginnen Sie mit einer 10-minütigen Behandlung, viermal pro Woche, es sei denn, ein Arzt weist etwas anderes an. Sobald Sie Ihre anfänglichen Ziele erreicht haben, können Sie die Nutzung auf zweimal pro Woche reduzieren.

Die Maske schaltet sich automatisch ab, sobald sie die eingestellte Zeitgrenze erreicht hat. Um das Gerät vor der gewählten Zeiteinstellung auszuschalten, verwenden Sie den EIN/AUS-Schalter auf der Steuerbox. Wenn Sie empfindliche Haut haben, beginnen Sie mit kürzeren Behandlungszeiten und erhöhen Sie diese allmählich. Priorisieren Sie immer Ihr Wohlbefinden und überschreiten Sie niemals Ihr eigenes Komfortniveau.

WARTUNG

1. Beim Ausstecken des Geräts stellen Sie sicher, dass Sie den Stecker festhalten und ihn vorsichtig aus der Steckdose ziehen, um eine sichere Entfernung zu gewährleisten.
2. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch die Oberfläche der Maske sorgfältig mit einem weichen Tuch, um die Hygiene zu gewährleisten.
3. Trocknen Sie die Oberfläche umgehend, wenn sie mit Feuchtigkeit, Chemikalien oder Wasser in Berührung kommt, um Schäden zu vermeiden.
4. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät jederzeit in einer sauberen und sterilen Umgebung aufbewahrt wird.
5. Lagern Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort, um seine Funktionalität zu erhalten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell-Nr.	PE021
Wellenlänge des roten Lichtphotonen	630 nm $\pm$ 5
Wellenlänge des blauen Lichtphotonen	460 nm $\pm$ 5
Wellenlänge des grünen Lichtphotonen	520 nm $\pm$ 5
Wellenlänge des violetten Lichtphotonen	460+630 nm $\pm$ 5
Wellenlänge des cyanfarbenen Lichtphotonen	460+520 nm $\pm$ 5
Wellenlänge des gelben Lichtphotonen	630+520 nm $\pm$ 5
Wellenlänge des weißen Lichtphotonen	460+630+520nm $\pm$ 5
Ausgangsleistung max	Max 17.8W
Spannung	100V - 240V, 60Hz/50Hz

1 JAHR GARANTIE

AKTIVIEREN SIE JETZT IHRE EINJÄHRIGE KOSTENLOSE GARANTIE.

Der LightAura | LED Face Mask wird mit einer vollständigen einjährigen Garantie gegen Herstellerfehler geliefert. Sie umfasst keine Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung oder andere äußere Ursachen.

Alles, was wir brauchen, ist Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Bestellnummer. Das war's.



Scannen Sie den QR-Code oder
besuchen Sie die Website
[www.projecteauty.com/pages/
warranty](http://www.projecteauty.com/pages/warranty)

FRAGEN?

Website: www.projecteauty.com

E-mail: hello@projecteauty.com

Tel : +1-626-759-4232

