

USER MANUAL

Anti-slip bath mat

Product code: SAFE



1. Characteristics

Anti-slip mat is made of durable, moisture-resistant TPE material. It has special rubber suction cups which effectively reduce chances of sliding on wet surfaces, providing better stability.

2. Application

The anti-slip mat is ancillary equipment which helps the user to perform hygienic activities. It is recommended for use in shower, bathtub, bathroom and other damp rooms, at home and hospital.

3. Technical data

Mat dimensions	36 x 71 cm
Material	TPE
Colour	white

4. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the mat, failure to comply safety regulations and misuse.

5. Maintenance

Clean the mat regularly using only water, sponge and mild detergents for plastic materials such as soap. Dry thoroughly.

6. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

7. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

8. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: **www.timago.com**. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Antypoślizgowa mata łazienkowa

Kod produktu: SAFE



1. Wykonanie

Mata antypoślizgowa jest wykonana z wytrzymałego materiału TPE odpornego na wilgoć i posiada specjalne gumowe przyssawki zapobiegające ślizganiu się na wilgotnych powierzchniach.

2. Zastosowanie

Mata antypoślizgowa jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecana jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

3. Specyfikacja techniczna

Wymiary maty	36 x 71 cm
Materiał	TPE
Kolor	biały

4. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

5. Konserwacja

Matę należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła.

6. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci. Pozostaw do wyschnięcia.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie

internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**. Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



03/2025 (I)