# **TheraRider Plus**

Fecha de actualización:

23/07/2025

## **Especificaciones del producto**

SKU:

TM2501

Descripción:

Silla de ruedas motorizada

**Dimensiones del producto:** 

98 x 60 x 95 cm

Tamaño en posición de guardado:

75 x 60 x 38 cm

Tamaño del asiento:

45 × 44 cm

Altura del asiento:

50 cm (distancia desde el piso)

Tamaño de ruedas:

Delantera 8" / Trasera 12"

Altura del reposabrazos:

23 cm (distancia desde el cojín)

Peso del produto:

26 Kg

Peso máximo soportado:

120 kg

Especificaciones del lote

Cantidades por caja:

1 unidad

Tamaño del embalaje:

66 × 45 × 84 cm

Materiales

Estructura:

Aleación de aluminio

Cojín:

Tela de malla

Otros

Plásticos

#### Descripción

- Mayor seguridad y estabilidad gracias a sus frenos electromagnéticos.
- Mejora tu postura con su cómoda estructura ergonómica.
- Transporta fácilmente la silla gracias a su práctico plegado

### **Especificaciones Técnicas**

Tipo de batería: 24V 12Ah de litio

Potencia del motor: 24V / 250W con escobillas

Controlador: 24V / 35A Velocidad máxima: 16 km/h

Distancia máxima de conducción: 15~25 km

Tiempo de carga: 4~6 horas

**Radio de giro:** ≤1.2 m

Capacidad de ascenso: 15°

## Datos de almacenamiento y limpieza

Limpia con paño húmedo y detergente suave las partes principales. Verifica que los neumáticos estén en buen estado. Carga las baterías al menos 8 horas. Consulta el manual para más detalles.