





WITHINGS | BODY COMP




1 2 3




4



9



10



11



12

SV

VÄLKOMMEN TILL COMMUNITYN

KOM IGÅNG

- 1 Ladda hem Withings-appen
- 2 Skapa ett konto
- 3 Gå till "Enheter" och följ installations-instruktionerna

DIN BODY COMP

- 4 Mattfötter
- 5 Digitalt display
- 6 Elektroder
- 7 Enhets- och parkopplingsknapp
- 8 Batterilucka (fyra AAA-batterier är redan installerade)

SNABBSTART

- 9 Dra i fliken för att starta vägen

BÄSTA PRAXIS

- 10 Placera vägen på en hård plan yta.
- 11 Kliv upp på vägen med rena, bara fötter.
- 12 Försök att väga dig själv vid samma tidpunkt varje dag.

UPPTÄCK ALLA VÅRA SMARTA HÄLSOENHETER

withings.com

NL

WELKOM BIJ DE COMMUNITY

AAN DE SLAG

- 1 Download de Withings-app
- 2 Maak een account aan
- 3 Ga naar 'Apparaten' en volg de installatie-instructies

UW BODY COMP

- 4 Tapijtvoetjes
- 5 Digitaal display
- 6 Elektroden
- 7 Eenheden- en verbindingsknop
- 8 Batterijklepje (4 AAA-batterijen, al geplaatst)

SNELLE START

- 9 Trek aan het lipje om de weegschaal uit de sluimerstand te halen.

BESTE METHODEN

- 10 Plaats de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond.
- 11 Stap met schone, blote voeten op de weegschaal
- 12 Probeer uzelf elke dag op hetzelfde tijdstip te wegen.

ONTDEK AL ONZE SLIMME GEZONDHEIDSAPPARATEN

withings.com

FI

TERVETULOA YHTEISÖÖN

ALOITA TÄSTÄ

- 1 Lataa Withings-sovellus
- 2 Luo tili
- 3 Siirry Devices (Laitteet) -kohtaan ja noudata asennusohjeita

SINUN BODY COMP

- 4 Pehmustetut jalat
- 5 Digitaalinen näyttö
- 6 Elektrodit
- 7 Yksikkö- ja pariliitospainike
- 8 Akun kansi (4 AAA-paristoa valmiiksi asennettuna)

PIKAOPAS

- 9 Herätä vaaka vetämällä kielekkeestä.

PARHAAT KÄYTÄNNÖT

- 10 Aseta vaaka kovalle ja tasaiselle pinnalle.
- 11 Astu vaa' alle puhtailla ja paljailia jaloilla.
- 12 Yritä punnita itsesi joka päivä samaan aikaan.

TUTUSTU KAIKKIIN ÄLYKKÄISIIN TERVEYSTEKNOLOGIALAITTEISIIMME

withings.com

DA

VELKOMMEN TIL NETVÆRKET

KOM I GANG

- 1 Download Withings-appen
- 2 Opret en konto
- 3 Gå til "Enheder", og følg installationsinstruktionerne

DIN BODY COMP

- 4 Tæppefødder
- 5 Digitalt display
- 6 Elektroder
- 7 Enheds- og parringsknapp
- 8 Batteridæksel (4 AAA-batterier er allerede installeret)

HURTIG START

- 9 Træk i den lille flap for at aktivere vægten.

BEDSTE PRAKSIS

- 10 Anbring vægten på en fast, plan overflade.
- 11 Træd op på vægten med rene, bare fødder.
- 12 Prøv at veje dig på samme tidspunkt hver dag.

OPDAG ALLE VORES INTELLIGENTE SUNDHEDSENHEDER

withings.com

IT

BENVENUTI NELLA COMMUNITY

INIZIA ORA

- 1 Scarica l'app Withings
- 2 Crea un account
- 3 Vai in "Dispositivi" e segui le istruzioni di installazione

IL TUO BODY COMP

- 4 Piedini per moquette
- 5 Display digitale
- 6 Elettrodi
- 7 Pulsante unità e accoppiamento
- 8 Coperchio batteria (4 pile AAA già inserite)

AVVIO RAPIDO

- 9 Tira la linguetta per attivare la bilancia.

PROCEDURE CONSIGLATE

- 10 Posiziona la bilancia su una superficie piana e rigida.
- 11 Sali sulla bilancia a piedi nudi e puliti.
- 12 Cerca di pesarti ogni giorno alla stessa ora.

SCOPRI TUTTI I NOSTRI DISPOSITIVI INTELLIGENTI PER LA SALUTE

withings.com

ES

TE DAMOS LA BIENVENIDA A LA COMUNIDAD

PRIMEROS PASOS

- 1 Descarga la aplicación de Withings
- 2 Crear una cuenta
- 3 Ve a «Dispositivos» y sigue las instrucciones de instalación

TU BODY COMP

- 4 Patas para alfombras y moquetas
- 5 Pantalla digital
- 6 Electrodos
- 7 Unidad y botón de emparejamiento
- 8 Tapa de las pilas (4 pilas AAA ya insertadas)

INICIO RÁPIDO

- 9 Tirar de la lengüeta para encender la báscula.

PAUTAS RECOMENDADAS

- 10 Coloca la báscula sobre una superficie dura y lisa.
- 11 Subir a la báscula con los pies limpios y descalzos.
- 12 Intentar pesarse a la misma hora todos los días.

DESCUBRE TODOS NUESTROS DISPOSITIVOS DE SALUD INTELIGENTES

withings.com

CS

VÍTEJTE V KOMUNITĚ

JDEME NA TO

- 1 Stáhněte si aplikaci Withings
- 2 Vytvořte účet
- 3 Přejděte do „Zařízení“ a postupujte podle pokynů k instalaci

VÁŠ BODY COMP

- 4 Nožičky na koberec
- 5 Digitální displej
- 6 Elektrody
- 7 Jednotka a párovací tlačítko
- 8 Kryt baterie (4 baterie AAA jsou již nainstalovány)

RYCHLÝ START

- 9 Váhu probudíte zatážením za pásek.

OSVĚDČENÉ POSTUPY

- 10 Položte váhu na rovnou tvrdou plochu.
- 11 Istým a bosým nohama si stoupněte na váhu.
- 12 Zkuste se vážit každý den ve stejnou dobu.

OBJEVTE VŠECHNA NAŠE CHYTRÁ ZDRAVOTNÍ ZAŘÍZENÍ

withings.com

PL

WITAMY W SPOŁECZNOŚCI

PIERWSZE KROKI

- 1 Pobierz aplikację Withings
- 2 Utwórz konto
- 3 Przejdź do „Urządzenia” i postępuj zgodnie z instrukcją instalacji

TWÓJ BODY COMP

- 4 Podkładki antypoślizgowe
- 5 Cyfrowy wyświetlacz
- 6 Elektrody
- 7 Jednostka i przycisk parowania
- 8 Pokrywa baterii (4 baterie AAA już znajdują się w urządzeniu)

SZYBKIE URUCHAMIANIE

- 9 Pociągnij za zakładkę, aby uruchomić wagę.

NAJLEPSZE PRAKTYKI

- 10 Połóż wagę na twardej, płaskiej powierzchni.
- 11 Wejdź na wagę czystymi, bosymi stopami.
- 12 Staraj się ważyć o tej samej porze każdego dnia.

POZNAJ WSZYSTKIE NASZE INTELIGENTNE URZĄDZENIA MEDYCZNE

withings.com

PT

BEM-VINDO À COMUNIDADE

INTRODUÇÃO

- 1 Descarregue a aplicação de Withings
- 2 Crie uma conta
- 3 Vá para "Dispositivos" e siga as instruções de instalação

O SEU BODY COMP

- 4 Pés para tapete
- 5 Visor digital
- 6 Eléktrodos
- 7 Botão de unidade e emparelhamento
- 8 Tampa do compartimento das pilhas (4 pilhas AAA já instaladas)

INÍCIO RÁPIDO

- 9 Puxe a tira para ativar a balança.

MELHORES PRÁTICAS

- 10 Coloque a balança numa superfície plana e dura.
- 11 Coloque-se em cima da balança com os pés limpos e descalços.
- 12 Tente pesar-se todos os dias à mesma hora.

DESCUBRA TODOS OS NOSSOS DISPOSITIVOS DE SAÚDE INTELIGENTES

withings.com

RO

BUN VENIT ÎN COMUNITATE

ÎNCEPE

- 1 Descarcă aplicația Withings
- 2 Creare cont
- 3 Accesează „Dispozitive” și urmează instrucțiunile de instalare

BODY COMP TA

- 4 Suporturi mochetă
- 5 Afişaj digital
- 6 Electrozi
- 7 Buton unitate și asociere
- 8 Capac baterie (sunt deja montate 4 baterii AAA)

LANSARE RAPIDĂ

- 9 Trageți de clapetă pentru a activa cântarul.

CELE MAI BUNE PRACTICI

- 10 Așezați cântarul pe o suprafață plană.
- 11 Urcați-vă pe cântar cu picioarele goale și curate.
- 12 Încercați să vă cântăriți în fiecare zi la aceeași oră.

DESCOPERĂ TOATE DISPOZITIVELE NOASTRE INTELIGENTE DE SĂNĂTATE

withings.com

HU

ÜDVÖZÖLJÜK A KÖZÖSSÉGBEN!

LÁSSUNK HOZZÁ!

- 1 A Withings alkalmazás letöltése
- 2 Fiók létrehozása
- 3 Lépjén az „Eszközök” menüpontra, és kövesse a telepítési utasításokat

AZ ÖN BODY COMP

- 4 Szőnyeglábak
- 5 Digitális kijelző
- 6 Elektrodák
- 7 Mértékegység és párosítás gomb
- 8 Elemtartó fedele (4 db AAA elem már behelyezve)

GYORSINDÍTÁS

- 9 Húzza meg a fület a mérleg bekapcsolásához.

BEVÁLT GYAKORLATOK

- 10 Helyezze a mérleget egy kemény, sík felületre.
- 11 Meztőláb álljon a mérlegre.
- 12 Próbálja minden nap ugyanabban az időben mérni a súlyát.

FEDEZZE FEL AZ ÖSSZES INTELLIGENS EGÉSZSÉGÜGYI ESZKÖZÜNKET

withings.com

SK

VITAJTE V MEDZI NAMI

ZAČNITE

- 1 Stiahnite si aplikáciu Withings
- 2 Vytvorte si účet
- 3 Prejdite na „Prístroje” a postupujte podľa pokynov na inštaláciu

VAŠA BODY COMP

- 4 Kobercové nožičky
- 5 Digitálny displej
- 6 Elektrody
- 7 Tlačidlo na jednotky váženia a párovanie
- 8 Kryt na batérie (4 batérie typu AAA sú už nainštalované)

RÝCHLY ŠTART

- 9 Potiahnutím jazýčka zapnete váhu.

OSVEDČENÉ POSTUPY

- 10 Váhu položte na tvrdý rovný povrch.
- 11 Postavte sa na váhu s čistými bosými nohami.
- 12 Snažte sa vážiť každý deň v rovnakom čase.

PREZRITE SI VŠETKY NAŠE INTELIGENTNÉ ZDRAVOTNÍCKE PRÍSTROJE

withings.com

AW_QSG_SECONDARY_WBS12_ALL_INT_D

WITHINGS.COM