

PHILIPS

sonicare



Іригатор порожнини рота

Cordless Power Flosser 3000

Ретельне очищення міжзубних проміжків без зусиль для покращення здоров'я ясен.

Унікальна хрестоподібна насадка Quad Stream

Технологія імпульсної хвилі Pulse Wave спрямовує вас від зуба до зуба

Технологія Quad Stream для швидкого та ефективного очищення міжзубних проміжків



HX3826/24

Догляд за міжзубними проміжками з технологією Quad Stream

Видаляє до 99,9% зубного нальоту в оброблених ділянках*

Легке ретельне чищення між зубами для покращення стану ясен. Унікальний наконечник Quad Stream чистить більшу ділянку з меншими зусиллями для ефективнішого й легкого правильного чищення міжзубних проміжків кожного разу.

Easy and convenient

- Легкий у використанні
- Резервуар ємністю 250 мл
- Швидке універсальне заряджання за допомогою кабелю USB-A
- Стандартна насадка для точкового очищення

Faster, more effective flossing

- 2 режими чищення міжзубних проміжків, 3 рівні інтенсивності
- Повне чищення ротової порожнини за 60 секунд
- Технологія імпульсної хвилі Pulse Wave
- Технологія Quad Stream: видаляє зубний наліт з-під лінії ясен

Чищення без зусиль завдяки вдосконаленій технології

- Технологія Quad Stream


Основні особливості

Технологія Quad Stream: видаляє зубний наліт з-під лінії ясен




Технологія Quadstream видаляє до 99% зубного нальоту з пародонтальних кишень глибиною 6 мм**

Технологія Quad Stream



Унікальна хрестоподібна насадка Quad Stream очищає ретельно завдяки хрестоподібному потоку води у чотирьох напрямках, охоплює максимальну площу міжзубних проміжків та ясен.

Технологія імпульсної хвилі Pulse Wave



Делікатні імпульси води сприяють чищенню і спрямовують вас від зуба до зуба в режимі ретельного чищення для завжди відмінного результату.

2 режими чищення міжзубних проміжків, 3 рівні інтенсивності



Оберіть режим чищення, який підходить саме для вас. Режим Clean (Чищення) забезпечує безперервний потік для ефективного щоденного чищення. Імпульсний режим Deep Clean (Ретельне чищення) для більш ретельного очищення. Регулювання рівнів інтенсивності допомагає налаштувати комфортне використання.

Повне чищення ротової порожнини за 60 секунд



Іригатор в режимі Clean (Чищення) впорається навіть з важкодоступними місцями за допомогою насадки, яка обертається на 360 градусів, завдяки чому пристроєм можна користуватися у будь-якому напрямку. Отримуйте ретельне чищення 360° всього за 60 секунд від початку до кінця.

Швидке універсальне зарядження за допомогою кабелю USB-A




Зручне зарядження за допомогою кабелю USB-A. Отримайте до 14 днів чищення від одного зарядження.

Резервуар ємністю 250 мл




Портативний іригатор з ємністю 250 мл завжди допоможе подбати про гігієну порожнини рота. Просто відкрутіть резервуар, зніміть та наповніть його водою, або використовуйте бічний клапан для легкого наповнення водою.

Легкий у використанні



Спрямуйте насадку на міжзубні проміжки, ввімкніть пристрій та ведіть насадку від зуба до зуба. Іригатор подбає про якісну гігієну та ефективне очищення міжзубних проміжків та приясеневій ділянці.

Стандартна насадка для точкового очищення



Стандартна насадка забезпечує єдиний потік води для очищення та видалення залишків їжі коли вам це потрібно

Cordless Power Flosser 3000

Іригатор порожнини рота

HX3826/24

Специфікації

Потужність

Напруга: Зарядний пристрій для різної напруги

Конструкція та покриття

Колір: М'ятний

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Простота у користуванні

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Встановлення насадки: Легко встановлюється і знімається

Ефективність

Чищення: Чистить усю ротову порожнину за 60–90 секунд

Елементи в комплекті

Бездротовий Power Flosser: 1

Насадка F1 Standard: 1

Насадка F3 Quad Stream: 1

Кабель живлення USB: 1

Настінний адаптер USB: 1

Режими

Чищення: Для ретельного щоденного чищення

Ретельне чищення: Для ретельного чищення міжзубних проміжків

Рівні інтенсивності: 3

Переваги для здоров'я

Видалення нальоту: Видалення до 99% нальоту з оброблених ділянок*

Очищення під яснами: Гарантоване видалення до 99% зубного нальоту з-під лінії ясен**



* * Згідно дослідження in vitro, фактичні індивідуальні результати можуть варіюватися
* **Згідно лабораторного дослідження (фактичні результати можуть відрізнятися), найшлюбше 2 мм у 6 мм-моделі пародонтальної кишені.