

# Scotch de fixation pour cathéter

## Fixation rapide et fiable des cathéters et des tubes

- Conçu pour fixer les cathéters et les tubes à la peau du patient
- Bande adhésive avec deux ailes refermables pour l'ancrage et le repositionnement des cathéters et des tubes
- L'adhésif doux pour la peau assure une fixation fiable et stable pendant 5 jours.
- Exempt de chlorure de polyvinyle (PVC), de latex, de phtalates/DEHP, de bisphénol et de substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (PFAS)




## LE POSITIONNEMENT ET LE REPOSITIONNEMENT CORRECTS

Les ailettes peuvent être ouvertes et fermées à plusieurs reprises, ce qui permet de repositionner le cathéter ou le tube.

## CONFORT DU PATIENT

Le matériau flexible s'adapte au corps du patient, minimisant les mouvements du cathéter et l'inconfort.

La mousse souple réduit les points de pression et le risque de lésions dues à la pression.



## FACILE À UTILISER

Deux ailettes enduites d'un adhésif spécial permettent une fixation rapide des cathéters et des tubes, conçue pour éviter tout déplacement accidentel.

Film bleu antiadhésif avec différentes longueurs, ce qui facilite la pose, même avec des gants.

Adhésif La base en mousse de polyuréthane recouverte d'un adhésif polyacrylate doux pour la peau permet une application facile et sûre sur la peau du patient.

La bande de fixation pour cathéter FT convient pour ancrer une variété de dispositifs à la peau du patient, y compris les cathéters urinaires, les tubes de néphrostomie, les lignes de perfusion, les drains thoraciques, les lignes veineuses centrales, les drains de plaie et les tubes de dialyse péritonéale. S'adapte aux cathéters et aux tubes de CH/Fr. 8-36.



Scannez pour en savoir plus et regarder la vidéo



## INFORMATIONS SUR LES COMMANDES

Réf.	Description	Pack QTY.
Q37449	Scotch de fixation pour cathéter FT, 102x38 mm	1/50/600

### CONTACTEZ- NOUS

Distribué en France par:  
Metze SAS, 10 rue de  
penthievre  
75008 Paris

[www.metzecare.com](http://www.metzecare.com)  
[commandes@metzecare.com](mailto:commandes@metzecare.com)

DISTRIBUÉ À L'ÉCHELLE MONDIALE ET  
IMPORTÉ DANS L'UE PAR  
UNOQUIP GmbH  
Schützengraben 20  
8200 Schaffhausen  
Suisse

[www.unoquip.com](http://www.unoquip.com)



Scanner pour  
accéder à  
notre site  
web

Sous réserve de fautes d'impression et de modifications des spécifications du produit. Version imprimée non contrôlée.

Toutes les marques et tous les logos sont la propriété de UNOQUIP GmbH, © 2025 UNOQUIP GmbH. Produit marqué CE. Copyright UNOQUIP GmbH 2025. PM0024FR v01MAR2025.