



E|m90

StreetJet

E|F55

E|R90

E|F35



E|R20

ATTITUDE

Empulse oferece uma ampla variedade de ajudas elétricas para cadeiras de rodas manuais, concebidas para se adaptarem a diferentes necessidades, preferências, ambientes e estilos de vida. Explore uma gama única e completa, projetada para potencializar o seu dia a dia.

MAIS DISTÂNCIA. MAIS VELOCIDADE. MAIS AVENTURAS.



SISTEMA DE ASSISTÊNCIA ELÉTRICA

Substitue as rodas traseiras da cadeira de rodas. É controlada por um controle remoto sem fio ou por impulso manual usando os aros.



MOTOR AUXILIAR

É colocado na parte dianteira do armação da cadeira de rodas. É controlado por um guidão de direção e um acelerador (ou pedais manuais).



HANDBIKES

É colocado na parte traseira do armação da cadeira de rodas e fornece um impulso adicional por meio de uma caixa de controle sem fio.



AJUDAS PARA O ACOMPANHANTE

Permite que os cuidadores controlem a assistência elétrica por meio de uma caixa de controle instalada nas alças traseiras da cadeira.

m90



POTÊNCIA EXTRA PARA A SUA CADEIRA SEM LIMITES

Com um design sofisticado e moderno, a assistência elétrica Empulse M90 é a mais leve da sua categoria, oferecendo potência e elegância sem adicionar peso. Reduz o esforço ao propulsar sua cadeira de rodas, preservando sua energia, e integra um controle dual com dois modos de condução em um único dispositivo. Sem cabos visíveis e com baterias removíveis, mantém a largura original da cadeira para uma experiência leve e estilizada.



R90



reddot winner 2022
best of the best



DESIGN DISCRETO E ELEGANTE REDUZ A FADIGA E O ESTRESSE NOS OMBROS

O inovador motor auxiliar para cadeiras de rodas manuais Empulse R90 te impulsiona com facilidade. É instalado sob o assento da cadeira, com um design sofisticado e inteligente. É tão compacto que não afeta o tamanho nem o raio de giro da cadeira. A caixa de controle sem fio com botão pulsador permite um manuseio fácil com uma só mão, e o app R90 permite selecionar o perfil de desempenho que melhor se adapta ao seu ambiente.



StreetJet



ACOPLAMENTO RÁPIDO E SEM ESFORÇO

A handbike elétrica StreetJet se acopla à sua cadeira de rodas com um único movimento, sem esforço e sem peças adicionais. Com autonomia de até 50 km e capacidade de enfrentar terrenos difíceis, permite ir mais longe, mais rápido e por mais tempo. A opção "Tetra" permite usá-la mesmo com mobilidade limitada nas mãos, sendo uma solução perfeita para manter a independência e a mobilidade. Repleta de funções de controle personalizáveis e opções de estilo para se adaptar a cada pessoa. Um único clique e pronto!



F55



COMPACTA E LEVE

A handbike elétrica F55 guarda-se facilmente tanto no porta-malas do seu carro quanto em casa, estando sempre pronta para uso a qualquer momento. Equipada com múltiplos ajustes incorporados, não apenas se adapta ao seu estilo de vida, mas também se ajusta a você. Escolha a roda compacta de 8,5" para manobrar no centro da cidade ou a roda de 14" para aventuras ao ar livre.



F35



NOSSA HANDBIKE MAIS PEQUENA E LEVE

Com autonomia de até 15 km, a handbike elétrica F35 oferece o equilíbrio perfeito entre alcance e portabilidade. Graças à sua bateria certificada pela IATA*, é ideal para quem viaja diariamente e busca uma solução prática tanto para distâncias curtas quanto longas. Pode ser acoplada e desacoplada facilmente por meio de um mecanismo de acoplamento rápido com um único movimento, perfeito para fazer várias paradas ao longo do dia.

* Cada companhia aérea apresenta os seus próprios requisitos em relação ao transporte de produtos com baterias de íons de lítio. Antes de organizar qualquer viagem de avião com a sua cadeira de rodas, confirme com a sua companhia aérea que aceitam produtos com baterias com a classificação UN3481. Consulte o manual de instruções para obter mais informações.



ATTITUDE



Power



Hybrid



Manual



Junior

PARA TODAS AS IDADES E ESTILOS DE VIDA

Quer você queira se manter em forma com a handbike Attitude Manual, aproveitar os benefícios da reabilitação e do exercício intermitente com a Attitude Hybrid, ou se movimentar com liberdade graças à Attitude Power, existe um modelo Attitude que se adapta ao seu estilo de vida. E para os jovens aventureiros, a Attitude Junior é a companheira ideal.



R20



IMPULSIONAR UMA CADEIRA DE RODAS NUNCA FOI SIDO TÃO FÁCIL

Seja em subidas ou em viagens longas de até 15 km, o R20 facilita muito o trabalho do acompanhante ao empurrar uma cadeira de rodas manual. Combinando uma função única de dobragem e um peso total super leve (máx. 4,5 kg), é muito fácil de transportar, permitindo ao mesmo tempo que o usuário se autopropulse sem nenhum impedimento. Além disso, é compatível com a grande maioria das cadeiras de rodas manuais do mercado.



	E m90	E R90	StreetJet	E F55	E F35	ATTITUDE	E R20
Tipo de dispositivo							
Tipo de acoplamento	Rodas Quick-Release (Desmontagem rápido)	Acoplamento ao eixo traseiro com sistema V-Lock	Ao armação dianteiro	Ao armação dianteiro	Ao sub-armação dianteiro	Ao armação dianteiro	Ao armação traseiro
Controlo	Controle dual selecionável pelo usuário: joystick ou aros	Caixa de controle sem fio	Acelerador no guidão	Acelerador no guidão	Acelerador no guidão	Manual: Pedais Power: Acelerador no guidão	Acelerador para cuidador com controle de polegar
Peso ¹	5,9 kg (cada roda, com bateria)	6,6 kg (com bateria de 2,5 Amp)	Desde 15 kg (com bateria de 14 Amp)	Desde 13 kg (com bateria)	Desde 9 kg (com bateria & sub-armação)	Junior: 14,5 kg Manual: 14,5 kg, Hybrid: 21,5 kg, Power: 15,3 kg	4,5 kg
Autonomia ²	Até 15 km	Até 15,7 km (bateria std.) Até 31,4 km (Bateria extendida)	Até 50 km (com bateria de 14 Ah) Até 26 km (com bateria de 8 Ah opcional)	Até 50 km	Até 15 km	Manual: N/A Hybrid: até 120 km Power: até 50 km	Até 15 km
Tamanho da roda	24"	7.75"	12" / 16" (cubierta pneumática)	8,5" sólida o 14" pneumática	6.5"	Junior: 16" Manual: 20" Hybrid: 20" Power: 16"	6"
Velocidade máx.	6 km/h	6 km/h (9 km/h opcional)	20 km/h (6, 10 e 15 km/h opcionais)	20 km/h (6, 10 e 15 km/h opcionais)	6 km/h (10 ou 15 km/h opcionais)	Manual: N/A Hybrid: 15 km/h Power: 15 km/h (6 e 10 km/h opcionais)	3 velocidades (2. 3.7 e 5 km/h)

1. Pode variar dependendo da configuração do produto.

2. A autonomia pode variar em função do tipo de superfície, do peso do usuário, do estilo de condução, da temperatura e das condições do terreno.

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga,
Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt



www.SunriseMedical.pt

Para obter mais informações sobre opções e disponibilidade, por favor consulte a folha de pedido. Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical se reserva o direito de alterar as características e as especificações dos mesmos sem aviso prévio.



Empulse