


Baxter

WELCH ALLYN UND BAXTER SIND EIN TEAM

PRAXISDIENST
Medizinprodukte seit 1953
Hier bestellen!



**WELCH ALLYN
FLEXIPORT
WIEDERVERWENDBARE
BLUTDRUCKMANSCHETTEN**



Wiederverwendbare **FlexiPort** Blutdruckmanschetten bieten eine vereinfachte Anschlussfunktion über den **FlexiPort** Ein-Punkt-Schnappanschluss mit Manschettengrößen von kleinen Säuglingen bis zu Erwachsenen.

Das Sortiment an wiederverwendbaren Manschetten bietet eine Standardisierungslösung für medizinische Einrichtungen und kann zur Optimierung des Arbeitsablaufs und des Bestandsmanagements beitragen, indem die Anzahl der erforderlichen Teilenummern reduziert wird.



Mit der **FlexiPort** Technologie kann jede Manschette als Ein- oder Zweischlauchmanschette verwendet werden.



Der Anschluss kann um 360 Grad gedreht werden und verbessert so den Patientenkomfort.



Erfüllt hinsichtlich der passenden Größe die neusten klinischen AAMI-Richtlinien.



Materialien sind latexfrei



Die wichtigsten Größen sind farbcodiert zur leichteren Auswahl der richtigen Manschettengröße.



Bis zu 13 Größen, vom kleinen Säugling bis zum großen Erwachsenen (auch für Anwendung am Oberschenkel)



WAS IST FLEXIPORT?

FLEXIPORT ANSCHLÜSSE BIETEN EINE EIN-PUNKT-ANSCHLUSSSTELLE ZWISCHEN GERÄTEN UND MANSCHETTEN.

Erzielen Sie eine echte Manschettenstandardisierung für vorhandene elektronische und manuelle Blutdrucküberwachungsgeräte in allen Ihren Einrichtungen. Mit dem **FlexiPort** Anschluss können Sie den Schlauch mit einem Klick befestigen, sodass eine Einmal-Manschette während des gesamten Aufenthalts beim Patienten verbleiben kann.



BESTELLINFORMATIONEN FÜR WIEDERVERWENDBARE FLEXIPORT MANSCHETTEN

GRÖSSE	GRÖSSENBEREICH	NUR MANSCHETTE	MANSCHETTE 1 SCHLAUCH SCHRAUBANSCHLUSS 	MANSCHETTE 1 SCHLAUCH DREIFACH-ANSCHLUSS 	MANSCHETTE 1 SCHLAUCH ANSCHLUSS MIT VERRIEGELUNG 	MANSCHETTE 1 SCHLAUCH BAJONETTANSCHLUSS 
Säugling, klein [6]	7 – 10 cm	REUSE-06	REUSE-06-1SC	REUSE-06-1TPE	REUSE-06-1MQ	REUSE-06-1HP
Säugling [7]	9 – 13 cm	REUSE-07	REUSE-07-1SC	REUSE-07-1TPE	REUSE-07-1MQ	REUSE-07-1HP
Kleinkind [8]	12 – 16 cm	REUSE-08	REUSE-08-1SC	REUSE-08-1TPE	REUSE-08-1MQ	REUSE-08-1HP
Kind [9]	15 – 21 cm	REUSE-09	REUSE-09-1SC	REUSE-09-1TPE	REUSE-09-1MQ	REUSE-09-1HP
Erwachsener, klein [10]	20 – 26 cm	REUSE-10	REUSE-10-1SC	REUSE-10-1TPE	REUSE-10-1MQ	REUSE-10-1HP
Erwachsener [11]	25 – 34 cm	REUSE-11	REUSE-11-1SC	REUSE-11-1TPE	REUSE-11-1MQ	REUSE-11-1HP
Erwachsener, lang [11L]	25 – 34 cm	REUSE-11L	REUSE-11L-1SC	REUSE-11L-1TPE	REUSE-11L-1MQ	REUSE-11L-1HP
Erwachsener, groß [12]	32 – 43 cm	REUSE-12	REUSE-12-1SC	REUSE-12-1TPE	REUSE-12-1MQ	REUSE-12-1HP
Erwachsener, groß, lang [12L]	32 – 43 cm	REUSE-12L	REUSE-12L-1SC	REUSE-12L-1TPE	REUSE-12L-1MQ	REUSE-12L-1HP
Oberschenkel [13]	40 – 55 cm	REUSE-13	REUSE-13-1SC	REUSE-13-1TPE	REUSE-13-1MQ	REUSE-13-1HP

GRÖSSE	GRÖSSENBEREICH	MANSCHETTE 2 SCHLÄUCHE SCHRAUBANSCHLUSS 	MANSCHETTE 2 SCHLÄUCHE ANSCHLUSS MIT VERRIEGELUNG 	MANSCHETTE 2 SCHLÄUCHE DREIFACH-ANSCHLUSS UND LEERSCHLAUCH 	MANSCHETTE 2 SCHLÄUCHE AUFPUMPSYSTEM 
Säugling, klein [6]	7 – 10 cm	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Säugling [7]	9 – 13 cm	REUSE-07-2SC	REUSE-07-2MQ	REUSE-07-2TPE	REUSE-07-2BV
Kleinkind [8]	12 – 16 cm	REUSE-08-2SC	REUSE-08-2MQ	REUSE-08-2TPE	REUSE-08-2BV
Kind [9]	15 – 21 cm	REUSE-09-2SC	REUSE-09-2MQ	REUSE-09-2TPE	REUSE-09-2BV
Erwachsener, klein [10]	20 – 26 cm	REUSE-10-2SC	REUSE-10-2MQ	REUSE-10-2TPE	REUSE-10-2BV
Erwachsener [11]	25 – 34 cm	REUSE-11-2SC	REUSE-11-2MQ	REUSE-11-2TPE	REUSE-11-2BV
Erwachsener, lang [11L]	25 – 34 cm	REUSE-11L-2SC	REUSE-11L-2MQ	REUSE-11L-2TPE	REUSE-11L-2BV
Erwachsener, groß [12]	32 – 43 cm	REUSE-12-2SC	REUSE-12-2MQ	REUSE-12-2TPE	REUSE-12-2BV
Erwachsener, groß, lang [12L]	32 – 43 cm	REUSE-12L-2SC	REUSE-12L-2MQ	REUSE-12L-2TPE	REUSE-12L-2BV
Oberschenkel [13]	40 – 55 cm	REUSE-13-2SC	REUSE-13-2MQ	REUSE-13-2TPE	REUSE-13-2BV

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI IHREM BAXTER ANSPRECHPARTNER.

Die Flexiport Blutdruckmanschetten in den Größenabstufungen für Kinder bis zu Erwachsenen sind zur Verwendung in Verbindung mit nicht-automatisierten und automatisierten Sphygmomanometern zur Blutdruckmessung bei Patienten vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter vorgesehen. Medizinprodukt (2017/745): Klasse I. Hersteller: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA. EU-Vertr.: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, C15 AW22, Irland. Dieses Medizinprodukt unterliegt gesetzlichen Bestimmungen und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Lesen Sie sich die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicherem und ordnungsgemäßen Gebrauch aufmerksam durch. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtung verantwortlich. Welch Allyn Inc. behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen am Design, den Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Welch Allyn Inc. ist die sich auf den Verkauf seiner Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.

Hillrom.Baxter.eu

Welch Allyn GmbH

Edisonstr. 4, D-85716 Unterschleißheim, Germany

Baxter, FlexiPort und Welch Allyn sind Marken von Baxter International Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften.

DCH-FLC73-250001 [v1.0] 07/2025